

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

KNEE SCOOTER

MODEL:HFK-9225G-12

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brand.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KNEE SCOOTER

Model: HFK-9225G-12



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INTRODUCTION

Read and follow all instructions, warnings, and notes in this manual before attempting to operate your Knee Scooter for the first time. If there is any information in this manual which you do not understand, or if you require additional assistance for assembly or operation, please contact with your authorized local provider.

Your safety to operate this product depends upon whether you completely follow the instructions, cautions and warnings in this manual. Vevor Corporation is not liable for any damages and/or injuries resulting from individual unsafe operation or failure to follow the instructions, cautions and warnings in this manual.



WARNING! Failure to heed the warnings in the manual may result in personal injury.



CAUTION! Failure to heed the cautions in the manual may result in damage to the Knee Scooter.

The Knee Scooter is suitable for everyday use. It can be used for both indoor and outdoor purposes. The all in one folding compact design is perfect for easy storage and transportation.

The knee glider comes with solid black puncture proof tyres. We have also included great features such as contoured knee pad, ergonomic handgrips and dual brake function.

Our products are always manufactured to the highest quality standards and comply with CE/FDA approval.

Parts Description



Product parameter

Table 1	SPECIFICATIONS
Overall size (L*W*H)	940 * 500 *1160 mm
Color	Black
Handle height	965-1165mm

Knee pad height	500-630mm
wheelbase	590.8mm
Load capacity	≤350 LB
Front wheels	ODxW (12"x2.215")
Rear wheels	ODxW (12"x2.215")

Assembly

1. Steering column setup

(1) Push the lever to the left and downward at the sametime to disengage the pin and push the steering column upward until it is in the full upright position. (Pic. A)

(2) Release the lever to make the safety pinto engage the right hole. (Pic. B)

Now, release the handle, the steering column will stand in the upright position

(3) Pull the lever up and clockwise to make the end of the lever pointing towards the ground to lock the steering column in the upright position. (Pic. C)

Note: Rotate the lever counter clockwise to loosen and clockwise to tighten the pressure on the lever.



Pic.A



Pic.B



Pic.C

2. Combine Steering column and frame

(1) Press the spring button and Insert the front tube into the frame tube until the card mainspring buckle

(2) Screw the Star Knob③ on the frame



3. Adjust the handle height

Loosen the Star knob① on the handle by turning it counter clockwise until it can be removed.

Adjust the handle grip to the desired height and reinsert the adjustment screw into the hole, turn it clockwise until it is tightened.

4. Adjust the knee pad height

(1) Insert the knee pad tube into the mainframe (Pic.E)

(2) When you have found a comfortable height setting insert the star knob ② and turn clockwise until it has fully locked into position.


Note: Always check carefully the knee pad is fully secured and not loose in anyway before using the knee glider.



Correct



Incorrect



5. Install the basket

Install the basket in front of the steering column.

Loop Lock Operation

USING Loop Lock Operation- Always engage and disengage wheel locks on both sides simultaneously


- (1) To Slow Down or Come to a Temporary Stop —Pull up slowly on the loop locks with four fingers until unit slows down or comes to a temporary stop.
- (2) To Temporarily Lock Wheels in Position — Press down on both loop locks with palms until you hear a “click ” that will tell you wheels are locked.
- (3) To Release Wheel Locks — Push up on both loop locks with palms of hand to original position.



How to adjust brakes?

Tools: Plier or 8mm wrench

Use pliers (or 8mm wrench) to screw M6 nuts, adjust in the direction of the wheel, the brake can be adjusted a little loose, away from the direction of the wheel, can be adjusted a little tighter.



Movement

The knee walker is a mobility device that provides strength and comfort to anyone who may have injury below the knee. It allows an even distribution of body weight by supporting half of the weight on the device and the other half on the non-injured leg.

The device has a cushioned platform to support both the injured leg and ankle to make certain that no weight will be placed on the lower leg.

The device is designed for easy steering and stopping.

- Place your hands on the handlebars.
- Place the knee of your injured foot on the front pad so that the top of your boot or cast is directly over the space between the pads. Your lower leg is then resting on the rear pad.
- Release the parking brake and propel yourself forward or backward with your pushing foot, keeping the knee of your injured foot centered on the front pad.
- Move slowly so that you can stop safely using your pushing foot.
- The hand brake may be used if needed but is primarily designed to maintain a stopped stance.

Additional Cautions

- Do not operate on loose gravel or uneven surfaces.
- Do not travel over large cracks or fissures.
- Stop and move forward slowly when encountering cracks or separations in walkway surfaces.
- Do not operate in excess of 3 miles per hour (slow-to-moderate walking speed).
- Do not turn unless one foot is on the ground.
- Never make a sharp turn at high speed.
- Do not turn at speeds over 1 mph (very slow walking speed).
- Do not operate on inclines above 15 degrees (slight incline).
- Do not travel over drops or barriers such as curbs or parking stops.
- This is a medical device, not a toy. Do not allow children or adults to use this as a toy or for entertainment.
- Always check the fasteners on the tiller, wheels, brakes, and seat for tightness before use.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,CA91730

UK	REP
----	-----

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
----	-----

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

TROTTEINETTE À GENOU

MODÈLE : HFK-9225G-12

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. "Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous êtes en fait, nous économisons la moitié par rapport au son principal

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TROTTINETTE À GENOU

Modèle : HFK-9225G-12



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

INTRODUCTION

Lisez et suivez toutes les instructions, avertissements et notes de ce manuel avant essayer d'utiliser votre Knee Scooter pour la première fois. S'il y en a informations contenues dans ce manuel que vous ne comprenez pas, ou si vous avez besoin assistance supplémentaire pour le montage ou le fonctionnement, veuillez contacter votre fournisseur local agréé.

Votre sécurité lors de l'utilisation de ce produit dépend du fait que vous respectiez complètement les instructions, mises en garde et avertissements contenus dans ce manuel. Vevor Corporation est décline toute responsabilité pour tout dommage et/ou blessure résultant d'un danger individuel fonctionnement ou le non-respect des instructions, mises en garde et avertissements de ce manuel.



AVERTISSEMENT! Le non-respect des avertissements du manuel peut entraîner des blessures corporelles.



PRUDENCE! Le non-respect des précautions contenues dans le manuel peut entraîner des dommages à la trottinette.

Le Knee Scooter convient à un usage quotidien. Il peut être utilisé aussi bien en intérieur qu'en à des fins extérieures. La conception compacte et pliable tout-en-un est parfaite pour faciliter stockage et transport.

Le planeur de genoux est livré avec des pneus noirs solides increvables. Nous avons aussi inclus d'excellentes fonctionnalités telles qu'une genouillère profilée, des poignées ergonomiques et double fonction de freinage.

Nos produits sont toujours fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et Conforme à l'approbation CE/FDA.

Description des pièces



Paramètre du produit

Tableau 1	CARACTÉRISTIQUES
Taille globale (L*W*H)	940 * 500 *1160 millimètres
Couleur	Noir
Hauteur de la poignée	965-1165mm

Hauteur des genouillères	500-630mm
empattement	590,8 mm
Capacité de chargement	≤350 LB
Roues avant	ODxL (12"x2,215")
Roues arrières	ODxL (12"x2,215")

Assemblage 1.

Configuration de la colonne de direction

(1) Poussez le levier vers la gauche et vers le bas en même temps pour dégager la goupille et poussez la colonne de direction vers le haut jusqu'à ce qu'elle soit en position complètement verticale. (Photo A)

(2) Relâchez le levier pour que la goupille de sécurité s'engage dans le trou droit. (Photo B)

Maintenant, relâchez la poignée, la colonne de direction se mettra en position verticale

(3) Tirez le levier vers le haut et dans le sens des aiguilles d'une montre pour que l'extrémité du levier pointe vers le sol afin de verrouiller la colonne de direction en position verticale. (Photo C)

Remarque : Tournez le levier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer et dans le sens des aiguilles d'une montre pour resserrer la pression sur le levier.



Pic.A



Pic.B



Pic.C

2. Combinez la colonne de direction et le cadre (1) Appuyez sur

le bouton à ressort et insérez le tube avant dans le tube du cadre jusqu'à ce que le ressort principal de la carte se boucle.

(2) Vissez le bouton étoile sur le cadre



3. Ajustez la hauteur de la poignée. Desserrez le

bouton étoile de la poignée en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il puisse être retiré.

Ajustez la poignée à la hauteur souhaitée et réinsérez la vis de réglage dans le trou, tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit serrée.

4. Ajustez la hauteur de la genouillère (1)

Insérez le tube de la genouillère dans le châssis principal (Pic.E)

(2) Lorsque vous avez trouvé un réglage de hauteur confortable, insérez le bouton étoile et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit complètement verrouillé en position.

Remarque : Vérifiez toujours soigneusement que la genouillère est entièrement sécurisée et qu'elle n'est pas lâche avant d'utiliser la genouillère.



Correct



Incorrect



5. Installez le panier

Installez le panier devant la colonne de direction.

Fonctionnement du verrouillage en boucle

UTILISATION du fonctionnement de verrouillage en boucle - Engagez et désengagez toujours les verrous de roue sur les deux côtés simultanément

- (1) Pour ralentir ou s'arrêter temporairement : tirez lentement sur la boucle verrouille avec quatre doigts jusqu'à ce que l'unité ralentit ou s'arrête temporairement.
- (2) Pour verrouiller temporairement les roues en position — Appuyez sur vers le bas sur les deux boucles de verrouillage avec les paumes jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » qui vous indiquera que les roues sont verrouillées.
- (3) Pour libérer les verrous de roue – Poussez sur les deux boucles. se verrouille avec la paume de la main dans sa position d'origine.



Comment régler les freins ?

Outils : Pince ou clé de 8 mm

Utiliser une pince (ou une clé de 8mm) pour visser les écrous M6, régler dans le sens de la roue, le frein peut être réglé un peu lâche, loin de la direction de la roue, peut être ajusté un peu plus serré.



Mouvement

La genouillère est un appareil de mobilité qui offre force et confort à quiconque qui pourrait avoir une blessure sous le genou. Il permet une répartition uniforme du poids corporel en supportant la moitié du poids sur l'appareil et l'autre moitié sur la jambe non blessée.

L'appareil dispose d'une plate-forme rembourrée pour soutenir à la fois la jambe et la cheville blessées. assurez-vous qu'aucun poids ne sera placé sur le bas de la jambe.

L'appareil est conçu pour faciliter la direction et l'arrêt.

Placez vos mains sur le guidon.

Placez le genou de votre pied blessé sur le coussinet avant de manière à ce que le haut de votre botte ou le moulage est directement sur l'espace entre les coussinets. Votre jambe inférieure est alors au repos sur le coussin arrière.

Desserrez le frein de stationnement et propulsez-vous vers l'avant ou vers l'arrière avec votre pousser le pied en gardant le genou de votre pied blessé centré sur le coussinet avant.

Déplacez-vous lentement afin de pouvoir vous arrêter en toute sécurité en utilisant votre pied poussoir.

Le frein à main peut être utilisé si nécessaire mais est principalement conçu pour maintenir un position arrêtée.

Précautions supplémentaires

Ne pas utiliser sur du gravier meuble ou sur des surfaces inégales.

Ne circulez pas sur de grandes fissures ou fissures.

Arrêtez-vous et avancez lentement lorsque vous rencontrez des fissures ou des séparations dans surfaces de passage.

Ne conduisez pas à plus de 3 miles par heure (marche lente à modérée vitesse).

Ne vous tournez que si un pied est au sol.

Ne faites jamais de virage serré à grande vitesse.

Ne tournez pas à une vitesse supérieure à 1 mph (vitesse de marche très lente).

Ne pas utiliser sur des pentes supérieures à 15 degrés (légère inclinaison).

Ne franchissez pas de dénivelés ou d'obstacles tels que des bordures ou des arrêts de stationnement.

Ceci est un dispositif médical, pas un jouet. Ne laissez pas les enfants ou les adultes l'utiliser comme jouet ou pour se divertir.

Vérifiez toujours le serrage des fixations sur le timon, les roues, les freins et le siège. Avant utilisation.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importé en Australie :
SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.
Bureau 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Groupe Pooledas Ltd
Unité 5 Maison Albert Edward, Les Pavillons
Preston, Royaume-Uni



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Allemagne

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-zertifikat www.vevor.com/support

KNIE-SCOOTER

MODELL: HFK-9225G-12

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Wir möchten Sie bitten, bei der Aufgabe einer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob dies der Fall ist tatsächlich die Hälfte im Vergleich zu den führenden Kleiderherstellern einsparen

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KNIE-SCOOTER

Modell: HFK-9225G-12



BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantiezertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.

EINFÜHRUNG

Lesen und befolgen Sie zuvor alle Anweisungen, Warnungen und Hinweise in diesem Handbuch. Versuchen Sie zum ersten Mal, Ihren Knie-Scooter zu bedienen. Wenn da etwas ist Informationen in diesem Handbuch, die Sie nicht verstehen oder die Sie benötigen Für weitere Unterstützung bei der Montage oder dem Betrieb wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierter lokaler Anbieter.

Ihre Sicherheit beim Betrieb dieses Produkts hängt davon ab, ob Sie die Anweisungen vollständig befolgen. Beachten Sie die Anweisungen, Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen in diesem Handbuch. Vevor Corporation ist Wir haften nicht für Schäden und/oder Verletzungen, die aus der Unsicherheit einzelner Personen resultieren Betrieb oder Nichtbeachtung der Anweisungen, Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen in diesem Handbuch.



WARNUNG! Die Nichtbeachtung der Warnungen im Handbuch kann dazu führen, dass kann zu Personenschäden führen.



VORSICHT! Die Nichtbeachtung der Vorsichtshinweise im Handbuch kann dazu führen, dass Dies kann zu Schäden am Knie-Scooter führen.

Der Knie Scooter ist alltagstauglich. Es kann sowohl für den Innen- als auch für den Innenbereich verwendet werden Outdoor-Zwecke. Das zusammenklappbare, kompakte All-in-One-Design ist perfekt für den einfachen Gebrauch Lagerung und Transport.

Der Kniegleiter wird mit soliden, schwarzen, pannensicheren Reifen geliefert. Wir haben auch inklusive toller Funktionen wie konturiertem Kniepolster, ergonomischen Handgriffen und Doppelbremsfunktion.

Unsere Produkte werden stets nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt und hergestellt entsprechen der CE/FDA-Zulassung.

Teilebeschreibung



Produktparameter

Tabelle 1	SPEZIFIKATIONEN
Gesamtgröße (L*B*H)	940 * 500 *1160 mm
Farbe	Schwarz
Griffhöhe	965–1165 mm

Kniepolsterhöhe	500–630 mm
Radstand	590,8 mm
Tragfähigkeit	ÿ350 Pfund
Vorderreifen	Außendurchmesser x Breite (12 x 2,215 Zoll)
Hinterräder	Außendurchmesser x Breite (12 x 2,215 Zoll)

Zusammenbau

1. Aufbau der Lenksäule

(1) Drücken Sie den Hebel gleichzeitig nach links und unten, um den Stift zu lösen, und drücken Sie die Lenksäule nach oben, bis sie sich in der vollständig aufrechten Position befindet. (Bild. A)

(2) Lassen Sie den Hebel los, damit der Sicherheitsstift in das rechte Loch einrastet. (Bild. B)

Lassen Sie nun den Griff los, die Lenksäule steht in der aufrechten Position

(3) Ziehen Sie den Hebel nach oben und im Uhrzeigersinn, sodass das Ende des Hebels zum Boden zeigt, um die Lenksäule in der aufrechten Position zu arretieren. (Bild. C)

Hinweis: Drehen Sie den Hebel gegen den Uhrzeigersinn, um den Druck auf den Hebel zu lockern, und im Uhrzeigersinn, um ihn zu erhöhen.



2. Kombinieren Sie Lenksäule und Rahmen (1). Drücken Sie den

Federknopf und führen Sie das vordere Rohr in das Rahmenrohr ein, bis die Hauptfeder der Karte einknickt

(2) Schrauben Sie den Sternknopf am Rahmen fest



3. Stellen Sie die Griffhöhe ein. Lösen

Sie den Sternknopf  am Griff, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet entfernt werden.

Stellen Sie den Griff auf die gewünschte Höhe ein, setzen Sie die Einstellschraube wieder in das Loch ein und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie festgezogen ist.

4. Passen Sie die Kniepolsterhöhe an (1).

Setzen Sie das Kniepolsterrohr in den Hauptrahmen ein (Bild E).

(2) Wenn Sie eine angenehme Höheneinstellung gefunden haben, setzen Sie den Sternknopf  ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er vollständig einrastet.

Hinweis: Überprüfen Sie immer sorgfältig, ob das Kniepolster vollständig befestigt ist und sich nicht lockert, bevor Sie den Kniegleiter verwenden.



Correct



Incorrect



5. Installieren Sie den Korb

Montieren Sie den Korb vor der Lenksäule.

Loop-Lock-Betrieb

VERWENDUNG des Loop-Lock-Betriebs: Aktivieren und deaktivieren Sie immer die Radsperren an beiden Seiten gleichzeitig

- (1) Um langsamer zu werden oder vorübergehend anzuhalten: Ziehen
Bewegen Sie die Schlaufe langsam mit vier Fingern nach oben, bis das Gerät einrastet
verlangsamt sich oder bleibt vorübergehend stehen.
- (2) Um die Räder vorübergehend in ihrer Position zu arretieren: Drücken Sie
Drücken Sie mit den Handflächen auf beide Schlaufenschlösser, bis Sie ein Geräusch hören
Klicken Sie darauf, um zu erfahren, dass die Räder blockiert sind.
- (3) Zum Lösen der Radsperren: Drücken Sie beide Schlaufen nach oben
Verriegelt mit den Handflächen in der ursprünglichen Position.



Wie stellt man die Bremsen ein?

Werkzeuge: Zange oder 8-mm-Schraubenschlüssel

Schrauben Sie die M6-Muttern mit einer Zange (oder einem 8-mm-Schraubenschlüssel) fest und stellen Sie sie in Richtung des Rads ein.
Die Bremse lässt sich etwas locker, also weg von der Radrichtung, einstellen
etwas enger eingestellt werden.



Bewegung

Der Kniegeher ist ein Mobilitätsgerät, das jedem Kraft und Komfort bietet
die möglicherweise eine Verletzung unterhalb des Knies haben. Es ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung des Körpergewichts
indem die Hälfte des Gewichts auf dem Gerät und die andere Hälfte auf dem unverletzten Bein abgestützt wird.

Das Gerät verfügt über eine gepolsterte Plattform, die sowohl das verletzte Bein als auch den Knöchel stützt. Achten Sie darauf, dass kein Gewicht auf den Unterschenkel lastet.

Das Gerät ist für einfaches Lenken und Anhalten ausgelegt.

• Legen Sie Ihre Hände auf den Lenker.

• Platzieren Sie das Knie Ihres verletzten Fußes so auf dem Vorderpolster, dass es mit der Oberseite Ihres Stiefels übereinstimmt oder der Gips direkt über den Raum zwischen den Polstern gelegt. Ihr Unterschenkel ruht dann auf dem hinteren Polster.

• Lösen Sie die Feststellbremse und bewegen Sie sich mit Ihrem Fahrzeug vorwärts oder rückwärts. Schieben Sie den Fuß und halten Sie das Knie Ihres verletzten Fußes mittig auf dem vorderen Polster.

• Bewegen Sie sich langsam, damit Sie sicher aufhören können, Ihren Schubfuß zu benutzen.

• Die Handbremse kann bei Bedarf verwendet werden, dient jedoch in erster Linie dazu, die Bremse aufrechtzuerhalten gestoppte Haltung.

Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen

• Betreiben Sie das Gerät nicht auf losem Kies oder unebenen Oberflächen.

• Fahren Sie nicht über große Risse oder Spalten.

• Halten Sie an und bewegen Sie sich langsam vorwärts, wenn Sie auf Risse oder Ablösungen stoßen Gehwegoberflächen.

• Fahren Sie nicht schneller als 3 Meilen pro Stunde (langsames bis mäßiges Gehen).

Geschwindigkeit). • Drehen Sie sich nicht um, es sei denn, ein Fuß steht auf dem Boden.

• Machen Sie niemals scharfe Kurven mit hoher Geschwindigkeit.

• Wenden Sie nicht mit Geschwindigkeiten über 1 mph (sehr langsame Gehgeschwindigkeit).

• Betreiben Sie das Gerät nicht an Steigungen über 15 Grad (leichte Steigung).

• Fahren Sie nicht über Abhänge oder Hindernisse wie Bordsteine oder Parksperren.

• Dies ist ein medizinisches Gerät, kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern oder Erwachsenen nicht, dies zu benutzen als Spielzeug oder zur Unterhaltung.

• Überprüfen Sie immer die Befestigungen an der Deichsel, den Rädern, den Bremsen und dem Sitz auf festen Sitz vor Gebrauch.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd

Einheit 5 Albert Edward House, Die Pavillons

Preston, Vereinigtes Königreich



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021, 76351

Linkenheim-Hochstetten, Germany

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezerifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

SCOOTER A GINOCCHIO

MODELLO:HFK-9225G-12

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi. "Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi, se lo sei risparmiando effettivamente la metà rispetto alla principale marca

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SCOOTER A GINOCCHIO

Modello: HFK-9225G-12



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

INTRODUZIONE

Leggere e seguire prima tutte le istruzioni, le avvertenze e le note contenute in questo manuale tentando di utilizzare il miniscooter per la prima volta. Se ce n'è informazioni contenute in questo manuale che non si comprendono o se necessarie ulteriore assistenza per il montaggio o il funzionamento, si prega di contattare il vostro fornitore locale autorizzato.

La vostra sicurezza nell'utilizzo di questo prodotto dipende dalla vostra osservanza completa delle istruzioni le istruzioni, le precauzioni e le avvertenze contenute in questo manuale. La Vevor Corporation lo è non è responsabile per eventuali danni e/o lesioni derivanti da insicurezza individuale funzionamento o mancata osservanza delle istruzioni, delle precauzioni e delle avvertenze contenute nel presente manuale.



AVVERTIMENTO! La mancata osservanza delle avvertenze contenute nel manuale può provocare lesioni personali.



ATTENZIONE! La mancata osservanza delle avvertenze contenute nel manuale può provocare danni allo scooter a ginocchio.

Il Knee Scooter è adatto per l'uso quotidiano. Può essere utilizzato sia per interni che per scopi esterni. Il design compatto e pieghevole tutto in uno è perfetto per un facile utilizzo stoccaggio e trasporto.

Il parapendio è dotato di pneumatici neri resistenti alla foratura. Abbiamo anche incluse fantastiche funzionalità come ginocchiera sagomata, impugnature ergonomiche e doppia funzione di freno.

I nostri prodotti sono sempre realizzati secondo i più alti standard di qualità e rispettare l'approvazione CE/FDA.

Descrizione delle parti



Parametro del prodotto

Tabella 1	SPECIFICHE
Dimensioni complessive (L*W*H)	940 * 500*1160mm
Colore	Nero
Altezza della maniglia	965-1165 mm

Altezza ginocchiera	500-630mm
interasse	590,8 mm
Capacità di carico	ÿ350 libbre
Ruote anteriori	diametro esterno x larghezza (12"x2.215")
Ruote posteriori	diametro esterno x larghezza (12"x2.215")

Montaggio 1.

Configurazione del piantone dello sterzo

(1) Spingere la leva verso sinistra e verso il basso contemporaneamente per disinnestare il perno e spingere il piantone dello sterzo verso l'alto finché non si trova in posizione completamente verticale. (Foto A)

(2) Rilasciare la leva per fare in modo che la spilla da balia si inserisca nel foro destro. (Foto B)

Ora rilascia la maniglia e il piantone dello sterzo si posizionerà in posizione verticale

(3) Tirare la leva verso l'alto e in senso orario per fare in modo che l'estremità della leva sia rivolta verso il suolo per bloccare il piantone dello sterzo in posizione verticale. (Foto C)

Nota: ruotare la leva in senso antiorario per allentare e in senso orario per aumentare la pressione sulla leva.



Pic.A



Pic.B



Pic.C

2. Combinare il piantone dello sterzo e il telaio (1) Premere il

pulsante a molla e inserire il tubo anteriore nel tubo del telaio fino alla fibbia della molla principale della scheda.

(2) Avvitare la manopola a stellaÿ sul telaio



3. Regolare l'altezza della maniglia .

Allentare la manopola a stella y sulla maniglia ruotandola in senso antiorario finché possibile essere rimosso.

Regolare l'impugnatura all'altezza desiderata e reinserire la vite di regolazione nel foro, ruotarla in senso orario fino a serrarla.

4. Regolare l'altezza della ginocchiera


(1) Inserire il tubo della ginocchiera nel telaio principale (Fig.E)

(2) Una volta trovata un'impostazione dell'altezza comoda, inserire la manopola a stella y e ruotare in senso orario finché non si blocca completamente in posizione.

Nota: controllare sempre attentamente che la ginocchiera sia completamente fissata e non allentata in alcun modo prima di utilizzare la ginocchiera.



Correct



Incorrect



5. Installare il cestello

Installare il cestino davanti al piantone dello sterzo.

Operazione di blocco del circuito

UTILIZZO del funzionamento del blocco del ciclo - Innestare e disattivare sempre i blocchi delle ruote su entrambi i lati contemporaneamente


- (1) Per rallentare o fermarsi temporaneamente: tirare salire lentamente sull'anello che si blocca con quattro dita fino all'unità rallenta o si ferma temporaneamente.
- (2) Per bloccare temporaneamente le ruote in posizione: premere su entrambi gli anelli, bloccali con i palmi finché non senti a "clic" che ti dirà che le ruote sono bloccate.
- (3) Per rilasciare i blocchi delle ruote: spingere verso l'alto entrambi gli anelli si blocca con i palmi delle mani nella posizione originale.



Come regolare i freni?

Strumenti: pinza o chiave inglese da 8 mm

Utilizzare una pinza (o una chiave da 8 mm) per avvitare i dadi M6, regolare nella direzione della ruota, il freno può essere regolato leggermente allentato, lontano dalla direzione della ruota, può essere regolato un po' più stretto.



Movimento

Il deambulatore è un dispositivo di mobilità che fornisce forza e comfort a chiunque che potrebbero avere lesioni sotto il ginocchio. Permette una distribuzione uniforme del peso corporeo appoggiando metà del peso sul dispositivo e l'altra metà sulla gamba non ferita.

Il dispositivo ha una piattaforma imbottita per sostenere sia la gamba ferita che la caviglia assicurarsi che non venga posizionato alcun peso sulla parte inferiore della gamba.

Il dispositivo è progettato per sterzare e arrestare facilmente.

ÿ Appoggiare le mani sul manubrio.

ÿ Posizionare il ginocchio del piede infortunato sull'imbottitura anteriore in modo che la parte superiore dello stivale oppure il cast viene eseguito direttamente sullo spazio tra i pad. La parte inferiore della gamba è quindi a riposo sul cuscinetto posteriore.

ÿ Rilasciare il freno di stazionamento e spingersi in avanti o all'indietro con il spingere il piede, mantenendo il ginocchio del piede infortunato centrato sul cuscinetto anteriore.

ÿ Muoversi lentamente in modo da poter smettere in sicurezza di usare il piede che spinge.

ÿ Il freno a mano può essere utilizzato se necessario ma è progettato principalmente per mantenere a posizione ferma.

Ulteriori precauzioni

ÿ Non operare su ghiaia sciolta o superfici irregolari.

ÿ Non viaggiare su crepe o fessure di grandi dimensioni.

ÿ Fermarsi e avanzare lentamente quando si incontrano crepe o separazioni superfici della passerella.

ÿ Non operare a una velocità superiore a 3 miglia all'ora (camminata da lenta a moderata). velocità).

ÿ Non girarsi se un piede non è a terra.

ÿ Non effettuare mai una curva brusca ad alta velocità.

ÿ Non svoltare a velocità superiori a 1 miglio all'ora (velocità di camminata molto lenta).

ÿ Non operare su pendenze superiori a 15 gradi (leggera pendenza).

ÿ Non superare dislivelli o barriere come marciapiedi o parcheggi.

ÿ Questo è un dispositivo medico, non un giocattolo. Non permettere a bambini o adulti di usarlo come giocattolo o per intrattenimento.

ÿ Controllare sempre il serraggio degli elementi di fissaggio su barra del timone, ruote, freni e sedile prima dell'uso.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**


Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importato in AUS:**

SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd.

Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Gruppo Pooledas Ltd
Unità 5 Casa Albert Edward, I Padiglioni
Preston, Regno Unito



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germania

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

PATINETE DE RODILLA

MODELO:HFK-9225G-12

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que verifique cuidadosamente cuando realiza un pedido con nosotros si es

De hecho, se ahorra la mitad en comparación con el principal salvado.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PATINETE DE RODILLA

Modelo: HFK-9225G-12



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:
Soporte

técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INTRODUCCIÓN

Lea y siga todas las instrucciones, advertencias y notas de este manual antes intentar operar su Knee Scooter por primera vez. Si hay alguna información contenida en este manual que no comprende o si necesita asistencia adicional para montaje u operación, por favor contacte con su proveedor local autorizado.

Su seguridad al operar este producto depende de si sigue completamente las instrucciones, precauciones y advertencias de este manual. Vevor Corporation es no es responsable de ningún daño y/o lesión que resulte de situaciones inseguras individuales. funcionamiento o incumplimiento de las instrucciones, precauciones y avisos de este manual.



¡ADVERTENCIA! No prestar atención a las advertencias del manual puede resultar en lesiones personales.



¡PRECAUCIÓN! No seguir las precauciones del manual puede provocar daños al Knee Scooter.

El Knee Scooter es adecuado para el uso diario. Se puede utilizar tanto para interior como para fines al aire libre. El diseño compacto plegable todo en uno es perfecto para facilitar almacenamiento y transporte.

El parapente de rodilla viene con neumáticos negros macizos a prueba de pinchazos. También tenemos Incluye excelentes características como rodillera contorneada, empuñaduras ergonómicas y Función de doble freno.

Nuestros productos siempre se fabrican con los más altos estándares de calidad y cumplir con la aprobación CE/FDA.

Descripción de piezas



Parámetro del producto

tabla 1	ESPECIFICACIONES
Tamaño total (largo x ancho x alto)	940 * 500 *1160 milímetros
Color	Negro
Altura del mango	965-1165 mm

Altura de la rodillera	500-630 mm
distancia entre ejes	590,8 mm
Capacidad de carga	≤350 libras
Ruedas frontales	Diámetro exterior x ancho (12"x2.215")
Ruedas traseras	Diámetro exterior x ancho (12"x2.215")

Montaje 1.

Configuración de la columna de dirección

(1) Empuje la palanca hacia la izquierda y hacia abajo al mismo tiempo para desenganchar el pasador y empuje la columna de dirección hacia arriba hasta que esté en la posición completamente vertical. (Foto A)

(2) Suelte la palanca para que el pasador de seguridad encaje en el orificio derecho. (Foto B)

Ahora suelte la manija, la columna de dirección quedará en posición vertical.

(3) Tire de la palanca hacia arriba y en el sentido de las agujas del reloj para que el extremo de la palanca apunte hacia el suelo para bloquear la columna de dirección en la posición vertical. (Foto C)

Nota: Gire la palanca en el sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar y en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la presión sobre la palanca.



2. Combine la columna de dirección y el marco (1) Presione el botón de resorte

e inserte el tubo frontal en el tubo del marco hasta que el resorte principal de la tarjeta se abra.

(2) Atornille la perilla de estrella en el marco.



3. Ajuste la altura del mango. Afloje la

perilla de estrella en el mango girándola en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que pueda ser eliminado.

Ajuste la empuñadura a la altura deseada y vuelva a insertar el tornillo de ajuste en el orificio, gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede apretado.

4. Ajuste la altura de la rodillera (1) Inserte el tubo de la rodillera en el bastidor principal (Imagen E)

(2) Cuando haya encontrado un ajuste de altura cómodo, inserte la perilla de estrella y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede completamente bloqueada en su posición.

Nota: Siempre verifique cuidadosamente que la rodillera esté completamente asegurada y que no esté suelta de ninguna manera antes de usar el deslizador de rodilla.



Correct



Incorrect



5. Instale la canasta

Instale la canasta delante de la columna de dirección.

Operación de bloqueo de bucle

USO de la operación de bloqueo de bucle: siempre active y desactive los bloqueos de las ruedas en ambos lados simultáneamente

- (1) Para reducir la velocidad o detenerse temporalmente: tirar lentamente hacia arriba en los cierres de bucle con cuatro dedos hasta que la unidad desacelera o se detiene temporalmente.
- (2) Para bloquear temporalmente las ruedas en su posición: presione hacia abajo en ambos bucles con las palmas hasta que escuche un "Haga clic" que le indicará que las ruedas están bloqueadas.
- (3) Para liberar los bloqueos de las ruedas: empuje hacia arriba ambos bucles. Se bloquea con las palmas de las manos en su posición original.



¿Cómo ajustar los frenos?

Herramientas: Alicates o llave de 8 mm.

Utilice unos alicates (o una llave de 8 mm) para atornillar las tuercas M6, ajústelas en la dirección de la rueda, el freno se puede ajustar un poco flojo, lejos de la dirección de la rueda, puede ajustarse un poco más.



Movimiento

El andador de rodillas es un dispositivo de movilidad que brinda fuerza y comodidad a cualquier persona. que puedan tener una lesión debajo de la rodilla. Permite una distribución uniforme del peso corporal. apoyando la mitad del peso sobre el dispositivo y la otra mitad sobre la pierna no lesionada.

El dispositivo tiene una plataforma acolchada para soportar tanto la pierna lesionada como el tobillo para asegurarse de que no se coloque ningún peso sobre la parte inferior de la pierna.

El dispositivo está diseñado para facilitar la dirección y la parada.

Coloque las manos en el manillar.

Coloque la rodilla del pie lesionado sobre la almohadilla delantera de modo que la parte superior de la bota o yeso está directamente sobre el espacio entre las almohadillas. Entonces la parte inferior de tu pierna está descansando en la almohadilla trasera.

Suelte el freno de mano e impulse hacia adelante o hacia atrás con su empujando el pie, manteniendo la rodilla del pie lesionado centrada en la almohadilla delantera.

Muévase lentamente para poder detenerse de manera segura usando el pie que empuja.

El freno de mano se puede usar si es necesario, pero está diseñado principalmente para mantener una postura detenida.

Precauciones adicionales

No lo opere sobre grava suelta o superficies irregulares.

No pase sobre grandes grietas o fisuras.

Deténgase y avance lentamente cuando encuentre grietas o separaciones en superficies de las pasarelas.

No opere a más de 3 millas por hora (caminar de lento a moderado velocidad).

No gire a menos que un pie esté en el suelo.

Nunca haga un giro cerrado a alta velocidad.

No gire a velocidades superiores a 1 mph (velocidad al caminar muy lenta).

No opere en pendientes superiores a 15 grados (inclinación leve).

No pase por encima de desniveles o barreras como bordillos o paradas de estacionamiento.

Este es un dispositivo médico, no un juguete. No permita que niños o adultos utilicen este como juguete o para entretenimiento.

Siempre revise que los sujetadores del timón, las ruedas, los frenos y el asiento estén apretados antes de usar.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET ASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Grupo Pooledas Ltd
Unidad 5 Casa Albert Edward, Los Pabellones
Preston, Reino Unido



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Alemania

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

SKUTER KOLANOWY

MODEL:HFK-9225G-12

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, kiedy składasz u nas zamówienie, jeśli tak jest faktycznie oszczędzając połowę w porównaniu z głównymi otębami

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SKUTER KOLANOWY

Model: HFK-9225G-12



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:
Wsparcie

techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

WSTĘP

Przeczytaj wcześniej wszystkie instrukcje, ostrzeżenia i uwagi zawarte w tej instrukcji i postępuj zgodnie z nimi przed pierwszą próbą obsługi hulajnogi kolarowej. Jeśli istnieje jakiegokolwiek informacji zawartych w tej instrukcji, których nie rozumiesz lub jeśli tego potrzebujesz dodatkową pomoc przy montażu lub obsłudze, prosimy o kontakt z Państwa autoryzowanego lokalnego dostawcę.

Twoje bezpieczeństwo podczas obsługi tego produktu zależy od tego, czy będziesz całkowicie przestrzegać jego zasad instrukcje, przestrogi i ostrzeżenia zawarte w tej instrukcji. Firma Vevor jest nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody i/lub obrażenia wynikające z indywidualnego zagrożenia obsługi lub nieprzestrzegania instrukcji, przestroóg i ostrzeżeń zawartych w tej instrukcji.



OSTRZEŻENIE! Niezastosowanie się do ostrzeżeń zawartych w instrukcji może spowodować spowodować obrażenia ciała.



OSTROŻNOŚĆ! Niezastosowanie się do ostrzeżeń zawartych w instrukcji może spowodować spowodować uszkodzenie hulajnogi kolarowej.

Hulajnoga kolarowa nadaje się do codziennego użytku. Można go stosować zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i do celów zewnętrznych. Kompaktowa, składana konstrukcja typu „wszystko w jednym” jest idealna i łatwa przechowywanie i transport.

Szybowiec kolarowy jest wyposażony w solidne czarne opony odporne na przebicie. Mamy również Zawiera wspaniałe funkcje, takie jak wyprofilowane nakolanniki, ergonomiczne uchwyty i podwójna funkcja hamulca.

Nasze produkty są zawsze wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i zgodne z zatwierdzeniem CE/FDA.

Opis części



Parametr produktu

Tabela 1	SPECYFIKACJE
Rozmiar całkowity (dł.*szer.*wys.)	940 * 500*1160 mm
Kolor	Czarny
Wysokość uchwyty	965-1165 mm

Wysokość nakołannika	500-630 mm
rozstaw osi	590,8 mm
Ładowność	350 funtów
Przednie koła	OD x szer. (12" x 2,215")
Tylne koła	OD x szer. (12" x 2,215")

Montaż 1.

Konfiguracja kolumny kierownicy

(1) Popchnij dźwignię jednocześnie w lewo i w dół, aby odłączyć sworzeń, a następnie popchnij kolumnę kierownicy do góry, aż znajdzie się w pozycji całkowicie pionowej. (Rys. A)

(2) Zwolnij dźwignię, aby sworzeń zabezpieczający zatrzasnął się w prawym otworze. (Rys. B)

Teraz zwolnij uchwyt, kolumna kierownicy stanie w pozycji pionowej

(3) Pociągnij dźwignię do góry i w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby koniec dźwigni był skierowany w stronę podłoża, aby zablokować kolumnę kierownicy w pozycji pionowej. (Rys. C)

Uwaga: Obróć dźwignię w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby poluzować i zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć nacisk na dźwignię.



2. Połącz kolumnę kierownicy i ramę (1) Naciśnij przycisk sprężyny i

włóż przednią rurę do rurki ramy, aż do zatrzaśnięcia sprężyny głównej karty

(2) Przykręć pokrętko gwiazdowe do ramy



3. Wyreguluj wysokość uchwyty. Poluzuj pokrętko

gwiazdowe na uchwycie, obracając je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż będzie można zostać usuniętym.

Wyreguluj uchwyt uchwytu na żadaną wysokość i ponownie włóż śrubę regulacyjną w otwór, przekręć ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż zostanie dokręcona.

4. Wyreguluj wysokość nakolanników (1)

Włóż rurkę nakolanników do ramy głównej (Rys.E)

(2) Po znalezieniu wygodnego ustawienia wysokości, włóż pokrętko gwiazdowe i obróć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż całkowicie zablokuje się na swoim miejscu.

Uwaga: Przed użyciem nakolannika należy zawsze dokładnie sprawdzić, czy nakolannik jest dobrze zamocowany i czy nie jest poluzowany.



Correct



Incorrect



5. Zamontuj kosz

Zamontuj kosz przed kolumną kierownicy.

Działanie blokady pętli

KORZYSTANIE Z Blokad pętli — Zawsze włączaj i wyłączaj blokady kół w obu przypadkach strony jednocześnie

(1) Aby zwolnić lub zatrzymać się tymczasowo — pociągnij powoli podnieś pętlę, blokując ją czterema palcami, aż do urządzenia zwalnia lub zatrzymuje się chwilowo.

(2) Aby tymczasowo zablokować koła w odpowiednim położeniu — naciśnij w dół na obu pętelkach dłońmi, aż usłyszysz a „kliknij”, co poinformuje Cię, że koła są zablokowane.


(3) Aby zwolnić blokady kół — naciśnij obie pętle w górę blokuje dłońmi do pierwotnej pozycji.



Jak wyregulować hamulce?

Narzędzia: szczypce lub klucz 8 mm

Za pomocą szczypiec (lub klucza 8mm) wkręcić nakrętki M6, wyregulować w kierunku koła, hamulec można regulować nieco luźno, w kierunku przeciwnym do koła, można być wyregulowane nieco mocniej.



Ruch

Chodzik na kolana to urządzenie ułatwiające poruszanie się, które zapewnia każdemu siłę i wygodę który może mieć kontuzję poniżej kolana. Umożliwia równomierne rozłożenie ciężaru ciała podpierając połowę ciężaru na urządzeniu, a drugą połowę na zdrowej nodze.

Urządzenie posiada amortyzowaną platformę, na której można podeprzeć kontuzjowaną nogę i kostkę upewnij się, że na podudzie nie będzie spoczywał żaden ciężar.

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o łatwym sterowaniu i zatrzymywaniu.

Połóż dłoń na kierownicy.

Połóż kolano uszkodzonej stopy na przedniej podkładce tak, aby znajdowała się na górze buta lub gips znajduje się bezpośrednio nad przestrzenią pomiędzy podkładkami. Twoja dolna część nogi odpoczywa na tylnej podkładce.

Zwolnij hamulec postojowy i poruszaj się do przodu lub do tyłu pchając stopę, utrzymując kolano kontuzjowanej stopy centralnie na przedniej podkładce.

Poruszaj się powoli, aby móc bezpiecznie przestać używać stopy do pchania.

W razie potrzeby można użyć hamulca ręcznego, ale jego głównym zadaniem jest utrzymanie zatrzymana postawa.

Dodatkowe przestrogi

Nie używaj maszyny na luźnym żwirze lub nierównych powierzchniach.

Nie przejeżdżaj przez duże pęknięcia lub szczeliny.

Zatrzymaj się i powoli idź do przodu, jeśli napotkasz pęknięcia lub oddzielenia powierzchni chodników.

Nie jedź szybciej niż 3 mile na godzinę (chodzenie powolne lub umiarkowane prędkość).

Nie obracaj się, jeśli jedna stopa nie jest na ziemi.

Nigdy nie wykonuj ostrego skrętu przy dużej prędkości.

Nie skręcaj przy prędkości przekraczającej 1 milę na godzinę (bardzo mała prędkość chodzenia).

Nie należy pracować na pochyłościach o nachyleniu większym niż 15 stopni (lekkie nachylenie).

Nie przejeżdżaj przez spadki lub bariery, takie jak krawężniki lub przystanki parkingowe.

To jest wyrób medyczny, a nie zabawka. Nie pozwalaj dzieciom ani dorosłym na korzystanie z tego urządzenia jako zabawkę lub dla rozrywki.

Zawsze sprawdzaj mocowania na rumplu, kołach, hamulcach i siedzeniu pod kątem dokręcenia przed użyciem.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj Import do

Australii: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd
Jednostka 5 Albert Edward House, pawilony
Preston, Wielka Brytania



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Niemcy

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

KNIE SCOOTER

MODEL: HFK-9225G-12

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze alle categorieën van aangeboden gereedschappen omvatten door ons. U wordt er vriendelijk aan herinnerd om dit zorgvuldig te verifiëren wanneer u een bestelling bij ons plaatst

waardoor feitelijk de helft wordt bespaard in vergelijking met de bovenste grote merken

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KNIE SCOOTER

Model: HFK-9225G-12



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:
Technische

**ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

INVOERING

Lees en volg eerst alle instructies, waarschuwingen en opmerkingen in deze handleiding u voor de eerste keer probeert uw kniescooter te bedienen. Als er iets is informatie in deze handleiding die u niet begrijpt of die u nodig heeft voor aanvullende hulp bij montage of bediening kunt u contact opnemen met uw geautoriseerde lokale leverancier.

Uw veiligheid bij het gebruik van dit product hangt af van of u zich volledig aan de instructies houdt de instructies, voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen in deze handleiding. Vevor Corporation is dat wel niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of letsel als gevolg van individuele onveiligheid werking of het niet opvolgen van de instructies, waarschuwingen en waarschuwingen in deze handleiding.



WAARSCHUWING! Het niet in acht nemen van de waarschuwingen in de handleiding kan leiden tot resulteren in persoonlijk letsel.



VOORZICHTIGHEID! Het niet in acht nemen van de waarschuwingen in de handleiding kan leiden tot resulteren in schade aan de kniescooter.

De Kniescooter is geschikt voor dagelijks gebruik. Het kan zowel voor binnen als voor worden gebruikt doeleinden buitenshuis. Het alles-in-één opvouwbaar compacte ontwerp is perfect voor eenvoudig gebruik opslag en transport.

De knieglijder wordt geleverd met stevige zwarte lekvrije banden. We hebben ook inclusief geweldige functies zoals gevormde kniebeschermers, ergonomische handgrepen en dubbele remfunctie.

Onze producten worden altijd vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen en voldoen aan de CE/FDA-goedkeuring.

Onderdelenbeschrijving



Productparameter

tafel 1	SPECIFICATIES
Totale maat (L*B*H)	940 * 500*1160 mm
Kleur	Zwart
Hoogte handvat	965-1165 mm

Hoogte kniebeschermers	500-630 mm
wielbasis	590,8 mm
Laad capaciteit	ÿ350 pond
Voorwielen	ODxW(12"x2.215")
Achterwielen	ODxW(12"x2.215")

Montage 1.

Opstelling stuurkolom

(1) Duw de hendel tegelijkertijd naar links en naar beneden om de pen los te maken en duw de stuurkolom omhoog totdat deze volledig rechtop staat. (Afbeelding A)

(2) Laat de hendel los zodat de veiligheidspin in het rechtergat valt. (Afbeelding B)

Laat nu de hendel los, de stuurkolom staat rechtop

(3) Trek de hendel omhoog en met de klok mee zodat het uiteinde van de hendel naar de grond wijst en de stuurkolom in rechtopstaande positie wordt vergrendeld. (Afbeelding C)

Opmerking: Draai de hendel tegen de klok in om de druk op de hendel los te maken en met de klok mee om de druk te vergroten.



2. Combineer stuurkolom en frame (1) Druk op de

veerknop en steek de voorbuis in de framebuis totdat de kaartveer vastklikt

(2) Schroef de sterknop op het frame



3. Pas de hoogte van het handvat aan.

Maak de sterknop op het handvat los door hem tegen de klok in te draaien totdat dit mogelijk is verwijderd worden.

Stel de handgreep af op de gewenste hoogte en plaats de stelschroef opnieuw in het gat, draai hem met de klok mee totdat hij vastzit.

4. Pas de hoogte van het kniekussen aan


(1) Steek de kniekussenbuis in het hoofdframe (Afb.E)

(2) Wanneer u een comfortabele hoogte-instelling heeft gevonden, plaatst u de sterknop erop en draait u deze met de klok mee totdat deze volledig op zijn plaats zit.

Let op: Controleer altijd zorgvuldig of het kniekussen volledig vastzit en niet loszit voordat u de knieglijder gebruikt.



Correct



Incorrect



5. Installeer de mand

Installeer de mand voor de stuurkolom.

Loop Lock-bediening

GEBRUIK van Loop Lock-bediening - Schakel altijd de wielvergrendelingen op beide in en uit zijden tegelijk


- (1) Vertragen of tijdelijk tot stilstand komen: trekken langzaam omhoog op de lus vergrendelt met vier vingers tot eenheid vertraagt of komt tijdelijk tot stilstand.
- (2) Wielen tijdelijk in positie vergrendelen — Druk op omlaag op beide lussluitingen met de handpalmen totdat u een hoort "klik" om aan te geven dat de wielen vergrendeld zijn.
- (3) Om de wielvergrendelingen los te maken — Duw beide lussen omhoog vergrendelt met de handpalmen naar de oorspronkelijke positie.



Hoe remmen afstellen?

Gereedschap: tang of 8 mm sleutel

Gebruik een tang (of een sleutel van 8 mm) om de M6-moeren vast te draaien, pas ze aan in de richting van het wiel, de rem kan een beetje los worden afgesteld, weg van de richting van het wiel, kan iets strakker afgesteld worden.



Beweging

De knieloper is een mobiliteitshulpmiddel dat iedereen kracht en comfort biedt die mogelijk een blessure onder de knie heeft. Het maakt een gelijkmatige verdeling van het lichaamsgewicht mogelijk door de helft van het gewicht op het apparaat te steunen en de andere helft op het niet-gewonde been.

Het apparaat heeft een gedempt platform om zowel het gewonde been als de enkel te ondersteunen zorg ervoor dat er geen gewicht op het onderbeen wordt geplaatst.

Het apparaat is ontworpen om gemakkelijk te kunnen sturen en stoppen.

ÿ Plaats uw handen op het stuur.

ÿ Plaats de knie van uw geblesseerde voet op het voorste kussen, zodat de bovenkant van uw laars of cast direct over de ruimte tussen de pads. Je onderbeen rust dan op het achterkussen.

ÿ Maak de parkeerrem los en beweeg uzelf met uw hand vooruit of achteruit voet duwen, waarbij u de knie van uw gewonde voet gecentreerd op het voorste kussen houdt.

ÿ Beweeg langzaam zodat u veilig kunt stoppen met uw duwende voet.

ÿ De handrem kan indien nodig worden gebruikt, maar is in de eerste plaats bedoeld om een gestopte houding.

Aanvullende waarschuwingen

ÿ Werk niet op los grind of oneffen oppervlakken.

ÿ Rijd niet over grote scheuren of kloven.

ÿ Stop en ga langzaam vooruit wanneer u scheuren of scheidingen tegenkomt oppervlakken van looppaden.

ÿ Rijd niet harder dan 5 km per uur (langzaam tot matig wandelen). snelheid).

ÿ Draai niet tenzij één voet op de grond staat.

ÿ Maak nooit een scherpe bocht met hoge snelheid.

ÿ Maak geen bochten met een snelheid van meer dan 1 km/u (zeer lage loopsnelheid).

ÿ Werk niet op hellingen van meer dan 15 graden (lichte helling).

ÿ Rijd niet over drempels of barrières zoals stoepranden of parkeerstops.

ÿ Dit is een medisch apparaat, geen speelgoed. Laat kinderen of volwassenen dit niet gebruiken als speelgoed of ter vermaak.

ÿ Controleer altijd of de bevestigingen op het stuur, de wielen, de remmen en de stoel goed vastzitten voor gebruik.

Fabrikant: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Geïmporteerd in AUS:**

SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,CA91730



Pooledas Group Ltd

Eenheid 5 Albert Edward House, de paviljoens

Preston, Verenigd Koninkrijk



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021, 76351

Linkenheim-Hochstetten, Duitsland

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

KNÄSKOTER

MODELL:HFK-9225G-12

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att verifiera noggrant när du gör en beställning hos oss om du gör det sparar faktiskt hälften i jämförelse med det översta stora klet

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KNÄSKOTER

Modell: HFK-9225G-12



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**

garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

INTRODUKTION

Läs och följ alla instruktioner, varningar och anteckningar i denna manual innan försöker använda din knäskoter för första gången. Om det finns någon information i denna handbok som du inte förstår, eller om du behöver ytterligare hjälp för montering eller drift, vänligen kontakta din auktoriserad lokal leverantör.

Din säkerhet för att använda denna produkt beror på om du följer den helt instruktionerna, varningarna och varningarna i denna handbok. Vevor Corporation är inte ansvarig för eventuella skador och/eller personskador som beror på individens osäkra användning eller underlåtenhet att följa instruktionerna, varningarna och varningarna i denna handbok.



WARNING! Underlåtenhet att följa varningarna i manualen kan leda till personskada.



WARNING! Underlåtenhet att följa varningarna i manualen kan resultera i skador på knäskotern.

Knäskotern är lämplig för dagligt bruk. Den kan användas både inomhus och utomhusändamål. Den hopfällbara kompakta designen är perfekt för enkel lagring och transport.

Knäglidaren kommer med solida svarta punkteringssäkra däck. Det har vi också inkluderade fantastiska funktioner som formad knäskydd, ergonomiska handtag och dubbel bromsfunktion.

Våra produkter tillverkas alltid enligt högsta kvalitetsstandarder och överensstämmer med CE/FDA-godkännande.

Beskrivning av delar



Produktparameter

bord 1	SPECIFIKATIONER
Totalstorlek (L*B*H)	940 * 500 *1160 mm
Färg	Svart
Handtagshöjd	965-1165 mm

Knäskyddshöjd	500-630 mm
hjulbas	590,8 mm
Lastkapacitet	ÿ350 LB
Framhjul	ODxW(12"x2,215")
Bakhjul	ODxW(12"x2,215")

Montering 1.

Rattstångsinställning

(1) Tryck spaken åt vänster och nedåt samtidigt för att frigöra tappen och tryck rattstången uppåt tills den är helt upprätt. (Bild A)

(2) Släpp spaken för att få säkerhetsnålen att gå i det högra hålet. (Bild B)

Släpp nu handtaget, rattstången kommer att stå i upprätt läge

(3) Dra spaken uppåt och medurs så att änden av spaken pekar mot marken för att låsa rattstången i upprätt läge. (Bild C)

Obs: Vrid spaken moturs för att lossa och medurs för att dra åt trycket på spaken.



2. Kombinera rattstång och ram (1) Tryck på fjäderknappen och för in det främre röret i ramröret tills kortets huvudfjäder spänne

(2) Skruva fast stjärnvredet på ramen



3. Justera handtagets höjd Lossa

stjärnvredet på handtaget genom att vrida det moturs tills det kan bli borttagen.

Justera handtaget till önskad höjd och sätt tillbaka justerskruven i hålet, vrid den medurs tills den är åtdragen.

4. Justera knäskyddets höjd (1) Sätt


in knäskyddsroret i huvudramen (bild E)

(2) När du har hittat en bekväm höjdinställning, sätt in stjärnvredet i och vrid medurs tills det har låst sig helt.

Obs: Kontrollera alltid noga att knäskyddet är helt fastsatt och inte löst i något innan du använder knäglidern.



Correct



Incorrect



5. Installera korgen

Montera korgen framför rattstången.

Loop Lock Operation

ANVÄNDNING av ögglås - Koppla alltid in och ur hjullåsen på båda sidor samtidigt

(1) Att sakta ner eller komma till ett tillfälligt stopp — Dra upp långsamt på ögglan låses med fyra fingrar tills enheten saktar ner eller stannar tillfälligt.

(2) För att tillfälligt låsa hjulen i läge — Tryck ner på båda ögglåsen med handflatorna tills du hör a "klicka" som visar att hjulen är låsta.


(3) För att frigöra hjullås — Tryck upp båda ögglorna låser med handflatorna till ursprunglig position.



Hur justerar man bromsarna?

Verktyg: Tång eller 8 mm skiftnyckel

Använd en tång (eller 8 mm skiftnyckel) för att skruva M6-muttrar, justera i hjulets riktning, bromsen kan justeras lite löst, bort från hjulets riktning, kan justeras lite hårdare.



Rörelse

Knärullatorn är en mobilitetsanordning som ger styrka och komfort till alla som kan ha skada under knät. Det möjliggör en jämn fördelning av kroppsvikten genom att stödja hälften av vikten på enheten och den andra hälften på det icke-skadade benet.

Enheten har en vadderad plattform för att stödja både det skadade benet och fotleden se till att ingen vikt kommer att läggas på underbenet.

Enheten är designad för enkel styrning och stopp.

• Placera händerna på styret.

• Placera knäet på din skadade fot på den främre dynan så att toppen av din stövel eller avgjutningen är direkt över utrymmet mellan dynorna. Ditt underben vilar då på den bakre dynan.

• Lossa parkeringsbromsen och kör dig framåt eller bakåt med din tryckande fot, håll knäet på din skadade fot centrerat på den främre dynan.

• Rör dig långsamt så att du kan sluta säkert med din tryckfot.

• Handbromsen kan användas vid behov men är i första hand utformad för att upprätthålla en stoppade ställningen.

Ytterligare försiktighetsåtgärder

• Kör inte på löst grus eller ojämna ytor.

• Kör inte över stora sprickor eller sprickor.

• Stanna och gå långsamt framåt när du stöter på sprickor eller separationer i gångvägsytor.

• Kör inte i mer än 3 miles per timme (långsam till måttlig gång fart). •

Vänd inte om inte ena foten är på marken.

• Gör aldrig en skarp sväng i hög hastighet.

• Sväng inte i hastigheter över 1 mph (mycket långsam gånghastighet).

• Kör inte i lutningar över 15 grader (lätt lutning).

• Kör inte över fall eller hinder som trottoarkanter eller parkeringshållplatser.

• Det här är en medicinsk utrustning, inte en leksak. Låt inte barn eller vuxna använda detta som leksak eller för underhållning.

• Kontrollera alltid att fästelementen på rorkulten, hjulen, bromsarna och sätet är åtdragna innan användning.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Svit 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd
Enhet 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, Storbritannien



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Tyskland

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support