

Nasivent Sport - Mai mult oxigen - Mai multă putere

Nasivent Sport Tubes vă ajută să îmbunătățejiți respirația nazală. Un aport adecvat de oxigen joacă un rol esențial în efortul fizic și sporturile de anduranță. De aceea, este important să puteți respira liber.

Nasivent Sport se introduce ușor în nas și extinde nările într-un mod plăcut. Este flexibil, moale și prietenos cu pielea. Datorită celor 5 dimensiuni diferite, Nasivent Sport Tubes se adaptează perfect la diferite forme ale nasului. Datorită pinilor de fixare optimizați pentru sport, aceștia rămân întotdeauna ferm fixați în nas, chiar și sub sarcini mari.

Domenii de utilizare:

Pentru optimizarea aportului de oxigen în timpul sportului; pentru nas înfundat și ca alternativă la spray-urile nazale; pentru utilizare ca remediu împotriva sfărătului.

Material:

Silicon de înaltă calitate; fără BPA.

Notă de siguranță: Nu tăiați bara de conectare a tuburilor! Nu este potrivit pentru copii sub 6 ani.



Curătați tuburile Nasivent cu săpun și apă înainte de utilizare.



Introduceți complet tuburile Nasivent în nas, asigurându-vă că pinii de fixare sunt orientați în sus.



Dacă tuburile Nasivent sunt prea lungi, le puteți scurta cu foarfecele.

Nasivent Sport - Повече кислород - Повече енергия

Nasivent Sport Tubes помагат за подобряване на носното дишане. Адекватното снабдяване с кислород играе ключова роля при физическо натоварване и спортове за издръжливост. Затова е важно да можете да дишате свободно.

Nasivent Sport се поставя лесно в носа и разширява ноздрите по приятен начин. Гъвкав е, мек и щадящ кожата. Благодарение на 5-те различни размера, Nasivent Sport Tubes се адаптира идеално към различните форми на носа. Благодарение на оптимизираните за спорт задържащи шипове, тези тръби винаги остават здраво закрепени в носа, дори при по-голямо натоварване.

Области на приложение:

За оптимизиране на кислородния прием по време на спорт; при запушен нос и като алтернатива на спрей за нос; за употреба като средство срещу хъркане.

Материал:

Висококачествен силикон; без BPA.

Предупреждение за безопасност: Не режете свързващата част на тръбите! Не е подходящо за деца под 6 години.



Почистете Nasivent Tubes със сапун и вода преди употреба.



Поставете Nasivent Tubes напълно в носа, като се уверите, че задържащите шипове са обрънати нагоре.



Ако тръбите Nasivent са твърде дълги, можете лесно да ги съкратите с ножица.

Nasivent Sport - Több oxigén - Több erő

A Nasivent Sport Tubes segít javítani az orrlégzést. A megfelelő oxigénellátás kulcsszerepet játszik a fizikai megterhelés és az állóképességi sportok során. Ezért fontos, hogy szabadon lélegezheszen.

A Nasivent Sport könnyen behelyezhető az orra, és kellemes módon tágítja az orrlyukakat. Rugalmas, puha és bőrbarát. Az 5 különböző méretnek köszönhetően a Nasivent Sport Tubes tökéletesen alkalmazkodik a különböző orrmátrahoz. A sportra optimalizált tartótűskék kőszönhetően még nagyobb terhelés alatt is stabilan tartanak az orrában.

Alkalmasági területek:

Az oxigénellátás optimalizálására sport közben; orrdugulás esetén és orrspray alternatívájaként; a horkolás elleni megoldásként.

Anyag:

Magas minőségű szilikon; BPA-mentes.

Biztonsági figyelmeztetés: Ne vágja el a tubusok összekötő részét! 6 év alatti gyermekek számára nem alkalmas.



Használat előtt tisztítsa meg a Nasivent Tubes-t szappannal és vízzel.



Helyezze be teljesen a Nasivent Tubes-t az orrába, ügyelve arra, hogy a tartótűkék felfelé mutassanak.



Ha a Nasivent tubusok túl hosszúak, egyszerűen rövidítse meg őket ollóval.

Nasivent Sport - Więcej tlenu - Więcej mocy

Nasivent Sport Tubes pomagają w poprawie oddychania przez nos. Odpowiednia dostawa tlenu odgrywa kluczową rolę podczas wysiłku fizycznego i sportów wytrzymałościowych. Dlatego ważne jest, aby móc swobodnie oddychać.

Nasivent Sport łatwo się zakłada do nosa i w przyjemny sposób rozszerza nozdrza. Jest elastyczny, miękki i przyjazny dla skóry. Dzięki 5 różnym rozmiarom, Nasivent Sport Tubes doskonale dopasowują się do różnych kształtów nosa. Dzięki pinom stabilizującym zoptymalizowanym do sportu, pozostają one stabilne w nosie, nawet podczas większych obciążień.

Zastosowanie:

Do optymalizacji dostarczania tlenu podczas sportu; w przypadku zatkanego nosa i jako alternatywa dla sprayu do nosa; jako środek przeciw chrapaniu.

Materiał:

Wysokiej jakości silikon; bez BPA.

Uwaga bezpieczeństwa: Nie przecinaj pręta łączącego rurki! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 6 roku życia.



Przed użyciem wyczyść Nasivent Tubes mydłem i wodą.



Catkowicie włożyć Nasivent Tubes do nosa, upewniając się, że pinie stabilizujące są skierowane do góry.



Jeśli rurki Nasivent są za długie, można je skrócić nożyczkami.