


Purea S6 Pro Hand Massager



Operating and Safety Instructions
Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Pokyny k obsluze a bezpečnosti

Thank you for choosing Boste.

User Manual

Read carefully and make sure you understand the instructions before use.
Pay particular attention to the safety precautions.

After purchasing the device, charge it first — this will extend the battery life.
Use a 5V, 1A (or 2A) charger, like a phone charger.

While charging, the power indicator will flash — this means the device is charging.

When charging is complete, the indicator will turn off.


Target Group

- People who work on computers for long periods.
- People with poor blood circulation in their hands.
- Women who want to maintain the appearance of their hands.

Product Features

- Ergonomic shape that matches hand acupressure points and natural curves.
- Pneumatic, segmented compression massage.
- Full-palm acupuncture-style massage.
- Heating function for cold environments (optional feature).
- Micro-vibration increasing massage intensity (optional feature).


Control Panel




| Functions |




Air Pressure



Auto Program




Heating



Vibration

| Device Components |



| How to Use the Control Panel |



Power Button

Turns the device on and off.
Hold for 2 seconds to activate the power supply, then press the mode button — the device will start operating.
The default massage time is 15 minutes, after which the device switches off automatically.



Przycisk intensywności

The default intensity is L3. There are 6 intensity levels available.
You can switch through them in the sequence: L3 - L4 - L5 - L6 - L1 - L2.
L1 is the weakest level, L6 is the strongest.

| How to Use the Control Panel |



Mode Button

The default mode is P1. There are 6 massage modes in total.
You can choose your preferred mode by switching in sequence:
P1 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6 - P1.



Vibration Button

Press to turn the vibration on or off.
There are 2 vibration modes — choose according to your needs.



Heating Button

Press to turn the heating function on or off. After about 5 minutes, the internal temperature will noticeably increase.

| Troubleshooting |

Behaviour	Possible Causes	Solution
The product will not start	Battery is discharged	Charge the device
	The device was not started correctly	Hold the power button for 2 seconds
Faint sounds during operation	Sound of the air pump (buzzing)	Normal operation, not a fault
	Sound of the solenoid valve (clicking)	

| Specifications |

Model	Purea S6 Pro Hand Massager	Power	5W
Model number	SM-001	Working time	15 min
Voltage	DC 3.7V	Weight	1.1 kg

Dziękujemy za wybór marki Boste.

Instrukcja obsługi

Przeczytaj uważnie i upewnij się, że rozumiesz instrukcję przed użyciem.
W szczególności zapoznaj się dokładnie ze środkami ostrożności.

Po zakupie urządzenia najpierw je naładuj — to przedłuży żywotność baterii.
Użyj ładowarki 5V, 1A (lub 2A), takiej jak do telefonu.

Podczas ładowania wskaźnik zasilania miga — to oznacza, że urządzenie się ładuje.

Po zakończeniu ładowania wskaźnik zgaśnie.


Grupa docelowa

- Osoby, które długo pracują przy komputerze.
- Osoby z słabym krążeniem krwi w dłoniach.
- Kobiety chcące zadbać o wygląd dłoni.


Funkcje produktu

- Ergonomiczny kształt dopasowany do punktów akupresury i krzywizny dłoni
- Pneumatyczny, sekwencyjny masaż uciskowy
- Masaż całej dłoni w stylu akupunktury
- Funkcja podgrzewania dla chłodnego otoczenia (funkcja opcjonalna)
- Mikrodrgania zwiększające intensywność masażu (funkcja opcjonalna)


Panel sterowania



| Funkcje |



| Elementy urządzenia |



| Jak korzystać z panelu sterowania |



Przycisk zasilania

Włącza i wyłącza urządzenie.

Przytrzymaj 2 sekundy, aby uruchomić zasilanie, a następnie naciśnij przycisk trybu — urządzenie zacznie pracować.

Domyślny czas masażu to 15 minut, po czym urządzenie automatycznie się wyłączy.



Przycisk intensywności

Domyślna intensywność to L3. Dostępnych jest łącznie 6 poziomów.

Możesz przełączać je w kolejności: L3 - L4 - L5 - L6 - L1 - L2.

L1 to najsłabszy poziom, L6 najsilniejszy.

Jak korzystać z panelu sterowania



Przycisk trybu

Domyślny tryb to P1. Łącznie dostępnych jest 6 trybów masażu.
Możesz wybrać ulubiony, przełączając kolejno:
P1 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6 - P1.



Przycisk wibracji

Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć wibracje.
Dostępne są 2 tryby wibracji — wybierasz według potrzeby.



Przycisk podgrzewania

Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć funkcję grzania.
Po około 5 minutach temperatura wewnątrz wyraźnie wzrośnie.

Metody rozwiązywania problemów

Zachowanie	Możliwe przyczyny	Sposób postępowania
Produkt nie chce się uruchomić	Rozładowana bateria	Naładuj urządzenie
	Urządzenie nie zostało poprawnie włączone	Przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy
Podczas pracy słychać delikatne dźwięki	Dźwięk pompki powietrza (buczenie)	To normalne działanie, nie wada
	Dźwięk zaworu elektromagnetycznego (kliknięcie)	

Specyfikacja

Model	Purea S6 Pro Hand Massager	Moc	5W
Numer modelu	SM-001	Czas pracy	15 min
Napięcie	DC 3.7V	Waga	1.1 kg

Danke für Ihre Entscheidung für Boste.

Bedienungsanleitung

Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass Sie alles vor der Verwendung verstehen.

Achten Sie besonders auf die Sicherheitshinweise.

Laden Sie das Gerät nach dem Kauf zuerst auf — dies verlängert die Lebensdauer der Batterie.

Verwenden Sie ein 5V-, 1A- (oder 2A-) Ladegerät, wie das eines Smartphones.

Während des Ladevorgangs blinkt die Betriebsanzeige — dies bedeutet, dass das Gerät lädt.

Nach Abschluss des Ladevorgangs erlischt die Anzeige.


Zielgruppe

- Personen, die lange am Computer arbeiten.
- Personen mit schlechter Durchblutung der Hände.
- Frauen, die das Erscheinungsbild ihrer Hände pflegen möchten.

Produkteigenschaften

- Ergonomische Form, angepasst an Akupressurpunkte und die Handkrümmung.
- Pneumatische, segmentierte Druckmassage.
- Ganzhandmassage im Akupunkturstil.
- Heizfunktion für kalte Umgebungen (optionale Funktion).
- Mikro-Vibration zur Erhöhung der Massageintensität (optionale Funktion).

Bedienfeld



Funktionen



Luftdruckmassage

Auto

Automatisches
Programm




Heizfunktion



Vibration

Gerätekomponenten



Kunststoffgehäuse

Bedienfeld

Ladeanschluss

Stoffabdeckung

Bedienung des Bedienfelds



Ein-/Ausschalter

Schaltet das Gerät ein und aus.

Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Stromversorgung zu aktivieren, und drücken Sie anschließend die Modustaste — das Gerät beginnt zu arbeiten.

Die Standardmassagedauer beträgt 15 Minuten; danach schaltet sich das Gerät automatisch aus.



Intensitätstaste

Die Standardintensität ist L3. Insgesamt stehen 6 Intensitätsstufen zur Verfügung. Umschalten erfolgt in der Reihenfolge: L3 - L4 - L5 - L6 - L1 - L2.

L1 ist die schwächste Stufe, L6 die stärkste.

| Bedienung des Bedienfelds |



Modustaste

Der Standardmodus ist P1. Insgesamt stehen 6 Massagemodi zur Verfügung. Sie können Ihren bevorzugten Modus auswählen, indem Sie nacheinander umschalten:

P1 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6 - P1.



Vibrationstaste

Drücken, um die Vibration ein- oder auszuschalten.

Es stehen 2 Vibrationsmodi zur Verfügung — wählen Sie je nach Bedarf.



Heiztaste

Drücken, um die Heizfunktion ein- oder auszuschalten.

Nach etwa 5 Minuten steigt die Innentemperatur deutlich an.

| Fehlerbehebung |

Verhalten	Mögliche Ursachen	Vorgehensweise
Produkt startet nicht	Batterie ist entladen	Gerät aufladen
	Gerät wurde nicht richtig eingeschaltet	Ein-/Ausschalter 2 Sekunden lang gedrückt halten
Leichte Geräusche während des Betriebs	Geräusch der Luftpumpe (Brummen)	Normales Verhalten, kein Fehler
	Geräusch des Magnetventils (Klicken)	

| Spezifikationen |

Modell	Purea S6 Pro Hand Massager	Leistung	5W
Modellnummer	SM-001	Arbeitszeit	15 min
Spannung	DC 3.7V	Gewicht	1.1 kg

Děkujeme, že jste si vybrali značku Boste.

Návod k použití

Přečtěte si návod pozorně a ujistěte se, že všemu rozumíte před použitím.
Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům.

Po zakoupení zařízení jej nejprve nabijte — prodloužíte tím životnost baterie.
Použijte nabíječku 5V, 1A (nebo 2A), například od telefonu.
Během nabíjení bude kontrolka napájení blikat — znamená to, že se zařízení nabíjí.
Po dokončení nabíjení kontrolka zhasne.


Cílová skupina

- Lidé, kteří dlouho pracují na počítači.
- Lidé se špatným krevním oběhem v dlaních.
- Ženy, které chtějí pečovat o vzhled svých rukou.




Funkce produktu

- Ergonomický tvar přizpůsobený akupresurním bodům a křivkám ruky.
- Pneumatická, sekvenční tlaková masáž.
- Masáž celé dlaně ve stylu akupunktury.
- Funkce ohřívání pro chladné prostředí (volitelná funkce).
- Mikro-vibrace zvyšující intenzitu masáže (volitelná funkce).


Ovládací panel



Funkce



Součásti zařízení



Jak používat ovládací panel



Tlačítko napájení

Zapíná a vypíná zařízení.

Podržte jej 2 sekundy pro zapnutí napájení a poté stiskněte tlačítko režimu — zařízení začne pracovat.

Výchozí doba masáže je 15 minut, poté se zařízení automaticky vypne.



Tlačítko intenzity

Výchozí intenzita je L3. K dispozici je celkem 6 úrovní.

Můžete je přepínat v pořadí: L3 - L4 - L5 - L6 - L1 - L2.

L1 je nejslabší úroveň, L6 nejsilnější.

Jak používat ovládací panel



Tlačítko režimu

Výchozím režimem je P1. Celkem je k dispozici 6 masážních režimů.
Můžete přepínat v pořadí:
P1 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6 - P1.



Tlačítko vibrací

Stiskněte pro zapnutí nebo vypnutí vibrací.
K dispozici jsou 2 režimy vibrací — zvolte podle potřeby.



Tlačítko ohřívání

Stiskněte pro zapnutí nebo vypnutí funkce ohřívání.
Po asi 5 minutách se vnitřní teplota znatelně zvýší.

Řešení problémů

Projev	Možné příčiny	Postup
Zařízení se nespustí	Vybitá baterie	Nabijte zařízení
	Zařízení nebylo správně zapnuto	Podržte tlačítko napájení 2 sekundy
Během provozu jsou slyšet jemné zvuky	Zvuk vzduchové pumpy (bzučení)	Normální provoz, nikoli závada
	Zvuk elektromagnetického ventilu (cvaknutí)	

Specifikace

Model	Purea S6 Pro Hand Massager	Výkon	5W
Číslo modelu	SM-001	Doba provozu	15 min
Napětí	DC 3.7V	Hmotnost	1.1 kg

Manufacturer/Importer:

Magnum RF Sp. z o.o.
Wojska Polskiego 71
18-300 Zambrów, Poland
Contact: office@boste.eu
Website: www.boste.eu
Manufactured in China

Hersteller/Importeur:

Magnum RF Sp. z o.o.
Wojska Polskiego 71
18-300 Zambrów, Polen
Kontakt: office@boste.eu
Website: www.boste.eu
Hergestellt in China

Producent/Importer:

Magnum RF Sp. z o.o.
Wojska Polskiego 71
18-300 Zambrów, Polska
Kontakt: office@boste.eu
Strona: www.boste.eu
Wyprodukowano w Chinach

Výrobce/Dovozce:

Magnum RF Sp. z o.o.
Wojska Polskiego 71
18-300 Zambrów, Polsko
Kontakt: office@boste.eu
Web: www.boste.eu
Vyrobeno v Číně

NOTICE

The used device must not be disposed of with regular household waste. Please dispose of the product at an appropriate electronic waste collection point in accordance with local regulations. Proper disposal helps protect the environment and human health.

UWAGA

Zużytego urządzenia nie wolno wyrzucać do zwykłych odpadów komunalnych. Produkt należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki elektroodpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko i zdrowie ludzi.

HINWEIS

Das gebrauchte Gerät darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie das Produkt an einer entsprechenden Sammelstelle für Elektroschrott gemäß den geltenden Vorschriften. Eine ordnungsgemäße Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit bei.

POZOR

Použité zařízení se nesmí vyhazovat do běžného komunálního odpadu. Produkt je nutné odevzdat na příslušném sběrném místě elektroodpadu v souladu s platnými předpisy. Správná likvidace pomáhá chránit životní prostředí a zdraví lidí.

