

INSTRUKCJA OBSŁUGI S150

Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polska

Cechy produktu: Elektrostymulator mięśni pośladków. Wymiary: 20 x 26 cm. Opakowane w pudełko. W zestawie panel sterujący i opaska. Panel na 2x bateria AAA (brak w zestawie). Duża moc stymulacji. Szybkie i widoczne rezultaty. Wysoka wytrzymałość.

Obsługa: Przed użyciem włóż baterię: otwórz komorę na baterię i załóż 2 baterie AAA (brak w zestawie), pamiętając o zachowaniu prawidłowej polaryzacji, a następnie zamknij komorę na baterię. Załóż urządzenia na pośladki i włącz za pomocą panelu sterującego. Urządzenie można używać podczas ćwiczeń czy spacerów, ale również podczas sprzątania, oglądania filmów, czytania książek, itp.

1. Zdemontować worek do pakowania i zamontować silnik główny na plastrze masującym.

2. Usunąć przezroczystą folię ochronną z plastra masującego.

3. Przymocuj plaster masujący do części ciała, która wymaga masażu.

4. Uruchomienie: naciśnij przycisk „ON/INC”, aby rozpocząć, i kontynuuj naciskanie

Przyciskaj przycisk „ON/INC”, aby zwiększyć siłę.

5. Naciśnij przycisk „OFF/DEC”, aby zmniejszyć siłę. Siła domyślna to poziom

11 po zmianie trybu

6. Tryb: naciśnij przycisk „PROGRAM”, aby wybrać tryb, a następnie

naciśnij „ON/INC”, aby rozpocząć pracę, tryb można również

zmienić podczas pracy.

7. Wyłączanie: Naciśnij przycisk „OFF/DEC”, aby osłabić siłę

do momentu

czerwone światło jest wyłączone.

8. Po wyłączeniu zdejmij łatkę masującą i przykryj

przezroczystą folią

ochronną i umieść ją w chłodnym miejscu.

Dobre praktyki:

1. Aby chronić żywotność hydrożelu, oczyść skórę

przed użyciem tego produktu.

2. Zaleca się stosowanie 12-15 minut, 2-3 razy dziennie. Jeśli


będziesz kontynuować

Używanie go przez długi czas może powodować zmęczenie lub

chorobę.


3. Nie ćwicz w ciągu pół godziny po jedzeniu, co może

powodować dyskomfort.



Ostrzeżenia: Przed użyciem produktu przeczytaj instrukcję w całości i zachowaj ją na cały okres użytkowania produktu. Właściciel jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszyscy użytkownicy tego produktu są odpowiednio poinformowani o sposobie bezpiecznego korzystania z niego. Używaj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Chron przed wilgocią i zabrudzeniami. Nie należy używać i przechowywać produktu w warunkach wilgotnych. Chron produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Należy unikać kontaktu z wodą i innymi cieczami. Nie należy dopuszczać do nagrzewania produktu lub przebywania w pobliżu źródeł ognia. Nie należy demontować ani modyfikować produktu. Wszelkie naprawy może wykonywać tylko uprawniona osoba. Produkt może być konserwowany tylko przez uprawnioną osobę. Nigdy nie używaj uszkodzonego produktu. Jeśli produkt nie działa zgodnie z przeznaczeniem, natychmiast go wyłącz. Jeśli nie jesteś pewien, czy stymulacja nie zaszkodzi Twojemu zdrowiu, przed zaaplikowaniem skonsultuj się z lekarzem. Nie wolno stymulować miejsc ze zmianami nowotworowymi ani ich sąsiedztwa. Nie używaj urządzenie w wannie lub pod prysznicem. Nie używaj urządzenia podczas snu. Nie należy stosować stymulacji podczas prowadzenia pojazdów, obsługiwanie maszyn lub wykonywania innych czynności, które niosą ze sobą zagrożenie zranienia. Urządzenie należy przyczepiać wyłącznie na normalną, nieuszkodzoną, czystą i zdrową skórę. Stymulację należy przerwać lub obniżyć poziom intensywności, gdy w jej trakcie zaczniemy odczuwać dyskomfort. Jeśli to uczucie nie przejdzie należy skontaktować się z lekarzem. Nie wolno używać stymulatora w sąsiedztwie krótkofalowych lub mikrofalowych urządzeń terapeutycznych, ponieważ może mieć to wpływ na osłabienie jego mocy wyjściowej. Nie wolno używać stymulatora razem z elektronicznymi urządzeniami monitorującymi stan zdrowia (np. pulsoksymetr, jednostka alarmowa EGG), ponieważ w takim przypadku ich wskazania mogą być nieprawidłowe (zakłócone). Może dochodzić do podrażnienia lub poparzenia skóry w miejscu kontaktu z elektrodami. Nie wolno używać tego urządzenia, jeżeli mamy wszczepiony rozrusznik serca, defibrylator ewentualnie inne metalowy lub elektroniczny sprzęt. W takim przypadku istnieje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, poparzenia, pojawienia się zakłóceń elektrycznych lub śmierci. Nie mieszać starych i nowych baterii. Nieużywane przez dłuższy czas baterie należy wyjąć. Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości. Przedmiot nie jest zabawką. Chronić przed dziećmi.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



USER MANUAL S150

Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o, ul. Międzyzłeska 6, 50-514 Wrocław, Poland

Product features: Buttock muscle electrostimulator. Dimensions: 20 x 26 cm. Packed in a box. The set includes a control panel and a band. Panel for 2x AAA batteries (not included). High stimulation power. Fast and visible results. High strength.

Before use: Insert the battery before use: open the battery compartment and insert 2 x AAA battery (not included) with correct polarity, then close the battery compartment. Put the device on your buttocks and turn it on using the control panel. The device can be used during exercise or walking, but also while cleaning, watching movies, reading books, etc.

How to use:

1. Disassemble the packing bag and install the main motor on the massage patch.
2. Remove the transparent protective film from the massage patch.
3. Attach the massage patch to the part of the body that needs to be massaged.
4. Startup: Press the "ON/INC" button to start and keep pressing

Press the "ON/INC" button to increase the strength.

5. Press the "OFF/DEC" button to decrease the strength. The default strength is level

11 after changing the mode

6. Mode: Press the "PROGRAM" button to select the mode and then press "ON/INC" to start working, the mode can also be changed during operation.

7. Power off: Keep pressing the "OFF/DEC" button to weaken the force until the red light is off.

8. After turning off, take off the massage patch and cover it with a transparent film cover and place it in a cool place.

Good practices:

1. To protect the life of the hydrogel, please clean your skin before using this product.
2. It is recommended to use 12-15 minutes, 2-3 times a day. If you continue

Using it for a long time may cause fatigue or sickness.

3. Do not exercise within half an hour after eating, which may cause discomfort.


Warnings: Please read this manual in its entirety before using the product and keep it for the lifetime of the product. The owner is responsible for ensuring that all users of this product are properly informed on how to use it safely. Use the product as intended. This product is for home use only. Protect against moisture and dirt. Do not use or store the product in wet conditions. Protect the product from direct sunlight. Avoid contact with water and other liquids. Do not allow the product to heat up or stay near sources of fire. Do not disassemble or modify the product. Any repairs may only be carried out by an authorized person. The product may only be maintained by an authorized person. Never use a damaged product. If the product does not operate as intended, turn it off immediately. If you are not sure whether the stimulation will not harm your health, consult your doctor before using it. Places with neoplastic lesions or their vicinity must not be stimulated. Do not use the device in the bath or shower. Do not use the device while sleeping. Do not use stimulation while driving, operating machinery, or engaging in other activities that present a risk of injury. Only attach the device to normal, undamaged, clean and healthy skin. Stimulation should be stopped or the intensity level should be lowered when we begin to feel discomfort during it. If this feeling doesn't go away, see your doctor. Do not use the stimulator in the vicinity of shortwave or microwave therapy devices as this may reduce its output power. The stimulator must not be used together with electronic health monitoring devices (e.g. pulse oximeter, ECG alarm unit), as in this case their indications may be incorrect (noisy). Skin irritation or burns may occur where the electrodes come into contact. Do not use this device if you have a pacemaker, defibrillator or other metal or electronic equipment. If this happens, there is a risk of electric shock, burns, electrical interference, or death. Do not mix old and new batteries. Batteries that have not been used for a long time should be removed. Batteries must be inserted with the correct polarity. The item is not a toy. Keep away from children.

Information for users on the disposal of electrical and electronic equipment (for households) The symbol shown on the products or the accompanying documentation indicates that faulty electrical or electronic equipment cannot be disposed of together with household waste. The correct procedure, if necessary, to dispose of electrical or electronic equipment, to dispose of, reuse or recover components, is



to transfer the equipment to a specialized collection point, where it will be accepted free of charge. In some countries, you can give the product back to your local distributor when you purchase another device. Proper disposal of the equipment preserves valuable resources and avoids negative health and environmental impacts that may be compromised by inadequate waste management. Please contact your local authority for details on the nearest collection point. Improper disposal of waste is punishable by penalties provided for in the relevant local legislation. **Users in European Union countries: If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact your nearest point of sale or your supplier for further information. Disposal of waste in countries outside the European Union: This symbol is only**

valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact your local authorities or dealer for information on how to proceed correctly.



6 model (M1-M6)



S150 UŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická záhrada, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: Elektrostimulátor sedacích svalov. Rozmery: 20 x 26 cm. Balené v krabici. Sada obsahuje ovládací panel a náramok.

Panel je napájaný 2x AAA batériami (nie sú súčasťou balenia). Vysoká stimulačná sila. Rýchle a viditeľné výsledky. Vysoká odolnosť.

Prevádzka: Pred použitím vložte batériu: otvorte priehradku na batérie a vložte 2 batérie typu AAA (nie sú súčasťou dodávky), pričom nezabudnite dodržať správnu polaritu, potom priehradku na batérie zatvorte. Položte zariadenia na zadok a zapnite ich pomocou ovládacieho panela.

Zariadenie je možné používať pri cvičení alebo chôdzi, ale aj pri upratovaní, pozeraní filmov, čítaní kníh a pod.

1. Odstráňte baliaci vak a nainštalujte hlavný motor na masážnu náplast.
2. Odstráňte priehľadnú ochrannú fóliu z masážnej náplasti.
3. Nalepte masážnu náplast na časť tela, ktorá potrebuje masáž.
4. Spustenie: Stlačte tlačidlo "ON/INC" pre spustenie a pokračujte v stláčaní. Stláčaním tlačidla „ ON/INC“ zvýšite silu.
5. Stláčením tlačidla „ OFF/DEC“ znížite intenzitu.
- 11 po zmene režimu
6. Režim: Stlačte tlačidlo "PROGRAM" pre výber režimu a potom stlačte "ON/INC", aby ste začali pracovať, režim je možné meniť aj počas práce.
7. Vypnutie: Stlačte tlačidlo „ OFF/DEC“ na zoslabenie sily, kým

červené svetlo je vypnuté.


8. Po vypnutí odstráňte masážnu náplast a prikryte priehľadnou fóliou

ochranný kryt a umiestnite ho na chladné miesto.

Osvedčené postupy:

1. Aby ste ochránili životnosť hydrogélu, vyčistite si pokožku pred použitím tohto produktu.
2. Odporúča sa používať 12-15 minút, 2-3 krát denne, ak budete pokračovať.
- Dlhodobé používanie môže spôsobiť únavu alebo nevoľnosť.

3. Necvičte do pol hodiny po jedle, čo môže spôsobiť nepohodlie.



Upozornenia: Pred použitím výrobku si prečítajte celý návod a uschovajte ho počas životnosti výrobku. Vlastník je zodpovedný za to, že všetci používatelia tohto produktu budú riadne informovaní o tom, ako ho bezpečne používať. Výrobok používajte podľa určenia. Tento výrobok je určený len na domáce použitie. Chráňte pred vlhkosťou a nečistotami. Výrobok nepoužívajte ani neskladujte vo vlhkých podmienkach. Chráňte výrobok pred priamym slnečným žiarením. Zabráňte kontaktu s vodou a inými tekutinami. Nedovoľte, aby sa výrobok zahrial alebo sa nenachádzal v blízkosti zdrojov ohňa. Produkt nerozoberajte ani neupravujte. Akékoľvek opravy môže vykonávať len oprávnená osoba.

Údržbu výrobku môže vykonávať len oprávnená osoba. Nikdy nepoužívajte poškodený výrobok. Ak výrobok nefunguje tak, ako má, okamžite ho vypnite. Ak si nie ste istý, či stimulácia poškodí vaše zdravie, pred jej použitím sa poraďte so svojím lekárom. Nestimulujte miesta s rakovinovými zmenami ani ich blízkosť. Zariadenie nepoužívajte vo vani ani v sprche. Zariadenie nepoužívajte počas spánku. Stimulácia sa nemá používať pri vedení vozidla, obsluhu strojov alebo vykonávaní iných činností, ktoré predstavujú riziko zranenia. Zariadenie by sa malo pripnúť iba na normálnu, nepoškodenú, čistú a zdravú pokožku. Keď začnete pociťovať nepohodlie, stimuláciu treba zastaviť alebo znížiť úroveň intenzity. Ak tento pocit nezmizne, kontaktujte svojho lekára. Stimulátor nepoužívajte v blízkosti krátkovlnných alebo mikrovlnných terapeutických zariadení, pretože to môže znížiť jeho výstupný výkon. Stimulátor sa nesmie používať spolu s elektronickými zariadeniami na monitorovanie zdravia (napr. pulzný oxymeter, alarmová jednotka EGG), pretože v takom prípade môžu byť ich hodnoty nesprávne (rušené). V mieste kontaktu s elektródami môže dôjsť k podráždeniu pokožky alebo popáleniu. Toto zariadenie sa nesmie používať, ak máme implantovaný kardiostimulátor, defibrilátor alebo iné kovové alebo elektronické zariadenie. V tomto prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, popálenia, elektrického šumu alebo smrti. Nemiešajte staré a nové batérie. Batérie, ktoré sa dlhší čas nepoužívajú, by sa mali vybrať. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Tovar nie je hračka. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Informácie pre užívateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (platí pre domácnosti)



Symbol zobrazený na produktoch alebo v dokumentácii k nim pripojenej informuje, že chybné elektrické alebo elektronické zariadenia nemožno likvidovať s domovým odpadom. Správny postup, keď je potrebné zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, zlikvidovať ich, opätovne použiť alebo obnoviť komponenty, je odovzdať zariadenie do špecializovaného zberného miesta, kde bude prijaté bezplatne. V niektorých krajinách môžete pri kúpe iného zariadenia vrátiť výrobok miestnemu distribútorovi. Správna likvidácia zariadenia vám umožní ušetriť cenné zdroje a vyhnúť sa negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré môže byť ohrozené nevhodným nakladaním s odpadom.

Podrobnosti o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. Nesprávna likvidácia odpadu môže mať za následok sankcie stanovené v príslušných miestnych predpisoch.

Používatelia v krajinách Európskej únie: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, obráťte sa na najbližšie predajné miesto alebo dodávateľa, ktorí vám poskytnú ďalšie informácie.

Likvidácia odpadu v krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol je platný iba v Európskej únii. Ak potrebujete zlikvidovať tento výrobok, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu, ktorý vám poskytne pokyny, ako ho zlikvidovať.



NÁVOD NA POUŽÍVÁNIE S150

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická záhrada, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Poľsko Vlastnosti produktu: Elektrostimulátor sedacieho svalu. Rozmery: 20 x 26 cm. Balené v krabici. Sada obsahuje ovládací panel a remienok.

Panel na 2x AAA batérie (nie sú súčasťou balenia). Vysoká stimulačná sila. Rýchle a viditeľné výsledky. Vysoká pevnosť.

Pred použitím: Pred použitím vložte batériu: otvorte priehradku na batérie a vložte 2 x AAA batérie (nie sú súčasťou balenia) so správnou polaritou, potom priehradku na batérie zatvorte. Položte zariadenie na zadok a zapnite ho pomocou ovládacieho panela. Prístroj je možné použiť pri cvičení či chôdzi, ale aj pri upratovaní, pozeraní filmov, čítaní kníh a pod.

Ako používať:

1. Demontujte obalový vak a nainštalujte hlavný motor na masážnu náplast.
2. Odstráňte priehľadnú ochrannú fóliu z masážnej náplasti.
3. Nalepte masážnu náplast na časť tela, ktorú je potrebné masírovať.
4. Spustenie: Stlačte tlačidlo "ON/INC" pre spustenie a držte ho stlačené Stlačením tlačidla „ ON/INC“ zvýšite silu.
5. Stlačením tlačidla „ OFF/DEC“ znížite intenzitu. Predvolená sila je úroveň

11 po zmene režimu

6. Režim: Stlačením tlačidla „ PROGRAM“ vyberte režim a potom

stlačte "ON/INC", aby ste začali pracovať, režim je možné zmeniť aj počas prevádzky.

7. Vypnutie: Držte stlačené tlačidlo "OFF/DEC", aby ste zoslabili silu, kým

červené svetlo je vypnuté.

8. Po vypnutí masážnu náplast zložte a zakryte priehľadnou fóliou

prikryte a umiestnite na chladné miesto.

Osvedčené postupy:

1. Aby ste ochránili životnosť hydrogelu, očistite si pokožku pred použitím tohto produktu.
2. Odporúča sa užívať 12-15 minút, 2-3x denne. Ak budete pokračovať

Dlhodobé používanie môže spôsobiť únavu alebo nevoľnosť.

3. Necvičte do pol hodiny po jedle, čo môže spôsobiť nepohodlie.

Upozornenia: Pred použitím produktu si prečítajte celý tento návod a uschovajte ho počas celej životnosti produktu. Vlastník je zodpovedný za to, že všetci používatelia tohto produktu budú riadne informovaní o tom, ako ho bezpečne používať. Výrobok používajte podľa určenia. Tento produkt je určený len na domáce použitie. Chráňte pred vlhkosťou a nečistotami. Výrobok nepoužívajte ani neskladujte vo vlhkom prostredí. Chráňte výrobok pred priamym slnečným žiarením. Zabráňte kontaktu s vodou a inými tekutinami. Nedovoľte, aby sa výrobok zahrial a nedržiaval sa v blízkosti zdrojov ohňa. Produkt nerozoberajte ani neupravujte. Akékoľvek opravy môže vykonávať len oprávnená osoba. Údržbu výrobku môže vykonávať len oprávnená osoba. Nikdy nepoužívajte poškodený výrobok. Ak výrobok nepracuje tak, ako má, okamžite ho vypnite. Ak si nie ste istí, či stimulácia nepoškodí vaše zdravie, pred použitím sa poraďte so svojím lekárom. Miesta s neoplastickými léziami alebo ich blízkosť sa nesmú stimulovať. Zariadenie nepoužívajte vo vani ani v sprche. Zariadenie nepoužívajte počas spánku. Nepoužívajte stimuláciu počas šoférovania, obsluhy strojov alebo iných činností, ktoré predstavujú riziko zranenia. Prístroj pripnite iba na normálnu, nepoškodenú, čistú a zdravú pokožku. Stimuláciu treba zastaviť alebo znížiť úroveň intenzity, keď počas nej začneme pociťovať nepohodlie.

Ak tento pocit nezmizne, navštívte svojho lekára. Stimulátor nepoužívajte v blízkosti zariadení na krátkovlnnú alebo mikrovlnnú terapiu, pretože to môže znížiť jeho výstupný výkon. Stimulátor sa nesmie používať spolu s elektronickými zariadeniami na monitorovanie zdravia (napr. pulzný oxymeter, alarmová jednotka EGG), pretože v tomto prípade môžu byť ich indikácie nesprávne (hlučné). Pri kontakte elektród môže dôjsť k podráždeniu pokožky alebo popáleniu. Toto zariadenie nepoužívajte, ak máte kardiostimulátor, defibrilátor alebo iné kovové alebo elektronické zariadenie. Ak sa tak stane, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, popálenia, elektrického rušenia alebo smrti. Nemiešajte staré a nové batérie. Batérie, ktoré sa dlho nepoužívali, by sa mali vybrať. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Továr nie je hračka. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (pre domácnosti) Symbol zobrazený na výrobkoch alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že chybné elektrické alebo elektronické zariadenia nemožno likvidovať spolu s domovým odpadom. Správnym postupom, ak je to potrebné, na likvidáciu elektrických alebo elektronických zariadení, na likvidáciu, opätovné použitie alebo obnovu komponentov je odovzdanie zariadenia na špecializované zberné miesto, kde



bude prijaté bezplatne. V niektorých krajinách vy

môžete vrátiť výrobok miestnemu distribútorovi, keď si kúpite ďalšie zariadenie. Správna likvidácia zariadenia chráni cenné zdroje a predchádza negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré môžu byť ohrozené neadekvátnym nakladaním s odpadom. Podrobnosti o najbližšom zbernom mieste vám poskytne váš miestny úrad. Nesprávna likvidácia odpadu sa trestá sankciami stanovenými v príslušnej miestnej legislatíve.

Používatelia v krajinách Európskej únie: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, obráťte sa na najbližšie predajné miesto alebo na svojho dodávateľa, ktorý vám poskytne ďalšie informácie. Likvidácia odpadu v krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol je platný iba v Európskej únii. Ak potrebujete zlikvidovať tento výrobok, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu so žiadosťou o informácie, ako správne

postupovať.



6 model (M1-M6)



S150 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: Elektrostimulátor hýžďových svalů. Rozměry: 20 x 26 cm. Baleno v krabici. Sada obsahuje ovládací panel a náramek.

Panel je napájen 2x AAA bateriemi (nejsou součástí balení). Vysoká stimulační síla. Rychlé a viditelné výsledky. Vysoká odolnost.

Provoz: Před použitím vložte baterie; otevřete přihrádku na baterie a vložte 2 baterie AAA (nejsou součástí dodávky), pamatujte na správnou polaritu, poté přihrádku na baterie zavřete. Nasadte si zařízení na hýždě a zapněte je pomocí ovládacího panelu.

Zařízení lze používat při cvičení nebo chůzi, ale také při úklidu, sledování filmů, čtení knih atd.

1. Odstraňte obalový sáček a nainstalujte hlavní motor na masážní náplast.
2. Odstraňte průhlednou ochrannou fólii z masážní náplasti.
3. Nalepte masážní náplast na část těla, která potřebuje masáž.
4. Uvedení do provozu: Stiskněte tlačítko "ON/INC" pro spuštění a pokračujte v stisknutí Stiskněte tlačítko "ON/INC" pro zvýšení síly.
5. Stiskněte tlačítko "OFF/DEC" pro snížení síly. Výchozí síla je úroveň 11 po změně režimu
6. Režim: Stiskněte tlačítko "PROGRAM" pro výběr režimu a poté stiskněte "ON/INC" pro zahájení práce, režim lze měnit i během práce.

7. Vypnutí: Stiskněte tlačítko "OFF/DEC" pro zeslabení síly, dokud

červené světlo nesvítlí.


8. Po vypnutí odstraňte masážní náplast a překryjte průhlednou fólií

ochranný kryt a umístěte jej na chladné místo.

Osvědčené postupy:

1. Pro ochranu životnosti hydrogelu očistěte pokožku před použitím tohoto produktu.
 2. Doporučuje se používat 12-15 minut, 2-3x denně, pokud budete pokračovat
- Při dlouhodobém používání se můžete cítit unavení nebo nemocní.

3. Necvičte půl hodiny po jídle, což může způsobit nepohodlí.



Upozornění: Před použitím výrobku si přečtěte celý návod a uschovejte jej po dobu životnosti výrobku. Majitel je odpovědný za to, že všichni uživatelé tohoto produktu budou řádně informováni o tom, jak jej bezpečně používat. Používejte výrobek podle určení. Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Chraňte před vlhkostí a nečistotami. Výrobek nepoužívejte ani neskladujte ve vlhkém prostředí. Chraňte výrobek před přímým slunečním zářením. Zabraňte kontaktu s vodou a jinými kapalinami. Nedovolte, aby se výrobek zahříval nebo se nacházel v blízkosti zdrojů ohně. Výrobek nerozebírejte ani neupravujte. Případné opravy smí provádět pouze oprávněná osoba.

Údržbu výrobku smí provádět pouze oprávněná osoba. Nikdy nepoužívejte poškozený výrobek. Pokud výrobek nefunguje tak, jak má, okamžitě jej vypněte. Pokud si nejste jisti, zda stimulace nepoškodí vaše zdraví, poraďte se před jejím použitím se svým lékařem. Nestimulujte místa s rakovinnými změnami ani jejich okolí. Nepoužívejte zařízení ve vaně nebo sprše. Nepoužívejte zařízení během spánku. Stimulace by se neměla používat při řízení, obsluze strojů nebo provádění jiných činností, které představují riziko zranění. Zařízení by mělo být připevněno pouze k normální, nepoškozené, čisté a zdravé kůži. Stimulace by měla být zastavena nebo úroveň intenzity snížena, když začnete pociťovat nepohodlí. Pokud tento pocit nezmizí, kontaktujte svého lékaře. Nepoužívejte stimulátor v blízkosti krátkovlnných nebo mikrovlnných terapeutických zařízení, protože to může snížit jeho výstupní výkon. Stimulátor se nesmí používat společně s elektronickými zařízeními pro sledování zdraví (např. V místě kontaktu s elektrodami může dojít k podráždění kůže nebo popálení. Toto zařízení se nesmí používat, pokud máme implantovaný kardiostimulátor, defibrilátor nebo jiné kovové nebo elektronické zařízení. V tomto případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, popálení, elektrického šumu nebo smrti. Nekombinujte staré a nové baterie. Baterie, které se delší dobu nepoužívají, by měly být vyjmuty. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Předmět není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (platí pro domácnosti)



Symbol zobrazený na výrobcích nebo v dokumentaci k nim připojené informuje, že vadná elektrická nebo elektronická zařízení nelze likvidovat s domovním odpadem. Správným postupem, když je nutné zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, zlikvidovat je, znovu použít nebo obnovit součásti, je odevzdat zařízení do specializovaného sběrného místa, kde bude přijato zdarma. V některých zemích můžete při nákupu jiného zařízení vrátit produkt místnímu distributorovi. Správná likvidace zařízení vám umožní ušetřit cenné zdroje a vyhnout se negativním vlivům na zdraví a životní prostředí, které mohou být ohroženy nevhodným nakládáním s odpady.

Podrobnosti o nejbližším sběrném místě získáte od místního úřadu. Nesprávná likvidace odpadu může mít za následek sankce stanovené v příslušných místních předpisech.

Uživatelé v zemích Evropské unie: Pokud potřebujete zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo dodavatele, kteří vám poskytnou další informace.

Likvidace odpadu v zemích mimo Evropskou unii: Tento symbol je platný pouze v Evropské unii. Potřebujete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce se žádostí o pokyny, jak jej zlikvidovat.



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S150

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko Vlastnosti produktu:

Elektrostimulátor hýžďového svalu. Rozměry: 20 x 26 cm. Baleno v krabici. Sada obsahuje ovládací panel a pásku.

Panel na 2x AAA baterie (nejsou součástí balení). Vysoká stimulační síla. Rychlé a viditelné výsledky. Vysoká pevnost.

Před použitím: Před použitím vložte baterie: otevřete přihrádku na baterie a vložte 2 x AAA baterie (není součástí dodávky) se správnou polaritou, poté přihrádku na baterie zavřete. Umístěte zařízení na hýždě a zapněte jej pomocí ovládacího panelu. Zařízení lze používat při cvičení nebo chůzi, ale také při úklidu, sledování filmů, čtení knih atd.

Jak používat:

1. Demontujte obalový vak a nainstalujte hlavní motor na masážní náplast.
2. Odstraňte průhlednou ochrannou fólii z masážní náplasti.
3. Nalepte masážní náplast na část těla, kterou je třeba masírovat.
4. Spuštění: Stiskněte tlačítko "ON/INC" pro spuštění a držte jej stisknuté
- Stiskněte tlačítko "ON/INC" pro zvýšení síly.
5. Stisknutím tlačítka „ OFF/DEC“ snížíte sílu. Výchozí síla je úroveň

11 po změně režimu

6. Režim: Stisknutím tlačítka „ PROGRAM“ vyberte režim a poté

stiskněte "ON/INC" pro zahájení práce, režim lze změnit i během provozu.

7. Vypnutí: Držte stisknuté tlačítko "OFF/DEC" pro zeslabení síly, dokud

červené světlo nesvítí.

8. Po vypnutí masážní náplast sundejte a překryjte průhlednou fólií

zakryjte a umístěte na chladné místo.

Osvědčené postupy:

1. Abyste ochránili životnost hydrogelu, očistěte si pokožku před použitím tohoto produktu.
2. Doporučuje se používat 12-15 minut, 2-3x denně. Pokud budete pokračovat

Dlouhodobé používání může způsobit únavu nebo nevolnost.

3. Necvičte půl hodiny po jídle, což může způsobit nepohodlí.

Upozornění: Před použitím výrobku si přečtěte celý tento návod a uschovejte jej po celou dobu životnosti výrobku. Majitel je odpovědný za to, že všichni uživatelé tohoto produktu budou řádně informováni o tom, jak jej bezpečně používat. Používejte výrobek podle určení. Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Chraňte před vlhkostí a nečistotami. Výrobek nepoužívejte ani neskladujte ve vlhkém prostředí. Chraňte výrobek před přímým slunečním zářením. Vyhněte se kontaktu s vodou a jinými kapalinami. Nedovolte, aby se výrobek zahříval nebo se nezdržoval v blízkosti zdrojů ohně. Výrobek nerozebírejte ani neupravujte. Jakékoli opravy smí provádět pouze oprávněná osoba. Údržbu výrobku smí provádět pouze oprávněná osoba. Nikdy nepoužívejte poškozený výrobek. Pokud výrobek nefunguje tak, jak má, okamžitě jej vypněte. Pokud si nejste jisti, zda stimulace nepoškodí vaše zdraví, poraďte se před použitím se svým lékařem. Místa s neoplastickými lézemi nebo jejich okolí se nesmí stimulovat. Nepoužívejte zařízení ve vaně nebo sprše. Nepoužívejte zařízení během spánku. Nepoužívejte stimulaci při řízení, obsluze strojů nebo při jiných činnostech, které představují riziko zranění. Zařízení přikládejte pouze na normální, nepoškozenou, čistou a zdravou pokožku. Stimulace by měla být zastavena nebo by měla být snížena úroveň intenzity, když během ní začnete pociťovat nepohodlí.

Pokud tento pocit nezmizí, navštivte svého lékaře. Nepoužívejte stimulátor v blízkosti krátkovlnných nebo mikrovlnných terapeutických zařízení, protože to může snížit jeho výstupní výkon. Stimulátor se nesmí používat společně s elektronickými zařízeními pro sledování zdraví (např. pulzní oxymetr, alarmová jednotka EGG), protože v tomto případě mohou být jejich indikace nesprávné (hlučné). V místech kontaktu elektrod může dojít k podráždění kůže nebo popálení. Toto zařízení nepoužívejte, pokud máte kardiostimulátor, defibrilátor nebo jiné kovové či elektronické zařízení. Pokud k tomu dojde, existuje riziko úrazu elektrickým proudem, popálenin, elektrického rušení nebo smrti. Nekombinujte staré a nové baterie. Baterie, které nebyly delší dobu používány, by měly být vyjmuty. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Předmět není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (pro domácnosti) Symbol uvedený na výrobcích nebo v průvodní dokumentaci znamená, že vadná elektrická nebo elektronická zařízení nelze likvidovat společně s domovním odpadem. Správným postupem, pokud je to nutné, k likvidaci elektrického nebo elektronického zařízení, k likvidaci, opětovnému použití nebo regeneraci součástí, je předání zařízení na specializované sběrné místo, kde bude přijato zdarma. V některých zemích vy



můžete vrátit produkt místnímu distributorovi, když si koupíte další zařízení. Správná likvidace zařízení zachovává cenné zdroje a zabraňuje negativním dopadům na zdraví a životní prostředí, které mohou být ohroženy nedostatečným nakládáním s odpady. Podrobnosti o nejbližším sběrném místě vám sdělí místní úřad. Nesprávná likvidace odpadu se trestá sankcemi stanovenými v příslušné místní legislativě. Uživatelé v zemích Evropské unie: Potřebujete-li zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo svého dodavatele pro další informace. Likvidace odpadu v zemích mimo Evropskou unii: Tento symbol je platný pouze v Evropské unii. Potřebujete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce se žádostí o informace, jak správně postupovat.



6 model (M1-M6)



S150 FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Importőr: VITOLOG.PL Sp. z o.o., ul. Międzyzłeska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország

Termékjellemzők: A fenékizmok elektrostimulátora. Méretek: 20 x 26 cm. Dobozba csomagolva. A készlet tartalmaz egy kezelőpanelt és egy karszalagot.

A panel 2x AAA elemmel működik (nem tartozék). Magas stimulációs erő. Gyors és látható eredmények. Magas tartósság.

Használat: Használat előtt helyezze be az elemet: nyissa ki az elemtartót és helyezzen be 2 db AAA elemet (nem tartozék), ügyelve a helyes polaritásra, majd zárja be az elemtartót. Helyezze az eszközöket a fenékre, és kapcsolja be őket a vezérlőpult segítségével.

A készülék használható edzés vagy séta közben, de takarítás, filmnézés, könyvolvasás stb.

1. Távolítsa el a csomagolózsákokat, és szerelje fel a fő motort a masszázstapaszra.
2. Távolítsa el az átlátszó védőfóliát a masszázstapaszról.
3. Rögzítse a masszírozó tapaszt a masszázsr szoruló testrészre.
4. Indítás: Nyomja meg az "ON/INC" gombot az indításhoz és a lenyomás folytatásához. Nyomja meg az "ON/INC" gombot az erősség növeléséhez.
5. Nyomja meg az "OFF/DEC" gombot az erősség csökkentéséhez.

11 mód megváltoztatása után

6. Üzem mód: Nyomja meg a "PROGRAM" gombot a mód kiválasztásához, majd nyomja meg az "ON/INC" gombot a munka megkezdéséhez, az üzemmód munka közben is módosítható.

7. Kikapcsolás: Nyomja meg az "OFF/DEC" gombot az erő gyengítéséhez, amíg

a piros lámpa nem világít.

8. Kikapcsolás után távolítsa el a masszázstapaszt, és fedje le átlátszó fóliával

védőburkolatot, és hűvös helyre helyezze.

Jó gyakorlatok:

1. A hidrogél élettartamának védelme érdekében tisztítsa meg bőrét a termék használata előtt.
2. Használata 12-15 perc, napi 2-3 alkalommal, ha folytatja

Hosszan tartó használata fáradtságot vagy rosszullétet okozhat.

3. Evés után fél órán belül ne gyakoroljon, mert kellemetlen érzést okozhat.

Figyelmeztetések: A termék használata előtt olvassa el az utasításokat teljes egészében és őrizze meg a termék élettartama alatt. A tulajdonos felelős azért, hogy a termék minden felhasználója megfelelő tájékoztatást kapjon a biztonságos használatáról. A terméket rendeltetésszerűen használja. Ez a termék kizárólag otthoni használatra készült. Védje a nedvességtől és a szennyeződéstől. Ne használja vagy tárolja a terméket nedves körülmények között. Óvja a terméket a közvetlen napfénytől. Kerülje a vízzel és más folyadékokkal való érintkezést. Ne hagyja, hogy a termék felmelegedjen, és ne legyen tűzforrás közelében. Ne szerelje szét és ne módosítsa a terméket. Bármilyen javítást csak felhatalmazott személy végezhet.

A terméket csak arra felhatalmazott személy karbantarthatja. Soha ne használjon sérült terméket. Ha a termék nem megfelelően működik, azonnal kapcsolja ki. Ha nem biztos abban, hogy a stimuláció károsítja-e az egészségét, használat előtt konzultáljon orvosával. Ne stimulálja a rákos elváltozásokkal rendelkező helyeket vagy azok környékét. Ne használja a készüléket kádban vagy zuhanyzóban. Ne használja a készüléket alvás közben. A stimulációt nem szabad vezetési, gépek kezelése vagy egyéb sérülésveszélyt jelentő tevékenység végzése közben alkalmazni. A készüléket csak normál, sértetlen, tiszta és egészséges bőrre szabad rögzíteni. A stimulációt le kell állítani, vagy az intenzitást csökkenteni kell, ha kényelmetlenséget érez. Ha ez az érzés nem múlik el, forduljon orvosához. Ne használja a stimulátort rövidhullámú vagy mikrohullámú terápiás eszközök közelében, mert ez csökkentheti a kimeneti teljesítményt. A stimulátort tilos elektronikus egészségfigyelő eszközökkel (pl. pulzoximéter, EKG riasztó egység) együtt használni, mert ilyenkor azok leolvasása hibás (megzavarható) lehet. Bőrirritáció vagy égési sérülés léphet fel az elektródákkal való érintkezés helyén. Ezt az eszközt nem szabad használni, ha beültetett szívritmus-szabályozóval, defibrillátorral vagy más fém- vagy elektronikus berendezéssel rendelkezünk. Ebben az esetben áramütés, égési sérülések, elektromos zaj vagy halál veszélye áll fenn. Ne használjon együtt régi és új elemeket. A hosszabb ideig nem használt elemeket ki kell venni. Az elemeket megfelelő polaritással kell behelyezni. Az elem nem játék. Gyermekek elől elzárva tartandó.

Tájékoztató a felhasználók számára az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról (háztartásokra vonatkozik)




A termékeken vagy a hozzájuk csatolt dokumentáción látható szimbólum arról tájékoztat, hogy a hibás elektromos vagy elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az elektromos vagy elektronikus készülékek ártalmatlanítása, ártalmatlanítása, újrafelhasználása vagy az alkatrészek visszanyerése esetén a helyes eljárás az, hogy a készüléket egy speciális gyűjtőhelyre kell vinni, ahol ingyenesen átveszik. Egyes országokban más készülék vásárlásakor visszaküldheti a terméket a helyi forgalmazónak. A készülék megfelelő ártalmatlanításával értékes erőforrásokat takaríthat meg, és elkerülheti az egészségre és a környezetre gyakorolt negatív hatásokat, amelyeket a nem megfelelő hulladékkezelés fenyegethet.



A legközelebbi gyűjtőhely adatait a helyi hatóságától szerezheti be. A nem megfelelő hulladékkezelés a vonatkozó helyi előírásokban előírt szankciókat vonhat maga után.

Felhasználók az Európai Unió országaiban: Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kell ártalmatlanítani, kérjük, forduljon a legközelebbi értékesítési ponthoz vagy szállítóhoz, aki további információkkal szolgál.

Hulladékéltelhelyezés az Európai Unióon kívüli országokban: Ez a szimbólum csak az Európai Unióban érvényes. Ha meg kell semmisítenie ezt a terméket, kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a kereskedőhöz, hogy megtudja, hogyan kell megsemmisíteni.



FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ S150

Importőr: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország Termékjellemzők:
Fenekizom elektrostimulátor. Méretek: 20 x 26 cm. Dobozba csomagolva. A készlet tartalmaz egy vezérlőpanelt és egy szalagot.

Panel 2x AAA elemhez (nem tartozék). Magas stimulációs erő. Gyors és látható eredmények. Nagy szilárdság.
Használat előtt: Használat előtt helyezze be az elemet: nyissa ki az elemtartó rekeszt és helyezzen be 2 x AAA elemet (nem tartozék) a megfelelő polaritással, majd zárja be az elemtartót.
Helyezze a készüléket a fenekére, és kapcsolja be a vezérlőpult segítségével. A készülék használható edzés vagy séta közben, de takarítás, filmnézés, könyv olvasás stb.

Hogyan kell használni:

1. Szerelje szét a csomagolózsákokat, és szerelje fel a fő motort a masszázstapaszra.
2. Távolítsa el az átlátszó védőfóliát a masszázstapaszról.
3. Rögzítse a masszírozó tapaszt a masszírozni kívánt testrészre.
4. Indítás: Nyomja meg az "ON/INC" gombot az indításhoz, és tartsa lenyomva
Nyomja meg az "ON/INC" gombot az erősség növeléséhez.
5. Nyomja meg az "OFF/DEC" gombot az erősség csökkentéséhez. Az alapértelmezett erősség a szint
11 mód megváltoztatása után
6. Üzem mód: Nyomja meg a "PROGRAM" gombot az üzemmód kiválasztásához, majd nyomja meg az "ON/INC" gombot a munka megkezdéséhez, az üzemmód működés közben is módosítható.
7. Kikapcsolás: Tartsa lenyomva az "OFF/DEC" gombot az erő gyengítéséhez, amíg

a piros lámpa nem világít.

8. Kikapcsolás után vegye le a masszázstapaszt és fedje le átlátszó fóliával

fedjük le és tegyük hűvös helyre.

Jó gyakorlatok:

1. A hidrogél élettartamának megóvása érdekében kérjük, tisztítsa meg bőrét a termék használata előtt.
2. Használata 12-15 perc, napi 2-3 alkalommal javasolt. Ha folytatod



Hosszan tartó használata fáradtságot vagy rosszullétet okozhat.

3. Évs után fél órán belül ne gyakoroljon, mert kellemetlen érzést okozhat.
Figyelmeztetések: Kérjük, a termék használata előtt olvassa el ezt a kézikönyvet teljes egészében, és őrizze meg a termék élettartama alatt. A tulajdonos felelős azért, hogy a termék minden felhasználója megfelelő tájékoztatást kapjon a biztonságos használatáról. A terméket rendeltetésszerűen használja. Ez a termék csak otthoni használatra készült. Védje a nedvességtől és a szennyeződéstől. Ne használja vagy tárolja a terméket nedves körülmények között. Óvja a terméket a közvetlen napfénytől. Kerülje a vízzel és más folyadékokkal való érintkezést. Ne hagyja, hogy a termék felmelegedjen, és ne maradjon tűzforrások közelében. Ne szerelje szét és ne módosítsa a terméket. Bármilyen javítást csak felhatalmazott személy végezhet. A terméket csak arra felhatalmazott személy karbantarthatja. Soha ne használjon sérült terméket. Ha a termék nem működik rendeltetésszerűen, azonnal kapcsolja ki. Ha nem biztos abban, hogy a stimuláció nem károsítja-e az egészségét, használat előtt konzultáljon orvosával. A daganatos elváltozásokkal rendelkező helyeket vagy azok környékét nem szabad stimulálni. Ne használja a készüléket fürdőkádban vagy zuhany alatt. Ne használja a készüléket alvás közben. Ne használjon stimulációt vezetés, gépek kezelése vagy egyéb sérülésveszélyt jelentő tevékenység közben. A készüléket csak normál, sértetlen, tiszta és egészséges bőrre rögzítse. A stimulációt le kell állítani, vagy az intenzitási szintet csökkenteni kell, ha kellemetlen érzést kezdünk érezni közben.

Ha ez az érzés nem múlik el, keresse fel orvosát. Ne használja a stimulátort rövidhullámú vagy mikrohullámú terápiás készülékek közelében, mert ez csökkentheti a kimenő teljesítményét. A stimulátort nem szabad együtt használni elektronikus egészségfigyelő eszközökkel (pl. pulzoximéter, EKG riasztó egység), mert ebben az esetben ezek jelzései tévesek lehetnek (zajosak). Bőrirritáció vagy égési sérülések léphetnek fel, ahol az elektródák érintkeznek. Ne használja ezt a készüléket, ha pacemakere, defibrillátora vagy más fém vagy elektronikus berendezése van. Ha ez megtörténik, fennáll az áramütés, égési sérülések, elektromos interferencia vagy halál veszélye. Ne használjon együtt régi és új elemeket. A hosszabb ideig nem használt elemeket ki kell venni. Az elemeket a megfelelő polaritással kell behelyezni. Az elem nem játék. Gyermekek elől elzárva tartandó.

Tájékoztató a felhasználók számára az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításával kapcsolatban (háztartások számára) A termékeken vagy a mellékelt dokumentációban látható szimbólum azt jelzi, hogy a hibás elektromos vagy elektronikus berendezéseket nem lehet a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az elektromos vagy elektronikus berendezések ártalmatlanításának, az alkatrészek ártalmatlanításának, újrafelhasználásának vagy visszanyerésének helyes eljárása az, hogy a berendezést egy speciális gyűjtőhelyre kell szállítani, ahol azt ingyenesen átvesszik. Egyes országokban te visszaadhatja a terméket a helyi forgalmazónak, ha másik eszközt vásárol. A berendezés megfelelő ártalmatlanítása megőrzi az értékes erőforrásokat, és elkerüli a negatív egészségügyi és környezeti hatásokat, amelyeket a nem megfelelő hulladékkezelés veszélyeztet. Kérjük, forduljon a helyi hatósághoz a legközelebbi gyűjtőhely részleteiért. A hulladék szakszerűtlen ártalmatlanítása a vonatkozó helyi jogszabályokban előírt bírsággal sújtható. Felhasználók az Európai Unió országaiban: Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kell ártalmatlanítani, további információért forduljon a legközelebbi értékesítési ponthoz vagy szállítóhoz. Hulladék elhelyezése az Európai Unión kívüli országokban: Ez a szimbólum csak az Európai Unióban érvényes. Ha meg kell semmisítenie ezt a terméket, kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a kereskedőhöz, hogy tájékozódjon a helyes eljárásról.



S150 BENUTZERHANDBUCH

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Breslau, Polen

Produkteigenschaften: Elektrostimulator der Gesäßmuskulatur. Abmessungen: 20 x 26 cm. Verpackt im Karton. Im Set enthalten sind ein Bedienfeld und ein Armband.

Panel wird mit 2x AAA-Batterien betrieben (nicht im Lieferumfang enthalten). Hohe Stimulationskraft. Schnelle und sichtbare Ergebnisse. Hohe Haltbarkeit.

Funktionsweise: Legen Sie vor dem Gebrauch die Batterie ein: Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie 2 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität und schließen Sie dann das Batteriefach. Legen Sie die Geräte auf Ihr Gesäß und schalten Sie sie über das Bedienfeld ein.

Das Gerät kann beim Sport oder Spazierengehen, aber auch beim Putzen, Ansehen von Filmen, Lesen von Büchern usw. verwendet werden.

1. Entfernen Sie den Verpackungsbeutel und installieren Sie den Hauptmotor auf dem Massagepflaster.
2. Entfernen Sie die transparente Schutzfolie vom Massagepflaster.
3. Befestigen Sie das Massagepflaster an der Körperstelle, die massiert werden muss.
4. Inbetriebnahme: Drücken Sie zum Starten die Taste „ON/INC“ und drücken Sie weiter.
- Drücken Sie die Taste „ON/INC“, um die Stärke zu erhöhen.
5. Drücken Sie die Taste „OFF/DEC“, um die Stärke zu verringern. Die Standardstärke ist „Niveau“.

11 nach dem Wechsel des Modus

6. Modus: Drücken Sie die Taste „PROGRAM“, um den Modus auszuwählen und dann.
- Drücken Sie „ON/INC“, um mit der Arbeit zu beginnen. Der Modus kann auch während der Arbeit geändert werden.
7. Ausschalten: Drücken Sie die Taste „OFF/DEC“, um die Kraft zu schwächen

Das rote Licht ist aus.

8. Entfernen Sie nach dem Ausschalten das Massagepflaster und decken Sie es mit einer transparenten Folie ab

Schutzhülle ab und bewahren Sie sie an einem kühlen Ort auf.

Gute Praktiken:

1. Um die Lebensdauer des Hydrogels zu schützen, reinigen Sie Ihre Haut bevor Sie dieses Produkt verwenden.
2. Es wird empfohlen, 12–15 Minuten lang 2–3 Mal am Tag zu verwenden

Bei längerer Anwendung kann es zu Müdigkeit oder Übelkeit kommen.

3. Machen Sie innerhalb einer halben Stunde nach dem Essen keinen Sport, da dies zu Beschwerden führen kann.

Warnungen: Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts die Anweisungen vollständig durch und bewahren Sie sie für die gesamte Lebensdauer des Produkts auf. Der Eigentümer ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass alle Benutzer dieses Produkts ordnungsgemäß über die sichere Verwendung des Produkts informiert sind. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Dieses Produkt ist nur für den Heimgebrauch bestimmt. Vor Feuchtigkeit und Schmutz schützen. Verwenden oder lagern Sie das Produkt nicht unter feuchten Bedingungen. Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung. Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser und anderen Flüssigkeiten. Lassen Sie das Produkt nicht erhitzen und befinden Sie sich nicht in der Nähe von Feuerquellen. Zerlegen oder modifizieren Sie das Produkt nicht. Eventuelle Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Person durchgeführt werden.

Das Produkt darf nur von einer autorisierten Person gewartet werden. Benutzen Sie niemals ein beschädigtes Produkt. Wenn das Produkt nicht wie vorgesehen funktioniert, schalten Sie es sofort aus. Wenn Sie nicht sicher sind, ob die Stimulation Ihrer Gesundheit schadet, konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt. Stimulieren Sie keine Orte mit krebsartigen Veränderungen oder deren Umgebung. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Badewanne oder Dusche. Benutzen Sie das Gerät nicht im Schlaf. Die Stimulation sollte nicht beim Autofahren, Bedienen von Maschinen oder anderen Aktivitäten, bei denen ein Verletzungsrisiko besteht, verwendet werden. Das Gerät sollte nur auf normaler, unbeschädigter, sauberer und gesunder Haut angebracht werden. Sobald Sie Beschwerden verspüren, sollte die Stimulation gestoppt oder die Intensität reduziert werden. Wenn dieses Gefühl nicht verschwindet, wenden Sie sich an Ihren Arzt. Benutzen Sie den Stimulator nicht in der Nähe von Kurzwellen- oder Mikrowellen-Therapiegeräten, da dies seine Ausgangsleistung verringern kann. Der Stimulator darf nicht zusammen mit elektronischen Gesundheitsüberwachungsgeräten (z. B. Pulsoximeter, EGG-Alarmgerät) verwendet werden, da in einem solchen Fall deren Messwerte falsch (gestört) sein können. An der Kontaktstelle mit den Elektroden kann es zu Hautreizungen oder Verbrennungen kommen. Dieses Gerät darf nicht verwendet werden, wenn wir einen implantierten Herzschrittmacher, Defibrillator oder andere metallische oder elektronische Geräte haben. In diesem Fall besteht die Gefahr eines Stromschlags, von Verbrennungen, elektrischen Störungen oder des Todes. Mischen Sie nicht alte und neue Batterien. Batterien, die längere Zeit nicht verwendet werden, sollten entfernt werden. Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden. Der Artikel ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Informationen für Nutzer zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (gilt für Haushalte)




Das auf den Produkten oder den ihnen beigefügten Dokumentationen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn es darum geht, elektrische oder elektronische Geräte zu entsorgen, zu entsorgen, wiederzuverwenden oder Komponenten zurückzugewinnen, ist es die richtige Vorgehensweise, das Gerät zu einer spezialisierten Sammelstelle zu bringen, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts sparen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung gefährdet sein können.



Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde. Eine unsachgemäße Abfallentsorgung kann zu Strafen führen, die in den einschlägigen örtlichen Vorschriften vorgesehen sind.

Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene Verkaufsstelle oder den nächstgelegenen Lieferanten, der Ihnen weitere Informationen geben wird.

Abfallentsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Anweisungen zur Entsorgung zu erhalten.



BEDIENUNGSANLEITUNG S150

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzłeska 6, 50-514 Wrocław, Polen **Produktmerkmale:** Elektrostimulator für die Gesäßmuskulatur. Abmessungen: 20 x 26 cm. Verpackt im Karton. Das Set beinhaltet ein Bedienfeld und ein Band. Panel für 2x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Hohe Stimulationskraft. Schnelle und sichtbare Ergebnisse. Hohe Festigkeit.

Vor dem Gebrauch: Legen Sie vor dem Gebrauch die Batterie ein: Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie 2 x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der richtigen Polarität ein, dann schließen Sie das Batteriefach. Legen Sie das Gerät auf Ihr Gesäß und schalten Sie es über das Bedienfeld ein. Das Gerät kann beim Training oder beim Gehen, aber auch beim Putzen, Ansehen von Filmen, Lesen von Büchern usw. verwendet werden.

Anwendung:

1. Zerlegen Sie den Packbeutel und installieren Sie den Hauptmotor auf dem Massagepflaster.
2. Entfernen Sie die transparente Schutzfolie vom Massagepflaster.
3. Befestigen Sie das Massagepflaster an der Körperstelle, die massiert werden soll.
4. Start: Drücken Sie zum Starten die Taste „ON/INC“ und halten Sie sie gedrückt
Drücken Sie die Taste „ON/INC“, um die Stärke zu erhöhen.
5. Drücken Sie die Taste „OFF/DEC“, um die Stärke zu verringern. Die Standardstärke ist Level

- 11 nach dem Wechsel des Modus
6. Modus: Drücken Sie die Taste „PROGRAM“, um den Modus auszuwählen und dann

Drücken Sie „ON/INC“, um mit der Arbeit zu beginnen. Der Modus kann auch während des Betriebs geändert werden.

7. Ausschalten: Halten Sie die Taste „OFF/DEC“ gedrückt, um die Kraft zu schwächen, bis

Das rote Licht ist aus.

8. Nehmen Sie nach dem Ausschalten das Massagepflaster ab und bedecken Sie es mit einer transparenten Folie
abdecken und an einem kühlen Ort aufbewahren.

Gute Praktiken:

1. Um die Lebensdauer des Hydrogels zu schützen, reinigen Sie bitte Ihre Haut
bevor Sie dieses Produkt verwenden.
2. Es wird empfohlen, 2-3 mal täglich 12-15 Minuten zu verwenden. Wenn Sie
fortfahren

Eine längere Anwendung kann zu Müdigkeit oder Übelkeit führen.

3. Machen Sie innerhalb einer halben Stunde nach dem Essen keinen Sport, da dies zu Beschwerden führen kann.

Warnungen: Bitte lesen Sie dieses Handbuch vollständig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie es während der gesamten Lebensdauer des Produkts auf. Der Eigentümer ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass alle Benutzer dieses Produkts ordnungsgemäß über die sichere Verwendung des Produkts informiert sind. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Dieses Produkt ist nur für den Heimgebrauch bestimmt. Vor Feuchtigkeit und Schmutz schützen. Verwenden oder lagern Sie das Produkt nicht unter nassen Bedingungen. Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung. Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser und anderen Flüssigkeiten. Lassen Sie das Produkt nicht erhitzen und halten Sie sich nicht in der Nähe von Feuerquellen auf. Zerlegen oder modifizieren Sie das Produkt nicht. Eventuelle Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Person durchgeführt werden. Das Produkt darf nur von einer autorisierten Person gewartet werden. Benutzen Sie niemals ein beschädigtes Produkt. Wenn das Produkt nicht wie vorgesehen funktioniert, schalten Sie es sofort aus. Wenn Sie nicht sicher sind, ob die Stimulation Ihrer Gesundheit schadet, konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt. Orte mit neoplastischen Läsionen oder deren Umgebung dürfen nicht stimuliert werden. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Badewanne oder Dusche. Benutzen Sie das Gerät nicht im Schlaf. Verwenden Sie die Stimulation nicht beim Autofahren, Bedienen von Maschinen oder bei anderen Aktivitäten, bei denen ein Verletzungsrisiko besteht. Befestigen Sie das Gerät nur auf normaler, unbeschädigter, sauberer und gesunder Haut. Wenn wir dabei ein Unbehagen verspüren, sollte die Stimulation beendet oder die Intensität verringert werden.

Wenn dieses Gefühl nicht verschwindet, suchen Sie Ihren Arzt auf. Benutzen Sie den Stimulator nicht in der Nähe von Kurzwellen- oder Mikrowellentherapiegeräten, da dies seine Ausgangsleistung verringern kann. Der Stimulator darf nicht zusammen mit elektronischen Gesundheitsüberwachungsgeräten (z. B. Pulsoximeter, EKG-Alarmgerät) verwendet werden, da in diesem Fall die Anzeigen falsch (verrauscht) sein können. Beim Kontakt der Elektroden kann es zu Hautreizungen oder Verbrennungen kommen. Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie einen Herzschrittmacher, Defibrillator oder andere metallische oder elektronische Geräte haben. In diesem Fall besteht die Gefahr eines Stromschlags, von Verbrennungen, elektrischer Störungen oder des Todes. Mischen Sie nicht alte und neue Batterien. Batterien, die längere Zeit nicht verwendet wurden, sollten entfernt werden. Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden. Der Artikel ist kein Spielzeug. Von Kindern fernhalten.

Hinweise für Anwender zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (für Haushalte) Das auf den Produkten oder der Begleitdokumentation abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Das korrekte Verfahren zur Entsorgung elektrischer oder elektronischer Geräte, zur Entsorgung, Wiederverwendung oder Rückgewinnung von Komponenten besteht bei Bedarf darin, die Geräte an einer spezialisierten Sammelstelle abzugeben, wo sie kostenlos angenommen werden. In einigen Ländern Sie



Sie können das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung der Geräte werden wertvolle Ressourcen geschont und negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt vermieden, die durch eine unzureichende Abfallentsorgung beeinträchtigt werden können. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle zu erfahren. Die unsachgemäße Entsorgung von Abfällen wird mit den in der jeweiligen örtlichen Gesetzgebung vorgesehenen Strafen geahndet. **Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich** für weitere Informationen bitte an die nächstgelegene Verkaufsstelle oder Ihren Lieferanten. **Entsorgung von Abfällen in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses** Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler,

um Informationen zur korrekten Vorgehensweise zu erhalten.

