

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL

Katalog

I. Podsumowanie produktu

1.1 Opis przycisków 2

II. Wyjaśnienie zasady działania 2

III. Tabu użytkowania 2

IV. Środki bezpieczeństwa 3

V. Specyfikacje produktu 6

VI. Wprowadzenie do użytkowania 7

6.1 Przygotowanie do użycia 7

6.2 Kroki użycia 7

Tabela referencyjna cykli terapeutycznych 8

VII. Opieka po użyciu 9

VIII. Rozwiązywanie problemów 10

IX. Zrzeczenie się odpowiedzialności 11

X. Karta serwisu posprzedażowego 12

Podsumowanie produktu

1. Opis przycisków:

- Przycisk światła (Przyciski inne niż przyciski przełączania)
- Przycisk przełączania/ustawienia trybu

Błąd! Nie podano nazwy pliku.

- Wyświetlacz trybu
- Liczba pozostałych błysków (cyfrowo)
- Wentylator

Ekspozycja zasady działania Urządzenie wykorzystuje zaawansowaną międzynarodową technologię kosmetyczną IPL, która bezpośrednio naświetla skórę silnym światłem pulsacyjnym, aby wytworzyć efekt fotochemiczny. Z jednej strony, może regenerować włókna kolagenowe i elastyczne w skórze, przywracać elastyczność skóry oraz poprawiać mikrocyrkulację twarzy i zmniejszać lub rozjaśniać zmarszczki. Z drugiej strony, silne światło pulsacyjne może przenikać przez skórę i być selektywnie absorbowane przez barwnik w masie i naczyniach krwionośnych w tkance. Na zasadzie nie niszczenia normalnej tkanki skórnej, ciepło energetyczne powoduje koagulację krwi i zniszczenie masy barwnikowej przez rozkład termiczny, lecz rozszerzenia naczyń włosowatych, usuwa przebarwienia, plamy barwnikowe i nadmiar owłosienia itp.

Tabu użytkowania

Ważne informacje bezpieczeństwa - proszę przeczytać przed użyciem:

- Odniesienie do typu skóry na stronie 2 [obrazek kontroli koloru skóry]. Jeśli masz typ VI, nie używaj tego urządzenia, w przeciwnym razie może to spowodować niekorzystne reakcje skórne, takie jak pigmentacja i depigmentacja, poważne zaczerwienienie, obrzęk lub oparzenia.

IV. Środki ostrożności

- **Szczególna uwaga**
 - Nie nakładaj żadnych żeli ani produktów pielęgnacyjnych (np. żelu aloesowego itp.) przed użyciem.
 - Upewnij się, że złożyłeś i używasz produkt zgodnie z przepisami i zgodnie z Instrukcją Obsługi.
 - Proszę uważnie przeczytać i zachować „Instrukcję Obsługi” na przyszłość.
 - Jeśli masz pytania podczas użytkowania, skontaktuj się z obsługą klienta online w wymaganym języku.
- **UWAGA: Zawartość związana z osobistymi obrażeniami z powodu nieprawidłowego działania**
- **OSTRZEŻENIE: Niebezpieczna zawartość z powodu nieprawidłowego działania**
- **OSTROŻNIE: Zawartość związana z bezpieczeństwem osobistym lub uszkodzeniem mienia z powodu nieprawidłowego działania**
- Uwaga dotycząca symbolu ostrzegawczego: Nie używaj w wannie lub prysznicu.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie używaj tego produktu w pobliżu wypełnionych wodą wanien, umywalek lub innych naczyń zawierających wodę. Proszę utrzymywać ten produkt i zasilacz w stanie suchym;
- Jeśli produkt jest uszkodzony, nie dotykaj żadnych wewnętrznych części, aby uniknąć porażenia prądem;
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do produktu i nie umieszczaj produktu dowolnie;
- Nie używaj tego produktu wokół oczu. Noszenie okularów ochronnych to normalna operacja, która chroni użytkownika. Jeśli będziesz operować wokół oczu, okulary ochronne mogą nie całkowicie blokować energii, a światło może być absorbowane przez melaninę w tęczówce w bliskim zasięgu;
- Zalecamy, abyś zawsze nosił okulary ochronne podczas korzystania z tego produktu. Chociaż światło bezpośrednio nie wpływa na oczy, migotanie o wysokiej częstotliwości może wpływać na widzenie;
- Gdy potrzebujesz usunąć włosy z tyłu głowy, możesz potrzebować asystenta lub partnera. To nasza rekomendacja, ponieważ obawiamy się, że możesz być narażony na ryzyko, jeśli użyjesz go sam;
- Jeśli twoje włosy są dłuższe niż 1 mm, proszę je najpierw ogolić. Jeśli nadmierna ilość włosów pochłonie ciepło na powierzchni skóry, może to powodować zaczerwienienie skóry i obrzęk, a spalone włosy wydziela specyficzny zapach, co wpłynie na twoje doświadczenie z produktem;
- Jeśli skóra w naświetlanym obszarze nie jest sucha lub czysta, może to wpłynąć na efektywność użytkowania i przypadkowe błyski;
- Brakuje nam danych na temat używania produktu u dzieci poniżej 15 roku życia, dlatego zalecamy, aby nie pozwalać dzieciom poniżej 15 roku życia kontaktować się z produktem, i prosimy, aby trzymały się z dala od urządzenia podczas jego obsługi;
- Proszę używać różnych poziomów intensywności światła dla różnych części ciała, ponieważ mogą one mieć różne odcienie skóry;

- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, dla uniknięcia niebezpieczeństwa, musi być wymieniony przez specjalistę z działu utrzymania producenta lub podobnego działu
- **Ostrzeżenie**
- Nie stosuj antyperspirantów zaraz po ekspozycji na pachy;
- Regularnie sprawdzaj i czyść brud w portalu naświetlającym, aby uniknąć oparzeń i awarii podczas użytkowania;
- Nie umieszczaj portalu naświetlającego blisko przedmiotów, które łatwo ulegają rozmagnesowaniu, aby uniknąć awarii i uszkodzeń;
- Nie blokuj otworów wentylacyjnych, gdyż może to spowodować dym i ogień;
- Nie kieruj portalu naświetlającego na czarne przedmioty, aby uniknąć nieprawidłowego działania urządzenia;
- Nie naświetlaj ubrań, włosów ani innych przedmiotów, aby uniknąć przypaleń, przebarwień i uszkodzeń;
- Nie używaj na zwierzętach, aby uniknąć ich skaleczenia;
- Nie używaj tego produktu wokół oczu, aby uniknąć uszkodzeń oczu;
- Po użyciu przetrzyj wszystkie produkty do pielęgnacji włosów i skóry, aby uniknąć awarii i uszkodzeń skóry;
- Nie używaj w pobliżu dzieci. Usuwanie włosów emituje silne światło, które może łatwo zaszkodzić oczom dziecka;
- Ustaw intensywność naświetlania zgodnie z kondycją skóry. Upewnij się, że używasz najniższego poziomu podczas pierwszego użycia;
- Jeśli skóra staje się lekko gorąca i czerwona po użyciu, jest to normalne;
- Produktu nie można pozostawić bez nadzoru po włączeniu. Proszę natychmiast wyłączyć po użyciu;
- Oczyszcz skórę, aby upewnić się, że na powierzchni skóry nie ma resztek włosów, jest całkowicie sucha i wolna od tłustych substancji i plam;
- Jeśli różnica temperatur otoczenia przekracza 20 stopni (od niskiej do wysokiej temperatury lub odwrotnie), wyłącz urządzenie i pozostaw na około 2 godziny przed ponownym użyciem;
- Nie używaj w pobliżu materiałów łatwopalnych i wybuchowych (w tym rozpylaczy i stacji benzynowych), co może spowodować pożar i porażenie prądem;
- Temperatura otoczenia dla tego urządzenia do usuwania włosów to 0-45 stopni Celsjusza, proszę sprawdzić temperaturę pomieszczenia przed użyciem;
- W ciągu 24 godzin po naświetleniu unikaj bezpośrednich promieni ultrafioletowych;
- Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie światło słoneczne lub światło ultrafioletowe przez długi czas, co może poważnie uszkodzić produkt;

- Jeśli wbudowany wentylator nie działa (nie słychać szumu) po włączeniu zasilania, nie używaj produktu, aby uniknąć takich awarii jak dym i ogień.

Nieodpowiednia społeczność i sytuacje

- Nie nadaje się dla kobiet w ciąży, karmiących piersią, podczas menstruacji, osób z bliznami ciała, cukrzycą, delikatną skórą oraz skórą wrażliwą;
- Osoby z ciężką nadciśnieniem tętniczym, złośliwymi nowotworami, zapaleniem mieszków włosowych, chorobami zakaźnymi skóry, chorobami serca i umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami są wykluczone;
- Nie używaj, jeśli masz nienormalny metabolizm kolagenu, w tym historię blizn i słabe gojenie się ran;
- Pacjenci z chorobami naczyniowymi, takimi jak żylaki i rozszerzenie naczyń w miejscu naświetlania;
- Nie używaj, jeśli twoja skóra jest wrażliwa na światło i jesteś uczulony na środki przeciwzapalne, pacjenci z opryszczką, zmianami skórnymi i siniakami;
- Tłumienie odpowiedzi immunologicznej w chorobach takich jak zakażenie HIV, toczeń rumieniowaty układowy, porfiria itp. jest zabronione;
- Każdy pacjent z zaburzeniami krwawienia jest wykluczony, a ci, którzy stosowali izotretynoinę, kwasy owocowe (AHA), salicylowe (BHA) oraz kwas azelainowy są wykluczeni;
- Proszę używać tego produktu ostrożnie, jeśli stosowałeś chemiczne usuwanie włosów w ciągu ostatnich 30 dni; ci, którzy używali składników z witaminą A, powinni również zachować ostrożność;
- Nie stosuj olejków eterycznych podczas stosowania tego produktu. Upewnij się, że skóra w naświetlanym obszarze jest czysta i sucha, a nie stosowano żadnych maści czy kosmetyków;
- Jeśli powierzchnia skóry nie jest czysta i sucha, może to wpłynąć na skuteczność użytkowania produktu i nawet go uszkodzić;
- Zabronione jest stosowanie w trakcie przyjmowania leków przeciwbólowych aspirynowych, leków immunosupresyjnych, izotretynoiny i innych leków. Ostatnie stosowanie leków wrażliwych na światło jest zabronione (takich jak tetracyklina i sulfonamidy).

Nie stosuj w następujących częściach ciała lub w przypadku następujących stanów 1/ Wewnętrzna strona jamy ustnej, genitalia, błony śluzowe, itp. 2/ Chirurgia plastyczna 3/ Więzadło gardłowe 4/ Gałka oczna, powieki, wokół oczu 5/ Głowa 6/ Obszar trądziku 7/ Tatuże, malowanie ciała 8/ Brwi, włosy 9/ Ucho 10/ Sutki, otoczką 11/ Wewnątrz pępka 12/ Duża żyła 13/ Tatuże, malowanie ciała

(Uwaga: Ta lista nie jest wyczerpująca, jeśli nie jesteś pewien, czy możesz użyć tego produktu, zalecamy konsultację z lekarzem.)

Uwagi

1. Nie używaj urządzenia na naturalnie ciemnej skórze.
2. Nie wystawiaj się na światło słoneczne przed depilacją (nie stosuj metody chemicznego usuwania włosów).
3. Przed goleniem upewnij się, że używasz urządzenia po raz pierwszy.
4. Przed pierwszym użyciem urządzenia, upewnij się, że okno do usuwania włosów jest blisko skóry.
5. Przygotowując operację usuwania włosów, upewnij się, że okno usuwania włosów jest blisko skóry.
6. Zabronione jest używanie w ciemnym środowisku.
7. Noszenie okularów ochronnych podczas użytkowania.
8. Nie używaj w bezpośrednim świetle słonecznym, aby uniknąć awarii urządzenia.
9. Nie uderzaj i nie potrząsaj produktem gwałtownie, aby uniknąć uszkodzenia.
10. Nie odłączaj bezpośrednio bez wyłączenia urządzenia, upewnij się, że wlot jest skierowany do góry.

Uwaga: Podczas używania urządzenia do usuwania włosów na przerwę, upewnij się, że ekran LCD jest skierowany w dół, co sprzyja odprowadzeniu ciepła i chłodzeniu.

Specyfikacje produktu

- Zasada działania: Technologia kosmetyczna IPL Photon
- Waga netto urządzenia: 260g
- Obszar naświetlania: 3cm²
- Spektrum urządzenia: ≥530nm
- Napięcie znamionowe: 12V DC
- Moc wejściowa: 24W/36W/48W
- Środowisko transportu i przechowywania
 - Temperatura przechowywania: -20 do 50°C
 - Wilgotność: 10%–90% RH
 - Ciśnienie względne: 700–1060hPa
- Środowisko operacyjne:
 - Temperatura pracy: 5 do 40°C
 - Wilgotność: 10%–90% RH

- Ciśnienie względne: 700–1060hPa

VI Wprowadzenie do użytkowania 6.1 Przygotowanie do użycia

1. Najpierw usuń włosy z powierzchni skóry. Upewnij się, że zwilżyłeś włosy, użyj metody mokrego skrobania, aby zapewnić, że włosy pod powierzchnią skóry mogą być wchłonięte przez światło i zapewnić efekt leczenia. Jeśli włosy nie przekraczają 2 mm, możesz używać urządzenia bez golenia.
2. Oczyszcz skórę i upewnij się, że nie ma na niej żadnych włosów, jest całkowicie sucha i wolna od jakichkolwiek tłustych substancji. Przed użyciem depilatora fotonowego surowo zabrania się stosowania kondensatora, aloesu i innych produktów, inaczej nie będzie światła (duże urządzenia w salonach kosmetycznych są dozwolone, ale nie do użytku domowego).

6.2 Kroki użytkowania

1. Wyjmij urządzenie, oczyść filtr głowicy maszyny miękką szmatką.
2. Przed użyciem tego urządzenia do depilacji, zwilż włosy i zeskrób je za pomocą maszynki do golenia.
3. Podłącz zasilacz, a wyświetlacz urządzenia pokaże słowo "OFF".
4. Przytrzymaj przycisk „Włącz” przez długi czas, aż wyświetlacz się włączy (urządzenie włączy się, gdy zawartość wyświetlacza się zmieni).
5. Gdy zawartość wyświetlacza zmieni się z „migającego” na „ciągle jasny”, oznacza to, że urządzenie do usuwania włosów jest gotowe (pierwszy błysk jest jasny, oczy mogą się nie dostosować, proszę nosić okulary ochronne, aby zmniejszyć dyskomfort spowodowany błyskiem dla oczu).
6. Jeśli zawartość wyświetlacza jest „ciągle włączona”, a urządzenie jest w stanie „gotowości do błysku”; jeśli zawartość wyświetlacza się nie zmieniła, spróbuj odłączyć zasilacz i ponownie uruchom maszynę.
7. Przyłóż depilator pionowo do skóry pod kątem 90 stopni, aby zapewnić pełny kontakt, a „numer” na wyświetlaczu będzie „migać”. (Użycie urządzenia do usuwania włosów po raz pierwszy może wywołać uczucie „mikro-prądu”, co jest normalną reakcją ludzkiego ciała, a nie spowodowane wyciekami maszyny.)
8. Po przyklejeniu maszyny do skóry delikatnie naciśnij przycisk „flash” urządzenia, a urządzenie wyemituje błysk, towarzyszyć będzie wyraźny dźwięk „trzasku”, i poczujesz ciepło wywołane przez błysk w tym samym czasie (jeśli temperatura jest za wysoka, oznacza to, że wybrany bieg jest zbyt wysoki, zaleca się zacząć od pierwszego biegu).
9. Po użyciu urządzenia do wystąpienia błysku, zmień część depilacji, kiedy energia jest gotowa, "wskazanie biegu" na wyświetlaczu będzie "ciągle włączone" i możesz powtórzyć powyższe kroki od "kroku 7".

10. Użyj pierwszego biegu, aby przetestować skórę. Jeśli po 24 godzinach nie ma niekorzystnych reakcji, możesz dostosować energię przez przycisk "power on", a biegi energii mogą być podzielone na 5 poziomów.
11. Następnie przejdź przez "power on key", a biegi energii mogą być podzielone na 5 poziomów. Śledź te kroki, możesz depilować wybraną część ciała. Zazwyczaj jeden kurs depilacji obejmuje całe ciało, a następnie depilujesz po raz drugi dla zapewnienia efektu.
12. Proszę błyskać jak najbliżej ostatniego błysku, aby całkowicie zająć się pożądaną częścią.
13. Po użyciu, naciśnij długo przycisk "Power on" aby wyłączyć urządzenie (po wyłączeniu, zasilanie zostanie odcięte, wyświetlacz pokaże "OFF" i urządzenie zostanie oczyszczone).

Wprowadzenie do modelu

- Tryb ciągłej gry (dla większych obszarów takich jak ramiona, nogi): Umieść wylot światła na obszarze skóry do traktowania tak, aby światło całkowicie pokryło skórę. W tym momencie, urządzenie do depilacji rozpocznie emisję światła, naciśnij przycisk błysku i zacznij powoli i równomiernie przesuwając urządzenie po skórze, utrzymując kontakt z lampą z włosami. Pierwszy błysk jest jasny, kolejne błyski mają mniejszą częstotliwość w pierwszym biegu, a wyższą w drugim biegu, co zapewnia równomierne pokrycie bez pomijania światła.
- Tryb pojedynczej gry (dla mniejszych obszarów takich jak palce): Umieść wylot światła na obszarze skóry do traktowania, upewniając się, że światło całkowicie pokrywa skórę. W tym czasie, czujnik depilacji włosów się zaświeci, wskazując, że głowica lampy jest w pełnym kontakcie ze skórą. Krótko naciśnij przycisk błysku, aby rozpocząć depilację. Przesuń lampę tylko krótko przez skórę, poczekaj, aż białe światło czujnika włosów zmieni się na jasne, a następnie naciśnij przycisk błysku, aby powtórzyć operację w odpowiedniej kolejności.
- Jeśli skóra stanie się lekko gorąca i czerwona po użyciu, to jest normalne.
- Jeśli temperatura w pomieszczeniu przekracza 20 stopni różnicy, wyłącz urządzenie i ponownie użyj po około 2 godzinach.

Tabela odniesienia cyklu terapeutycznego 1-4 tygodnie: 2-3 razy w tygodniu 5-6 tygodni: 2 razy w tygodniu 7-8 tygodni: raz w tygodniu Ponad 8 tygodni: 1-2 razy w tygodniu (używaj selektywnie, zależnie od wzrostu włosów)

Troska po Użyciu

Środki ostrożności po depilacji:

- Zaleca się unikać kontaktu z wodą przez 6 godzin po zabiegu depilacji, a następnie można użyć nawilżającej wody do nawilżenia traktowanego obszaru.
- Nie stosuj perfum, masek ani kosmetyków, ani nie nakładaj kremu z filtrem słonecznym bezpośrednio po depilacji przez 24 godziny.
- Opalanie może powodować ciemnienie skóry lub poparzenia słoneczne. Unikaj światła słonecznego podczas korzystania z tego produktu i bądź ostrożny, aby nie wystawić się na słońce. Czas naprawy oparzenia słonecznego wynosi nie mniej niż tydzień.
- Sztuczna opalenizna nie jest zalecana po zabiegu depilacji (dotyczy tylko obszaru depilacji).
- Jeśli planujesz operację plastyczną po depilacji, skonsultuj się z lekarzem.
- Jeśli poczujesz się źle, skonsultuj się z lekarzem.

Czyszczenie i konserwacja:

- Aby zapewnić najlepsze rezultaty i przedłużyć żywotność produktu, należy go regularnie czyścić, aby uniknąć gromadzenia się włosów i kurzu. Jeśli produkt nie jest odpowiednio czyszczony, nie osiągnie oczekiwanych efektów.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenie należy wyłączyć i odłączyć, aby mogło wystygnąć.
- Użyj miękkiej, czystej i suchej szmatki do wycierania i czyszczenia powierzchni lustrzanej wylotu światła.
- Przechowuj urządzenie w suchym, wolnym od kurzu środowisku w temperaturze od -10 do 60°C.
- Nigdy nie myj produktu i akcesoriów w zlewie czy zmywarce.
- Nie używaj stalowych węgeln, środków ściernych (pasta do zębów itp.) ani żrących cieczy (benzyna, olej silnikowy itp.) do czyszczenia produktu.
- Uwaga: Jeśli woda nie czyści dobrze, można użyć kilku kropli alkoholu o wysokim stężeniu (nie więcej niż 96%), aby oczyścić wyżej wymienione części.

Ochrona środowiska:

- Podczas utylizacji produktu nie wyrzucaj go z normalnymi odpadami domowymi. Należy przekazać go do odpowiedniego punktu recyklingu. Jest to korzystne dla środowiska.

Rozwiązywanie problemów

Ten rozdział przedstawia najczęstsze problemy napotykane podczas korzystania z tego urządzenia. Jeśli nie można rozwiązać problemu na podstawie poniższych informacji, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta w swoim kraju.

Opis problemu	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Urządzenie/zasilacz staje się ciepłe podczas użytkowania	To normalne zjawisko	Nie wymaga działania
Położyłem depilator na skórze i (numer się pojawił), ale włączył się wentylator chłodzący	Aktywowana została ochrona przed przegrzaniem	Gdy uruchomiona jest ochrona przed przegrzaniem, wentylator działa ciągle. Nie wyłączaj urządzenia, poczekaj 15 minut przed kontynuacją użytkowania
Urządzenie jest gotowe do błysku, ale nie błyska po naciśnięciu przycisku błysku	Urządzenie wymaga resetu	Zresetuj urządzenie, wyłącz i włącz ponownie
Nie mogę zwiększyć ani zmniejszyć ustawienia intensywności błysku	Urządzenie wymaga resetu	Zresetuj urządzenie, wyłącz i włącz ponownie
Podczas używania urządzenia czuć nieprzyjemny zapach	Akcesoria lub filtry są zbyt brudne lub nie usunięto całkowicie włosów z miejsca leczenia	Dokładnie wyczyść akcesoria. Usuń włosy z powierzchni skóry przed użyciem urządzenia
Podczas leczenia skóra staje się bardziej wrażliwa niż zwykle/nie do zniesienia ból	Ustawienie intensywności światła jest zbyt wysokie	Sprawdź, czy wybrano odpowiednie ustawienie intensywności światła
Filtr UV na wylotcie jest uszkodzony	Używasz urządzenia w niewłaściwych miejscach	Nie używaj urządzenia w następujących miejscach: sutek, otoczka, małe wargi sromowe, pochwa, odbył, a także wewnętrzna strona nozdrzy, uszy, na twarzy. Mężczyźni nie powinni używać produktu na twarzy lub mosznie

Urządzenie nie jest odpowiednie dla Twojej skóry	Typ skóry VI lub ciemnobrązowy/czarny kolor skóry	Nie używaj tego urządzenia, jeśli masz ciemną skórę
--	---	---

Reakcja skórna była dłuższa niż zwykle po zakończeniu leczenia. Nie jestem zadowolony z wyniku po zakończeniu leczenia.

Ustawienie intensywności światła, którego używasz, jest zbyt wysokie. Następnym razem wybierz niższą intensywność światła. Proszę zapoznać się z sekcją "testowanie skóry" w jednostce "instrukcja użytkownika"

Ustawienie intensywności światła, którego używasz, jest zbyt niskie. Następnym razem wybierz wyższe ustawienie.

Nie wydałeś ponownie błysku w obszarze, który został wcześniej traktowany. Proszę wydać błysk tak blisko poprzedniej części, jak to możliwe, aby usunąć wszystkie włosy. Musisz skutecznie postępować zgodnie z zalecaną procedurą leczenia.

To urządzenie nie wpływa na kolor twoich włosów. Częstotliwość używania urządzenia jest niewystarczająca.

Możliwe, że Twoja reakcja na leczenie IPL jest wolna. Kontynuuj używanie urządzenia przez co najmniej 6 miesięcy, ponieważ włosy mogą odrastać w tym okresie, ale ich ilość będzie stopniowo maleć.

IX Zrzeczenie się odpowiedzialności

Od daty zakupu, gwarancja na całe urządzenie przez 12 miesięcy; niemniej, w przypadku którychkolwiek z poniższych sytuacji, nie będą one traktowane jako gwarancyjne, nawet w okresie gwarancyjnym:

1. Nieprzestrzeganie wymagań Instrukcji obsługi, utrzymania i konserwacji, co prowadzi do uszkodzenia produktu.
2. Uszkodzenie produktu spowodowane niewłaściwą obsługą podczas użytkowania (mycie, zanurzenie itp.).
3. Uszkodzenie produktu spowodowane przekroczeniem dozwolonego środowiska użytkowania (takie jak wysoka temperatura, korozja itp.).
4. Uszkodzenie produktu spowodowane nietypowymi siłami zewnętrznymi (upadek, ściskanie, uderzenie itp.).
5. Uszkodzenie produktu spowodowane siłami wyższymi (pożar, powódź, uderzenie pioruna itp.).
6. Szkody spowodowane użyciem części i rozszerzeń nie pochodzących z fabryki. W przypadku jakichkolwiek zmian wymienionych powyżej, obowiązują najnowsze przepisy i regulacje wprowadzone przez naszą firmę lub prawo.

Karta serwisu posprzedażowego

Drogi Kliencie,

Przede wszystkim, dziękujemy bardzo za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że będziemy mogli zaoferować Ci najlepszą obsługę. Aby korzystanie z urządzenia było dla Ciebie jeszcze bardziej satysfakcjonujące, prosimy o dokładne przeczytanie i zachowanie tej karty gwarancyjnej po zakupie.

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, prosimy o kontakt z nami, a my postaramy się rozwiązać je jak najszybciej!

Jeśli produkt jest niezdatny do użytku z powodu problemu z jakością, skontaktuj się z serwisem posprzedażowym sprzedawcy, u którego zakupiłeś produkt, aby zapewnić obsługę posprzedażową.

Nie akceptujemy żadnych przesyłek za pobraniem ani gotówką, a specjalny dział obsługi klienta posprzedażnej skontaktuje się z Tobą, aby rozwiązać kwestię kosztów wysyłki.

Prosimy o cierpliwe wypełnienie karty gwarancyjnej serwisu posprzedażnego i odesłanie jej razem z produktem, abyśmy mogli jak najszybciej się tym zająć.

Imię i nazwisko: (wymagane) _____

Numer kontaktowy: (wymagane) _____

Kanał zakupu: _____ Konto zakupu: _____

Numer zamówienia: _____

Wybór obsługi posprzedażowej: (wymagane) Zwrot towaru Wymiana towaru

Adres odbioru: (wymagane) _____

Instrukcje zwrotu: _____

NÁVOD K POUŽITÍ CZ

Obsah

I. Přehled produktu	
1.1 Popis tlačítek	2
II. Vysvětlení principu fungování	2
III. Kontraindikace použití	2
IV. Bezpečnostní opatření	3
V. Specifikace produktu	6
VI. Návod k použití	7
6.1 Příprava na použití	7
6.2 Kroky použití	7
Tabulka referenčních léčebných cyklů	8
VII. Péče po použití	9
VIII. Řešení problémů	10
IX. Vyloučení odpovědnosti	11
X. Záruční list	12

Přehled produktu

- 1. Popis tlačítek:**
 - **Tlačítko světla** (tlačítka jiná než přepínač režimu)
 - **Tlačítko přepínače/režimového nastavení**
Błąd! Nezdán název souboru.
 - **Zobrazení režimu**
 - **Počet zbývajících záblesků (digitální zobrazení)**
 - **Ventilátor**

Princip fungování

Zařízení využívá pokročilou mezinárodní technologii IPL (Intense Pulsed Light), která přímo osvětluje pokožku silným pulzním světlem a vytváří fotochemický efekt.

1. Regenerace kolagenových a elastických vláken v pokožce, obnovení pružnosti kůže, zlepšení mikrocirkulace obličeje, redukce nebo zesvětlení vrásek.
2. Silné pulzní světlo proniká pokožkou a je selektivně absorbováno pigmentem v tkáních a cévách. Bez poškození normální kožní tkáně tepelné působení způsobuje koagulaci krve a destrukci pigmentových hmot pomocí termického rozkladu. Léčí rozšířené kapiláry, odstraňuje pigmentové skvrny, nadměrné ochlupení a další problémy.

Kontraindikace použití

Důležité bezpečnostní informace - přečtěte si před použitím:

- Odkaz na typ pleti na straně 2 [obrázek kontroly barvy pleti]. Pokud máte typ VI, nepoužívejte toto zařízení. Jinak může dojít k nežádoucím reakcím na pokožce, jako je pigmentace, depigmentace, silné zarudnutí, otoky nebo popáleniny.

IV. Bezpečnostní opatření

- **Zvláštní upozornění**
 - Nepoužívejte žádné gely ani pečující produkty (např. aloe vera gel) před použitím.
 - Ujistěte se, že jste zařízení sestavili a používáte v souladu s předpisy a podle návodu k použití.
 - Pečlivě si přečtěte a uschovejte „Návod k použití“ pro budoucí potřebu.
 - Pokud máte během používání jakékoli dotazy, kontaktujte zákaznický servis v požadovaném jazyce.
- **POZOR:** Obsah týkající se osobních zranění způsobených nesprávným použitím.
- **VAROVÁNÍ:** Nebezpečný obsah způsobený nesprávným použitím.
- **OPATRNOST:** Obsah týkající se osobní bezpečnosti nebo poškození majetku v důsledku nesprávného použití.
- **Poznámka k výstražnému symbolu:** Nepoužívejte ve vaně nebo sprše.
- **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte tento produkt v blízkosti naplněných van, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu. Udržujte zařízení i napájecí adaptér suché.
- Pokud je zařízení poškozeno, nedotýkejte se jeho vnitřních částí, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
- Nevkládejte žádné předměty do zařízení a neumísťujte jej na nevhodná místa.
- Nepoužívejte zařízení v okolí očí. Ochranné brýle jsou nezbytné pro ochranu uživatele. Pokud používáte zařízení v blízkosti očí, brýle nemusí zcela blokovat energii, což může vést k absorpci světla melaninem v duhovce.
- Doporučujeme vždy nosit ochranné brýle během používání. Přestože světlo přímo neovlivňuje oči, blikání s vysokou frekvencí může ovlivnit zrak.
- Při odstraňování chloupků na zadní straně hlavy doporučujeme asistenci druhé osoby, aby nedošlo k riziku při samostatném používání.
- Pokud chloupky přesahují délku 1 mm, před použitím je oholte. Nadměrné chloupky mohou absorbovat teplo a způsobit zarudnutí nebo otoky pokožky a spálené chloupky mohou uvolnit zápach.
- Pokud pokožka v ošetřované oblasti není suchá a čistá, může to ovlivnit účinnost a způsobit nechtěné záblesky.
- Nemáme dostatek údajů o používání zařízení u dětí mladších 15 let. Doporučujeme, aby děti do 15 let zařízení nepoužívaly a držely se od něj dál během provozu.
- Používejte různé úrovně intenzity světla podle různých částí těla, protože odstíny pokožky se mohou lišit.

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit odborník výrobce nebo autorizovaného servisu, aby se předešlo nebezpečí.
-

- **Upozornění**

- Nepoužívejte antiperspiranty ihned po ošetření podpaží.
 - Pravidelně čistěte nečistoty v osvětlovacím portálu, abyste předešli popáleninám nebo poruchám během používání.
 - Neumísťujte osvětlovací portál blízko předmětů, které se snadno demagnetizují, aby nedošlo k poškození.
 - Nezakrývejte ventilační otvory, aby nedošlo k požáru nebo kouři.
 - Nesviťte osvětlovacím portálem na černé předměty, aby nedošlo k poruše zařízení.
 - Neosvětľujte oblečení, vlasy nebo jiné předměty, aby nedošlo ke spálení nebo poškození.
 - Nepoužívejte na zvířatech, abyste předešli zranění.
 - Nastavte intenzitu podle stavu pokožky. Začněte nejnižší úroveň při prvním použití.
 - Pokud je pokožka po použití mírně horká a červená, jedná se o normální reakci.
 - Zařízení nenechávejte bez dozoru během provozu. Po použití jej ihned vypněte.
 - Před použitím vyčistěte pokožku a zajistěte, aby na ní nezůstaly žádné chloupky, mastnota ani nečistoty.
 - Pokud rozdíl teplot v okolí přesahuje 20 stupňů (z nízké na vysokou nebo naopak), zařízení vypněte a nechte jej přibližně 2 hodiny před opětovným použitím.
 - Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavin nebo výbušnin (včetně sprejů a čerpacích stanic).
 - Teplota okolí pro toto zařízení je 0-45 °C. Zkontrolujte teplotu místnosti před použitím.
 - Vyhněte se přímému UV záření do 24 hodin po ošetření.
 - Zařízení dlouhodobě nevystavujte přímému slunečnímu nebo UV záření, aby nedošlo k jeho poškození.
- **Pokud vestavěný ventilátor nefunguje** (není slyšet šum) po zapnutí napájení, produkt nepoužívejte, abyste předešli problémům, jako je kouř a požár.
-

Nevhodné osoby a situace

- Nevhodné pro těhotné ženy, kojící matky, ženy během menstruace, osoby s jizvami na těle, cukrovkou, jemnou pokožkou a citlivou pokožkou.

- Osoby s těžkou hypertenzí, zhoubnými nádory, zánětem vlasových folikulů, infekčními kožními chorobami, srdečními onemocněními a středně těžkými až těžkými poruchami jsou vyloučeny.
- Nepoužívejte, pokud máte abnormální metabolismus kolagenu, včetně sklonu k jizvám a špatnému hojení ran.
- Pacienti s cévními onemocněními, jako jsou křečové žíly nebo rozšířené cévy v ošetřované oblasti.
- Nepoužívejte, pokud je vaše pokožka citlivá na světlo nebo jste alergičtí na protizánětlivé přípravky, pokud máte herpes, kožní změny nebo modřiny.
- Užívání přípravku je zakázáno u onemocnění oslabujících imunitní odpověď, jako je HIV, lupus erythematodes, porfyrie atd.
- Jakýkoli pacient s poruchou srážlivosti krve je vyloučen, stejně jako ti, kteří užívali isotretinoin, AHA, BHA nebo kyselinu azelaovou.
- Používejte tento produkt opatrně, pokud jste během posledních 30 dnů podstoupili chemické odstranění chloupků; osoby, které používaly přípravky s vitamínem A, by měly také postupovat opatrně.
- Nepoužívejte éterické oleje během používání tohoto produktu. Ujistěte se, že je pokožka v ozařované oblasti čistá a suchá a že nebyly použity žádné masti ani kosmetické přípravky.
- Pokud není povrch pokožky čistý a suchý, může to ovlivnit účinnost produktu a dokonce jej poškodit.
- Je zakázáno používat během užívání léků proti bolesti na bázi aspirinu, imunosupresiv, isotretinoinu a dalších léků. Užívání fotosenzitivních léků (jako jsou tetracykliny a sulfonamidy) je rovněž zakázáno.

Nepoužívejte na následujících částech těla nebo za následujících podmínek:

1. Vnitřní strana ústní dutiny, genitálie, sliznice atd.
2. Oblasti po plastické chirurgii.
3. Hltanové vazy.
4. Oční bulva, víčka, oblast kolem očí.
5. Hlava.
6. Oblasti s akné.
7. Tetování, malování na tělo.
8. Obočí, vlasy.
9. Uši.
10. Bradavky, dvarce.
11. Vnitřek pupíku.

12. Velké žíly.

13. Tetování, malování na tělo.

(Poznámka: Tento seznam není vyčerpávající. Nejste-li si jistí, zda můžete produkt použít, doporučujeme konzultaci s lékařem.)

Poznámky

1. Nepoužívejte přístroj na přirozeně tmavou pokožku.
2. Nevystavujte se slunci před odstraněním chloupků (nepoužívejte chemické metody odstranění chloupků).
3. Před holením se ujistěte, že přístroj používáte poprvé.
4. Před prvním použitím přístroje se ujistěte, že je okno pro odstraňování chloupků v kontaktu s pokožkou.
5. Při přípravě na odstranění chloupků se ujistěte, že je okno v kontaktu s pokožkou.
6. Používání v tmavém prostředí je zakázáno.
7. Noste ochranné brýle během používání.
8. Nepoužívejte na přímém slunečním světle, abyste předešli selhání zařízení.
9. Nebouchejte a netřeste přístrojem prudce, abyste předešli poškození.
10. Nepřerušujte napájení přímo bez vypnutí přístroje; zajistěte, aby byl přívod směrem vzhůru.

Poznámka: Při přerušení používání přístroje na odstraňování chloupků zajistěte, aby LCD displej směřoval dolů, což usnadňuje odvod tepla a chlazení.

Technické specifikace produktu

- **Princip fungování:** Technologie IPL Photon
 - **Čistá hmotnost zařízení:** 260 g
 - **Ozařovaná plocha:** 3 cm²
 - **Spektrum zařízení:** ≥530 nm
 - **Jmenovité napětí:** 12 V DC
 - **Vstupní výkon:** 24 W/36 W/48 W
-

Prostředí pro přepravu a skladování

- **Teplota skladování:** -20 až 50 °C
- **Vlhkost:** 10 %–90 % RH
- **Relativní tlak:** 700–1060 hPa

Provozní prostředí

- **Provozní teplota:** 5 až 40 °C
- **Vlhkost:** 10 %–90 % RH
- **Relativní tlak:** 700–1060 hPa

VI. Úvod do používania

6.1 Príprava na použitie

1. Najprv odstráňte chĺpky z povrchu pokožky. Uistite sa, že ste zvlhčili chĺpky a použili metódu mokrého holenia, aby ste zabezpečili, že chĺpky pod povrchom pokožky môžu byť absorbované svetlom a liečba bude efektívna. Ak chĺpky nepresahujú 2 mm, môžete zariadenie používať bez holenia.
2. Očistite pokožku a uistite sa, že na nej nie sú žiadne chĺpky, je úplne suchá a bez mastných látok. Pred použitím fotónového depilátora je prísne zakázané používať kondicionér, aloe vera alebo iné produkty, inak nebude fungovať (veľké zariadenia v kozmetických salónoch sú povolené, ale nie na domáce použitie).

6.2 Kroky používania

1. Vyberte zariadenie a očistite filter hlavice mäkkou handričkou.
2. Pred použitím tohto zariadenia na odstraňovanie chĺpkov zvlhčíte chĺpky a oholíte ich pomocou holiaceho strojčeka.
3. Pripojte napájací zdroj, displej zariadenia zobrazí slovo „OFF“.
4. Podržte tlačidlo „Zapnúť“ dlhší čas, kým sa displej nezapne (zariadenie sa zapne, keď sa obsah displeja zmení).
5. Keď sa obsah displeja zmení z „blikajúceho“ na „nepretržite svietiace“, znamená to, že zariadenie na odstraňovanie chĺpkov je pripravené na použitie. Pri prvom záblesku môže byť svetlo intenzívne pre oči; odporúča sa nosiť ochranné okuliare na zníženie nepohodlia.
6. Ak obsah displeja „nepretržite svieti“ a zariadenie je v stave „pripravené na záblesk“, ale obsah sa nezmenil, skúste odpojiť napájanie a zariadenie reštartovať.
7. Priložte depilátor k pokožke pod uhlom 90 stupňov, aby ste zabezpečili plný kontakt. Číslo na displeji začne „blikáť“. (Prvé použitie zariadenia môže spôsobiť pocit „mikroprúdu“, čo je normálna reakcia tela a nie chyba zariadenia.)
8. Po priložení zariadenia na pokožku jemne stlačte tlačidlo „Záblesk“. Zariadenie vydá záblesk, ktorý sprevádza zvuk „cvaknutia“, a zároveň pocítite teplo zo záblesku (ak je teplota príliš vysoká, znamená to, že zvolený stupeň je príliš vysoký; odporúča sa začať s prvým stupňom).
9. Po každom záblesku zmeňte časť depilácie. Keď je energia pripravená, indikátor na displeji „nepretržite svieti“, môžete zopakovať vyššie uvedené kroky od bodu 7.
10. Použijete prvý stupeň na test pokožky. Ak po 24 hodinách nedôjde k nepriaznivým reakciám, môžete upraviť energiu pomocou tlačidla „Zapnúť“. Energetické stupne sú rozdelené do 5 úrovní.

11. Nasledujte tieto kroky na depiláciu vybraných častí tela. Celkové ošetrovanie zvyčajne zahŕňa celé telo, po ktorom môžete vykonať ďalšie ošetrovanie pre lepší účinok.
12. Uistite sa, že záblesky prekrývajú predchádzajúce oblasti, aby bola ošetrovaná celá požadovaná časť.
13. Po použití dlho stlačte tlačidlo „Zapnúť“ na vypnutie zariadenia. Po vypnutí sa napájanie odpojí, displej zobrazí „OFF“ a zariadenie sa môže vyčistiť.

Spôsob použitia podľa modelu

- **Režim nepretržitého ožarovania** (na väčšie oblasti, ako sú ramená a nohy): Umiestnite svetelný výstup na pokožku, aby sa svetlo úplne dotýkalo pokožky. Zariadenie začne vyžarovať svetlo, jemne stlačte tlačidlo záblesku a pomaly a rovnomerne posúvajte zariadenie po pokožke, pričom zabezpečte kontakt svetla s chlčkami.
- **Režim jednotlivého záblesku** (na menšie oblasti, ako sú prsty): Umiestnite svetelný výstup na pokožku, aby sa svetlo úplne dotýkalo pokožky. Senzor záblesku sa rozsvieti, keď je lampa v plnom kontakte s pokožkou. Krátko stlačte tlačidlo záblesku a posuňte lampu, až kým sa senzor nerozsvieti na bielo.

Tabuľka referenčných cyklov liečby

- **1–4 týždne:** 2–3-krát týždenne
- **5–6 týždňov:** 2-krát týždenne
- **7–8 týždňov:** raz týždenne
- **Viac ako 8 týždňov:** 1–2-krát týždenne podľa rastu chlčkov.

Péče po použití

Opatření po depilaci:

- Doporučuje sa vyhnout kontaktu s vodou po dobu 6 hodín po depilácii. Poté môžete na ošetrovanou oblasť použiť hydratačnú vodu.
- Nepoužívejte parfémy, masky, kosmetiku ani opalovací krémy po dobu 24 hodín po depilácii.
- Opalování může způsobit ztmavnutí kůže nebo spálení sluncem. Vyhněte se slunečnímu záření během používání tohoto produktu a dbejte na to, abyste se nevystavovali přímému slunci. Období zotavení po spálení sluncem by mělo trvat nejméně jeden týden.
- Umělé opalování po depilaci není doporučeno (týká se pouze depilované oblasti).
- Pokud plánujete plastickou operaci po depilaci, konzultujte to s lékařem.
- Pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékaře.

Čištění a údržba:

- Pro zajištění nejlepších výsledků a prodloužení životnosti produktu jej pravidelně čistíte, abyste zabránili hromadení chloupků a prachu. Pokud produkt není správně čistěn, nemusí dosáhnout očekávaných výsledků.

- Před čištěním vypněte zařízení a odpojte ho od zdroje energie, aby mohlo vychladnout.
- K otírání a čištění zrcadlového povrchu výstupu světla použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Zařízení uchovávejte v suchém prostředí bez prachu při teplotě od -10 do 60 °C.
- Nikdy neoplachujte produkt a jeho příslušenství pod tekoucí vodou nebo v myčce nádobí.
- Nepoužívejte ocelovou vlnu, brusiva (například zubní pastu) ani žíravé kapaliny (benzín, motorový olej) k čištění produktu.
- **Poznámka:** Pokud voda nestačí k vyčištění, můžete použít několik kapek vysoce koncentrovaného alkoholu (ne více než 96 %) k čištění výše uvedených částí.

Ochrana životního prostředí:

- Při likvidaci produktu jej nevyhazujte spolu s běžným domovním odpadem. Odevzdejte jej na odpovídající recyklační místo. To je přínosné pro životní prostředí.

Řešení problémů

Tato kapitola popisuje nejčastější problémy, které se mohou vyskytnout při používání tohoto zařízení. Pokud nelze problém vyřešit na základě níže uvedených informací, obraťte se na centrum zákaznické podpory ve vaší zemi.

Popis problému	Možné příčiny	Řešení
Zařízení/napájecí adaptér se během používání zahřívá	Normální jev	Nevyžaduje žádnou akci
Položil/a jsem epilátor na kůži (zobrazilo se číslo), ale zapnul se chladicí ventilátor	Aktivovala se ochrana proti přehřátí	Pokud je aktivována ochrana proti přehřátí, ventilátor běží nepřetržitě. Nevyplácejte zařízení, počkejte 15 minut před dalším použitím
Zařízení je připraveno k záblesku, ale po stisknutí tlačítka záblesku nezabliká	Zařízení vyžaduje resetování	Resetujte zařízení, vypněte a znovu zapněte
Nemohu zvýšit nebo snížit nastavení intenzity záblesku	Zařízení vyžaduje resetování	Resetujte zařízení, vypněte a znovu zapněte
Při používání zařízení je cítit nepříjemný zápach	Příslušenství nebo filtry jsou příliš znečištěné nebo chloupky nebyly zcela odstraněny z ošetřované oblasti	Důkladně vyčistěte příslušenství. Odstraňte chloupky z povrchu kůže před použitím zařízení
Během ošetření je kůže citlivější než obvykle/nesnesitelná bolest	Nastavení intenzity světla je příliš vysoké	Zkontrolujte, zda bylo zvoleno správné nastavení intenzity světla

Popis problému	Možné příčiny	Řešení
UV filtr na výstupu je poškozený	Používáte zařízení na nevhodných místech	Nepoužívejte zařízení na následujících místech: bradavky, dvorce, malé stydké pysky, vagina, konečník, stejně jako vnitřní strana nosních dírek, uši a na obličeji. Muži by neměli používat produkt na obličeji nebo šourku
Zařízení není vhodné pro vaši kůži	Typ pleti VI nebo tmavě hnědá/černá barva kůže	Nepoužívejte toto zařízení, pokud máte tmavou pleť

Reakce kůže byla delší než obvykle po ukončení léčby. Nejsem spokojený s výsledkem po ukončení léčby.

- Nastavení intenzity světla, které používáte, je příliš vysoké. Příště zvolte nižší intenzitu světla. Přečtěte si prosím sekci „Testování kůže“ v jednotce „Návod k použití“.
- Nastavení intenzity světla, které používáte, je příliš nízké. Příště zvolte vyšší nastavení.
- Nepoužili jste opětovný záblesk na oblast, která byla dříve ošetřena. Použijte záblesk co nejbližší předchozí části, abyste odstranili všechny chloupky. Je nutné přesně dodržovat doporučený léčebný postup.
- Toto zařízení neovlivňuje barvu vašich vlasů. Frekvence používání zařízení je nedostatečná.
- Je možné, že vaše reakce na IPL ošetření je pomalejší. Pokračujte v používání zařízení alespoň 6 měsíců, protože během této doby mohou chloupky znovu růst, ale jejich množství se bude postupně snižovat.

IX Zřeknutí se odpovědnosti

Od data nákupu je na celé zařízení poskytována záruka po dobu 12 měsíců; nicméně v následujících případech nebudou problémy považovány za záruční, a to ani během záruční doby:

1. Nedodržení požadavků návodu k použití, údržby a péče, což vede k poškození produktu.
2. Poškození produktu způsobené nesprávným používáním během užívání (mytí, ponoření do vody atd.).
3. Poškození produktu způsobené překročením povoleného prostředí užívání (například vysoká teplota, koroze atd.).
4. Poškození produktu způsobené neobvyklými vnějšími silami (pád, stlačení, náraz atd.).
5. Poškození produktu způsobené vyšší mocí (požár, povodeň, úder blesku atd.).
6. Poškození způsobené použitím neoriginálních dílů a příslušenství.

V případě jakýchkoli změn uvedených výše platí nejnovější předpisy a pravidla zavedená naší společností nebo zákonem.

Karta servisní podpory po prodeji

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že vám můžeme nabídnout ty nejlepší služby. Aby bylo vaše používání zařízení co nejspokojenější, přečtěte si prosím pečlivě a uschovejte tento záruční list po zakoupení.

Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte nás a my se je pokusíme co nejrychleji vyřešit!

Pokud je produkt nefunkční z důvodu problému s kvalitou, obraťte se na poprodejní servis u prodejce, od kterého jste produkt zakoupili, aby vám poskytl poprodejní služby.

Nepřijímáme žádné zásilky na dobírku nebo v hotovosti, speciální oddělení zákaznického servisu vás bude kontaktovat za účelem vyřešení otázky nákladů na dopravu.

Prosím vyplňte záruční kartu servisní podpory po prodeji a zašlete ji spolu s produktem, abychom se tím mohli co nejdříve zabývat.

- **Jméno a příjmení:** (povinné) _____
- **Kontaktní číslo:** (povinné) _____
- **Kanál nákupu:** _____
- **Účet nákupu:** _____
- **Číslo objednávky:** _____
- **Výběr poprodejní služby:** (povinné) [] Vrácení zboží [] Výměna zboží
- **Adresa pro vyzvednutí:** (povinné) _____
- **Instrukce k vrácení:** _____

NÁVOD NA POUŽITIE SK

Obsah

I. Zhrnutie produktu	
1.1 Popis tlačidiel	2
II. Vysvetlenie princípu fungovania	2
III. Kontraindikácie používania	2
IV. Bezpečnostné opatrenia	3
V. Špecifikácie produktu	6
VI. Úvod do používania	7
6.1 Príprava na používanie	7
6.2 Kroky používania	7
Referenčná tabuľka terapeutických cyklov	8
VII. Starostlivosť po použití	9
VIII. Riešenie problémov	10
IX. Vylúčenie zodpovednosti	11
X. Karta popredajného servisu	12

Zhrnutie produktu

- 1. Popis tlačidiel:**
 - **Tlačidlo svetla** (tlačidlá iné ako prepínače režimov)
 - **Tlačidlo prepínania/nastavenia režimu**
Chyba! Názov súboru nebol zadaný.
 - **Displej režimu**
 - **Počet zostávajúcich zábleskov (digitálny displej)**
 - **Ventilátor**

Princíp fungovania

Zariadenie využíva pokročilú medzinárodnú technológiu IPL (Intense Pulsed Light), ktorá priamo osvetľuje pokožku silným pulzným svetlom a vytvára fotochemický efekt.

1. Regenerácia kolagénových a elastických vlákien v pokožke, obnovenie pružnosti pleti, zlepšenie mikrocirkulácie tváre, redukcia alebo zosvetlenie vrások.
2. Silné pulzné svetlo preniká pokožkou a je selektívne absorbované pigmentom v tkanivách a krvných cievach. Bez poškodenia normálneho tkaniva pokožky spôsobuje tepelná energia koaguláciu krvi a rozklad pigmentových hmôt tepelným účinkom. Lieči rozšírené kapiláry, odstraňuje pigmentové škvrny, nadmerné ochlpenie a ďalšie problémy.

Kontraindikácie používania

Dôležité bezpečnostné informácie - prečítajte si pred použitím:

- Odkaz na typ pokožky na strane 2 [obrázok kontroly farby pokožky]. Ak máte typ VI, nepoužívajte toto zariadenie. Môže to spôsobiť nežiaduce kožné reakcie, ako sú pigmentácia, depigmentácia, silné začervenanie, opuchy alebo popáleniny.

IV. Bezpečnostné opatrenia

- **Osobitné upozornenia**

- Nepoužívajte žiadne gély ani kozmetické produkty (napr. aloe vera gél) pred použitím.
 - Uistite sa, že ste produkt zložili a používate v súlade s predpismi a podľa návodu na použitie.
 - Prosím, pozorne si prečítajte a uchovajte „Návod na použitie“ na budúce použitie.
 - Ak máte počas používania akékoľvek otázky, kontaktujte zákaznícky servis v požadovanom jazyku.
- **POZOR:** Obsah týkajúci sa osobného zranenia spôsobeného nesprávnym používaním.
 - **UPOZORNENIE:** Nebezpečný obsah spôsobený nesprávnym používaním.
 - **OPATRNE:** Obsah týkajúci sa osobnej bezpečnosti alebo poškodenia majetku v dôsledku nesprávneho používania.
 - **Poznámka k výstražnému symbolu:** Nepoužívajte vo vani alebo sprche.
 - **UPOZORNENIE:** Nepoužívajte tento produkt v blízkosti naplnených vaní, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu. Udržiavajte tento produkt a napájací adaptér suchý.
 - Ak je produkt poškodený, nedotýkajte sa jeho vnútorných častí, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
 - Nevkladajte žiadne predmety do produktu a neumiestňujte ho na nevhodné miesta.
 - Nepoužívajte tento produkt v okolí očí. Ochranné okuliare sú nevyhnutné na ochranu používateľa. Ak používate produkt v blízkosti očí, okuliare nemusia úplne blokovať energiu, čo môže viesť k absorpcii svetla melanínom v dúhovke.
 - Odporúčame vždy nosiť ochranné okuliare počas používania. Hoci svetlo priamo neovplyvňuje oči, blikanie s vysokou frekvenciou môže ovplyvniť zrak.
 - Pri odstraňovaní chĺpkov na zadnej časti hlavy odporúčame asistenciu druhej osoby, aby ste predišli riziku pri samostatnom používaní.
 - Ak sú vaše chĺpky dlhšie ako 1 mm, pred použitím ich oholte. Nadmerné chĺpky môžu absorbovať teplo a spôsobiť začervenanie alebo opuch pokožky a spálené chĺpky môžu uvoľniť zápach.
 - Ak nie je pokožka v ožarovanej oblasti suchá alebo čistá, môže to ovplyvniť efektívnosť používania a spôsobiť nežiaduce záblesky.
 - Nemáme dostatok údajov o používaní produktu u detí mladších ako 15 rokov. Odporúčame, aby deti do 15 rokov produkt nepoužívali a držali sa od neho ďalej počas jeho prevádzky.
 - Používajte rôzne úrovne intenzity svetla pre rôzne časti tela, pretože môžu mať rôzne odtiene pokožky.

- Ak je napájací kábel poškodený, pre bezpečnosť musí byť vymenený odborníkom výrobcu alebo autorizovaného servisu.
-

- **Výstraha**

- Nepoužívajte antiperspiranty ihneď po ošetrovaní podpazušia.
 - Pravidelne kontrolujte a čistite nečistoty v osvetľovacom portáli, aby ste predišli popáleninám a poruchám počas používania.
 - Neumiestňujte osvetľovací portál blízko predmetov, ktoré sa ľahko demagnetizujú, aby ste predišli poruche.
 - Nezakrývajte vetracie otvory, aby nedošlo k požiaru alebo dymu.
 - Nesmerujte osvetľovací portál na čierne predmety, aby nedošlo k nesprávnej funkcii zariadenia.
 - Neosvetľujte oblečenie, vlasy ani iné predmety, aby ste predišli spáleniu alebo poškodeniu.
 - Nepoužívajte na zvieratách, aby ste predišli ich zraneniu.
 - Nastavte intenzitu podľa stavu pokožky. Začnite najnižšou úrovňou pri prvom použití.
 - Ak je pokožka po použití mierne horúca a červená, ide o normálnu reakciu.
 - Produkt nenechávajte bez dozoru počas prevádzky. Po použití ho ihneď vypnite.
 - Pred použitím vyčistite pokožku a zabezpečte, aby na nej nezostali žiadne zvyšky chĺpkov, mastnota ani nečistoty.
 - Ak rozdiel teplôt v okolí presahuje 20 stupňov (z nízkej na vysokú alebo naopak), zariadenie vypnite a nechajte ho približne 2 hodiny pred opätovným použitím.
 - Nepoužívajte zariadenie v blízkosti horľavín alebo výbušnín (vrátane sprejov a čerpacích staníc).
 - Teplota okolia pre toto zariadenie je 0–45 °C. Skontrolujte teplotu miestnosti pred použitím.
 - Vyhnite sa priamemu UV žiareniu do 24 hodín po ošetrovaní.
 - Nevystavujte produkt dlhodobo priamemu slnečnému alebo UV žiareniu, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- **Ak zabudovaný ventilátor nefunguje** (nie je počuť šum) po zapnutí napájania, nepoužívajte produkt, aby ste predišli problémom, ako sú dym a oheň.
-

Nevhodné osoby a situácie

- Nevhodné pre tehotné ženy, dojčiace matky, ženy počas menštruácie, osoby s jazvami na tele, cukrovkou, jemnou pokožkou a citlivou pokožkou.

- Osoby s ťažkou hypertenziou, zhubnými nádormi, zápalom vlasových folikulov, infekčnými kožnými ochoreniami, srdcovými chorobami a stredne ťažkými až ťažkými poruchami sú vylúčené.
- Nepoužívajte, ak máte abnormálny metabolizmus kolagénu, vrátane sklonu k jazvám a zlému hojeniu rán.
- Pacienti s cievnyimi ochoreniami, ako sú kľúčové žily alebo rozšírenie ciev v ožarovanej oblasti.
- Nepoužívajte, ak je vaša pokožka citlivá na svetlo alebo ste alergickí na protizápalové prípravky; pacienti s herpesom, kožnými zmenami a modrinami sú vylúčení.
- Použitie je zakázané pri ochoreniach oslabujúcich imunitnú odpoveď, ako sú infekcia HIV, systémový lupus erythematosus, porfýria atď.
- Akýkoľvek pacient s poruchami zrážanlivosti krvi je vylúčený, rovnako ako tí, ktorí užívali isotretinoín, AHA, BHA alebo kyselinu azelaovú.
- Používajte tento produkt opatrne, ak ste v posledných 30 dňoch podstúpili chemické odstránenie chĺpkov; osoby, ktoré používali prípravky s vitamínom A, by mali postupovať obozretne.
- Nepoužívajte éterické oleje počas používania tohto produktu. Uistite sa, že je pokožka v ožarovanej oblasti čistá a suchá, a že neboli použité žiadne masti ani kozmetické prípravky.
- Ak povrch pokožky nie je čistý a suchý, môže to ovplyvniť účinnosť produktu a dokonca ho poškodiť.
- Je zakázané používať počas užívania liekov na báze aspirínu, imunosupresív, isotretinoínu a iných liekov. Používanie fotosenzitívnych liekov (ako sú tetracyklíny a sulfonamidy) je takisto zakázané.

Nepoužívajte na nasledujúcich častiach tela alebo za nasledujúcich podmienok:

1. Vnútoraná strana ústnej dutiny, genitálie, sliznice atď.
2. Oblasti po plastickej chirurgii.
3. Väzy hltana.
4. Očné bulvy, očné viečka, oblasť okolo očí.
5. Hlava.
6. Oblasti s akné.
7. Tetovania, maľovanie na telo.
8. Obočie, vlasy.
9. Uši.
10. Bradavky, dvorce.
11. Vnútro pupka.

12. Veľké žily.

(Poznámka: Tento zoznam nie je vyčerpávajúci. Ak si nie ste istí, či môžete produkt použiť, odporúčame konzultáciu s lekárom.)

Poznámky

1. Nepoužívajte zariadenie na prirodzene tmavej pokožke.
 2. Nevystavujte sa slnečnému žiareniu pred odstránením chĺpkov (nepoužívajte chemické metódy odstraňovania chĺpkov).
 3. Pred holením sa uistite, že zariadenie používate prvýkrát.
 4. Pred prvým použitím zariadenia sa uistite, že okno na odstraňovanie chĺpkov je v kontakte s pokožkou.
 5. Pri príprave na odstránenie chĺpkov sa uistite, že okno je v kontakte s pokožkou.
 6. Používanie v tmavom prostredí je zakázané.
 7. Noste ochranné okuliare počas používania.
 8. Nepoužívajte na priamom slnečnom svetle, aby ste predišli zlyhaniu zariadenia.
 9. Nebúchajte a netraste zariadením prudko, aby ste predišli poškodeniu.
 10. Nevypínajte zariadenie priamo bez vypnutia; zaistite, aby bol prívod nasmerovaný nahor.
-

Technické špecifikácie produktu

- **Princíp fungovania:** Technológia IPL Photon
 - **Čistá hmotnosť zariadenia:** 260 g
 - **Ožarovaná plocha:** 3 cm²
 - **Spektrum zariadenia:** ≥530 nm
 - **Nominálne napätie:** 12 V DC
 - **Vstupný výkon:** 24 W/36 W/48 W
-

Prostredie pre transport a skladovanie

- **Teplota skladovania:** -20 až 50 °C
- **Vlhkosť:** 10 %–90 % RH
- **Relatívny tlak:** 700–1060 hPa

Prevádzkové prostredie

- **Prevádzková teplota:** 5 až 40 °C

- **Vlhkosť:** 10 %–90 % RH
- **Relatívny tlak:** 700–1060 hPa

VI. Úvod do používania

6.1 Príprava na použitie

1. Najskôr odstráňte chĺpky z povrchu pokožky. Uistite sa, že ste chĺpky navlhčili a použili metódu mokrého holenia, aby svetlo mohlo preniknúť pod povrch pokožky a zabezpečilo efektívne ošetrovanie. Ak chĺpky nepresahujú 2 mm, zariadenie môžete použiť bez holenia.
2. Očistite pokožku a uistite sa, že na nej nezostali žiadne chĺpky, je úplne suchá a bez mastných látok. Pred použitím fotonového depilátora je prísne zakázané používať kondicionéry, aloe vera a iné produkty, inak zariadenie nebude fungovať (veľké zariadenia v kozmetických salónoch sú povolené, ale nie na domáce použitie).

6.2 Kroky používania

1. Vyberte zariadenie a očistite filter hlavice mäkkou handričkou.
2. Pred použitím tohto zariadenia na depiláciu navlhčíte chĺpky a oholíte ich holiacim strojčekom.
3. Pripojte napájací zdroj; displej zariadenia zobrazí slovo „OFF“.
4. Podržte tlačidlo „Zapnúť“ dlhšie, až kým sa displej nezapne (zariadenie sa zapne, keď sa obsah displeja zmení).
5. Keď sa obsah displeja zmení z „blikajúceho“ na „nepretržite svietiaci“, zariadenie je pripravené na použitie (prvý záblesk je intenzívny, preto sa odporúča používať ochranné okuliare na zníženie nepohodlia).
6. Ak obsah displeja „nepretržite svieti“ a zariadenie je v stave „pripravené na záblesk“, ale obsah sa nezmenil, skúste odpojiť napájací zdroj a zariadenie reštartovať.
7. Priložte depilátor kolmo na pokožku pod uhlom 90 stupňov, aby bol zaistený plný kontakt. Číslo na displeji začne „blikáť“. (Počas prvého použitia môžete pocítiť jemný elektrický prúd, čo je normálna reakcia tela, nie porucha zariadenia.)
8. Po priložení zariadenia na pokožku jemne stlačte tlačidlo „Záblesk“. Zariadenie vyžaruje svetlo, sprevádzané zvukom „cvaknutia“, a zároveň pocítite teplo zo záblesku (ak je teplota príliš vysoká, znamená to, že zvolený stupeň je príliš vysoký; odporúča sa začať s prvým stupňom).
9. Po každom záblesku presuňte zariadenie na ďalšiu časť pokožky. Keď je energia pripravená, indikátor na displeji „nepretržite svieti“ a môžete zopakovať vyššie uvedené kroky od bodu 7.
10. Použite prvý stupeň na test pokožky. Ak po 24 hodinách nedôjde k nepriaznivým reakciám, môžete upraviť úroveň energie pomocou tlačidla „Zapnúť“. Úrovne energie sú rozdelené do 5 stupňov.
11. Nasledujte tieto kroky na depiláciu vybraných častí tela. Celkové ošetrovanie zvyčajne zahŕňa celé telo, po ktorom môžete vykonať ďalšie ošetrovanie pre lepší efekt.
12. Záblesky by mali byť čo najbližšie k predchádzajúcemu miestu, aby bol ošetrovaný celý požadovaný povrch pokožky.

13. Po použití podržte tlačidlo „Zapnúť“ na dlhší čas na vypnutie zariadenia. Po vypnutí sa napájanie odpojí, displej zobrazí „OFF“ a zariadenie môžete očistiť.

Spôsoby použitia podľa modelu

- **Režim nepretržitého ožarovania** (na väčšie oblasti, ako sú ramená a nohy): Položte svetelný výstup na pokožku, aby sa svetlo úplne dotýkalo pokožky. Jemne stlačte tlačidlo „Záblesk“ a pomaly posúvajte zariadenie po pokožke.
- **Režim jednotlivého záblesku** (na menšie oblasti, ako sú prsty): Položte svetelný výstup na pokožku, aby sa svetlo úplne dotýkalo pokožky. Krátko stlačte tlačidlo „Záblesk“ a zariadenie vyžaruje svetlo.

Tabuľka referenčných cyklov liečby

- **1–4 týždne:** 2–3-krát týždenne
- **5–6 týždňov:** 2-krát týždenne
- **7–8 týždňov:** raz týždenne
- **Viac ako 8 týždňov:** 1–2-krát týždenne podľa rastu chlpkov.

Starostlivosť po použití

Opatrenia po depilácii:

- Odporúča sa vyhnúť sa kontaktu s vodou počas 6 hodín po depilácii. Následne môžete na ošetrenú oblasť použiť hydratačnú vodu.
- Nepoužívajte parfumy, masky ani kozmetiku, a nenanášajte opaľovací krém priamo po depilácii po dobu 24 hodín.
- Opalovanie môže spôsobiť stmavnutie pokožky alebo spálenie slnkom. Počas používania tohto produktu sa vyhýbajte slnečnému žiareniu a dbajte na to, aby ste sa nevystavovali priamemu slnku. Obdobie zotavenia po spálení slnkom by malo trvať najmenej jeden týždeň.
- Po depilácii sa neodporúča používať umelé opaľovanie (týka sa len depilovanej oblasti).
- Ak plánujete plastickú operáciu po depilácii, konzultujte to s lekárom.
- Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekára.

Čistenie a údržba:

- Na zabezpečenie najlepších výsledkov a predĺženie životnosti produktu ho pravidelne čistite, aby ste zabránili hromadeniu chlpor a prachu. Ak produkt nie je správne čistený, nemusí dosiahnuť očakávané výsledky.
- Pred čistením zariadenie vypnite a odpojte ho od zdroja energie, aby mohlo vychladnúť.
- Na utieranie a čistenie zrkadlového povrchu výstupu svetla použite mäkkú, čistú a suchú handričku.
- Uchovávajte zariadenie v suchom prostredí bez prachu pri teplote od -10 do 60 °C.
- Nikdy neumývajte produkt a jeho príslušenstvo pod tečúcou vodou ani v umývačke riadu.

- Nepoužívajte oceľovú vlnu, brusivá (napríklad zubnú pastu) ani žieravé kvapaliny (benzín, motorový olej) na čistenie produktu.
- **Poznámka:** Ak voda nestačí na vyčistenie, môžete použiť niekoľko kvapiek vysoko koncentrovaného alkoholu (nie viac ako 96 %) na vyčistenie vyššie uvedených častí.

Ochrana životného prostredia:

- Pri likvidácii produktu ho nevyhadzujte spolu s bežným domovým odpadom. Odovzdajte ho na príslušné recyklačné miesto. To je prospešné pre životné prostredie.

Riešenie problémov

Táto kapitola opisuje najčastejšie problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní tohto zariadenia. Ak problém neviete vyriešiť na základe nižšie uvedených informácií, obráťte sa na zákaznícke centrum vo vašej krajine.

Popis problému	Možné príčiny	Riešenia
Zariadenie/napájací adaptér sa počas používania zahrieva	Je to normálny jav	Nevyžaduje žiadnu akciu
Položil/a som epilátor na pokožku (zobrazilo sa číslo), ale spustil sa chladiaci ventilátor	Aktivovala sa ochrana pred prehriatím	Ak je aktivovaná ochrana pred prehriatím, ventilátor pracuje nepretržite. Nevypínajte zariadenie, počkajte 15 minút pred pokračovaním používania
Zariadenie je pripravené na záblesk, ale po stlačení tlačidla záblesku nezabliká	Zariadenie vyžaduje resetovanie	Resetujte zariadenie, vypnite a znovu zapnite
Nemôžem zvýšiť alebo znížiť nastavenie intenzity záblesku	Zariadenie vyžaduje resetovanie	Resetujte zariadenie, vypnite a znovu zapnite
Počas používania zariadenia je cítiť nepríjemný zápach	Príslušenstvo alebo filtre sú príliš znečistené alebo chĺpky neboli úplne odstránené z ošetrovanej oblasti	Dôkladne vyčistite príslušenstvo. Odstráňte chĺpky z povrchu pokožky pred použitím zariadenia
Počas ošetrovania sa pokožka stáva citlivejšou než obvykle/neznesiteľná bolesť	Nastavenie intenzity svetla je príliš vysoké	Skontrolujte, či bolo zvolené vhodné nastavenie intenzity svetla
UV filter na výstupe je poškodený	Používate zariadenie na nevhodných miestach	Nepoužívajte zariadenie na nasledujúcich miestach: bradavky, dvorce, malé pysky ohanbia, vagína, konečník, ako aj vnútorná strana nozdier, uši, tvár. Muži by nemali používať produkt na tvári alebo na miešku

Popis problému	Možné príčiny	Riešenia
Zariadenie nie je vhodné pre vašu pokožku	Typ pokožky VI alebo tmavohnedá/čierna farba pokožky	Nepoužívajte toto zariadenie, ak máte tmavú pokožku

Reakcia pokožky bola dlhšia ako zvyčajne po ukončení ošetrenia. Nie som spokojný s výsledkom po ukončení ošetrenia.

- Nastavenie intenzity svetla, ktoré používate, je príliš vysoké. Nabudúce vyberte nižšiu intenzitu svetla. Prosím, prečítajte si časť „Testovanie pokožky“ v jednotke „Návod na použitie“.
- Nastavenie intenzity svetla, ktoré používate, je príliš nízke. Nabudúce vyberte vyššie nastavenie.
- Nevykonali ste opätovný záblesk na oblasti, ktorá bola predtým ošetrovaná. Prosím, vykonajte záblesk čo najbližšie k predchádzajúcej časti, aby ste odstránili všetky chĺpky. Musíte presne postupovať podľa odporúčaného liečebného postupu.
- Toto zariadenie neovplyvňuje farbu vašich vlasov. Frekvencia používania zariadenia je nedostatočná.
- Je možné, že vaša reakcia na IPL ošetrovanie je pomalšia. Pokračujte v používaní zariadenia najmenej 6 mesiacov, pretože počas tohto obdobia môžu chĺpky znovu rásť, ale ich množstvo sa bude postupne znižovať.

IX Zrieknutie sa zodpovednosti

Od dátumu zakúpenia je na celé zariadenie poskytovaná záruka po dobu 12 mesiacov; avšak v nasledujúcich prípadoch nebudú problémy považované za záručné, ani počas záručnej doby:

1. Nedodržiavanie požiadaviek návodu na použitie, údržbu a starostlivosť, čo vedie k poškodeniu produktu.
2. Poškodenie produktu spôsobené nesprávnym používaním počas používania (umývanie, ponorenie do vody atď.).
3. Poškodenie produktu spôsobené prekročením povoleného prostredia používania (napríklad vysoká teplota, korózia atď.).
4. Poškodenie produktu spôsobené neobvyklými vonkajšími silami (pád, stlačenie, náraz atď.).
5. Poškodenie produktu spôsobené vyššou mocou (požiar, povodeň, úder blesku atď.).
6. Poškodenie spôsobené použitím neoriginálnych dielov a príslušenstva.

V prípade akýchkoľvek zmien uvedených vyššie platia najnovšie predpisy a pravidlá zavedené našou spoločnosťou alebo zákonom.

Karta servisnej podpory po predaji

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že vám môžeme ponúknuť tie najlepšie služby. Aby bolo vaše používanie zariadenia čo najspokojnejšie, prečítajte si prosím starostlivo a uschovajte tento záručný list po zakúpení.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás a my sa ich pokúsime čo najrýchlejšie vyriešiť!

Ak je produkt nefunkčný z dôvodu problému s kvalitou, obráťte sa na popredajný servis u predajcu, od ktorého ste produkt zakúpili, aby vám poskytol popredajné služby.

Neprijímame žiadne zásielky na dobierku alebo v hotovosti, špeciálne oddelenie zákazníckeho servisu vás bude kontaktovať za účelom vyriešenia otázky nákladov na dopravu.

Prosím, vyplňte záručnú kartu servisnej podpory po predaji a zašlite ju spolu s produktom, aby sme sa tým mohli čo najskôr zaoberať.

- **Meno a priezvisko:** (povinné) _____
- **Kontaktné číslo:** (povinné) _____
- **Kanál nákupu:** _____
- **Účet nákupu:** _____
- **Číslo objednávky:** _____
- **Výber popredajnej služby:** (povinné) [] Vrátene tovaru [] Výmena tovaru
- **Adresa pre vyzdvihnutie:** (povinné) _____
- **Inštrukcie k vráteniu:** _____

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU

Tartalomjegyzék

I. A termék áttekintése	
1.1 Gombok leírása	2
II. A működési elv magyarázata	2
III. Használati tilalmak	2
IV. Biztonsági intézkedések	3
V. Termékspecifikációk	6
VI. Használati útmutató	7
6.1 Használat előkészítése	7
6.2 Használati lépések	7
Terápiás ciklusok referencia táblázata	8
VII. Használat utáni ápolás	9
VIII. Hibakeresés	10
IX. Felelősség kizárása	11
X. Utógondozási szervizkártya	12

A termék áttekintése

- Gombok leírása:**
 - Fénygomb** (nem kapcsoló gombok)
 - Üzem módváltó/üzemmód-beállító gomb**
Hiba! A fájl neve nincs megadva.
 - Üzem mód kijelző**
 - Hátralévő villanások száma (digitális kijelző)**
 - Ventilátor**

A működési elv magyarázata

A készülék fejlett IPL (Intense Pulsed Light) technológiát alkalmaz, amely közvetlenül világítja meg a bőrt erős pulzáló fénnel, fotokémiai hatást hozva létre.

- Kollagén- és elasztikus rostok regenerálása a bőrben, a bőr rugalmasságának helyreállítása, az arcbőr mikrokeringésének javítása, ráncok csökkentése vagy halványítása.
- Az erős pulzáló fény áthatol a bőrön, és szelektíven szívódik fel a szövetek pigmentjeiben és vérereiben. Az energia által keltett hő anélkül, hogy a normál bőrszövetet károsítaná, véralvadást és pigmentképződmények hőbontás általi megsemmisítését idézi elő. Kezeli a kitágult hajszálereket, eltávolítja a pigmentfoltokat, a szőrfelesleget és más problémákat.

Használati tilalmak

Fontos biztonsági információk - használat előtt olvassa el:

- Hivatkozás a 2. oldalon található bőrtípusra vonatkozó ábrára [bőrszín-ellenőrző ábra]. Ha Ön VI-os típusú, ne használja ezt a készüléket, mivel az nemkívánatos bőrreakciókat, például pigmentációt, depigmentációt, súlyos bőrpírt, duzzanatot vagy égési sérüléseket okozhat.

IV. Óvintézkedések

- **Különleges figyelmeztetések**
 - Ne használjon semmilyen gélt vagy ápolóterméket (például aloe vera gélt) a használat előtt.
 - Győződjön meg arról, hogy az eszközt az előírásoknak megfelelően szerelte össze és használja az *Használati Útmutató* szerint.
 - Kérjük, olvassa el figyelmesen, és őrizze meg a *Használati Útmutatót* a későbbi használatra.
 - Ha bármilyen kérdése van a használat során, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal a megfelelő nyelven.
- **FIGYELEM:** Személyi sérülésekre vonatkozó figyelmeztetés helytelen használat miatt.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Veszélyes tartalom helytelen használat miatt.
- **VIGYÁZAT:** Személyi biztonságra vagy anyagi károkra vonatkozó figyelmeztetés helytelen használat miatt.
- **Figyelmeztető szimbólum magyarázata:** Ne használja a kádban vagy zuhanyzóban.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Ne használja ezt a terméket vízzel teli kádak, mosdókagylók vagy más vízzel teli edények közelében. Tartsa szárazon a terméket és a tápegységet.
- Ha a termék sérült, ne érintse meg a belső részeket, hogy elkerülje az áramütést.
- Ne helyezzen tárgyakat az eszközbe, és ne használja nem megfelelő helyeken.
- Ne használja ezt a terméket a szem közelében. A védőszemüveg viselése alapvető a felhasználó védelme érdekében. Ha a szem közelében használja az eszközt, a védőszemüveg nem biztos, hogy teljesen blokkolja az energiát, és a fényt a szivárványhártya melaninja elnyelheti.
- Javasoljuk, hogy mindig viseljen védőszemüveget a termék használata során. Bár a fény közvetlenül nem károsítja a szemet, a magas frekvenciájú villogás befolyásolhatja a látást.
- Ha a fej hátsó részén szeretne szőrt eltávolítani, javasoljuk, hogy kérjen segítséget egy segítőtől vagy partnertől. Ez a mi ajánlásunk, mivel egyedüli használat esetén kockázatot jelenthet.
- Ha a szőrszálak hosszabbak, mint 1 mm, először borotválja le őket. A túlzott szőrmennyiség felszíni hőt nyelhet el, ami a bőr kipirosodását és duzzanatot okozhat.
- Ha a megvilágított terület bőre nem száraz vagy tiszta, az befolyásolhatja a használati hatékonyságot és véletlenszerű villanásokat eredményezhet.

- Nincsenek adataink a termék 15 év alatti gyermekek általi használatáról. Ezért javasoljuk, hogy 15 év alatti gyermekek ne érintkezzenek a termékkel, és ne legyenek a közelében az eszköz működése közben.
 - Használjon különböző fényintenzitási szinteket a test különböző részein, mivel a bőr árnyalata eltérő lehet.
 - Ha a tápkábel sérült, a biztonság érdekében szakemberrel vagy a gyártó karbantartási részlegével kell kicseréltetni.
-

- **Figyelmeztetések**

- Ne használjon izzadásgátlót közvetlenül a hónalj kezelés után.
- Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg a világító portál szennyeződéseit, hogy elkerülje az égési sérüléseket és meghibásodásokat.
- Ne helyezze a világító portált könnyen demagnetizálódó tárgyak közelébe, hogy elkerülje a meghibásodásokat.
- Ne zárja el a szellőzőnyílásokat, mert ez füstöt vagy tüzet okozhat.
- Ne irányítsa a világító portált fekete tárgyra, hogy elkerülje az eszköz hibás működését.
- Ne világítsa meg ruházatot, hajat vagy más tárgyakat, hogy elkerülje az égési sérüléseket vagy károsodásokat.
- Ne használja állatokon, hogy elkerülje azok sérülését.
- Állítsa be a fényerősséget a bőr állapotának megfelelően. Az első használatkor használja a legalacsonyabb szintet.
- Ha a bőr használat után enyhén forró és piros lesz, az normális reakció.
- Ne hagyja felügyelet nélkül az eszközt működés közben. Használat után azonnal kapcsolja ki.
- Tisztítsa meg a bőrt, hogy ne maradjanak szőrszálak, és a bőrfelület száraz és zsírmentes legyen.
- Ha a környezeti hőmérsékletkülönbség meghaladja a 20 fokot (alacsonytól magasig vagy fordítva), kapcsolja ki az eszközt, és hagyja 2 órán át állni, mielőtt újra használná.
- Ne használja gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok (például aeroszolok vagy benzinkutak) közelében.
- Az eszköz környezeti hőmérséklete 0–45 °C között legyen. Ellenőrizze a szobahőmérsékletet használat előtt.
- A kezelés utáni 24 órában kerülje a közvetlen UV-sugárzást.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek vagy UV-sugárzásnak hosszú ideig, mivel ez súlyosan károsíthatja az eszközt.

- **Ha a beépített ventilátor nem működik** (nem hallatszik zúgás) a készülék bekapcsolása után, ne használja a terméket, hogy elkerülje az olyan hibákat, mint a füst vagy tűz.
-

Nem alkalmas közösségek és helyzetek

- Nem alkalmas terhes nők, szoptató anyák, menstruáció alatt álló nők, hegekkel rendelkező személyek, cukorbeteg, érzékeny bőrűek és vékony bőrűek számára.
 - Kizárva a súlyos magas vérnyomásban, rosszindulatú daganatokban, szőrtüszőgyulladásban, fertőző bőrbetegségeiben, szívbetegségeiben vagy mérsékelt-súlyos rendellenességekben szenvedők.
 - Ne használja, ha rendellenes kollagén anyagcseréje van, beleértve a hegesedési hajlamot és a sebgyógyulás lassúságát.
 - Az érbetegségeiben, például visszerekben vagy a sugárzott területen lévő érduzzadásban szenvedők kizárva.
 - Ne használja, ha bőre fényérzékeny, vagy gyulladáscsökkentő szerekre allergiás; kizárva a herpeszes, bőrgyulladásos és zúzódásokkal rendelkező betegeket.
 - HIV-fertőzés, szisztémás lupus erythematosus, porfíria vagy más immunválaszcsonkító betegségek esetén a használat tilos.
 - Bármely vérzési rendellenességben szenvedő beteg kizárt, valamint azok, akik isotretinoin, AHA-t, BHA-t vagy azelainsavat használtak.
 - Óvatosan használja, ha az elmúlt 30 napban vegyi szőrtelenítést végzett; a retinolos összetevőket használók is legyenek óvatosak.
 - Ne használjon illóolajokat a készülék használata közben. Győződjön meg arról, hogy a besugárzott terület tiszta és száraz, és nem használtak kenőcsöket vagy kozmetikumokat.
 - Ha a bőrfelület nem tiszta és száraz, az befolyásolhatja a készülék hatékonyságát, és akár meghibásodást is okozhat.
 - Aspirin-alapú fájdalomcsillapítók, immunszuppresszív szerek, isotretinoin és más gyógyszerek szedése alatt tilos a használat. A fényérzékenyítő gyógyszerek, például tetraciklinek és szulfonamidok használata szintén tilos.
-

Ne használja az alábbi testrészekben vagy állapotok esetén:

1. Szájüreg belső része, nemi szervek, nyálkahártyák stb.
2. Plasztikai sebészeti területek.
3. Garat ínszalagjai.
4. Szemgolyó, szemhéjak, szemkörnyék.
5. Fej.
6. Aknés területek.

7. Tetoválások, testfestés.

8. Szemöldök, haj.

9. Fül.

10. Mellbimbó, bimbóudvar.

11. Köldök belseje.

12. Nagy vénák.

(Megjegyzés: Ez a lista nem teljes, ha bizonytalan abban, hogy használhatja-e a készüléket, javasoljuk, hogy konzultáljon orvosával.)

Megjegyzések

1. Ne használja a készüléket természetesen sötét bőrön.
 2. Ne tegye ki magát közvetlen napfénynek szőrtelenítés előtt (ne használjon vegyi szőrtelenítési módszereket).
 3. Borotválkozás előtt győződjön meg arról, hogy először használja a készüléket.
 4. Az első használat előtt győződjön meg arról, hogy a szőrtelenítő ablak érintkezik a bőrrel.
 5. A szőrtelenítés előkészítésekor ellenőrizze, hogy a szőrtelenítő ablak érintkezik-e a bőrrel.
 6. Sötét környezetben való használat tilos.
 7. Használat közben viseljen védőszemüveget.
 8. Ne használja közvetlen napfényben, hogy elkerülje a készülék meghibásodását.
 9. Ne ütögesse és ne rázza meg a terméket hirtelen, hogy elkerülje a károsodást.
 10. Ne húzza ki közvetlenül kikapcsolás nélkül; győződjön meg róla, hogy a bemenet felfelé néz.
-

Termékspecifikációk

- **Működési elv:** IPL Photon kozmetikai technológia
 - **Készülék nettó súlya:** 260 g
 - **Besugárzott terület:** 3 cm²
 - **Készülék spektruma:** ≥530 nm
 - **Névleges feszültség:** 12 V DC
 - **Bemeneti teljesítmény:** 24 W/36 W/48 W
-

Szállítási és tárolási környezet

- **Tárolási hőmérséklet:** -20–50 °C

- **Páratartalom:** 10%–90% RH
- **Relatív nyomás:** 700–1060 hPa

Működési környezet

- **Működési hőmérséklet:** 5–40 °C
- **Páratartalom:** 10%–90% RH
- **Relatív nyomás:** 700–1060 hPa

VI. Használati útmutató

6.1 Használatra való felkészülés

1. Először távolítsa el a szórt a bőr felszínéről. Győződjön meg róla, hogy a szórt benedvesítette, és használja a nedves borotválás módszerét, hogy a bőr alatt lévő szőrszálakat a fény jobban elérhesse, és biztosítsa a kezelés hatékonyságát. Ha a szőrszálak hossza nem haladja meg a 2 mm-t, a készüléket borotválás nélkül is használhatja.
2. Tisztítsa meg a bőrt, és győződjön meg róla, hogy nincs rajta szőr, teljesen száraz és mentes minden zsíros anyagtól. A foton szőrtelenítő használata előtt szigorúan tilos kondenzátort, aloe verát vagy más termékeket használni, különben a készülék nem fog működni (nagyobb szalonokban engedélyezett, de otthoni használatra nem ajánlott).

6.2 Használati lépések

1. Vegye ki a készüléket, és egy puha ruhával tisztítsa meg a gép szűrőjét.
2. Használat előtt nedvesítse meg a szőrszálakat, és borotválja le egy borotvával.
3. Csatlakoztassa a tápegységet, ekkor a készülék kijelzőjén megjelenik az „OFF” felirat.
4. Tartsa hosszan lenyomva a „Bekapcsolás” gombot, amíg a kijelző be nem kapcsol (a készülék bekapcsol, amikor a kijelző tartalma megváltozik).
5. Amikor a kijelző tartalma „villogóról” „folyamatos fényre” változik, a készülék készen áll a használatra (az első villanás erős, ezért viseljen védőszemüveget, hogy csökkentse a szemek számára okozott kényelmetlenséget).
6. Ha a kijelző tartalma „folyamatosan világít”, a készülék „villanásra kész” állapotban van; ha a tartalom nem változik, próbálja meg újraindítani a gépet a tápegység leválasztása után.
7. Tartsa a szőrtelenítőt 90 fokos szögben a bőrhöz, hogy teljes érintkezés jöjjön létre. A kijelzőn a „szám” villogni kezd. (A készülék első használatakor enyhe „mikroáram”-érzet léphet fel, ami normális testi reakció, és nem a készülék hibája.)
8. Miután a készüléket a bőrhöz érintette, finoman nyomja meg a „villanás” gombot, ekkor a készülék villanást bocsát ki, amit egy „kattanó” hang kísér, és a villanás okozta hőt is érezni fogja (ha a hőmérséklet túl magas, az azt jelzi, hogy a választott fokozat túl magas; ajánlott az első fokozattal kezdeni).
9. A villanás után mozdítsa el a készüléket a következő kezelendő területre. Amikor az energia újra készen áll, a kijelző „fokozatjelzője” „folyamatos fényt” mutat, és megismételheti az előző lépéseket a 7. ponttól kezdve.

10. Az első fokozattal tesztelje a bőrt. Ha 24 óra elteltével nincs káros reakció, a „Bekapcsolás” gombbal növelheti az energiefokozatot, amely 5 szintre osztható.
11. Kövesse ezeket a lépéseket a kiválasztott testrész szőrtelenítéséhez. Egy teljes kezelési ciklus általában a teljes testet érinti, majd egy újabb kezelés következik a hatékonyság érdekében.
12. A villanásokat helyezze el minél közelebb az előző területhez, hogy a kívánt területet teljesen lefedje.
13. Használat után tartsa hosszan lenyomva a „Bekapcsolás” gombot a készülék kikapcsolásához (kikapcsolás után az áramellátás megszakad, a kijelző „OFF” állapotot mutat, és a készülék megtisztítható).

Működési módok bemutatása

- **Folyamatos üzemmód** (nagyobb területek, mint a karok, lábak): Helyezze a fényforrást a kezelendő bőrfelületre úgy, hogy a fény teljesen lefedje a bőrt. Finoman nyomja meg a „Villanás” gombot, és lassan, egyenletesen mozgassa a készüléket a bőrön.
- **Egyszeri villanás mód** (kisebb területek, például ujjak): Helyezze a fényforrást a kezelendő bőrfelületre úgy, hogy a fény teljesen lefedje a bőrt. Röviden nyomja meg a „Villanás” gombot a szőrtelenítés megkezdéséhez.

Terápiás ciklus referencia táblázata

- **1–4 hét:** Hetente 2–3 alkalommal
- **5–6 hét:** Hetente 2 alkalommal
- **7–8 hét:** Hetente egyszer
- **8 hét után:** 1–2 alkalommal hetente, a szőrnövekedéstől függően.

Használat utáni ápolás

Szőrtelenítés utáni óvintézkedések:

- Javasolt kerülni a vízzel való érintkezést a szőrtelenítés után 6 órán keresztül, majd hidratáló vízzel ápolhatja a kezelt területet.
- Ne használjon parfümöket, maszkokat vagy kozmetikumokat, és ne vigyen fel közvetlenül naptejet a szőrtelenítés után 24 órán belül.
- A napozás bőrsötétedést vagy napégést okozhat. Kerülje a napfényt a termék használata közben, és legyen óvatos, hogy ne tegye ki magát közvetlen napsugárzásnak. A napégés gyógyulási ideje legalább egy hét.
- Mesterséges barnulás nem ajánlott a szőrtelenítési kezelés után (csak az érintett területre vonatkozik).
- Ha plasztikai műtétet tervez a szőrtelenítés után, konzultáljon orvosával.
- Ha rosszul érzi magát, forduljon orvoshoz.

Tisztítás és karbantartás:

- A legjobb eredmények és a termék élettartamának meghosszabbítása érdekében rendszeresen tisztítsa a készüléket, hogy elkerülje a szőrszálak és por felhalmozódását. Ha a terméket nem tisztítják megfelelően, nem érhetők el a kívánt eredmények.
- A tisztítás megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket, húzza ki az áramforrásból, és hagyja kihűlni.
- Használjon puha, tiszta és száraz ruhát a fénykimeneti felület törlésére és tisztítására.
- Tárolja a készüléket száraz, pormentes környezetben, -10 és 60°C közötti hőmérsékleten.
- Soha ne mossa el a terméket és tartozékait mosogatóban vagy mosogatógépben.
- Ne használjon acélgyapotot, súrolószereket (például fogkrémet) vagy maró hatású folyadékokat (benzin, motorolaj) a termék tisztításához.
- **Figyelem:** Ha a víz nem tisztítja megfelelően, használhat néhány csepp magas koncentrációjú alkoholt (legfeljebb 96%), hogy megtisztítsa a fent említett részeket.

Környezetvédelem:

- A termék ártalmatlanításakor ne dobja ki a szokásos háztartási hulladékkal együtt. Adja le a megfelelő újrahasznosítási ponton. Ez környezetbarát megoldás.

Hibaelhárítás

Ez a fejezet bemutatja a leggyakoribb problémákat, amelyek a készülék használata során előfordulhatnak. Ha a probléma nem oldható meg az alábbi információk alapján, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálati központtal az országában.

Probléma leírása	Lehetséges okok	Megoldások
Az eszköz/tápegység használat közben felmelegszik	Ez normális jelenség	Nem igényel beavatkozást
A szőrtelenítőt a bőrömré helyeztem (megjelenik a szám), de a hűtőventilátor bekapcsolt	Aktiválódott a túlmelegedés elleni védelem	Ha a túlmelegedés elleni védelem aktiválódik, a ventilátor folyamatosan működik. Ne kapcsolja ki az eszközt, várjon 15 percet, mielőtt folytatja a használatot
Az eszköz készen áll a villanásra, de a villanógomb megnyomásakor nem villan	Az eszköz újraindítást igényel	Indítsa újra az eszközt, kapcsolja ki, majd vissza
Nem tudom növelni vagy csökkenteni a villanás intenzitásának beállítását	Az eszköz újraindítást igényel	Indítsa újra az eszközt, kapcsolja ki, majd vissza
Használat közben kellemetlen szagot érzek	A tartozékok vagy szűrők túl piszkosak, vagy a szőrszálakat nem	Tisztítsa meg alaposan a tartozékokat. Távolítsa el a szőrszálakat a bőrfelületről az eszköz használata előtt

Probléma leírása	Lehetséges okok	Megoldások
	távolították el teljesen a kezelési területről	
A kezelés során a bőr érzékenyebbé válik, mint általában/elviselhetetlen fájdalom jelentkezik	A fény intenzitásának beállítása túl magas	Ellenőrizze, hogy megfelelő fényintenzitás-beállítást választott-e
Az UV-szűrő a kimeneten megsérült	Az eszközt nem megfelelő helyeken használja	Ne használja az eszközt az alábbi helyeken: mellbimbó, bimbóudvar, kis szeméremajkak, hüvely, végbélnyílás, valamint az orrlyukak belső része, fülek, arc. Férfiak ne használják az eszközt az arcukon vagy herezacskójukon
Az eszköz nem megfelelő az Ön bőréhez	VI típusú bőrtípus vagy sötétbarna/fekete bőrszín	Ne használja ezt az eszközt, ha sötét bőre van

Bőrreakció hosszabb ideig tartott a kezelés befejezése után. Nem vagyok elégedett az eredménnyel a kezelés befejezése után.

- Az Ön által használt fényintenzitás beállítása túl magas. Legközelebb válasszon alacsonyabb fényintenzitást. Kérjük, olvassa el a "bőrtesztelés" részt a "használati útmutató" egységben.
- Az Ön által használt fényintenzitás beállítása túl alacsony. Legközelebb válasszon magasabb beállítást.
- Nem alkalmazott újra villanást azon a területen, amelyet korábban kezelt. Kérjük, végezzen villanást olyan közel az előző részhez, amennyire csak lehet, hogy minden szőrszálát eltávolítson. Pontosán kövesse az ajánlott kezelési eljárást.
- Ez a készülék nem befolyásolja a hajszínét. Az eszköz használatának gyakorisága nem elegendő.
- Lehetséges, hogy az Ön IPL kezelésre adott reakciója lassabb. Folytassa az eszköz használatát legalább 6 hónapig, mivel ez idő alatt a szőr újra kinőhet, de mennyisége fokozatosan csökkenni fog.

IX Felelősség kizárása

A vásárlás dátumától kezdve az eszköz teljes garanciája 12 hónapig érvényes; azonban az alábbi esetekben a problémák nem minősülnek garanciálisnak, még a garanciális időszak alatt sem:

1. A használati útmutató, karbantartási és fenntartási követelmények be nem tartása, amely az eszköz károsodásához vezet.
2. A termék sérülése helytelen használat során (mosás, vízbe merítés stb.).

3. A termék károsodása az engedélyezett felhasználási környezet túllépése miatt (például magas hőmérséklet, korrózió stb.).
4. A termék sérülése szokatlan külső erőhatások miatt (leesés, összenyomás, ütés stb.).
5. A termék károsodása vis maior miatt (tűz, árvíz, villámcsapás stb.).
6. A károsodás nem gyári alkatrészek és kiegészítők használatából ered.

A fenti változások esetén az aktuálisan érvényben lévő szabályozások és előírások az irányadók, amelyeket vállalatunk vagy a törvény bevezetett.

Értékesítés utáni szolgáltatási kártya

Tisztelt Vásárló!

Először is, köszönjük, hogy termékünket választotta. Reméljük, hogy a lehető legjobb szolgáltatást tudjuk nyújtani Önnek. Annak érdekében, hogy az eszköz használata még elégedettebbé tegye Önt, kérjük, gondosan olvassa el és őrizze meg ezt a garanciakártyát a vásárlás után.

Ha bármilyen kérdése van, forduljon hozzánk, és igyekszünk a lehető leghamarabb megoldani!

Ha a termék nem használható a minőségi probléma miatt, forduljon ahhoz az értékesítés utáni szervizhez, ahol a terméket vásárolta, hogy értékesítés utáni szolgáltatást nyújtsanak.

Nem fogadunk el utánvételt küldött csomagokat vagy készpénzes fizetést, a különleges értékesítés utáni ügyfélszolgálati osztály kapcsolatba lép Önnel a szállítási költségek rendezésének érdekében. Kérjük, türelmesen töltse ki az értékesítés utáni garanciakártyát, és küldje vissza a termékkel együtt, hogy mielőbb foglalkozhassunk az ügygel.

- **Név:** (kötelező) _____
- **Kapcsolattartó szám:** (kötelező) _____
- **Vásárlási csatorna:** _____
- **Vásárlási fiók:** _____
- **Rendelési szám:** _____
- **Értékesítés utáni szolgáltatás választása:** (kötelező) [] Termék visszaküldése [] Termék cseréje
- **Átvételi cím:** (kötelező) _____
- **Visszaküldési utasítások:** _____