



E-SHAWL 60W



PL

ELEKTRYCZNA PODUSZKA GRZEWcza NA RAMIONA I SZYJĘ

Instrukcję w innych wersjach językowych znajdziesz na naszej stronie internetowej.



STEROWANIE

1. Upewnij się, że wtyczka jest podłączona do zasilania.
2. Przesuń przełącznik ON/OFF do pozycji ON. Poduszka grzewcza rozpocznie pracę w domyślnym trybie (48°C, timer 60min).
3. Naciśnij przycisk ogrzewania, aby dostosować temperaturę do swoich potrzeb. Wskaźnik LED wskaże aktualny poziom grzania. 6 ustawień temperatury: 40 / 45 / 48 / 52 / 56 / 60°C.
4. Naciśnij przycisk timera, aby ustawić czas pracy. Wskaźnik LED wskaże aktualnie wybrany program czasowy. 4 ustawienia funkcji TIMER: 30 / 60 / 90 / 120min.
5. Przesuń przełącznik ON/OFF do pozycji OFF, aby wyłączyć urządzenie.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

Wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania. Odepnij kontroler od poduszki. Poduszkę można prać ręcznie lub maszynowo w woreczku ochronnym w niskiej temperaturze. Zaleca się czyszczenie poduszki grzewczej tylko w razie konieczności. Jeśli była często prana, produkt może się szybko zużywać. Zalecamy użycie ściereczki lub wilgotnej gąbki, aby usunąć małe plamy i dodać odrobinę płynnego detergentu, aby wyczyścić tkaninę. Nie używaj środków czyszczących ani chemikaliów. Dozwolone jest jedynie suszenie naturalne, nie suszyć mechanicznie, nie prasować. Wyłączone urządzenie należy przechowywać w suchym, czystym, chłodnym i bezpiecznym miejscu.

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA

To jest produkt elektryczny. Przed użyciem poduszki grzewczej na ramiona i szyję należy upewnić się, że przeczytałeś i zrozumiałeś poniższe instrukcje. Nieprzestrzeganie ich może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar powodujący poważne obrażenia ciała.

1. Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem tego produktu.
2. Tylko do użytku w pomieszczeniach.
3. NIE używaj, jeśli widoczne są jakiegokolwiek uszkodzenia (pęknięcia, rozdarcia lub odłupnięte przewody i element grzejny).
4. Należy natychmiast wyłączyć poduszkę grzewczą i odłączyć ją od zasilania w przypadku przegrzania lub zwęglenia podczas użytkowania.
5. Poważni pacjenci z chorobami serca, osoby korzystające z rozrusznika serca i kobiety w ciąży powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem.
6. NIE używaj u osób nieprzytomnych i wrażliwych na ciepło.
7. NIE dokonuj żadnych modyfikacji przycisku przełącznika, przewodów i elementu grzejjego.
8. NIE używaj podczas snu; nie umieszczaj poduszki grzewczej pod materacem lub kołdrą podczas użytkowania.
9. NIE używaj przewodu jako uchwytu.
10. NIE przebijaj ani nie używaj żadnych ostrych przedmiotów do mocowania poduszki grzewczej.
11. NIE używaj innego elektronicznego urządzenia grzewczego w połączeniu z poduszką grzewczą.
12. NIE podwijaj poduszki grzewczej podczas użytkowania.
13. Przykrywaj poduszkę grzewczą tylko ciałem, NIE siadaj i nie kładź się na poduszce grzewczej.
14. NIE kładź i nie przykrywaj niczego na poduszce grzewczej podczas jej używania.
15. NIE do użytku przez dzieci.
16. Odłączaj od zasilania, gdy nie jest używana.
17. NIE używaj w przypadku zamoczenia.
18. NIE czyść tej poduszki grzewczej na sucho. Rozpuszczalniki do czyszczenia na sucho mogą uszkodzić przewody.
19. NIE używaj wybielacza ani płynów czyszczących.
20. NIE używaj wyżymaczki.
21. NIE prasuj poduszki grzewczej.
22. NIE używaj naftaliny ani żadnego rodzaju sprayów.
23. NIE podłączaj ponownie podgrzanego produktu ani nie używaj go, dopóki nie będzie CAŁKOWICIE suchy.
24. NIE stosuj kremu przeciwbólowego ani innych kosmetyków na ciało w połączeniu z poduszką grzewczą.



E-SHAWL 60W





Mission Air

ENG

ELECTRIC HEATING PILLOW FOR SHOULDER AND NECK

You can find instructions in other languages on our website.



CONTROL

1. Make sure the plug is connected to the power supply.
2. Slide the ON/OFF switch to the ON position. The heating pad will start working in the default mode (48°C, 60min timer).
3. Press the heating button to adjust the temperature to your needs. The LED indicator will show the current heating level. 6 temperature settings: 40 / 45 / 48 / 52 / 56 / 60°C.
4. Press the timer button to set the working time. The LED indicator will show the currently selected time program. 4 TIMER function settings: 30 / 60 / 90 / 120min.
5. Slide the ON/OFF switch to the OFF position to turn off the device.

CLEANING AND STORAGE

Turn off the device and unplug it from the power source. Unplug the controller from the pillow. The pillow can be washed by hand or by machine in a protective bag at low temperature. It is recommended to clean the heating pad only when necessary. If it has been washed frequently, the product may wear out quickly. We recommend using a cloth or damp sponge to remove small stains and add a little liquid detergent to clean the fabric. Do not use cleaning agents or chemicals. Only natural drying is allowed, do not tumble dry, do not iron. The switched off device should be stored in a dry, clean, cool and safe place.

CLEANING AND STORAGE

This is an electrical product. Before using the neck and shoulder heating pad, please make sure you read and understand the following instructions. Failure to follow them may result in electric shock or fire causing serious injury.

1. Read all instructions before using this product.
2. For indoor use only.
3. DO NOT use if any damage is visible (cracks, tears or exposed wires and heating element).
4. Immediately turn off the heating pad and unplug it from the power supply if it overheats or becomes charred during use.
5. Serious heart patients, pacemaker users and pregnant women should consult a doctor before use.
6. DO NOT use on unconscious and heat-sensitive individuals.
7. DO NOT make any modifications to the switch button, wires and heating element.
8. DO NOT use while sleeping; do not place the heating pad under a mattress or quilt during use.
9. DO NOT use the wire as a handle.
10. DO NOT pierce or use any sharp objects to secure the heating pad.
11. DO NOT use another electronic heating device in conjunction with the heating pad.
12. DO NOT roll up the heating pad during use.
13. Cover the heating pad only with your body, DO NOT sit or lie down on the heating pad.
14. DO NOT place or cover anything on the heating pad during use.
15. NOT for use by children.
16. Unplug when not in use.
17. DO NOT use if wet.
18. DO NOT dry clean this heating pad. Dry cleaning solvents may damage the wires.
19. DO NOT use bleach or cleaning fluids.
20. DO NOT use a wringer.
21. DO NOT iron the heating pad.
22. DO NOT use mothballs or any type of spray.
23. DO NOT reconnect the heated product or use it until it is COMPLETELY dry.
24. DO NOT use pain relieving cream or other body cosmetics in combination with the heating pad.

