

INSTRUCTIONS FOR USE


Elbow crutch with flip-up forearm support

Product code: FlipTim



1. Characteristics

The elbow folding crutch consists of a comfortable, durable handgrip, special adjustable flip-up forearm support and an aluminum shaft finished with a high-quality rubber tip. Thanks to the length adjustment and folding function, it is very convenient for daily use. The crutch has an ergonomic shape of the cuff and angle adjustment, which ensures optimal distribution of the pressure on the handgrip.



- 1 forearm support
- 2 handgrip
- 3 folding point
- 4 height adjustment
- 5 adjustment lock
- 6 rubber tip
- 7 forearm support angle adjustment
- 8 handgrip length adjustment

AFTER FOLDING



2. Application

The forearm crutch is an ancillary equipment which is used to increase the area of support in case of patients with reduced mobility. It is also recommended to patients who need help and support while walking. It can be used as an aid in keeping balance after injuries of lower limbs or trunk.

Contraindications: coordination and balance disorders, advanced rheumatic changes, injuries and dysfunctions of upper limbs which may hinder the user to support on the crutch.

3. Assembly and adjustment

- To make transportation easier, the crutch has a folding function. Before adjusting the length, the crutch should be unfolded by connecting the two parts of the shaft.
- To adjust the length of the crutch, unscrew the adjustment lock.
- To adjust the crutch, press the locking pin and select appropriate position of the inner tube. Lock the position with the locking pin. The crutch is adjustable in 2.5 cm increments.
- Once the length adjustment is complete, screw the crutch adjustment lock.
- To set the proper length of the crutch, stand upright and bend upper limb in elbow joint at the angle of 20°.
- The crutch should be adjusted individually to the user so that the handgrip is at hip joint level and the cuff is at the height of upper part of the forearm.
- Before use, ensure that the crutch is stable and the locking pin fully protrudes through adjustment hole of the crutch.

NOTE! In case of doubts concerning the technique of moving with the use of the crutches, consult a person who has appropriate knowledge and qualifications.

HANDGRIP LENGTH ADJUSTMENT

- The crutch has a handgrip length adjustment. To adjust the length, unscrew the knob on the back of the forearm support and push in the locking pin, then select appropriate length. Lock the pin and tighten the screw.

ANGLE ADJUSTMENT OF THE SUPPORT



- The crutch has an adjustable angle of forearm support at the forearm. The maximum angle of adjustment is 90°.
- To adjust the angle of support press the button under forearm support.

4. Technical data

Overall width	21 cm
Height adjustment	97-119 cm
Handgrip length adjustment	27-32 cm
Forearm support width	10,5 cm
Size after folding	70 x 23,5 cm
Maximum capacity	136 kg
Weight	1,60 kg
Leg	aluminium, black

5. Notes

Timago International Group does not bear responsibility of improper use of the product, failure to comply safety regulations and misuse.

6. Cleaning and maintenance

- Clean the crutch using only water and mild detergents, wipe dry after each use.
- **Do not use:** strong detergents, abrasive agents, bleach, petrol nor solvents (it may cause frame damage, visible defects, and in consequence – loss of warranty rights).
- It is recommended to check rubber tip regularly. Replace worn tip immediately.

7. Storage and transport conditions

Device should not be exposed to direct sunlight, water or moisture.

8. Warranty information

All products distributed by our company are covered by a warranty, the terms of which are described in the warranty card available on our website. Please contact the retailer from whom you purchased the product. Please, keep in mind that for warranty purposes, the proof of purchase (receipt or invoice) should be retained

9. Labels

	Reference number		Manufacturer
	LOT number		Manufacture date
	Serial number		Medical device
	Note		Please read the instruction
	The manufacturer checked for compliance with essential medical devices requirements.		

Our complete line of products is available from our distributors.

Learn more at: www.timago.com.

Thank you for choosing Timago!

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Kula łokciowa z podparciem na przedramieniu

Kod Produktu: FlipTim



1. Wykonanie

Kula łokciowa składana posiada wygodny, wytrzymały uchwyt, specjalne podparcie na przedramieniu z możliwością regulacji oraz aluminiowy trzon zakończony wysokiej jakości gumową nasadką. Dzięki regulacji długości oraz możliwości składania jest bardzo wygodna w codziennym użytkowaniu. Kula posiada ergonomiczny kształt podparcia oraz regulację kąta, co zapewnia optymalne rozłożenie siły nacisku na uchwyt.



- 1 podparcie na przedramie
- 2 uchwyt
- 3 punkt składania
- 4 regulacja wysokości
- 5 blokada regulacyjna
- 6 gumowa nasadka
- 7 regulacja kąta podparcia
- 8 regulacja długości uchwytu

PO ZŁOŻENIU



2. Zastosowanie

Kula łokciowa jest sprzętem pomocniczym, służącym do zwiększenia pola podparcia u osób o obniżonej sprawności ruchowej. Zalecana jest u osób wymagających asekuracji oraz podparcia podczas chodzenia, a także do

utrzymania równowagi po przebytych urazie kończyn dolnych lub tułowia w celu reedukacji chodu.

Przeciwwskazania: Zaburzenia koordynacji, zaburzenia równowagi, zaawansowane zmiany reumatyczne, urazy i dysfunkcje kończyn górnych uniemożliwiające wspieranie się na kuli.

3. Montaż i regulacja

- W celu ułatwienia transportu, kula posiada funkcję składania. Przed regulacją długości, kulę należy rozłożyć nakładając na siebie obie części trzonu.
- Aby móc wyregulować długość kuli należy odkręcić blokadę regulacyjną.
- Wcisnąć pin blokujący i wybrać odpowiednią pozycję wewnętrznej rurki. Po ustawieniu ponownie zablokować położenie rurek względem siebie przy pomocy pinu blokującego. Kula jest regulowana skokowo co 2,5 cm.
- Po zakończeniu regulacji długości, należy zakręcić blokadę regulacyjną kuli.
- Długość kul dobiera się w pozycji stojącej z kończyną górną zgiętą w stawie łokciowym pod kątem 20°.
- Kula łokciowa powinna być indywidualnie dostosowana do użytkownika w taki sposób, aby uchwyt kuli znajdował się na wysokości stawu biodrowego, a obejmą w górnej części przedramienia.
- Przed użyciem należy sprawdzić właściwe ułożenie pinu blokującego i upewnić się, że kula jest stabilna.

UWAGA! W razie wątpliwości co do sposobu/techniki poruszania się o kulach, należy skonsultować się z osobą posiadającą odpowiednią wiedzę i kwalifikacje.

REGULACJA DŁUGOŚCI UCHWYTU

- Kula posiada regulację długości uchwytu. Aby wyregulować uchwyt, należy odkręcić śrubę motylkową z tyłu podparcia oraz wcisnąć pin blokujący, a następnie wybrać odpowiednią długość, blokując pin i dokręcając śrubę.

REGULACJA KĄTA PODPARCIA



- Kula posiada regulację kąta podparcia na przedramieniu. Maksymalny kąt regulacji wynosi 90°.
- Aby wyregulować kąt podparcia należy wcisnąć przycisk znajdujący się pod podparciem.

4. Specyfikacja techniczna

Szerokość całkowita	21 cm
Regulacja wysokości	97-119 cm
Regulacja długości uchwytu	27-32 cm
Szerokość podparcia	10,5 cm
Wymiary po złożeniu	70 x 23,5 cm
Maksymalne obciążenie	136 kg
Waga	1,60 kg
Trzon	aluminiowy, czarny

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja i czyszczenie

- Kulę należy czyścić regularnie używając tylko wody i łagodnych detergentów, po każdym użyciu wycierać do sucha.
- Nie należy używać do czyszczenia: silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani żadnych rozpuszczalników (grozi uszkodzeniem trzonu, widocznymi ubytkami, a w konsekwencji - utratą gwarancji).
- Zaleca się regularną kontrolę nasadki gumowej. W przypadku zużycia, należy wymienić nasadkę na nową.

7. Warunki przechowywania i transportu

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

8. Dane dotyczące gwarancji

Produkt objęty jest gwarancją, której warunki zostały opisane w otrzymanej przez Państwa karcie gwarancyjnej. Do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

9. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. Dowiedz się więcej na **www.timago.com**

Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com



07/2024 (I)