

medivon.



INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL MD-7280

PL

Instrukcja bezpieczeństwa



- Wyjmij adapter z gniazdka, gdy nie jest używany.
- Nie należy ustawiać ani używać masażu w łazience lub mokrych / wilgotnych miejscach.
- Dla bezpieczeństwa wyposażamy masażer w ochronę przed przegrzaniem. Ciepło wytwarzane w silnikach, poddawane jest dużym obciążeniom i nadmiernemu ciśnieniu. Dlatego też stosuj urządzenie w zalecany czas 15 minut. Po upływie tego okresu urządzenie masujące wyłączy się automatycznie. Wznowienie pracy nastąpi po kilkuminutowej przerwie.
- Zalecamy nie przekraczać ciągłego masażu trwającego 15 minut. Dłuższe użytkowanie urządzenia może prowadzić do uszkodzeń mięśni i przemęczenia.
- Masażer spełnia wszystkie zasady techniczne i bezpieczeństwa.
- Nie moczyć, nigdy nie zdejmować osłony.
- Ten przedmiot NIE jest ZABAWKĄ. Niezbędny jest ścisły nadzór osób pełnoletnich podczas używania przez dzieci
- Nigdy nie należy zostawiać bez nadzoru po podłączeniu do sieci.
- Wszelkie możliwe naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowany personel specjalistyczny.
- Niewłaściwe użytkowanie i nieautoryzowane naprawy są niedozwolone ze względów bezpieczeństwa i mogą prowadzić do utraty gwarancji.
- Nigdy nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami.
- Unikaj kontaktu urządzenia z wodą, wysokimi temperaturami i bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Nie używaj uszkodzonych kabli, wtyczek ani luźnych gniazd.
- Nie używaj urządzenia pod przykryciem, w miejscach których otwór wentylacyjny może być zablokowany.
- Jeśli wtyczki lub przewody są uszkodzone, muszą zostać wymienione przez producenta, przedstawiciela serwisu lub wykwalifikowany personel.
- W przypadku awarii natychmiast odłączyć od sieci.
- Nie używaj, jeśli masz problemy ze skórą, otwarte rany lub obrzęk
- Niewłaściwe użytkowanie lub nieprawidłowe użytkowanie wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody.
- Nie używaj tego urządzenia podczas jazdy.
- Nie używaj podczas snu.
- Masaż nie powinien być wykonywany podczas ciąży, w miejscach stłuczeń ciała, uszkodzeń skóry, wszelkiego rodzaju stanów zapalnych, obrzęków.
- Nie stosuj jeśli posiadasz rozrusznik serca lub jesteś w trakcie leczenia dolegliwości i chrób.

Jak korzystać z masażera



Szyja



Ręce



Plecy



Talía



Nogi



Stopy

Funkcjonalność masażera



wyświetlacz LCD

zmiana trybu

zwiększenie prędkości

zmniejszenie prędkości

przycisk wł / wyłą.

Safety instructions



- Remove the adapter from the socket when not in use.
- Do not place or use the massage in the bathroom or wet / damp places.

- For safety, we equip the massager with protection against overheating. The heat generated in engines is subjected to heavy loads and excessive pressure. Therefore, use the device within the recommended time of 15 minutes. After this period, the massage device will turn off automatically. Resumption of work will take place after a few minutes break.
- We recommend that you do not exceed a continuous massage of 15 minutes. Prolonged use of the device may lead to muscle damage and fatigue.
- The massager meets all technical and safety rules.
- Do not get wet, never remove the cover.
- This item is NOT a TOY. Close adult supervision is imperative when used by children
- Never leave it unattended while connected to the mains.
- Any possible repairs may only be carried out by authorized specialist personnel.
- Improper use and unauthorized repairs are not permitted for safety reasons and may void the warranty.
- Never touch the plug with wet hands.
- Avoid contact of the device with water, high temperatures and direct sunlight.
- Do not use damaged cables, plugs or loose sockets.
- Do not use the device under a cover where the ventilation opening may be blocked.
- If the plugs or cords are damaged, they must be replaced by the manufacturer, service agent or qualified personnel.
- In case of failure, disconnect from the mains immediately.
- Do not use if you have skin problems, open wounds, or swelling
- Improper use or incorrect use excludes all liability for damage.
- Do not use this device while driving.
- Do not use while sleeping.
- Massage should not be performed during pregnancy, in places of body contusions, skin damage, all kinds of inflammation, swelling.
- Do not use if you have a pacemaker or are undergoing treatment for ailments and discomfort.

How to use massager



Neck



Arms



Back



Belly



Legs



Feet

Functionality of the massager



LCD screen

mode change

increase speed

decrease speed

On / Off button



Przekreślony symbol pojemnika na śmieci, oznacza, że na terenie Unii Europejskiej po zakończeniu użytkowania produktu należy się go pozbyć w osobnym, specjalnie do tego przeznaczonym punkcie. Nie należy wyrzucać tych produktów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

The crossed-out wheeled bin symbol indicates that in the European Union after the end of the product's useful life it must be disposed of in a separate, dedicated collection point. Do not dispose of these products together with unsorted general household waste



Deklaracja zgodności odnośnie do Dyrektywy RE 2014/35/UE

Deklaracja zgodności odnośnie do Dyrektywy RoHS 2011/65/UE

Importer: Medivon Sp. z o. o.
ul. Solec 18 lok. B-21, Warszawa, Polska

English

Hereby, Medivon Sp. z o. o. declares that the device equipment Medivon MD-7280 is in compliance with Directive 2014/35/UE. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

Polska

Niniejszym, Medivon Sp. z o. o. deklaruje, że Medivon MD-7280 jest zgodny z dyrektywą 2014/35/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem:

<https://www.profit-plus.eu/do-pobrania>

Importer
Medivon sp. z o o.
ul. Solec 18 lok. B-21
00-410 Warszawa, Polska
Assembled in China

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja na produkt jest ważna w okresie 24 miesiące.
2. Gwarancja obejmuje okres od daty otrzymania urządzenia od firmy Medivon Sp. z o. o. i obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w otrzymanym urządzeniu.
3. Naprawa urządzenia zostanie dokonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 21 dni roboczych od dnia przyjęcia urządzenia do naprawy przez Autoryzowany Zakład Serwisowy.
4. Klient ma prawo ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli Autoryzowany Serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów.
5. Jeśli tylko część produktu jest wadliwa i daje się odłączyć od części produktu działającej prawidłowo, uprawnienia Klienta wynikające z niniejszej gwarancji ograniczają się jedynie do wadliwej części produktu.

W celu skorzystania w warunków gwarancji, należy wysłać zgłoszenie reklamacyjne wraz z kartą gwarancyjną na adres e-mail serwis@rgmedia.pl bądź skontaktować się z serwisem telefonicznie pod numerem infolinii 41 306 70 71. Dokładne warunki gwarancji dostępne są pod adresem:

TERMS OF WARRANTY

1. The product warranty is valid for a period of 24 months.
2. The warranty covers the period from the date of receipt of the device from Medivon Sp. z o. o. and covers defects resulting from causes inherent in the received device.
3. The device will be repaired as soon as possible, not exceeding 21 working days from the date of acceptance of the device for repair by an Authorized Service Center.
4. The customer has the right to apply for replacement of equipment free from defects, if the Authorized Service finds that the removal of the defect is impossible or requires excessive costs.
5. If only part of the product is defective and can be detached from the part of the product working properly, the Customer's rights resulting from this warranty limit only to the defective part of the product.

In order to benefit from the warranty conditions, please send a complaint notification together with the warranty card to the e-mail address serwis@rgmedia.pl. The exact warranty conditions are under the address:

<https://www.profit-plus.eu/do-pobrania>

medivon

.....
NAZWA / ADRES SPRZEDAWCY

NAME / ADDRESS OF THE SELLER

.....
NR DOWODU ZAKUPU

NUMBER OF EVIDENCE OF PURCHASE

.....
DATA SPRZEDAŻY

DATE OF SALE

.....
NAZWA URZĄDZENIA

DEVICE NAME

.....
NR SERYJNY / MODEL

SERIAL NUMBER / MODEL

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki zawarte w Karcie Gwarancyjnej.

I represent that I have read and accepted the terms and conditions specified in the Warranty Certificate.

.....