


zenwire


## MagniSonic Portable Oral Irrigator WF309



### User Manual

01


### Product Descriptions



02

### Product Accessories

#### Carry pouch x1



Jet tip x6




Cable USB-C

### Operating Procedures

#### Preparation


Important: Before using the device for the first time, please fully charge it. Insert the USB plug into a power socket and ensure it is connected to a power source. Note: The device cannot be used while it is charging



03

### Installation and Removal of Jet Tip

Insert the jet tip into the spray head hole by pushing or twisting it in until you hear a click indicating it's securely in place.



To remove or replace the jet tip, press the release button on the handle, then pull the tip out.

04

### Usage Instructions


1. Press the button repeatedly to cycle through the following modes: Power On → Standard Mode → Soft Mode → Massage Mode → Power Off
2. Memory Function: When powered on, the device will start in the last mode used before automatic shutdown.
3. Battery Level Display: When turning off, the mode lights will briefly show the approximate remaining battery level before fading out.
4. Auto Shutdown: Any mode will automatically turn off after 60 seconds of operation.
5. Mode Switching: Press the button again within 15 seconds to switch modes. If no button is pressed for more than 15 seconds, the device will shut down.
6. Low Battery Indicator: When the massage mode light flashes, the battery is low and needs charging.
7. Charging Indicator: When charging is complete, all three lights will stay on continuously.

**Important:**  
The device cannot be used while charging.


05

### Recommended Techniques

Hold the device at a downward angle and place the jet tip inside your mouth, aiming it toward your teeth before turning the device on.



Position the water flow so it forms a 90-degree angle with your gums. Slightly close your mouth to prevent water from spraying out and to achieve the best cleaning effect. Start by gently clenching your rear teeth, then move the jet tip to clean your front teeth (incisors). Slide the water flow along your gums, pausing briefly between each tooth, until you have thoroughly cleaned the gumline and the spaces between your teeth.




06

### Disassembly Example


#### After Use

1. Turn off the device.
2. Open the water tank door and tilt the tank so that the water injection hole faces downward.
3. Place the water tank back into the device.
4. Turn the device on to flush out any residual water inside.
5. Keep the device running until no more water comes out.



#### Removing the Water Tank for Cleaning

1. To separate the water tank from the main body, hold the water tank with one hand and the device body with the other.
2. Press upward gently and pull the water tank out.
3. The removable water tank can now be cleaned inside.



07

### Warnings

1. Keep out of reach of children and animals. This product is not a toy and should be operated by adults only.
2. Do not use while charging.
3. Do not disassemble or attempt to modify the device.
4. Avoid direct contact with eyes or ears during use.
5. Use clean water only. Do not use mouthwash, saltwater, or other additives unless specified.
6. Stop using immediately if the device malfunctions or shows visible damage.
7. Do not expose to extreme temperatures or fire.
8. The device is not intended for use in water.
9. Fully charge before first use (approximately 4 hours).
10. If storing for an extended period, charge fully in advance.
11. Recharge promptly when power is low to preserve battery life.
12. Contains a built-in non-replaceable lithium battery.
13. At the end of battery life, dispose at an approved recycling center. Do not throw in regular trash.
14. Avoid using extremely cold or hot water. It is recommended to use water at a temperature of 35–40°C.

08

### Common Problems And Solutions

| Problems                                     | Reason                                                                         | Solution                                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Water leakage between jet tip and screw part | Seal ring on the fixed socket is damaged, or jet tip is not installed properly | Contact retailer for repair, and reinstall the jet tip correctly. |
| Water tank leaks water                       | Seal ring is loose or not installed properly                                   | Reinstall the seal ring correctly.                                |
| Device cannot be switched on                 | Low battery voltage                                                            | Recharge the device before use.                                   |
| Product is not discharging water             | Filtration net is clogged                                                      | Clean the filtration net.                                         |
| Water leaks from sides of water tank         | High air pressure causing water leakage (normal phenomenon)                    | This is normal due to air pressure. No action needed.             |

09

E-mail: sklep@zenwire.eu  
Manufacturer: Zenwire Sp.z.o.o. Kołobrzaska 4,  
Poznań 60-418, Made in PRC.



The symbol shown on products or accompanying documentation indicates that faulty electrical or electronic devices must not be disposed of with household waste. Proper handling for disposal, reuse, or recycling involves taking the device to a specialized collection point where it will be accepted free of charge. In some countries, the product can be returned to the local distributor when purchasing another device. Proper disposal of the device allows for the conservation of valuable resources and prevents negative impacts on health and the environment, which could be endangered by improper waste handling. Detailed information on the nearest collection point can be obtained from local authorities. Improper disposal of waste is subject to penalties provided by relevant local regulations.

#### Business users in the European Union

If you need to dispose of electrical or electronic devices, please contact your nearest point of sale or supplier for additional information.

#### Disposal of waste outside the European Union


This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact local authorities or the seller for information on the correct method of disposal.



10

zenwire


## MagniSonic Przenośny Irygator do Jamy Ustnej WF309



### Instrukcja Obsługi

01


#### Opis produktu



02

#### Akcesoria produktu

Etui do przenoszenia x1



Końcówka strumienia x6




Kabel USB-C

#### Procedura obsługi

##### Przygotowanie


Ważne: Przed pierwszym użyciem urządzenia, naładuj je w pełni. Podłącz wtyczkę USB do gniazdka zasilania i upewnij się, że jest podłączona do źródła zasilania. Uwaga: Urządzenie nie może być używane podczas ładowania.



03


#### Montaż i demontaż końcówki strumienia

Włóż końcówkę strumienia do otworu głowicy natryskowej, delikatnie wciskając lub przekręcając ją, aż usłyszysz kliknięcie, które oznacza prawidłowe zamocowanie



**Instrukcja napełniania wodą**  
1. Trzymając zbiornik na wodę, pociągnij korpus urządzenia w górę, aby je rozdzielić.  
2. Otwórz pokrywę zbiornika, podnosząc ją do góry.  
3. Napełnij zbiornik czystą wodą przez otwór wlotowy.

Aby zdjąć lub wymienić końcówkę, naciśnij przycisk zwalniający na uchwycie, a następnie wyciągnij końcówkę.



04

#### Instrukcja Użytkowania


- Naciśnij przycisk wielokrotnie, aby przełączać się pomiędzy trybami: Włączanie → Tryb standardowy → Tryb delikatny → Tryb masażu → Wyłączanie.
- Funkcja pamięci: Po włączeniu urządzenie uruchomi się w ostatnim używanym trybie przed automatycznym wyłączeniem.
- Wyświetlanie poziomu baterii: Podczas wyłączania lampki trybu krótko pokażą przybliżony poziom naładowania baterii, a następnie zgasną.
- Automatyczne wyłączanie: Każdy tryb wyłączy się automatycznie po 60 sekundach pracy.
- Przełączanie trybów: Naciśnij przycisk ponownie w ciągu 15 sekund, aby zmienić tryb. Jeśli przez ponad 15 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, urządzenie się wyłączy.
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii: Gdy lampka trybu masażu miga, bateria jest słaba i wymaga ładowania.
- Wskaźnik ładowania: Po pełnym naładowaniu trzy lampki świecą się ciągłym światłem.

**Ważne:**  
Urządzenia nie można używać podczas ładowania.


05

#### Zalecane techniki

Trzymaj urządzenie pod kątem skierowanym w dół i umieść końcówkę strumienia w ustach, kierując ją w stronę zębów przed włączeniem urządzenia.



Ustaw strumień wody pod kątem 90 stopni do dziąseł. Lekko zamknij usta, aby zapobiec rozpryskiwaniu się wody i uzyskać najlepszy efekt czyszczenia. Zaczynaj od delikatnego zaciskania tylnych zębów, następnie przesuwaj końcówkę strumienia, aby oczyścić przednie zęby (siekiery). Przesuwaj strumień wzdłuż dziąseł, zatrzymując się na chwilę między zębami, aż dokładnie oczyścisz linię dziąseł oraz przestrzenie międzyzębowe.




06

#### Przykład demontażu


##### Po użyciu

- Wyłącz urządzenie.
- Otwórz kłapkę zbiornika na wodę i przechyl zbiornik tak, aby otwór wlotu wody był skierowany w dół.
- Włóż zbiornik z powrotem do urządzenia.
- Włącz urządzenie, aby wypłukać pozostałą wodę ze środka.
- Pozostaw urządzenie włączone, aż przestanie wypływać woda.



##### Demontaż zbiornika na wodę do czyszczenia

- Aby oddzielić zbiornik na wodę od głównej części urządzenia, przytrzymaj jedną ręką zbiornik, a drugą obudowę urządzenia.
- Delikatnie naciśnij w górę i wyciągnij zbiornik.
- Wyjmowany zbiornik można teraz wyczyścić od środka.



07

#### Ostrzeżenia

- Trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt. To nie jest zabawka — urządzenie powinno być obsługiwane wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Nie używać podczas ładowania.
- Nie demontować ani nie próbować modyfikować urządzenia.
- Unikać bezpośredniego kontaktu z oczami i uszami podczas użytkowania.
- Używać wyłącznie czystej wody. Nie stosować płynów do płukania jamy ustnej, soli ani innych dodatków, chyba że jest to wyraźnie zalecane.
- W przypadku nieprawidłowego działania lub widocznego uszkodzenia, natychmiast przerwać użytkowanie.
- Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani ognia.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku pod wodą.
- Przed pierwszym użyciem w pełni naładować (około 4 godziny).
- W przypadku długiego przechowywania, naładować urządzenie wcześniej.
- Należy regularnie ładować urządzenie przy niskim poziomie baterii, aby zachować jej żywotność.
- Urządzenie zawiera wbudowany, niewymienny akumulator litowy.
- Po zakończeniu żywotności akumulatora, oddać urządzenie do odpowiedniego punktu recyklingu. Nie wyrzucać do zwykłego śmieci.
- Nie używać bardzo zimnej ani bardzo gorącej wody. Zalecana temperatura wody: 35–40°C.

08

#### Typowe problemy i rozwiązania

| Problem                                   | Możliwa przyczyna                                                                        | Rozwiązanie                                                                       |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Wyciekanie wody między końcówką a gwintem | Uszkodzony pierścień uszczelniający w gnieździe lub nieprawidłowo zainstalowana końcówka | Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu naprawy i prawidłowo zamontuj końcówkę.       |
| Wyciekanie wody ze zbiornika              | Wyciekanie wody ze zbiornika                                                             | Prawidłowo zamontuj pierścień uszczelniający.                                     |
| Urządzenie nie włącza się                 | Niskie napięcie baterii                                                                  | Naładuj urządzenie przed użyciem.                                                 |
| Brak wypływu wody z urządzenia            | Zatkany filtr                                                                            | Wyczyść filtr.                                                                    |
| Woda wycieka z boków zbiornika            | Wysokie ciśnienie powietrza powoduje wyciek (normalne zjawisko)                          | Jest to normalne zjawisko wynikające z ciśnienia powietrza. Nie wymaga działania. |

09

E-mail: sklep@zenwire.eu

Producent: Zenwire Sp. Z o.o. Kołobrzeka 4, Poznań 60-418, Produkcja w PRC.



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie środowiska, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

#### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

#### Pozbywanie się odpadów, w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



10