

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

VEVOR Derma Pen Model:M8

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Derma Pen

Model:M8



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Parts Name



How to operate

Wireless Model:

The instrument used with both built-in battery or AC power

Wired Model:

The instrument used with with AC power only

- 1.Plug in DC adaptor to the jack
- 2.Plug in DC adaptor to AC outlet
- 3.To charge the battery:Plug the adapter into an outlet and connect it to the power interface



Charging Status


- The power indicator stays red while charging
- The power indicator turns green after charging completed



How to operate

Preparation

- 1.Take out needle cartridge from the sterilized packaging
 - 2.Fitting slot of cartridge into the pen correctly, push needle cartridge horizontally up to the end.
 - 3.Lock the needle cartridge by turning it to the counterclockwise
 - 4.Turn the needle cartridge clockwise and then pull out horizontally if you want to remove it. [Fig1]
 - 5.Start the device
- Press the power button for 2-3 seconds to start or shut down the device.



[Fig1]

Before assembling or disassembling the needle cartridge, make sure the U-shaped point of the needle cartridge is aligned with the point of the handpiece

Attention

In order to protect the pen well,do not invert the instrument to prevent the liquid backflow

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



How to operate

Adjustment of needle length

Adjust the depth of needle by turning the scale adjustment ring. The depth of needle should be adjusted after start the pen.

Turn it clockwise,needle depth will be shorter
Turn it counterclockwise,needle depth will be longer



Speed Display



6 Speeds Adjustment

The pen starts from low to high speed

The speed changes once each time you press the button

Correct Disposal:

This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to acollection point for recycling electrical and electronic devices.



FCC Information:

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:


- 1) This product may cause harmful interference.
 - 2)This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.
- Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.



Needle cartridge introduction



Attention

Different models of the product vary in needle cartridge configuration. Please refer to the actual product for details.

The needle cartridge is disposable.

The needle cartridge is designed for M8 only.

Please sterilize the needle cartridge with 75% alcohol for a few minutes before use.

Please dispose the used needle cartridge to the trash container.



Reference chart

REGION	NEEDLE DEPTH (mm)
Forehead	0.25 - 0.5
Between the Eyebrows	0.25 - 0.5
Nose	0.25
Around the orbital rim	0.25
Cheek and Chin	0.5 - 1.0
Surgical and Scar Maximum	2.5



Specification

Product name : VEVOR Derma Pen

Model name : M8

Power adapter input: AC100-240V 50/60Hz

Power adapter Output: DC5V 1A

Battery Capacity: 380mAh (lithium-ion battery)

Packing List

Item	Quantity
Hand Piece	1 pc
Adapter	1 pc
Manual	1 pc
Power Cable	1 pc



Precaution

	Please be sure to read instructions before use and follow as described.
	Do not apply it to the man as follow: 1.Who has acute disease or bloody disease over 38℃ 2.Who has allergy and hemophilia 3.Who has melanosis of the face 4.Who has high internal heat 5.Who regularly visits hospital 6.Who takes medicines 7.Who is under 12 years old
	Do not use it on the power other than AC 220V. It may cause fires or malfunction
	Do not use it near the place with high temperature, dust or humidity (Near the humidifier).It may cause malfunction.
	Do not repair, disassemble or alter the controller and the body. It may cause malfunction.
	Do not touch the device or detach the power cords with wet hands. It may cause electric shock.
	Do not use the stripped cord or propped cord. It may cause fires(Be sure to replace it with another).
	Do not use the propped cord which has crack or scares. It may cause scares on the skin.
	When you don't use it for a long time, unplug it from the outlet.
	Be sure to have an inspection for test. If any troubles are found, get it repaired.
	No one other than the operator can touch it. It may cause accidents or malfunction.

	Alternating current		Serial No
	Direct current		EU Representative
	Class I equipment		CE mark
	Attention, consult accompanying documents		Manufacturer
	Date of manufacture		Floating applied part



Warranty

The warranty period of device is 12 months.
We offer repair to our products from the day they are purchased. If any of our products has damages or natural trouble. We offer repair or replacements

General maintenance

Make sure to inspect the device and adapter before use

Keep it with its power off.Wipe its surface out with a dry cloth

Keep it away from direct sunlight or high temperature and humidity

Do not leave the measurement, repair or alter of the device to non-professional staff

When you use the device which has not been used for a long time, make sure to check if it works properly with safety

Lorsque vous utilisez l'appareil qui n'a pas été utilisé depuis longtemps, assurez-vous de vérifier s'il fonctionne correctement en toute sécurité.

VEVOR®

ROBUSTE WERKZEUGE ZUM HALBEN PREIS
Technischer Support eod E-Service-Zertifikat www.yy.com/soppor

VEVOR Derma Pen
Modell: M8

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.
"Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere von uns verwendete
Ausdrücke stellen nur eine Schätzung der Ersparnisse dar, die Sie beim Kauf bestimmter
Werkzeuge mit uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und nicht r<eessarily
Wir decken alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab . Sie sind freundlicherweise
sorgfältig zu prüfen, wenn Sie eine Bestellung bei uns aufgeben, ob Sie tatsächlich
Sie sparen die Hälfte im Vergleich zu den großen Topmarken.

VEVOR0 Derma-Stift

ROBUSTE WERKZEUGE ZUM HALBEN PREIS

Modell: M8




Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technische Unterstützung?
Kontaktieren Sie uns gerne.

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/ support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig
durch, bevor Sie es in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unseres
Benutzerhandbuchs vor. Das Erscheinungsbild des Produkts hängt vom Produkt ab, das Sie
erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es
Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

yy Q Teilebezeichnung



yy Q Wie man es bedient

Kabelloses Modell

Das Gerät kann sowohl mit eingebautem Akku als auch

Wechselstromversorgung

Kabelgebundenes Modell*


Das Gerät wird nur mit Wechselstrom betrieben.

1.Stecken Sie den DC-Adapter in die Buchse 2.Stecken Sie den

DC-Adapter in die Steckdose 3.So laden Sie den Akku auf Stecken

Sie den Adapter in eine

Steckdose und verbinden Sie es mit der Stromschnittstelle



.. Q Wie man bedient

Vorbereitung 1.

Nehmen Sie die Nadelpatrone aus der sterilisierten Verpackung. 2. Passen Sie den Schlitz der Patrone

richtig in den Stift ein und drücken Sie

Nadelkartusche waagrecht bis zum Anschlag


3.Verriegeln Sie die Nadelkartusche durch Drehen in die
gegen den Uhrzeigersinn

4.Drehen Sie die Nadelkartusche im Uhrzeigersinn und ziehen Sie sie dann horizontal heraus,

wenn Sie sie entfernen möchten (Abb. 1).

5.Starten Sie das Gerät

Drücken Sie die Einschalttaste 2-3 Sekunden lang, um das Gerät zu starten oder
herunterzufahren.



[Abb. 1)

Vor dem Ein- oder Ausbau der Nadelkartusche ist darauf zu achten, dass
die U-förmige
! Die Spitze der Nadelkartusche ist mit der Spitze des Handstücks ausgerichtet

Aufmerksamkeit

Um den Stift gut zu schützen, drehen Sie das Instrument nicht um, um den
Flüssigkeitsrückfluss zu verhindern

VEVOR®

ROBUSTE WERKZEUGE ZUM HALBEN PREIS

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

.. Q Wie man bedient

Einstellung der Nadellänge

Passen Sie die Nadeltiefe durch Drehen des Skaleneinstellings an. Die Nadeltiefe sollte nach dem
Einschalten des Stifts angepasst werden.

Drehen Sie es im Uhrzeigersinn, die Nadeltiefe wird kürzer

Drehen Sie es gegen den Uhrzeigersinn, die Nadeltiefe wird länger



6 Geschwindigkeitseinstellungen

Der Stift startet von niedriger bis hoher Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit ändert sich einmal bei jedem Drücken der Taste

Richtige Entsorgung

Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie
2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist
darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer
getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit
diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete
Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern
müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten abgegeben werden.

FCCI-Informationen:

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die
Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der
Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden
beiden Bedingungen: 1) Dieses Produkt kann schädliche
Störungen verursachen. 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen
Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen
können. WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht
ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können
zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen.

Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der
Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen
Schutz gegen schädliche Störungen bei einer Installation in Wohngebieten bieten. Dieses
Produkt erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen. Wenn es
nicht gemäß den

Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu schädlichen Störungen des Funkverkehrs
kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine
Störungen auftreten. Wenn dieses Produkt schädliche Störungen des Radio- oder
Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Produkts
festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder
mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben.


* Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen. Abstand zwischen

* Produkt und Empfänger vergrößern.

* Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises
an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.

* Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen „Radio- oder Fernsehtechniker“, um Hilfe
zu erhalten

Q Nadelkartusche Einführung



Aufmerksamkeit

Die Nadelkartuschenkonfiguration ist bei verschiedenen Produktmodellen unterschiedlich.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem tatsächlichen Produkt. Die Nadelkartusche ist ein

Einwegartikel. Die Nadelkartusche ist nur für MB

vorgesehen.

Bitte sterilisieren Sie die Nadelkartusche vor der Verwendung einige Minuten lang mit 75 % Alkohol.

Bitte entsorgen Sie die gebrauchte Nadelkartusche im Müllcontainer.

.. Q Referenztabelle

REGION	NADELTIEFE (mm)
Stirn	0,25-0,5
Zwischen den Augenbrauen	0,25-0,5
Nase	0,25
Rund um den Orbitalrand	0,25
Wange und Kinn	0,5-1,0
Surgical und Scar Maximales	2,5

yy Q Spezifikation

Produktname: VEVOR Derma Pen

Modellname: M8

Netzeingang: AC100-240V 50/60Hz

Netzeausgang: DC5V 1A

Akkukapazität: 380 mAh (Lithium-Ionen-Akku)

Packliste

Artikel	Menge
Handstück	1 Stck.
Adapter	1 Stck.
Handbuch	1 Stck.
Stromkabel	1 Stck.

Q Vorsichtsmaßnahme

y Bitte lesen Sie die Anweisungen vor der Inbetriebnahme wie folgt durch:	
A	1.2.3.Sound m
si	N N oHL_wendwaAC220V
oyy	N N ON
	Don Ot Dm Controller und Gehäuse beschädigen oder verändern.
	ES m MA
	H Ecet Metre und mittlere Epson-Mund-Info aufbewahren
y	
	Tun N ApD
	1.2.3. Wenn Sie es An 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.122.123.124.125.126.127.128.129.130.131.132.133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.148.149.150.151.152.153.154.155.156.157.158.159.160.161.162.163.164.165.166.167.168.169.170.171.172.173.174.175.176.177.178.179.180.181.182.183.184.185.186.187.188.189.190.191.192.193.194.195.196.197.198.199.200.201.202.203.204.205.206.207.208.209.210.211.212.213.214.215.216.217.218.219.220.221.222.223.224.225.226.227.228.229.230.231.232.233.234.235.236.237.238.239.240.241.242.243.244.245.246.247.248.249.250.251.252.253.254.255.256.257.258.259.260.261.262.263.264.265.266.267.268.269.270.271.272.273.274.275.276.277.278.279.280.281.282.283.284.285.286.287.288.289.290.291.292.293.294.295.296.297.298.299.300.301.302.303.304.305.306.307.308.309.310.311.312.313.314.315.316.317.318.319.320.321.322.323.324.325.326.327.328.329.330.331.332.333.334.335.336.337.338.339.340.341.342.343.344.345.346.347.348.349.350.351.352.353.354.355.356.357.358.359.360.361.362.363.364.365.366.367.368.369.370.371.372.373.374.375.376.377.378.379.380.381.382.383.384.385.386.387.388.389.390.391.392.393.394.395.396.397.398.399.400.401.402.403.404.405.406.407.408.409.410.411.412.413.414.415.416.417.418.419.420.421.422.423.424.425.426.427.428.429.430.431.432.433.434.435.436.437.438.439.440.441.442.443.444.445.446.447.448.449.450.451.452.453.454.455.456.457.458.459.460.461.462.463.464.465.466.467.468.469.470.471.472.473.474.475.476.477.478.479.480.481.482.483.484.485.486.487.488.489.490.491.492.493.494.495.496.497.498.499.500.501.502.503.504.505.506.507.508.509.510.511.512.513.514.515.516.517.518.519.520.521.522.523.524.525.526.527.528.529.530.531.532.533.534.535.536.537.538.539.540.541.542.543.544.545.546.547.548.549.550.551.552.553.554.555.556.557.558.559.560.561.562.563.564.565.566.567.568.569.570.571.572.573.574.575.576.577.578.579.580.581.582.583.584.585.586.587.588.589.590.591.592.593.594.595.596.597.598.599.600.601.602.603.604.605.606.607.608.609.610.611.612.613.614.615.616.617.618.619.620.621.622.623.624.625.626.627.628.629.630.631.632.633.634.635.636.637.638.639.640.641.642.643.644.645.646.647.648.649.650.651.652.653.654.655.656.657.658.659.660.661.662.663.664.665.666.667.668.669.670.671.672.673.674.675.676.677.678.679.680.681.682.683.684.685.686.687.688.689.690.691.692.693.694.695.696.697.698.699.700.701.702.703.704.705.706.707.708.709.710.711.712.713.714.715.716.717.718.719.720.721.722.723.724.725.726.727.728.729.730.731.732.733.734.735.736.737.738.739.740.741.742.743.744.745.746.747.748.749.750.751.752.753.754.755.756.757.758.759.760.761.762.763.764.765.766.767.768.769.770.771.772.773.774.775.776.777.778.779.780.781.782.783.784.785.786.787.788.789.790.791.792.793.794.795.796.797.798.799.800.801.802.803.804.805.806.807.808.809.810.811.812.813.814.815.816.817.818.819.820.821.822.823.824.825.826.827.828.829.830.831.832.833.834.835.836.837.838.839.840.841.842.843.844.845.846.847.848.849.850.851.852.853.854.855.856.857.858.859.860.861.862.863.864.865.866.867.868.869.870.871.872.873.874.875.876.877.878.879.880.881.882.883.884.885.886.887.888.889.890.891.892.893.894.895.896.897.898.899.900.901.902.903.904.905.906.907.908.909.910.911.912.913.914.915.916.917.918.919.920.921.922.923.924.925.926.927.928.929.930.931.932.933.934.935.936.937.938.939.940.941.942.943.944.945.946.947.948.949.950.951.952.953.954.955.956.957.958.959.960.961.962.963.964.965.966.967.968.969.970.971.972.973.974.975.976.977.978.979.980.981.982.983.984.985.986.987.988.989.990.991.992.993.994.995.996.997.998.999.1000.1001.1002.1003.1004.1005.1006.1007.1008.1009.1010.1011.1012.1013.1014.1015.1016.1017.1018.1019.1020.1021.1022.1023.1024.1025.1026.1027.1028.1029.1030.1031.1032.1033.1034.1035.1036.1037.1038.1039.1040.1041.1042.1043.1044.1045.1046.1047.1048.1049.1050.1051.1052.1053.1054.1055.1056.1057.1058.1059.1060.1061.1062.1063.1064.1065.1066.1067.1068.1069.1070.1071.1072.1073.1074.1075.1076.1077.1078.1079.1080.1081.1082.1083.1084.1085.1086.1087.1088.1089.1090.1091.1092.1093.1094.1095.1096.1097.1098.1099.1100.1101.1102.1103.1104.1105.1106.1107.1108.1109.1110.1111.1112.1113.1114.1115.1116.1117.1118.1119.1120.1121.1122.1123.1124.1125.1126.1127.1128.1129.1130.1131.1132.1133.1134.1135.1136.1137.1138.1139.1140.1141.1142.1143.1144.1145.1146.1147.1148.1149.1150.1151.1152.1153.1154.1155.1156.1157.1158.1159.1160.1161.1162.1163.1164.1165.1166.1167.1168.1169.1170.1171.1172.1173.1174.1175.1176.1177.1178.1179.1180.1181.1182.1183.1184.1185.1186.1187.1188.1189.1190.1191.1192.1193.1194.1195.1196.1197.1198.1199.1200.1201.1202.1203.1204.1205.1206.1207.1208.1209.1210.1211.1212.1213.1214.1215.1216.1217.1218.1219.1220.1221.1222.1223.1224.1225.1226.1227.1228.1229.1230.1231.1232.1233.1234.1235.1236.1237.1238.1239.1240.1241.1242.1243.1244.1245.1246.1247.1248.1249.1250.1251.1252.1253.1254.1255.1256.1257.1258.1259.1260.1261.1262.1263.1264.1265.1266.1267.1268.1269.1270.1271.1272.1273.1274.1275.1276.1277.1278.1279.1280.1281.1282.1283.1284.1285.1286.1287.1288.1289.1290.1291.1292.1293.1294.1295.1296.1297.1298.1299.1300.1301.1302.1303.1304.1305.1306.1307.1308.1309.1310.1311.1312.1313.1314.1315.1316.1317.1318.1319.1320.1321.1322.1323.1324.1325.1326.1327.1328.1329.1330.1331.1332.1333.1334.1335.1336.1337.1338.1339.1340.1341.1342.1343.1344.1345.1346.1347.1348.1349.1350.1351.1352.1353.1354.1355.1356.1357.1358.1359.1360.1361.1362.1363.1364.1365.1366.1367.1368.1369.1370.1371.1372.1373.1374.1375.1376.1377.1378.1379.1380.1381.1382.1383.1384.1385.1386.1387.1388.1389.1390.1391.1392.1393.1394.1395.1396.1397.1398.1399.1400.1401.1402.1403.1404.1405.1406.1407.1408.1409.1410.1411.1412.1413.1414.1415.1416.1417.1418.1419.1420.1421.1422.1423.1424.1425.1426.1427.1428.1429.1430.1431.1432.1433.1434.1435.1436.1437.1438.1439.1440.1441.1442.1443.1444.1445.1446.1447.1448.1449.1450.1451.1452.1453.1454.1455.1456.1457.1458.1459.1460.1461.1462.1463.1464.1465.1466.1467.1468.1469.1470.1471.1472.1473.1474.1475.1476.1477.1478.1479.1480.1481.1482.1483.1484.1485.1486.1487.1488.1489.1490.1491.1492.1493.1494.1495.1496.1497.1498.1499.1500.1501.1502.1503.1504.1505.1506.1507.1508.1509.1510.1511.1512.1513.1514.1515.1516.1517.1518.1519.1520.1521.1522.1523.1524.1525.1526.1527.1528.1529.1530.1531.1532.1533.1534.1535.1536.1537.1538.1539.1540.1541.1542.1543.1544.1545.1546.1547.1548.1549.1550.1551.1552.1553.1554.1555.1556.1557.1558.1559.1560.1561.1562.1563.1564.1565.1566.1567.1568.1569.1570.1571.1572.1573.1574.1575.1576.1577.1578.1579.1580.1581.1582.1583.1584.1585.1586.1587.1588.1589.1590.1591.1592.1593.1594.1595.1596.1597.1598.1599.1600.1601.1602.1603.1604.1605.1606.1607.1608.1609.1610.1611.1612.1613.1614.1615.1616.1617.1618.1619.1620.1621.1622.1623.1624.1625.1626.1627.1628.1629.1630.1631.1632.1633.1634.1635.1636.1637.1638.1639.1640.1641.1642.1643.1644.1645.1646.1647.1648.1649.1650.1651.1652.1653.1654.1655.1656.1657.1658.1659.1660.1661.1662.1663.1664.1665

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdone que no le informaremos nuevamente si hay alguna actualización de tecnología o software en nuestro producto.

Diagrama de un dispositivo de punción de la marca ALFA. El dispositivo es negro y ergonómico, con una pantalla digital que muestra 'ALFA' y '100'. Se muestran los componentes:

- Boca interior
- Pantalla de visualización de velocidad
- Botón de encendido/velocidad
- Boca exterior, ajuste Rma
- Cartuchos de agujas

El indicador de encendido permanece rojo mientras se carga.

El indicador de encendido se vuelve verde después de completar la carga.

Para proteger bien la pluma, no invierta el instrumento para evitar el reflujo del líquido.

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com
support

La velocidad cambia una vez cada vez que presiona el botón

· Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de adiofTV para obtener ayuda.

Deseche el cartucho de aguja usado en el contenedor de basura.

REGIÓN	PROFUNDIDAD DE LA AGUJA (mm)
Frente	0,25-0,5
Entre las cejas	0,25-0,5
Nariz	0,25
Alrededor del borde orbital	0,25
Mejilla y barbilla	0,5-1,0
Surgente y sca Máximo r	2,5

Artículo	Cantidad
pieza de mano	1 PC
Adaptador	1 PC
Manual	1 PC
Cable de energía	1 PC

[illegible]

~ mmt	TimesSeries No.
Directo Deng	
Volver a 0...kpmnt	<E CEmprint
A1larJlgn.C01IPero es tan feroz r1)IngdoosJmYinju .. Manufacturan	
Llamado Deleofmanufa "] nforce" g app1:ed pert	

Quando utilice el dispositivo que no se ha utilizado durante mucho tiempo, asegúrese de comprobar si funciona correctamente con seguridad.

VEVOR®

WYTRZYMAŁE NARZĘDZIA, ZA PÓŁ CENY Pomoc techniczna
eod E-We, certyfikat ranty [www.vevor.com/support](#)

Dermapen VEVOR
Model: M8

Nadal staramy się dostarczać Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź połowę”, „Half Price” lub jakiegokolwiek inne używane przez nas wyrażenie oznacza jedynie szacowaną kwotę oszczędności, z której możesz skorzystać – kupując określone narzędzi u nas w porównaniu z głównymi, najlepszymi markami i nie **essarily** oznaczają objęcie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzędzi. Jesteś wyjątkowo myślący aby dokładnie sprawdzić, kiedy składasz u nas zamówienie, czy jesteś sprzymierzeńcem oszczędność połowy w porównaniu z czolowymi markami.

Dermapen VEVOR®

WYTRZYMAŁE NARZĘDZIA, ZA PÓŁ CENY

Model: M8




POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Śmiało możesz się z nami skontaktować

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji [www.vevor.com/support](#)

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Wybacz nam, że nie będziemy Cię więcej informować, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

Nazwa części



Jak działać

Model bezprzewodowy

Przyrząd używany zarówno z wbudowaną baterią, jak i

Zasilanie sieciowe

Model przewodowy

Instrument używany wyłącznie z zasilaniem sieciowym

1. Podłącz zasilacz prądu stałego do gniazda 2. Podłącz zasilacz prądu stałego do gniazdzka sieciowego 3. Aby naładować akumulator: Podłącz zasilacz do gniazdzka elektrycznego i podłącz go do interfejsu zasilania



Jak obsługiwać

Przygotowanie 1.

Wyjąć wkład z igłą ze sterylnego opakowania 2. Prawdliowo włożyć wkład do wstrzykiwacza,

wcisnąć


wkład igłowy poziomo aż do końca

3.Zablokuj wkład igłowy, obracając go do przeciwie do ruchu wskazówek zegara

4. Obróć wkład z igłą w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a następnie wyciągnij poziomo, jeśli chcesz go wyjąć (ryc. 1)

5. Uruchom urządzenie

Naciśnij przycisk zasilania na 2-3 sekundy, aby uruchomić lub wyłączyć urządzenie.



[ryc. 1)

Przed montażem lub demontażem wkładu igłowego upewnij się, że ma on kształt litery U

! \ punkt dotknięcia igły pokrywa się z końcem rękiości

Uwaga

Aby dobrze chronić wstrzykiwacz, nie odwracaj instrumentu, aby zapobiec cofaniu się cieczy

VEVOR®

WYTRZYMAŁE NARZĘDZIA, ZA PÓŁ CENY


Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji [www.vevor.com/support](#)

Jak obsługiwać

Regulacja długości igły

Wyreguluj głębokość igły, obracając pierścień regulacji skali. Głębokość igły należy wyregulować po uruchomieniu wstrzykiwacza

Obróć go w prawo, głębokość igły będzie krótsza
Obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, głębokość igły będzie dłuższa



Wyświetlanie prędkości



Regulacja 6 prędkości

Piśro uruchamia się od niskiej do wysokiej prędkości

Każde naciśnięcie przycisku powoduje jednorazową zmianę prędkości

Prawidłowa użycia

Ten produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki śmieci na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych jako takie nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je przekazać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Informacje FCCI :

PRZESTROGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu. To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia 2) Ten produkt musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego produktu nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę. Odpowiedzialność zgodności może unieważnić pozwolenie na użytkowanie produktu.

Uwaga: ten produkt został przetestowany i stwierdzono, że spełnia ograniczenia dla urządzenia cyfrowego klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowany i nie będzie używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednakże nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie produktu, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków.


* Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej. Zwiększ

* odległość pomiędzy produktem a odbiornikiem.

* Podłącz produkt do gniazdzka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem audioTV w celu uzyskania pomocy

Wprowadzenie do wkładu igłowego



Uwaga

Różne modele produktu różnią się konfiguracją wkładów igłowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z rzeczywistym produktem. Wkład z igłą jest jednorazowy. Wkład z igłą jest przeznaczony wyłącznie dla MB.

Przed użyciem należy wysterylizować wkład igłowy 75% alkoholem przez kilka minut.

Użyty wkład z igłą należy wyrzucić do pojemnika na śmieci.

Wykres referencyjny

REGION	GLĘBOKOŚĆ IGŁY (mm)
Czoło	0,25-0,5
Miedzy brwiami	0,25-0,5
Nos	0,25
Wokół krawędzi orbity	0,25
Policzek i podbródek	0,5-1,0
S i pilne Ska	2,5

Specyfikacja

Nazwa produktu: VEVOR Derma Pen

Nazwa modelu: M8

Wejście zasilacza: AC100-240V 50/60Hz

Wyjście zasilacza: DC5V 1A

Pojemność baterii: 380mAh (bateria litowo-jonowa)

Lista rzeczy do spakowania

Przedmiot	Ilość
Kawałek dłoni	1 szt
Adapter	1 szt
podręcznik	1 szt
Przewód zasilający	1 szt

Środki ostrożności

Pamiętaj, aby przeczytać instrukcję, zanim zaczniesz śledzić adres! I	
A	... Lan... wydzielać t
S	N N ONt_WindowsAC22DV
O	... MZ ... 12:00Węł m
	... bte lub zmień kontroler i obudowę.
	... M... MA... N...
	... M ... ecut male i średnie usta w swiwheth ands
	... S
ethoñ	Do N Na Li gawnhSACKo
	uniform pro est p 0 0 Jeśli nie będziesz go używać przez długi czas, odłącz wtyczkę li od hr eu tytuł.
	... Du H ... II to kontrola pod kątem testu. Jeśli y do biefoun d
	. B bang etakie ja t ... D-
NIE	N ... N to
(10h a...)	L Or ae lu ...Oty chi. T

~ mmt	Timesr seryjny
... Deng	Sakumi Ety Factory nap, następ użytku głośny rna
Powrót do 0...kpmnt	<E Wydruk
A1larjgm,C01Ale to jest tak zaciekie, r1JngdooJmYinje ... Manufactu Rain	
Nazwij się Deleofmanfa "] nforce" g app1,ed per	

Gwarancja Q

Okres gwarancji na urządzenie wynosi 12 miesięcy. Naprawy naszych produktów oferujemy już od dnia ich zakupu. Jeśli którykolwiek z naszych produktów ma uszkodzenia lub naturalne problemy. Oferujemy naprawę lub wymianę

Ogólne utrzymanie

Przed użyciem należy sprawdzić urządzenie i adapter

Trzymaj ii z wyłączonym zasilaniem. Wytrzyj jego powierzchnię suchą szmatką

Trzymaj go z dala od bezpośredniego światła słonecznego, wysokiej temperatury i wilgotności

Nie pozostawiaj pomiaru, naprawy lub modyfikacji urządzenia personelowi nieprofesjonalnemu

W przypadku korzystania z urządzenia, które nie było używane przez dłuższy czas, należy sprawdzić, czy działa ono prawidłowo i bezpiecznie

När du använder enheten som inte har använts på länge, se till att kontrollera om den fungerar korrekt med säkerhet