

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Bathroom Wheelchairs

MODEL: HFK-3331

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Bathroom Wheelchairs

MODEL: HFK-3331




NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:


Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Note:When you open the packing box, please take care to protect all the spare parts in the box. If assembled on the ground, put the paper or carpet on the ground first to prevent scratching. Please pay attention to distinguish the spare parts, and then put them well.

Part List			
No.	Picture	Name	QTY.
A		Main Frame	1
B		Protective Handle	2
C		PU Head Pad Adjustable Set	1
D		PU Head Pad Set	1
E		Caster	4
F		Seat Pad Set	1
G		Seat Lid	1

H		Bucket Lip	1
I		Bucket	1
J		Left Footrest	1
K		Right Footrest	1
L		Winder (Installed on Main Frame)	1
M		C-shaped Buckle (Installed on Main Frame)	4
N		M8 Screw	4
O		M6 Screw (Installed on Footrest)	2
P		Shim-Screw (Installed on Footrest)	2

Q		Screw (Installed on Footrest)	2
R		Blet	1

Assembly Description



Figure 1

Step 1: As shown in Figure 1, insert the backrest assembly in the tube hole of the seat frame, and force them down to the end. Then lock the backrest with the plum knob.



Figure 2

Step 2: The four casters are aligned to the corresponding holes in the tube of the sub-frame and locked with a C-locking button as shown in Figure 2 .



Figure 3

Step 3: Lock the left and right detachable footrests against the front tube hole of the seat frame, as shown in Figure 3.



Figure 4

Step 4: Insert the two protective guard handles into the armrest tubes, allowing the pinball to be aligned with the hole position, as shown in Figure 4.



Figure 5

Step 5: Insert the PU pillow adjustment component into the oval tube of the backrest and locked with the triangle knob, as shown in figure 5.



Figure 6

Step 6: Insert the PU pillow into the oval tube of the PU pillow adjustment component and locked with the triangle knob as shown in figure 6.

Post-installation inspection:


- 1) Please refer to the manual diagram to check whether the installation is correct.
- 2) Verify that all accessories are fully assembled.
- 3) Check whether there is any looseness. If so, be sure to re-tighten it.
- 4) Check whether the appearance of all parts is skewed and make adjustments.

Partial component description :

- 1) To adjust the PU pillow height and distance: loosen the triangle knob to adjust the distance and then lock it .



2) If you need to wash your hair, you must press the brakes on the casters to ensure that the chair is fixed and then press the control switch on your back. Adjust the seat angle according to your needs as shown below:



3) When the seat is reset, press the steel balls on the left and right sides of the armrest protection tube, and then press it back into place.

Product Maintenance:

1. Do not scratch or scratch the surface of the product to prevent material damage.
2. Daily cleaning and maintenance with the neutral synthetic detergent, wipe with wet cloth, then wipe with dry cloth.
3. Do not contact with strong acid or alkali to prevent corrosion.

Product Storage:

Packaged commode chairs should be stored at the temperature not exceeding -10°C~40°C and a relative humidity not exceeding 80%. No corrosive gases, the room is well ventilated and clean. During transportation, it should be protected from moisture, light, and heat sources.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Fauteuils roulants de salle de bain

MODÈLE : HFK-3331


Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Fauteuils roulants de salle de bain

MODÈLE : HFK-3331




BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous


contacter : Support technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.



Remarque : lorsque vous ouvrez le carton d'emballage, veuillez à protéger toutes les pièces de rechange contenues dans le carton. S'il est assemblé au sol, posez d'abord le papier ou le tapis sur le sol pour éviter les rayures. Veuillez faire attention à distinguer les pièces de rechange, puis bien les mettre.

Liste des pièces			
Non.	Image	Nom	QTÉ.
UN		Cadre principal	1
B		Poignée de protection	2
C		Ensemble réglable de coussinets de tête en PU	1
D		Ensemble de coussinets de tête en PU	1
ET		Roulette	4
F		Ensemble de coussins de siège	1
g		Couvercle de siège	1

H		Lèvre de godet	1
.		Seau	1
J.		Repose-pieds gauche	1
K		Repose-pieds droit	1
L		Remontoir (Installé sur le cadre principal)	1
M		Boucle en forme de C (Installé sur le cadre principal)	4
N		Vis M8	4
Ô		Vis M6 (Installé sur le repose-pieds)	2
P.		Vis de cale (Installé sur le repose-pieds)	2

Q		Vis (Installé sur le repose-pieds)	2
R.		Blet	1

Description de l'assemblage



Figure 1

Étape 1 : Comme le montre la figure 1, insérez l'ensemble du dossier dans le trou du tube du cadre du siège et forcez-le jusqu'au bout. Verrouillez ensuite le dossier avec le bouton prune.



Figure 2

Étape 2 : Les quatre roulettes sont alignées sur les trous correspondants dans le tube du sous-châssis et verrouillées avec un bouton de verrouillage en C, comme illustré à la Figure 2.



figure 3

Étape 3 : Verrouillez les repose-pieds amovibles gauche et droit contre le trou du tube avant du cadre du siège, comme illustré à la Figure 3.



Figure 4

Étape 4 : Insérez les deux poignées de protection dans les tubes de l'accoudoir, permettant au flipper d'être aligné avec la position du trou, comme indiqué sur la figure 4.



Figure 5

Étape 5 : Insérez le composant de réglage de l'oreiller en PU dans le tube ovale du dossier et verrouillé avec le bouton triangulaire, comme indiqué sur la figure 5.



Figure 6

Étape 6 : Insérez l'oreiller en PU dans le tube ovale du réglage de l'oreiller en PU composant et verrouillé avec le bouton triangulaire comme indiqué sur la figure 6.

Inspection après installation :


- 1) Veuillez vous référer au schéma manuel pour vérifier si l'installation est correct.
- 2) Vérifiez que tous les accessoires sont entièrement assemblés.
- 3) Vérifiez s'il y a du jeu. Si c'est le cas, assurez-vous de le resserrer.
- 4) Vérifiez si l'apparence de toutes les pièces est faussée et faites ajustements.

Description partielle du composant :

- 1) Pour régler la hauteur et la distance de l'oreiller en PU : desserrez le bouton triangulaire pour ajustez la distance puis verrouillez-la.



2) Si vous devez vous laver les cheveux, vous devez appuyer sur les freins des roulettes pour vous assurer que le fauteuil est bien fixé, puis appuyez sur l'interrupteur de commande de votre dos. Ajustez l'angle du siège en fonction de vos besoins comme indiqué ci-dessous :



3) Lorsque le siège est réinitialisé, appuyez sur les billes d'acier sur les côtés gauche et droit du tube de protection de l'accoudoir, puis appuyez dessus pour le remettre en place.

Entretien du produit :

1. Ne rayez pas ou ne rayez pas la surface du produit pour empêcher le matériau dommage.
2. Nettoyage et entretien quotidiens avec un détergent synthétique neutre, essuyez avec un chiffon humide, puis essuyez avec un chiffon sec.
3. Ne pas contacter avec un acide fort ou un alcali pour éviter la corrosion.

Stockage du produit :

Les chaises d'aisance emballées doivent être conservées à une température non dépassant -10°C~40°C et une humidité relative ne dépassant pas 80 %. Non gaz corrosifs, la pièce est bien ventilée et propre. Pendant transport, il doit être protégé de l'humidité, de la lumière et de la chaleur sources.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.


Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 RUE ROKEVAASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-zertifikat
www.vevor.com/support

Badezimmerrollstühle

MODELL: HFK-3331

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Badezimmerrollstühle

MODELL: HFK-3331




BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Bitte kontaktieren Sie uns:


Technischer Support und E-Garantie-zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.



Hinweis: Achten Sie beim Öffnen des Verpackungskartons darauf, alle darin enthaltenen Ersatzteile zu schützen. Wenn das Gerät auf dem Boden montiert wird, legen Sie zuerst das Papier oder den Teppich auf den Boden, um Kratzer zu vermeiden. Bitte achten Sie darauf, die Ersatzteile zu unterscheiden, und legen

Stückliste			
NEIN.	Bild	Name	MENGE.
A		Haupttrahmen	1
B		Schutzgriff	2
C		Verstellbares PU-Kopfpolster-Set	1
D		PU-Kopfpolsterset	1
UND		Zauberer	4
F		Sitzpolsterset	1
G		Sitzdeckel	1

H		Eimerlippe	1
		Eimer	1
J		Linke Fußstütze	1
K		Rechte Fußstütze	1
L		Wickler (Auf dem Hauptrahmen installiert)	1
M		C-förmige Schnalle (Auf dem Hauptrahmen installiert)	4
N		M8-Schraube	4
Ö		M6-Schraube (Montiert auf der Fußstütze)	2
P		Passschraube (Montiert auf der Fußstütze)	2

Q		Schrauben (Montiert auf der Fußstütze)	2
R		Blet	1

Montagebeschreibung



Abbildung 1

Schritt 1: Führen Sie die Rückenlehnenbaugruppe wie in Abbildung 1 gezeigt in das Rohrloch des Sitzrahmens ein und drücken Sie sie bis zum Ende nach unten. Anschließend die Rückenlehne mit dem Pflaumenknopf verriegeln.



Figur 2

Schritt 2: Die vier Rollen werden an den entsprechenden Löchern im Rohr des Unterrahmens ausgerichtet und mit einem C-Verriegelungsknopf arretiert, wie in Abbildung 2 gezeigt.



Figur 3

Schritt 3: Befestigen Sie die abnehmbaren Fußstützen links und rechts am vorderen Rohrloch des Sitzrahmens, wie in Abbildung 3 dargestellt.



Figur 4

Schritt 4: Setzen Sie die beiden Schutzgriffe in die Armlehnenrohre ein, sodass der Flipper an der Lochposition ausgerichtet werden kann, wie in Abbildung 4 gezeigt.



Abbildung 5

Schritt 5: Setzen Sie die PU-Kissenverstellkomponente in das ovale Rohr des ein Rückenlehne und verriegeln Sie sie mit dem Dreiecksknopf, wie in Abbildung 5 gezeigt.



Abbildung 6

Schritt 6: Setzen Sie das PU-Kissen in das ovale Rohr der PU-Kissenverstellung ein Komponente und verriegeln Sie sie mit dem Dreiecksknopf, wie in Abbildung 6 gezeigt.

Inspektion nach der Installation:


- 1) Bitte sehen Sie sich das Handbuchdiagramm an, um zu überprüfen, ob die Installation korrekt ist richtig.
- 2) Stellen Sie sicher, dass alle Zubehörteile vollständig montiert sind.
- 3) Überprüfen Sie, ob Lockerheit vorhanden ist. Wenn ja, ziehen Sie es unbedingt wieder fest.
- 4) Überprüfen Sie, ob das Erscheinungsbild aller Teile verzerrt ist und korrigieren Sie es Anpassungen.

Teilbeschreibung der Komponenten:

- 1) Um die Höhe und den Abstand des PU-Kissens anzupassen: Lösen Sie den Dreiecksknopf Stellen Sie den Abstand ein und verriegeln Sie ihn dann.



2) Wenn Sie Ihre Haare waschen müssen, müssen Sie die Bremsen an den Rollen betätigen. Stellen Sie sicher, dass der Stuhl fixiert ist, und drücken Sie dann den Steuerschalter an Ihrem zurück. Passen Sie den Sitzwinkel wie unten gezeigt an Ihre Bedürfnisse an:



3) Wenn der Sitz zurückgesetzt ist, drücken Sie auf die Stahlkugeln auf der linken und rechten Seite des Armlehnschutzrohrs und drücken Sie es dann wieder fest.

Produktwartung:

1. Die Oberfläche des Produkts nicht zerkratzen oder zerkratzen, um Materialschäden zu vermeiden Schaden.
2. Tägliche Reinigung und Pflege mit neutralem synthetischem Reinigungsmittel, mit einem feuchten Tuch abwischen und dann mit einem trockenen Tuch abwischen.
3. Nicht mit starken Säuren oder Laugen in Kontakt bringen, um Korrosion zu verhindern.

Produktlagerung :

Verpackte Toilettenstühle sollten bei der Temperatur nicht gelagert werden über -10°C~40°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 80 %. NEIN Korrosive Gase, der Raum ist gut belüftet und sauber. Während Beim Transport sollte es vor Feuchtigkeit, Licht und Hitze geschützt werden Quellen.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Büro 147,
Centurion House, London Road,

Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezerifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Sedie a rotelle da bagno

MODELLO: HFK-3331


Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Sedie a rotelle da bagno

MODELLO: HFK-3331




HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto


**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Nota: quando si apre la scatola di imballaggio, fare attenzione a proteggere tutti i pezzi di ricambio nella scatola. Se montato a terra, appoggiare prima la carta o il tappeto a terra per evitare di graffiarsi. Si prega di prestare attenzione a distinguere i pezzi di ricambio, quindi

Elenco delle parti			
NO.	Immagine	Nome	QUANTITÀ.
UN		Telaio principale	1
B		Maniglia protettiva	2
C		Set regolabile con imbottitura per la testa in PU	1
D		Set di cuscineti per la testa in PU	1
E		Caster	4
F		Set di cuscini per sedile	1
G		Coperchio del sedile	1

H		Labbro della benna	1
.		Secchio	1
J		Poggiapiedi sinistro	1
K		Poggiapiedi destro	1
I		Avvolgitore installato sul telaio principale	1
M		Fibbia a forma di C installato sul telaio principale	4
N		Vite M8	4
O		Vite M6 installato sul poggiapiedi	2
P		Vite di spessore installato sul poggiapiedi	2

Q		Vite İninstallato sul poggia piediİ	2
R		Blet	1

Descrizione dell'assemblaggio



Figura 1

Passaggio 1: come mostrato nella Figura 1, inserire il gruppo dello schienale nel foro del tubo del telaio del sedile e spingerli verso il basso fino all'estremità. Bloccare quindi lo schienale con il pomello color prugna.



figura 2

Passo 2: Le quattro rotelle sono allineate ai fori corrispondenti nel tubo del sottotelaio e bloccate con un pulsante di bloccaggio a C come mostrato nella Figura 2.



Figura 3

Passo 3: Bloccare i poggiatesta rimovibili sinistro e destro contro il foro del tubo anteriore del telaio del sedile, come mostrato nella Figura 3.



Figura 4

Passaggio 4: inserire le due maniglie della protezione nei tubi del bracciolo, consentendo al flipper di essere allineato con la posizione del foro, come mostrato nella Figura 4.



Figura 5

Passaggio 5: inserire il componente di regolazione del cuscino in PU nel tubo ovale del schienale e bloccato con la manopola triangolo, come mostrato in figura 5.



Figura 6

Passaggio 6: inserire il cuscino in PU nel tubo ovale della regolazione del cuscino in PU componente e bloccato con la manopola triangolare come mostrato in figura 6.

Ispezione post-installazione:


- 1) Fare riferimento allo schema manuale per verificare se l'installazione è corretta corretto.
- 2) Verificare che tutti gli accessori siano completamente assemblati.
- 3) Controllare se c'è qualche allentamento. Se è così, assicurati di stringerlo nuovamente.
- 4) Controllare se l'aspetto di tutte le parti è distorto e farlo aggiustamenti.

Descrizione parziale dei componenti:

- 1) Per regolare l'altezza e la distanza del cuscino in PU: allentare la manopola triangolare su regolare la distanza e quindi bloccarlo.



2) Se hai bisogno di lavarti i capelli, devi premere i freni sulle rotelle per assicurarsi che la sedia sia fissata, quindi premere l'interruttore di controllo sulla sedia Indietro. Regola l'angolazione del sedile in base alle tue esigenze come mostrato di seguito:



3) Una volta ripristinato il sedile, premere le sfere d'acciaio sui lati sinistro e destro il tubo di protezione del bracciolo, quindi reinserirlo in posizione.

Manutenzione del prodotto:

1. Non graffiare o graffiare la superficie del prodotto per evitare che si formi materiale danno.
2. Pulizia e manutenzione quotidiana con detergente sintetico neutro, pulire con un panno umido, quindi asciugare con un panno asciutto.
3. Non entrare in contatto con acidi o alcali forti per prevenire la corrosione.

Conservazione **del prodotto** :


Le sedie comode imballate devono essere conservate a una temperatura non elevata superiore a -10°C~40°C e un'umidità relativa non superiore all'80%. NO gas corrosivi, la stanza è ben ventilata e pulita. Durante durante il trasporto, deve essere protetto dall'umidità, dalla luce e dal calore fonti.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTAZIONE LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Sillas de ruedas de baño

MODELO: HFK-3331

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Sillas de ruedas de baño

MODELO: HFK-3331




¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:
Soporte


técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



Nota: Cuando abra la caja de embalaje, tenga cuidado de proteger todas las piezas de repuesto que contiene. Si lo monta en el suelo, coloque primero el papel o la alfombra en el suelo para evitar que se raye. Preste atención para distinguir las piezas de repuesto y luego colóquelas bien.

Lista de			
No.	Imagen	Nombre	CANT.
A		Marco principal	1
B		Mango protector	2
C		Juego ajustable de almohadillas para la cabeza de PU	1
D		Juego de almohadillas para la cabeza de PU	1
Y		Castor	4
F		Juego de almohadillas para asiento.	1
GRAND		Tapa del asiento	1

h		Labio del cubo	1
l		Balde	1
j		Reposapiés izquierdo	1
k		Reposapiés derecho	1
l		Devanadera (Instalado en el marco principal)	1
METRO		Hebilla en forma de C (Instalado en el marco principal)	4
norla		Tornillo M8	4
oh		Tornillo M6 (Instalado en el reposapiés)	2
PAG		Tornillo de cuña (Instalado en el reposapiés)	2

q		Tornillo (Instalado en el reposapiés)	2
R		blete	1

Descripción del ensamblaje



Figura 1

Paso 1: Como se muestra en la Figura 1, inserte el conjunto del respaldo en el orificio del tubo del marco del asiento y fuerce hacia abajo hasta el final. Luego bloquee el respaldo con la perilla circular.



Figura 2

Paso 2: Las cuatro ruedas se alinean con los orificios correspondientes en el tubo del bastidor auxiliar y se bloquean con un botón de bloqueo en C como se muestra en la Figura 2.



figura 3

Paso 3: Bloquee los reposapiés desmontables izquierdo y derecho contra el orificio del tubo delantero del marco del asiento, como se muestra en la Figura 3.



Figura 4

Paso 4: Inserte las dos manijas protectoras en los tubos del reposabrazos, permitiendo que el pinball quede alineado con la posición del orificio, como se muestra en la Figura 4.



Figura 5

Paso 5: Inserte el componente de ajuste de la almohada de PU en el tubo ovalado del respaldo y bloquee con la perilla triangular, como se muestra en la figura 5.



Figura 6

Paso 6: Inserte la almohada de PU en el tubo ovalado del ajuste de la almohada de PU componente y bloquee con la perilla triangular como se muestra en la figura 6.

Inspección posterior a la instalación:


- 1) Consulte el diagrama del manual para verificar si la instalación es correcta. correcto.
- 2) Verifique que todos los accesorios estén completamente ensamblados.
- 3) Compruebe si hay holgura. Si es así, asegúrese de volver a apretarlo.
- 4) Compruebe si la apariencia de todas las piezas está sesgada y haga ajustes.

Descripción parcial del componente:

- 1) Para ajustar la altura y distancia de la almohada de PU: afloje la perilla triangular para Ajuste la distancia y luego bloquéelo.



2) Si necesitas lavarte el cabello, debes presionar los frenos de las ruedas. para asegurarse de que la silla esté fija y luego presione el interruptor de control en su atrás. Ajuste el ángulo del asiento según sus necesidades como se muestra a continuación:



3) Cuando se reinicie el asiento, presione las bolas de acero en los lados izquierdo y derecho de el tubo de protección del reposabrazos y luego presiónelo nuevamente en su lugar.

Mantenimiento del producto:

1. No raye ni raye la superficie del producto para evitar que el material daño.
2. Limpieza y mantenimiento diarios con detergente sintético neutro, limpie con un paño húmedo y luego limpie con un paño seco.
3. No contactar con ácidos o álcalis fuertes para evitar la corrosión.

Almacenamiento del producto :

Las sillas con inodoro empaquetadas deben almacenarse a una temperatura no superior a -10°C~40°C y una humedad relativa no superior al 80%. No gases corrosivos, la habitación está bien ventilada y limpia. Durante transporte, debe protegerse de la humedad, la luz y el calor. fuentes.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA CALLE ASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia


Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADO.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

Łazienkowe wózki inwalidzkie


MODEL: HFK-3331

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Łazienkowe wózki inwalidzkie

MODEL: HFK-3331




POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:
Wsparcie


techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.



Uwaga: Po otwarciu pudła do pakowania należy zadbać o zabezpieczenie wszystkich części zamiennych znajdujących się w pudełku. Jeśli zestaw jest montowany na ziemi, najpierw połóż na nim papier lub dywan, aby zapobiec zarysowaniu. Proszę zwrócić uwagę na rozróżnienie części zamiennych, a następnie dobrze je umieścić.

Lista części			
NIE.	Zdjęcie	Nazwa	IŁOŚĆ.
A		Główna rama	1
B		Uchwyt ochronny	2
C		Zestaw regulowanych nakładek na głowę z PU	1
D		Zestaw podkładek pod głowę z PU	1
I		Odlewnik	4
F		Zestaw podkładek do siedzenia	1
G		Pokrywa siedziska	1

H		Warga Wiadra	1
I		Wiaderko	1
J		Lewy podnózek	1
K		Prawy podnózek	1
L		Nawijacz Zainstalowany na ramie głównej	1
M		Klamra w kształcie litery C Zainstalowany na ramie głównej	4
N		Śruba M8	4
O		Śruba M6 Zainstalowany na podnóżku	2
P		Śruba podkładkowa Zainstalowany na podnóżku	2

Q		Śruba Zainstalowany na podnóżku	2
R		Blet	1

Opis montażu



Rysunek 1

Krok 1: Jak pokazano na rysunku 1, włóż zespół oparcia do otworu rurowego w ramie siedziska i dociśnij go do końca. Następnie zablokuj oparcie za pomocą pokrętła śliwkowego.



Rysunek 2

Krok 2: Cztery kółka są dopasowane do odpowiednich otworów w rurze ramy pomocniczej i blokowane za pomocą przycisku blokującego C, jak pokazano na rysunku 2.



Rysunek 3

Krok 3: Zablokuj lewy i prawy zdejmowany podnóżek w przednim otworze rurowym ramy siedziska, jak pokazano na rysunku 3.



Rysunek 4

Krok 4: Włóż dwa uchwyty osłon ochronnych do rurek podłokietnika, umożliwiając ustawienie flippera w pozycji otworu, jak pokazano na rysunku 4.



Rysunek 5

Krok 5: Włóż element regulujący poduszkę PU do owalnej rurki oparcia i zablokować za pomocą trójkątnego pokrętła, jak pokazano na rysunku 5.



Rysunek 6

Krok 6: Włóż poduszkę PU do owalnej rurki regulacji poduszki PU komponentu i zablokować za pomocą trójkątnego pokrętła, jak pokazano na rysunku 6.

Kontrola pomontażowa:


- 1) Proszę zapoznać się ze schematem instrukcji, aby sprawdzić, czy instalacja jest prawidłowa.
- 2) Sprawdź, czy wszystkie akcesoria są w pełni zmontowane.
- 3) Sprawdź, czy nie ma luzów. Jeśli tak, pamiętaj o ponownym dokręceniu.
- 4) Sprawdź, czy wygląd wszystkich części jest przekrzywiony i poprawny korekty.

Częściowy opis komponentu:

- 1) Aby wyregulować wysokość i odległość poduszki PU: poluzuj trójkątne pokrętło wyreguluj odległość, a następnie zablokuj ją.



2) Jeśli chcesz umyć włosy, naciśnij hamulce kółek aby upewnić się, że krzesło jest zamocowane, a następnie naciśnij przełącznik sterowania na swoim z powrotem. Dostosuj kąt siedziska do swoich potrzeb, jak pokazano poniżej:



3) Po zresetowaniu siedziska naciśnij stalowe kulki po lewej i prawej stronie rurkę zabezpieczającą podłokietnik, a następnie wciśnij ją z powrotem na miejsce.

Konserwacja produktu:

1. Nie drap ani nie zarysuj powierzchni produktu, aby zapobiec uszkodzeniu materiału szkoda.
2. Codzienne czyszczenie i konserwacja za pomocą neutralnego syntetycznego detergentu, przetrzyj wilgotną szmatką, a następnie wytrzyj suchą szmatką.
3. Nie kontaktuj się z mocnym kwasem lub zasadą, aby zapobiec korozji.

Przechowywanie produktu :

Zapakowane krzesła komodowe należy przechowywać w temperaturze nie przekraczającej -10°C~40°C i wilgotności względnej nieprzekraczającej 80%. NIE gazów korozyjnych, pomieszczenie jest dobrze wentylowane i czyste. Podczas transporcie należy je chronić przed wilgocią, światłem i ciepłem źródła.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nowa Południowa Walia 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730



YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support



**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Badkamerrolstoelen

MODEL: HFK-3331

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze alle categorieën van aangeboden gereedschappen omvatten door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Badkamerrolstoelen

MODEL: HFK-3331




HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische


**ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.



Opmerking: Wanneer u de verpakking opent, zorg er dan voor dat u alle reserveonderdelen in de doos beschermt. Als het apparaat op de grond wordt gemonteerd, leg dan eerst het papier of tapijt op de grond om krassen te voorkomen. Let erop dat u de reserveonderdelen onderscheidt en plaats ze vervoer

Onderdelen lijst			
Nee.	Afbeelding	Naam	AANTAL.
A		Hoofdframe	1
B		Beschermend handvat	2
C		Verstelbare PU-hoofdkussenset	1
D		PU-hoofdkussenset	1
EN		Caster	4
F		Zitkussenset	1
G		Zitting deksel	1

H		Emmer lip	1
I		Emmer	1
J		Linker voetsteun	1
K		Rechter voetsteun	1
L		Winder (Geïnstalleerd op hoofdframe)	1
M		C-vormige gesp (Geïnstalleerd op hoofdframe)	4
N		M8 schroef	4
O		M6-schroef (Geïnstalleerd op voetsteun)	2
P		Shim-schroef (Geïnstalleerd op voetsteun)	2

Q		Schroef (Geïnstalleerd op voetsteun)	2
R		Blet	1

Montagebeschrijving



Figuur 1

Stap 1: Zoals weergegeven in Figuur 1, steekt u de rugleuning in het buisgat van het stoelframe en duwt u deze naar beneden tot het uiteinde. Vergrendel vervolgens de rugleuning met de pruimenknop.



Figuur 2

Stap 2: De vier zwenkwielen worden uitgelijnd met de overeenkomstige gaten in de buis van het subframe en vergrendeld met een C-vergrendelknop, zoals weergegeven in Figuur 2.



figuur 3

Stap 3: Vergrendel de linker en rechter afneembare voetsteunen tegen het voorste buisgat van het stoelframe, zoals weergegeven in Figuur 3.



Figuur 4

Stap 4: Steek de twee handgrepen van de beschermkap in de buizen van de armleuning, zodat de flipperkast op één lijn komt met de gatpositie, zoals weergegeven in afbeelding 4.



Figuur 5

Stap 5: Steek het PU-kussenverstelonderdeel in de ovale buis van de rugleuning en vergrendeld met de driehoekige knop, zoals weergegeven in figuur 5.



Figuur 6

Stap 6: Steek het PU-kussen in de ovale buis van de PU-kussenverstelling component en vergrendeld met de driehoekige knop, zoals weergegeven in afbeelding 6.

Inspectie na installatie:


- 1) Raadpleeg het handmatige diagram om te controleren of de installatie correct is juist.
- 2) Controleer of alle accessoires volledig gemonteerd zijn.
- 3) Controleer of er sprake is van losheid. Als dit het geval is, zorg er dan voor dat u deze opnieuw vastdraait.
- 4) Controleer of het uiterlijk van alle onderdelen scheef is en maak aanpassingen.

Gedeeltelijke componentbeschrijving:

- 1) Om de hoogte en afstand van het PU-kussen aan te passen: draai de driehoekige knop los, pas de afstand aan en vergrendel deze vervolgens.



2) Als u uw haar moet wassen, moet u op de rem op de zwenkwielen drukken om er zeker van te zijn dat de stoel vaststaat en druk vervolgens op de bedieningsschakelaar op uw rug. Pas de zithoek aan uw wensen aan, zoals hieronder weergegeven:



3) Wanneer de stoel is gereset, drukt u op de stalen kogels aan de linker- en rechterkant van de beschermbuis van de armleuning en druk deze vervolgens weer op zijn plaats.

Productonderhoud:

1. Kras of kras niet op het oppervlak van het product om materiaal te voorkomen schade.
2. Dagelijkse reiniging en onderhoud met een neutraal synthetisch reinigingsmiddel, afvegen met een natte doek en vervolgens afvegen met een droge doek.
3. Neem geen contact op met sterk zuur of alkali om corrosie te voorkomen.

Productopslag :

Verpakte toiletstoelen moeten worden bewaard bij de temperatuur 'niet' van meer dan -10°C~40°C en een relatieve vochtigheid van niet meer dan 80%. Nee corrosieve gassen, is de ruimte goed geventileerd en schoon. Tijdens tijdens transport moet het worden beschermd tegen vocht, licht en hitte bronnen.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd in de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Badrum rullstolar

MODELL: HFK-3331

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Badrum rullstolar


MODELL: HFK-3331



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!


Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**
garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Obs: När du öppnar förpackningen, var noga med att skydda alla reservdelar i kartongen. Om den monteras på marken, lägg papperet eller mattan på marken först för att förhindra repor. Var uppmärksam på att särskilja reservdelarna och lägg dem sedan väl.

Dellista			
Nej.	Bild	namn	ANTAL.
A		Huvudram	1
B		Skyddshandtag	2
C		PU Head Pad justerbar set	1
D		PU Head Pad Set	1
OOH		Hjul	4
F		Sittdynor set	1
G		Sittlock	1

H		Bucket Lip	1
		Hink	1
J		Vänster fotstöd	1
K		Höger fotstöd	1
L		Winder (Installerad på huvudramen)	1
M		C-format spänne (Installerad på huvudramen)	4
N		M8 Skruv	4
O		M6 Skruv (Installerad på fotstöd)	2
P		Shim-Screw (Installerad på fotstöd)	2

F		Skruva (Installerad på fotstöd)	2
R		Blet	1

Monteringsbeskrivning



Figur 1

Steg 1: Som visas i figur 1, sätt in ryggstödsenheten i rörhålet på sitsramen och tvinga ner dem till slutet. Lås sedan ryggstödet med plommonknoppen.



figur 2

Steg 2: De fyra hjulen riktas in mot motsvarande hål i underarmens rör och låses med en C-låsknapp som visas i figur 2 .



Figur 3

Steg 3: Lås de vänstra och högra löstagbara fotstöden mot det främre rörhålet på sitsramen, som visas i figur 3.



Figur 4

Steg 4: Sätt in de två skyddshandtagen i armstödsrören, så att flipperkulan kan vara i linje med hålpositionen, som visas i figur 4.



Bild 5

Steg 5: Sätt in PU-kuddejusteringskomponenten i det ovala röret på ryggstödet och låst med triangelknappen, som visas i figur 5.



Bild 6

Steg 6: Sätt in PU-kudden i det ovala röret på PU-kuddejusteringen komponent och låst med triangelknappen som visas i figur 6.

Inspektion efter installation:


- 1) Se det manuella diagrammet för att kontrollera om installationen är korrekt.
- 2) Kontrollera att alla tillbehör är helt monterade.
- 3) Kontrollera om det finns någon löshet. Om så är fallet, se till att dra åt den igen.
- 4) Kontrollera om utseendet på alla delar är skevt och gör justeringar.

Delvis komponentbeskrivning:

- 1) För att justera PU-kuddens höjd och avstånd: lossa triangelknappen till justera avståndet och lås det sedan.



2) Om du behöver tvätta håret måste du trycka på bromsarna på hjulen för att säkerställa att stolen sitter fast och tryck sedan på kontrollknappen på din tillbaka. Justera sitsvinkeln efter dina behov enligt nedan:



3) När sätet är återställt, tryck på stålulorna på vänster och höger sida av armstödsskyddsroret och tryck sedan tillbaka det på plats.

Produktunderhåll:

1. Repa eller repa inte produktens yta för att förhindra material skada.
2. Daglig rengöring och underhåll med det neutrala syntetiska rengöringsmedlet, torka av med en våt trasa och torka sedan av med en torr trasa.
3. Får inte kontakt med stark syra eller alkali för att förhindra korrosion.

Produktförvaring :

Förpackade toalettstolar bör förvaras vid den temperatur som inte över -10°C~40°C och en relativ luftfuktighet som inte överstiger 80%. Nej frätande gaser, rummet är välventilerat och rent. Under transport bör den skyddas från fukt, ljus och värme källor.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support