



depilaze

PL: Instrukcja do Depilatora laserowego IPL

PG: 2-9

CZ: Návod k použití IPL laserového epilátoru

PG: 10-17

SK: Návod na použitie IPL laserového epilátora

PG: 18-25

DE: Bedienungsanleitung für den IPL-Laser-Haarentferner

PG: 26-33

ANG: Instructions for the IPL laser hair remover

PG: 34-40

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed użyciem nie należy nakładać żadnego żelu ani produktów pielęgnacyjnych (żelu aloesowego itp.)! Należy pamiętać o montażu i użytkowaniu produktu zgodnie z przepisami zawartymi w instrukcji obsługi. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do wglądu. W przypadku jakichkolwiek pytań podczas użytkowania należy skontaktować się z obsługą klienta online w wymaganym języku.

NIEBEZPIECZNE

- Ostrzeżenie: Nie używaj tego produktu w pobliżu wanny, kabiny prysznicowej, umywalki
- lub innych przyborów kuchennych. Produkt i zasilacz należy przechowywać w suchym miejscu; jeśli produkt jest uszkodzony, nie należy dotykać żadnych wewnętrznych części, aby uniknąć porażenia prądem;
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do produktu, nie umieszczaj tego produktu w dowolny sposób;
- Nie stosować produktu w okolicach oczu. Okulary ochronne mogą rzeczywiście chronić zwykłą pracę użytkowników, ale jeśli pracujesz w pobliżu oczu, okulary ochronne mogą nie być w stanie całkowicie zablokować pochłaniania energii przez melaninę tęczówki z bliskiej odległości;
- Zalecamy noszenie okularów ochronnych przy każdym użyciu. Chociaż światło nie będzie miało bezpośredniego wpływu na oczy, szybka lampa błyskowa może mieć negatywny wpływ na wzrok;
- W przypadku depilacji pleców lub aplikacji lodu może być potrzebny asystent, co sugerujemy, ponieważ samodzielne korzystanie z urządzenia może być ryzykowne;
- Jeśli włosy są dłuższe niż 1 mm, należy je najpierw zgolić. Nadmierne owłosienie absorbuje ciepło na powierzchni skóry, co spowoduje zaczerwienienie i obrzęk skóry, a włosy będą się palić i wydzielać specyficzny zapach, co wpłynie na wrażenia z użytkowania produktu;
- Jeśli skóra napromieniowanego obszaru nie jest sucha lub czysta, wpłynie to na efekt użytkowania, a także może spowodować brak błysku lub przypadkowy błysk produktu
- Należy zwrócić uwagę, aby chronić dzieci poniżej 15 roku życia przed stycznością z produktem, a także żeby dzieci poniżej 15 roku życia nie zbliżały się do urządzenia w momencie jego pracy;
- W zależności od potrzeb, do różnych części ciała należy użyć różnych biegów intensywności światła, ponieważ różnią się one kolorem skóry.



BĄDŹ OSTROŻNY



Nie używaj tego instrumentu do naturalnej czarnej skóry



Nie używaj go w bezpośrednim świetle słonecznym, aby uniknąć awarii urządzenia.



Należy pamiętać o włączeniu pierwszego biegu po raz pierwszy.



Przed depilacją należy się ogolić (nie stosować depilacji chemicznej).



Przed depilacją nie należy wystawiać się na działanie promieni słonecznych.





Nie należy gwałtownie uderzać i potrząsać urządzeniem.



Zabrania się używania w ciemnym, jasnym otoczeniu.

BUDOWA

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. przycisk lampy błyskowej | 7. poziom energii 1-5 |
| 2. okno lampy błyskowej | 8. przycisk zasilania |
| 3. panel chłodzenia | 9. przycisk chłodzenia |
| 4. wylot powietrza | 10. tryb automatycznego błysku |
| 5. wyświetlacz | |
| 6. wejście zasilania DC | |



WPROWADZENIE PRODUKTU

Przyrząd do usuwania włosów w gospodarstwie domowym z punktem zamarzania ICE, najpierw użyj golarki do oczyszczenia włosów na powierzchni ludzkiej skóry, a następnie napromienij skórę intensywnym pulsującym światłem IPL; wzrost temperatury spowoduje zmiany strukturalne mieszków włosowych i otaczających tkanek, hamując w ten sposób wzrost włosów i powodując atrofię i wypadanie włosów.

Ten produkt bazuje na doświadczeniu podobnych produktów i wprowadza innowacje oraz integruje system wykrywania lodu. Po włączeniu trybu nakładania lodu można usunąć stronę z lodem, szybko pojawia się uczucie ulgi na skórze, skóra może zostać zredukowana, a depilacja może być mniej bolesna i trwała.

Jednocześnie zwiększono szybkość lampy błyskowej, dzięki czemu usuwanie owłosienia jest

bardziej czasochłonne i pracochłonne. Ten produkt przyjmuje męskie grube włosy jako cel, a efekt usuwania włosów u kobiet jako podstawę. Eksperymenty pokazują, że większość męskiej gębły powoduje oczywisty efekt usuwania włosów, żeńska gębła ma lepszy efekt usuwania włosów, a efekt usuwania włosów u mężczyzn nieznacznie różni się od efektu u kobiet.

Produkt można użytkować przez dłuższy czas bez konieczności wymiany wbudowanej lampy. Produkt cechuje długi okres eksploatacji bez konieczności wymiany zintegrowanego uchwytu lampy,

co pozwala zaoszczędzić na kosztownej wymianie uchwytu lampy, nie wymaga częstego zakupu akcesoriów, nie ponosisz więc ukrytych dodatkowych kosztów. Ponadto ma doskonały system filtrowania, który może dobrze filtrować niewidzialne krótkie fale i szkodliwe światło, a także skutecznie eliminować niebezpieczeństwo wycieku światła spowodowane słabym kontaktem z wymianą struktury łączącej.

Wyniki testów produktu pokazują, że z wyjątkiem czarnej skóry, jest on odpowiedni dla różnych rodzajów kolorów skóry (W przypadku tych, które nie mają zastosowania, należy zapoznać się ze środkami ostrożności)

Dziękujemy za wybór depilatora domowego. Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję.

PRZYGOTOWANIE PRZED UŻYCIEM



- Dokładnie oczyść skórę, aby upewnić się, że skóra jest wolna od włosów, całkowicie sucha i wolna od substancji olejnych (perfum, balsamów, pachnących płynów ustrojowych, filtrów przeciwsłonecznych) i innych pozostałości.
- Upewnij się, że w porcie napromieniowywania nie ma żadnych pozostałości zanieczyszczeń, takich jak kurz i włosy, a także że nie ma żadnych uszkodzeń ani nieprawidłowości. W przypadku zabrudzenia należy je oczyścić, aby uniknąć uszkodzenia produktu, pogorszenia jakości i problemów skórnych.
- Przed użyciem nie należy nakładać żadnego żelu ani produktów pielęgnacyjnych (żelu aloesowego itp.)!

Ustawienie intensywności promieniowania

Ten produkt został opracowany specjalnie dla osób z wrastającymi włoskami, więc jego energia świetlna jest bardziej miękka i zapewnia 9 różnych energii świetlnych. Energię światła można dopasować do koloru skóry i włosów na ciele, zachowując wygodną pozycję. Zalecany poniżej miernik energii światła pomoże określić odpowiednią energię światła.

1. Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby określić intensywność światła odpowiednią dla koloru skóry i włosów. Wskazówka: Możesz przyłożyć formularz ze strony Quick Start Guide do swojej skóry i porównać go ze swoim kolorem skóry. Wskazówka: Zaleca się zachowanie skróconej instrukcji obsługi do wykorzystania w przyszłości.
2. Jeśli odczuwasz ból lub dyskomfort, zmniejsz intensywność światła. Osoby o ciemniejszej karnacji są bardziej narażone na alergie skórne, ponieważ skóra pochłania więcej światła. Dlatego zaleca się, aby osoby o ciemniejszym kolorze skóry stosowały mniejszą intensywność światła. Błyszcząca skóra może być ciepła lub gorąca. Jest to normalne zjawisk

kolor skóry							
Kolor włosów							
		Biały	Beżowy	Jasnobrązowy	Brązowy	Ciemny brąz	Brązowy, czarny lub ciemniejszy
Biały/Szary		X	X	X	X	X	X
Czerwony		X	X	X	X	X	X
Jasnozłoty		X	X	X	X	X	X
Ciemne złoto/jasny brąz		✓	✓	✓	✓	X	X
Brązowy		✓	✓	✓	✓	X	X
Ciemnobrązowy		✓	✓	✓	✓	X	X
Czarny		✓	✓	✓	✓	X	X

(Uwaga: X nie dotyczy)

Uwaga: Aby sprawdzić, czy dany typ skóry jest odpowiedni dla tego urządzenia, należy zapoznać się z tabelą kolorów skóry w skróconej instrukcji obsługi.

Uwaga: Ze względu na różne przyczyny, skóra może reagować inaczej w zależności od czasu naświetlania i okazji. uwaga: X nie dotyczy)

Test napromieniowania skóry

Jeśli produkt jest używany po raz pierwszy lub podobne produkty do usuwania włosów były ostatnio używane, należy przeprowadzić testy skórne w każdym miejscu, które ma zostać poddane napromieniowaniu. Test jest niezbędny do sprawdzenia, czy skóra reaguje na napromieniowanie i określenia prawidłowych ustawień oświetlenia dla każdej części ciała.

1. Wybierz miejsce w pobliżu miejsca, które ma zostać poddane napromieniowaniu.
- Uwaga: Nie próbuj używać tego produktu na wyjątkowo trudnych lub wrażliwych częściach (gołe stopy lub kości).
2. Naciśnij przycisk włącznika przez 2 sekundy, aby uruchomić maszynę i upewnij się, że wybrano 1. bieg.
3. Umieść urządzenie pionowo na skórze, aby port lampy błyskowej zetknął się ze skórą.
4. Naciśnij przycisk lampy błyskowej, aby wyemitować błysk.
5. Przesuń instrument po skórze do następnego miejsca, które ma zostać napromieniowane.
6. Zwiększaj ustawienie krok po kroku, wyemituj błysk, a następnie przesuń urządzenie do następnej części. Powtórz tę czynność dla wszystkich poziomów w zakresie intensywności światła zalecaną dla danego typu skóry.
7. Po teście skórnym, stan skóry po 2 godzinach. Jeśli w momencie robienia zdjęcia nie występują żadne nieprawidłowości (zaczerwienienia, pęcherze), można bez obaw używać tego produktu.

Podstawy usuwania włosów

Podstawy usuwania owłosienia z różnych części ciała

1. Usuwanie włosów pod pachami

- Przed usunięciem włosów należy wytrzeć antyperspirant, perfumy, krem i inne kosmetyki stosowane pod pachami. W przypadku zwiotczałych partii skóry należy najpierw naciągnąć skórę, a następnie wykonać depilację.
- Lekkie pieczenie skóry podczas naświetlania jamy ustnej jest zjawiskiem normalnym.

2. Depilacja bikini

- Nagromadzenie pigmentu, ciemne części, użyj niskiego biegu, użyj 1 biegu przed dostosowaniem.

3. Owłosione dłonie i stopy

- Kości, kłykie i nierówności kostne oraz miejsca wypukłe, będą bardziej bolesne niż urzędniczy w innych częściach.

4. Nie używaj następujących części

- Ślady po oparzeniach, ciemne części, okolice oczu, odmrożenia, pieprzyki i inne części, brwi, włosy, oparzenia słoneczne i inne części.
- Po depilacji należy unikać miejsc z promieniami ultrafioletowymi przez 24 godziny, aby zapobiec poparzeniu skóry przez światło słoneczne podczas depilacji.
- Należy uważać, aby nie patrzeć bezpośrednio na lampę błyskową.

INSTRUKCJE

Kroki korzystania z trybu ręcznego emitowania błysku

1



Użyj maszynki, aby zgolić włosy na części, która będzie depilowana.

2



Podłącz zasilanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie. Po włączeniu na ekranie pojawi się liczba pozostałych błysków.

3



Porównaj kolor swojej skóry z dołączoną kartą kolorów skóry. Jeśli Twój kolor skóry to X-off, nie używaj tego urządzenia. Karta kolorów wskazuje najbardziej odpowiedni poziom dla różnych odcieni skóry.

4



W tym momencie dostosuj ustawienia urządzenia do koloru swojej skóry, krótko naciskając przycisk ON/OFF, aby dostosować cykl wyboru między poziomami 1-9. Zaleca się rozpoczęcie od poziomu 1 przy pierwszym użyciu. Im wyższy poziom, tym lepsze efekty depilacji.

5



Lekko naciśnij przycisk chłodzenia, aby wyświetlić symbol chłodzenia i włączyć funkcję chłodzenia podczas depilacji, co może zmniejszyć uczucie pieczenia i zapewnić bezbolesną depilację.

6



Umieść urządzenie pionowo na obszarze, z którego chcesz usunąć włosy. Głowica lampy idealnie dopasuje się do skóry. Biały wskaźnik światła będzie migać. Naciśnij przycisk wyzwolenia błysku, aby emitować błysk lub wybierz automatyczny tryb błysku, aby rozpocząć depilację.

Kroki korzystania z trybu automatycznego błysku



1

Po włączeniu urządzenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk lampy błyskowej przez 3 sekundy, aby włączyć tryb automatycznego błysku.



2

Na ekranie wyświetli się symbol automatycznego błysku „AUTO”.



3

W tym trybie również aktywuje się funkcja chłodzenia lodem, która podczas usuwania włosów pomaga zmniejszyć uczucie pieczenia i osiągnąć mniej bolesne usuwanie włosów.



4

Umieść urządzenie blisko skóry i powoli przesuwaj je, aby zmieniać pozycję. Gdy symbol automatycznego błysku pojawi się na wyświetlaczu, urządzenie będzie automatycznie aktywować błysk bez naciskania przycisku. Aby przełączyć się na tryb ręcznego błysku, naciśnij i przytrzymaj przycisk światła przez 3 sekundy.

Kroki pielęgnacji skóry zaczerwienionej po depilacji z wykorzystaniem funkcji chłodzenia



1

Po zakończeniu depilacji krótko naciśnij przycisk płatkę śniegu, aby włączyć tryb chłodzenia. Na ekranie pojawi się symbol płatkę śniegu, a błyski zostaną wyłączone.



2

Przyłóż depilator do obszaru, z którego włosy zostały usunięte, i przesuwaj go tam i z powrotem, aby złagodzić skórę.



3

Po zakończeniu pielęgnacji przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie. (Jeśli żaden z trybów nie zostanie użyty przez 5 minut, urządzenie automatycznie się wyłączy.)

UWAGA

- Nie należy stosować antyperspirantu bezpośrednio po naświetlaniu pach;
- Należy regularnie sprawdzać i czyścić zabrudzenia w porcie napromieniowywania, aby uniknąć poparzeń i nieprawidłowego działania podczas użytkowania;
- Nie należy zbliżać portu naświetlania do przedmiotów łatwych do rozmagnesowania, aby nie spowodować nieprawidłowego działania i uszkodzeń;
- Nie używaj go pod warunkiem zablokowania otworu wentylacyjnego, aby uniknąć dymu i ognia;
- Nie należy oświetlać czarnych przedmiotów skierowanych w stronę ust, aby uniemożliwić prawidłowe działanie urządzenia;
- Nie napromieniowywać ubrań, włosów i innych przedmiotów, aby uniknąć ich zaczerwienienia, odbarwienia i uszkodzenia;
- Nie stosować u zwierząt domowych, aby uniknąć obrażeń;
- Nie używać tego produktu w pobliżu oczu, aby uniknąć urazów oczu;
- Po użyciu należy wyczyścić produkty do pielęgnacji włosów i skóry dołączone do depilatora, aby uniknąć nieprawidłowego działania i uszkodzenia skóry;
- Nie używać go w pobliżu dzieci, ponieważ depilator emituje silne światło, które może być szkodliwe dla oczu;
- Intensywność naświetlania należy ustawić zgodnie ze stanem skóry i pamiętać o rozpoczęciu od pierwszego biegu;
- Jeśli skóra jest lekko gorąca i zaczerwieniona po użyciu, jest to normalne zjawisko, można otworzyć funkcję kompresu lodowego, aby złagodzić dyskomfort skóry;
- Gdy konieczna jest operacja usunięcia włosów z pleców, zaleca się skorzystanie z pomocy osoby towarzyszącej, gdyż samodzielna zabieg może być ryzykowny;
- Po włączeniu produktu nie można go pozostawić bez nadzoru. Po użyciu produktu należy go zamknąć na czas;
- Po zakończeniu korzystania z produktu należy go wyłączyć. Oczyść skórę, aby upewnić się, że na jej powierzchni nie ma pozostałości włosów, jest całkowicie sucha i wolna od substancji olejowych;
- Jeśli różnica temperatur w środowisku pracy przekracza 20 stopni (ze środowiska o niskiej temperaturze do środowiska o wysokiej temperaturze lub odwrotnie), przed użyciem urządzenia należy je wyłączyć i odstawić na około 2 godziny;
- Nie używaj go w pobliżu materiałów łatwopalnych i wybuchowych (rozpylacze, stacje benzynowe itp.), które mogą łatwo spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym i inne niebezpieczne testy;
- Temperatura otoczenia tego depilatora wynosi 5-40 stopni;
- Nie dotykać wylotu światła po użyciu. Ze względu na wysoką temperaturę generowaną przez wylot światła, łatwo jest spowodować oparzenia;
- Jeśli skóra napromieniowanego obszaru nie jest sucha lub czysta, wpłynie to na efekt użycia światła pulsacyjnego, a także może spowodować brak błysku lub przypadkowy błysk produktu;
- W ciągu 24 godzin po napromieniowaniu należy unikać bezpośredniego promieniowania ultrafioletowego na napromieniowaną część;
- Jeśli skóra w miejscu naświetlania nie jest sucha i czysta, wpłynie to na działanie światła impulsowego, a produkt może nie błysnąć lub błysnąć przypadkowo;
- Nie należy umieszczać produktu na słońcu lub w długim pomieszczeniu pod lampą ultrafioletową, ponieważ może to poważnie uszkodzić produkt;
- tylny wentylator nie działa po włączeniu zasilania (nie słychać brzęczenia), nie używaj go, aby uniknąć dymu i pożaru;

Niewskazane grupy i warunki

- Kobiety w ciąży, kobiety w okresie laktacji, kobiety w okresie menstruacji, blizny na powierzchni ciała, cukrzyca, delikatna skóra i skóra wrażliwa na światło nie powinny być stosowane; ciężkie choroby serca, umiarkowane do ciężkiego nadciśnienie, nowotwory złośliwe, zapalenie mieszków włosowych, zakaźne choroby skóry, oparzenia skóry, zaburzenia krwi są zabronione;
- Nie używaj wierszy dla osób z nieprawidłowym metabolizmem kolagenu, w tym z historią blizn i słabym gojeniem się ran, nie używaj wierszy dla osób z chorobami naczyniowymi, takimi jak zylaki i rozszerzenie naczyń krwionośnych w czasie ekspozycji; Nie używaj, jeśli skóra jest wrażliwa na światło i podatna na wysypkę lub alergię;
- Nie stosować w przypadku zakażenia miejsca napromieniania, opryszczki zwykłej, zmian skórnych, krwaków itp.;
- Tłumienie chorób związanych z odpowiedzialnością immunologiczną Tłumienie chorób związanych z odpowiedzialnością immunologiczną (w tym zakażenie HIV/AIDS, tocznia rumieniowata, porfiria itp.) Nie używać;
- U pacjentów z chorobą krwotoczną przeciwwskazane jest miejscowe stosowanie kwasu izoretynowinowego (AHA), kwasu salicylowego (BHA) lub kwasu azalejinowego;
- W przypadku osób, które stosowały depilację chemiczną w ciągu 30 dni, należy ostrożnie stosować produkty wybielające

skórę lub kosmetyki zawierające witaminę A w krótkim okresie czasu;

- Nie może być stosowany w tym samym okresie co olejki eteryczne. Upewnij się, że skóra na nasświetlanym obszarze jest czysta, sucha i nie używasz kremu, płynu natłuszczającego ani innych kosmetyków
- Jeśli skóra nie jest czysta i sucha, może to wpłynąć na komfort użytkowania produktu i spowodować jego uszkodzenie;
- może być zakazany podczas przyjmowania aspiryny, leków immunosupresyjnych i kwasu izoretynowego. Niedawne stosowanie leków światłoczułych (takich jak tetracyklina, sulfonamidy itp.) nie jest na razie zalecane;
- iUszkodzenia spowodowane światłem Uszkodzenia spowodowane światłem (oparzenia słoneczne) przed użyciem należy poczekać na regenerację skóry; nie stosować na błony śluzowe i inne obszary wrażliwe;
- Surowo zabrania się stosowania tego produktu na wszelkiego rodzaju niezagojone rany, hirsutyzm i inne choroby skóry wywołane przyjmowaniem leków przeciwbólowych, które zmniejszają wrażliwość skóry na ciepło. Zaleca się ostrożne stosowanie przed złagodzeniem efektu. Nie używać produktu, jeśli kolor skóry i włosów nie jest odpowiedni;
- (W razie potrzeby należy skonsultować się z lekarzem i użyć go później)
- skórę lub kosmetyki zawierające witaminę A w krótkim okresie czasu;
- Nie może być stosowany w tym samym okresie co olejki eteryczne. Upewnij się, że skóra na nasświetlanym obszarze jest czysta, sucha i nie używasz kremu, płynu natłuszczającego ani innych kosmetyków
- Jeśli skóra nie jest czysta i sucha, może to wpłynąć na komfort użytkowania produktu i spowodować jego uszkodzenie;
- może być zakazany podczas przyjmowania aspiryny, leków immunosupresyjnych i kwasu izoretynowego. Niedawne stosowanie leków światłoczułych (takich jak tetracyklina, sulfonamidy itp.) nie jest na razie zalecane;
- iUszkodzenia spowodowane światłem Uszkodzenia spowodowane światłem (oparzenia słoneczne) przed użyciem należy poczekać na regenerację skóry; nie stosować na błony śluzowe i inne obszary wrażliwe;
- Surowo zabrania się stosowania tego produktu na wszelkiego rodzaju niezagojone rany, hirsutyzm i inne choroby skóry wywołane przyjmowaniem leków przeciwbólowych, które zmniejszają wrażliwość skóry na ciepło. Zaleca się ostrożne stosowanie przed złagodzeniem efektu. Nie używać produktu, jeśli kolor skóry i włosów nie jest odpowiedni;
- (W razie potrzeby należy skonsultować się z lekarzem i użyć go później)

Nie stosować w przypadku następujących części ciała lub ich obecności

- | | | |
|--|--|------------------------------|
| 1. jama ustna, błona śluzowa sromu itp. | 6. Miejsce występowania plam i znamion | 9. Sutek, otoczką |
| 2. Miejsca po operacjach plastycznych i chirurgicznych | 7. Brwi, włosy | 10. Wewnętrzna pępka |
| 3. Jąbko Adama | 8. Miejsce występowania trądziku | 11. Uszy |
| 4. Gałka oczna, powieka, wokół oczu | | 12. Duża żyła |
| 5. Głowa | | 13. Tatuże i malowanie ciała |

(Uwaga: ta lista nie jest wyczerpująca. Jeśli nie masz pewności, czy możesz używać tego produktu, zalecamy skonsultowanie się z lekarzem).

OCHRONA SKÓRY

Zaleca się unikanie kontaktu z wodą w ciągu 5 godzin po depilacji. Następnie można użyć kremu nawilżającego do nawilżenia napromieniowanych części.

- Po depilacji nie należy używać perfum, maseczek do twarzy i kosmetyków zawierających matowe perłki. Należy unikać ekspozycji na promieniowanie UV w ciągu 24 godzin po zabiegu depilacji i w razie potrzeby stosować filtry przeciwsłoneczne.
- W przypadku złego samopoczucia należy skonsultować się z chirurgiem.
- Opalenie może powodować czernienie skóry lub oparzenia słoneczne. Napromieniowanie w tym miejscu spowoduje zaczerwienienie, obrzęk, stan zapalny i inne dolegliwości. Dlatego podczas stosowania tego produktu należy uważać, aby nie wystawiać się na działanie promieni słonecznych, a czas naprawy oparzeń słonecznych nie jest krótszy niż 1 tydzień.
- W trakcie zabiegu usuwania owłosienia, w ciągu 18 godzin po zabiegu usuwania owłosienia surowo zabrania się ekspozycji na obszar usuwania owłosienia. Nawet jeśli ekspozycja jest wymagana po 18 godzinach, należy zwrócić uwagę, czy na skórę przez cały czas nie występują niekorzystne warunki. Po upływie 72 godzin należy stosować filtr przeciwsłoneczny SPE30.
- Sztuczne opalenie skóry nie jest dozwolone podczas operacji usuwania owłosienia.
- W przypadku konieczności wykonania zabiegu chirurgii plastycznej po depilacji (dotyczy tylko obszaru depilacji), należy skonsultować się z lekarzem.

CZĘSTOTLIWOŚĆ UŻYWANIA

Częstotliwość

Tydzień 1-4	stosować 2 razy w tygodniu
Tydzień 5-8	stosować raz na 1-2 tygodnie
Powyżej 8 tygodnia	raz na 15 lub 30 dni

Należy używać go wielokrotnie w zależności od wzrostu włosów. Na tej podstawie można odpowiednio zwiększyć bieg i częstotliwość. Konkretna sytuacja różni się w zależności od osoby.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Pielęgnacja urządzenia

Aby zapewnić najlepszy efekt i najdłuższą żywotność produktu, należy czyścić produkt przed i po każdym usuwaniu włosów, aby uniknąć długotrwałego gromadzenia się osadów włosów i kurzu. Jeśli nie będziesz normalnie oczyszczać, produkt ten nie da odpowiedniego efektu.



- Sprawdź produkt, zwłaszcza szybę przepuszczającą światło i części korpusu. Upewnij się, że są czyste i uporządkowane.
- Nie należy czyścić tego produktu ani jego akcesoriów pod kranem ani w zmywarce.
- Nie używaj kulek z drutu stalowego, ściernych środków czyszczących (pasty do zębów itp.) ani żrących płynów (benzyny, oleju silnikowego itp.). (benzyna, olej silnikowy, aceton itp.) do czyszczenia produktu.

Uwaga: Jeśli nie można już wyczyścić okna przepuszczającego światło, należy zaprzestać używania tego produktu



Wyłącz produkt, odłącz wtyczkę zasilania i pozwól mu ostygnąć. Podczas korzystania z tego produktu okno lampy błyskowej nagrzewa się. Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest chłodne,

W razie potrzeby wyczyść zewnętrzną część produktu czystą, miękką ściereczką.

Zwilż miękką ściereczkę kilkoma kroplami wody, a następnie wyczyść nią następujące części:

- Okno Flash
- Okno Ice

Uwaga: Jeśli efekt czyszczenia wodą nie jest dobry, można użyć kilku kropli alkoholu o wysokim stężeniu (nie więcej niż 96%) do wyczyszczenia powyższych części.



Symbol ten wskazuje, że produkt nie może znaleźć się wśród odpadów domowych, gdyż może stanowić on zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE, niniejszy produkt podlega zbiórce selektywnej. Zużyty produkt należy oddać do punktu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.



Symbol ten wskazuje, że produkt jest zgodny z wymaganiami dyrektywami Unii Europejskiej i normami zharmonizowanymi.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před použitím nenanásejte na pokožku žádný gel ani pečující přípravky (aloe vera gel apod.!) Ujistěte se, že sestavujete a používáte zařízení v souladu s předpisy obsaženými v návodu k použití. Pečlivě si přečtěte návod k použití a uschovejte si jej pro případné dotazy. V případě jakýchkoli dotazů během používání se obraťte na online zákaznický servis v požadovaném jazyce.

NEBEZPEČÍ

- Varování: Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vany, sprchového koutu, umyvadla, nebo jiného zdroje s vodou. Zařízení a napájecí adaptér udržujte v suchu; pokud je zařízení poškozeno, nedotýkejte se žádných vnitřních částí, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem;
- Nevkládejte do zařízení žádné předměty ani nepokládejte toto zařízení na libovolné místo;
- Toto zařízení nepoužívejte v okolí očí. Ochranné brýle skutečně dokážou ochránit běžný provoz uživatelů, ale pokud operujete v okolí očí, ochranné brýle nemusí být schopny zcela zablkovat energii absorbovanou melaninem duhovky ve vašich očích na blízko.;
- Při každém použití doporučujeme používat ochranné brýle. Přestože světlo nemá přímý vliv na vaše oči, rychlé zábleskové světlo na váš zrak může mít vliv;
- Při odstraňování chloupků na zádech nebo aplikaci ledu můžete potřebovat asistenta, což doporučujeme, protože použití samotného zařízení může být riskantní;
- Pokud jsou vaše chloupky delší než 1 mm, nejprve je oholte. Nadměrné ochlupení absorbuje teplo na povrchu pokožky, což způsobí zčervenání a otok pokožky. Ochlupení může pálit a vytvářet zvláštní zápach, což ovlivní váš zážitek z používání zařízení;
- Pokud není pokožka ozařovaná oblastí suchá nebo čistá, ovlivní to účinek použití a může to také způsobit, že zařízení nebude blikat nebo bude blikat náhodně.
- Dbejte na to, aby se děti mladší 15 let nedostaly do kontaktu s tímto zařízením a při obsluze zařízení se držte stranou od dětí mladších 15 let;
- Pro různé části těla použijte podle potřeby různou intenzitu světla, protože v nich barva pokožky není stejná.



BUĎTE OPATRNÍ



Nepoužívejte toto zařízení na přírodní černou kůži.



Zařízení nepoužívejte v prostředí s přímým slunečním zářením, abyste zabránili selhání zařízení.



Nezapomeňte na poprvé zařadit první rychlostní stupeň.



Před epilací se oholte (nepoužívejte chemickou depilaci).



Před epilací se nevystavujte slunci.





Zařízením silně nebouchajte a netřeste jím.



Zařízení je zakázáno používat v tmavém prostředí.

STRUKTURA

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| 1. tlačítko blesku | 7. úroveň energie 1-5 |
| 2. okno blesku | 8. tlačítko napájení |
| 3. chladič panel | 9. tlačítko chlazení |
| 4. výstup vzduchu | 10. režim automatického blesku |
| 5. displej | |
| 6. DC vstup | |



PŘEDSTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

Domácí zařízení na odstraňování chloupků s funkcí mrazení. Nejprve použijte holicí strojek k odstranění chloupků a poté ozařte pokožku generovaným intenzivním pulzním světlem IPL, které způsobí strukturální změny vlasových folikulů a okolních tkání v důsledku zvýšení teploty, čímž inhibuje růst chloupků a způsobuje atrofii a nakonec ztrátu chloupků.

Toto zařízení podvrací zkušenosti s podobnými produkty a inovuje a integruje systém snímání ledu. Jakmile je režim nanášení ledu zapnutý, lze ledovou stranu sejmut. Pokožce se může rychle ulevit, pokožka může být zklidněna a zážitek z odstraňování chloupků může být bezbolestnější a trvalejší.

Současně je vylepšena rychlost světla, epilace je

časově i pracovníčně úspornější. Toto zařízení bere jako cíl hrubé mužské ochlupení a odstraňování chloupků u žen jako základ. Experimenty ukazují, že u většiny mužů je zřejmý efekt ochlupení, zatím co u žen je lepší efekt odstraňování chloupků. Efekt odstranění chloupků u mužů se mírně liší od efektu u žen.

Toto zařízení má dlouhou životnost bez nutnosti výměny integrované lampy. Toto zařízení má dlouhou životnost bez nutnosti výměny integrovaného držáku lampy,

což vám ušetří drahé náklady na výměnu držáku lampy, není třeba často kupovat příslušenství a nemá žádné skryté dodatečné náklady. Kromě toho má dokonalý filtrační systém, který dokáže dobře filtrovat neplatné krátké vlnové délky a škodlivé světlo a účinně eliminuje nebezpečí úniku světla způsobené špatným kontaktem při výměně spletané struktury.

Výsledky testů zařízení ukazují, že kromě tmavé pleti je vhodný pro různé typy barev pleti. (Pro ty, pro které se toto nevztahuje, se prosím podívejte na Bezpečnostní opatření.)

Děkujeme, že jste si vybrali epilátor pro domácí použití. Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití.

PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM



- Pokožku důkladně očistěte, abyste se ujistili, že je bez chloupků, zcela suchá a zbavená mastných látek (parfému, pleťového mléka, vonných vod, opalovacího krému) a jiné kosmetiky.
- Ujistěte se, že na ozařovacím portu nejsou žádné zbytky nečistot, jako je prach a vlasy a že nedošlo k žádnému poškození nebo abnormalitě. V případě znečištění jej prosím vyčistěte, abyste předešli selhání zařízení, jeho znehodnocení a kožním problémům.
- Před použitím nenanášejte žádný gel ani pečující přípravky (aloe vera gel apod.)!

Nastavení intenzity záření

Toto zařízení je speciálně vyvinuto pro lidi se zarostlými chloupky, takže jeho světelná energie je jemnější a poskytuje 9 různých světelných energií. Můžete si nastavit energii světla tak, aby odpovídala vaší barvě pleti a ochlupení, a udržovat se v pohodlné poloze. Níže doporučený měřič světelné energie vám pomůže určit vhodnou světelnou energii.

1. Podle níže uvedené tabulky určete, jaká intenzita světla je vhodná pro vaši pleť a barvu chloupků. Tip: Formulář si můžete umístit do rychlého průvodce na svou pleť a porovnat jej s barvou pleti. Tip: Doporučujeme uložit si Rychlého průvodce pro budoucí použití.
2. Pokud pocítíte bolest nebo nepohodlí, snižte intenzitu světla. U lidí s tmavším odstínem pleti je větší pravděpodobnost vzniku kožních alergií, protože pokožka absorbuje více světla. Proto se doporučuje, aby osoby s tmavší barvou pleti používaly nižší intenzitu světla. Lesklá kůže může být teplá nebo horká. Je to normální jev.

Barva vlasů \ Barva pleti							
		bílá	Béžová	Světle hnědá	Hnědá	Tmavě hnědá	Hnědo černá nebo tmavší
Bílá/šedá		X	X	X	X	X	X
Zrzavá		X	X	X	X	X	X
Světlý blond		X	X	X	X	X	X
Tmavý blond/světle hnědá		✓	✓	✓	✓	X	X
Hnědá		✓	✓	✓	✓	X	X
Tmavě hnědá		✓	✓	✓	✓	X	X
Černá		✓	✓	✓	✓	X	X

(Poznámka: X není použitelné)

Poznámka: Chcete-li si ověřit, zda je váš typ pokožky vhodný pro toto zařízení, nahlédněte do tabulky barev pokožky ve Stručném návodu k použití.

Poznámka: Vzhledem k existenci různých důvodů může mít vaše pokožka různé reakce v důsledku různých dob a příležitostí ozařování. Poznámka: X není použitelné)

Test ozařování pokožky

Pokud je toto zařízení používáno poprvé nebo pokud byly podobná zařízení na odstranění chloupků použita v nedávné době, měly by být provedeny kožní testy na každém místě, které má být ozařováno. Test je nutný k ověření, jak kůže reaguje na ozařování a také k určení správného nastavení světla pro jednotlivé části těla.

1. Vyberte místo v blízkosti místa, které má být ozařováno.

Poznámka: Nepokoušejte se používat toto zařízení na extrémně obtížných nebo citlivých částech těla (bosé nohy nebo kosti).

2. Stiskněte tlačítko spínače na 2 sekundy, abyste zařízení spustili a nezapomeňte zvolit 1. rychlostní stupeň.
3. Přiložte zařízení svisle na kůži, aby se zábleskový port dotýkal kůže.
4. Stisknutím tlačítka blesku emitujete záblesk.
5. Posuňte zařízení proti kůži na další ozařované místo.
6. Postupně zvyšujte nastavení, vydejte záblesk a poté zařízení posuňte na další část. Tuto operaci opakujte pro všechny úrovně v rámci doporučeného rozsahu intenzity světla pro váš typ pleti.
7. 2 hodiny po depilaci zkontrolujte stav pokožky provedením fotografie epilované oblasti. Pokud se v době pořízení fotografie nevyskytují žádné abnormality (zarudnutí, puchýře), můžete toto zařízení bez obav používat.

Zásady pro odstraňování chloupků

Zásady pro odstraňování chloupků v různých částech těla

1. Odstraňování chloupků v podpaží

- Před odstraněním chloupků otřete antiperspirant, parfém, krém a další kosmetiku nanesenou v podpaží. U ocbalých částí kůže nejprve kůži napněte a poté depilujte.
- Při ozařování úst je normální, že pokožka okolo úst má lehký pocit pálení.

2. Odstraňování chloupků v oblasti bikin

- Hromadění pigmentu a v tmavé barevné části použijte nízký stupeň a před přizpůsobením použijte 1 stupeň.

3. Ochlupení rukou a nohou

- Kostí, výmoly a nerovnosti dolních končetin a částí těla, které odolávají nárazům, budou bolestivější, než místa v jiné části těla

4. NŽařízení nepoužívejte

- Na popáleniny, tmavé zbarvené části, kolem očí, omrzliny, mateřská znaménka a další, obočí, vlasy, spáleniny od slunce a na další podobné části těla.
- Po odstranění chloupků se 24 hodin vyhybejte místům s ultrafialovými paprsky, abyste se vyhnuli spálení pokožky způsobeném zářením při odstraňování chloupků.
- Dávejte pozor, abyste se nedívali přímo do světla

INSTRUKCE**Kroky používání manuálního režimu blesku****1**

Použijte strojek k oholení chloupků v oblasti, kterou budete depilovat.

2

Připojte napájení, stiskněte a přidržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund, aby se zařízení zapnulo. Po zapnutí se na obrazovce zobrazí počet zbývajících záblesků.

3

Porovnejte barvu své pokožky s přiloženou kartou barev pokožky. Pokud je barva vaší pokožky na úrovni X-off, nepoužívejte toto zařízení. Karta barev ukazuje nejvhodnější úroveň pro různé odstíny pokožky.

4

V tomto okamžiku upravte nastavení zařízení podle barvy vaší pokožky, krátce stiskněte tlačítko ON/OFF pro úpravu cyklu výběru mezi úrovněmi 1-9. Doporučuje se začít s úrovní 1 při prvním použití. Čím vyšší úroveň, tím lepší depilační efekt.

5

Lehce stiskněte tlačítko chlazení, aby se zobrazil symbol chlazení, a aktivujte funkci chlazení během depilace, což může zmírnit pocit pálení a zajistit bezbolestnou depilaci.

6

Umístěte zařízení kolmo na oblast, ze které chcete odstranit chloupky. Hlava lampy dokonale přilne k pokožce. Bílý indikátor bude blikat. Stiskněte tlačítko pro uvolnění záblesku, aby zařízení vyslalo záblesk, nebo zvolte automatický režim blesku, aby depilace mohla začít.

Kroky používání automatického režimu blesku

- 1  Po zapnutí zařízení stiskněte a přidržte tlačítko lampy blesku po dobu 3 sekund, aby se aktivoval automatický režim blesku.
- 2  Na obrazovce se zobrazí symbol automatického blesku „AUTO“.
- 3  V tomto režimu se také aktivuje funkce chlazení ledem, která při odstraňování chloupků pomáhá snížit pocit pálení a dosáhnout méně bolestivého odstranění chloupků.
- 4  Umístěte zařízení blízko pokožky a pomalu ho posunujte, aby se měnila pozice. Když se na displeji objeví symbol automatického blesku, zařízení bude automaticky aktivovat záblesk bez stisknutí tlačítka. Pro přepnutí do manuálního režimu blesku stiskněte a přidržte tlačítko světla po dobu 3 sekund.

Kroky péče o zarudlou pokožku po depilaci s využitím funkce chlazení

- 1  Po dokončení depilace krátce stiskněte tlačítko sněhové vločky, abyste vypnuli režim chlazení. Na obrazovce se zobrazí symbol sněhové vločky a blesky se vypnou.
- 2  Přiložte depilátor na oblast, ze které byly chloupky odstraněny, a přejíždějte po ní tam a zpět, abyste zklidnili pokožku.
- 3  Po dokončení péče stiskněte a přidržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund, abyste zařízení vypnuli. (Pokud se žádné tlačítko nestiskne po dobu 5 minut, zařízení se automaticky vypne.)

UPOZORNĚNÍ

- Bezprostředně po ozařování podpaží nepoužívejte antiperspirant;
- Pravidelně ověřujte a čistěte nečistoty na ozařovacím otvoru, abyste předešli popáleninám a poruchám během používání;
- Neotáčejte ozařovací otvor do blízkosti předmětů, které se snadno odmagnetují, aby nedošlo k poruše a poškození;
- Nepoužívejte jej za podmínky, že je zablokován ventilační otvor, aby nedošlo ke vzniku kouře a požáru;
- Neosvětľujte černá místa směřující k ústům, zařízení nebude mohlo správně pracovat;
- Neozařujte oblečení, vlasy a další předměty, aby nedošlo k jejich zčernání, změně barvy a poškození;
- Nepoužívejte zařízení na domácí zvířata, aby nedošlo k poranění;
- Nepoužívejte toto zařízení v okolí očí, aby nedošlo k jejich poranění;
- Po použití chloupky otřete a použijte přípravky pro péči o pokožku připojené k epilátoru. Pokožku očistěte, abyste zabránili nesprávnému poškození pokožky;
- Nepoužívejte v blízkosti dětí, epilátor vyzařuje silné světlo a může snadno poranit oči;
- Nastavte intenzitu ozařování podle stavu vaší pokožky a nezapomeňte poprvé začít s prvním stupněm;
- Pokud je pokožka po použití mírně horká a zarudlá, je to normální jev, můžete otevřít funkci ledového obkladu, abyste zmírnili nepříjemné pocity na pokožce;
- Pokud potřebujete odstranit chloupky ze zad, doporučuje se mít někoho, kdo vám může s postupem pomoci. Může být riskantní pracovat samostatně;
- Po zapnutí zařízení nelze ponechat bez dozoru. Po použití zařízení včas vypněte;
- Po použití zařízení včas vypněte. Očistěte pokožku tak, aby na jejím povrchu nebyly žádné zbytky chloupků, aby byla zcela suchá a zbavená mastných látek;
- Pokud rozdíl teplot v provozním prostředí dosáhne více než 20 stupňů (z prostředí s nízkou teplotou do prostředí s vysokou teplotou nebo naopak), vypněte zařízení a nechte jej před použitím přibližně 2 hodiny stát;
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých a výbušných materiálů (postřikovače, benzínové stanice atd.), které mohou snadno způsobit požár, úraz elektrickým proudem a další nebezpečné zkoušky;
- Teplota prostředí pro použití tohoto epilátoru je 5-40 stupňů;
- Po použití se nedotýkejte světelné zásuvky. Vzhledem k vysoké teplotě, která vzniká při výstupu světla, může snadno dojít k popálení;
- Pokud není pokožka ozařované oblasti suchá nebo čistá, ovlivní to účinek pulzního světla a může to také způsobit, že zařízení nebude blikat nebo bude blikat náhodně;
- Do 24 hodin po ozaření se vyhněte přímému ultrafialovému záření na ozařovanou část;
- Pokud je použití pulzního světla ovlivněno tím, že místo ozařování není suché a čisté, může dojít k tomu, že zařízení nebude blikat nebo bude blikat náhodně;
- Zařízení neumísťujte na slunce nebo do dlouhé místnosti pod ultrafialovou lampu, protože by došlo k jeho vážnému poškození;
- pokud zadní ventilátor po zapnutí napájení neběží (není slyšet bzučivý zvuk), zařízení nepoužívejte, aby nedošlo ke vzniku kouře a požáru;

Citlivé skupiny lidí a podmínky

- Těhotné ženy, kojící ženy, ženy; s menstruačním obdobím, jizvami na povrchu těla, cukrovkou, křečkovou, křečkovou pokožkou a pokožkou citlivou na světlo by zařízení neměly používat; Osoby s těžkými srdečními onemocněními, středně těžkou až těžkou hypertenzí, zhoubnými nádory, folikulitidou, infekčním kožním onemocněním, popálenou kůží, nebo s podezřením na onemocnění krve je zařízení zakázáno používat;
- Zařízení nesmí používat osoby s abnormálním metabolismem kolagenu, včetně jizev v anamnéze a špatného hojení ran, osoby s cévními onemocněními, jako jsou křečové žíly a vazodilatace v době expozice; Zařízení nepoužívejte, pokud je pokožka citlivá na světlo a náchylná k vyrážce nebo alergiím;
- Nepoužívejte, pokud je místo ozařování infikované, máte opary, trpíte kožními lézami, hematomy atd.;
- Zařízení nepoužívejte, pokud trpíte onemocněními potlačujícími imunitní odpověď (včetně infekce HIV/AIDS, systémový lupus erythematosus, porfyrie atd.) Nepoužívejte;
- Nepoužívejte u pacientů kteří trpí jakýmkoliv hemoragickými onemocněními, když je kontraindikována topická kyselina isotretinoinová (AHA), kyselina salicylová (BHA) nebo kyselina azelaová;
- Pro ty, kteří provedli chemické odstranění chloupků během posledních 30-ti dnů doporučujeme, aby přípravky na bělení pokožky nebo kosmetiku obsahující vitamin A během používali velmi opatrně;

- Zařízení nelze používat souběžně s výrobky z esenciálních olejů. Ujistěte se, že je pokožka na epilovaném místě čistá, suchá a není na ní krém, mast ani jiné kosmetické přípravky.
- Pokud pokožka není čistá a suchá, může to ovlivnit zkušenosti s používáním zařízení a může dojít k poškození zařízení;
- může být zakázáno při užívání aspirinu, imunosupresiv a kyseliny isoretinové. Nedávné užívání léků citlivých na světlo (např. tetracyklin, sulfonamidy atd.) se prozatím nedoporučuje;
- iLight Poškození světlem (spálení od slunce) Před použitím vyčkejte na regeneraci pokožky, sliznice a jiné citlivé části těla. Je zakázáno zařízení v tomto období používat;
- Pokud se jakýkoli typ rány, hirsutismus a další onemocnění kůže vyvolané řádně nezažijí, je přísně zakázáno toto zařízení používat. Pokud budete užívat léky proti bolesti, mohou snížit citlivost pokožky na teplo. Před odezněním účinku se doporučuje používat zařízení opatrně. Pokud vaše barva pleti a vlasů není vhodná, je zakázáno toto zařízení používat; (V případě potřeby se poraďte se svým lékařem a použijte jej později)

Nepoužívejte pro následující části těla:

- | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Ústní dutina, pudendální sliznice atd. | 6. Místo výskytu skvrn a zbarvení | 10. Uvnitř pupku |
| 2. Plastická a chirurgická místa | 7. Obočí, vlasy | 11. Uši |
| 3. Adamovo jablko | 8. Místo výskytu akné | 12. Velká žíla |
| 4. Oční bulva, oční víčka, okolí očí | 9. Bradavka, areola | 13. Tetování a malování na tělo |
| 5. Hlava | | |

(Poznámka: Tento seznam není úplný. Pokud si nejste jisti, zda můžete toto zařízení používat, doporučujeme vám poradit se s lékařem.)

PÉČE O TĚLO

(Doporučuje se nekoupat během 5 hodin po odstranění chloupků. Poté lze použít hydratační krém na zvlhčení ozářených částí.

- PPo odstranění chloupků nepoužívejte parfémy, pleťové masky a kosmetiku a peeling s drobnými prvky. Během 24 hodin po odstranění chloupků se vyhněte UV záření a v případě potřeby použijte opalovací krém.
- Pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékaře.
- Opalování může způsobit zčernání nebo spálení kůže. Ozařování může způsobit zarudnutí, otok, zánět a další potíže. Proto během používání tohoto zařízení dávejte pozor, abyste se nevystavovali slunci a aby doba rekonvalescence po spálení nebyla kratší než 1 týden.
- Během procesu odstraňování chloupků je přísně zakázáno vystavovat se oblasti odstranění chloupků do 18 hodin po operaci odstranění chloupků. I když je expozice nutná po 18 hodinách, je třeba věnovat pozornost tomu, aby se na epilované pokožce neobjevily nějaké nepříznivé reakce. Po 72 hodinách použijte opalovací krém SPE30 na ochranu před sluncem.
- Umělé opalování kůže není při odstraňování chloupků povoleno.
- Pokud potřebujete provést plasticickou operaci po odstranění chloupků (týká se pouze oblasti odstranění chloupků), poraďte se s lékařem.

POUŽITÍ INTERVALU

Časové rozmezí

- 1.-4. týden používat 2krát týdně
- 5.-8. týden používat jednou za 1-2 týdny
- V průběhu 8. týdne používat každých 15 nebo 30 dní.

Zařízení používejte podle růstu chloupků. Silné chloupky lze na tomto základě vhodně zvýšit ve výbavě a frekvenci. Konkrétní situace se u jednotlivých osob liší.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Péče o zařízení

Abyste bylo zajištěno, že zařízení dosáhne nejlepšího účinku a nejdelší životnosti, vyčistěte prosím zařízení před a po každé epilaci, abyste zabránili dlouhodobému hromadění usazenin chloupků a prachu. Pokud zařízení nebudete pravidelně čistit, nebude mít patřičný účinek.



- Zkontrolujte zařízení, zejména okénko propouštějící světlo a části těla zařízení. Ujistěte se, že jsou všechny části čisté.
- Toto zařízení a jeho příslušenství nečistěte pod tekoucí vodou, ani v myčce nádobí.
- Nepoužívejte drátěnku, abrazivní čisticí prostředky (zubní pastu apod.), ani žíravé tekutiny (benzín, motorový olej, aceton atd.).

Poznámka: Pokud již okénko propouštějící světlo nelze vyčistit, přestaňte toto zařízení používat.



Zařízení vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte jej vychladnout. Při používání tohoto zařízení se okénko světla zahřívá. Před čištěním se ujistěte, že je chladné.

V případě potřeby očistěte vnější část zařízení čistým měkkým hadříkem.

Navlhčete měkký hadřík několika kapkami vody a poté jím očistěte následující části.

- Světelné okénko
- Ledové okénko

Poznámka: Pokud není účinek čištění vodou dobrý, můžete k čištění výše uvedených částí použít několik kapek vysoce koncentrovaného alkoholu (ne více než 96 %).



Tento symbol značí, že produkt by neměl být zlikvidován s domácím odpadem, protože by mohl ohrozit životní prostředí a zdraví lidí. Podle směrnice 2012/19/EU podléhá tento produkt selektivnímu sběru. Spotřebovaný produkt je třeba odevzdat na místo recyklace elektrických a elektronických zařízení.



Tento symbol označuje, že produkt splňuje požadavky směrnice Evropské unie a harmonizovaných norem.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím nenanášajte žiadny gél alebo ošetrojúce prípravky (aloe vera gél atď.)! Dbajte na to, aby ste výrobok zostavili a používali v súlade s predpismi uvedenými v návode na použitie. Pozorne si prečítajte návod na použitie a uschovajte si ho pre prípad potreby. Ak máte počas používania akékoľvek otázky, obráťte sa na online zákaznícky servis v požadovanom jazyku.

NEBEZPEČNÉ

- **Varovanie:** Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti vane, sprchovej vane, umývadla alebo iného náradia. Výrobok a napájací adaptér udržiavajte v suchu; ak je výrobok poškodený, nedotýkajte sa žiadnych vnútorných častí, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom;
- Nevkladajte do výrobku žiadne predmety, neumiestňujte tento výrobok ľubovoľne;
- Nepoužívajte tento výrobok v okolí očí. Ochranné okuliare skutočne môžu ochrániť používateľov pri bežnej činnosti, ale ak používate prístroj v okolí očí, ochranné okuliare nemusia byť schopné úplne zablokovat energiu, ktorú absorbuje melanín dúhovky vo vašich očiach pri použití na blízko;
- Pri každom použití odporúčame nosiť ochranné okuliare. Hoci svetlo priamo neovplyvňuje vaše oči, vysokorychlostné bleskové svetlo môže ovplyvniť váš zrak;
- Ak potrebujete odstrániť chlpy na chrbte alebo aplikovať ľad, možno budete potrebovať asistenta, čo zároveň odporúčame, pretože použitie samotného prístroja môže byť riskantné;
- Ak sú vaše chlpy dlhšie ako 1 mm, najprv ich oholte. Nadmerné ochlpenie absorbuje teplo na povrchu pokožky, čo spôsobí, že pokožka bude červená a opuchnutá a ochlpenie bude páliť a vytvárať zvláštny zápach, čo ovplyvní váš zážitok z používania výrobku;
- Ak pokožka ožarovanej oblasti nie je suchá alebo čistá, ovplyvní to účinok použitia a môže to tiež spôsobiť, že výrobok nebude osvetľovať alebo bude osvetľovať náhodne.
- Dbajte na to, aby sa deti mladšie ako 15 rokov nedostali do kontaktu s týmto výrobkom, a pri používaní prístroja sa držte ďalej od detí mladších ako 15 rokov;
- Pre rôzne časti tela použite podľa potreby rôzne výkonnostné stupne na intenzitu svetla, pretože farba pokožky na nich nie je rovnaká.



BUĎTE OPATRNÍ



Nepoužívajte tento nástroj na prírodnú čiernu pokožku



Nepoužívajte ho v prostredí s priamym slnečným svetlom; predídete tým poruche zariadenia



Pri prvom spustení nezabudnite zaradiť prvý výkonnostný stupeň.



Pred epiláciou sa oholte (nepoužívajte chemickú epiláciu)



Pred epiláciou sa nevystavujte slnku





Do tohto prístroja prudko nenarážajte a netraste ním.



Je zakázané používať ho v tmavom svetlom prostredí.

KONŠTRUKCIA

1. tlačidlo blesku
2. okno blesku
3. chladiaci panel
4. výstup vzduchu
5. displej
6. DC vstup
7. úroveň energie 1-5
8. tlačidlo napájania
9. tlačidlo chladenia
10. režim automatického blesku



PREDSTAVENIE PRODUKTU

Prístroj na odstraňovanie chlpkov v domácnosti s bodom mrazu ICE najprv použije holiaci strojček na čistenie chlpkov na povrchu ľudskej pokožky a potom ožaruje pokožku intenzívnym pulzným svetlom IPL, ktoré spôsobuje štrukturálne zmeny vlasových folikulov a okolitých tkanív v dôsledku zvýšenia teploty, čím inhibuje rast chlpkov a spôsobuje ich atrofiu a vypadávanie.

Tento výrobok vyvracia skúsenosti s podobnými výrobkami a inovuje a integruje systém snímania ľadu. Po zapnutí režimu aplikácie ľadu sa dá ľadová strana odstrániť, pokožka sa môže rýchlo uvoľniť, pokožka sa môže zmenšiť a zážitok z odstraňovania chlpkov môže byť bezbolestnejší a trvalejší.

Zároveň sa zvyšuje rýchlosť blesku, epilácia je

časovo úspornejšia a šetrí vám prácu. Tento produkt má za cieľ odstránenie hustejšieho mužského ochlpenia a odstránenie ženského ochlpenia slúži ako základná funkcia. Experimenty ukazujú, že nastavenie pre mužov má zjavný účinok na ochlpenie, nastavenie pre ženy má lepší účinok na odstránenie ochlpenia a účinok nastavenie pre mužov na odstránenie ochlpenia sa mierne líši od toho ženského.

Tento výrobok má dlhú životnosť aj bez výmeny integrovanej lampy. Tento výrobok má dlhú životnosť bez nutnosti výmeny integrovaného držáka lampy,

čo vám ušetrí drahé náklady na výmenu držáka lampy, takisto nie je potrebné často kupovať príslušenstvo a nemá žiadne skryté dodatočné náklady. Okrem toho má dokonalý filtračný systém, ktorý dokáže dobre odfiltrovať neplatné krátke vlnové dĺžky a škodlivé svetlo a účinne eliminuje nebezpečenstvo úniku svetla spôsobené zlým kontaktom pri výmene spojenej štruktúry.

Výsledky testov výrobku ukazujú, že okrem čiernej pleti je vhodný pre rôzne typy farieb pleti. (Ak sa na to nevzťahujete, pozrite si časť Bezpečnostné opatrenia)

Ďakujeme, že ste si vybrali depilátor pre domácnosť . Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie.

PRÍPRAVA PRED POUŽITÍM



- Dôkladne očistite pokožku, aby ste sa uistili, že je bez chĺpkov, úplne suchá a zbavená mastných látok (parfum, pletové mlieko, voňavé telesné tekutiny, opalovací krém) a iných zvyškov.
- Uistite sa, že na ožarovacom porte nie sú žiadne zvyšky nečistôt, ako napríklad prach a chlpy, a že nedošlo k žiadnemu poškodeniu alebo abnormalite. Ak sa na ňom nachádzajú nečistoty, vyčistite ich, aby ste predišli zlyhaniu výrobku, jeho poškodeniu a kožným problémom.
- Pred použitím nenanášajte žiadny gél alebo ošetrojúce prípravky (aloe vera gél atď.)!

Nastavenie intenzity žiarenia

Tento výrobok je špeciálne vyvinutý pre ľudí s vrstvenými chlpkami, takže jeho svetelná energia je jemnejšia a poskytuje 9 rôznych svetelných energií. Energiiu svetla si môžete nastaviť tak, aby vyhovovala vašej pokožke a farbe vlasov, a aby ste mohli byť v pohodlnej polohe. Nižšie odporúčaný merač svetelnej energie vám pomôže určiť vhodnú svetelnú energiu.

1. Podľa nasledujúcej tabuľky zistíte, aká intenzita svetla je vhodná pre vašu farbu pleti a vlasov. Tip: Formulár zo Stručnej príručky si môžete priložiť na pokožku a porovnať ho so svojou farbou pleti. Tip: Odporúčame vám uložiť si Stručnú príručku pre budúce použitie.
2. Ak pocítite bolesť alebo nepohodlie, znížte intenzitu svetla. U ľudí s tmavším odtieňom pleti je pravdepodobnosť vzniku kožných alergií vyššia, pretože pokožka absorbuje viac svetla. Preto sa odporúča, aby ľudia s tmavšou farbou pleti používali nižšiu intenzitu svetla. Ožiarená pokožka môže byť teplá alebo horúca. Je to normálny jav.

Farba pokožky		Farba vlasov					
		Bielá	Béžová	Svetlo hnedá	Hnedá	Tmavohnedá	Hnedá čierna alebo tmavšia
Bielá/sivá		X	X	X	X	X	X
Červená		X	X	X	X	X	X
Svetlozlatá		X	X	X	X	X	X
Tmavozlatá/svetlohnedá		✓	✓	✓	✓	X	X
Hnedá		✓	✓	✓	✓	X	X
Tmavohnedá		✓	✓	✓	✓	X	X
Čierna		✓	✓	✓	✓	X	X

(Poznámka: X nie je aplikovateľné)

Poznámka: Ak chcete potvrdiť, či je váš typ pokožky vhodný pre toto zariadenie, pozrite si tabuľku farieb pokožky v príručke na rýchle použitie.

Poznámka: Z rôznych dôvodov môže vaša pokožka reagovať rôzne v dôsledku odlišných časov a spôsobov ožarovania. Poznámka: X nie je aplikovateľné)

Test ožiarovania kože

Ak sa tento výrobok používa po prvýkrát alebo sa podobné prípravky na odstraňovanie chlpkov používali nedávno, mali by sa na každom ožarovanom mieste vykonať kožné testy. Test je potrebný na overenie, či pokožka reaguje na ožarovanie, a na určenie správneho nastavenia osvetlenia pre každú časť tela.

1. Vyberte si miesto v blízkosti miesta, ktoré sa má ožarovať.
- Poznámka:** Nepokúšajte sa používať tento výrobok na mimoriadne komplikované alebo citlivé časti (bosé nohy alebo kosti).
2. Stlačením tlačidla spínača na 2 sekundy spustíte stroj a uistíte sa, že ste zvolili 1. výkonnostný stupeň.
3. Položte prístroj vertikálne na pokožku, aby sa zábleskový port dotýkal pokožky.
4. Stlačením tlačidla blesku vyšlete záblesk.
5. Posuňte nástroj proti koži na ďalšie ožarovane miesto.
6. Postupne zvyšujte nastavenie, vysielajte záblesk a potom posuňte prístroj na ďalšiu časť. Túto operáciu zopakujte pre všetky úrovně v rámci odporúčaného rozsahu intenzity svetla pre váš typ pleti.
7. Po každom teste skontrolujte stav kože po 2 hodinách. Ak sa v čase snímky nevyskytnú žiadne abnormality (začervenanie, pluzgieri), môžete tento výrobok s dôverou používať.

Základy odstraňovania chlčkov

Základy odstraňovania chlčkov v rôznych častiach

1. Odstraňovanie chlčkov v podpazuší

- Pred odstránením chlčkov si zotrite antiperspirant, parfum, krém a inú kozmetiku, ktorú ste si naniesli do podpazušia. V prípade ochabnutých častí pokožky najprv pokožku natiahnite a potom depilujte.
- Je normálne, že pokožka má pri ožarovaní úst pocit mierneho pálenia

2. Odstránenie vlasov v oblasti bikín

- Hromadenie pigmentu, tmavé farebné časti použite nízky prevodový stupeň, pred prispôbením použite 1 prevodový stupeň.

3. Ochlpenie rúk a nôh

- Aplikácie okolo kostí a nerovností, ktoré odolávajú nárazom, budú bolestivejšie ako aplikácie v iných častiach

4. Nepoužívajte na tieto časti

- Na miestach, kde sú stopy po popáleninách, tmavé časti, okolo očí, omrzliny, materské znamienka a iné časti, obočie, vlasy, spálenie od slnka a iné časti.
- Po odstránení chlpkov sa 24 hodín vyhýbajte miestam s ultrafialovými lúčmi, aby ste zabránili spáleniu pokožky slnečným žiarením pri odstraňovaní chlpkov.
- Dávajte pozor, aby ste sa nepozerali priamo na blesk.

INŠTRUKCIE

Kroky používania v režime ručného záblesku

1



Použite strojček, aby ste oholili vlasy na časti, ktorú budete depilovať.

2



Pripojte napájanie, stlačte a podržte tlačidlo napájania na 2 sekundy, aby ste zapli zariadenie. Po zapnutí sa na obrazovke zobrazí počet zostávajúcich zábleskov.

3



Porovnajte farbu svojej pokožky s priloženou kartou farieb pokožky. Ak je vaša farba pokožky X-off, nepoužívajte toto zariadenie. Karta farieb ukazuje najvhodnejšiu úroveň pre rôzne odtiene pokožky.

4



V tomto momente nastavte zariadenie podľa farby svojej pokožky, krátko stlačte tlačidlo ON/OFF, aby ste nastavili cyklus výberu medzi úrovňami 1-9. Odporúča sa začať od úrovne 1 pri prvom použití. Čím vyššia úroveň, tým lepšie účinky depilácie.

5



Ľahko stlačte tlačidlo chladenia, aby sa zobrazil symbol chladenia a zapnite funkciu chladenia počas depilácie, čo môže zmierniť pocit pálenia a zabezpečiť bezbolestnú depiláciu.

6




Umiestnite zariadenie vertikálne na oblasť, z ktorej chcete odstrániť vlasy. Hlavica lampy sa ideálne prispôbi pokožke. Biele indikátorové svetlo bude blikať. Stlačte tlačidlo uvoľnenia záblesku, aby ste vyslali záblesk alebo vybrali automatický režim záblesku, aby ste začali depiláciu.

Kroky používania v režime automatického záblesku



Po zapnutí zariadenia stlačte a podržte tlačidlo lampy záblesku na 3 sekundy, aby ste zapli režim automatického záblesku.



Na obrazovke sa zobrazí symbol automatického záblesku "AUTO".




V tomto režime sa tiež aktivuje funkcia chladenia ľadom, ktorá počas odstraňovania vlasov pomáha zmierniť pocit pálenia a dosiahnuť menej bolestivé odstraňovanie vlasov.




Umiestnite zariadenie blízko pokožky a pomaly ho posúvajte, aby ste menili polohu. Keď sa symbol automatického záblesku zobrazí na displeji, zariadenie automaticky aktivuje záblesk bez stlačenia tlačidla. Ak chcete prepnúť na režim ručného záblesku, stlačte a podržte tlačidlo svetla na 3 sekundy.


Kroky starostlivosti o pokožku po depilácii s využitím funkcie chladenia



Po ukončení depilácie krátko stlačte tlačidlo snehovej vločky, aby ste vypli režim chladenia. Na obrazovke sa zobrazí symbol snehovej vločky, a zariadenie sa vypne.



Priložte depilátor na oblasť, z ktorej boli vlasy odstránené, a posúvajte ho tam a späť, aby ste upokojili pokožku.



Po ukončení starostlivosti stlačte a podržte tlačidlo napájania na 2 sekundy, aby ste vypli zariadenie. (Ak žiadne tlačidlo nebude stlačené počas 5 minút, zariadenie sa automaticky vypne.)

UPOZORNENIE

- Bezprostredne po ožiarení podpazušia nepoužívajte antiperspirant;
- Pravidelne kontrolujte a čistite nečistoty v ožarovacom otvore, aby ste sa vyhli popáleninám a poruchám počas používania;
- Neotáčajte ožarovací port do blízkosti predmetov, ktoré sa dajú ľahko odmagnetizovať, aby ste nespôsobili poruchu a poškodenie;
- Nepoužívajte ho, ak je zablokovaný vetrací otvor, aby ste predišli dymu a požiaru;
- Neosvetľujte čierne predmety smerujúce k ústam, aby stroj mohol správne fungovať;
- Oblečenie, vlasy a iné predmety neožarujte, aby nedošlo k sčernaniu, zmene farby a poškodeniu;
- Nepoužívajte ho na domáce zvieratá, aby nedošlo k poraneniu;
- Nepoužívajte tento výrobok v okolí očí, aby ste predišli ich poraneniu;
- Po použití utrite prípravky na starostlivosť o vlasy a pokožku pripojené k depilátoru, aby ste predišli poruchám a poškodeniu pokožky;
- Nepoužívajte ho v blízkosti detí, depilátor vyžaruje silné svetlo a ľahko poraní oči;
- Intenzitu ožarovania nastavte podľa stavu vašej pokožky a nezabudnite prvýkrát začať s prvým výkonnostným stupňom;
- Ak je pokožka po použití mierne horúca a červená, je to bežný jav. V tomto prípade môžete využiť funkciu ľadového obkladu, aby ste zmieňili nepríjemné pocity pokožky;
- Ak potrebujete odstrániť ochlpenie na chrbte, odporúča sa mať asistenta, pretože samostatná operácia môže byť riskantná;
- Po zapnutí výrobku ho nemožno ponechať bez dozoru. Po použití výrobku ho včas zatvorte;
- Po použití výrobku ho včas vypnite. Očistite pokožku, aby ste sa uistili, že na povrchu pokožky nie sú žiadne zvyšky ochlpenia, je úplne suchá a zbavená mastných látok;
- Ak teplotný rozdiel v prevádzkovom prostredí dosiahne viac ako 20 stupňov (z prostredia s nízkou teplotou do prostredia s vysokou teplotou alebo naopak), pred použitím prístroj vypnite a nechajte ho približne 2 hodiny stáť;
- Nepoužívajte ho v blízkosti horľavých a výbušných materiálov (postrekovačov, plynových staníc atď.), ktoré môžu ľahko spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom a iné nebezpečné udalosti;
- Teplota prostredia, v ktorom sa depilátor používa, je 5-40 stupňov;
- Po použití sa nedotýkajte svetelného výstupu. Vzhľadom na vysokú teplotu, ktorá vzniká pri vyžarovaní svetla, môže ľahko dôjsť k popáleninám;
- Ak pokožka ožarovanej oblasti nie je suchá alebo čistá, ovplyvní to účinok pulzného svetla a môže to tiež spôsobiť, že výrobok nebude blikáť alebo bude blikáť náhodne;
- Do 24 hodín po ožiarení sa vyhnite priamemu ultrafialovému žiareniu na ožiarenú časť;
- Ak ožarovacia plocha nie je suchá a vyčistená, môže to ovplyvniť pulzné svetlo a výrobok nemusí blikáť alebo môže blikáť náhodne;
- Výrobok neumiestňujte na slnko ani do miestnosti s ultrafialovou lampou, pretože by došlo k vážnemu poškodeniu výrobku;
- Ak sa zadný ventilátor po zapnutí napájania nespustí (nie je počuť bzučanie), nepoužívajte ho, aby ste predišli dymu a požiaru;

Neodporúčané skupiny a diagnózy

- Tehotné ženy, ženy v období dojčenia, ženy; menštruácia, jazvy na povrchu tela, cukrovka, tiež by sa nemalo používať s krehkou pokožkou a pokožkou citlivou na svetlo; ťažké ochorenia srdca, stredne ťažká až ťažká hypertenzia, zhubné nádory, folikulitída, infekčné ochorenia kože, spálená pokožka, podozrenie na poruchy krvi;
- Nepoužívajte pre osoby s abnormálnym metabolizmom kolagénu vrátane jaziev a zlého hojenia rán v minulosti, nepoužívajte pre osoby s cievnyimi ochoreniami, ako sú krčové žily a vazodilatácia v čase expozície; nepoužívajte, ak je pokožka citlivá na svetlo a náchylná na vyrážky alebo alergie;
- Nepoužívajte, ak je miesto ožiarenia infikované, herpes simplex, kožné lézie, hematóm atď.;
- Ochorenia potláčajúce imunitu (vrátane infekcie HIV/AIDS, lupus erythematosus, porfýrie atď.) Nepoužívajte;
- V prípade akéhokoľvek hemoragického ochorenia pacientov s kontraindikovanou, lokálnou kyselinou izoretinovou (AHA), kyselinou salicylovou (BHA) alebo kyselinou azalovou kontraindikovanou;
- Ak používate chemickú epiláciu v priebehu 30 dní, používajte bieliace prípravky na pokožku alebo kozmetiku s obsahom vitamínu A;
- Nemôže sa používať súčasne s výrobkami z esenciálnych olejov. Dbajte na to, aby bola pokožka na osvetľovanej ploche čistá, suchá a nepoužívali ste na ňu krémy, mazadlá a iné kozmetické prípravky.
- Ak pokožka nie je čistá a suchá, môže to ovplyvniť skúsenosti s používaním výrobku, prípadne môže dôjsť k poškodeniu

výrobku;

- Môže byť zakázaný počas liečby aspirínom, imunosupresívmi a liečbou kyselinou izoretinovou. Nedávne užívanie liekov citlivých na svetlo (ako je tetracyklín, sulfónamid atď.) sa zatiaľ neodporúča;
- V prípade poškodenia pokožky svetlom (spáleniny) pred použitím počkajte na regeneráciu pokožky, použitie na sliznice a iné citlivé časti sú zakázané;
- Ak nie je zahojený akýkoľvek typ rany, je prísne zakázané používať tento výrobok, hirsutizmus a iné ochorenia vyvolané kožou, ak užívate lieky proti bolesti, zníži sa citlivosť kože na teplo. Odporúča sa používať ho s opatrnosťou pred zmiernením účinku. Ak vaša farba pleti a vlasov nie je vhodná, je zakázané používať tento výrobok;
- (V prípade potreby sa poraďte so svojim lekárom a použite ho neskôr)

Nepoužívajte na nasledujúce časti tela:

- | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ústna dutina, pudendálna sliznica atď. | 5. Hlava | 10. Vnútri pupka |
| 2. Miesta na ktorých bola vykonaný plastický alebo chirurgický zákrok | 6. Oblasti so škvrnami a vyrážkami | 11. Uši |
| 3. Adamovo jablko | 7. Obočie, vlasy | 12. Veľké žily |
| 4. Očná buľva, očné viečko, okolie očí | 8. Miesta s akné | 13. Tetovanie a maľovanie na telo |
| | 9. Bradavka, areola | |

(Poznámka: Tento zoznam nie je úplný. Ak si nie ste istí, či môžete tento výrobok používať, odporúčame vám poradiť sa s lekárom.)

STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU

(Odporúča sa vyhnúť sa kontaktu s vodou do 5 hodín po odstránení chlpkov. Potom sa na zvlhčenie ožiarených častí môže použiť hydratačný krém).

- Po odstránení chlpkov nepoužívajte parfumy, pletové masky a kozmetiku obsahujúcu matné guľôčky. V priebehu 24 hodín po odstránení chlpkov sa nevystavujte UV žiareniu a v prípade potreby použite opaľovací krém.
- Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekára.
- Pri opaľovaní môže dôjsť k sčernaniu alebo spáleniu pokožky. Ožiarenie tu spôsobí začervenanie, opuch, zápal a iné stavy. Preto počas používania tohto výrobku dávajte pozor, aby ste sa nevystavovali slnku, a čas na opravu spálenín nie je kratší ako 1 týždeň.
- Počas operácie odstraňovania chlpkov je prísne zakázané vystavovať slnku oblasť, na ktorej prebiehalo odstraňovanie ochlpenia, a to po dobu 18 hodín. Aj keď je expozícia potrebná po 18 hodinách, je potrebné venovať pozornosť tomu, či sa na pokožke po celý čas nevyskytujú nepriaznivé podmienky. Po 72 hodinách použite na ochranu pred slnkom opaľovací krém SPE30.
- Umelé opálenie pokožky nie je počas odstraňovania chlpkov povolené.
- Ak potrebujete vykonať plastickú operáciu po odstránení chlpkov (týka sa len oblastí odstránenia chlpkov), poraďte sa s lekárom.

INTERVAL POUŽITIA

Časový interval

- 1.-4. týždeň používať 2-krát týždenne
- 5.-8. týždeň používať raz za 1-2 týždne
- V priebehu 8. týždňa raz za 15 alebo 30 dní.

Použite ho viackrát podľa rastu vlasov. Ak máte husté ochlpenie, na základe tohto môže byť vhodné zvýšenie intenzity a frekvencia použitia. Konkrétna situácia sa líši od osoby k osobe.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Starostlivosť o stroj

Aby ste zabezpečili, že výrobok dosiahne najlepší účinok a najdlhšiu životnosť, vyčistite výrobok pred a po každom odstraňovaní chlpkov, aby ste zabránili dlhodobému hromadeniu usadenín a prachu. Ak tento produkt nebudete normálne čistiť, nebude mať náležitý účinok.



- Tento výrobok si skontrolujte, najmä výrez prepúšťajúci svetlo a časti tela. Uistite sa, že sú všetky čisté a upravené.
- Tento výrobok a jeho príslušenstvo nečistite pod vodovodným kohútikom ani v umývačke riadu.
- Nepoužívajte guľôčky z ocelového drôtu, abrazívne čistiace prostriedky (zubnú pastu atď.) ani korozívne kvapaliny. (benzín, motorový olej, acetón atď.) na čistenie výrobku.

Poznámka: Ak už nemôžete vyčistiť výrez prepúšťajúci svetlo, prestaňte tento výrobok používať.



Vypnite výrobok, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť. Pri používaní tohto výrobku sa výrez blesku zahrieva. Pred čistením sa uistite, že je chladný,

V prípade potreby očistite vonkajšiu časť výrobku čistou mäkkou handričkou.

Navlhčite mäkkú handričku niekoľkými kvapkami vody a potom ňou vyčistíte nasledujúce časti

- Výrez blesku
- Ľadovač



Tento symbol označuje, že produkt nesmie byť zneškodnený medzi domácimi odpadmi, pretože môže predstavovať riziko pre životné prostredie a zdravie ľudí. Podľa smernice 2012/19/EÚ tento produkt podlieha selektívnemu zberu. Odpadový produkt je potrebné odovzdať do zberného bodu na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.



Tento symbol označuje, že produkt spĺňa požiadavky smerníc Európskej únie a harmonizovaných noriem.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Tragen Sie vor dem Gebrauch keine Gel- oder Pflegeprodukte (Aloe-Vera-Gel usw.) auf! Achten Sie darauf, dass Sie das Produkt gemäß den in der Gebrauchsanweisung enthaltenen Vorschriften montieren und verwenden. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für Nachfragen auf. Sollten Sie während der Nutzung Fragen haben, wenden Sie sich bitte in der gewünschten Sprache an den Online-Kundendienst.

GEFAHREN

- **Warnung:** Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Duschwanne, eines Waschbeckens
- oder anderer Utensilien. Bitte halten Sie das Gerät und den Netzadapter trocken; sollte das Gerät beschädigt sein, berühren Sie keine inneren Teile, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden;
- Fügen Sie keine Gegenstände in das Produkt ein und stellen Sie das Produkt nicht nach Belieben ab;
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht um die Augen herum. Schutzbrillen können zwar den Benutzer bei dem normalen Arbeitsablauf schützen, aber wenn Sie in der Nähe der Augen arbeiten, können Schutzbrillen die Absorption der Energie durch das Melanin der Iris in Ihren Augen aus nächster Nähe möglicherweise nicht vollständig verhindern;
- Wir empfehlen, dass Sie bei jeder Benutzung eine Schutzbrille tragen. Obwohl das Licht nicht direkt auf die Augen einwirkt, kann das Blitzlicht mit hoher Geschwindigkeit die Sehkraft beeinträchtigen;
- Wenn Sie Rückenhaare entfernen oder Eis auftragen müssen, brauchen Sie möglicherweise einen Assistenten, was wir Ihnen empfehlen, da es riskant sein kann, das Gerät allein zu benutzen;
- Wenn Ihr Haar länger als 1 mm ist, rasieren Sie es bitte zuerst. Überschüssiges Haar absorbiert Wärme auf der Hautoberfläche, was zu einer Rötung und Schwellung der Haut führt. Das Haar brennt dann und es wird ein merkwürdiger Geruch freigesetzt, was die Erfahrung bei der Anwendung des Produkts beeinträchtigt;
- Wenn die Haut des bestrahlten Bereichs nicht trocken oder sauber ist, wirkt sich dies auf den Anwendungseffekt aus und kann auch dazu führen, dass das Produkt nicht oder versehentlich blitzt.
- Bitte achten Sie darauf, dass Kinder unter 15 Jahren nicht mit diesem Produkt in Kontakt kommen, und halten Sie Kinder unter
- 15 Jahren bei der Bedienung des Geräts fern;
- Für verschiedene Körperteile, verwenden Sie bitte unterschiedliche Lichtintensität-Gänge die, aufgrund der verschiedenen Hautfarbe, für verschiedene Körperteile benötigt werden



SEIEN SIE VORSICHTIG!



Verwenden Sie dieses Instrument nicht für natürliche schwarze Haut



Verwenden Sie es nicht in direkter Sonneneinstrahlung, um einen Ausfall des Geräts zu vermeiden



Bitte achten Sie darauf, dass Sie beim ersten Mal den ersten Gang einlegen.



Bitte rasieren Sie sich vor der Haarentfernung (verwenden Sie keine chemische Haarentfernungsmittel)



Setzen Sie sich vor der Haarentfernung nicht der Sonne aus.





Drücken und schütteln Sie das Gerät nicht heftig.



Es ist verboten, das Gerät in einer dunklen Umgebung zu verwenden.

STRUKTUR

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1. Blitzknopf | 7. Energieniveau 1-5 |
| 2. Blitzfenster | 8. Netzschalter |
| 3. Kühlpanel | 9. Kühlknopf |
| 4. Luftauslass | 10. Automatikblitzmodus |
| 5. Anzeige | |
| 6. DC-Eingang | |



PRODUKTEINFÜHRUNG

Haushaltsgerät zur Haarentfernung mit Eisgefrierpunkt: verwenden Sie zunächst einen Rasierer, um das Haar auf der Oberfläche der menschlichen Haut zu reinigen und bestrahlen Sie dann die Haut mit IPL intensivem gepulstem Licht, das strukturelle Veränderungen der Haarfollikel und des umgebenden Gewebes aufgrund des Temperaturanstiegs verursacht, wodurch das Haarwachstum gehemmt und Haarschwund und -Verlust verursacht werden.

Dieses Produkt untergräbt die Erfahrung ähnlicher Produkte und innoviert und integriert das Eiserkennungssystem. Nachdem der Eis Anwendungsmodus eingeschaltet ist, kann die Eisseite entfernt werden, die Haut kann schnell entlastet werden, die Haut kann reduziert werden, und die Haarentfernungserfahrung kann schmerzfreier und nachhaltiger sein.

Gleichzeitig wird die Blitzgeschwindigkeit verbessert, die Haarentfernung ist

zeit- und arbeitssparender. Dieses Produkt verwendet männliches, grobes Haar als Ziel und die Wirkung der weiblichen Haarentfernung als Grundlage. Experimente zeigen, dass in den meisten Fällen die männliche Haut eine deutliche Haarentfernungswirkung hat, weibliche Haut eine bessere Haarentfernungswirkung zeigt, und das sich die Wirkung der männlichen Haarentfernungswirkung leicht von der weiblichen unterscheidet.

Dieses Produkt hat eine lange Lebensdauer, ohne dass die integrierte Lampe ausgetauscht werden muss. Dieses Produkt hat eine lange Lebensdauer, ohne dass die integrierte Lampenfassung ausgetauscht werden muss,

was Ihnen teure Kosten für den Austausch der Lampenfassung erspart. Zudem müssen Sie nicht häufig Zubehör kaufen und es bestehen keine versteckten Zusatzkosten. Darüber hinaus verfügt das Gerät über ein perfektes Filtersystem, das ungültiges kurzweiliges und schädliches Licht gut filtert und effektiv die Gefahr von Lichtaustritt durch schlechten Kontakt beim Austausch der Speißstruktur beseitigt.

Die Testergebnisse des Produkts zeigen, dass es sich mit Ausnahme von schwarzer Hautfarbe für verschiedene Hautfarben eignet. (Für diejenigen, die nicht zutreffend sind, siehe Sicherheitsvorkehrungen)

Vielen Dank, dass Sie sich für den Haushalts-Haarentfernungsgesetz entschieden haben. Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

VOR GEBRAUCH VORBEREITEN



- Reinigen Sie die Haut gründlich, um sicherzustellen, dass sie frei von Haaren, vollständig trocken und frei von öligen Substanzen (Parfüm, Lotion, duftenden Körperflüssigkeiten, Sonnenschutzmittel) und anderen Rückständen ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Schmutzrückstände wie Staub und Haare am Bestrahlungsanschluss befinden und dass keine Schäden oder Auffälligkeiten vorliegen. Wenn Schmutz vorhanden ist, reinigen Sie ihn bitte, um Produktversagen, Verschleiß und Hautprobleme zu vermeiden
- Tragen Sie vor dem Gebrauch keine Gel- oder Pflegeprodukte (Aloe-Vera-Gel usw.) auf.

Einstellung der Strahlungsintensität

Dieses Produkt wurde speziell für Personen mit eingeklemmtem Haar entwickelt, sodass seine Lichtenergie weicher ist und 9 verschiedene Lichtenergien liefert. Sie können die Lichtenergie an Ihre Haut- und Körperhaarfarbe anpassen und sich in einer bequemen Position halten. Das unten empfohlene Lichtmessgerät hilft Ihnen bei der Bestimmung der geeigneten Lichtenergie.

1. Welche Lichtintensität für Ihre Haut- und Haarfarbe geeignet ist, entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle. Tipp: Sie können das Formular in der Kurzanleitung auf Ihre Haut legen und mit Ihrer Hautfarbe vergleichen. **Tipp:** Es wird empfohlen, die Kurzanleitung zum späteren Nachschlagen zu speichern.
2. Wenn Sie Schmerzen oder Unbehagen verspüren, reduzieren Sie bitte die Lichtintensität. Menschen mit dunkleren Hauttönen neigen eher zu Hautallergien, da die Haut mehr Licht absorbiert. Daher wird empfohlen, dass Menschen mit dunklerer Hautfarbe eine geringere Lichtintensität verwenden. Bestrahlte Haut kann sich warm oder heiß anfühlen. Das ist ein normales Phänomen.

Haarfarbe	Hautfarbe					
	Weiß	Beige	Hellbraun	Braun	Dunkelbraun	Braun schwarz oder dunkler
Weiß/Grau	X	X	X	X	X	X
Rot	X	X	X	X	X	X
Hellgold	X	X	X	X	X	X
Dunkelgold/Hellbraun	✓	✓	✓	✓	X	X
Braun	✓	✓	✓	✓	X	X
Dunkelbraun	✓	✓	✓	✓	X	X
Schwarz	✓	✓	✓	✓	X	X

(Hinweis: X ist nicht zutreffend)

Hinweis: Um festzustellen, ob Ihr Hauttyp für dieses Gerät geeignet ist, sehen Sie bitte in der Hautfarbtabelle in der Kurzanleitung nach.

Hinweis: Aus verschiedenen Gründen kann Ihre Haut bei unterschiedlichen Bestrahlungszeiten und -anlässen unterschiedlich reagieren. ote: X ist nicht anwendbar)

Hautbestrahlungstest

Wenn dieses Produkt zum ersten Mal verwendet wird oder vor kurzem ähnliche Haarentfernungsprodukte verwendet wurden, sollten an jeder zu bestrahlenden Stelle Hauttests durchgeführt werden. Der Test ist notwendig, um zu prüfen, ob die Haut auf die Bestrahlung reagiert, und um die richtigen Beleuchtungseinstellungen für die einzelnen Körperteile zu ermitteln.

1. Wählen Sie eine Stelle in der Nähe der zu bestrahlenden Stelle.
- Hinweis: Versuchen Sie nicht, dieses Produkt an extrem schwierigen oder empfindlichen Stellen (nackte Füße oder Knochen) anzuwenden.
2. Drücken Sie die Schaltertaste 2 Sekunden lang, um die Maschine zu starten, und stellen Sie sicher, dass Sie den ersten Gang einlegen.
3. Legen Sie das Instrument senkrecht auf die Haut, damit der Blitzanschluss mit der Haut in Kontakt kommt.
4. Drücken Sie die Blitztaste, um einen Blitz auszulösen.
5. Schieben Sie das Instrument gegen die Haut zur nächsten zu bestrahlenden Stelle.
6. Erhöhen Sie die Einstellung schrittweise, geben Sie einen Blitz ab und schieben Sie das Gerät dann zum nächsten Teil. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Stufen innerhalb des empfohlenen Lichtintensitätsbereichs für Ihren Hauttyp.
7. Nach Hauttest, Hautzustand nach 2 Stunden. Wenn zum Zeitpunkt der Aufnahme keine Anomalien (Rötungen, Blasen) vorhanden sind, können Sie dieses Produkt bedenkenlos verwenden.

Grundlagen der Haarentfernung

Wesentliche Aspekte der Haarentfernung an verschiedenen Stellen

1. **Haarentfernung unter den Achseln**
 - Reinigen Sie vor der Haarentfernung das Antitranspirant, das Parfüm, die Creme und andere Kosmetika, die unter den Achselhöhlen aufgetragen wurden. Bei schlaffen Hautpartien dehnen Sie die Haut vor der Haarentfernung.
 - Es ist normal, dass bei der Bestrahlung des Mundes ein leichtes Brennen auf der Haut verspürt wird.

2. Bikinizone-Haarentfernung

- Verwenden Sie bitte einen niedrigen Gang bei Pigment-Ansammlung und Stellen mit dunkler Farbe. Verwenden Sie bitte 1 Gang vor der Anpassung.

3. Behaarte Hände und Füße

- Knochen, Dellen und Unebenheiten im den Knochen und Stellen, die Unebenheiten widerstehen, sind schmerzhafter als andere Bereiche.

4. Vermeiden Sie folgende Stellen

- Verbrennungen, dunkelfarbige Stellen, den Bereich um die Augen, Erfrierungen, Muttermale, Augenbrauen, Haare, Sonnenbrände und andere Stellen.
- Vermeiden Sie nach der Haarentfernung 24 Stunden lang ultraviolette Strahlen, um zu verhindern, dass das Sonnenlicht die Haut bei der Haarentfernung verbrennt.
- Achten Sie bitte darauf, nicht direkt in das Blitzlicht zu schauen.

ANWEISUNGEN**Schritte zur Verwendung des manuellen Blitzmodus****1**

Verwenden Sie einen Rasierer, um die Haare in dem Bereich zu entfernen, der behandelt werden soll.

**2**

Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an, drücken und halten Sie die Ein-/Ausschalttaste 2 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten. Nach dem Einschalten wird die Anzahl der verbleibenden Blitze auf dem Bildschirm angezeigt.

**3**

Vergleichen Sie Ihre Hautfarbe mit der beigefügten Hautfarbentabelle. Wenn Ihre Hautfarbe X-off anzeigt, verwenden Sie das Gerät nicht. Die Farbkarte zeigt die am besten geeigneten Einstellungen für verschiedene Hauttöne an.

**4**

Passen Sie die Geräteeinstellungen an Ihren Hautton an, indem Sie die Ein-/Ausschalttaste kurz drücken, um den Zyklus der Auswahl zwischen den Stufen 1-9 zu durchlaufen. Es wird empfohlen, bei der ersten Anwendung mit Stufe 1 zu beginnen. Je höher die Stufe, desto bessere Ergebnisse erzielen Sie bei der Haarentfernung.

**5**

Drücken Sie leicht die Kühlfunktionstaste, um das Kühlsymbol anzuzeigen und die Kühlfunktion während der Behandlung zu aktivieren, was das Brennen verringern und eine schmerzfreie Haarentfernung ermöglichen kann.

**6**

Platzieren Sie das Gerät senkrecht auf dem Bereich, aus dem Sie Haare entfernen möchten. Der weiße Indikator beginnt zu blinken. Drücken Sie die Blitz-Auslösetaste, um den Blitz manuell auszulösen, oder wählen Sie den automatischen Blitzmodus, um die Haarentfernung zu beginnen.

Schritte zur Verwendung des automatischen Blitzmodus



1

Nach dem Einschalten des Geräts drücken und halten Sie die Blitzlampentaste 3 Sekunden lang, um den automatischen Blitzmodus zu aktivieren.



2

Das Symbol „AUTO“ für den automatischen Blitzmodus wird auf dem Bildschirm angezeigt.



3

In diesem Modus wird auch die Eiskühlfunktion aktiviert, die während der Haarentfernung hilft, das Brennen zu reduzieren und eine schmerzfreie Haarentfernung zu erreichen.



4

Halten Sie das Gerät nah an die Haut und bewegen Sie es langsam, um die Position zu ändern. Wenn das Symbol für den automatischen Blitzmodus auf dem Bildschirm angezeigt wird, wird der Blitz automatisch ausgelöst, wenn der Knopf gedrückt wird. Um in den manuellen Blitzmodus zu wechseln, drücken und halten Sie die Blitztaste 3 Sekunden lang.

Schritte zur Pflege von geröteter Haut nach der Haarentfernung mit der Kühlfunktion



1

Nach Abschluss der Haarentfernung drücken Sie kurz die Schneeflockentaste, um die Kühlfunktion auszuschalten. Das Symbol der Schneeflocke erscheint auf dem Bildschirm und wird dann ausgeschaltet.



2

Legen Sie den Epilierer auf den Bereich, aus dem die Haare entfernt wurden, und bewegen Sie ihn hin und her, um die Haut zu beruhigen.



3

Halten Sie nach Abschluss der Pflege die Ein-/Ausschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten. (Wenn innerhalb von 5 Minuten keine Taste gedrückt wird, schaltet sich das Gerät automatisch ab.)

HINWEIS

- Verwenden Sie unmittelbar nach der Bestrahlung der Achselhöhle kein Antitranspirant;
- Bitte überprüfen und reinigen Sie den Schmutz an dem Bestrahlungsanschluss regelmäßig, um Verbrennungen und Fehlfunktionen während des Gebrauchs zu vermeiden;
- Drehen Sie die Bestrahlungsanschluss nicht in die Nähe von Gegenständen, die leicht zu entmagnetisieren sind, um Fehlfunktionen und Schäden zu vermeiden;
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Lüftungsöffnung blockiert ist, um Rauch und Feuer zu vermeiden;
- Beleuchten Sie keine schwarzen Gegenstände, die dem Mund zugewandt sind, so dass das Gerät nicht richtig funktionieren kann;
- Sehen Sie von der Bestrahlung von Kleidung, Haare und anderer Gegenstände ab, um Schwärzungen, Verfärbungen und Schäden zu vermeiden;
- Um Verletzungen zu vermeiden ist das Gerät nicht bei Haustieren zu verwenden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe der Augen, um Augenverletzungen zu vermeiden;
- Wischen Sie nach der Anwendung die am Enthaarungsgerät befestigten Haar- und Hautpflegeprodukte sauber, um Fehlfunktionen und Hautschäden zu vermeiden;
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Kindern, da der Epilierer starkes Licht abgibt und die Augen leicht verletzen kann.
- Bitte stellen Sie die Bestrahlungsintensität entsprechend Ihrem Hautzustand ein und beginnen Sie beim ersten Mal mit dem ersten Gang;
- Wenn die Haut nach der Anwendung leicht heiß und gerötet ist, ist das ein normales Phänomen. Sie können die Eiskompressenfunktion anwenden, um die Hautbeschwerden zu lindern;
- Wenn Sie eine Haarentfernung am Rücken benötigen, empfiehlt es sich, einen Helfer hinzuzuziehen, da es riskant sein kann, den Vorgang allein durchzuführen;
- Nach dem Einschalten darf das Gerät nicht unbeaufsichtigt bleiben. Fahren Sie das Produkt rechtzeitig nach der Verwendung herunter.
- Bitte schalten Sie das Gerät nach der Benutzung rechtzeitig aus. Reinigen Sie die Haut, um sicherzustellen, keine Haarrückstände auf der Hautoberfläche vorhanden sind, und das die Haut vollständig trocken und frei von fettigen Substanzen ist.
- Wenn der Temperaturunterschied in der Betriebsumgebung mehr als 20 Grad beträgt (von einer Umgebung mit niedriger Temperatur zu einer Umgebung mit hoher Temperatur oder umgekehrt), schalten Sie das Gerät bitte aus und lassen Sie es ca. 2 Stunden stehen, bevor Sie es verwenden;
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von entflammaren und explosiven Materialien (Sprühgeräte, Tankstellen usw.), die leicht zu Bränden, Stromschlägen und anderen gefährlichen Tests führen können;
- Die Umgebungstemperatur für die Verwendung dieses Epilierers beträgt 5-40 Grad;
- Berühren Sie die Lichtquelle nach Gebrauch nicht. Aufgrund der hohen Temperatur, die der Lichtaustritt erzeugt, kann es leicht zu Verbrennungen kommen;
- Wenn die Haut des bestrahlten Bereichs nicht trocken oder sauber ist, wird die Wirkung des gepulsten Lichts beeinträchtigt, und es kann auch dazu führen, dass das Produkt nicht oder versehentlich blitzt;
- Vermeiden Sie innerhalb von 24 Stunden nach der Bestrahlung direkte ultraviolette Strahlung auf den bestrahlten Stelle;
- Wenn die umliegende Haut der zu bestrahlenden Stelle nicht trocken und sauber ist, wird die Wirkung des Impulslichts beeinträchtigt, und dies kann auch dazu führen, dass das Produkt nicht oder versehentlich blitzt;
- Legen Sie das Produkt nicht in die Sonne oder in einen langen Raum unter eine UV-Lampe, da dies das Produkt ernsthaft beschädigen würde;
- Wenn das hintere Gebläse beim Einschalten des Geräts nicht läuft (es ist kein Summen zu hören), verwenden Sie das Gerät nicht, um Rauch- und Feuerschäden zu vermeiden;

Ungeeignete Gruppen und Bedingungen

- Sollte nicht von schwangere Frauen, Frauen während der Stillzeit, Frauen während der Menstruation, Menschen mit Narben an der Körperoberfläche, Menschen mit Diabetes und von Menschen mit empfindliche und lichtempfindliche Haut verwendet werden; Die Verwendung durch Menschen mit schweren Herzkrankheiten, mäßigem bis schweren Bluthochdruck, bösartigen Tumoren, Follikulitis, infektiösen Hautkrankheiten, Hautverbrennungen, und Verdacht auf Bluterkrankungen ist verboten;
- Verwenden Sie keine Gedichte für diejenigen mit abnormalem Kollagenstoffwechsel, einschließlich Narbenanamnese und schlechter Wundheilung. Verwenden Sie keine Gedichte für diejenigen mit Gefäßerkrankungen, wie Krampfadern und Vasodilatation zum Zeitpunkt der Exposition; nicht anwenden, wenn die Haut lichtempfindlich und anfällig für Hautausschlag oder Allergien ist;

- Nicht verwenden, wenn die Bestrahlungsstelle infiziert ist, Herpes simplex, Hautläsionen, Hämatome, usw. aufweist;
- Unterdrückung von Erkrankungen der Immunabwehr (einschließlich HIV/AIDS-Infektion, Lupus erythematodes, Porphyrie usw.) Nicht verwenden;
- V prípade akéhokolvek hemoragického ochorenia pacientov s kontraindikovanou, lokálnou kyselinou izoretinovou (AHA), kyselinou salicylovou (BHA) alebo kyselinou azalovou kontraindikované;
- Ak používate chemickú epiláciu v priebehu 30 dní, používajte bieliace prípravky na pokožku alebo kozmetiku s obsahom vitamínu A;
- Nemôže sa používať súčasne s výrobkami z esenciálnych olejov. Dbajte na to, aby bola pokožka na osvetľovanej ploche čistá, suchá a nepoužívali ste na ňu krémy, mazadlá a iné kozmetické prípravky.
- Ak pokožka nie je čistá a suchá, môže to ovplyvniť skúsenosti s používaním výrobku, prípadne môže dôjsť k poškodeniu
- Alle Patienten mit Blutungskrankheit, mit kontraindizierten, topischen Isoretinsäure (AHA), Salicylsäure (BHA) oder Azalee Säure kontraindiziert;
- Diejenigen, die innerhalb von 30 Tagen eine chemische Haarentfernung durchführen, sollten bei der Verwendung von hautaufhellenden Produkten oder Kosmetika, die Vitamin A enthalten, für einen kurzen Zeitraum vorsichtig sein;
- Es kann nicht in demselben Zeitraum wie ätherische Ölprodukte verwendet werden. Bitte stellen Sie sicher, dass die Haut auf der beleuchteten Fläche sauber und trocken ist und keine Creme, Gleitmittel oder andere Kosmetika verwendet werden.
- Wenn die Haut nicht sauber und trocken ist, kann sie das Produkt beschädigen und die Nutzungserfahrung des Produkts beeinträchtigen;
- Die Verwendung des Geräts kann während der Einnahme von Aspirin, Immunsuppressiva und Isoretinsäure verboten sein. Die kürzliche Anwendung lichtempfindlicher Medikamente (wie Tetracyclin, Sulfonamid usw.) wird derzeit nicht empfohlen.
- Lichtschäden (Sonnenbrand) bitte vor der Anwendung abwarten, die Verwendung an Schleimhäute und andere empfindliche Teile ist verboten;
- Die Verwendung dieses Produkts bei jeder Art von Wunde, die nicht geheilt ist, bei Hirsutismus und bei anderen Hautkrankheiten ist streng verboten. Die Einnahme von Schmerzmitteln reduziert die Empfindlichkeit der Haut gegen Hitze. Es wird empfohlen, das Gerät mit Vorsicht zu verwenden, bevor die Wirkung nachlässt. Wenn Ihre Haut- und Haarfarbe nicht geeignet sind, dürfen Sie dieses Produkt nicht verwenden;
- (Falls erforderlich, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt und verwenden Sie es später)

Verwenden Sie das Produkt nicht an den folgenden Körperteilen:

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. die Mundhöhle, die pudendale Schleimhaut, usw. | 8. Stellen mit Akne |
| 2. Stellen die einem plastischen und chirurgischen Eingriff unterzogen wurden | 9. Brustwarze, Warzenhof |
| 3. Adamsapfel | 10. Im Inneren des Nabels |
| 4. Augapfel, Augenlid, Bereich um die Augen | 11. Ohren |
| 5. Kopf | 12. Große Vene |
| 6. Bereiche mit Flecken- und Muttermale | 13. Tattoos und Körperbemalung |
| 7. Augenbrauen, Haare | |

(Hinweis: Diese Liste ist nicht vollständig. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie dieses Produkt anwenden können, wird empfohlen, einen Arzt aufzusuchen.)

HAUTPFLEGE

(Es wird empfohlen, innerhalb von 5 Stunden nach der Haarentfernung kein Wasser zu berühren. Danach kann eine Feuchtigkeitscreme verwendet werden, um die bestrahlten Stellen mit Feuchtigkeit zu versorgen.)

- Verwenden Sie nach der Haarentfernung kein Parfüm, keine Gesichtsmaske und keine Kosmetika, die mattierte Perlen enthalten. Vermeiden Sie nach der Haarentfernung innerhalb von 24 Stunden UV-Strahlung, und tragen Sie bei Bedarf Sonnenschutzmittel auf.
- Wenn Sie sich unwohl fühlen, suchen Sie einen Chirurgen auf.
- Sonnenbäder können zu einer Schwärzung der Haut oder zu Sonnenbrand führen. Die Bestrahlung führt hier zu Rötungen, Schwellungen, Entzündungen und anderen Zuständen. Achten Sie daher darauf, dass Sie sich während der Verwendung dieses Produkts nicht der Sonne aussetzen. Die Regenerierungszeit bei Sonnenbrand beträgt mindestens 1 Woche.
- Während der Haarentfernung ist es strengstens untersagt, den behandelten Bereich innerhalb von 18 Stunden nach der Haarentfernung der Sonne auszusetzen. Auch wenn eine Exposition nach 18 Stunden erforderlich ist, sollte jederzeit darauf geachtet werden, ob die Haut ungünstigen Bedingungen ausgesetzt wird. Bitte verwenden Sie nach 72 Stunden ein LSF30-Sonnenschutzmittel zum Schutz vor der Sonne.

- Künstlich gebräunte Haut ist bei der Haarentfernung nicht erlaubt.
- Wenn Sie nach der Haarentfernung einen plastisch-chirurgischen Eingriff vornehmen müssen (bezieht sich nur auf den Bereich der Haarentfernung), konsultieren Sie bitte einen Arzt.

NUTZUNG DIESES INTERVALS

Zeitintervall

- Woche 1-4 2 Mal pro Woche verwenden
- Woche 5-8 einmalig für 1-2 Wochen verwendet
- Ab der 8. Woche ein Mal alle 15 oder 30 Tage.

Bitte verwenden Sie es je nach Haarwuchs mehrmals. Bei dichtem Haar kann der Gang und die Häufigkeit angemessen erhöht werden. Die konkrete Situation ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich.

REINIGUNG UND WARTUNG

Pflege des Geräts

Um sicherzustellen, dass das Produkt die beste Wirkung und die längste Lebensdauer erzielt, reinigen Sie das Produkt bitte vor und nach jeder Haarentfernung, um eine lange Ansammlung von Haarablagerungen und Staub zu vermeiden. Wenn Sie die Reinigung nicht normal durchführen, erzielt dieses Produkt nicht die beste Wirkung.



- Überprüfen Sie das Produkt, insbesondere das lichtdurchlässige Fenster und die Gehäuseteile, und vergewissern Sie sich, dass alle Teile sauber und ordentlich sind.
- Reinigen Sie dieses Produkt und seine Zubehörteile nicht unter dem Wasserhahn oder im Geschirrspüler.
- Verwenden Sie keine Stahldrahtkugeln, scheuernde Reinigungsmittel (Zahnpasta usw.) oder ätzende Flüssigkeiten. (Benzin, Motoröl, Aceton usw.), um das Produkt zu reinigen.

Hinweis: Wenn Sie das lichtdurchlässige Fenster nicht mehr reinigen können, verwenden Sie dieses Produkt bitte nicht mehr.



Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie es abkühlen. Wenn Sie dieses Produkt verwenden, erwärmt sich das Blitzfenster. Vergewissern Sie sich, dass es vor der Reinigung abgekühlt ist, reinigen Sie bei Bedarf die Außenseite des Geräts mit einem sauberen, weichen Tuch.

Befeuchten Sie das weiche Tuch mit ein paar Tropfen Wasser und reinigen Sie damit folgende Teile

- Blitzfenster
- Eiswürfel

Hinweis: Wenn die Reinigungswirkung des Wassers nicht ausreicht, können Sie einige Tropfen hochprozentigen Alkohols (nicht mehr als 96 %) zur Reinigung der oben genannten Teile verwenden.



Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, da es eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen kann. Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt dieses Produkt der getrennten Sammlung. Das verbrauchte Produkt muss an einer Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte recycelt werden.



Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt mit den erforderlichen Richtlinien der Europäischen Union und den harmonisierten Normen übereinstimmt.

SAFETY PRECAUTIONS

Do not apply any gel or care products (aloe vera gel, etc.) before use! Please be sure to assemble and use the product according to the regulations contained in the instruction manual. Please read the instructions for Use carefully and keep it for inquiry. If you have any questions during use, please contact online customer service in the required language.

DANGEROUS

- Warning: Do not use this product near a bathtub, shower tub, washbasin
- or other utensils. Please keep his product and the power adapter dry; if the product is damaged, do not touch any internal parts to avoid electric shock;
- Do not insert any objects into the product, please don't place this product at will;
- Do not use this product around the eyes. Protective glasses can indeed protect the common operation of users, but if you operate around the eyes, protective glasses may not be able to completely block energy from being absorbed by the iris melanin in your eyes at close range;
- We recommend that you wear protective glasses every time you use them. Although light will not directly affect your eyes, high speed flash light may affect your eyesight;
- When you need back hair removal or ice application, you may need an assistant, which is our suggestion, because you may be risky to use it alone;
- If your hair is longer than 1mm, please shave it first. Excessive hair absorbs heat on the surface of the skin, which will cause the skin to become red and swollen, and the hair will burn and produce peculiar smell, which will affect your experience of using the product;
- If the skin of the irradiated area is not dry or clean, it will affect the use effect, and it may also cause the product to not flash or accidentally flash
- Please pay attention to prevent children under the age of 15 from contacting this product, and also please keep away from children under the age of 15 when operating the instrument;
- For different body parts, please use different light intensity gears as needed for different body parts, because their skin color is not the same



BE CAREFUL



Do not use this instrument for natural black skin



Do not use it in a direct sunlight environment: to avoid machine failure



Please be sure to start the first gear for the first time.



Please shave before hair removal (do not use chemical hair removal)



Do not expose yourself to the sun before hair removal.





Do not violently impact and shake this instrument.



It is forbidden to use in dark light environment.

STRUCTURE

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| 1. flash button | 7. energy level 1-5 |
| 2. flash window | 8. power button |
| 3. cooling panel | 9. cooling button |
| 4. air outlet | 10. automatic flash mode |
| 5. display | |
| 6. DC power input | |



PRODUCT INTRODUCTION

ICE freezing point household hair removal instrument, first use a shaver to clean the hair on the surface of human skin, and then irradiate the skin with IPL intense pulsed light generated, causing structural changes of hair follicles and surrounding tissues due to temperature rise, thereby inhibiting hair growth and causing hair atrophy and loss.

This product subverts the experience of similar products and innovates and integrates the ice sensing system. After the ice application mode is turned on, the ice side can be removed, the skin can be quickly relieved, the skin can be reduced, and the hair removal experience can be more painless and lasting.

At the same time, the flash speed is upgraded, hair removal is more time-saving and labor-saving. This product takes male soil coarse hair as the target and female hair removal effect as the basis. Experiments show that most male soil has obvious hair effect, female soil has better hair removal effect, and male hair removal effect is slightly different from that of female.

This product has a long life without replacing the integrated lamp. This product has a long life without replacing the integrated lamp holder, which saves you expensive lamp holder replacement costs, does not need to purchase accessories frequently, and has no hidden additional costs. In addition, it has a perfect filtering system, which can filter invalid short wavelength and harmful light well, and effectively a void the danger of light leakage caused by poor contact of spliced structure replacement.

The product test results show that except for black skin, it is suitable for various types of skin colors. (For those who are not applicable, please refer to Safety Precautions)

Thank you for choosing household epilator. Please read the instructions carefully before you use the product.

PREPARE BEFORE USE



- Thoroughly clean the skin to ensure that the skin is free from hair, completely dry, and free from oily substances (perfume, lotion, fragrant body fluids, sunscreen) and other residues.
- Make sure that there is no dirt residue such as dust and hair at the irradiation port, and there is no damage or abnormality. If there is dirt, please clean it up to avoid product failure, deterioration and skin problems.
- Do not apply any gel or care products (aloe vera gel, etc.) before use.

Radiation intensity setting

This product is specially developed for people with trapped hair, so its light energy is softer and provides 9 different light energies. You can adjust the light energy to fit your skin and body hair color, and keep yourself in a comfortable position. The light energy meter recommended below will help you determine the appropriate light energy.

1. Please refer to the table below to determine which light intensity is suitable for your skin and hair color. Tip: You can put the form in the Quick Start Guide on your skin and compare it with your skin color. **Tip:** It is recommended that you save the Quick Start Guide for future reference.
2. If you feel any pain or discomfort, please reduce the light intensity. People with darker skin tones are more likely to develop skin allergies because the skin absorbs more light. Therefore, it is recommended that people with darker skin color use lower light intensity. Shined skin may feel warm or hot. It is a normal phenomenon.

Color of hair \ Color of skin		Color of skin					
		White	Beige	Light brown	Brown	Dark brown	Brown black or darker
White/Grey		X	X	X	X	X	X
Red		X	X	X	X	X	X
Light gold		X	X	X	X	X	X
Dark gold/Light brown		✓	✓	✓	✓	X	X
Brown		✓	✓	✓	✓	X	X
Dark brown		✓	✓	✓	✓	X	X
Black		✓	✓	✓	✓	X	X

(Note: X is not applicable)

Note: To confirm whether your skin type is suitable for this device, please refer to the skin color table in the Quick Use Guide.

Note: Due to the existence of various reasons, your skin may have different reactions due to different irradiation times and occasions.

Skin irradiation test

If this product is used for the first time or similar hair removal products have been carried out recently, skin tests should be carried out on each site to be irradiated. The test is needed to check whether the skin responds to the irradiation and determine the correct lighting settings for each body part.

1. Select a site near the site to be irradiated.

Note: Do not try to use this product on extremely difficult or sensitive parts (bare feet or bones)

2. Press the switch key for 2 seconds to start the machine, and make sure to select the 1st gear.
3. Place the instrument vertically on the skin to make the flash port contact with the skin.
4. Press the flash button to emit a flash.
5. Slide the instrument against the skin to the next site to be irradiated.
6. Increase the setting step by step, emit a flash, and then slide the instrument to the next part. Repeat this operation for all levels within the recommended light intensity range for your skin type.
7. After skin test, skin condition after 2 hours. If there is no abnormality (redness, blisters) at the time of the photo, you can use this product with confidence.

Essentials of Hair Removal

Essentials of Hair Removal in Various Parts

1. Hair removal under the armpit

- Before hair removal, please wipe clean the antiperspirant, perfume, cream and other cosmetics applied under your armpits. For flabby parts of the skin, stretch the skin first, and then depilate.
- It is normal for the skin to have a slight burning sensation when irradiating the mouth.

2. Bikini hair removal

- Pigment accumulation, dark color parts please use low gear, please use 1 gear before adapting.

3. Hairy of hands and feet

- Bones, potholes and uneven ground bones and places that resist bumps will be more painful than officials in other parts.

4. Do not use the following parts

- There are burn marks, dark-colored parts, around the eyes, frostbite, moles and other parts, eyebrows, hair, sun burns and other parts.
- After hair removal, avoid places with ultraviolet rays for 24 hours to prevent sunlight from burning the skin in hair removal.
- Please be careful not to look directly at the flash.

INSTRUCTIONS**Steps for Using the Manual Flash Emission Mode****1**

Use the shaver to shave the hair on the area that will be depilated.

2

Plug in the device, press and hold the power button for 2 seconds to turn it on. Once turned on, the screen will display the remaining number of flashes.

3

Compare your skin color with the attached skin color chart. If your skin color is marked as X-off, do not use this device. The color chart indicates the most appropriate level for different skin tones.

4

At this point, adjust the device settings according to your skin color by briefly pressing the ON/OFF button to cycle between levels 1-9. It is recommended to start with level 1 for your first use. The higher the level, the better the depilation effects.

5

Gently press the cooling button to display the cooling symbol and activate the cooling function during depilation, which can minimize the sensation of burning and ensure painless depilation.

6

Place the device vertically on the area from which you want to remove hair. The lamp head will fit perfectly to your skin. The white indicator light will stop blinking. Press the flash release button to emit a flash or select the automatic flash mode to start the depilation.

Steps for Using the Automatic Flash Mode**1**

After turning on the device, press and hold the flash lamp button for 3 seconds to activate the automatic flash mode.

2

The "AUTO" automatic flash symbol will appear on the screen.



3 In this mode, the ice cooling function is also activated, which helps reduce the burning sensation during hair removal and achieve less painful hair removal.



4 Place the device close to the skin and slowly move it, changing its position. When the automatic flash symbol appears on the display, the device will automatically activate the flash without pressing the button. To switch back to manual flash mode, press and hold the light button for 3 seconds.

Steps for Caring for Skin Reddened After Depilation Using the Cooling Function



1 After completing depilation, briefly press the snowflake button to turn off the cooling mode. The snowflake symbol will appear on the screen, and cooling will be turned off.



2 Place the epilator on the area from which the hair was removed, and move it back and forth to soothe the skin.



3 After completing the care, press and hold the power button for 2 seconds to turn off the device. (If no button is pressed for 5 minutes, the device will automatically turn off.)

NOTICE

- Do not use antiperspirant immediately after irradiation of the armpit;
- Please confirm and clean the dirt at the irradiation port regularly to avoid burns and malfunctions during use;
- Do not turn the irradiation port close to articles that are easy to demagnetize, so as not to cause malfunction and damage;
- Do not use it under the condition of blocking the vent to avoid smoke and fire;
- Do not illuminate black objects facing the mouth, so that the machine cannot run properly;
- Do not irradiate clothes, hair and other items to avoid blackening, discoloration and damage;
- Do not use it on pets to avoid injury;
- Do not use this product around the eyes to avoid eye injury;
- After use, please wipe the hair and skin care products attached to the epilator clean to avoid malfunction and skin damage;
- Do not use it around children, the epilator will emit strong light and easily hurt eyes;
- Please set the irradiation intensity according to your skin condition, and be sure to start with the first gear for the first time;
- If the skin is slightly hot and red after use, it is a normal phenomenon, you can open the ice compress function to relieve skin discomfort;

- When you need back hair removal operation, it is recommended to have a helper, which may be risky to operate alone;
- After the product is turned on, it cannot be unattended. After the product is used, please close it in time;
- Please shut down the product in time after using it. Clean the skin to ensure that there is no hair residue on the skin surface, completely dry and free from oily substances;
- If the temperature difference in the operating environment reaches more than 20 degrees (from low temperature environment to high temperature environment, or vice versa), please shut down the instrument and let it stand for about 2 hours before using it;
- Do not use it near flammable and explosive materials (sprayers, gas stations, etc.), which are easy to cause fire, electric shock and other dangerous tests;
- The use environment temperature of this epilator is 5-40 degrees;
- Do not touch the light outlet after use. Due to the high temperature generated by the light outlet, it is easy to cause burns;
- If the skin of the irradiated area is not dry or clean, it will affect the use effect of pulsed light, and it may also cause the product to not flash or accidentally flash;
- With in 24 hours after irradiation, please avoid direct ultraviolet radiation on the irradiated part;
- If the skin of the irradiation site is not dry and clean, the use effect of pulse light will be affected, and the product may not flash or accidentally flash;
- Do not place the product in the sun or in the long room under the ultraviolet lamp, which will seriously damage the product;
- The rear fan does not run when the power is turned on (no buzzing sound is heard), do not use it to avoid smoke and fire failure;

Uncomfortable groups and conditions

- Pregnant women, women during lactation, women; menstrual period, body surface scars, diabetes, fragile skin and light-sensitive skin should not be used; severe heart disease, moderate to severe hypertension, malignant tumors, folliculitis, infectious skin diseases, Burn skin, anti-suspected blood disorders are prohibited;
- Do not use for those with abnormal collagen metabolism, including scar history and poor wound healing, do not use for those with vascular diseases, such as varicose veins and vasodilatation at the time of exposure; Do not use if the skin is sensitive to light and prone to rash or allergies;
- Do not use if the irradiation site is infected, herpes simplex, skin lesions, hematoma, etc;
- Suppressing immune response diseases Suppressing immune response diseases (including HIV/AIDS infection, lupus erythematosus, porphyria, etc.) Do not use;
- Any hemorrhagic disease patients with contraindicated, topical isotretinoin acid (AHA), salicylic acid (BHA) or azelaic acid contraindicated;
- For those who use chemical hair removal within 30 days, please use skin whitening products or cosmetics containing vitamin A in a short period of time with caution;
- It cannot be used in the same period as essential oil products. Please ensure that the skin on the illuminated area is clean, dry and does not use cream, lubricating fluid and other cosmetics
- If the skin shows that it is not clean, dry, and may affect the use experience of the product, it may damage the product;
- It may be banned during aspirin medication, immunosuppressants, and isotretinoin acid medication. Recent use of light-sensitive drugs (such as tetracycline, sulfonamide, etc.) is not recommended for the time being;
- Light damage (sunburn) please wait for skin repair before using, mucosa and other sensitive parts are prohibited;
- Any type of wound is not healed is strictly prohibited to use this product, hirsutism and other diseases induced skin If you take painkillers, it will reduce the skin's sensitivity to heat. It is recommended to use it with caution before the effect is relieved. If your skin and hair color are not suitable, it is forbidden to use this product;

(If necessary, please consult your doctor and use it later)

Do not use for the following body parts or the presence

- | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Oral cavity, pudendal mucosa, etc | 6. Acne site | 11. Inside the navel |
| 2. Plastic and surgical sites | 7. Spot and mole site | 12. Large vein |
| 3. Adam's apple | 8. Eyebrows, hair | 13. Tattoos and body painting |
| 4. Eyeball, eyelid, around eyes | 9. Ears | |
| 5. Head | 10. Nipple, areola | |

(Note: This list is not exhaustive. If you are not sure whether you can use this product, it is recommended that you consult a doctor.)

SKINCARE

It is recommended to avoid touching water within 6 hours after hair removal. After that, moisturizer can be used to moisturize the irradiated parts.

- Do not use perfume, facial mask and cosmetics containing frosted beads after skin hair removal. Please avoid UV exposure within 24 hours after hair removal operation, and apply sunscreen if necessary.
- If you feel unwell, consult a surgeon.
- Sunbathing is likely to cause skin blackening or sunburn. Irradiation here will cause redness, swelling, inflammation and other conditions. Therefore, during the use of this product, be careful not to expose to the sun, and the repair time for sunburn is not less than 1 week.
- During the hair removal operation, exposure to the hair removal area is strictly prohibited within 18 hours after the hair removal operation. Even if exposure is required after 18 hours, attention should be paid to whether there are any adverse conditions on the skin at all times. Please use SPE30 sunscreen for sun protection after T2 hours.
- Artificial tanning skin is not allowed during hair removal operations.
- If you need to perform plastic surgery after hair removal (only refers to the hair removal area), please consult a doctor.

USING INTERVAL

Time interval

- Week 1-4 use 2 times a week
- Week 5-8 use once for 1-2 week
- Over the 8th week once every 15 or 30 days

Please use it many times according to the growth of hair. Heavy hair can be appropriately increased in gear and frequency on this basis. The specific situation varies from person to person.

CLEANING AND MAINTENANCE

Machine care

In order to ensure that the product achieves the best effect and the longest service life, please clean the product before and after each hair removal to avoid long-term accumulation of hair deposits and dust. If you do not clean up normally, this product will no get its due effect.



- Check this product, especially the light-transmitting window and body parts. Make sure they are all clean and tidy.
- Do not clean this product and its accessories under the faucet or in the dishwasher.
- Do not use steel wire balls, abrasive cleaners (toothpaste, etc.) or corrosive liquids. (gasoline, engine oil, acetone, etc.) to clean the product.

Note: If you can no longer clean the light-transmitting window, please stop using this product.



Turn off the product, unplug the power plug and let it cool down. When using this product, the flash window will heat up. Make sure it is cool before cleaning.

If necessary, clean the outside of the product with a clean soft cloth.

Wet the soft cloth with a few drops of water, and then use it to clean the following parts:

- Flash window
- Ice panel



This symbol indicates that the product must not be disposed of with household waste, as it may pose a threat to the environment and human health. In accordance with Directive 2012/19/EU, this product is subject to selective collection. The used product should be taken to a recycling point for electrical and electronic equipment.



This symbol indicates that the product complies with the required European Union directives and harmonized standards.