

INSTRUÇÃO DE USO - BOLSA DE URINA DESCARTÁVEL

Nº REGISTRO 80288090109

NOME TÉCNICO Bolsas Coletoras

INDICAÇÃO DE USO A Bolsa de Urina Descartável é indicada para uso clínico na drenagem, coleta e menuração da diurese de pacientes submetidos a sondagem vesical de demora ou de alívio. Geralmente esses pacientes encontram-se em situações cirúrgicas, de retenção urinária, baixa mobilidade ou apenas para controle hídrico diário.

MECANISMO DE AÇÃO A Bolsa de Urina Descartável coleta a diurese de pacientes assim que fixado ao cateter interno/sonda urinária, drenando/removendo a urina e fluídos da bexiga para dentro da bolsa. O Lumén de drenagem do cateter/sonda uretral deve estar desobstruído e apto para drenar.

INSTRUÇÃO DE USO

1. Verifique se a embalagem está íntegra e sem danos antes do uso.
2. Abra a embalagem de forma asséptica e retire a bolsa de urina
3. Feche a clamp do tubo de drenagem;
4. Retire a Tampa do Conector escalonado e encaixe no cateter/sonda urinária;
5. Utilizando os ganchos e cordão, pendure a bolsa de urina a cama e posicione o tubo conector para permitir fácil fluxo;
6. Verifique se conector de saída está fechado.
7. Abra a clamp permitir a passagem do fluxo de urina para dentro da bolsa.
8. Quando aplicável, utilizar o ponto de coleta para realizar a coleta de amostras.
9. Em local apropriado, abra a válvula de saída para drenar a urina. Se necessário registrar a quantidade, drene a urina em um recipiente para essa finalidade, registre a quantidade e descarte a urina em local apropriado.
10. Após o uso, descartar a bolsa de urina conforme as regras de biossegurança da instituição.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES Artigo médico hospitalar de uso único, estéril, descartável. Esterilizado por Óxido de Etileno. Validade de cinco anos após a data de esterilização. Manter o produto em ambiente limpo, seco e fresco; temperatura ambiente e com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO **TKL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.**
Matriz: Rua Engenheiro Júlio César de Souza Araújo, 220 | CIC | CEP: 81290-270 | Curitiba | PR | Brasil | Fone: +55 41 3022.0926
Filial: Av. Nilo Bittencourt, 55 | Unidade 05 | São Vicente | CEP: 88312-400 | Itajaí | SC | Brasil
www.tklbrasil.com.br | comercial@tklbrasil.com.br | @tkl_brasil
Responsável Técnica: Camila A. de M. Buzzatto | CRBM-6 1245