

Cpap Automático C5 para Apneia Do Sono com Umidificador Pré-Aquecimento e Wi-Fi

Registro ANVISA/M.S: 81504799146.

1 - Indicações

O que é CPAP automático C5 para apneia do sono

O CPAP automático C5 para apneia do sono NESTSAFE é um dispositivo médico projetado para o tratamento da apneia obstrutiva do sono (AOS). Ele funciona fornecendo um fluxo contínuo de ar pressurizado para as vias respiratórias, evitando colapsos na garganta durante o sono e garantindo uma respiração regular e desobstruída. Diferente dos modelos com pressão fixa, o CPAP automático ajusta a pressão do ar de forma dinâmica, conforme a necessidade do usuário ao longo da noite. Isso proporciona mais conforto e eficácia no tratamento.

Para que serve o CPAP automático C5 para apneia do sono

O CPAP automático C5 para apneia do sono NESTSAFE serve para o tratamento da apneia do sono, uma condição em que a respiração é interrompida repetidamente durante o sono devido ao colapso das vias aéreas. Seu principal objetivo é manter as vias respiratórias desobstruídas, fornecendo um fluxo contínuo de ar pressurizado, o que evita pausas na respiração e melhora a oxigenação do corpo. Como o modelo é automático, ele ajusta a pressão do ar conforme a necessidade do usuário ao longo da noite, garantindo um tratamento mais confortável e eficaz. O uso regular do CPAP ajuda a reduzir sintomas como ronco, fadiga diurna e falta de concentração, além de prevenir complicações associadas à apneia do sono, como hipertensão, doenças cardiovasculares e distúrbios metabólicos.

Para que serve e como funciona função pré-aquecimento do CPAP Siries C5 NESTSAFE?

O CPAP Siries C5 conta com a função de pré-aquecimento da água do reservatório. Para ativar essa função, acesse o menu de configurações do aparelho e localize a opção de pré-aquecimento. Clique uma vez para selecionar e novamente para confirmar. Após a ativação, deixe o CPAP em repouso por aproximadamente 5 minutos, tempo necessário para o aquecimento da água. Ao finalizar o processo, o aparelho estará pronto para ser utilizado normalmente, proporcionando uma terapia mais eficiente e confortável em dias com temperaturas mais baixas.

2 - Diferenciais e benefícios

Modelo C5;

Indicado para uso pediátrico acima de 7 anos e adultos com mais de 30 kg;

Transmissão de dados via USB e Wi-Fi;

Conexão com Wi-Fi 2.4 GHz;

Pressão máxima de 20 cmH₂O;

Design desmontável com controle em um único botão;

Sincronização automática e precisa com a respiração (AST);

Sistema inteligente de controle de ronco;

Compatível com máscaras universais sem preocupação;

Função de pré-aquecimento da água do reservatório;

Umidificação e secagem automáticas.

3 - Parâmetros

Faixa de pressão: 4-20cm H₂O

Precisão de pressão: +-2cm H₂O

Pressão de saída máxima: 30 cmH₂O

Alívio de pressão (COMF): OFF, 1-3 níveis

Tempo de rampa: 0 a 45 min (incrementos de 5 minutos)

Nível de umidificação: 1-5 níveis

Compensação de fugas de ar: 60L/min

Fluxo máximo: 100L/min@10cmH₂O, 130L/min@20cmH₂O.

4 - Umidificação

Nível de umidificação: 1-5 níveis (35-75°C)

Pré-aquecimento: 5 minutos de 23°C a 45°C

Secagem automática: SIM.

5 - Gestão de dados

Transmissão de dados: USB e WiFi

Revisão dos dados da terapia: 1 dia, 7 dias, 30 dias, 180 dias.

6 - Dimensões

Peso: 2.1Kg

Dimensões: 30.0cm(L)*21.0cm(W)*13.5cm(H)

Capacidade da câmara de água: 320mL±10mL

Tensão: 24VDC.

7 - Medidas

Altura da embalagem (cm) 18.0

Largura da embalagem (cm) 38.5

Profundidade da embalagem (cm) 29.5

Peso bruto com embalagem (Kg)3.6

8- Advertência

Leia o manual do usuário e o guia de uso rápido para obter todas as informações de uso, precauções, contraindicações, conservação, modo de usar e potenciais efeitos colaterais e soluções para que não ocorra nenhum tipo de contratempo ou problema grave.

Garantia dos acessórios de 6 meses.

ATENÇÃO: A função de PRÉ-AQUECIMENTO NÃO AQUECE O AR emitido pelo CPAP!

aquece apenas a água de seu reservatório, garantindo níveis de umidade mais estáveis, e uma temperatura mais constante!

9 - Garantia

Aparelho: 12 meses

Central De Umidificação: 6 meses

Fonte De Alimentação: 6 meses

Traqueia: 3 meses

10 - Higiene e Conservação

Desconecte o equipamento de alimentação de energia antes de limpar ou realizar manutenção regular;

Limpe o equipamento, tubo e filtro antes do primeiro uso com detergente neutro;

Esvazie o tanque de água e limpe todos os dias para evitar bactérias;

Limpe o painel frontal com um pano macio. O invólucro exterior deve ser limpo com pano macio e detergente neutro. Seque o equipamento completamente antes de inserir a linha de alimentação;

O recipiente de água do umidificador deve ser limpo diariamente com água morna e detergente neutro, sem a utilização de esponjas ásperas.

Temperatura de armazenamento: -10 à 55 graus, umidade relativa 15% - 93% (sem condensação).

11 - Itens inclusos

01 Caixa de CPAP automático para apneia do sono NESTSAFE contendo:

01 Dispositivo de terapia de apneia do sono;

01 Adaptador de energia;

01 Cabo de energia;

01 Saco acompanhado;

01 Tubo de ventilação;

02 Filtros de ar;

01 Manual do usuário;

01 Guia de uso rápido;

01 Certificado de qualidade do produto.

12 - Contraindicações

Em caso de insuficiência respiratória grave e ausência de respiração espontânea, não use o equipamento;

Não utilize o equipamento quando a temperatura ambiente ficar acima dos 35 graus, pois a temperatura do fluxo de ar nesse caso pode exceder 43 graus, o que pode causar estímulos ou danos à sua passagem de ar.

Força respiratória insuficiente para tolerar a intermitência do tratamento de ventilação não invasiva;

Sinusite aguda ou otite média;

Epistaxe que pode causar inalação no estômago;

Algumas doenças que podem causar a ingestão do conteúdo de estômago;

Incapacidade de limpar as secreções;

Hipotensão ou hipovolemia aparente dentro do vaso sanguíneo;

Pneumotórax ou enfisema mediastinal;

Trauma ou cirurgia caniocerebral;

Recebimento de neostomia de vias respiratórias no passado;

Bolha pulmonar.

13- Imagem do produto



14 - Fabricado por

MicommeMedical Technology Development Co., Ltd.

No.8, Lujing Road, High-Tech Zone, Yuelu Changsha, China.

15 - Importado e Distribuído por

Ballke Produtos Hospitalares Ltda.

CNPJ: 06.103.122/0002-70 | I.E. 255128606.

Travessa Sinamomo, Bairro Arvoredo, nº70.

CEP: 89701-494 - Concórdia - Santa Catarina - Brasil.