



INSTRUÇÃO DE USO

- Escolha o modelo de sua preferência, de acordo com o uso pretendido e verificando a largura da atadura de acordo com o diâmetro da superfície do corpo a ser enfaixada;
- Realize a limpeza e secagem da pele onde a Atadura de Crepom será aplicada;
- Aplique a atadura, fixando a parte inicial para que a atadura não solte;
- A Atadura de Crepom deve ser aplicada esticada, deixando-a sem pregas e rugas, evitando assim que se crie qualquer tipo de escoriação na pele ou desconforto durante o uso;
- A cada volta, cubra apenas de 1/2 a 1/3 da Atadura de Crepom;
- Não deve ser exercida força na hora da aplicação;
- A Atadura de Crepom não deve fazer grande compressão no membro a que foi aplicada, evitando problemas circulatórios;
- Fazer uma pequena dobra na extremidade terminal para realizar a fixação;
- Realize a fixação utilizando o Esparadrapo.