



## **MODELO DE ROTULAGEM**

**BD Plastipak™**

**Seringa Hipodérmica com Agulha**



## EMBALAGEM UNITÁRIA

**BD Plastipak™**

**Seringa Hipodérmica com Agulha**

**ESTÉRIL**

**Modelo:** \_\_\_\_\_

**Contém 01 unidade**

Seringa hipodérmica estéril de uso único para uso manual com agulha.

Agulha com bisel trifacetado.

Produto de uso único. Descartar após o uso. Proibido reprocessar.

Atóxico. Apirrogênico. Estéril. Esterilizado a óxido de etileno.

Produto não é feito com látex de borracha natural.

Validade: 5 anos a partir da data de fabricação/esterilização –

Estéril enquanto a embalagem estiver inviolada

**Fabricado por:** Becton Dickinson Ind. Cirúr. Ltda,

Rua Cyro Correia Pereira, n° 550, Curitiba - PR

Ind. Bras. CNPJ 21.551.379/0013-31

**Fabricante/Detentor:** Becton Dickinson Ind. Cirúr. Ltda.

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 273, Juiz de Fora - MG

CNPJ 21.551.379/0001-06

Resp. Téc.: Marcelo A. Lopes - CRF-MG 13673

SAC 08000555654/cs\_brasil@bd.com

Registro ANVISA n° 10033430024

LOTE: 1234567

FAB: YYYY-MM



## EMBALAGEM SECUNDÁRIA

**BD Plastipak™**

**Seringa Hipodérmica com Agulha**

**ESTÉRIL**

**Modelo:** \_\_\_\_\_

Seringa hipodérmica estéril de uso único para uso manual com agulha.

Apirogênico - Atóxico - Esterilizado a óxido de etileno - Produto de uso único - Descartar após o uso - Proibido reprocessar - Produto não é feito com látex de borracha natural - Transportar na embalagem original - Armazenar em local seco e limpo - Proteger da luz - Não usar caso a embalagem tenha sido previamente aberta ou violada

Seringa Hipodérmica é um dispositivo médico desenvolvido para aplicação de soluções por via parenteral. Para aspiração de fluídos ou para injeção de fluídos imediatamente após enchimento.

### **Instruções de Uso do Produto:**

A escolha do calibre e tamanho da agulha, deve ser avaliado, levando-se em consideração a via de administração, o tipo de medicação, o IMC e a idade do indivíduo. Se a agulha não estiver conectada, conecte esta na seringa antes do uso. Mantenha a agulha coberta com o protetor até o momento do uso para evitar danos à ponta e contaminação da agulha. Ao final da injeção, descarte a seringa agulhada num coletor de perfurantes e/ou cortantes, sem reencapar a agulha.

### **PRECAUÇÕES E INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA SEGURANÇA.**

**CUIDADO:** Para prevenir HIV, HepB, HepC e outras doenças infecto-contagiosas através de acidentes com perfurantes e/ou cortantes:

A- Não recoloque o protetor em agulhas usadas. Descarte seringas com agulhas sem protetores em coletores apropriados, de paredes rígidas.



B- Caso isto não seja possível, recoloque o protetor nas agulhas utilizando técnica passiva de recolocação, isto é, não segurando o protetor da agulha durante a recolocação, e não forçando-o contra a ponta da agulha, evitando que esta penetre o protetor.

C- Siga as recomendações de seu local de trabalho com relação a prevenção de acidentes com perfurantes e/ou cortantes.



D- Siga as recomendações do Ministério da Saúde.

**Atenção:** A reutilização pode levar a uma infecção ou outra doença/lesão.

Recuse a embalagem no ato do recebimento se houver violação na fita seladora da embalagem

**Fabricado por:**

Becton Dickinson Ind. Cirúrgicas Ltda.  
Rua Cyro C. Pereira, 550 Curitiba - PR  
CNPJ 21.551.379/0013-31 Indústria Brasileira

**Fabricante/Detentor:**

Becton Dickinson Ind. Cirúrgicas Ltda.  
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 273, Juiz de Fora - MG  
CNPJ 21.551.379/0001-06  
SAC-Serviços de Atendimento ao Cliente  
0800-0555654 / cs\_brasil@bd.com  
Reg. ANVISA nº: 10033430024

VAL: YYYY-MM

FAB/EST: YYYY-MM

LOTE: 1234567