

Legally responsible person

Producer
Artsana S.p.A.
Saldarini Catelli 1
Grandate
22070
info@chicco-service.pl
48221100847

EN: Product identified by EAN number 6970392217109

is subject to following safety information:

PL: Produkt identyfikowany numerem EAN 6970392217109

jest zaopatrzony w następujące informacje dotyczące bezpieczeństwa

DE: Das mit der EAN-Nummer 6970392217109

gekennzeichnete Produkt ist mit den folgenden Sicherheitsinformationen versehen:

FR: Produit identifié par le numéro EAN 6970392217109

est soumis aux informations de sécurité suivantes:

NL: Product geïdentificeerd met EAN-nummer 6970392217109

is onderhevig aan de volgende veiligheidsinformatie:

SV: Produkt identifierat med EAN-nummer 6970392217109

för följande säkerhetsinformation:

IT: Prodotto identificato dal numero EAN 6970392217109

il soggetto alle seguenti informazioni sulla sicurezza:

"Przed użyciem dokładnie przeczytaj uwagi i instrukcję. Zachowaj ją na

przyszłość. **UWAGA:** Przed użyciem termometru cyfrowego należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania. To urządzenie nie jest zabawką i musi być przechowywane w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Nigdy nie pozostawiać dziecka bez nadzoru podczas pomiaru temperatury. Termometr zawiera małe części (baterie itp.), które mogą być szkodliwe w przypadku połknięcia. Niebezpieczeństwo zadawienia: Połknięcie nasadki termometru oraz baterii może grozić śmierci. Nie zezwalać dzieciom na korzystanie z tego urządzenia bez nadzoru rodziców. Nie używać termometru, wkładając go do ucha. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do odczytu w jamy ustnej, odbytnicy i pod pachą. Nie kłaść baterii termometru w pobliżu źródła silnego ciepła, gdy mogąaby wybuchnąć. Jeżeli nie przewiduje się korzystania z urządzenia przez dłuższy czas, wyjąć baterie. Używając odczytu w temperatury

do autodiagnozy jest niebezpieczne. Skonsultować się z lekarzem w celu interpretacji wyników. Autodiagnoza może spowodować pogorszenie trwających chorób. Nie podejmować pomiarów, gdy termometr jest mokry, ponieważ odczyt może być niedokładny. Nie gryźć termometru. Takie działania mogą spowodować pokłucie i/lub obrażenia. Nie podejmować prób demontażu ani naprawy termometru. Takie działania mogą skutkować niedokładnymi odczytami. Po każdym użyciu należy zdezynfekować termometr, zwłaszcza jeżeli z urządzenia korzysta kilka osób. Nie należy wkładać termometru do odbytnicy na siłę. Przerwać wkładanie oraz przerwać pomiar, gdy pojawi się ból. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować obrażenia. Nie używać termometru doustnie po użyciu doodbytniczym. W przypadku dzieci w wieku dwóch lat lub młodszych nie używać urządzenia doustnie ani dopochwowo. Jeżeli urządzenie było przechowywane w temperaturze powyżej 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F), przed użyciem należy pozostawić je w temperaturze otoczenia na około 15 minut. Termometru nie należy czyścić ani dezynfekować podczas użytkowania. Każde poważne wypadek związany z urządzeniem należy zgłosić producentowi i właściwym organom kraju czosnkowskiego, w którym znajduje się użytkownik i/lub pacjent.

PRZEWIDZIANE UŻYTKOWANIE Termometry cyfrowe są przeznaczone do pomiaru temperatury ludzkiego ciała w zwykłym trybie doustnie, doodbytniczo lub pod pachą. Urządzenia nadają się do wielokrotnego użytku klinicznego lub domowego przez osoby w każdym wieku, w tym dzieci poniżej 8 roku życia, pod nadzorem osoby dorosłej.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Urządzenie służy do monitorowania temperatury ciała u pacjentów.

PRZECZYTAĆ UWAGI NIE PRZED UŻYCIEM Ten cyfrowy termometr zapewnia szybki i niezwykle dokładny odczyt temperatury ciała danej osoby. Aby lepiej zrozumieć jego funkcje i zapewnić niezawodne wyniki przez długie lata, należy najpierw przeczytać wszystkie instrukcje użytkowania. Urządzenie jest zgodne z poniższymi normami: ISO 80601-2-56 Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-56: Szczegółowe wymagania dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczego działania termometrów w medycznych do pomiaru temperatury ciała, EN 60601-1-11 Medyczne urządzenia elektryczne - Część 1-11: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego - Norma uzupełniająca: Wymagania dotyczące medycznych urządzeń elektrycznych i medycznych systemów elektrycznych używanych w środowisku domowej opieki zdrowotnej i są zgodne z wymaganiami norm EN 60601-1-2 (EMC), IEC/EN 60601-1 (Bezpieczeństwo). Producent posiada certyfikat ISO 13485. Jest zgodne z rozporządzeniem UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych.

ZAWIERA 1 termometr, 1 instrukcję obsługi, 1 etui.

RODKI OSTROŻNOŚCI * Skutecznie urządzenie może ulec pogorszeniu, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji: Korzystanie z urządzenia na zewnątrz; Przechowywanie poza podanym przez producenta zakresem temperatury i wilgotności; Wstrząs mechaniczny (np. test Before use read the warnings and instructions carefully. Keep them for future

reference. **WARNING:** Before using the digital thermometer, carefully read the user manual. This device is not a toy and must be kept in a safe place out of the reach of children. Never leave a child unattended during temperature measurement. The thermometer contains small parts (batteries etc.) which may be harmful if swallowed. Choking hazard: swallowing the thermometer tip and batteries can be fatal. Do not allow children to use this device without parental supervision. Do not use the thermometer by inserting it into the ear. The device is intended only for readings from the oral cavity, rectum, and under the armpit. Do not place the thermometer battery near sources of strong heat, as it could explode. If the device is not intended to be used for a long period, remove the battery. Using temperature readings for self-diagnosis is dangerous. Consult a physician to interpret the results. Self-diagnosis may cause worsening of existing conditions. Do not take measurements when the thermometer is wet, as the reading may be inaccurate. Do not bite the thermometer. Such action may cause breakage and/or injury. Do not attempt to disassemble or repair the thermometer. Such action may result in inaccurate readings. After each use the thermometer should be disinfected, especially if the device is used by multiple people. Do not insert the thermometer into the rectum by force. Stop insertion and discontinue measurement if pain occurs. Failure to follow this recommendation may cause injury. Do not use the thermometer orally after rectal use. For children aged two years or younger do not use the device orally or vaginally. If the device has been stored at a temperature above 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F), before use leave it at room temperature for about 15 minutes. Do not clean or disinfect the thermometer during use. Any serious incident related to the device should be reported to the manufacturer and the competent authorities of the Member State in which the user and/or patient is located. **INTENDED**

USE Digital thermometers are intended for measuring human body temperature in normal modes orally, rectally or axillary. The devices are suitable for repeated clinical or home use by persons of all ages, including children under 8 years of age, under adult supervision. **INDICATIONS FOR**

USE The device is intended for monitoring patients' body temperature **READ CAREFULLY**

BEFORE USE This digital thermometer provides a quick and highly accurate reading of a person's body temperature. To better understand its functions and ensure reliable results for many years, read all operating instructions first. The device complies with the following standards: ISO 80601-2-56 Medical electrical equipment - Part 2-56: Particular requirements for basic safety and essential performance of clinical thermometers for body temperature measurement, EN 60601-1-11 Medical electrical equipment - Part 1-11: General requirements for basic safety and essential performance - Supplementary standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the home healthcare environment and is compliant with the requirements of EN 60601-1-2 (EMC), IEC/EN 60601-1 (Safety). The manufacturer holds ISO 13485 certification. It complies with EU Regulation 2017/745 on medical devices. **CONTAINS** 1 thermometer, 1 operating manual, 1

case. **PRECAUTIONS** The effectiveness of the device may be impaired if at least one of the

following occurs:❑Using the device outdoors;❑Storing outside the temperature and humidity range specified by the manufacturer;❑Mechanical shock (e.g. test

„Vor Gebrauch lesen Sie sorgfältig die Hinweise und die Bedienungsanleitung. Bewahren Sie diese für die Zukunft auf.**ACHTUNG:**❑Vor der Verwendung des digitalen Thermometers ist die Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen.❑Dieses Gerät ist kein Spielzeug und muss an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Lassen Sie ein Kind während der Temperaturmessung niemals unbeaufsichtigt. Das Thermometer enthält Kleinteile (Batterien usw.), die beim Verschlucken schädlich sein können.❑Erstickungsgefahr: Das Verschlucken der Thermometerkappe und der Batterie kann tödlich sein. Kindern darf die Benutzung dieses Geräts nicht ohne Aufsicht der Eltern gestattet werden.❑Verwenden Sie das Thermometer nicht, indem Sie es ins Ohr einführen. Das Gerät ist ausschließlich für Messungen im Mund, rektal oder in der Achselhöhle bestimmt.❑Legen Sie die Batterie des Thermometers nicht in die Nähe starker Wärmequellen, da sie explodieren könnte.❑Wenn das Gerät für längere Zeit nicht verwendet werden soll, die Batterie entfernen.❑Die Verwendung von Temperaturwerten zur Selbstdiagnose ist gefährlich. Zur Interpretation der Ergebnisse einen Arzt konsultieren. Selbstdiagnose kann bestehende Erkrankungen verschlechtern.❑Keine Messungen durchführen, wenn das Thermometer nass ist, da die Anzeige ungenau sein kann.❑Nicht auf das Thermometer beißen. Dies kann zum Bruch und/oder zu Verletzungen führen.❑Keine Versuche unternehmen, das Thermometer zu zerlegen oder zu reparieren. Solche Maßnahmen können zu ungenauen Messwerten führen.❑Nach jedem Gebrauch das Thermometer desinfizieren, insbesondere wenn mehrere Personen das Gerät benutzen.❑Das Thermometer nicht mit Gewalt rektal einführen. Das Einführen und die Messung abbrechen, wenn Schmerzen auftreten. Die Missachtung dieser Empfehlung kann zu Verletzungen führen.❑Das Thermometer nach rektaler Anwendung nicht oral verwenden.❑Bei Kindern im Alter von zwei Jahren oder jünger das Gerät nicht oral oder vaginal verwenden.❑Wenn das Gerät bei einer Temperatur über 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F) gelagert wurde, vor der Verwendung etwa 15 Minuten bei Raumtemperatur liegen lassen.❑Das Thermometer während des Gebrauchs nicht reinigen oder desinfizieren.❑Jedes schwere Zwischenfall im Zusammenhang mit dem Gerät ist dem Hersteller und den zuständigen Behörden des Mitgliedsstaates, in dem sich der Benutzer und/oder Patient befindet, zu melden.**MORGESEHENE VERWENDUNG**Digitale Thermometer sind zur Messung der Körpertemperatur eines Menschen im üblichen Modus oral, rektal oder in der Achselhöhle bestimmt. Die Geräte eignen sich für den wiederholten klinischen oder häuslichen Gebrauch durch Personen jeden Alters, einschließlich Kindern unter 8 Jahren, unter Aufsicht eines Erwachsenen.**ANZEIGUNGSBEREICH / INDIKATIONEN FÜR DIE ANWENDUNG**Das Gerät dient zur Überwachung der Körpertemperatur von Patienten**MOR GEBRAUCH****SORGFÄLTIG LESEN**Dieses digitale Thermometer liefert eine schnelle und außerordentlich genaue Messung der Körpertemperatur einer Person. Um seine Funktionen besser zu verstehen und

zuverlässige Ergebnisse über viele Jahre zu gewährleisten, lesen Sie bitte zuerst alle Gebrauchsanweisungen. Das Gerät entspricht den folgenden Normen: ISO 80601-2-56 Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-56: Besondere Anforderungen an die grundlegende Sicherheit und die wesentliche Leistung von medizinischen Thermometern zur Messung der Körpertemperatur, EN 60601-1-11 Medizinische elektrische Geräte - Teil 1-11: Allgemeine Anforderungen an die grundlegende Sicherheit und die wesentliche Leistung - Ergänzende Norm: Anforderungen an medizinische elektrische Geräte und medizinische elektrische Systeme, die in der häuslichen Gesundheitsversorgung eingesetzt werden, und entspricht den Anforderungen der Normen EN 60601-1-2 (EMV), IEC/EN 60601-1 (Sicherheit). Der Hersteller ist nach ISO 13485 zertifiziert. Es entspricht der EU-Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte. ENTHALT 1 Thermometer, 1 Bedienungsanleitung, 1 Etui. **SICHERHEITSHINWEISE** Die Wirksamkeit des Geräts kann beeinträchtigt werden, wenn einer der folgenden Fälle eintritt: Verwendung des Geräts im Freien; Lagerung außerhalb des vom Hersteller angegebenen Temperatur- und Feuchtigkeitsbereichs; Mechanischer Stoß (z. B. test

Avant utilisation, lisez attentivement les remarques et le mode d'emploi. Conservez-les pour l'avenir. **ATTENTION** : Avant d'utiliser le thermomètre numérique, lire attentivement le mode d'emploi. Cet appareil n'est pas un jouet et doit être rangé dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Ne laissez jamais un enfant sans surveillance lors de la prise de température. Le thermomètre contient des petites pièces (piles, etc.) qui peuvent être dangereuses en cas d'ingestion. **Risque d'étouffement** : l'ingestion de l'embout du thermomètre ou des piles peut entraîner la mort. Ne laissez pas les enfants utiliser cet appareil sans la surveillance d'un parent. Ne pas utiliser le thermomètre en le plaçant dans l'oreille. L'appareil est destiné uniquement aux lectures par voie orale, rectale et axillaire (sous l'aisselle). Ne pas placer les piles du thermomètre à proximité de sources de chaleur intense, car elles pourraient exploser. Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une longue période, retirer la pile. L'utilisation des relevés de température pour l'auto-diagnostic est dangereuse. Consultez un médecin pour l'interprétation des résultats. L'auto-diagnostic peut aggraver des maladies en cours. Ne pas effectuer de mesures lorsque le thermomètre est humide, car la lecture peut être inexacte. Ne pas mordre le thermomètre. Un tel acte peut provoquer une fissure et/ou des blessures. Ne pas tenter de démonter ou de réparer le thermomètre. De telles actions peuvent entraîner des lectures inexactes. Après chaque utilisation, désinfecter le thermomètre, surtout si l'appareil est utilisé par plusieurs personnes. Ne pas insérer le thermomètre dans le rectum de force. Cesser l'insertion et interrompre la mesure en cas de douleur. Le non-respect de cette recommandation peut provoquer des blessures. Ne pas utiliser le thermomètre par voie orale après une utilisation rectale. Chez les enfants âgés de deux ans ou moins, ne pas utiliser l'appareil par voie orale ni intra-vaginale. Si l'appareil a été stocké à une température supérieure à 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F), avant utilisation le laisser à température ambiante pendant environ 15 minutes. Il

ne faut pas nettoyer ni désinfecter le thermomètre pendant son utilisation. Tout incident grave lié à l'appareil doit être signalé au fabricant et aux autorités compétentes du pays membre où se trouve l'utilisateur et/ou le patient.

USAGE PRÉVU Les thermomètres numériques sont destinés à la mesure de la température du corps humain en mode standard par voie orale, rectale ou axillaire. Les appareils conviennent à un usage clinique ou domestique réalisé par des personnes de tout âge, y compris les enfants de moins de 8 ans, sous la surveillance d'une personne adulte.

INDICATIONS D'UTILISATION L'appareil sert à surveiller la température corporelle des patients.

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION Ce thermomètre numérique fournit une lecture rapide et extrêmement précise de la température corporelle d'une personne. Pour mieux comprendre ses fonctions et garantir des résultats fiables pendant de nombreuses années, lire d'abord toutes les instructions d'utilisation. L'appareil est conforme aux normes suivantes : ISO 80601-2-56 Appareils électriques médicaux - Partie 2-56 : Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des thermomètres médicaux pour la mesure de la température corporelle, EN 60601-1-11 Appareils électriques médicaux - Partie 1-11 : Exigences générales relatives à la sécurité de base et au fonctionnement essentiel - Norme complémentaire : Exigences relatives aux appareils électriques médicaux et aux systèmes électriques médicaux utilisés dans l'environnement des soins à domicile et est conforme aux exigences des normes EN 60601-1-2 (CEM), IEC/EN 60601-1 (Sécurité). Le fabricant est certifié ISO 13485. Il est conforme au règlement UE 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

CONTENU : 1 thermomètre, 1 mode d'emploi, 1 étui.

PRÉCAUTIONS*

L'efficacité de l'appareil peut être réduite si au moins une des situations suivantes se produit :

- Utilisation de l'appareil à l'extérieur ;
- Stockage en dehors de la plage de température et d'humidité indiquée par le fabricant ;
- Choc mécanique (p. ex. test

Läs noggrant anvisningarna och bruksanvisningen före användning. Spara den för framtida bruk.

VARNING: Innan du använder den digitala termometern ska du noggrant läsa bruksanvisningen. Denna apparat är ingen leksak och måste förvaras på en säker plats, utom räckhåll för barn. Lämna aldrig ett barn utan tillsyn under temperaturmätning. Termometern innehåller små delar (batterier m.m.) som kan vara skadliga vid förtäring. Kvärningsrisk: Att svälja termometerns skyddslock eller batterier kan leda till död. Tillåt inte barn att använda denna apparat utan föräldrars tillsyn. Använd inte termometern genom att fästa in den i munn.

Apparaten är avsedd enbart för avläsning i munhåla, ändtarm och under armhålan. Placera inte termometerns batteri nära stark värmekälla, eftersom det kan explodera. Om apparaten inte ska användas under längre tid, ta ut batteriet. Att använda temperaturavläsningar för självdiagnos är farligt. Radgöra med läkare för tolkning av resultaten. Självdiagnos kan förvärra befintliga sjukdomar. Ta inte mätningar när termometern är vat, eftersom avläsningen kan bli felaktig. Bli inte i termometern. Sadant handling kan orsaka sprickor och/eller skador. Försök inte att demontera eller reparera termometern. Sadana åtgärder kan leda till felaktiga avläsningar. Efter

thermometer niet in de buurt van sterke warmtebronnen, omdat ze kunnen exploderen.❖ Als u van plan bent het apparaat langere tijd niet te gebruiken, verwijder dan de batterij.❖ Het gebruiken van temperatuurbepalingen voor zelfdiagnose is gevaarlijk. Raadpleeg een arts voor de interpretatie van de resultaten. Zelfdiagnose kan leiden tot verergering van bestaande ziekten.❖ Voer geen metingen uit wanneer de thermometer nat is, omdat de aflezing onnauwkeurig kan zijn.❖ Bijt niet op de thermometer. Dit kan barsten en/of verwondingen veroorzaken.❖ Probeer de thermometer niet te demonteren of te repareren. Dergelijke handelingen kunnen tot onnauwkeurige aflezingen leiden.❖ Desinfecteer de thermometer na elk gebruik, vooral als meerdere personen het apparaat gebruiken.❖ Duw de thermometer niet met kracht in het rectum. Stop met inbrengen en stop de meting als er pijn optreedt. Niet-naleving van deze aanbeveling kan letsel veroorzaken.❖ Gebruik de thermometer niet oraal na rectaal gebruik.❖ Bij kinderen van twee jaar of jonger mag het apparaat niet oraal of vaginaal worden gebruikt.❖ Als het apparaat is bewaard bij een temperatuur boven 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F), laat het dan ongeveer 15 minuten op kamertemperatuur komen voordat u het gebruikt.❖ Reinig of desinfecteer de thermometer niet tijdens gebruik.❖ Elk ernstig incident met betrekking tot het apparaat moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteiten van het lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt zich bevindt.

MOORSCHREVEN
GEBRUIK Digitale thermometers zijn bedoeld voor het meten van de lichaamstemperatuur van mensen op de gebruikelijke manieren: oraal, rectaal of in de oksel. De apparaten zijn geschikt voor herhaald klinisch of huishoudelijk gebruik door personen van alle leeftijden, inclusief kinderen onder de 8 jaar, onder toezicht van een volwassene.

AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK Het apparaat is bedoeld voor het bewaken van de lichaamstemperatuur van patiënten.

DEES AANDACHTIG VOOR GEBRUIK Deze digitale thermometer geeft een snelle en zeer nauwkeurige aflezing van de lichaamstemperatuur van een persoon. Om de functies beter te begrijpen en betrouwbare resultaten te garanderen gedurende vele jaren, moet u eerst alle gebruiksaanwijzingen lezen. Het apparaat voldoet aan de volgende normen: ISO 80601-2-56 Medische elektrische apparatuur - Deel 2-56: Specifieke eisen met betrekking tot de basale veiligheid en fundamentele prestaties van medische thermometers voor het meten van lichaamstemperatuur, EN 60601-1-11 Medische elektrische apparatuur - Deel 1-11:

Algemene eisen betreffende basale veiligheid en fundamentele prestaties - Aanvullende norm: eisen voor medische elektrische apparatuur en medische elektrische systemen die worden gebruikt in de omgeving van thuiszorg en voldoet aan de eisen van EN 60601-1-2 (EMC), IEC/EN 60601-1 (Veiligheid). De fabrikant is ISO 13485-gecertificeerd. Het voldoet aan Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen.

BEVAT: 1 thermometer, 1 gebruiksaanwijzing, 1

etui.

MOORZORGSMATREGELEN❖ De effectiviteit van het apparaat kan verslechteren indien zich ten minste één van de volgende situaties voordoet:❖ Gebruik van het apparaat buitenshuis;❖ Opslag buiten het door de fabrikant opgegeven temperatuuren vochtigheidsbereik;❖

Mechanische schok (bijv. test

“Prima dell'uso leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni. Conservare per riferimento futuro. **ATTENZIONE:** Prima di utilizzare il termometro digitale leggere attentamente il manuale d'uso. Questo dispositivo non è un giocattolo e deve essere conservato in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare mai un bambino incustodito durante la misurazione della temperatura. Il termometro contiene piccole parti (batterie ecc.) che possono essere pericolose se ingerite. Pericolo di soffocamento: l'ingestione del cappuccio del termometro e delle batterie può essere letale. Non consentire ai bambini di usare questo dispositivo senza la supervisione dei genitori. Non utilizzare il termometro inserendolo nell'orecchio. Il dispositivo è destinato esclusivamente a misurazioni orale, rettale e ascellare. Non collocare le batterie del termometro vicino a fonti di calore intenso, poiché potrebbero esplodere. Se non si prevede di utilizzare il dispositivo per un lungo periodo, rimuovere la batteria. Utilizzare i risultati delle misurazioni della temperatura per autodiagnosi è pericoloso. Consultare un medico per l'interpretazione dei risultati. L'autodiagnosi può peggiorare patologie in corso. Non effettuare misurazioni quando il termometro è bagnato, poiché la lettura potrebbe essere imprecisa. Non mordere il termometro. Tale comportamento può causare rottura e/o lesioni. Non tentare di smontare o riparare il termometro. Tali azioni possono portare a letture inaccurate. Dopo ogni uso disinfettare il termometro, specialmente se il dispositivo è usato da più persone. Non inserire con forza il termometro nel retto. Interrompere l'inserimento e la misurazione se si avverte dolore. Il mancato rispetto di questa raccomandazione può causare lesioni. Non utilizzare il termometro per via orale dopo averlo usato per via rettale. Nei bambini di età pari o inferiore a due anni non utilizzare il dispositivo per via orale né per via vaginale. Se il dispositivo è stato conservato a temperature superiori a 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F), prima dell'uso lasciarlo acclimatare alla temperatura ambiente per circa 15 minuti. Non pulire né disinfettare il termometro durante l'uso. Qualsiasi incidente grave relativo al dispositivo deve essere segnalato al produttore e alle autorità competenti dello Stato membro in cui si trova l'utente e/o il paziente. **USO PREVISTO** I termometri digitali sono destinati alla misurazione della temperatura corporea umana in modalità orale, rettale o ascellare. I dispositivi sono idonei per uso clinico o domestico ripetuto da persone di tutte le età, inclusi i bambini sotto gli 8 anni, sotto la supervisione di un adulto. **INDICAZIONI D'IMPIEGO** Il dispositivo è destinato al monitoraggio della temperatura corporea dei pazienti. **LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO** Questo termometro digitale fornisce una lettura rapida ed estremamente accurata della temperatura corporea di una persona. Per comprendere meglio le sue funzioni e garantire risultati affidabili per molti anni, leggere prima tutte le istruzioni per l'uso. Il dispositivo è conforme alle seguenti norme: ISO 80601-2-56 Dispositivi medici elettrici - Parte 2-56: requisiti particolari relativi alla sicurezza di base e alle prestazioni essenziali dei termometri medici per la misurazione della temperatura corporea, EN 60601-1-11 Dispositivi medici elettrici - Parte 1-11: requisiti generali per la sicurezza di base e il funzionamento essenziale - Norma supplementare: requisiti relativi ai dispositivi medici elettrici

e ai sistemi elettrici medici utilizzati nell'ambiente dell'assistenza sanitaria domiciliare e conformita ai requisiti delle norme EN 60601-1-2 (EMC), IEC/EN 60601-1 (Sicurezza). Il produttore e certificato ISO 13485. E conforme al Regolamento UE 2017/745 sui dispositivi medici.

CONTENUTO: 1 termometro, 1 manuale d'uso, 1 custodia.
MISURE DI PRECAUZIONE* L'efficacia del dispositivo puo deteriorarsi se si verifica almeno una delle seguenti situazioni:
• Uso del dispositivo all'aperto;
• Conservazione al di fuori dell'intervallo di temperatura e umidita indicato dal produttore;
• Urto meccanico (es. test

Antes de usar, lea detenidamente las advertencias y las instrucciones. Consérvelas para referencia futura.
ATENCIÓN: • Antes de usar el termómetro digital, lea atentamente las instrucciones de uso. • Este dispositivo no es un juguete y debe guardarse en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños. Nunca deje a un niño sin supervisión durante la toma de la temperatura. El termómetro contiene piezas pequeñas (pilas, etc.) que pueden ser perjudiciales si se ingieren. • Peligro de asfixia: la ingestión de la funda del termómetro o de las pilas puede ocasionar la muerte. No permita que los niños utilicen este dispositivo sin la supervisión de los padres. • No utilice el termómetro introduciéndolo en el oído. El dispositivo está destinado exclusivamente a lecturas por vía oral, rectal y axilar. • No coloque las pilas del termómetro cerca de fuentes de calor intenso, ya que podrán explotar. • Si no se prevé utilizar el dispositivo durante un periodo prolongado, retire la pila. • El uso de las lecturas de temperatura para la autodiagnos es peligroso. Consulte a un médico para interpretar los resultados. La autodiagnos puede provocar el empeoramiento de enfermedades existentes. • No realice mediciones cuando el termómetro está mojado, ya que la lectura puede ser inexacta. • No muerda el termómetro. Esta acción puede provocar que se rompa y/o causar lesiones. • No intente desmontar ni reparar el termómetro. Estas acciones pueden resultar en lecturas inexactas. • Tras cada uso, desinfecte el termómetro, especialmente si varias personas utilizan el dispositivo. • No introduzca el termómetro en el recto por la fuerza. Detenga la inserción y la medición si aparece dolor. No seguir esta recomendación puede causar lesiones. • No utilice el termómetro por vía oral después de haberlo usado por vía rectal. • En el caso de niños de dos años o menores, no utilizar el dispositivo por vía oral ni vaginal. • Si el dispositivo ha sido almacenado a temperaturas por encima de 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F), antes de usarlo déjelo a temperatura ambiente aproximadamente 15 minutos. • No debe limpiarse ni desinfectarse el termómetro durante su uso. • Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a las autoridades competentes del país miembro en el que se encuentre el usuario y/o paciente.
USO PREVISTO Los termómetros digitales están destinados a medir la temperatura corporal humana en condiciones normales por vía oral, rectal o axilar. Los dispositivos son aptos para uso clínico o doméstico repetido por personas de todas las edades, incluidos niños menores de 8 años, bajo la supervisión de un adulto.
INDICACIONES DE USO El dispositivo sirve para monitorizar la temperatura corporal de los pacientes.
LEA ATENTAMENTE ANTES DE

USARE Este termómetro digital proporciona una lectura rápida y extremadamente precisa de la temperatura corporal de una persona. Para comprender mejor sus funciones y garantizar resultados fiables durante muchos años, primero lea todas las instrucciones de uso. El dispositivo cumple con las siguientes normas: ISO 80601-2-56 Dispositivos médicos eléctricos - Parte 2-56: Requisitos particulares para la seguridad básica y el funcionamiento esencial de los termómetros médicos destinados a la medición de la temperatura corporal, EN 60601-1-11 Dispositivos médicos eléctricos - Parte 1-11: Requisitos generales sobre la seguridad básica y el funcionamiento esencial - Norma complementaria: Requisitos para dispositivos médicos eléctricos y sistemas eléctricos médicos utilizados en el entorno de atención sanitaria domiciliaria y cumple con los requisitos de las normas EN 60601-1-2 (EMC), IEC/EN 60601-1 (Seguridad). El fabricante posee la certificación ISO 13485. Cumple con el Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios.

CONTENIDO: 1 termómetro, 1 manual de instrucciones, 1 estuche.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN* La eficacia del dispositivo puede verse reducida si se produce al menos una de las siguientes situaciones:

- Uso del dispositivo en el exterior;
- Almacenamiento fuera del rango de temperatura y humedad indicado por el fabricante;
- Choque mecánico (p. ej., test