

# 眼部熱感導入儀 | RE100


Eye Beauty Massager

ZH-HK

說明書

EN

Instruction Manual



**Ragic** 朗見

<b>ZH-HK</b>	<b>說明書</b> .....	<b>2</b>
<b>EN</b>	<b>Instruction Manual</b> .....	<b>8</b>

---

感謝您選購朗見產品 — 眼部熱感導入儀！

希望您使用愉快，我們相信這款全新的眼部熱感導入儀將為您帶來更好的生活體驗。

使用中如果遇到任何問題，請聯絡我們的售後服務中心，將有專業人員為您解答問題。如欲了解更多產品資訊請登入：[www.rogic.com.hk](http://www.rogic.com.hk)

本資料產品以實物為準，原廠保留產品更新的權利，如有變動，恕不另行通知。

感謝您的選擇！

## 目錄

---

1. 安全注意事項 .....	2
2. 產品組成 .....	3
2.1 技術參數 .....	3
2.2 產品部件 .....	3
3. 產品使用 .....	4
4. 疑難排解 .....	6
5. 產品售後服務 .....	7

# 1. 安全注意事項

使用電器產品前請仔細閱讀此說明書的所有內容。  
請保管好此說明書。



使用電器產品時，請保持一貫的警惕性，遵循以下事項：

## ⓘ 注意

01. 請保管在兒童接觸不到、通風乾淨的場所。
02. 長期不使用時，請從主機和插座中拔掉電源適配器及USB線後保管。
03. 請勿放置在高溫多濕的場所(火旁、烈日下、浴室等)。
04. 請避免在沾有護膚品的狀態下放置。
05. 請勿使用鹼性洗滌劑、酒精、稀釋劑、汽油、洗甲水等。
06. 長時間未使用時，使用前請務必確認本產品處於正常、可安全操作的狀態下再使用。
07. 本產品操作異常時，請在送交維修前參照“疑似故障”的內容，確認故障。
08. 故障仍未能排除時，請諮詢經銷商。
09. 主機和充電端口沾水時，請徹底擦乾水分；如果在殘留水分的情況下充電，會引起故障。
10. 購買後第一次充電時，請完全充滿後再使用。
11. 第一次使用時或長時間未使用時，有時即使顯示滿電量也只能使用較短時間，此時請再次充電後再使用。
12. 請勿直立充電。
13. 需要更換電池時，請諮詢經銷商或客戶服務熱線。
14. 產品若長時間不使用，請至少每隔3個月充一次電。
15. 產品在使用或者充電過程中會變熱，是正常現象。
16. 廢棄本產品時，請依照當地法律規定進行廢棄。
17. 本產品使用鋰離子電池，請依照當地法律進行廢棄。
18. 關於內置充電電池的廢棄 本機使用鋰離子電池，請根據當地相關規定進行廢棄。
19. 本機內置充電電池，廢棄前務必先取出。
20. 拆卸電池時，請關閉電源，拔出插頭。
21. 拆卸電池時，需要使用螺絲刀，請注意安全避免受傷。
22. 拆卸電池時，請避免硬物劃傷電池。\*可能會導致電池發熱起火等。

## 拆卸電池

請參考下圖①~②的步驟拆卸電池。



① 使用尖細的工具撬開後殼。

② 取出電池固定扣，拆掉電池。




## 2. 產品組成

### 2.1 技術參數

產品型號	RE100
額定輸入	5V $\equiv$ 1A
電池	鋰離子電池 750mAh
充電時間	約60分鐘(因充電環境不同, 充電時間也稍有不同)
使用時間	模式一約100分鐘; 模式二約360分鐘; 模式三約70分鐘 (滿電量狀態開始, 視使用環境有所不同)

\* 因產品持續改善, 原廠保留產品更新的權利, 如有變動, 恕不另行通知。

### 2.2 產品部件



## 3. 產品使用

### 使用須知

1. 將充電線Type C插頭插入眼部熱感微振儀充電口。
  2. 將充電線USB插頭插入USB充電器（可使用手機充電器）。
    - 初次購買的新產品，使用前請先進行充電。
    - 使用過程中，充電指示燈閃爍，代表電量不足，即將關機，請充電。
    - 充電過程中，充電指示燈呼閃爍。
    - 充電完畢後，充電指示燈將常亮3分鐘然後減燈，請拔掉USB線。
    - 室溫約25°C時，約1小時電量充滿，約可使用70分鐘，因剩餘電量及充電環境不同，充電時間和可使用時間稍有不同。
- \* 經過10秒後仍無法正常充電時，請確認USB線的插口是否鬆動。

### 肌膚適應性測試

第一次使用時，請務必預先測試產品與肌膚的適應性。

- 為防止發生肌膚問題，請務必事先測試。
  - 測試部位出現發疹、發紅、發癢、刺激等異常情況時，請立即停止測試。
  - 肌膚感覺異常時請勿使用。
- ① 用肥皂等產品清潔手臂內側，然後用毛巾等擦拭乾淨。
  - ② 將適量護膚品直接擠到護理頭中央部位，貼在洗過的手臂部位，開機使用約3分鐘。
  - ③ 將多餘的護膚品按摩直至吸收，然後確認肌膚是否有異常。
  - ④ 如果24小時內肌膚沒有泛紅或發燙等異常情況，即可使用本產品。
    - 請務必將電極頭完全貼合手肌膚上，一邊移動一邊使用。

### 安全功能

- 溫度傳感器  
當檢測到肌膚或護理頭的溫度較高時，為安全起見，主機會自動降低或關閉輸出。
- 智能功能  
皮膚接觸傳感器，智能感應皮膚接觸式工作，一觸即振。
- 自動斷電功能  
無任何操作，3分鐘自動關機(提示音“嗶嗶”)，節能更環保。
- 充電提示  
電源開啟的時候，電量指示燈來提示電池電量；白燈閃爍時，請充電後再進行使用。根據電池的狀態以及使用環境的差異，電池電量略有差異。

## 基礎功能

- 恆溫熱敷: 42°C 恆溫熱敷, 促進眼周血液循環, 放鬆眼周肌膚, 煥亮雙眸。
- 高頻微振: 每秒約210次高頻微振, 激活真皮層纖維母細胞, 促進膠原蛋白新生, 改善彈力纖維。
- 離子導入: 高科技的智能離子導入技術, 將護膚精華導入肌底深層, 煥活肌膚細胞, 撫平歲月痕跡。
- 630 ( ± 10 ) nm 紅光: 紅色能量升級, 改善暗沉, 提亮膚色, 修護肌膚。

## 使用方法

請務必在卸妝、潔面後使用。建議配合眼霜等護膚品使用。

- ① 開機: 長按電源鍵約2秒, 默認模式一指示燈亮起、恆溫熱敷開始運行。
- ② 選擇模式

模式	功能說明	工作時長
	模式一指示燈亮起 恆溫熱敷 LED紅光, 離子導入	5分鐘
	模式二指示燈亮起 高頻微振 離子導入	5分鐘
	模式三指示燈亮起 恆溫熱敷, 高頻微振 LED 紅光, 離子導入	5分鐘

- ③ 將護膚品直接擠在護理頭中央, 護理頭貼在肌膚上移動。
  - ④ 使用後保養肌膚。
- 一般使用建議, 護理後用清水清洗乾淨後, 再進行日常肌膚護理保養。

## 保養方法

使用後, 為保持主機清潔, 每次使用後請進行清潔保養。

- 保養時, 請務必切斷電源, 從主機拔出USB線。會引起觸電、短路或著火。
- 請勿用水沖洗。

本產品非防水產品。會引起機件故障。

- ① 用擰乾水分的軟布等擦拭污漬。
  - 頑固污漬難以清潔時, 請用布蘸一點稀釋過的中性洗滌劑輕輕擦拭。
  - 電極頭縫隙中殘留的護膚品, 請用棉籤或化妝棉擦拭乾淨。

## 4. 疑難排解

產品使用過程中，若遇上以下情況可對照查詢，自主解決。

下列情況	可能原因和處理方法
無法開機	請長按電源鍵約2秒鐘。
	電池沒有電，請充電。
即使充電也只能用幾分鐘	本機具有自動斷電功能，開機3分鐘後會自動關閉電源。
	電池電量減少，請充電。
	電池壽命問題，請聯繫經銷商。
不充電	請將原裝USB線插入主機，請確認是否鬆動。
恆溫熱敷過熱	在同一部位長時間使用，請務必一邊移動，一邊使用。
	請稍微加快移動速度。
感覺不到恆溫熱敷的熱量	開機使用3分鐘後，機器關機；再次使用請按下電源開機。
電量指示燈白色閃爍	表示剩餘電量不足，請充電後再使用。

### 常見問題

Q：使用時間、使用頻率標準是什麼？

A：每週使用5天，效果更佳。

※ 可根據您的肌膚狀態，適當增加或減少使用次數。

※ 肌膚感覺異常時，請立即停止使用。

Q：能連續使用嗎？

A：可以。

Q：護膚品一次使用多少合適？

A：根據平時自己護膚用量即可。如果感覺護膚品少，可隨時適量補充

Q：能在浴室使用嗎？

A：本產品不是防水產品。請避免在浴室使用。

Q：使用後皮膚發燙。

A：這是恆溫熱敷溫熱效果而引起的。

## 5. 產品售後服務

---

### 產品保用條例

多謝閣下選購朗見Rogic產品，為確保產品之優良品質，選購所有產品於出廠前必經嚴格品質檢查。本公司並向用戶提供免費保用服務。

保用條款如下：

1. 由購買日起之一年保用期內，電器機件發生故障時，經本公司技術人員證實該機故障屬正常使用下發生，本公司將提供免費修理及零件更換、而更換後之損壞零件將歸屬本公司。
2. 免費保用服務不適用於：A.機身外殼及 B.產品損耗件、配件或附件。
3. 在下列情況下，本保用證將會自動失效：  
(甲) 產品曾因被錯誤操作，疏忽或因天災人禍等意外事件引致機身或機件損壞；  
(乙) 產品曾被非本公司技術員修理或改裝  
(丙) 產品機身號碼曾被轉換，塗改或除去；  
(丁) 產品不按原廠提供之安裝指示；  
(戊) 產品做商業用途
4. 本公司將不負責任何由於器材損壞而直接或間接招致之損失。
5. 產品如需維修時，用戶需自行將產品送往維修部及於修妥後自行取回。
6. 本保用證只適用於香港及澳門特別行政區。
7. 請妥存正式購買收據，於修理時一併出示予本公司技術員查閱方為有效。

特定產品之保用資訊，可登入[www.rogic.hk](http://www.rogic.hk)之產品資料頁面查閱。

---

Congratulations on the purchase of your Rogic Eye Beauty Massager. We hope it brings you many years of satisfaction.

Should you encounter situations that have not been properly addressed in this Instruction Manual, please contact our Customer Service Center where a technician can address your specific problem or question.

For more information, please visit the official website:  
[www.rogic.com.hk](http://www.rogic.com.hk)

The Company reserves the right to make technological and/or design changes to this product for continuous improvement.

Thank your for your choosing!

# Contents

---

1. Important safety Instructions . . . . .	8
2. Package Contents and Technical Specifications . . . . .	9
2.1 Technical Specifications . . . . .	9
2.2 Product Design . . . . .	9
3. Usage . . . . .	10
4. Problem Shooting . . . . .	12
5. Customer Service . . . . .	13

# 1. Important Safety Instructions

**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.  
PLEASE KEEP THE INSTRUCTION MANUAL**

When using our product, basic precautions should always be followed, including the following:


## **i** Attention

01. Do not store it within the reach of children and infants, and do not allow children or infants to play with the appliance.
02. Please unplug the USB and main body while not using it for a long time.
03. Do not use alkaline detergent, alcohol, thinner, gasoline, nail polish remover, etc.
04. Please clean the massage head after each use.
05. Keep it out of reach of children and in a well-ventilated place.
06. When not in use for a long time, remove the power adapter and USB cable from the device and socket for storage.
07. Do not place in hot and humid places (near fire, under hot sun, bathroom, etc.)
08. If the product has not been used for a long time, please make sure that the product is in normal and safe condition before use.
09. In case of abnormal operation of the product, please contact the dealer for maintenance.
10. Please avoid smearing skin care products with your hands to keep the skin care products clean or avoid slipping of the device due to hand slip.
11. If you feel not smooth in the process of using, please add appropriate skin care product.
12. Please completely touch the electrode tip to the skin when using.
13. Be sure to move it when use on skin.
14. When you feel hot, move a little faster or lower the intensity.
15. Please move a little faster when you feel hot.
16. Rechargeable batteries are consumables.
17. After charging, the use time is very short, the battery life can be considered. (Normally about 300 charges)
18. If you need to replace the battery, contact customer service hotline.
19. If the product is not used for a long time, please charge it at least once every 3 months.
20. It is normal that product heats up during use or charging.
21. Be sure to take out built-in rechargeable battery before waste.
22. When removing the battery, turn off the power and pull out the plug.
23. When removing the battery, use a screwdriver to avoid injury.
24. When removing the battery, do not scratch it with hard objects. May cause batteries to heat up and catch fire.

## **i** Remove the battery

Remove the battery by referring to steps ①~② in the following figure.

- ① Use a tapered tool to pry open the back shell.






## 2. Package Contents and Technical Specifications

### 2.1 Technical Specifications

Model	RE100
Voltage	5V == 1A
Battery	Li-ion battery 750mAh
Charging Time	~ 60 minutes (Due to the charging environment, the charging time is slightly different.)
Lasting Time	Mode 1: about 100 minutes ; Mode 2: about 360 minutes ; Mode 3: about 70 minutes (full battery state begins, depending on the environment)

\* Package Contents and Technical and design specifications may be changed in the course of continuous product improvement.



## 3. Usage

### Before use

1. Plug the Type C connector of the charging cable into the charging port of the device.
  2. Insert the USB plug of the charging cable into the USB charger (mobile phone charger can be used).
    - For new products purchased for the first time, please charge them before use.
    - During use, the charging indicator **blinks**, indicating that the power is low and the machine is about to be powered off. Please charge it.
    - During charging, the charging indicator **blinks**.
    - After charging, the charging indicator **will be on for 3 minutes and then off**. Please remove the USB cable.
    - At room temperature around 25°C, it takes about 1 hour to **fully charge and lasts about 70 minutes**. The charging time and usable time are **slightly different** due to the remaining power and charging environment.
- \* If it still cannot charge normally after 10 seconds, please confirm whether the socket of the USB cable is loose

### Skin fitness test

Be sure to test the product's compatibility with the skin in advance when using for the first time.

- Be sure to test beforehand to prevent skin problems.
  - Stop the test immediately if any abnormal conditions occur at the test site, such as diagnosis, redness, itching or irritation.
  - Do not use when skin feels abnormal.
- ① Clean the inner side of the arm with soap and other products, and then wipe it with a towel.
  - ② Directly squeeze the appropriate amount of skin care products into the central part of the nursing massage head, paste it on the washed arm, and use it for about 3 minutes.
  - ③ Massage the excess skin care products until absorption, and then confirm whether the skin is abnormal.
  - ④ If the skin is not flushed or hot within 24 hours, you can use this product.
- Make sure the electrode tip is completely attached to the skin of the hand and moved while using.

### Safety features

- Temperature sensor  
When the temperature of the skin or massage head is detected to be high, the main machine will automatically reduce or turn off the output for safety.
- Intelligent function  
Skin contact sensor intelligent sensing, item start to work soon as skin contact.
- Automatic power off function  
The machine will automatically shutdown (with sound "beep beep") if no operation after 3 minutes. More energy saving and environment protection.
- Charging tips  
When the power is on, the power indicator indicates the battery level. When the white light is blinking, please charge it before using it. Battery power varies slightly depending on the state of the battery and the environment in which it is used.




### Basis function

- **Constant Thermal Care**  
42°C constant warm temperature promote blood circulation, relax and brighten skin around eyes.
- **High-frequency Micro Vibration**  
High frequency micro vibration about 210 times per second can activate dermal fibroblasts, promote collagen regeneration and improve elastic fibers.
- **Iontophoresis**  
High-tech intelligent ion introduction technology, promote skin care essence penetrate into the deep muscle bottom, revitalize skin cells, smooth away age traces.
- **630 (±10) nm red light**  
Red upgrade energy improves dullness and brightens skin tone.

### Using Method

Best used to use it after removing make up and cleansing. It is recommended to use with eye cream and the skin care products.

- ① **ON/OFF** Long touch the power button for about 2 seconds, the default mode 1-indicator lights up, constant temperature thermal care start running.
- ② **Mode Selection**

Modes	Mode Instruction	Mode Duration
	Mode 1, indicator lights up thermal care red light therapy, ion induction	5 minutes
	Mode 2 indicator lights up high frequency micro vibration ion induction	5 minutes
	Mode 3 indicator lights up thermal care high frequency micro vibration red light therapy, ion induction	5 minutes

- ③ Squeeze skin care products directly in the center of massage head, and move on the skin.
- ④ skin care after use

General use recommendations, cleaning face with water after skin caring, and then do daily skin care and maintenance.

### Maintenance

- Keep it out of reach of children and in a well-ventilated place.
- When not in use for a long time, remove the power adapter and USB cable from the device and socket for storage.
- Do not place in hot and humid places (near fire, under hot sun, bathroom, etc.)

## 4. Problem Shooting

If you feel abnormal during using this product, please confirm the following items before submitting it for maintenance.

The following state	Possible causes and handling methods
Unable to boot	Touch the power button for about 2 seconds
	The battery is empty, please charge it
Even after charged, it only lasts a few minutes	The machine has the function of automatic power off, it will automatically turn off the power after 3 minutes
	The battery is low, please charge it
	Battery life issues. Please contact the dealer
Can't be charged	Insert the original USB cable into the device. Check whether it is loose
Constant Temperature overheating	Use on the same area for a long time. Be sure to use it while moving
	Please move a little faster
Constant temperature is not felt	The machine shuts down after 3 minutes. Please press the power supply to start the machine again
The white power indicator blinks	Indicates that the remaining battery is low. Please charge it before using it

### FAQ

Q: What is the standard of usage time and frequency?

A: Use 5 days a week for better results (no more than 6 minutes once a day)

※ According to your skin condition, increase or decrease the frequency of use.

※ When skin feels abnormal, please stop using immediately.

Q: Can it be used continuously?

A: It is recommended to use this product once a day for 6 minutes.

Q: How many skin care products should be used at one time?

A: Please refer to the dosage diagram of P.14. If you feel less skin care products, you can add appropriate amount at any time.

Q: Can you use it in the bathroom?

A: This product is not waterproof. Please avoid using in the bathroom.

Q: Skin hot after use.

A: This is caused by the constant temperature warming effect.

## 5. Customer Service

---

### WARRANTY CONDITIONS

Thank you for purchasing ROGIC products, for the sake of excellent quality of our products, we certify that ROGIC products on this warranty is free of defect in materials and workmanship the end user is entitled to this warranty subject to the terms and conditions listed below:

- (1) For any defect, in the judgement of our technicians, caused under normal usage, is responsible for repairing and replacing parts free of charge within the first year free warranty period (except accessories and some parts), any replaced defective parts will become the company's property.
- (2) For the information of designated product, please visit [www.rogic.hk](http://www.rogic.hk) for details.
- (3) This warranty is invalid in the following cases:
  - (a) If the product has been damaged out of misuse, negligence, accident and natural disaster.
  - (b) If the product has been repaired, modified by persons other than PRO LOGIC INTERNATIONAL LIMITED.
  - (c) If the serial number has been altered, effaced and/or removed.
  - (d) Fail to follow the installation instructions provided.
  - (e) Machines for commercial use.
- (4) The company will not be liable for any loss directly or indirectly caused from breakdown of the equipment.
- (5) Customer will be requested to bring the product to and from our service centre whenever service is required.
- (6) This warranty is applicable in HongKong and Macau areas only.
- (7) Please keep and present this warranty card together with official purchase invoice to our technicians for inspection during each service.



總代理 Sole Agent:

昇鋒國際有限公司 Pro Logic International Limited

香港九龍紅磡鶴園東街4號恆藝珠寶大廈1樓106-107室

Unit 106-107, 1/F, Heng Nagai Jewelry Centrem 4 Hok Yeun Street East,  
Hung Hom, Kowloon, HK

Tel: (852) 2365 0655

分銷商 Distributor:



愛家名品有限公司 iPlusHome Limited

[www.iplushome.hk](http://www.iplushome.hk)