



BioPod

**BOUGER, RENFORCER,
PROGRESSER :**

le biofeedback portable sans fil,
conçu pour la **rééducation périnéale**

Offrez à vos patients une expérience de rééducation **active, interactive et motivante.**

Le **BioPod** est un dispositif **sans fil** conçu pour la **rééducation périnéale par biofeedback**. Grâce à sa connectivité Bluetooth, il permet un **suivi précis des contractions musculaires**, avec un **retour visuel en temps réel** sur ordinateur.

Ultra-léger et simple à installer, le **BioPod** s'intègre facilement à vos protocoles de soins en cabinet et enrichit vos suivis patients, en proposant une rééducation tournée vers le mouvement.

Deux versions sont disponibles pour s'adapter à vos besoins : le **BioPod Link**, conçu pour **compléter le BioStim**, et le **BioPod Full**, une solution **autonome et complète**.

25 mm



BIOPOD LINK

Mobilité et complémentarité avec le BioStim

Associé au logiciel et appareil BioStim, il permet un travail précis de décontraction, de renforcement musculaire et de prise de conscience périnéale, à travers des animations ludiques et personnalisées. Toutes les séances réalisées avec le BioPod Link sont historisées dans le logiciel BioStim, avec possibilité de commentaires, bilans et courbes comparatives, pour un suivi patient intégré.

BIOPOD FULL


La solution autonome et complète

Le BioPod Full est une solution autonome qui répond aux demandes de simplicité et de liberté. Contrairement au BioPod Link, **il fonctionne sans appareil BioStim** : il se connecte directement à un ordinateur via Bluetooth et propose les mêmes exercices de biofeedback que le BioStim

INDICATIONS

✓ Dysfonctionnement du plancher pelvien :

- Troubles uro-gynécologiques (incontinence urinaire d'effort, par impériosité (urgenterie) ou mixte, prolapsus).
- Troubles ano-rectaux (incontinence anale, dyschésie, dyssynergie).



LES AVANTAGES DU BIOPOD

ADAPTÉ AUX PROFESSIONNELLS DE SANTÉ

Conçu pour les kinésithérapeutes et les sages-femmes formés à la rééducation périnéale

BIOFEEDBACK INTERACTIF ET PERSONNALISABLE

Visualisation en temps réel, courbes de tendance, suivi de progression... pour un travail précis et motivant

CONNEXION BLUETOOTH FLUIDE

Installation rapide, fonctionnement sans fil, synchronisation directe avec vos dossiers patients

COMPATIBLE

avec la majorité des sondes vaginales



SUIVI PATIENT INTÉGRÉ

Toutes les séances sont historisées dans le logiciel BioStim, avec possibilité de commentaires, bilans et courbes comparatives

COMPACT ET LÉGER

Boîtier discret (120 × 80 × 25 mm, 110 g), facilement transportable ou utilisable sur ceinture

• Choisir le programme souhaité dans la colonne de gauche, puis cliquer sur la flèche  pour lancer le programme. Il se lancera automatiquement en utilisant l'appareil BioPod.


• Choose the programme you'd like in the left column, then click on the arrow  to start the programme. The programme will then start automatically on the BioPod device.



5 Chargement du BioPod Charging the BioPod

• Utilisez le câble USB-C fourni pour recharger le BioPod en le branchant à l'arrière de l'appareil.

• Use the supplied USB-C cable to charge the BioPod by connecting it to the back of the device.



Batterie faible
Low battery

Bouton BioPod clignote orange
BioPod button flashes orange

En chargement
Charging

Bouton BioPod clignote vert
BioPod button flashes green

Appareil chargé
Fully charged device

Bouton BioPod vert fixe
BioPod button stays green

Attention, lorsque vous mettez l'appareil en charge, le Bluetooth se déconnecte automatiquement.

Please note that when you plug the device in to charge, Bluetooth automatically disconnects.

6 Arrêt de l'appareil BioPod Stopping the BioPod

• Un appui long sur le bouton du BioPod permet l'arrêt du dispositif. Le voyant du bouton n'est plus éclairé.

• A long push on the BioPod button allows you to stop the device. The button is then not lit up anymore.

Pour plus de précision sur votre appareil BioPod, le manuel d'utilisation est disponible :

- Sur le site internet
<https://electroniquedumazet.com/index.php/manuels/>
- Sur la clé USB présente dans la boîte du BioPod
- En scannant le QR code ci-dessous

For further instructions on your BioPod device, the user's manual is available :

- On the website
<https://electroniquedumazet.com/index.php/manuels/>
- On the USB stick coming with the BioPod
- By scanning the QR code below



Pour plus de précision sur le logiciel, le manuel d'utilisation BioStim est disponible en scannant le QR code.

For further instructions on the software, the user's BioStim manual is available by scanning the QR code.




www.mazetsante.fr



Votre partenaire en rééducation

MANUEL D'INSTALLATION RAPIDE QUICKSTART MANUAL

BioPod





FIXATION ET DÉMARRAGE DU BIOPOD

BIOPOD START-UP AND INSTALLATION ON THE PATIENT

1 Branchement et fixation du BioPod sur le patient BioPod's plugging in and installation on the patient


- Installation de la sangle élastique sur le BioPod : passer les extrémités de la sangle élastique dans les 2 passants sur le boîtier du BioPod (face arrière).



- Installation of the elastic strap on the BioPod : Pass the ends of the elastic strap through the two loops in the BioPod's housing (at the back of the device).




- Branchement du câble électrode : clipser le câble sur la voie A ou B du boîtier BioPod.



- Electrode's cable connection: clip the cable onto the A or B paths of the BioPod's housing.

- Installation de la sangle sur le patient : la sangle est fixée sur l'abdomen.



- Installing the strap on the patient: the strap is placed on the patient's abdomen.


2 Démarrage du BioPod (Pour les personnes ne disposant pas du logiciel Biostim se référer au manuel utilisateur) Starting up the BioPod (If you do not have the Biostim software, see the user's manual)

- Mettre l'appareil sous tension avec un appui long sur le bouton-poussoir situé sur la face avant du BioPod.

À l'allumage, le bouton du BioPod clignote en bleu, indiquant la recherche de connexion. Le BioPod s'appaire automatiquement en Bluetooth avec le logiciel BioStim. Il convient de lancer le logiciel BioStim simultanément à l'allumage du BioPod afin de garantir une connexion optimale (si l'appairage ne fonctionne pas, se référer au manuel utilisateur).

- Start the device up by holding the button located at the front of the BioPod.


On start-up, the button will flash blue, indicating connection search. The BioPod pairs automatically with the BioStim software through Bluetooth. One should launch the Biostim software and start-up the BioPod simultaneously to ensure optimal connection (if pairing does not work, please see the user's manual).



3 Vérification de la connexion du BioPod au logiciel BioStim Verifying the connection between the BioPod and the BioStim software

- Suite au démarrage du logiciel BioStim, cliquer sur le logo  la connexion s'établit automatiquement entre le BioPod et le logiciel. Le voyant du bouton du BioPod devient bleu fixe, et l'icône du BioPod s'affiche à côté de celle du Bluetooth dans l'interface du logiciel BioStim.

Une jauge d'autonomie de la batterie est également visible.



- After the Biostim software has started up, click on the  logo; the connection happens automatically between the BioPod and the software. The Biopod's button will stay blue, and the BioPod icon will show up next to the Bluetooth one on the Biostim software. A battery level gauge is visible as well.



4 Lancement d'un programme Starting-up a program

- Sur l'écran d'accueil du logiciel Biostim en cliquant sur « Biofeedback », un choix de programme s'ouvre. Il s'agit de programmes prédéfinis, avec des paramètres déjà enregistrés.

- On the Biostim software welcome screen, by clicking "biofeedback", a program list opens. These are predefined programs with pre-saved settings.

