

Natural Cycles

Gebruiksaanwijzing

Lees deze handleiding voordat je Natural Cycles gebruikt.

Indicaties voor gebruik

Natural Cycles is een standalone softwareapplicatie, bedoeld voor vrouwen van 18 jaar en ouder om hun vruchtbaarheid te controleren. Natural Cycles kan worden gebruikt om een zwangerschap te voorkomen (anticonceptie) of een zwangerschap te plannen (conceptie).

Contra-indicaties

Er zijn geen bekende contra-indicaties voor het gebruik van Natural Cycles

Natural Cycles is mogelijk niet voor jou geschikt als

- je een medische aandoening hebt waarbij zwangerschap in verband wordt gebracht met een aanzienlijk risico voor de moeder of de foetus. Het gebruik van Natural Cycles garandeert niet voor 100% dat je niet zwanger raakt. Als zwangerschap een aanzienlijk risico voor je vormt moet je met een arts bespreken wat voor jou de beste anticonceptiemethode is.
- je momenteel hormonale anticonceptie gebruikt of een hormonale behandeling ondergaat die de ovulatie remt. Natural Cycles zal voornamelijk rode dagen weergeven als je niet ovuleert. Je kunt de demomodus gebruiken tot je stopt met hormonale anticonceptie of de hormonale behandeling.
- je een onregelmatige menstruatiecyclus hebt (d.w.z. cycli met een lengte van minder dan 21 dagen of langer dan 35 dagen). Het voorspellen van je vruchtbaarheid is moeilijker in deze omstandigheden en de applicatie zal een verhoogd aantal rode dagen weergeven, waardoor je tevredenheid met Natural Cycles als anticonceptiemethode mogelijk wordt verminderd.

Waarschuwingen

- ⚠ Geen enkele anticonceptiemethode is 100% effectief. Natural Cycles garandeert niet dat je niet zwanger kunt raken, maar informeert alleen of en wanneer je zwanger kunt worden op basis van de informatie die je in de applicatie invoert.
- ⚠ Zelfs wanneer de app perfect wordt gebruikt, kan er nog steeds een ongewenste zwangerschap optreden. Natural Cycles is 93% effectief bij normaal gebruik, wat betekent dat 7 op de 100 vrouwen zwanger worden tijdens 1 jaar gebruik. Bij perfect gebruik van de app, d.w.z. wanneer je nooit onbeschermd gemeenschap hebt tijdens

rode dagen, is Natural Cycles 99% effectief, wat betekent dat 1 op de 100 vrouwen zwanger wordt tijdens 1 jaar gebruik.

- ⚠️ Op rode dagen moet je aan onthouding doen of bescherming gebruiken, zoals een condoom of een andere vorm van barrièrebescherming, om een zwangerschap te voorkomen. Als je tot nu toe geen niet-hormonale anticonceptiemethode gebruikte, zorg er dan voor dat je tijdens de rode dagen een dergelijke methode bij de hand hebt.
- ⚠️ Uit onze gegevens blijkt dat vrouwen die van hormonale anticonceptie naar Natural Cycles overstappen, een groter risico lopen om zwanger te worden omdat ze over het algemeen nog niet gewend zijn aan het gebruik van andere vormen van bescherming, zoals een condoom of een andere vorm van barrièrebescherming.
- ⚠️ Als je hormonale anticonceptie stopzet, kan je eerst een onttrekkingsbloeding ervaren, die veel lichter is dan je werkelijke menstruatie. Normaal gesproken krijg je een paar weken later je werkelijke menstruatie. Onttrekkingsbloeding mag niet worden ingevoerd als 'menstruatie'. Wanneer je onzeker bent of je een onttrekkingsbloeding hebt of menstrueert, neem dan contact op met je arts.
- ⚠️ Natural Cycles beschermt niet tegen seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's). Gebruik een condoom om tegen soa's te beschermen.
- ⚠️ Controleer altijd je vruchtbaarheidsstatus voor de huidige dag. Wees je ervan bewust dat voorspellingen voor de vruchtbaarheid voor de komende dagen alleen voorspellingen zijn en in de toekomst kunnen veranderen. Als je niet zeker bent van je vruchtbaarheidsstatus en geen toegang kunt krijgen tot de app, vermijd dan seks of gebruik in de tussentijd bescherming.
- ⚠️ **Als je het apparaat in de demomodus gebruikt, dient dit alleen voor informatieve of educatieve doeleinden en worden er geen echte gegevens weergegeven. Gebruik de informatie die wordt weergegeven in de demomodus niet voor anticonceptie.**
- ⚠️ Als je noodanticonceptie gebruikt (d.w.z. de morning-afterpil of het koperspiraaltje), moet je #EmergencyPill of #EmergencyIUD in het opmerkingengedeelte vermelden op de dag dat je de tablet hebt ingenomen of een koperspiraaltje hebt laten plaatsen. Zodra de hashtag is ingevoerd in de app, kan je doorgaan met het meten en het invoeren van jouw basale temperatuur zoals gebruikelijk. Wanneer de hashtag wordt gebruikt, houdt het algoritme rekening met de invloed van de extra hormonen in de pil op je metingen. Let op: de bloeding die je een paar dagen na het nemen van een noodanticonceptie kan krijgen is niet hetzelfde als je normale menstruatie en moet niet in de app worden ingevoerd. Als je menstruatie meer dan een week uitblijft na het gebruik van noodanticonceptie, moet je een zwangerschapstest doen.

Voorzorgsmaatregelen

- Als anticonceptiemiddel is Natural Cycles mogelijk minder geschikt voor jou als je onregelmatige menstruatiecycli (d.w.z. cycli met een lengte van minder dan 21 dagen of langer dan 35 dagen) en/of wisselende temperaturen hebt, omdat het voorspellen van de vruchtbaarheid in deze omstandigheden moeilijker is. De effectiviteit van Natural Cycles als anticonceptiemiddel wordt niet beïnvloed door onregelmatige cycli, maar je zult een

verhoogd aantal rode dagen zien, waardoor je tevredenheid van Natural Cycles kan afnemen. Dit kan het geval zijn:

- **als je stopt met hormonale anticonceptie.** Na het beëindigen van hormonale anticonceptie kan het een aantal cycli duren voordat deze weer regelmatig worden. Je kunt meer rode dagen verwachten tijdens deze cycli en daarom kan je verwachten om bescherming te moeten gebruiken of minder vaak seks te hebben.
- **als je borstvoeding geeft.** Gedurende de eerste 4-6 maanden na de bevalling kunnen veel vrouwen die uitsluitend borstvoeding geven, niet ovuleren. Natural Cycles zal je eerste eisprong 2 weken voor je eerste menstruatie detecteren, maar tot die tijd zie je alleen rode dagen in de app. Hoewel je niet ovuleert, is het op rode dagen nog steeds belangrijk om anticonceptie te gebruiken of je te onthouden van geslachtsgemeenschap.
- **als je medische aandoeningen hebt die tot een onregelmatige cyclus leiden, zoals polycysteus ovariumsyndroom (PCOS) of schildkliergerelateerde aandoeningen.**
- **als je symptomen van de menopauze ervaart.**
- Wanneer je begint met het gebruik van Natural Cycles, kan het even duren voordat de app je unieke cyclus kent, wat resulteert in een verhoogd aantal rode dagen tijdens je eerste 1-3 cycli. Dit is om ervoor te zorgen dat de app effectief is vanaf de eerste dag van gebruik en zodra Natural Cycles je ovulatie heeft gedetecteerd, zal je waarschijnlijk meer groene dagen zien. Het is belangrijk op te merken dat je vanaf de eerste dag kunt vertrouwen op de vruchtbaarheidsstatus die door de app wordt aangegeven.
- Zorg er altijd voor dat je de softwareapplicatie bijwerkt, zodat je over de nieuwste versie beschikt. Natural Cycles beveelt aan dat je je smartphone instelt om de app automatisch bij te werken.
- Gebruik altijd een basale thermometer voor het meten van je temperatuur om ervoor te zorgen dat je temperatuurmetingen nauwkeurig zijn.
- Volg altijd de aanwijzingen voor 'Je temperatuur meten' om de nauwkeurigheid van de eisprongdetectie te vergroten.

Checklist

Om met Natural Cycles te beginnen heb je het volgende nodig:

1. Een Natural Cycles-account

Je kunt toegang krijgen tot Natural Cycles via je internetbrowser, door www.naturalcycles.com te bezoeken.

Voor toegang via de app, download je de app op je Android, iPhone of iPad via Google Play of de App Store. Volg de registratiestappen om je persoonlijke account aan te maken. Zorg ervoor dat je verbonden bent met het internet op het apparaat waarmee je Natural Cycles hebt geopend. Je Natural Cycles-account is persoonlijk en behoort door niemand anders te worden gebruikt dan jijzelf.

2. Een basale thermometer

Om te beginnen heb je een basale thermometer nodig. Basale thermometers zijn gevoeliger dan een gewone koortsthermometer omdat het twee decimalen weergeeft (bijv. 36,72°C/98.11°F). Temperatuursveranderingen tijdens je menstruele cyclus zijn erg klein, dus om het meeste uit je Natural Cycles te halen en meer groene dagen te krijgen heb je de

juiste thermometer nodig. Wanneer je je inschrijft voor een jaarabonnement op Natural Cycles is een thermometer inbegrepen.

3. Ovulatie testen (optioneel)


Ovulatie testen (LH) zijn urineteststroken die de piek van luteïniserende hormonen detecteert die elke 1-2 dagen voorafgaand aan ovulatie plaatsvindt. Gebruik van LH-testen met Natural Cycles is optioneel, maar ze kunnen de nauwkeurigheid bij het vaststellen van ovulatie vergroten en hierdoor het aantal groene dagen laten toenemen voor het voorkomen van een zwangerschap. Gebruik van LH-testen heeft geen invloed op de effectiviteit van Natural Cycles als anticonceptiemiddel. Wanneer je zwanger probeert te worden, raden we sterk aan om LH-testen uit te voeren om je meest vruchtbare dagen vast te stellen. Je kunt LH-testen kopen via shop.naturalcycles.com.

Je temperatuur meten

Hoe te meten

Volg de met de thermometer voor basale lichaamstemperatuur meegeleverde gebruikershandleiding. Als je de thermometer via Natural Cycles hebt ontvangen, raden we je aan de volgende stappen te volgen bij het meten van je temperatuur:

1. Plaats de thermometer in je mond en onder je tong, zo ver mogelijk naar achteren, naast de wortel van je tong zoals aangegeven in de afbeeldingen hieronder.



2. Druk pas op de aan-knop wanneer de thermometer in je mond en op zijn plaats zit.
3. Probeer niet te bewegen tijdens het meten, sluit je mond om koele lucht buiten je mond te houden en adem door je neus.
4. Wacht tot het piept (ong. 30 seconden).
5. Wanneer je je meting hebt, voeg je de temperatuur toe in de app.

Je kunt de kalibratietool op het tabblad "More" (Meer) van de app gebruiken om te controleren of je op de juiste manier meet. De thermometer zal jouw meting opslaan zodat je je meting later nog eens kunt controleren. Om dit te doen druk je eenmaal op de 'aan'-knop, de opgeslagen meting zal gedurende een paar seconden verschijnen voordat de temperatuur wordt gereset. Een tip om je te helpen herinneren aan het meten: plaats de thermometer bovenop je telefoon voordat je naar bed gaat.

Wanneer meten

Meet slechts één keer per dag je temperatuur, maar zoveel dagen als mogelijk – dit zal leiden tot betere resultaten. Probeer tenminste 5 dagen per week te meten. Een tip: plaats de thermometer bovenop je telefoon voordat je elke avond naar bed gaat.

Meet 's ochtends meteen als je wakker wordt - voordat je opstaat en uit bed gaat. Meet op ongeveer dezelfde tijd en na een vergelijkbare hoeveelheid slaap (+/- 2 uur).

Wanneer niet meten

De volgende omstandigheden kunnen je basale temperatuur beïnvloeden en resulteren in een onjuiste vaststelling van je ovulatie en vruchtbaarheidsstatus:

- Onregelmatige slaap (+/- 2 uur)
- Gebruik van medicatie die je lichaamstemperatuur kan beïnvloeden
- Veel roken
- Als je je ziek voelt
- Infectie
- Slapeloosheid
- Katergevoel
- Recreatief drugsgebruik
- Na een nachtdienst
- Als je overmatig belast bent
- Reizen doorheen verschillende tijdzones
- Na snoozen

Onder deze omstandigheden voer je de temperatuur in als "Afwijkend" of meet je die dag je temperatuur niet en tik je op "Sla vandaag over" op de pagina "Voeg gegevens toe". Op deze manier zal de meting niet worden gebruikt in de berekening van het algoritme. We moedigen je aan de meting elke dag uit te voeren en de functie 'Afwijkende temperaturen' te gebruiken om je routine te behouden.

Anticonceptie: Voorkom een zwangerschap

Hoe het werkt

Je dagelijkse ochtendroutine met Natural Cycles is als volgt:

1. Meet je temperatuur zoals in het hierboven beschreven gedeelte.
2. Voeg je temperatuur en of je je menstruatie hebt in de app toe. De weergave om gegevens in te voeren wordt automatisch geopend of druk op het '+'-symbool rechtsboven in de hoek. Je kunt ook extra gegevens invoeren, zoals het resultaat van een ovulatietest (LH). Wanneer je de gegevens van vandaag opslaat berekent de app de status van de dag.
3. Controleer je vruchtbaarheidsstatus voor de dag – doe dit iedere dag. De app geeft je vruchtbaarheidsstatus weer direct nadat je eerste set gegevens is ingevoerd. In de app wordt je status voor die dag groen of rood weergegeven.

**Groen = Niet vruchtbaar**

Groene dagen geven aan dat je niet vruchtbaar bent en zonder bescherming seks kunt hebben. Groene dagen worden aangegeven door een cirkel met groene rand met de tekst 'Niet vruchtbaar'.

**Rood = Gebruik bescherming**

Rode dagen geven aan dat je zeer waarschijnlijk vruchtbaar bent en het risico loopt zwanger te worden. Gebruik bescherming (zoals condoms of een andere vorm van barrièrebescherming) of onthoud om een zwangerschap te voorkomen. Rode dagen worden aangegeven door een cirkel met rode rand met de tekst 'Gebruik bescherming'.

De app zal je ovulatie (symbool van een ei) aangeven alsmede wanneer je menstruatie is begonnen of wordt verwacht (symbool van een bloeddruppel). De applicatie laat ook voorspellingen voor de komende dagen zien. De voorspellingen kunnen veranderen en moeten niet worden gebruikt als uiteindelijk resultaat, wat de reden is dat je de status van de dag elke dag moet controleren.

Samenvatting van klinische studies – Hoe effectief is Natural Cycles voor anticonceptie?

Natural Cycles is 93% effectief bij normaal gebruik. Bij perfect gebruik, d.w.z. wanneer je nooit onbeschermd geslachtsgemeenschap hebt op rode dagen, is Natural Cycles 99% effectief.

Klinische studies zijn uitgevoerd om de effectiviteit van Natural Cycles als anticonceptie te beoordelen. De huidige versie van het algoritme (v.3) is onderzocht onder 15.570 vrouwen (gemiddeld 29 jaar oud). Aan het einde van de studie zijn de volgende algemeen gebruikte foutenpercentages vastgesteld:

1. De app heeft een methode-foutenpercentage van 0,6, wat een maat is voor hoe vaak de app foutief een groene dag weergeeft terwijl de vrouw eigenlijk vruchtbaar is en zwanger wordt na het hebben van onbeschermd geslachtsgemeenschap op deze groene dag. Dit betekent dat 0,6 van de 100 vrouwen die de app gedurende een jaar gebruiken, zwanger worden door dit type falen.
2. De app heeft een foutenpercentage bij perfect gebruik van 1, wat betekent dat 1 van de 100 vrouwen die deze app gedurende een jaar gebruiken en die zwanger worden omdat:
 - a. ze onbeschermd geslachtsgemeenschap hadden op een groene dag die onterecht aangemerkt was als niet- vruchtbaar (d.w.z. falen van methode); of
 - b. ze beschermd geslachtsgemeenschap hadden op een rode dag, maar de gekozen anticonceptiemethode faalde.
3. De app heeft een foutenpercentage bij standaard gebruik van 6,5, wat betekent dat in totaal 6,5 van de 100 vrouwen zwanger worden gedurende gebruik van één jaar vanwege alle mogelijke redenen (bijv. onterecht aangemerkte groene dagen, onbeschermd geslachtsgemeenschap op rode dagen en falen van anticonceptiemethode gebruikt op rode dagen).

Samenvatting van klinische gegevens van 15.570 vrouwen met betrekking tot de effectiviteit van Natural Cycles met de huidige versie van het algoritme:

Algoritme Versie	Datumbereik studie	Aantal vrouwen	Blootstellingstijd (Vrouwen-jaren)	Aantal zwangerschappen [slechtste geval]	Normaal gebruik PI (95% betrouwbaarheidsinterval) [slechtste geval]	Methodefoutenpercentage (95% betrouwbaarheidsinterval)
v.3	Sep. 2017 - April 2018	15.570	7.353	475 [584]	6,5 (5,9-7,1) [7,9]	0,6 (0,4-0,8)

Effectiviteit van Natural Cycles voor twee subgroepen - vrouwen die binnen de 60 dagen voorafgaand aan het gebruik van de app hormonale anticonceptie gebruikten en vrouwen die binnen de 12 maanden voorafgaand aan het gebruik van de app geen hormonale anticonceptie gebruikten:

Subgroep	Normaal gebruik PI (95% betrouwbaarheidsinterval)
Recente hormonale anticonceptie 3.779 vrouwen	8,6 (7,2-10,0)
Geen hormonale anticonceptie 8.412 vrouwen	5,0 (4,3-5,7)

Je kunt een overzicht van de effectiviteit van de verschillende anticonceptiemethodes in de Appendix van deze handleiding vinden. Zo krijg je inzicht in de te verwachten effectiviteit van alle vormen van anticonceptie.

Instructies als je stopt met hormonale anticonceptie

Type anticonceptie	Wanneer kun je Natural Cycles starten?
De pil (gecombineerd, medium of mini)	We raden aan dat je alle actieve pillen van je verpakking afwerkt. Je kunt starten met Natural Cycles zodra je klaar bent. Je zult een groot aantal rode dagen hebben bij het begin, maar dit zal na verloop van tijd verbeteren.
IUD (spiraaltje)	Je kunt starten met Natural Cycles de dag nadat het is verwijderd.
Geïmplanteerde anticonceptie	Je kunt starten met Natural Cycles de dag nadat het is verwijderd.
Hormonale pleister, hormonale anticonceptiering	Je kunt starten met Natural Cycles de dag nadat het is verwijderd. Je zult een groot aantal rode dagen hebben bij het begin, maar dit zal na verloop van tijd verbeteren.
Anticonceptie-injectie	Je kunt starten met Natural Cycles wanneer het effect van de injectie is uitgewerkt. Dit duurt 8-13 weken, afhankelijk van welke injectie je had.

Als je hormonale anticonceptie stopzet, kan je eerst een onttrekkingsbloeding ervaren, die veel lichter is dan je werkelijke menstruatie. Normaal gesproken krijg je een paar weken later je werkelijke menstruatie. Onttrekkingsbloeding mag **niet** in de applicatie worden ingevoerd als 'menstruatie'.

Als je zwanger wordt op Natural Cycles

Als je menstruatie niet komt en je temperatuur niet daalt, ben je mogelijk zwanger en moedigt de app je aan om een zwangerschapstest te doen om zwangerschap te bevestigen. Als de test negatief is en je na 48 uur niet menstrueert, moet je opnieuw een zwangerschapstest doen voor het geval dat de eerste test te vroeg was genomen om de zwangerschap te detecteren. Als de test positief is, neem dan contact op met je arts.

Zwanger willen worden

Wanneer je zwanger wilt worden, selecteer je 'Zwangerschap inplannen' wanneer je je bij de app aanmeldt. Als je je al bij de app hebt aangemeld, ga je naar je profielpagina en selecteer je 'Zwangerschap inplannen'. In deze modus wordt je vruchtbaarheid getoond op een schaal zodat je gemakkelijk de dagen kan vaststellen waarop je de meeste kans hebt om zwanger te worden. Dezelfde ochtendroutine is ook hier van toepassing - meting uitvoeren, gegevens toevoegen je vruchtbaarheidsstatus controleren.



Vruchtbaarheid spiek	Zeer vruchtbaar	Erg vruchtbaar	Matig vruchtbaar	Lage vruchtbaarheid	Zeer lage vruchtbaarheid	Meer gegevens zijn vereist	Waarschijnlijk niet vruchtbaar
-------------------------	--------------------	-------------------	---------------------	------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Wanneer je zwanger probeert te worden, raden we sterk aan om LH-testen te doen aangezien de aanwezigheid van LH samenvalt met je meest vruchtbare dagen. Wanneer je overtijd bent en je temperatuur lijkt niet te dalen, adviseren we je om een zwangerschapstest te doen om je zwangerschap te bevestigen.

Je zwangerschap volgen

Wanneer je zwanger bent, zal de app veranderen in een zwangerschapsvolger en volgt het de ontwikkeling van jou en je baby. Zorg ervoor dat je je temperatuur blijft meten tijdens je zwangerschap aangezien het jou en je arts nuttige informatie kan geven.

Demomodus

Als je momenteel hormonale anticonceptie gebruikt of nog geen thermometer hebt, kan je de app gebruiken in de demomodus. In de demomodus kan je gegevens toevoegen of een rondleiding krijgen in de app. Dit is alleen voor demonstratiedoeleinden. Deze modus toont hoe de app eruit kan zien als deze jou en je unieke cyclus kent (1-3 cycli).

Als je stopt met hormonale anticonceptie of als je je thermometer hebt ontvangen, kan je eenvoudig toegang krijgen tot de volledige versie van de app door op de knop 'Mijn eerste maand starten' te tikken. De app functioneert dan voor anticonceptie of voor het plannen van een zwangerschap.

Problemen/Oplossen van problemen

Als je geen toegang hebt tot de applicatie, de applicatie niet goed functioneert of als je vermoedt dat er iets mis is met je voorspellingen, volg dan de onderstaande stappen:

1. Gebruik bescherming, zoals een condoom of een andere vorm van barrièrebescherming, totdat de fout is verholpen.
2. Neem contact op met onze servicedesk via help.naturalcycles.com waarna onze getrainde supportmedewerkers je zullen helpen.

Overzicht applicatie

Jouw vruchtbaarheidsstatus van de dag wordt getoond via verschillende weergaven in de app.

Huidige weergave

Op dit scherm krijg je alle informatie die je nodig hebt in één oogopslag. Wanneer je 's ochtends de app opent, verschijnt er automatisch een scherm waarin je je temperatuur kunt invoeren. Zodra je je gegevens hebt ingevoerd, wordt je vruchtbaarheidsstatus weergegeven als een gekleurde cirkel met daarin aanvullende informatie. Onder de cirkel wordt de wekelijkse voorspelling weergegeven. Tik op '+' om gegevens toe te voegen of bij te werken zoals je temperatuur, je menstruatie of LH-testen.

Maandweergave

Tik op het tabblad 'Maand' in de kalenderweergave om toegang te krijgen tot het maandelijkse overzicht. Hier kun je je voorspelde rode en groene dagen zien voor de maand, alsook je voorspelde ovulatie (met het symbool van een ei) en je menstruatie (met het symbool van een bloeddruppel). Deze kunnen in de loop der tijd veranderen. Daarom moet je op de gegevens vertrouwen uit de "Huidige" weergave voor anticonceptie of conceptie. Je kunt gemakkelijk toegang krijgen tot gegevens uit het verleden door op een willekeurige dag te klikken. De dagen waarop je gegevens hebt ingevoerd zijn gemarkeerd met een 'vinkje'.

Geschiedenisweergave

Het tabblad 'Geschiedenis' is een logboek van alle gegevens die je eerder hebt ingevoerd. Scrol omhoog en omlaag om je temperatuurmetingen en cyclusedagen te zien alsook een uitdraai van je notities (onder de temperatuur weergegeven in grijs).

Grafiekweergave

De grafiek is een visualisatie van je temperatuurcurve die zich zal blijven ontwikkelen terwijl je gedurende je hele cyclus meet. Informatie over ovulatie, menstruatie en vruchtbare dagen is ook zichtbaar. Veeg van links naar rechts om je vorige cycli te bekijken en tik op "3 cycli" of "6 cycli" om ze met elkaar te vergelijken. Je kunt ook naar de vergelijkingsmodus gaan om je menstruatie en cycluslengte, temperatuurvariatie en ovulatievenster en dag te vergelijken. Je kunt 3 cycli tegelijk bekijken en omhoog en omlaag scrollen om oudere cycli te vergelijken.

Mijn cyclusweergave

Deze weergave geeft je een overzicht van je cyclusgegevens. Je ziet de lengte en regelmaat van je cyclus en een gedetailleerde analyse van de fasen van je menstruatiecycclus - de folliculaire en luteale fase. De gemiddelde statistieken van alle vrouwen die gebruikmaken van Natural Cycles worden ter vergelijking weergegeven.

Offlinemodus

Wanneer je offline bent kan je doorgaan met het toevoegen van je temperatuur en andere gegevens aan de app. Offline berekent de app je vruchtbaarheidsstatus niet. In plaats daarvan zal de app een cirkel met oranje rand weergeven die de status als 'Gebruik bescherming' aangeeft. Gebruik bescherming (zoals condooms of een andere vorm van barrièrebescherming) of onthoud totdat je weer online bent en het algoritme de vruchtbaarheidsstatus van vandaag heeft berekend.

Profielpagina

Deze pagina geeft je de mogelijkheid om je persoonlijke instellingen, privacy-instellingen en abonnementen in te zien en te wijzigen alsook de prestaties die je hebt bereikt.

In-app-berichten

Dit zijn vriendelijke herinneringen en nuttige informatie die we je toesturen zodat je het meest uit je ervaring met Natural Cycles kan halen. Berichten zijn afgestemd op jouw unieke cyclus en worden alleen verstuurd wanneer ze relevant voor je zijn. Leer meer over je eigen lichaam, weet wanneer je menstruatie eraan zit te komen en meer.

De berichten kunnen ook instructies bevatten voor een beter gebruik van de app, zoals:

- Als je een temperatuur invoert die onredelijk hoog of laag is, wordt je onmiddellijk gevraagd om de ingevoerde temperatuur te controleren.
- Als je in de applicatie Natural Cycles invoert dat je onbeschermd seks had op een rode dag, wordt een waarschuwingsbericht weergegeven.
- Er wordt een in-app-bericht naar je verzonden als je menstruatie te laat is en je temperatuur niet daalt, omdat dit aangeeft dat je mogelijk zwanger bent. Het bericht zal je aanmoedigen om een zwangerschapstest te doen.
- Op sommige dagen zal een in-app-bericht je vragen om een LH-test af te leggen. LH-testen zijn optioneel om te gebruiken, maar kunnen helpen het aantal groene dagen per cyclus te verhogen.

Herinneringen

Je kunt optioneel 'Herinneringen' instellen in Natural Cycles, zodat je een herinnering ontvangt wanneer je bescherming moet gebruiken, een LH-test moet uitvoeren, je menstruatie kunt verwachten, je temperatuur moet meten en je borst moet controleren. Dit doe je door op het belsymbool te drukken linksboven in de hoek van de app. Let op dat je Natural Cycles moet toestaan in de instellingen van je apparaat om je pushberichten te sturen om deze te ontvangen.

Beschrijving van platform

Applicatieversie Natural Cycles: 3.0.0 of later

Versie van medisch apparaat: B

Apparaten die kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot de applicatie:

- Een mobiele telefoon met Android OS (versie 6 of hoger) of iOS (versie 10 of hoger), internet met 250 kbps of sneller.
- Een computer of tablet met een internetbrowser: Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari. Internet met 250 kbps of sneller.

Algemene informatie

Uitleg van symbolen



Fabrikant

CE 0123 CE-markering



Waarschuwing



Gebruiksaanwijzing

Conformiteitsverklaring van EG

Naam van de Fabrikant:

NaturalCycles Nordic AB

Adres van de Fabrikant:

Luntmakargatan 26,
111 37 Stockholm,
Zweden

Klantenservice:

help.naturalcycles.com

Naam van het apparaat:

Natural Cycles

We verklaren dat dit product voldoet aan alle van toepassing zijnde eisen van de Richtlijn 93/42/EEG voor medische apparaten (MDD) en markering CE0123 draagt.

Publicatiedatum:

Februari 2019

Documentversie:

EU & US v2.11

APPENDIX: Deze tabel geeft informatie over de effectiviteit van verschillende anticonceptiemethoden, variërend van de minst effectieve tot de meest effectieve bij normaal gebruik.

Referentie: Anticonceptietechnologie (tabel 26 - 1). 21e editie, 2018.

Het percentage vrouwen dat ongewenst zwanger wordt tijdens het eerste jaar van normaal gebruik en tijdens het eerste jaar van perfect gebruik van de anticonceptiemethode en het percentage van vrouwen dat het gebruik voortzet aan het einde van het eerste jaar. Verenigde Staten.

Methode	% vrouwen die ongewenst zwanger werden tijdens het eerste jaar van gebruik		% vrouwen die het na één jaar bleven gebruiken ³
	Normaal gebruik ¹	Perfect gebruik ²	
Geen methode ⁴	85	85	
Spermiciden ⁵	21	16	42
Vrouwencondoom ⁶	21	5	41
Terugtrekking	20	4	46
Diafragma ⁷	17	16	57
Spons	17	12	36
Vrouwen die zijn bevallen	27	20	
Vrouwen zonder kinderen	14	9	
Vruchtbaarheidsmethoden gebaseerd op bewustzijn ⁸	15		47
Ovulatiemethode ⁸	23	3	
Twee dagen-methode ⁸	14	4	
Standaard dagen-methode ⁸	12	5	
Natural Cycles ⁸	8	1	
Symptothermale methode ⁸	2	0,4	
Mannencondoom ⁶	13	2	43
Combinatiepil en minipil	7	0,3	67
Evra-pleister	7	0,3	67
Nuva-ring	7	0,3	67
Depo-Provera	4	0,2	56
Intra-uterine anticonceptie			
ParaGard (koper T)	0,8	0,6	78

Skyla (13,5 mg LNG)	0,4	0,3	
Kyleena (19,5 mg LNG)	0,2	0,2	
Liletta (52 mg LNG)	0,1	0,1	
Mirena (52 mg LNG)	0,1	0,1	80
Nexplanon	0,1	0,1	89
Vrouwelijke sterilisatie (tubaligatie)	0,5	0,5	100
Mannelijke sterilisatie (vasectomie)	0,15	0,1	100
Noodanticonceptie: Het gebruik van noodanticonceptiepillen of het plaatsen van een koperen intra-uterien anticonceptiemiddel na onbeschermd geslachtsgemeenschap vermindert het risico op zwangerschap aanzienlijk.			
De Lactatie-Amenorroe Methode: LAM is een zeer effectieve, tijdelijke methode van anticonceptie.⁹			

¹ Onder typische koppels die gebruikmaken van een methode (niet per se voor de eerste keer), is dit het percentage dat met een onverwachte zwangerschap te maken krijgt tijdens het eerste jaar, als ze niet stoppen met het gebruik ervan om wat voor reden dan ook. Schattingen van de kans op zwangerschap tijdens het eerste jaar van normaal gebruik voor methoden gebaseerd op bewustzijn, terugtrekking, het condoom voor mannen, de pil, en Depo-Provera zijn afkomstig uit de National Survey of Family Growth (NSFG) uit 2006-2010, gecorrigeerd voor onderrapportage van abortus. Zie de tekst voor de ontleding van schattingen voor de andere methoden.

² Onder koppels die gebruik maken van een methode (niet noodzakelijk voor de eerste keer) en die deze perfect gebruiken (zowel consequent als correct), is dit het percentage dat te maken krijgt met een ongewenste zwangerschap tijdens het eerste jaar als ze niet stoppen met het gebruik om wat voor reden dan ook. Zie de tekst voor de ontleding van de schatting voor elke methode.

³ Onder koppels die proberen om een zwangerschap te vermijden, is dit het percentage van koppels dat een methode voor 1 jaar gebruikt.

⁴ Deze schatting geeft het percentage aan dat binnen 1 jaar zwanger zou worden onder vrouwen die nu afhankelijk zijn van omkeerbare anticonceptiemethoden als ze helemaal zouden stoppen met anticonceptie. Zie tekst.

⁵ 150 mg gel, 100 mg gel, 100 mg zetpil, 100 mg film..

⁶ Zonder spermiciden

⁷ Met zaaddodende crème of gel.

⁸ Ongeveer 80% van de segmenten van het FABM-gebruik in de NSFG 2006-2010 werd gerapporteerd als kalenderritme. Specifieke FABM-methoden worden in de VS te weinig gebruikt om de typische faalratio's voor elk gebruik met behulp van NSFG-gegevens te kunnen berekenen; de voor de afzonderlijke methoden gegeven percentages zijn afgeleid van klinische studies. De ovulatie- en twee dagen-methode zijn gebaseerd op de beoordeling van baarmoederhalsslijm. De standaard dagen-methode vermijdt geslachtsgemeenschap op cyclusedagen 8 tot en met 19. Natural Cycles is een vruchtbaarheidsapp die gebruikersinput vereist van metingen van basale lichaamstemperatuur (BBT), data van menstruatie en facultatieve LH-urinetestresultaten. De symptoothermale methode is een dubbele controlemethode gebaseerd op de beoordeling van baarmoederhalsslijm om de eerste vruchtbare dag te bepalen en de beoordeling van baarmoederhalsslijm en temperatuur om de laatste vruchtbare dag te bepalen.

⁹ Om echter een doeltreffende bescherming tegen zwangerschap te handhaven, moet een andere methode van anticonceptie worden gebruikt zodra de menstruatie wordt hervat, de frequentie of de duur van borstvoeding wordt verminderd, met flesvoeding wordt gestart of wanneer de baby 6 maanden oud is.