

BLACKROLL®

RECOVERY BASE

Instruction Manual

EN | DE | FR | NL | IT



Medical Device
Medizinprodukt
Dispositif Médical
Medische Product
Dispositivo Medico



CE Marking
CE-Kennzeichnung
Marquage CE
CE-Markering
Marchio CE



Manufacturer
Hersteller
Fabricant
Fabrikant
Produttore



Authorized Representative in the EC
Bevollmächtigter in der EC
Représentant autorisé dans la CE
Gemachtigd vertegenwoordiger in de EC
Rappresentante autorizzato nella CE



Serial Number
Serienummer
Numéro de série
Serienummer
Numero di serie



Instructions for use
Gebrauchsanweisung
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso

RECOVERY BASE Size	Article Number
---------------------------	-----------------------

80 × 200	A003360
----------	---------

90 × 200 × 13	A003795
---------------	---------

90 × 200	A003103
----------	---------

100 × 200	A003361
-----------	---------

120 × 200	A003362
-----------	---------

140 × 200	A003104
-----------	---------

Intended use

The BLACKROLL® RECOVERY BASE is a foam mattress comprising multiple layers that can be tailored to accommodate individual weight and sleeping patterns. The CELLIANT® fibers on the surface of the cover facilitate the conversion of body heat into infrared energy, thereby improving local blood circulation and cellular oxygenation which will enhance performance, accelerate recuperation, and improve sleep. The mattress can be utilized with all bed frames. Install mattress to fit the bed frame and maintain the mattress by cleaning the mattress as required by the manufacturer.

Intended user and patients

The BLACKROLL RECOVERY BASE is a medical device because of the CELLIANT® fibers on the top of the mattress that enable conversion of body heat to infrared energy reflected back to the body to improve local blood circulation and cellular oxygenation which will enhance performance, accelerate recuperation, and improve sleep. No additional actions by the user are required.

The mattress is intended to be used by all kind of users, including lay persons.

Indications for use

An innovative textile that absorbs energy (heat) from the body and emits it as Infrared (IR) energy to muscles and tissues to help increase local blood circulation providing temporary relief of muscle soreness and joint pain; increases tissue oxygenation which enhances performance and strength; helps recovery and increase comfort and promotes restful sleep.

Indicated for all bodies that need restful sleep to improve their wellbeing.

Contraindications

There are no significant contraindications to the use of this product.

Precautions

Foam mattresses are generally durable, but they can be damaged if mishandled; sharp implements may puncture or tear the fabric cover.

Instructions for use

First, find the right configuration based on your body weight and sleeping habits. Adjust the mattress as needed. Then use it every night in the desired sleeping position.

If a serious incident occurs with this product, the BLACKROLL® RECOVERY BASE, please contact BLACKROLL AG, immediately on the contact details below:

shop.de@blackroll.com
+4971416962559

The instructions provided with the product have been validated by BLACKROLL AG to ensure correct installation and use of the product. It is the user's responsibility to ensure that the product is installed according to the recommendations in order to achieve the desired results.

Verwendungszweck

Die BLACKROLL® RECOVERY BASE ist eine mehrschichtige Schaumstoffmatratze, die auf das individuelle Gewicht und Schlafverhalten abgestimmt werden kann. Die CELLIENT®- Fasern auf der Oberfläche des Bezugs erleichtern die Umwandlung von Körperwärme in Infrarotenergie und verbessern so die lokale Blutzirkulation und die Sauerstoffversorgung der Zellen, was die Leistungsfähigkeit erhöht, die Erholung beschleunigt und den Schlaf verbessert. Die Matratze kann mit allen Bettrahmen verwendet werden. Passen Sie die Matratze an den Bettrahmen an und pflegen Sie die Matratze, indem Sie sie wie vom Hersteller vorgeschrieben reinigen.

Verwendungszweck und Patienten

Die BLACKROLL RECOVERY BASE ist ein Medizinprodukt, da die CELLIENT®-Fasern auf der Oberseite der Matratze die Umwandlung von Körperwärme in Infrarotenergie ermöglichen, die zum Körper zurückreflektiert wird, um die lokale Blutzirkulation und die zelluläre Sauerstoffversorgung zu verbessern, wodurch die Leistungsfähigkeit gesteigert, die Erholung beschleunigt und der Schlaf verbessert wird. Es sind keine zusätzlichen Maßnahmen seitens des Benutzers erforderlich.

Die Matratze ist für alle Benutzer, auch für Laien, geeignet.

Gebrauchsanweisung

Ein innovatives Textil, das Energie (Wärme) vom Körper absorbiert und als Infrarotenergie (IR) an Muskeln und Gewebe abgibt, um die lokale Blutzirkulation zu fördern und vorübergehend Muskelkater und Gelenkschmerzen zu lindern; erhöht die Sauerstoffversorgung des Gewebes, was die Leistung und Kraft steigert; unterstützt die Erholung und erhöht den Komfort und fördert erholsamen Schlaf.

Geeignet für alle Körper, die erholsamen Schlaf zur Verbesserung ihres Wohlbefindens benötigen.

Gegenanzeigen

Es gibt keine signifikanten Gegenanzeigen für die Verwendung dieses Produkts.

Vorsichtsmaßnahmen

Schaumstoffmatratzen sind im Allgemeinen langlebig, können jedoch bei unsachgemäßer Handhabung beschädigt werden; scharfe Gegenstände können den Stoffbezug durchstechen oder zerreißen.

Anleitung zur Verwendung

Zuerst die richtige Konfiguration basierend auf Ihrem Körpergewicht und Ihren Schlafgewohnheiten finden. Die Matratze nach Bedarf einstellen. Dann jede Nacht in der gewünschten Schlafposition verwenden.

Sollte es zu einem schwerwiegenden Vorfall mit diesem Produkt, der BLACKROLL® RECOVERY BASE, kommen, kontaktieren Sie bitte sofort die BLACKROLL AG unter den unten angegebenen Kontaktdaten:

shop.de@blackroll.com
+4971416962559

Die mit dem Produkt gelieferten Anleitungen wurden von der BLACKROLL AG validiert, um eine korrekte Installation und Verwendung des Produkts sicherzustellen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass das Produkt gemäß den Empfehlungen installiert wird, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Utilisation prévue

Le matelas BLACKROLL® RECOVERY BASE est un matelas en mousse composé de plusieurs couches qui peuvent être adaptées au poids et aux habitudes de sommeil de chacun. Les fibres CELLIANT® à la surface de la housse facilitent la conversion de la chaleur corporelle en énergie infrarouge, améliorant ainsi la circulation sanguine locale et l'oxygénation cellulaire, ce qui augmente les performances, accélère la récupération et améliore le sommeil. Le matelas peut être utilisé avec tous les cadres de lit. Installez le matelas en fonction du cadre de lit et entretenez le matelas en le nettoyant selon les instructions du fabricant.

Utilisateur et patients concernés

Le matelas BLACKROLL RECOVERY BASE est un dispositif médical en raison des fibres CELLIANT® sur le dessus du matelas qui permettent la conversion de la chaleur corporelle en énergie infrarouge réfléchi vers le corps pour améliorer la circulation sanguine locale et l'oxygénation cellulaire, ce qui améliorera les performances, accélérera la récupération et améliorera le sommeil. Aucune action supplémentaire n'est requise de la part de l'utilisateur. Le matelas est destiné à être utilisé par tous les types d'utilisateurs, y compris les profanes.

Indications d'utilisation

Un textile innovant qui absorbe l'énergie (chaleur) du corps et l'émet sous forme d'énergie infrarouge (IR) vers les muscles et les tissus pour aider à augmenter la circulation sanguine locale, offrant un soulagement temporaire des douleurs musculaires et des douleurs articulaires; augmente l'oxygénation des tissus, ce qui améliore les performances et la force; aide à la récupération, augmente le confort et favorise un sommeil réparateur.

Indiqué pour tous les corps nécessitant un sommeil réparateur pour améliorer leur bien-être.

Contre-indications

Il n'y a pas de contre-indications significatives à l'utilisation de ce produit.

Précautions

Les matelas en mousse sont généralement durables, mais ils peuvent être endommagés s'ils sont mal manipulés ; des objets tranchants peuvent percer ou déchirer la housse en tissu.

Instructions d'utilisation

Tout d'abord, trouvez la bonne configuration en fonction de votre poids corporel et de vos habitudes de sommeil. Ajustez le matelas selon les besoins. Utilisez-le ensuite chaque nuit dans la position de sommeil souhaitée.

Si un incident grave se produit avec ce produit, le BLACKROLL® RECOVERY BASE, veuillez contacter immédiatement BLACKROLL AG aux coordonnées ci-dessous :

shop.de@blackroll.com
+4971416962559

Les instructions fournies avec le produit ont été validées par BLACKROLL AG pour garantir une installation et une utilisation correctes du produit. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer que le produit est installé conformément aux recommandations afin d'obtenir les résultats souhaités.

Bedoeld gebruik

De BLACKROLL® RECOVERY BASE is een schuimrubberen matras met meerdere lagen die kunnen worden aangepast aan het individuele gewicht en slaappatroon. De CELLIANT®-vezels op het oppervlak van de hoes vergemakkelijken de omzetting van lichaamswarmte in infraroodenergie en verbeteren zo de plaatselijke bloedsomloop en cellulaire oxygenatie, wat de prestaties verbetert, het herstel versnelt en de slaap verbetert. De matras kan gebruikt worden met alle bedframes. Installeer de matras zodat hij in het bedframe past en onderhoud de matras door hem te reinigen zoals voorgeschreven door de fabrikant.

Beoogde gebruiker en patiënten

De BLACKROLL RECOVERY BASE is een medisch hulpmiddel vanwege de CELLIANT®-vezels aan de bovenkant van de matras die het mogelijk maken lichaamswarmte om te zetten in infraroodenergie die naar het lichaam wordt teruggekaatst om de plaatselijke bloedsomloop en de zuurstofvoorziening in de cellen te verbeteren, wat de prestaties verbetert, het herstel versnelt en de slaap verbetert. De gebruiker hoeft geen extra handelingen te verrichten.

De matras is bedoeld voor gebruik door alle soorten gebruikers, inclusief leken.

Gebruiksaanwijzing

Een innovatief textiel dat energie (warmte) van het lichaam absorbeert en het als infrarode (IR) energie uitstraalt naar spieren en weefsels om de lokale bloedcirculatie te helpen verhogen, biedt tijdelijke verlichting van spierpijn en gewrichtspijn; verhoogt de weefseloxygenatie wat prestaties en kracht verbetert; helpt bij herstel en verhoogt comfort en bevordert een rustgevende slaap.

Aangegeven voor alle lichamen die rustgevende slaap nodig hebben om hun welzijn te verbeteren.

Contra-indicaties

Er zijn geen significante contra-indicaties voor het gebruik van dit product.

Voorzorgsmaatregelen

Schuimmatrassen zijn over het algemeen duurzaam, maar kunnen beschadigd raken indien verkeerd behandeld; scherpe voorwerpen kunnen de stofhoes doorboren of scheuren.

Gebruiksaanwijzing

Vind eerst de juiste configuratie op basis van uw lichaamsgewicht en slaapgewoonten. Stel het matras indien nodig bij. Gebruik het vervolgens elke nacht in de gewenste slaaphouding.

Indien er een ernstig incident plaatsvindt met dit product, de BLACKROLL® RECOVERY BASE, neem dan onmiddellijk contact op met BLACKROLL AG op de onderstaande contactgegevens:

shop.de@blackroll.com
+4971416962559

De instructies die bij het product worden geleverd, zijn gevalideerd door BLACKROLL AG om een correcte installatie en gebruik van het product te garanderen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat het product volgens de aanbevelingen wordt geïnstalleerd om de gewenste resultaten te bereiken.

Uso previsto

Il BLACKROLL® RECOVERY BASE è un materasso in schiuma composto da più strati che possono essere adattati al peso e alle abitudini di sonno individuali. Le fibre CELLIANT® sulla superficie del rivestimento facilitano la conversione del calore corporeo in energia infrarossa, migliorando così la circolazione sanguigna locale e l'ossigenazione cellulare, che aumenterà le prestazioni, accelererà il recupero e migliorerà il sonno. Il materasso può essere utilizzato con tutte le reti. Installare il materasso per adattarlo alla struttura del letto e provvedere alla sua manutenzione pulendo il materasso come richiesto dal produttore.

Destinatari e pazienti

Il materasso BLACKROLL RECOVERY BASE è un dispositivo medico grazie alle fibre CELLIANT® presenti sulla parte superiore del materasso, che consentono di convertire il calore corporeo in energia infrarossa riflessa verso il corpo per migliorare la circolazione sanguigna locale e l'ossigenazione cellulare, migliorando le prestazioni, accelerando il recupero e migliorando il sonno. Non sono necessarie ulteriori azioni da parte dell'utente.

Il materasso è destinato ad essere utilizzato da tutti i tipi di utenti, compresi i profani.

Indicazioni per l'uso

Un tessuto innovativo che assorbe energia (calore) dal corpo e la emette come energia infrarossa (IR) ai muscoli e ai tessuti per aiutare ad aumentare la circolazione sanguigna locale fornendo sollievo temporaneo dal dolore muscolare e articolare; aumenta l'ossigenazione dei tessuti che migliora le prestazioni e la forza; aiuta il recupero e aumenta il comfort e promuove un sonno riposante.

Indicato per tutti i corpi che necessitano di sonno riposante per migliorare il proprio benessere.

Controindicazioni

Non ci sono controindicazioni significative all'uso di questo prodotto.



Precauzioni

I materassi in schiuma sono generalmente durevoli, ma possono essere danneggiati se maltrattati; oggetti appuntiti possono forare o strappare la copertura in tessuto.

Istruzioni per l'uso

Prima, trovare la configurazione giusta basata sul peso corporeo e sulle abitudini di sonno. Regolare il materasso secondo necessità. Quindi usarlo ogni notte nella posizione di sonno desiderata.

Se si verifica un incidente grave con questo prodotto, il BLACKROLL® RECOVERY BASE, contattare immediatamente BLACKROLL AG ai dettagli di contatto sottostanti:

shop.de@blackroll.com
+4971416962559

Le istruzioni fornite con il prodotto sono state validate da BLACKROLL AG per garantire una corretta installazione e utilizzo del prodotto. È responsabilità dell'utente assicurarsi che il prodotto sia installato secondo le raccomandazioni per ottenere i risultati desiderati.

Distributer:
BLACKROLL AG
Hauptstraße 17
CH-8598 Bottighofen



Hologenix LLC
Suite A420, 17383 West Sunset Blvd,
Pacific Palisades, CA 90272, USA.

UDI-DI: ++G3391200000



EC REP

EU Authorised Representative
Advena Limited,
Tower Business Centre, 2nd Flr,
Tower Street,
Swatar, BKR 4013, Malta



FR

**Donnez ou recyclez
vos meubles.**



Association

OU



OU



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>