

## Rollator à 4 roues en aluminium



**Instructions d'utilisation et  
d'entretien**

**CE**

**N.B. Cet équipement doit être installé par une personne compétente.**

**Ne dépassez pas la limite de poids indiquée — cela pourrait mettre l'utilisateur en danger.**

## AVANT UTILISATION

- Retirez soigneusement tout l'emballage. Évitez d'utiliser des couteaux ou d'autres instruments tranchants car cela peut endommager la surface du produit.
- Vérifiez le produit pour tout dommage visible. Si vous constatez des dommages ou si vous soupçonnez un défaut, n'utilisez pas votre produit, mais contactez votre fournisseur pour obtenir de l'aide.

## UTILISATION PRÉVUE

Votre Rollator a été conçu pour vous aider à marcher et à transporter de petits objets de shopping en utilisant le sac fourni. Le sac a été conçu spécifiquement pour s'adapter à votre rollator, s'il vous plaît n'utilisez le sac fourni que pour votre Rollator. Ne pas utiliser ou combiner des sacs et/ou des paniers d'autres fabricants.

Lorsqu'il n'est pas utilisé, vous pouvez simplement plier le Tonia Rollator et le ranger jusqu'à ce que vous en ayez besoin ensuite. La gamme de rollator Tonia est conçue pour être utilisée à l'intérieur et à l'extérieur de la maison.

## CARACTÉRISTIQUES

- Freins à boucle faciles à utiliser avec verrouillage
- Réglage simple du câble de frein
- Roues pleines en plastique souple
- Roues avant pivotantes
- Mécanisme de verrouillage du pliage
- Hauteur réglable

## SPÉCIFICATION

Profondeur totale (mm) .....	690
Largeur déplié (mm) .....	670
Hauteur des poignées (mm) .....	815-940
Siège L x P (mm) .....	475*250
Hauteur du siège (mm) .....	550
Roue avant (mm).....	200

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Retirer soigneusement tous les emballages, y compris les tubes en carton recouvrant la partie du tube nouée à l'ensemble des freins. Vérifiez soigneusement le produit pour les dommages ou les défauts évidents.



**Si vous soupçonnez que l'unité est défectueuse, veuillez ne pas l'utiliser, mais contactez immédiatement votre fournisseur pour obtenir le service.**

- **Composants du rouleur**



1. Poignée
2. Levier de frein
3. Tube de réglage en hauteur
4. Bouton de réglage en hauteur
5. Dossier
6. Assise
7. Sac de shopping
8. Porte canne
9. Verrouillage rapide avant
10. Roue avant
11. Roue arrière

- **Procédure d'assemblage :**

la roue avant vers le bas à 180 degrés jusqu'à entendre le son du « clic ». La roue avant est

bouton et faites pivoter la roue avant vers le haut jusqu'à 180 degrés. La roue avant est



Figure 1



**Étape 2:**

Déplier la roue arrière : Appuyez sur le bouton des deux côtés et tirez vers le haut, puis déplacez le pôle de roue arrière vers le bas jusqu'à ce qu'il soit réinitialisé sur la position du bouton suivante. Répétez pour la deuxième roue arrière.

Figure 2



**Étape 3:**

Fixez les poignées en appuyant sur la broche de verrouillage sur la base de l'ensemble de la poignée et en glissant dans le tube sur le cadre principal. Répétez de l'autre côté. (Figure 3)

Figure 3



Figure 4

**Étape 4:**

Attachez le sac au crochet du cadre du siège. Le sac peut être détaché facilement lors de l'utilisation. (Figure 4)

**DÉPLIER / PLIER**



Figure 5

**Étape 5:**

Déployez le rouleau en appuyant sur les deux côtés du cadre du siège. (Figure 5)



Figure 6

**Étape 6:**

Pour plier, tirez l'assise vers le haut par la poignée noire sur la plaque d'assise comme indiqué à la figure 6. Le rollator peut maintenant être plié complètement.

## FONCTIONNEMENT DES FREINS



1. Pour arrêter, appliquez doucement une pression d'adhérence sur les deux freins simultanément (figure 7), cela ralentira et arrêtera votre Rollator.



Figure 7

2. Les freins de votre Rollator ont une option de stationnement (figure 8). Pour utiliser l'option parc, poussez vers le bas sur les deux freins simultanément. Vous sentirez le frein faire un très léger clic. Vos freins sont maintenant en position de « verrouillage ».


Figure 8

3. Pour déverrouiller, il suffit de tirer le frein à nouveau, vous entendrez un léger clic lorsque le 'park'se désengage.

## RÉGLAGE DU FREIN

Votre système de freinage nécessitera un réglage périodique.

Pour régler les freins : desserrer l'écrou B, puis visser/dévisser l'écrou A. Lorsqu'il est ajusté de nouveau à l'écrou B. Si un ajustement supplémentaire est nécessaire, desserrer la vis de verrouillage, puis en utilisant une pince, tirer le câble vers le bas d'environ un millimètre. Resserrer la vis de verrouillage. Les freins peuvent ensuite être ajustés plus loin en desserrant l'écrou B et en vissant/dévisant l'écrou A comme précédemment (figure 9)



## RÉÉDITION

Si vous rééditez ou êtes sur le point de rééditer ce produit, s'il vous plaît vérifiez soigneusement tous les composants pour leur sécurité.

Cela comprend :

- Tubes pliés ou endommagés ou fissures au niveau des joints du tube.
- Clips en fer à cheval en vrac ou usés.
- Trous de réglage allongés.
- Poignées lâches.
- Roues et attaches de roue en vrac ou usagées (le cas échéant)
- Embouts lisses, usés ou fendus (embouts en caoutchouc).

***Remplacez toutes les pièces usées, manquantes ou endommagées si nécessaire. En cas de doute, veuillez ne pas émettre ou utiliser, mais contactez immédiatement votre fournisseur pour obtenir une assistance.***

## **NETTOYAGE ET MAINTENANCE & VOTRE OBLIGATION**

1. Utilisez uniquement votre Rollator pour le but auquel il a été destiné, qui est une aide à la marche. Il est prévu que votre rollator ne soit utilisé que sur les trottoirs standard ou à la maison. Il ne doit pas être utilisé sur un terrain accidenté ou sur des surfaces creusées. L'utilisation de votre rollator sur ces surfaces peut sérieusement compromettre votre sécurité et peut endommager votre rollator au-delà de toute réparation.
2. Gardez votre Rollator propre en essuyant avec un chiffon humide avec un détergent doux. N'utilisez en aucun cas un nettoyeur à base d'abrasif ou de solvant, car cela endommagera sérieusement le rollator et annulera votre garantie.
3. Essuyez toutes les surfaces avec un chiffon sec et utilisez un agent de dispersion d'eau tel que WD40 sur tous les joints métalliques.
4. Vérifiez que toutes les roues et le mécanisme de pliage fonctionnent correctement et que toutes les roues se déplacent librement. Portez une attention particulière aux roues avant, en veillant à ce qu'elles tournent librement, sans obstruction et qu'elles soient fixées en toute sécurité au cadre.



**Retirez immédiatement votre Rollator si l'une des roues devient difficile à tourner ou si vous ne vous sentez pas attaché en toute sécurité au cadre ou si vous soupçonnez des dommages ou tout autre défaut.**

5. Vérifications mensuelles — vérifiez que toutes les broches de verrouillage sont correctement sécurisées. Vérifiez qu'aucun composant n'est lâche. Vérifiez le réglage de vos freins. Vérifiez les roulettes.
6. Ne pas installer de pièces ou d'accessoires sur votre Tonia Rollator fabriqués par une autre entreprise. Pour ce faire, vous annulerez votre garantie et cela risquerait de compromettre sérieusement votre sécurité.
7. Nous vous suggérons de vérifier votre Tonia Rollator visuellement tous les jours. Cependant, nous vous recommandons de faire réparer votre rollator tous les trois mois ou moins s'il est utilisé ou délivré par divers utilisateurs.

### **NETTOYAGE**

Nettoyez votre Rollator à l'aide d'un nettoyeur non abrasif ou d'un détergent doux avec un chiffon doux. Les nettoyeurs abrasifs tels que AJAX et/ou les tampons de nettoyage abrasifs peuvent endommager gravement le produit au-delà de la réparation et ne doivent pas être utilisés. Assurez-vous toujours que vous essuyez l'équipement après le nettoyage.

### **ENTRETIEN**

Veillez effectuer un contrôle de sécurité du produit à intervalles réguliers ou si vous avez des préoccupations.

## Aluminium 4 wielen rollator



**Gebruiks- en onderhoudsinstructies**

**CE**



**N.B. dit apparaat moet door een bevoegde persoon geïnstalleerd worden.  
Het overschrijden van de aangegeven gewichtslimiet kan de gebruiker in gevaar brengen.**

## VOOR GEBRUIK

- Verwijder zorgvuldig alle verpakkingen. Vermijd het gebruik van messen of andere scherpe instrumenten omdat dit het oppervlak van het product kan beschadigen.
- Controleer het product op zichtbare schade. Als u schade ziet of een fout vermoedt, gebruik dan uw product niet maar neem contact met uw leverancier voor service ondersteuning op.

## BEOOGDE GEBRUIK

Uw rollator is ontworpen om u bij het lopen en het dragen van kleine boodschappenitems te helpen, met behulp van de meegeleverde tas. De tas is speciaal ontworpen om bij uw rollator te passen; gebruik alleen de tas die met uw rollator meegeleverd wordt. Gebruik of combineer geen tassen en/of manden van andere fabrikanten.

Wanneer u de Tonia rollator niet gebruikt, kunt u de Tonia rollator eenvoudig vouwen en opbergen totdat u deze weer nodig hebt. Het Tonia-rollatorassortiment is ontworpen om zowel binnen als buiten het huis te worden gebruikt.

## KENMERKEN SPECIFICATIE

• Gebruiksvriendelijke lusremmen met slot	Totale diepte (mm)	690
• Enkel remmen afstellingskabel	Ontvouwen breedte (mm)	670
• Zacht plastic stevige wielen	Handgreep hoogte (mm)	815-940
• Zwenkende voorwielen	Zetel Breedte x Diepte (mm)	475*250
• Sluitend vouwende mechanisme	Zetel hoogte (mm)	550
• Verstelbare hoogte	Voorwiel (mm)	200
• Ergonomische handgrepen om de druk te verminderen	Achterwiel (mm)	200
• Wandelstokhouder	Netto gewicht (kg)	8.2
	Bruttogewicht(kg)	9.2

## MONTAGE-INSTRUCTIES

Verwijder zorgvuldig alle verpakkingen, inclusief de kartonnen buizen die het gekartelde buisgedeelte van de remassemblage bedekken. Controleer het product grondig op schade of duidelijke fouten.



Als u vermoedt dat de eenheid defect is, gebruik die dan niet, maar neem onmiddellijk contact met uw leverancier voor service ondersteuning op.

- **Componenten van de rollator**



1. Handgreep
2. Remhendel
3. Verstelbare buis
4. Knop van de hoogteverstelling
5. Rugleuning
6. Zeilen
7. Boodschappentas
8. Wandelstokhouder
9. Voorwiel snel vouwslot
10. Voorwiel
11. Achterwiel

- **Montageprocedure:**

**Stap 1:**

**Voorwiel ontvouwen:** draai het voorwiel naar beneden tot 180 graden totdat u het „klik”-hoort. Het voorwiel is nu uitgevouwen.

**Voorwiel vouwen:** druk op de knop en draai het voorwiel omhoog naar 180 graden, het voorwiel is nu gevouwen.(Figuur 1)



Figuur 1

**Stap 2:**

**Achterwiel ontvouwen:** druk op de knop aan beide zijden en trek omhoog, dan verplaats de achterwielpole naar beneden tot de reset op de volgende knop positie. Herhaal dit voor het tweede achterwiel.



Figuur 2

**Achterwiel opvouwen:** druk op de knop aan beide zijden en trek omhoog, beweeg vervolgens de achterwielpole naar boven tot de reset op de volgende knoppositie. Herhaal dit voor het tweede achterwiel.



Figuur 3

**Stap 3:**

**Bevestig de handgrepen** door op de vergrendelingspen op de voet van de handgreep te drukken en in de houder op het hoofdframe te schuiven. Herhaal aan de andere kant. (Figuur 3)



Figuur 4

**Stap 4:**

Bevestig de tas aan de haak van het stoelframe. De boodschappentas kan gemakkelijk bij gebruik losgemaakt worden. (Figuur 4)

## ONTVOUWEN/VOUWEN



Figuur 5

**Stap 5:**

Ontvouw de rollator door aan beide zijden van het stoelframe naar beneden te drukken. (Figuur 5)



Figuur 6

**Stap 6:**

Om te vouwen, trek de stoel naar boven bij de zwarte handgreep op de stoelplaat zoals aangegeven in figuur 6. De rollator kan nu volledig gevouwen worden.

## BEDIENING VAN DE REMMEN



Figuur 7

1. Om te stoppen, oefen voorzichtig een grijpdruk uit op beide remmen tegelijk (figuur 7), dit zal de rollator vertragen en stoppen.
2. De remmen op uw rollator hebben een parkeeroptie. Om de parkeeroptie


te bedienen, duw tegelijkertijd naar beneden op beide remmen. U zult voelen dat de rem een zeer lichte klik maakt. Uw remmen bevinden zich nu in de „slotstand”.

3. Om te ontgrendelen, trek gewoon de rem weer omhoog, u hoort een kleine klik als het parkeeroptie los gaat.

## REMAFSTELLING

Uw rollator remsysteem zal periodiek moeten worden afgesteld.

Om de remmen af te stellen maak moer B los en vervolgens schroef/afschroef moer A. Wanneer het aangepast is draai opnieuw moer B vast. Als verdere afstelling nodig is, maak dan de borgschroef los en trek vervolgens met behulp van een tang de kabel ongeveer een millimeter omlaag. Span opnieuw de slotsschroef. De remmen kunnen vervolgens verder worden ingesteld door moer B los te maken en moer A te schroeven zoals voorheen (figuur 9)



Figuur 9

## HERUITGAVE

Als u opnieuw uitgeeft of op het punt staat om dit product opnieuw uit te geven, controleer dan grondig alle componenten voor hun veiligheid.

Dit omvat:

- Gebogen of beschadigde buizen of scheuren bij de buisgewrichten.
- Losse of versleten hoefijzerclips
- Langwerpige afstellingsgaten.
- Losse handgrepen.
- Losse of versleten wielen en wielbevestigingsmiddelen (indien gemonteerd)
- Gladde, versleten of gesplitste ferrules (rubbertips).

**Vervang alle versleten, ontbrekende of beschadigde onderdelen indien nodig. Bij twijfel, gelieve niet uit te geven of te gebruiken, maar neem onmiddellijk contact met uw leverancier voor service ondersteuning op.**

## ZORG EN ONDERHOUD & UW VERPLICHTING

1. Gebruik uw rollator alleen voor het doel waarvoor hij bedoeld is, een hulpmiddel bij het lopen. Het is de bedoeling dat uw rollator alleen gebruikt wordt op standaard trottoirs of thuis. Het mag niet op ruw terrein of potbekte oppervlakken. Het gebruik van uw rollator op deze oppervlakken kan uw veiligheid ernstig in gevaar brengen en kan uw rollator onherstelbaar beschadigen.
2. Houd uw rollator schoon door af te vegen met een vochtige doek met een mild wasmiddel. Gebruik nooit een schuur- of oplosmiddelreiniger, omdat dit de rollator ernstig zal beschadigen en uw garantie ongeldig maken.
3. Veeg alle oppervlakken af met een droge doek en gebruik een waterdispergeermiddel zoals WD40 op alle metalen verbindingen.
4. Controleer of alle wielen en het vouwmechanisme correct werken en of alle wielen vrij bewegen. Besteed bijzondere aandacht aan de voorwielen, zodat ze vrij en zonder obstructie draaien en dat ze veilig aan het frame worden bevestigd.



**Trek uw rollator onmiddellijk terug als een van de wielen moeilijk draait, of als u niet veilig aan het frame voelt of als u schade of een andere fout vermoedt.**

5. Maandelijkse controles — controleer of alle vergrendelingspennen goed beveiligd zijn.  
Controleer of er geen onderdelen los zijn. Controleer de afstelling van uw remmen. Controleer of de wielen zwenken.
6. Plaats geen onderdelen of accessoires op uw Tonia rollator vervaardigd door een ander bedrijf. Hierdoor vervalt uw garantie en kan uw veiligheid ernstig in gevaar brengen.
7. We raden u aan om uw Tonia rollator elke dag visueel te controleren. We raden u echter aan om uw rollator om de drie maanden of minder te laten onderhouden indien gebruikt door, of uitgegeven aan, verschillende gebruikers.

## REINIGING

Reinig uw rollator met een niet-schurende reiniger of mild reinigingsmiddel met een zachte doek. Schuurreinigers zoals AJAX en/of schuurmiddelen kunnen het product ernstig beschadigen en mogen niet gebruikt worden. Zorg er altijd voor dat u de apparatuur na het reinigen droogt.

## ONDERHOUD

Maak een veiligheidscontrole van het product met regelmatige tussenpozen of als u problemen hebt.

## Aluminium 4-Rad Rollator



## Gebrauchs- und Wartungsanweisungen



**N.B. Diese Ausrüstung muss von einer kompetenten Person installiert werden.  
Überschreiten Sie die angegebene Gewichtsgrenze nicht – dies könnte den Benutzer gefährden.**

## **VOR GEBRAUCH**

- Entfernen Sie sorgfältig alle Verpackungen. Vermeiden Sie die Verwendung von Messern oder anderen scharfen Instrumenten, da dies die Oberfläche des Produkts beschädigen kann.
- Überprüfen Sie das Produkt auf sichtbare Schäden. Wenn Sie Schäden sehen oder einen Fehler vermuten, verwenden Sie Ihr Produkt nicht, sondern wenden Sie sich an Ihren Lieferanten, um Unterstützung zu erhalten.

## **BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG**

Ihr Rollator wurde entwickelt, um Sie beim Gehen und Tragen kleiner Einkaufsartikel mit der mitgelieferten Tasche zu unterstützen. Die Tasche wurde speziell für Ihren Rollator entwickelt, verwenden Sie bitte nur die für Ihren Rollator mitgelieferte Tasche. Verwenden oder kombinieren Sie keine Taschen und/oder Körbe von anderen Herstellern.

Wenn Sie nicht in Gebrauch sind, können Sie den Tonia Rollator einfach falten und aufbewahren, bis Sie ihn als nächstes benötigen. Die Tonia-Rollerserie wurde entwickelt, um sowohl innerhalb als auch außerhalb des Hauses verwendet zu werden.



<b>AUSSTATTUNGSMERKMALE</b>	<b>SPEZIFIZIERUNG</b>
VOR GEBRAUCH .....	5
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG .....	5
AUSSTATTUNGSMERKMALE .....	SPEZIFIZIERUNG
6	
MONTAGEANLEITUNG .....	7
• Montageprozedur .....	7
• ENTFALTET/FALTET .....	8
BETÄTIGEN DER BREMSEN .....	9
BREMSENEINSTELLUNG .....	11
NEUAUFLAGE .....	11
Ersetzen Sie bei Bedarf alle verschlissenen, fehlenden oder beschädigten Teile. Im Zweifelsfall bitte nicht ausstellen oder verwenden, sondern kontaktieren Sie sofort Ihren Lieferanten für Service-Support. ....	11
Pflege UND MAINTENANCE & IHRE OBLIGATION .....	12

## MONTAGEANLEITUNG

Entfernen Sie sorgfältig alle Verpackungen, einschließlich der Papprohre, die den Rändelrohrteil der Bremsseinheit abdecken. Überprüfen Sie das Produkt gründlich auf Schäden oder offensichtliche Fehler.



Wenn Sie vermuten, dass das Gerät fehlerhaft ist, verwenden Sie bitte nicht, sondern wenden Sie sich sofort an Ihren Lieferanten.

- Komponenten des Rollators**



- Handgriffe
- 2, „Bremshebel“
- 3-adjustable Schläuche Handgriff
- 4-Höhe-Einstellungstaste
- 5-„Rückenlehne“
- 6-Sitze
- 7-Einkaufstasche
- 8-„Cane Halter“
- 9-Vorderrad-Schnellfalzverriegelung
- 10, „Vorderrad“
- 11, „Hinterrad“

- Montageprozedur**



Abbildung 1

**Schritt**

**1:** Falten des Vorderrades: Drehen Sie das Vorderrad auf 180 Grad nach unten, bis Sie den „Klick“-Sound hören. Das Vorderrad ist nun entfaltet.

**Klappbares Vorderrad:** Drücken Sie den Knopf und drehen Sie das Vorderrad auf 180 Grad nach oben. (Abbildung 1)



**Schritt 2:**

**Ausklappbares Hinterrad:** Drücken Sie die Taste auf beiden Seiten und ziehen Sie dann die Hinterradstange nach unten, bis sie auf der nächsten Knopfposition zurückgesetzt wird. Wiederholen Sie das zweite Hinterrad.

**Klappbares Hinterrad:** Drücken Sie die Taste auf beiden Seiten und ziehen Sie dann die Hinterradstange nach oben, bis sie an der nächsten Knopfposition zurückgesetzt wird. Wiederholen Sie das zweite Hinterrad.



Abbildung 2

**Schritt 3:**

Befestigen Sie die Griffe, indem Sie den Verriegelungsstift auf der Basis der Griffgruppe drücken und in die Buchse am Hauptrahmen schieben. Auf der anderen Seite wiederholen. (Abbildung 3)



Abbildung 3

**Schritt 4:**

Befestigen Sie die Tasche am Haken des Sitzrahmens. Die Einkaufstasche lässt sich bei der Verwendung leicht lösen. (Abbildung 4)



Abbildung 4

•

**ENTFALTET/FALTET**



Abbildung 5

**Schritt 5:**

Entfalte den Rollator durch Drücken auf beiden Seiten des Sitzrahmens. (Abbildung 5)



Abbildung 6

**Schritt 6:**

Um zu falten, ziehen Sie den Sitz nach oben durch den schwarzen Griff auf der Sitzplatte wie in gezeigt (Abbildung 6). Der Rollator kann nun komplett gefaltet werden.



Abbildung 7

## BETÄTIGEN DER BREMSEN

1. Um zu stoppen, wenden Sie sanft einen Greifdruck auf beide Bremsen gleichzeitig (Abbildung 7), dies verlangsamt und stoppt Ihren Rollator.



Abbildung 8

2. Die Bremsen an Ihrem Rollator haben eine Parkoption (Abbildung 8). Um die Parkoption zu bedienen, drücken Sie beide Bremsen gleichzeitig nach unten. Sie werden spüren, dass die Bremse einen sehr leichten Klick macht. Ihre Bremsen befinden sich jetzt in der „Lock“-Position.

**3. Um zu entriegeln, einfach wieder die Bremse hochziehen, hören Sie einen leichten Klick, wenn der , Park ‘ abschaltet.**

## BREMSENEINSTELLUNG

Ihre Rollator-Bremsanlage erfordert eine regelmäßige Anpassung.

Zum Einstellen der Bremsen Mutter B lösen und dann Mutter A verschrauben/abschrauben. Bei erneutem Anziehen der Mutter B. Wenn eine weitere Einstellung erforderlich ist, lösen Sie die Verriegelungsschraube und ziehen Sie dann mit einer Zange das Kabel um etwa einen Millimeter nach unten. Verriegelungsschraube wieder festziehen. Die Bremsen können dann weiter eingestellt werden, indem Mutter B und Schraubmutter A wie zuvor gelöst werden (Abbildung 9)



Abbildung 9

## NEUAUFLAGE

Wenn Sie dieses Produkt neu herausgeben oder kurz vor der Neuaufgabe stehen, überprüfen Sie bitte alle Komponenten sorgfältig auf deren Sicherheit.

Dazu gehören:

- Gebogene oder beschädigte Rohre oder Risse an den Rohrgelenken.
- Lose oder abgenutzte Hufeisenclips
- Längliche Einstelllöcher.
- Lockere Griffe.
- Lose oder verschlissene Räder und Radbefestigungen (sofern angebracht)
- Glatte, abgenutzte oder geteilte Zwingen (Gummispitzen).

**rsetzen Sie bei Bedarf alle verschlissenen, fehlenden oder beschädigten Teile. Im Zweifelsfall bitte nicht ausstellen oder verwenden, sondern kontaktieren Sie sofort Ihren Lieferanten für Service-Support.**

## **Pflege UND MAINTENANCE & IHRE OBLIGATION**

1. Verwenden Sie Ihren Rollator nur für den Zweck, für den er bestimmt ist, was zum Gehen dient. Es ist vorgesehen, dass Ihr Rollator nur auf Standardbelägen oder zu Hause verwendet wird. Es sollte nicht auf rauem Gelände oder Topf-beschichteten Oberflächen verwendet werden. Die Verwendung Ihres Rollators auf diesen Oberflächen kann Ihre Sicherheit ernsthaft beeinträchtigen und Ihren Rollator über die Reparatur hinaus beschädigen.
2. Halten Sie Ihren Rollator sauber, indem Sie mit einem feuchten Tuch mit einem milden Waschmittel abwischen. Verwenden Sie unter keinen Umständen einen abrasiven oder lösemittelbasierten Reiniger, da dies den Rollator ernsthaft beschädigt und Ihre Garantie erlischt.
3. Wischen Sie alle Oberflächen mit einem trockenen Tuch ab und verwenden Sie an allen Metallverbindungen ein Wasserdispersionmittel wie WD40.
4. Überprüfen Sie, ob alle Räder und der Klappmechanismus korrekt funktionieren und dass sich alle Räder frei bewegen. Achten Sie besonders auf die Vorderräder, stellen Sie sicher, dass sie sich frei und ohne Behinderung drehen und sie sicher am Rahmen befestigt sind.



**Ziehen Sie Ihren Rollator sofort zurück, wenn eines der Räder schwer zu drehen ist oder sich nicht sicher am Rahmen befestigt fühlt oder wenn Sie einen Schaden oder einen anderen Fehler vermuten.**

5. Monatliche Kontrollen – Überprüfen Sie, ob alle Verriegelungspins richtig sicher sind.  
Überprüfen Sie, ob keine Komponenten los sind. Überprüfen Sie die Einstellung Ihrer Bremsen. Überprüfen Sie die Rollen.
6. Passen Sie keine Teile oder Zubehörteile an Ihren Tonia Rollator an, der von einem anderen Unternehmen hergestellt wird. Dies wird Ihre Garantie annullieren und Ihre Sicherheit ernsthaft gefährden.
7. Wir empfehlen Ihnen, Ihren Tonia Rollator jeden Tag visuell zu überprüfen. Wir empfehlen jedoch, dass Sie Ihren Rollator alle drei Monate oder weniger warten lassen sollten, wenn es von verschiedenen Benutzern verwendet oder ausgestellt wird.

## **REINIGUNG**

Reinigen Sie Ihren Rollator mit einem nicht abrasiven Reiniger oder milden Reinigungsmittel mit einem weichen Tuch. Abrasive Reiniger wie AJAX und/oder abrasive Reinigungspads können das Produkt über die Reparatur hinaus ernsthaft beschädigen und sollten nicht verwendet werden. Achten Sie immer darauf, dass Sie das Gerät nach der Reinigung trocknen.

**WARTUNGSARBEITEN**

Bitte machen Sie eine Sicherheitsüberprüfung des Produkts in regelmäßigen Abständen oder wenn Sie irgendwelche Bedenken haben.