


تعليمات الاستخدام (IFU)

1




- 1.- الفهرس
- 2.- الدليل السريع
- 3.- الوصف
- 4.- المكونات
- 5.- الاستخدام المقصود
- 6.- النماذج
- 7.- إضفاء الطابع الشخصي
- 8.- التركيب
- 9.- الجداول
- 10.- طريقة الاستخدام
- 11.- العمليات الجراحية--
- 12.- احتياطات الاستخدام
- 13.- استكشاف الأخطاء وإصلاحها
- 14.- المحفظة

IFU 30 LANGUAGES

www.andropenis.com/ifu/



01



The device measure is 8cm. Therefore, it must be adjusted to your personal size. Measure your penis size in erection. Subtract 4 cm, the result will be your device **PERSONAL SIZE** to start the treatment.

Das Gerät misst 8cm und muss bei Beginn der Behandlung der eigenen Länge angepasst werden. Messen Sie dafür Ihre Penislänge im erigierten Zustand und ziehen Sie 4cm ab. So erhalten Sie Ihre **PERSÖNLICHE GRÖSSE**.

Le dispositif mesure 8cm par défaut. Cependant, pour commencer le traitement, il doit être ajusté à la longueur de votre pénis. Mesurez votre pénis en érection et soustrayez 4 cm à la mesure. Le résultat sera **LA TAILLE PERSONNELLE**.

El dispositivo mide 8cm por defecto. Sin embargo, para comenzar el tratamiento debe ajustarse a la longitud del dispositivo a su tamaño personal. Para ello mida su pene en erección y reste 4 cm a la medida obtenida. El resultado será el **TAMAÑO PERSONAL**.

Il dispositivo misura 8cm. Per cominciare il trattamento la sua lunghezza deve essere adattata alle dimensioni del pene. Misuri il pene in erezione, sottragga 4cm e in questo modo otterrà la sua **MISURA PERSONALE**.

アンドロペニスのもともとのサイズは8cmです。勃起時のペニスのサイズを測定し、そこから4cm引いた数が治療開始時のアンドロペニスの個人サイズとなります。

طول جهاز الأندروپينيس 8 سم. لذا، لابد من تعديله لحجم قضيبك. قم بقياس طول قضيبك في حالة الإلتصاب ثم قم بطرح 4 سم من هذا الطول والرقم الناتج سيكون هو طول الجهاز الذي ستبدأ به.

02



Remove the upper plastic support.

Entfernen Sie das obere Plastikteil.

Retirez le support supérieur.


Quite el soporte superior.

Rimuova il supporto superiore in plastica.

プラスチック上部部品を取り外します。

قم بنزع الداعم المصنوع من البلاستيك الموجود في الأعلى.

03



Add as many extension rods as necessary until **the device** matches your **personal size**. Once you have finished, replace the upper plastic support.

Fügen Sie sovielen Achsen wie nötig hinzu, bis **das Gerät** Ihre **persönliche Größe** erreicht hat.

Ajoutez autant d'axes que nécessaire jusqu'à ce que **l'appareil** atteigne votre **taille personnelle**. Ensuite, remplacez le support sur le dessus.


Añada tantos ejes como sean necesarios hasta que alcance la medida de su **tamaño personal**. Después vuelva a colocar el soporte superior.

Aggiunga tante assi quante sono necessarie per raggiungere la sua **misura personale**. Ricollochi il supporto superiore in plastica.

個人サイズになるまで、アンドロベシに短軸を加えていきます。長さの調節が完了したら、始めに取り外したプラスチック上部部品を再び取り付けます。

أضف قضبان عند الضرورة حتى يصل طول جهاز الأندروبسيس إلى **الطول المراد** كما تم حسابه في الأعلى. بمجرد الانتهاء من استخدام الجهاز قم بوضع قطعة البلاستيك مرة أخرى.

04



Thread the silicone band through the Androtop®. Next, insert each band end into the holes of the plastic support.

Stecken Sie das Silikonband durch den Androtop®. Danach passen Sie beide Enden des Silikonbands in die entsprechenden Löcher des oberen Plastikteils ein.

Insérez la bande de silicone à travers Androtop®. Ensuite, insérez chaque extrémité de la bande dans les trous du support supérieur.


Introduzca la cinta de silicona a través del Androtop®. Después, inserte cada extremo de la cinta en los agujeros del soporte superior.

Faccia passare la fascia di silicone attraverso l'Androtop®. Successivamente inserisca entrambi gli estremi della fascia negli appositi fori del supporto superiore.

シリコンバンドをアンドロトプの穴に通します。次に、プラスチック上部部品の穴にシリコンバンドを通すようにしてください。

قم بلف خيط السليكون على الأندروتوب. ثم قم بوضع كل شريط في الأفرام في قطعة البلاستيك.





Your penis must be in flaccidity. Retract your foreskin to uncover your glans completely. We recommend covering the groove of the glans with a gauze, cotton wool and/or even the Androrring® (brown jelly ring).

Ihr Penis muss sich im schlaffen Zustand befinden. Schieben Sie die Vorhaut zurück, sodass Ihre Eichel komplett zum Vorschein kommt. Wir empfehlen Ihnen die Eichel mit einer Gaze, einem Wattebausch oder dem Androrring® (brauner Gelring) zu schützen.


Votre pénis doit être en état de flaccidité. Rétractez le prépuce pour découvrir complètement le gland. Nous recommandons de recouvrir le sillon du gland avec un coton gaze, et / ou même l'Androrring® (anneau marron).

El pene debe estar en flacidez. Retire el prepucio para dejar el glande al descubierto completamente. Recomendamos cubrir el surco del glande con una gasa, algodón o Androrring® (anillo de gel).

Il pene deve trovarsi allo stato flaccido. Ritiri il prepuzio di modo che il glande rimanga completamente scoperto. Consigliamo di proteggere il solco del glande con una garza, cotone o Androrring® (anello in gel).

ペニスが勃起していない状態で、亀頭全体が完全に出るよう包皮を剥きます。亀頭(シリコンバンドが当たる部分)にガーゼやコットン、またはアンドロリング(茶色いシリコンリング)をつけ、保護することをお勧めします。

يجب أن يكون القضيب في حالة الإرتخاء. قم بسحب الجلد الزائد من على رأس القضيب إن وجد. نحن نوصي بتغطية رأس القضيب بقطعة شاش أو قطن أو حتى بالاندورنج. (الحلقة التي لونها بني).



Next, insert your penis through the base ring (the thinnest part of the ring located upwards) and finally through the silicone band loop, resting your glans in the hollow part of the upper plastic support.

Schieben Sie als nächstes Ihren Penis durch den Basisring (die feinere Seite nach oben). Schieben Sie danach die Eichel durch die Schlaufe des Silikonbands, sodass die Eichel gegen die obere Plastikstruktur lehnt.


Ensuite, insérez votre pénis à travers l'anneau de base (la partie la plus mince de l'anneau située vers le haut) et enfin à travers la boucle de la bande en silicone, en reposant votre gland dans la partie creuse du support supérieur en plastique.

Introduzca el pene a través del anillo base colocando la parte más estrecha del anillo hacia arriba. Después haga pasar el glande a través del lazo de la cinta de silicona, dejando que el glande apoye en el soporte superior.

Ora inserisca il pene nell'anello inferiore, orientando la parte più stretta dell'anello verso l'alto. Dopodiché faccia passare il glande attraverso l'anello formato dalla banda in silicone, lasciando che il glande si appoggi al supporto superiore.

次に、ペニスをベースリングに通します(ベースリングは薄くなっているほうが上になります)。さらに、シリコンバンドの輪にペニスを通し、亀頭が上部製品のくぼみに収まるようにします。

ثم قم بوضع قضيبك داخل الحلقة الدائرية (أرق جزء يكون للأعلى) ثم إلى شريط السيليكون و قم بإراحة رأس قضيبك في الجزء المجوف من قطعة البلاستيك.



Keeping the band above your glans, shorten the loop by pulling on each end of the silicone band until the glans is completely held.

Halten Sie das Silikonband über die Eichel und befestigen Sie diese, indem Sie an den beiden Enden des Silikonbands ziehen bis die Eichel fest sitzt.


En maintenant la bande sur le gland, raccourcissez la boucle en tirant sur chaque extrémité de la bande de silicone jusqu'à ce que le gland soit complètement tenu.

Manteniendo la cinta sobre el glande, acorte el lazo estirando cada extremo de la cinta de silicona hasta que el glande quede bien sujeto.

Mantenendo la fascia sul glande, stringa il laccio tirando entrambi gli estremi del laccio di silicone fino a quando il glande non è ben legato.

龟头をシリコンバンドの輪に通した後、バンドの両端を少しずつ下に引っ張り、ペニスが器具から外れなくなるまで締めていきます。

وضع الشريط فوق رأس القضيب وتقصير الحلقة عن طريق السحب على كل نهاية من شريط السيليكون لحين التأكد من تثبيت رأس القضيب.



Finally, fit the ends of the silicone band into the grooves behind the upper plastic support carefully. You have to stretch the band while pressing into the grooves.

Passen Sie schließlich vorsichtig die Enden des Silikonbands in die Rillen hinter der oberen Plastikstruktur ein. Sie müssen dafür an den Enden des Silikonbands ziehen und gleichzeitig diese in die Rillen drücken.

Enfin, avec précaution, insérez les extrémités de la bande de silicone dans les rainures derrière le support supérieur en plastique. Tirez sur chaque extrémité pour les rendre plus fines tout en appuyant pour les faire rentrer dans les rainures.

Finalmente, ajuste los extremos de la cinta de silicona en las hendiduras de detrás del soporte superior con cuidado. Debe estirar la cinta a la vez que presiona sobre las hendiduras.

Infine inserisca con attenzione le estremità del laccio di silicone nelle fessure presenti sul dorso del supporto superiore. È necessario tirare il laccio nel momento in cui lo si inserisce nelle scanalature.

最後に、シリコンバンドの端を慎重に上部プラスチックサポートの背後の溝にはめ込みます。溝にバンドを押し込みながらバンドを引っ張ってください。

أخيراً، ضع شريط السيليكون في الأخاديد وراء قطعة البلاستيك العلوي بعناية. يجب عليك تمديد الشريط أثناء الضغط عليه في الأخاديد.



Andropenis® هي جبيرة للقضيب يتم توصيلها خارجيًا بالقضيب. يمكن استخدامه كجهاز شد خفيف الوزن على القضيب كجهاز شد القضيب، أو يمكن استخدامه بدون شد كجبيرة للقضيب، وذلك حسب الاستخدام المقصود.

المكونات

4

يتكون **Andropenis®** من حلقة قاعدة بلاستيكية، وعمودين معدنيين مع نوايا داخلية، ودعامه بلاستيكية علوية مع شريط سيليكون. القطع البلاستيكية مصنوعة من مادة POM وهي مادة اصطناعية لا تتأثر بالسوائل القابلة للاحتراق مثل الكحول. الحزام مصنوع من السيليكون الطبي. الأعمدة المعدنية لأندروبنيس® الذهبية مصنوعة من النحاس الأصفر المغطى بطبقة من الذهب عيار ٢٤ قيراط. أما الزنبركات فهي مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والأعمدة من الألومنيوم الجراحي.

المكونات: (الصورة رقم 1): 1-خاتم قاعدة من البلاستيك 2-محور معدني 3-مخيط القضيب 4-مخيط سمك القضيب التعديلي 5-قضيب معدني 6-برغي 7-زنبرك 8-برغي تثبيت الزنبرك 9-قضيب معدني طويل ب 4 سنتيمتر (1.06 بوصة) قضيب معدني متوسط ب 2 سنتيمتر (0.8 بوصة) 11-قضيب معدني صغير ب 0.5 سنتيمتر (0.2 بوصة) 12-القضيب المعدني الأصغر ب 0.3 سنتيمتر (0.1 بوصة) 13-قطعة بلاستيكية علوية للدعم 14-شريط من السيليكون 15-وسادة واقية 16 السيليكون حلقة.

هام: يصبح بالتدليك بلطف بقطرة من الزيت القطعتين ٤ و ٥ لكي تسهل إنزالهما (انظر OIL).

الاستخدام المقصود

5

- ❗ منع تشوه القضيب بعد جراحات أو أمراض المسالك البولية (استخدام الجبيرة).
- ❗ تصحيح تشوه القضيب الناتج عن جراحات أو أمراض المسالك البولية (استخدام الشد).
- ❗ إطالة طول القضيب في حالات متلازمة صغر القضيب ومتلازمة القضيب الصغير (استخدام الشد).
- ❗ خلق أو الحفاظ على صلابة كافية للقضيب من أجل الجماع (استخدام الجبيرة).


النماذج

6

- ❗ **Andropenis Peyronie**، لمنع أو تصحيح تشوه القضيب في المرض.
- ❗ **Andropenis Surgery**، لمنع أو تصحيح تشوه القضيب بعد العمليات الجراحية.
- ❗ **Andropenis Mini**، لإطالة طول القضيب أو المساعدة على الجماع، في حالة صغر القضيب.
- ❗ **Andropenis Gold**، لإطالة طول القضيب أو المساعدة على الجماع، في الجلد الحساس.
- ❗ **Andropenis Pro**، لتمديد طول القضيب أو المساعدة على الجماع، في القضيب العادي.

fig. 1

fig. 4



الحجم الأولي لجهاز **Andropenis®** هو 8 سم (3.1 بوصة). يُقاس حجم الجهاز من الجزء السفلي من الحلقة البلاستيكية إلى نهاية العمود المعدني (الشكل 4، الأولي).

قم بتخصيص جهاز **Andropenis®** وفقاً لحجم قضيبك. باستخدام شريط قياس، قم بقياس طول القضيب ومحيطه في حالة الارتخاء ثم الانتصاب (الشكل 2 و3).

احسب الحجم الشخصي لـ **Andropenis®** عن طريق طرح 4 سم (1.6 بوصة) من حجم قضيبك في حالة الانتصاب.




fig. 3




fig. 2

مثال: 14.7 سنتيمتر - 4 سنتيمتر = 10.7 سنتيمتر < الحجم الشخصي للأندروبيينيس = 10.7 سنتيمتر

الآن، قم بإعداد الجهاز بحيث يتوافق مع حجمك الشخصي.

أولاً، قم بفصل الدعامة البلاستيكية العلوية عن طريق رفعها لأعلى (شكل 5)، ثم قم بإضافة أكبر عدد ممكن من الأعمدة حسب الحاجة للوصول إلى الحجم الشخصي لجهاز **Andropenis®** (شكل 4، شخصي).

مثال: الحجم الشخصي 10.7 سم = الحجم الأولي للأندروبيينيس (8 سم) + القطعة 10 (2 سم) + القطعة 11 (0.5 سم).




fig. 5

ملاحظة:

الحجم الأولي لجهاز **Andropenis Mini** هو 7 سم. إذا كان لديك هذا الإصدار فابدأ فترة التكيف عند هذا القياس (7 سم) واحتفظ بهذا القياس لمدة 15 يوماً: في اليوم الأول، استخدم الجهاز لمدة 3 ساعات، ومع مرور الأيام قم بزيادة وقت الاستخدام تدريجياً. بعد أول 15 يوماً قم بزيادة وقت الاستخدام كما هو موضح في جداول الاستخدام (انظر أدناه).



كيفية الاستخدام

يعد استخدام شريط القطن الصيدلي الوافي أمرًا إلزاميًا ويجب وضعه في الأخدود أسفل الحشفة .. أدخل أحد موديلات أشرطة السيليكون (قطعة 14) التي تتناسب الضمادة الواقية المناسبة وفقًا لحجم القضيب (قطعة 15). أدخل أطراف شريط السيليكون في الفتحات الموجودة في الجانب الخلفي للدعم البلاستيكي العلوي (القطعة 13) ، بحيث يشكل الشريط حلقة.



fig. 7

لما يكون القضيب في حال إسترخاء أدخل كل الجلد الأمامي للقضيب أو الحشفة في حال الرجل عديم الختان) باتجاه العمود (صورة رقم 7) ووضع عصابة السيليكون تحت تاج حشفة حيث يلتقي رمح من القضيب القلفة التين (صورة رقم 8)



fig. 8

فإن القضيب يجب أن لا يتصل مباشرة مع الجهاز , التالي, مدد القضيب بعيدا عن الجسم حيث يطول القضيب و هو في حالة الإرتخاء.




fig. 9

خذ الخاتم البلاستيكي القاعدي (قطعة رقم: 1) محافظا على أضيق طرف من الخاتم في اتجاه الأعلى ثم أدخل القضيب عبر الخاتم البلاستيكي القاعدي في اتجاه الخارج (انظر قطعة رقم: 1). ثم أترك القضيب في وضعية الإسترخاء هكذا حتى تتموقع الحشفة على قطعة البلاستيك العلوية للسند (قطعة رقم: 13). ضع اليد اليسرى على القطعة البلاستيكية العلوية للجهاز (قطعة 13) ثم إسحب الجهاز باتجاه جسمك ظاغطا عليه حتى تنقلص الزنبركات الداخلية لجهاز (صورة 9).



fig. 10

استمر في الضغط باليد اليسرى، ثم قم بإستعمال أصابع اليد اليمنى بسحب حشفة القضيب عبر عقدة شريط السيليكون حتى تتموقع حافة الحشفة فوق الشريط.



fig. 11

ضع إبهامك لليد اليسرى في أعلى الحشفة للحفاظ على القضيب في مكانه ثابتا (المكبح) ثم قم تدريجيا بتقليص عقدة شريط السيليكون محافظا دائما على وضعية الحشفة داخل الجهاز و ذلك عن طريق جر طرفي شريط السيليكون باليد اليمنى (صورة رقم 11).



كيفية الإصلاح




fig. 12



fig. 13

اسحب الجلد ببطء على جانبي القضيب ببطء نحو جسمك لتجنب قرص الجلد أو ترك طية فوق أخدود الحشفة (الشكل 12).

يجب أن تكون حلقة السيليكون مثبتة على أخدود الحشفة ومتماشية مع أخدود الحشفة دون أن تؤلمك ولكن بإحكام بما يكفي لمنع انزلاق الحشفة للخارج. قم بتثبيت حلقة السيليكون بعناية في المثبتات الموجودة على الجانب السفلي من الدعامة العلوية (القطعة 13) عن طريق شد الشريط في كل مرة تضغط فيها داخل التجاويف.

قم بشده ولكن لا تسحبه للأسفل لتجنب قرص القضيب.



تحقق مرة أخرى من عدم وجود جلد فوق التجويف أو تحت شريط السيليكون، إذا كان هناك جلد، اسحب الجلد نحو الجسم لتجنب الضغط عليه. لإزالة **Andropenis®**، قم بضغط الزنبرك بالضغط على الجسم لأسفل، ثم حرر شريط السيليكون (القطعة 14) من المثبتات الموجودة في الدعامة العلوية (القطعة 13)، وقم بزيادة حجم حلقة السيليكون لتحرير القضيب.

يحتوي **Andropenis®** على نظام تثبيت للحشفة بواسطة حزام، وهناك نوعان متاحان من الطرازين **band Androcomfort®** و **band Androsilicone®**. يسمح نظام حزام **Androcomfort®** باستخدام أكثر ملائمة لأندروبنيس®. يتم وضعه بين حشفة القضيب وقضيب القضيب، منطقة التلم الإكليلي - القلفة. إدخال الشريط في نظام الرغوة المسمى **Androtop®**. تعرف على كيفية استخدامها في:

www.andromedical.com/videos




الدعم الأندروسي
الدليل



يحتوي **Andropenis®** على حلقة سيليكون تعمل كنظام توسيد يسمى **Androring®**. وهي تقع بين حشفة القضيب وقضيب القضيب، التلم الإكليلي - القلفة. تعرف على كيفية استخدامها في: www.andromedical.com/videos

يحتوي كل من **Andropeyronie®** و **Androsurgery®** و **Andropenis® Mini** على جزء بلاستيكي فائق (Androsupport) مهيأ لتصحيح انحناءات القضيب (انظر "دليل استخدام Androsupport").



www.andropenis.com/ifu



لا تستخدميه لأكثر من 8 ساعات على فترات منتظمة.
يجب إزالة الجهاز كل ساعتين ليضع دقائق للسماح للأنسجة بالاسترخاء.
لا تنامي مع الجهاز.

المدة اليومية	حجم الجهاز	
	حجم الجهاز	
3 ساعات	اندازه ى اولى	5 ايام الاولى
6 ساعات	أضف قطعة معدنية صغيرة 0.5سنتم (قطعة 11)	6 ايام
8 ساعات	أضف قطعة معدنية صغيرة 0.5سنتم (قطعة 11)	10 ايام
	فترة التطور	
8 ساعات	أضف قطعة معدنية صغيرة 0.5(قطعة11)كل 7 ايام	إبتداء من 15يوم
8 ساعات	أضف قطعة معدنية صغيرة0.5(قطعة11) كل10ايام	إبتداء من الشهر3
8 ساعات	أضف قطعة معدنية صغيرة0.5(قطعة11)كل15يوم.	إبتداء من الشهر 5

هام جدا: لراحتك الشخصية و إبتداء من الشهر 5 وما بعده، يمكنك في بداية الأمر إضافة قضيب معدني ب:0.30سنتم(قطعة رقم12) و بعد بضعة أيام غيره إلى قضيب معدني ب:0.5 سنتم (قطعة رقم11) حتى تجعل قوة التمديد أكثر تدريجيا.



يتكون العلاج الشائع، باستثناء الوصفات الطبية المختلفة، من فترتين:


☑ فترة تكيف تستمر 15 يوماً.

☑ فترة تطور، تتكون من 3 مراحل منفصلة: مرحلة التطور الأولى (الشهر الأول والشهر الثاني)، والمرحلة المتوسطة (الشهر الثالث

والرابع) ومرحلة التطور النهائي التي تبدأ في الشهر الخامس.

في اليوم الأول، كتنريب، قم بتركيب الجهاز وإزالته 10 مرات متتالية. في حالة الانحناء، يوصى بتركيب الجهاز بعيداً عن الانحناء. على سبيل المثال: إذا كان لديك انحناء إلى اليمين، فيجب وضع الجهاز في الاتجاه المعاكس، ووضعه إلى اليسار في السروال الداخلي. وإذا كان لديك انحناء إلى الأسفل، يجب وضع الجهاز إلى الأسفل في السروال الداخلي (انظر الصور أدناه). يجب إزالة الجهاز كل ساعتين لبضع دقائق للسماح للأنسجة بالاسترخاء. بعد الشهر الخامس، يجب مراعاة فترة الراحة هذه كل 1.5 ساعة. استخدم فترة الراحة هذه لتدليك القضيب برفق. اغسل الجهاز بالماء والصابون المحايد PH كل 4 أيام.

كن صبوراً ومتسقاً مع العلاج، فهذا هو مفتاح تحقيق أهدافك. أي انحراف عن برنامج العلاج يمكن أن يغير النتائج المحققة (استشر طبيبك).



11 العمليات الجراحية

إذا كانت الجراحة بسيطة، يوصى ببدء استخدام **Androsurgery®** بعد 15 يوماً من الجراحة. إذا كانت الجراحة معقدة للغاية، يوصى ببدء استخدام **Androsurgery®** بعد شهر واحد من الجراحة. استشر جراحك دائماً حتى يتمكن من تقديم المشورة بشأن المدة التي يجب أن تبدأ فيها استخدام أندروسورجيري® بعد الجراحة ومدة الاستخدام.

الجراحة	مرحلة التطور
من الشهر 1 إلى 2	أصفر قطعة معدنية بـ 0.5 سنتيم (قطعة رقم: 11) كل 7 أيام.
ابتداءً من الشهر الثالث (3).	أصفر قطعة معدنية بـ 0.5 سنتيم (قطعة رقم: 11) كل شهر 1.
ساعات 8	ساعات 8

على الرغم من عدم الشعور بالانزعاج عادة، إلا أنه في بعض الأيام قد تشعرين بعدم الراحة عند استخدام الجهاز. لا تقلقي، وأصلي استخدام الجهاز. ومع ذلك، إذا لزم الأمر، يمكنك مقاطعة العلاج ليوم واحد.

إذا شعرت بالحم أو انزعاج أو تغير لون الحشفة إلى اللون الأزرق أو خدر في الحشفة، قم بإزالة الجهاز وتبدليك القضيب. من خلال القيام بذلك سيعود لون القضيب إلى طبيعته وستختفي الأحاسيس المزعجة. إذا كنت تشعر بعدم الراحة في قاعدة الحشفة، يجب أن تحاول ارتداء القطن أو الشاش لحماية هذه المنطقة الحساسة.

إذا لم تكن قادرًا على ارتداء الجهاز لمدة 15 إلى 30 يومًا، فابدأ العلاج بحجم أقل من حجم الجهاز في ذلك الوقت بمقدار 1 سم (0.4 بوصة).

تم تحديد كدمات القضيب، وتفاعل جلد القضيب في الجزء البعيد من جذع القضيب وفي قاعدة القضيب (مكان وضع الحلقة البلاستيكية)، والألم، وتغيرات في لون القضيب، وخدر الغدد، والإحساس بالخز، والوذمة أو احتباس السوائل في الغدد، والجروح، والتهيج، والالتهابات، وعدم الراحة كمخاطر متبقية في حالة حدوث أي من المخاطر المتبقية التالية أثناء استخدام الجهاز، نوصي بشدة بالتوقف عن استخدامه.

لا تستخدم Andropenis®: أثناء النوم، أثناء المشاركة في نشاط بدني شاق أو الرياضة. أثناء تعاطي المخدرات الترفيهية أو الكحول. إذا كنت مصابة بقرحة أو مرض منقول جنسيًا أو جرح في المنطقة التناسلية.

الحفاظ على معايير النظافة الصارمة أثناء استخدام الجهاز. إزالة الجهاز للتبول أو التعوط أو أثناء الجماع. إذا كان لديك انتصاب أثناء استخدام الجهاز، فلا تقلق: ستشعر ببساطة أنه أكثر إحكامًا.

إذا ظهرت بقع بيضاء على الحشفة فمن الضروري مراجعة الطبيب، فقد تكون قد أصبت بعدوى فطرية. النظافة الشخصية مهمة جدًا. حافظ على نظافة الجهاز.

يمكن أن يقلل استخدام أدوية تحفيز نمو الشعر (فيناسترايد) وأدوية علاج الاكتئاب والحبوب المنومة والمهدئات والمهدئات من فعالية الجهاز بشكل كبير. يُسمح باستخدام المينوكسيديل الموضعي لتحفيز نمو الشعر.

في حالة حدوث تهيج طفيف أو كدمات في القضيب أو تفاعل جلد القضيب في الجزء البعيد من جذع القضيب أو في قاعدة القضيب. لا تستخدم الجهاز لمدة 4 أيام. ضع مرهمًا مضادًا للتهيج مرتين يوميًا، صباحًا وبعد الظهر، ومرهم الشفاء ليلًا. إذا استمر الجرح، توقف عن استخدام الجهاز واتصل بطبيبك. إذا شعرت بعدم الراحة في جذع القضيب، قم بتبدليك القضيب بكريم مرطب لمدة 5 دقائق كل ليلة بحركات شد لطيفة.

موانع الاستعمال: المرضى الذين يعانون من مرض السكري غير المنضبط والهرس التناسلي والأمراض المنقولة جنسيًا والتهاب الإحليل والتهاب المثانة الحاد والتهاب البروستاتا الحاد والفتق البطني والتهاب الجذ وسرطان الخصية وسرطان الغدد اللمفاوية والورم اللمفاوي والشلل النصفي والرابع والمرضى الذين يتناولون علاجًا مضادًا للتخثر.

الآثار الجانبية: تم تصميم Andropenis® خصيصًا للاستخدام الطبي ولا ينطوي استخدامه على أي آثار ثانوية، طالما تم استخدامه بشكل صحيح وفقًا للاستخدامات التي تم الكشف عنها في هذا الدليل.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
عدم الراحة أو الألم	الأشرطة ضيقة جداً أو غير ملائمة أو غير متناسقة بشكل صحيح أو غير متناسقة	- قم بتمك الأشرطة قليلاً وأعد فحص الملائمة. تأكد من محاذاة الجهاز بشكل صحيح على طول العمود.
		- ضع حشوة إضافية إذا لزم الأمر لتقليل الضغط.
		- إذا استمر الألم، انزع الجهاز واستشر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.
تهيج الجلد أو احمراره	التآكل لفترات طويلة أو الملامسة غير المناسبة أو حساسية الجلد للمواد	- تأكد من عدم ارتداء الجهاز لفترة طويلة جداً دون فترات راحة كما يُنصح.
		- استخدم كريم واقٍ أو حشوة إضافية لحماية البشرة.
		- نظف الجهاز بانتظام لمنع تهيج الجهاز من العرق والأوساخ.
		- إذا تفاقم التهيج، توقفي عن الاستخدام واستشيري الطبيب.
الانزلاق أو الارتخاء	الأشرطة مرتخية للغاية، والتطبيق غير مناسب	- أعد ربط الأشرطة مع التأكد من أنها توفر الدعم الكافي دون قلع الدورة الدموية.
		- تأكد من محاذاة الجهاز بشكل صحيح وتوسطه على العضيب.
		- افحص بحثاً عن أي تآكل أو تلف في الأشرطة أو المشبّات. استبدلها إذا لزم الأمر.
صعوبة تطبيق الجهاز	الموضع غير الصحيح	- اتبع التعليمات بعناية للمحاذاة والتطبيق المناسبين.
		- إذا لزم الأمر، شاهد مقاطع فيديو توضيحية.
الجهاز يسبب التورم	الضغط المفرط من الأشرطة أو التضيق أو الغلاف غير المناسب	- قم بإزالة الجهاز فوراً في حال حدوث تورم.
		- أعد وضع الجهاز بشكل أكثر مرونة لضمان تنقّ الدم بشكل مناسب.
		- إذا استمر التورم، استشر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل استئناف الاستخدام.
الكسر أو التلف الذي لحق بالجهاز	البلى العادي، القوة المفرطة أثناء الاستخدام	- افحص الجهاز قبل وبعد كل استخدام بحثاً عن علامات التآكل أو التلف.
		- استبدل الجهاز في حال وجود أي أجزاء مكسورة أو تالفة. لا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك.
مشاكل في الراحة أو النظافة	عدم كفاية التنظيف	- نظف الجهاز جيداً بعد كل استخدام باستخدام صابون معتدل وماء دافئ.
		- جفف الجهاز تماماً قبل تخزينه أو استخدامه مرة أخرى.
		- استبدل الجهاز إذا ظهرت عليه رائحة مستمرة أو إذا لم يحل التنظيف المشكلة.
تستمر الأشرطة في الانفصال	مشبّات ضعيفة أو مهترئة	- افحص حالة الأشرطة والمشبّات.
		- استبدل الجهاز إذا لم تعد أدوات التثبيت تعمل بفعالية، لأنها قد لا توفر الدعم المناسب.



www.andropenis.com

Increase penis size with traction therapy and treat micropenis.



www.andropeyronie.com

Reduce penile curvature and treat Peyronie's disease.



www.androvacuum.com

Improve erections with vacuum therapy and treat erectile dysfunction.



andromedical.com/shop

Spare parts and accessories



www.andropharma.com

PENIS

Increase the own testosterone levels and improve penile lengthening.

VIGOR

Increase men's sexual desire and achieve long lasting erections.

CURVATURE

Inhibit the fibrous plaque of Peyronie with natural anti-inflammatories.

Further information, updates, privacy policy, return-refund policy, disclaimer and conditions of warranty can be found at: www.andromedical.com

© Copyright 1995-2025 Andromedical®, Madrid (Spain).