

Návod k použití (IFU)

1




1.- Index	1
2.- Stručný průvodce	2
3.- Popis	6
4.- Komponenty	6
5.- Zamýšlené použití	6
6.- Modely	6
7.- Přizpůsobit	7
8.- Montáž	8
9.- Tabulky	10
10.- Způsob použití	11
11.- Operace	11
12.- Bezpečnostní opatření pro použití	12
13.- Řešení problémů	13
14.- Portfolio	14




IFU 30 LANGUAGES

www.andropenis.com/ifu/



01



The device measure is 8cm. Therefore, it must be adjusted to your personal size. Measure your penis size in erection. Subtract 4 cm, the result will be your device **PERSONAL SIZE** to start the treatment.

Das Gerät misst 8cm und muss bei Beginn der Behandlung der eigenen Länge angepasst werden. Messen Sie dafür Ihre Penislänge im erigierten Zustand und ziehen Sie 4cm ab. So erhalten Sie Ihre **PERSÖNLICHE GRÖSSE**.

Le dispositif mesure 8cm par défaut. Cependant, pour commencer le traitement, il doit être ajusté à la longueur de votre pénis. Mesurez votre pénis en érection et soustrayez 4 cm à la mesure. Le résultat sera **LA TAILLE PERSONNELLE**.

El dispositivo mide 8cm por defecto. Sin embargo, para comenzar el tratamiento debe ajustarse a la longitud del dispositivo a su tamaño personal. Para ello mida su pene en erección y reste 4 cm a la medida obtenida. El resultado será el **TAMAÑO PERSONAL**.

Il dispositivo misura 8cm. Per cominciare il trattamento la sua lunghezza deve essere adattata alle dimensioni del pene. Misuri il pene in erezione, sottragga 4cm e in questo modo otterrà la sua **MISURA PERSONALE**.

アンドロペニスのもともとのサイズは8cmです。勃起時のペニスのサイズを測定し、そこから4cm引いた数が治療開始時のアンドロペニスの個人サイズとなります。

طول جهاز الأندروپينيس 8 سم. لذا، لابد من تعديله لحجم قضيبك. قم بقياس طول قضيبك في حالة الإلتصاب ثم قم بطرح 4 سم من هذا الطول و الرقم الناتج سيكون هو طول الجهاز الذي ستبدأ به.

02



Remove the upper plastic support.

Entfernen Sie das obere Plastikteil.

Retirez le support supérieur.


Quite el soporte superior.

Rimuova il supporto superiore in plastica.

プラスチック上部部品を取り外します。

قم بنزع الداعم المصنوع من البلاستيك الموجود في الأعلى.

03



Add as many extension rods as necessary until **the device** matches your **personal size**. Once you have finished, replace the upper plastic support.

Fügen Sie sovielen Achsen wie nötig hinzu, bis **das Gerät** Ihre **persönliche Größe** erreicht hat.

Ajoutez autant d'axes que nécessaire jusqu'à ce que **l'appareil** atteigne votre **taille personnelle**. Ensuite, remplacez le support sur le dessus.


Añada tantos ejes como sean necesarios hasta que alcance la medida de su **tamaño personal**. Después vuelva a colocar el soporte superior.

Aggiunga tante assi quante sono necessarie per raggiungere la sua **misura personale**. Ricollochi il supporto superiore in plastica.

個人サイズになるまで、アンドロベスに短軸を加えていきます。長さの調節が完了したら、始めに取り外したプラスチック上部部品を再び取り付けます。

أضف قضبان عند الضرورة حتى يصل طول جهاز الأندروبسيس إلى **الطول المراد** كما تم حسابه في الأعلى. بمجرد الانتهاء من استخدام الجهاز قم بوضع قطعة البلاستيك مرة أخرى.

04



Thread the silicone band through the Androtop®. Next, insert each band end into the holes of the plastic support.

Stecken Sie das Silikonband durch den Androtop®. Danach passen Sie beide Enden des Silikonbands in die entsprechenden Löcher des oberen Plastikteils ein.

Insérez la bande de silicone à travers Androtop®. Ensuite, insérez chaque extrémité de la bande dans les trous du support supérieur.


Introduzca la cinta de silicona a través del Androtop®. Después, inserte cada extremo de la cinta en los agujeros del soporte superior.

Faccia passare la fascia di silicone attraverso l'Androtop®. Successivamente inserisca entrambi gli estremi della fascia negli appositi fori del supporto superiore.

シリコンバンドをアンドロトプの穴に通します。次に、プラスチック上部部品の穴にシリコンバンドを通すようにしてください。

قم بلف خيط السليكون على الأندروتوب. ثم قم بوضع كل شريط في الأفرام في قطعة البلاستيك.





Your penis must be in flaccidity. Retract your foreskin to uncover your glans completely. We recommend covering the groove of the glans with a gauze, cotton wool and/or even the Androrring® (brown jelly ring).

Ihr Penis muss sich im schlaffen Zustand befinden. Schieben Sie die Vorhaut zurück, sodass Ihre Eichel komplett zum Vorschein kommt. Wir empfehlen Ihnen die Eichel mit einer Gaze, einem Wattebausch oder dem Androrring® (brauner Gelling) zu schützen.


Votre pénis doit être en état de flaccidité. Rétractez le prépuce pour découvrir complètement le gland. Nous recommandons de recouvrir le sillon du gland avec un coton gaze, et / ou même l'Androrring® (anneau marron).

El pene debe estar en flacidez. Retire el prepucio para dejar el glande al descubierto completamente. Recomendamos cubrir el surco del glande con una gasa, algodón o Androrring® (anillo de gel).

Il pene deve trovarsi allo stato flaccido. Ritiri il prepuzio di modo che il glande rimanga completamente scoperto. Consigliamo di proteggere il solco del glande con una garza, cotone o Androrring® (anello in gel).

ペニスが勃起していない状態で、亀頭全体が完全に出るよう包皮を剥きます。亀頭(シリコンバンドが当たる部分)にガーゼやコットン、またはアンドロリング(茶色いシリコンリング)をつけ、保護することをお勧めします。

يجب أن يكون القضيب في حالة الإرتخاء. قم بسحب الجلد الزائد من على رأس القضيب إن وجد. نحن نوصي بتغطية رأس القضيب بقطعة شاش أو قطن أو حتى بالاندورنج. (الحلقة التي لونها بني).



Next, insert your penis through the base ring (the thinnest part of the ring located upwards) and finally through the silicone band loop, resting your glans in the hollow part of the upper plastic support.

Schieben Sie als nächstes Ihren Penis durch den Basisring (die feinere Seite nach oben). Schieben Sie danach die Eichel durch die Schlaufe des Silikonbands, sodass die Eichel gegen die obere Plastikstruktur lehnt.


Ensuite, insérez votre pénis à travers l'anneau de base (la partie la plus mince de l'anneau située vers le haut) et enfin à travers la boucle de la bande en silicone, en reposant votre gland dans la partie creuse du support supérieur en plastique.

Introduzca el pene a través del anillo base colocando la parte más estrecha del anillo hacia arriba. Después haga pasar el glande a través del lazo de la cinta de silicona, dejando que el glande apoye en el soporte superior.

Ora inserisca il pene nell'anello inferiore, orientando la parte più stretta dell'anello verso l'alto. Dopodiché faccia passare il glande attraverso l'anello formato dalla banda in silicone, lasciando che il glande si appoggi al supporto superiore.

次に、ペニスをベースリングに通します(ベースリングは薄くなっているほうが上になります)。さらに、シリコンバンドの輪にペニスを通し、亀頭が上部製品のくぼみに収まるようにします。

ثم بوضع قضيبك داخل الحلقة الدائرية (أرق جزء يكون للأعلى) ثم إلى شريط السيليكون و قم بإراحة رأس قضيبك في الجزء المجوف من قطعة البلاستيك.



Keeping the band above your glans, shorten the loop by pulling on each end of the silicone band until the glans is completely held.

Halten Sie das Silikonband über die Eichel und befestigen Sie diese, indem Sie an den beiden Enden des Silikonbands ziehen bis die Eichel fest sitzt.


En maintenant la bande sur le gland, raccourcissez la boucle en tirant sur chaque extrémité de la bande de silicone jusqu'à ce que le gland soit complètement tenu.

Manteniendo la cinta sobre el glande, acorte el lazo estirando cada extremo de la cinta de silicona hasta que el glande quede bien sujeto.

Mantenendo la fascia sul glande, stringa il laccio tirando entrambi gli estremi del laccio di silicone fino a quando il glande non è ben legato.

龟头をシリコンバンドの輪に通した後、バンドの両端を少しずつ下に引っ張り、ペニスが器具から外れなくなるまで締めていきます。

وضع الشريط فوق رأس القضيب وتقصير الحلقة عن طريق السحب على كل نهاية من شريط السيليكون لحين التأكد من تثبيت رأس القضيب.



Finally, fit the ends of the silicone band into the grooves behind the upper plastic support carefully. You have to stretch the band while pressing into the grooves.

Passen Sie schließlich vorsichtig die Enden des Silikonbands in die Rillen hinter der oberen Plastikstruktur ein. Sie müssen dafür an den Enden des Silikonbands ziehen und gleichzeitig diese in die Rillen drücken.

Enfin, avec précaution, insérez les extrémités de la bande de silicone dans les rainures derrière le support supérieur en plastique. Tirez sur chaque extrémité pour les rendre plus fines tout en appuyant pour les faire rentrer dans les rainures.

Finalmente, ajuste los extremos de la cinta de silicona en las hendiduras de detrás del soporte superior con cuidado. Debe estirar la cinta a la vez que presiona sobre las hendiduras.

Infine inserisca con attenzione le estremità del laccio di silicone nelle fessure presenti sul dorso del supporto superiore. È necessario tirare il laccio nel momento in cui lo si inserisce nelle scanalature.

最後に、シリコンバンドの端を慎重に上部プラスチックサポートの背後の溝にはめ込みます。溝にバンドを押し込みながらバンドを引っ張ってください。

أخيراً، ضع شريط السيليكون في الأخاديد وراء قطعة البلاستيك العلوي بعناية. يجب عليك تمديد الشريط أثناء الضغط عليه في الأخاديد.



3 Popis

Andropenis® je penilní dlah, která je na penis připevněna zevně. Může na penis působit lehkou trakci jako penilní trakční zařízení nebo může být použita bez trakce jako penilní dlah, v závislosti na zamýšleném použití.

4 Komponenty

Andropenis® je složen z plastového základního kroužku, dvou kovových hřídelů s vnitřními pružinami a horní plastové opory se silikonovým páskem. Plastové díly jsou vyrobeny z POM syntetický materiál, který není napadán hořlavými tekutinami jako alkohol. Pásek je vyroben ze silikonu lékařské kvalifikace. Kovové hřídele **Andropenis® Gold** jsou vyrobené z mosazi a pozlacené vrstvou 24 karátového zlata. Pružiny jsou vyrobené z nerezavé oceli a hřídele z hliníku operační kvalifikace.

Díly (obr. 1): 1 – plastový základní kroužek, 2 – zaokrouhlená přírubová matice, 3 – závitový tyč, 4 – nastavitelný hřídel se závitem, 5 – kovový hřídel, 6 – šroub, 7 – pružina, 8 – šroub pro zabezpečení pružiny, 9 – velká, 4 cm dlouhá tyčka (1,6"), 10 – střední, 2 cm dlouhá tyčka (0,8"), 11 – malá, 0,5 cm dlouhá tyčka (0,2"), 12 – nejmenší, 0,3 cm dlouhá tyčka (0,1"), 13 – horní plastová opora, 14 – silikonový pásek, 15 – ochranná poduška, 16 – silikonové kroužky.

POZNÁMKA: Odporují se jemně naolejovat malou kapičkou oleje (s pomocí hadříku) mezi díly 4 a 5 pro snadnější klouzání (viz. OIL)

5 Zamýšlené použití

- Prevenice deformace penisu po urologických operacích nebo onemocněních (použití dlahy).
- Korekce deformity penisu po urologických operacích nebo onemocněních (použití trakce).
- Prodloužení délky penisu při syndromu mikropenisu a malého penisu (trakční použití).
- Vytvoření nebo udržení dostatečné tuhosti penisu pro pohlavní styk (použití dlahy).

6 Modely

- Andropenis Peyronie**, k prevenci nebo nápravě deformity penisu při onemocnění.
- Andropenis Surgery**, k prevenci nebo korekci deformity penisu po operacích.
- Andropenis Mini**, prodloužení délky penisu nebo pomoc při pohlavním styku, u mikropenisu.
- Andropenis Gold**, prodloužení délky penisu nebo pomoc při pohlavním styku, u citlivé pokožky.
- Andropenis Pro**, prodloužit délku penisu nebo pomoci pohlavní styk, v pravidelném penisu.



fig. 1

Počáteční nastavení **Andropenisu®** je 8 cm (3,1"). Tento rozměr je měřen od spodní části plastového kroužku ke konci kovového hřídele (obr. 4, POČÁTEČNÍ)

Nastavte váš **Andropenisu®** podle velikosti vašeho penisu. Použitím páskového mětru změřte délku a obvod penisu v stavu bez erekce a pak v stavu erekce (obr. 2 a 3).

Vypočítejte vlastní velikost **Andropenisu®** odečtením 4 cm (1,6") od velikosti vašeho penisu v stavu erekce.




fig. 2



fig. 3




fig. 4

Příklad: 14,7 cm – 4 cm = 10,7 cm > Vlastní velikost Andropenisu® = 10,7 cm

Teď připravte zařízení tak aby odpovídalo vaší vlastní velikosti.

Nejprve odeberte horní plastovou oporu jejím zvednutím (obr. 5), pak přidejte tolik hřídelů kolik je zapotřebí pro dosažení vlastní velikosti **Andropenisu®** (obr. 4, VLASTNÍ).

Příklad: Vlastní velikost 10,7 cm. = Počáteční velikost **Andropenisu®** (8 cm) + díl 10 (2 cm) + díl 11 (0,5 cm).



Jak používat

Poznámka:

Počáteční velikost Andropenisu Mini je 7 cm. Máte-li tuto verzi, začněte období adaptace s touto velikostí (7 cm) a zachovejte tento rozměr po dobu 15 dnů: první den použijte zařízení 3 hodiny, v následujících dnech zvyšujte postupně dobu používání. Po prvních 15 dnech zvyšte čas používání tak jak je to indikováno v tabulkách používání (vid: níže).



fig. 5

Používání ochranné lékárnické vaty je POVINNÉ, který by měl být umístěn v drážce pod žaludem. Vložte jeden z modelů silikonového pásku (díl 14) který nejlépe odpovídá ochranné podušce podle velikosti penisu (díl 15). Vložte konec silikonového pásku do děr na zadní straně horní plastové opory (díl 13), tak aby pásek vytvořil smyčku.

V stavu bez erekce stáhněte předkožku na tělo penisu (muži, kteří nejsou obřezáni) a umístěte silikonový kroužek pod korunku žaludu, tam kde se střetává s válcovou částí penisu (obr. 8).



fig. 7

Žalud nesmí přijít do přímého kontaktu se zařízením. Pak natáhněte penis od těla tak aby byl natažen v stavu bez erekce.



fig. 8

Uchopte základní kroužek (díl 1) tak aby nejužší část kroužku směřovala nahoru. Penis vložte přes základní kroužek (díl 1) a nechte ho na horní plastové opoře (díl 13). Položte levou ruku na horní plastovou oporu (díl 13) a zatlačte zařízení proti tělu, tím se stlačí vnitřní pružiny (obr. 9).



fig. 9

Zatímco podržíte levou ruku v této pozici, pomocí prstů pravé ruky protáhněte žalud přes slučku vytvořenou silikonovým páskem. (obr. 10).




fig. 10



Jak opravit

Položte palec levé ruky na vrch žaludu pro udržení penisu na místě, zatímco postupně zkrátíte silikonovou slučku taháním za oba konce pásku pravou rukou (obr. 11).



fig. 11

Pomalu přitahujte kůži na obou stranách penisu směrem k tělu, aby nedošlo k jejímu přiskřípnutí nebo vzniku záhybu nad žlábkem (obr. 12).

Silikonová smyčka by měla být nasazena na žalud a v jedné linii s jeho žlábkem, aniž by bolela, ale měla by být dostatečně těsná, aby žalud nevyklouzl ven. Opatrně zajistěte silikonový pásek v uzávěrech na spodní straně horní podpěry (obr. 13) tak, že při každém zatlačení v prohlubních pásek roztáhněte.


Utáhněte, ale netahejte směrem dolů, aby nedošlo k přiskřípnutí penisu.

Dvakrát zkontrolujte, zda nad drážkou ani pod silikonovou páskou není kůže, pokud ano, stáhněte ji směrem k tělu, aby nedošlo k jejímu přiskřípnutí. Chcete-li přípravek **Andropenis®** sejmout, stlačte pružiny tlakem dolů proti tělu, uvolněte silikonový pásek (díl 14) ze spon v horní podpěře (díl 13) a zvětšete velikost silikonové smyčky, abyste penis uvolnili.

Andropenis® má systém upevnění žaludu pomocí pásky. k dispozici jsou dva modely **Androcomfort®** band a **Androsilicone®** band. Systém **Androcomfort®** band umožňuje ještě pohodlnější používání **Andropenis®**. Umísťuje se mezi žalud a dřík penisu, do oblasti koronárního sulku-prepuция. Zavedení pásky v pánovém systému zvaném **Androtop®**. Podívejte se, jak je používat v: www.andromedical.com/videos



Androsupport
Průvodce



Andropenis® má silikonový kroužek, který funguje jako tlumicí systém **Androring®**. Nachází se mezi žaludem a dříkem penisu, koronální sulcus-prepuция. Podívejte se, jak je používat v: www.andromedical.com/videos

Andropeyronie®, Androsurgery® a **Andropenis® Mini** mají vyšší plastovou část (**Androsupport**) přizpůsobenou pro korekci zakřivení penisu (viz "Průvodce použitím Androsupportu"). www.andropenis.com/ifu





fig. 12




fig. 13



	VELIKOST ZAŘÍZENÍ	DENNÍ DOBA
	Adaptační období	
Prvních 5 dnů	Vlastní velikost	3 hodiny
Den 6 - 10	Přidejte malou 0,5 cm tyčku (díl 11)	6 hodiny
Den 11 - 15	Přidejte malou 0,5 cm tyčku (díl 11)	8 hodiny
	Evoluční období	
První a druhý měsíc	Přidejte malou 0,5 cm tyčku (díl 11) každých 7 dnů	8 hodiny
Od třetího měsíce	Přidejte malou 0,5 cm tyčku (díl 11) každých 10 dnů	8 hodiny
Od pátého měsíce	Přidejte malou 0,5 cm tyčku (díl 11) každých 15 dnů	8 hodiny

DOPORUČUJEME

Odpocínek a masáž penis a žalud



Každé 2 nebo 1,5 hodiny

Nepoužívejte déle než 8 hodin v pravidelných intervalech.

Každé 2 hodiny je třeba přístroj na několik minut vyjmout, aby se tkáň uvolnila.

S přístrojem nespíte.

Poznámka: pro váš vlastní komfort, od pátého měsíce je možné přidat nejdříve tyčku 0,3 cm (díl 12) a o několik dnů ji změnit za tyčku 0,5 cm (díl 11) aby bylo natahování progresivnější.

Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5...
1st and 2nd month				

10 days	10 days	10 days	10 days	10 days
3rd and 4th month				

15 days	15 days
5th month	



10 Způsob použití

Běžná léčba, s výjimkou různých lékařských předpisů, se skládá ze 2 období:

- Adaptační období v délce 15 dnů.
- Vývojové období, které se skládá ze 3 samostatných fází: Počáteční vývojová fáze (1. a 2. měsíc), přechodná fáze (1. a 2. měsíc). fáze (3. a 4. měsíc) a závěrečné fáze vývoje, která začíná v 5. měsíci.

První den v rámci nácviку nasadte a vyjměte přístroj desetkrát za sebou. V případě zakřivení se doporučuje nasadit zařízení směrem od zakřivení. Příklad: Pokud máte zakřivení vpravo, měli byste přístroj umístit v opačném směru a umístit jej vlevo do spodních kalhotek. A pokud máte zakřivení směrem dolů, měli byste spotřebič umístit do spodních kalhotek směrem dolů (viz obrázky níže). Každé 2 hodiny je třeba přístroj na několik minut vyjmout, aby se tkáň uvolnila. Po 5. měsíci by se tato doba odpočinku měla dodržovat každých 1,5 hodiny. Tuto dobu odpočinku využijte k lehké masáži penisu. Každé 4 dny zařízení omyjte vodou a mýdlem s neutrálním PH.

Budte trpěliví a důslední v léčbě, to je klíčem k dosažení vašich cílů. Jakákoli odchylka od léčebného programu by mohla změnit dosažené výsledky (poradte se se svým lékařem).



11 Operace

IPokud se jedná o jednoduchý chirurgický zákrok, doporučuje se začít užívat **Androsurgery®** 15 dní po operaci. Pokud je operace velmi složitá, doporučuje se zahájit užívání přípravku **Androsurgery®** 1 měsíc po operaci. Vždy se poraďte se svým chirurgem, aby vám mohl poradit, jak dlouho po operaci začít přípravek **Androsurgery®** používat a jak dlouho má být používán.

CHIRURGIE	Evoluční období	
První a druhý měsíc	Přidejte malou 0,5 cm tyčku (díl 11) každých 7 dnů	8 hodin
Od třetího měsíce	Přidejte malou 0,5 cm tyčku (díl 11) každý měsíc	8 hodin

Přestože obvykle nedochází k žádným nepříjemným pocitům, v některých dnech může být přístroj nepříjemný. Nebojte se, zařízení používejte dál. V případě potřeby však můžete léčbu na jeden den přerušit.

Pokud pocítíte bolest nebo nepříjemné pocity, namodralé zbarvení nebo znecitlivění žaludu, vyjměte zařízení a penis masírujte. Tím se barva penisu vrátí do normálu a nepříjemné pocity zmizí. Pokud pocítujete nepříjemné pocity na spodině žaludu, zkuste nosit bavlnu nebo gázu, abyste tuto citlivou oblast chránili.

Pokud jste nemohli nosit zařízení po dobu 15 až 30 dnů, začněte léčbu o 1 cm (0,4") menší, než je velikost zařízení v té době.

Jako zbytková rizika jsou označeny modřiny penisu, kožní reakce penisu v distální části díku a na bázi penisu (místo aplikace plastového kroužku), bolest, dyschromní změny penisu, znecitlivění žlázek, pocit mravenčení, otok nebo zadržování tekutiny v žlázkách, poranění, podráždění, zánět a nepohodlí. Pokud se během používání zařízení objeví některé z následujících zbytkových rizik, důrazně doporučujeme přerušit jeho používání.

Nepoužívejte Andropenis®: ve spánku, při namáhavé fyzické aktivitě nebo sportu, pod vlivem rekreačních drog nebo alkoholu. Pokud máte vřed, pohlavně přenosnou chorobu nebo poranění v oblasti genitálií.

Při používání zařízení dodržujte přísné hygienické normy. Vyjměte zařízení za účelem močení nebo vyprazdňování nebo při pohlavním styku. Pokud máte během používání zařízení erekci, nedělejte si starosti: zařízení bude jednoduše o něco těsnější.

Pokud se vám na žaludu objeví bílé skvrny, je nutné navštívit lékaře, protože se u vás mohla objevit plísňová infekce. Velmi důležitá je osobní hygiena. Udržujte zařízení v čistotě.

Užívání léků na stimulaci růstu vlasů (finasterid), léků na léčbu deprese, prášků na spaní, uklidňujících prostředků a sedativ může výrazně snížit účinnost. Použití lokálního přípravku Minoxidil ke stimulaci růstu vlasů je povoleno.

V případě drobného podráždění, pohmoždění penisu nebo kožní reakce penisu v distální části díku nebo na bázi penisu. Přístroj nepoužívejte po dobu 4 dnů. Aplikujte mast proti podráždění dvakrát denně, ráno a odpoledne, a hojivou mast na noc. Pokud rána přetrvává, přestaňte zařízení používat a kontaktujte svého lékaře. Pokud pocítujete nepříjemné pocity v oblasti díku penisu, masírujte penis hydratačním krémem po dobu 5 minut každou noc jemnými roztahovacími pohyby.

Kontraindikace: Pacienti s nekontrolovaným diabetem, genitálním herpesem, pohlavně přenosnými chorobami, uretritidou a akutní cystitidou, akutní prostatitidou, břišní kýlou, dermatitidou, rakovinou varlat, rakovinou lymfatických uzlin, lymfomy, paraplegií, kvadruplegií a pacienti užívající antikoagulační léčbu.

Nežádoucí účinky: Andropenis® byl navržen speciálně pro lékařské použití a jeho použití nemá žádné sekundární účinky, pokud je správně používán v souladu s indikacemi, které jsou uvedeny v této příručce.

Problém	Možná příčina	Řešení
Nepohodlí nebo bolest	Příliš těsné popruhy, nesprávné uchycení nebo špatné nastavení.	- Mírně povolte popruhy a překontrolujte jejich uchycení. Ujistěte se, že je zařízení správně vyrovnáno podél hřbetu.
		- V případě potřeby použijte další polstrování, abyste snížili tlak.
		- Pokud bolest přetrvává, vyjměte zařízení a poraďte se s lékařem.
Podráždění nebo zarudnutí kůže	Dlouhodobé nošení, nevhodné nošení nebo citlivost pokožky na materiály.	- Dbejte na to, abyste zařízení nenosili příliš dlouho bez přestávek, jak je doporučeno.
		- K ochraně pokožky používejte ochranný krém nebo další vycpávky.
		- Přístroj pravidelně čistěte, abyste zabránili podráždění potem a nečistotami.
Prokluzování nebo uvolnění	Příliš volné popruhy, nesprávná aplikace	- Znovu utáhněte popruhy a ujistěte se, že poskytují dostatečnou oporu, aniž by omezovaly krevní oběh.
		- Ujistěte se, že je zařízení správně zarovnané a vycentrované na penisu.
		- Zkontrolujte, zda nedošlo k opotřebení nebo poškození popruhů nebo upevňovacích prvků. V případě potřeby je vyměňte.
Obtížná aplikace zařízení	Nesprávné umístění	- Pro správné seřízení a aplikaci pečlivě dodržujte pokyny.
		- V případě potřeby se podívejte na demonstrační videa
Zařízení způsobuje otoky	Nadměrný tlak řemínků, zúžení nebo nesprávná velikost.	- Pokud dojde k otoku, okamžitě zařízení vyjměte.
		- Zařízení znovu nasadte volněji, aby byl zajištěn správný průtok krve.
		- Pokud otok přetrvává, poraďte se před pokračováním v užívání s lékařem.
Rozbití nebo poškození zařízení	Běžné opotřebení, nadměrná síla při používání	- Před každým použitím a po něm zkontrolujte, zda přístroj nevykazuje známky opotřebení nebo poškození.
		- Pokud je některá část poškozená nebo rozbitá, zařízení vyměňte. Poškozené zařízení se nepokoušejte opravovat sami.
Problémy se zápachem nebo hygienou or Hygiene Issues	Nedostatečné čištění	- Po každém použití přístroj důkladně vyčistěte jemným mýdlem a teplou vodou.
		- Před uložením nebo dalším použitím zařízení zcela vysušte.
		- Pokud se objeví přetrvávající zápach nebo pokud čištění problém nevyřeší, zařízení vyměňte.
Odpojování popruhů	Slabé nebo opotřebované spojovací prvky	- Zkontrolujte stav popruhů a upevňovacích prvků.
		- Pokud již upevňovací prvky nefungují efektivně, vyměňte zařízení, protože nemusí poskytovat správnou oporu.



www.andropenis.com

Increase penis size with traction therapy and treat micropenis.



www.andropeyronie.com

Reduce penile curvature and treat Peyronie's disease.



www.androvacuum.com

Improve erections with vacuum therapy and treat erectile dysfunction.



andromedical.com/shop

Spare parts and accessories



www.andropharma.com

PENIS

Increase the own testosterone levels and improve penile lengthening.

VIGOR

Increase men's sexual desire and achieve long lasting erections.

CURVATURE

Inhibit the fibrous plaque of Peyronie with natural anti-inflammatories.

Further information, updates, privacy policy, return-refund policy, disclaimer and conditions of warranty can be found at: www.andromedical.com

© Copyright 1995-2025 Andromedical®, Madrid (Spain).