




1.- Index	1
2.- Hurtig guide	2
3.- Beskrivelse	6
4.- Komponenter	6
5.- Tilsigtet brug	6
6.- Modeller	6
7.- Gør det personligt	7
8.- Tilpasning	8
9.- Borde	10
10.- Metode til brug	11
11.- Operationer	11
12.- Forholdsregler ved brug	12
13.- Fejlfinding	13
14.- Portefølje	14




IFU 30 LANGUAGES

www.andropenis.com/ifu/



01



The device measure is 8cm. Therefore, it must be adjusted to your personal size. Measure your penis size in erection. Subtract 4 cm, the result will be your device **PERSONAL SIZE** to start the treatment.

Das Gerät misst 8cm und muss bei Beginn der Behandlung der eigenen Länge angepasst werden. Messen Sie dafür Ihre Penislänge im eregierten Zustand und ziehen Sie 4cm ab. So erhalten Sie Ihre **PERSÖNLICHE GRÖSSE**.

Le dispositif mesure 8cm par défaut. Cependant, pour commencer le traitement, il doit être ajusté à la longueur de votre pénis. Mesurez votre pénis en érection et soustrayez 4 cm à la mesure. Le résultat sera **LA TAILLE PERSONNELLE**.

El dispositivo mide 8cm por defecto. Sin embargo, para comenzar el tratamiento debe ajustarse a la longitud del dispositivo a su tamaño personal. Para ello mida su pene en erección y reste 4 cm a la medida obtenida. El resultado será el **TAMAÑO PERSONAL**.

Il dispositivo misura 8cm. Per cominciare il trattamento la sua lunghezza deve essere adattata alle dimensioni del pene. Misuri il pene in erezione, sottragga 4cm e in questo modo otterrà la sua **MISURA PERSONALE**.

アンドロペニスのもともとのサイズは8cmです。勃起時のペニスのサイズを測定し、そこから4cm引いた数が治療開始時のアンドロペニスの個人サイズとなります。

طول جهاز الأندروپينيس 8 سم. لذا، لابد من تعديله لحجم قضيبك. قم بقياس طول قضيبك في حالة الإلتصاب ثم قم بطرح 4 سم من هذا الطول والرقم الناتج سيكون هو طول الجهاز الذي ستبدأ به.

02



Remove the upper plastic support.

Entfernen Sie das obere Plastikteil.

Retirez le support supérieur.


Quite el soporte superior.

Rimuova il supporto superiore in plastica.

プラスチック上部部品を取り外します。

قم بنزع الداعم المصنوع من البلاستيك الموجود في الأعلى.

03



Add as many extension rods as necessary until **the device** matches your **personal size**. Once you have finished, replace the upper plastic support.

Fügen Sie sovielen Achsen wie nötig hinzu, bis **das Gerät** Ihre **persönliche Größe** erreicht hat.

Ajoutez autant d'axes que nécessaire jusqu'à ce que **l'appareil** atteigne votre **taille personnelle**. Ensuite, remplacez le support sur le dessus.


Añada tantos ejes como sean necesarios hasta que alcance la medida de su **tamaño personal**. Después vuelva a colocar el soporte superior.

Aggiunga tante assi quante sono necessarie per raggiungere la sua **misura personale**. Ricollochi il supporto superiore in plastica.

個人サイズになるまで、アンドロベスに短軸を加えていきます。長さの調節が完了したら、始めに取り外したプラスチック上部部品を再び取り付けます。

أضف قضبان عند الضرورة حتى يصل طول جهاز الأندروبسيس إلى **الطول المراد** كما تم حسابه في الأعلى. بمجرد الانتهاء من استخدام الجهاز قم بوضع قطعة البلاستيك مرة أخرى.

04



Thread the silicone band through the Androtop®. Next, insert each band end into the holes of the plastic support.

Stecken Sie das Silikonband durch den Androtop®. Danach passen Sie beide Enden des Silikonbands in die entsprechenden Löcher des oberen Plastikteils ein.

Insérez la bande de silicone à travers Androtop®. Ensuite, insérez chaque extrémité de la bande dans les trous du support supérieur.


Introduzca la cinta de silicona a través del Androtop®. Después, inserte cada extremo de la cinta en los agujeros del soporte superior.

Faccia passare la fascia di silicone attraverso l'Androtop®. Successivamente inserisca entrambi gli estremi della fascia negli appositi fori del supporto superiore.

シリコンバンドをアンドロトプの穴に通します。次に、プラスチック上部部品の穴にシリコンバンドを通すようにしてください。

قم بلف خيط السليكون على الأندروتوب. ثم قم بوضع كل شريط في الأفرام في قطعة البلاستيك.





Your penis must be in flaccidity. Retract your foreskin to uncover your glans completely. We recommend covering the groove of the glans with a gauze, cotton wool and/or even the Androrring® (brown jelly ring).

Ihr Penis muss sich im schlaffen Zustand befinden. Schieben Sie die Vorhaut zurück, sodass Ihre Eichel komplett zum Vorschein kommt. Wir empfehlen Ihnen die Eichel mit einer Gaze, einem Wattebausch oder dem Androrring® (brauner Gelling) zu schützen.


Votre pénis doit être en état de flaccidité. Rétractez le prépuce pour découvrir complètement le gland. Nous recommandons de recouvrir le sillon du gland avec un coton gaze, et / ou même l'Androrring® (anneau marron).

El pene debe estar en flacidez. Retire el prepucio para dejar el glande al descubierto completamente. Recomendamos cubrir el surco del glande con una gasa, algodón o Androrring® (anillo de gel).

Il pene deve trovarsi allo stato flaccido. Ritiri il prepuzio di modo che il glande rimanga completamente scoperto. Consigliamo di proteggere il solco del glande con una garza, cotone o Androrring® (anello in gel).

ペニスが勃起していない状態で、亀頭全体が完全に出るよう包皮を剥きます。亀頭(シリコンバンドが当たる部分)にガーゼやコットン、またはアンドロリング(茶色いシリコンリング)をつけ、保護することをお勧めします。

يجب أن يكون القضيب في حالة الإرتخاء. قم بسحب الجلد الزائد من على رأس القضيب إن وجد. نحن نوصي بتغطية رأس القضيب بقطعة شاش أو قطن أو حتى بالاندورنج. (الحلقة التي لونها بني).



Next, insert your penis through the base ring (the thinnest part of the ring located upwards) and finally through the silicone band loop, resting your glans in the hollow part of the upper plastic support.

Schieben Sie als nächstes Ihren Penis durch den Basisring (die feinere Seite nach oben). Schieben Sie danach die Eichel durch die Schlaufe des Silikonbands, sodass die Eichel gegen die obere Plastikstruktur lehnt.


Ensuite, insérez votre pénis à travers l'anneau de base (la partie la plus mince de l'anneau située vers le haut) et enfin à travers la boucle de la bande en silicone, en reposant votre gland dans la partie creuse du support supérieur en plastique.

Introduzca el pene a través del anillo base colocando la parte más estrecha del anillo hacia arriba. Después haga pasar el glande a través del lazo de la cinta de silicona, dejando que el glande apoye en el soporte superior.

Ora inserisca il pene nell'anello inferiore, orientando la parte più stretta dell'anello verso l'alto. Dopodiché faccia passare il glande attraverso l'anello formato dalla banda in silicone, lasciando che il glande si appoggi al supporto superiore.

次に、ペニスをベースリングに通します(ベースリングは薄くなっているほうが上になります)。さらに、シリコンバンドの輪にペニスを通し、亀頭が上部製品のくぼみに収まるようにします。

ثم قم بوضع قضيبك داخل الحلقة الدائرية (أرق جزء يكون للأعلى) ثم إلى شريط السيليكون و قم بإراحة رأس قضيبك في الجزء المجوف من قطعة البلاستيك.



Keeping the band above your glans, shorten the loop by pulling on each end of the silicone band until the glans is completely held.

Halten Sie das Silikonband über die Eichel und befestigen Sie diese, indem Sie an den beiden Enden des Silikonbands ziehen bis die Eichel fest sitzt.


En maintenant la bande sur le gland, raccourcissez la boucle en tirant sur chaque extrémité de la bande de silicone jusqu'à ce que le gland soit complètement tenu.

Manteniendo la cinta sobre el glande, acorte el lazo estirando cada extremo de la cinta de silicona hasta que el glande quede bien sujeto.

Mantenendo la fascia sul glande, stringa il laccio tirando entrambi gli estremi del laccio di silicone fino a quando il glande non è ben legato.

龟头をシリコンバンドの輪に通した後、バンドの両端を少しずつ下に引っ張り、ペニスが器具から外れなくなるまで締めていきます。

وضع الشريط فوق رأس القضيب وتقصير الحلقة عن طريق السحب على كل نهاية من شريط السيليكون لحين التأكد من تثبيت رأس القضيب.



Finally, fit the ends of the silicone band into the grooves behind the upper plastic support carefully. You have to stretch the band while pressing into the grooves.

Passen Sie schließlich vorsichtig die Enden des Silikonbands in die Rillen hinter der oberen Plastikstruktur ein. Sie müssen dafür an den Enden des Silikonbands ziehen und gleichzeitig diese in die Rillen drücken.

Enfin, avec précaution, insérez les extrémités de la bande de silicone dans les rainures derrière le support supérieur en plastique. Tirez sur chaque extrémité pour les rendre plus fines tout en appuyant pour les faire rentrer dans les rainures.

Finalmente, ajuste los extremos de la cinta de silicona en las hendiduras de detrás del soporte superior con cuidado. Debe estirar la cinta a la vez que presiona sobre las hendiduras.

Infine inserisca con attenzione le estremità del laccio di silicone nelle fessure presenti sul dorso del supporto superiore. È necessario tirare il laccio nel momento in cui lo si inserisce nelle scanalature.

最後に、シリコンバンドの端を慎重に上部プラスチックサポートの背後の溝にはめ込みます。溝にバンドを押し込みながらバンドを引っ張ってください。

أخيراً، ضع شريط السيليكون في الأخاديد وراء قطعة البلاستيك العلوي بعناية. يجب عليك تمديد الشريط أثناء الضغط عليه في الأخاديد.



3 Beskrivelse

Andropenis® er en penisskinne, der fastgøres udvendigt på penis. Den kan udøve et let træk på penis som en peniltræksanordning, eller den kan bruges uden træk som en penisskinne, alt efter hvad den skal bruges til.

4 Komponenter

Andropenis® består af en plastik basising, to metalaksler med interne fjedre, og en øvre plastbærer med et silikone bånd. Plaststykkerne er fremstillet af POM et syntetisk materiale, der ikke påvirkes af brændbare væsker som fx alkohol. Båndet er fremstillet af medicinsk silikone. Metalakslerne i **Andropenis® Gold** er fremstillet af messing og dækket med et lag af 24 karat guld. Fjederne er lavet af rustfrit stål, og akslerne er af aluminium i kirurgisk kvalitet.

KOMPONENTER (fig. 1): 1-plast basising, 2-afrundet møtrik, 3-gevindstang, 4-gevindstang med justerbar aksel, 5-metal aksel, 6-skrue, 7-fjeder, 8-skrue til at fastgøre fjederen, 9-stort 4 cm stykke (1,6"), 10-medium 2 cm stykke (0,8"), 11-lille 0,5 cm stykke (0,2"), 12-mindste stykke 0,3 cm (0,1"), 13-øvre plastbærer, 14-silikone bånd, 15-beskyttende pude, 16-silikoneringe.

BEMÆRK: Det er tilrådeligt forsigtigt at gnide klud med en smule olie mellem stykkerne 4 og 5 for at gøre det nemmere for stykkerne at glide (se OIL).

5 Tilsigtet brug

- Forebygge penile deformiteter efter urologiske operationer eller sygdomme (brug af skinne).
- Korrigere penisdeformitet efter urologiske operationer eller sygdomme (brug af traktion).
- Forlænge penislængden ved mikropenis og lille penis syndrom (brug af trækraft).
- Skabe eller opretholde tilstrækkelig penisstivhed til samleje (brug af skinne).

6 Modeller

- Andropenis Peyronie**, for at forebygge eller korrigere penile deformiteter ved sygdom.
- Andropenis Surgery**, til at forebygge eller korrigere penile deformiteter efter operationer.
- Andropenis Mini**, for at forlænge penislængden eller hjælpe med samleje, ved mikropenis.
- Andropenis Gold**, for at forlænge penislængden eller hjælpe med samleje på følsom hud.
- Andropenis Pro**, for at forlænge penislængden eller hjælpe med samleje, i almindelig penis.



fig. 1

7 Gør det personligt

Standardstørrelsen på **Andropenis®** er 8 cm (3,1"). Størrelsen måles fra den nedre del af plastikringen til enden af metalstangen (fig.4, INITIAL).

Tilpas **Andropenis®** så den passer til størrelsen på din penis. Brug et målebånd til først at måle længden på og omkredsen af penis i slap tilstand og derefter i erigeret tilstand (fig. 2 og 3).

Beregn den personlige størrelse på **Andropenis®** ved at fratrække 4 cm (1,6") fra størrelsen på din penis i erigeret tilstand.




fig. 2




fig. 3




fig. 4

Eksempel: 14.7 cm. – 4 cm. = 10.7 cm. > Andropenis® personlig str. = 10.7 cm

Nu skal du tilpasse enheden, så den passer til din personlige størrelse.

Først frigøres den øvre plastbærer ved at løfte den opad (fig 5). Herefter indsættes så mange stykker som nødvendigt for at nå din personlige størrelse på **Andropenis®** (fig. 4, PERSONAL).

Eksempel: Personlig str. 10.7 cm. = **Andropenis®** initial str. (8 cm.) + stykke 10 (2 cm.) + stykke 11 (0.5 cm.).



Hvordan man bruger

BEMÆRK:

Den oprindelige størrelse på Andropenis Mini er 7 cm. Hvis du har denne version, skal du starte tilpasningsperioden ved denne måling (7 cm) og holde denne måling i 15 dage: Den første dag skal du bruge enheden i 3 timer, og som dagene går, skal du gradvist øge brugstiden. Efter de første 15 dage øges brugstiden som angivet i brugstabellerne (se nedenfor).



fig. 5

8 Tilpasning

Brugen af et beskyttende apoteksbomuldsbånd er OBLIGATORISK. Indsæt det silikonebånd (del 14), der bedst passer bedst inden i den beskyttelsespudding, der passer til størrelsen af penis (del 15). Indfør enderne af silikonebåndet i hullerne på bagsiden af den øvre plastbærer (del 13), så båndet danner en løkke.

Mens penis er slap, glides hele forhuden (ikke-omskårne mænd), over penisskaffet (fig. 7) og silikoneringen placeres under penishovedet, hvor glansen møder penisskaffet (fig. 8).



Glansen bør ikke komme i direkte berøring med enheden. Herefter strækkes penis væk fra kroppen, så den er udstrakt i slap tilstand.



Tag basisringen (del 1), så den smalleste del af ringen vender opad. Træk penis gennem basisringen (del 1), og lad den hvile i fordybningen af den øvre plastbærer (del 13). Placer venstre hånd på den øvre plastbærer (del 13), og skub enheden mod kroppen, så de indre fjedre presses sammen (fig. 9).



Mens venstre hånd holder penis i position, bruges fingrene på højre hånd til at trække penishovedet gennem løkken, der er lavet med af silikonebåndet (fig. 10).



Sådan løser du det

Placer venstre tommelfinger oven på penishovedet for at holde penis på plads, medens du gradvist indsnævrer silikoneløkken ved at trække i begge ender af båndet med højre hånd (fig. 11).



Træk langsomt huden på begge sider af penis ind mod kroppen for at undgå at klemme huden eller efterlade en fold over rillen på glans (fig. 12).

Silikoneløkken skal sidde på og på linje med rillen på glans uden at gøre ondt, men stramt nok til at forhindre glans i at glide ud. Fastgør forsigtigt silikonebåndet i holderne på undersiden af den øverste støtte (stykke 13) ved at strække båndet, hver gang du trykker inden for fordybningerne.

Stram, men træk ikke nedad for at undgå at klemme penis.

Dobbelttjek, at der ikke er hud over rillen eller under silikonebåndet, hvis der er, skal du trække huden ind mod kroppen for at undgå, at den bliver klemmt. For at fjerne **Andropenis®** skal du komprimere fjedrene ved at skubbe ned mod kroppen, frigøre silikonebåndet (stykke 14) fra fastgørelseselementerne i den øverste støtte (stykke 13) og øge størrelsen på silikoneløkken for at frigøre penis.

Andropenis® har et fastgørelsessystem til glans med et bånd, og der findes to modeller: **Androcomfort®**-bånd og **Androsilicone®**-bånd. **Androcomfort®** band system giver endnu mere praktisk brug af **Andropenis®**. Det placeres mellem glans og skaft af penis, det koronale sulcus-område-prepuce. Indfør båndet i det skumsystem, der kaldes **Androtop®**. Se, hvordan du bruger dem i: www.andromedical.com/videos



Androsupport
Guide






fig. 12



fig. 13

Andropenis® har en silikonering, der fungerer som et støddæmpende system kaldet **Androdring®**. Den ligger mellem glans og skaftet på penis, den koronale sulcus-prepuce. Se, hvordan du bruger dem i: www.andromedical.com/videos


Andropeyronie®, Androsurgery® og **Andropenis® Mini** har en overlegen plastdel (Androsupport), der er tilpasset til korrektion af peniskrumninger (se "Androsupport Usage Guide"). www.andropenis.com/ifu



	ENHEDENS STØRRELSE	DAGLIG BRUG
	Tilvænningsperiode	
Første 5 dage	Normalstørrelse	3 timer
Dag 6 - 10	Tilføj et lille 0.5cm stykke (del 11)	6 timer
Dag 11 - 15	Tilføj et lille 0.5cm stykke (del 11)	8 timer
	Evolutionsperiode	
1. og 2. måned	Tilføj lille 0.5cm stykke (del 11) hver 7. dag	8 timer
3. og 4. måned	Tilføj lille 0.5cm stykke (del 11) hver 10. dag	8 timer
Fra 5. måned	Tilføj lille 0.5cm stykke (del 11) hver 15. dag	8 hours

ANBEFALET

Hvil og masser
penis og glans





Hver 2. eller 1,5 time

Brug den ikke i mere end 8 timer med jævne mellemrum.

Hver anden time skal apparatet fjernes i et par minutter for at give vævet mulighed for at slappe af.

Du må ikke sove med apparatet.

Bemærk: For din egen skyld er det fra 5. måned muligt først at tilføje et skaft på 0,30 cm (stykke 12) og et par dage senere skifte det ud med et skaft på 0,5 cm (stykke 11) for at gøre trækket mere progressivt.






10 Metode til brug

Den almindelige behandling, med undtagelse af forskellige medicinske forskrifter, består af 2 perioder:

- En tilpasningsperiode, der varer 15 dage.
- En udviklingsperiode, der består af 3 separate faser: Indledende udviklingsfase (1. og 2. måned), mellemliggende fase (3. og 4. måned) og den endelige udviklingsfase, som begynder i 5. måned.

Den første dag skal du som øvelse montere og fjerne anordningen 10 gange i træk. I tilfælde af krumning anbefales det at montere apparatet væk fra krumningen. Eksempel: Hvis du har en krumning mod højre, skal du placere apparatet i den modsatte retning og placere det til venstre i underbukserne. Og hvis du har en nedadgående krumning, skal du placere apparatet nedad i underbukserne (se billederne nedenfor). Hver anden time skal apparatet fjernes i et par minutter for at give vævet mulighed for at slappe af. Efter den 5. måned skal denne hvileperiode overholdes hver 1,5 time. Brug denne hvileperiode til at massere penis let. Vask anordningen med PH-neutral sæbe og vand hver 4. dag.

Vær tålmodig og konsekvent med behandlingen, det er nøglen til at nå dine mål. Enhver afvigelse fra behandlingsprogrammet kan ændre de opnåede resultater (rådfør dig med din læge).



11 Operationer

Hvis operationen er enkel, anbefales det at begynde at bruge **Androsurgery®** 15 dage efter operationen. Hvis operationen er meget kompleks, anbefales det at begynde at bruge **Androsurgery®** 1 måned efter operationen. Kontakt altid din kirurg, så han kan rådgive dig om, hvor længe efter operationen du skal begynde at bruge **Androsurgery®**, og hvor længe du skal bruge det.

KIRURGI	Evolutionsperiode	
1. og 2. måned	Tilføj lille 0.5cm stykke (del 11) hver 7. dag	8 timer
Fra 3. måned	Tilføj lille 0.5cm stykke (del 11) hver 15. dag	8 timer

Selv om der normalt ikke er noget ubehag, kan apparatet nogle dage føles ubehageligt. Bare rolig, bliv ved med at bruge apparatet. Hvis det er nødvendigt, kan du dog afbryde behandlingen i en dag.

Hvis du oplever smerte eller ubehag, blålig misfarvning eller følelsesløshed på glans, skal du fjerne apparatet og massere penis. På den måde vil penisfarven blive normal igen, og de ubehagelige fornemmelser vil forsvinde. Hvis du føler ubehag ved basis af glans, bør du prøve at bære bomuld eller gaze for at beskytte dette følsomme område.

Hvis du ikke har været i stand til at bruge apparatet i 15 til 30 dage, skal du starte behandlingen med en størrelse, der er 1 cm mindre end apparatets størrelse på det tidspunkt.

Blå mærker på penis, hudreaktion på penis i den distale del af skaftet og ved basis af penis (stedet, hvor plastikringen er påsat), smerter, dyskromiske forandringer på penis, følelsesløshed i kirtlerne, prikkende fornemmelse, ødem eller væskeophobning i kirtlerne, sår, irritation, betændelse og ubehag er identificeret som restrisici Hvis nogen af de følgende restrisici opstår, mens du bruger anordningen, anbefaler vi kraftigt, at du ophører med at bruge den.

Brug ikke Andropenis®: mens du sover, mens du deltager i anstrengende fysisk aktivitet eller sport. Hvis du er påvirket af rekreative stoffer eller alkohol. Hvis du har et mavesår, en seksuelt overført sygdom eller et sår i kønsdelene.

Oprethold strenge hygiejnestandarder, mens du bruger enheden. Fjern enheden for at urinere eller have afføring eller under samleje. Hvis du får erektion, mens du bruger apparatet, skal du ikke bekymre dig: Det vil blot føles lidt strammere.

Hvis du får hvide pletter på din glans, er det nødvendigt at søge læge, da du kan have udviklet en svampeinfektion. Personlig hygiejne er meget vigtig. Hold enheden ren.

Brug af medicin til stimulering af hårvækst (finasterid), medicin til behandling af depression, sovemedicin, beroligende midler og sløvende midler kan reducere effektiviteten af. Brug af topisk Minoxidil til stimulering af hårvækst er tilladt.

I tilfælde af mindre irritation, blå mærker på penis eller hudreaktion på penis i den distale del af skaftet eller ved basis af penis. Brug ikke enheden i 4 dage. Påfør anti-irritationssalve to gange dagligt, morgen og eftermiddag, og den helende salve om natten. Hvis såret fortsætter, skal du holde op med at bruge apparatet og kontakte din læge. Hvis du føler ubehag i penisskaftet, skal du massere penis med en fugtgivende creme i 5 minutter hver aften ved hjælp af blide strækbevægelser.

Kontraindikationer: Patienter med ukontrolleret diabetes, genital herpes, seksuelt overførte sygdomme, urethritis og akut cystitis, akut prostatitis, abdominal brok, dermatitis, testikelkræft, lymfekræft, lymfom, paraplegikere, quadriplegikere og patienter, der tager antikoagulerende behandling.

Bivirkninger: Andropenis® er designet specifikt til medicinsk brug, og brugen af det ikke medfører nogen sekundære virkninger, så længe det bruges korrekt under de indikationer, der er beskrevet i denne vejledning.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Ubehag eller smerter	Stropperne er for stramme, sidder forkert eller sidder forkert	- Løsn stropperne en smule, og kontroller pasformen igen. Sørg for, at enheden er justeret korrekt langs skafet.
		- Anvend om nødvendigt ekstra polstring for at mindske trykket.
		- Hvis smerten fortsætter, skal du fjerne enheden og kontakte din sundhedsplejerske.
Hudirritation eller rødme	Langvarig brug, forkert pasform eller hudfølsomhed over for materialer	- Sørg for, at apparatet ikke bæres for længe uden de anbefalede pauser.
		- Brug en barrierecreme eller ekstra polstring for at beskytte huden.
		- Rengør enheden regelmæssigt for at undgå irritation fra sved og snavs.
		- Hvis irritationen forværrer, skal du ophøre med at bruge den og søge læge.
Glidning eller løselse	Stropperne er for løse, forkert påsat	- Stram stropperne igen, og sørg for, at de giver tilstrækkelig støtte uden at afskære cirkulationen.
		- Sørg for, at enheden er korrekt justeret og centreret på penis.
		- Se efter, om der er slitage eller skader på stropperne eller fastgørelseselementerne. Udskift om nødvendigt.
Vanskeligheder med at anvende enheden	Forkert positionering	- Følg instruktionerne nøje for korrekt justering og anvendelse.
		- Se om nødvendigt demonstrationsvideoer
Apparat forårsager hævelse	For stort tryk fra stropper, indsnævring eller forkert størrelse	- Fjern straks enheden, hvis der opstår hævelse.
		- Sæt anordningen løsere på igen, så du sikrer korrekt blodgennemstrømning.
		- Hvis hævelsen fortsætter, skal du kontakte din sundhedsplejerske, før du genoptager brugen.
Brud eller beskadigelse af enheden	Normal slitage, overdreven kraft under brug	- Efterse enheden før og efter hver brug for tegn på slitage eller skader.
		- Udskift enheden, hvis nogen dele er ødelagte eller beskadigede. Forsøg ikke selv at reparere en beskadiget enhed.
Problemer med lugt eller hygiejne	Utilstrækkelig rengøring	- Rengør apparatet grundigt efter hver brug med mild sæbe og varmt vand.
		- Tør enheden helt, før du opbevarer eller bruger den igen.
		- Udskift enheden, hvis den udvikler vedvarende lugt, eller hvis rengøring ikke løser problemet.
Stropperne bliver ved med at løsne sig	Svage eller slidte fastgørelseselementer	- Kontrollér stroppernes og fastgørelseselementernes tilstand.
		- Udskift enheden, hvis fastgørelseselementerne ikke længere fungerer effektivt, da de måske ikke giver ordentlig støtte.



www.andropenis.com

Increase penis size with traction therapy and treat micropenis.



www.andropeyronie.com

Reduce penile curvature and treat Peyronie's disease.



www.androvacuum.com

Improve erections with vacuum therapy and treat erectile dysfunction.



andromedical.com/shop

Spare parts and accessories



www.andropharma.com

PENIS

Increase the own testosterone levels and improve penile lengthening.

VIGOR

Increase men's sexual desire and achieve long lasting erections.

CURVATURE

Inhibit the fibrous plaque of Peyronie with natural anti-inflammatories.

Further information, updates, privacy policy, return-refund policy, disclaimer and conditions of warranty can be found at: www.andromedical.com

© Copyright 1995-2025 Andromedical®, Madrid (Spain).