




1.- Index	1
2.- Kurzer Leitfaden	2
3.- Beschreibung	6
4.- Komponenten	6
5.- Verwendungszweck	6
6.- Modelle	6
7.- Personalisieren	7
8.- Einbau	8
9.- Tabellen	10
10.- Methode der Verwendung	11
11.- Operationen	11
12.- Vorsichtsmaßnahmen	12
13.- Fehlersuche	13
14.- Portfolio	14



**IFU 30 LANGUAGES**

[www.andropenis.com/ifu/](http://www.andropenis.com/ifu/)

01



The device measure is 8cm. Therefore, it must be adjusted to your personal size. Measure your penis size in erection. Subtract 4 cm, the result will be your device **PERSONAL SIZE** to start the treatment.

Das Gerät misst 8cm und muss bei Beginn der Behandlung der eigenen Länge angepasst werden. Messen Sie dafür Ihre Penislänge im erigierten Zustand und ziehen Sie 4cm ab. So erhalten Sie Ihre **PERSÖNLICHE GRÖSSE**.

Le dispositif mesure 8cm par défaut. Cependant, pour commencer le traitement, il doit être ajusté à la longueur de votre pénis. Mesurez votre pénis en érection et soustraire 4 cm à la mesure. Le résultat sera **LA TAILLE PERSONNELLE**.


El dispositivo mide 8cm por defecto. Sin embargo, para comenzar el tratamiento debe ajustarse a la longitud del dispositivo a su tamaño personal. Para ello mida su pene en erección y reste 4 cm a la medida obtenida. El resultado será el **TAMAÑO PERSONAL**.

Il dispositivo misura 8cm. Per cominciare il trattamento la sua lunghezza deve essere adattata alle dimensioni del pene. Misuri il pene in erezione, sottragga 4cm e in questo modo otterrà la sua **MISURA PERSONALE**.

アンドロペニスのもとものサイズは8cmです。勃起時のペニスのサイズを測定し、そこから4cm引いた数が治療開始時のアンドロペニスの個人サイズとなります。

طول جهاز الأندروپينيس 8 سم. لذا، لابد من تعديله لحجم قضيبك. قم بقياس طول قضيبك في حالة الانتصاب ثم قم بطرح 4 سم من هذا الطول والرقم الناتج سيكون هو طول الجهاز الذي ستبدأ به.

02



Remove the upper plastic support.

Entfernen Sie das obere Plastikteil.

Retirez le support supérieur.

Quite el soporte superior.


Rimuova il supporto superiore in plastica.

プラスチック上部部品を取り外します。

قم ببنزع الداعم المصنوع من البلاستيك الموجود في الأعلى.



03



Add as many extension rods as necessary until **the device** matches your **personal size**. Once you have finished, replace the upper plastic support.

Fügen Sie sovielen Achsen wie nötig hinzu, bis **das Gerät** Ihre **persönliche Größe** erreicht hat.

Ajoutez autant d'axes que nécessaire jusqu'à ce que **l'appareil** atteigne votre **taille personnelle**. Ensuite, remplacez le support sur le dessus.


Añada tantos ejes como sean necesarios hasta que alcance la medida de su **tamaño personal**. Después vuelva a colocar el soporte superior.

Aggiunga tante assi quante sono necessarie per raggiungere la sua **misura personale**. Ricollochi il supporto superiore in plastica.

個人サイズになるまで、アンドロベスに短軸を加えていきます。長さの調節が完了したら、始めに取り外したプラスチック上部部品を再び取り付けます。

أضف قضبان عند الضرورة حتى يصل طول جهاز الأندروبسيس إلى **الطول** المراد كما تم حسابه في الأعلى. بمجرد الانتهاء من استخدام الجهاز قم بوضع قطعة البلاستيك مرة أخرى.

04



Thread the silicone band through the Androtop®. Next, insert each band end into the holes of the plastic support.

Stecken Sie das Silikonband durch den Androtop®. Danach passen Sie beide Enden des Silikonbands in die entsprechenden Löcher des oberen Plastikteils ein.

Insérez la bande de silicone à travers Androtop®. Ensuite, insérez chaque extrémité de la bande dans les trous du support supérieur.

Introduzca la cinta de silicona a través del Androtop®. Después, inserte cada extremo de la cinta en los agujeros del soporte superior.


Faccia passare la fascia di silicone attraverso l'Androtop®. Successivamente inserisca entrambi gli estremi della fascia negli appositi fori del supporto superiore.

シリコンバンドをアンドロトップの穴に通します。次に、プラスチック上部部品の穴にシリコンバンドを通すようにしてください。

قم بلف خيط السليكون على الأندروتوب. ثم قم بوضع كل شريط في الأخرام في قطعة البلاستيك.



05



Your penis must be in flaccidity. Retract your foreskin to uncover your glans completely. We recommend covering the groove of the glans with a gauze, cotton wool and/or even the Androring® (brown jelly ring).

Ihr Penis muss sich im schlaffen Zustand befinden. Schieben Sie die Vorhaut zurück, sodass Ihre Eichel komplett zum Vorschein kommt. Wir empfehlen Ihnen die Eichel-furche mit einer Gaze, einem Wattebausch oder dem Androring® (brauner Gelring) zu schützen.

Votre pénis doit être en état de flaccidité. Rétractez le prépuce pour découvrir complètement le gland. Nous recommandons de recouvrir le sillon du gland avec un coton gaze, et / ou même l'Androring® (anneau marron).


El pene debe estar en flacidez. Retire el prepucio para dejar el glande al descubierto completamente. Recomendamos cubrir el surco del glande con una gasa, algodón o Androring® (anillo de gel).

Il pene deve trovarsi allo stato flaccido. Ritiri il prepuzio di modo che il glande rimanga completamente scoperto. Consigliamo di proteggere il solco del glande con una garza, cotone o Androring® (anello in gel).

ペニスが勃起していない状態、亀頭全体が完全に出るよう包皮を剥きます。亀頭(シリコンバンドが当たる部分)にガーゼやコットン、またはアンドロリング(茶色いシリコンリング)をつけ、保護することをお勧めします。

يجب أن يكون القضيب في حالة الإرتخاء. قم بسحب الجلد الزائد من على رأس القضيب إن وجد. نحن نوصي بتغطية رأس القضيب بقطعة شاش أو قطن أو حتى بالاندورينج. (الحلقة التي لونها بني).

06



Next, insert your penis through the base ring (the thinnest part of the ring located upwards) and finally through the silicone band loop, resting your glans in the hollow part of the upper plastic support.

Schieben Sie als nächstes Ihren Penis durch den Basiring (die feinere Seite nach oben). Schieben Sie danach die Eichel durch die Schlaufe des Silikonbands, sodass die Eichel gegen die obere Plastikstruktur lehnt.

Ensuite, insérez votre pénis à travers l'anneau de base (la partie la plus mince de l'anneau située vers le haut) et enfin à travers la boucle de la bande en silicone, en reposant votre gland dans la partie creuse du support supérieur en plastique.

Introduzca el pene a través del anillo base colocando la parte más estrecha del anillo hacia arriba. Después haga pasar el glande a través del lazo de la cinta de silicona, dejando que el glande apoye en el soporte superior.


Ora inserisca il pene nell'anello inferiore, orientando la parte più stretta dell'anello verso l'alto. Dopodiché faccia passare il glande attraverso l'anello formato dalla banda in silicone, lasciando che il glande si appoggi al supporto superiore.

次に、ペニスをベースリングに通します(ベースリングは薄くなっているほうが上になります)。さらに、シリコンバンドの輪にペニスを通し、亀頭が上部製品のくぼみに収まるようにします。

ثم بوضع قضيبك داخل الحلقة الدائرية (أرق جزء يكون لأعلى) ثم إلى شريط السيليكون و قم بإراحة رأس قضيبك في الجزء المجوف من قطعة البلاستيك.



07



Keeping the band above your glans, shorten the loop by pulling on each end of the silicone band until the glans is completely held.

Halten Sie das Silikonband über die Eichel und befestigen Sie diese, indem Sie an den beiden Enden des Silikonbands ziehen bis die Eichel fest sitzt.

En maintenant la bande sur le gland, raccourcissez la boucle en tirant sur chaque extrémité de la bande de silicone jusqu'à ce que le gland soit complètement tenu.

Manteniendo la cinta sobre el glande, acorte el lazo estirando cada extremo de la cinta de silicona hasta que el glande quede bien sujeto.

Mantenendo la fascia sul glande, stringa il laccio tirando entrambi gli estremi del laccio di silicone fino a quando il glande non è ben legato.

龟头をシリコンバンドの輪に通した後、バンドの両端を少しずつ下に引っ張り、ペニスが器具から外れなくなるまで締めていきます。

وضع الشريط فوق رأس القضيب وتقصير الحلقة عن طريق السحب على كل نهاية من شريط السيليكون لحين التأكد من تثبيت رأس القضيب.

08



Finally, fit the ends of the silicone band into the grooves behind the upper plastic support carefully. You have to stretch the band while pressing into the grooves.

Passen Sie schließlich vorsichtig die Enden des Silikonbands in die Rillen hinter der oberen Plastikstruktur ein. Sie müssen dafür an den Enden des Silikonbands ziehen und gleichzeitig diese in die Rillen drücken.

Enfin, avec précaution, insérez les extrémités de la bande de silicone dans les rainures derrière le support supérieur en plastique. Tirez sur chaque extrémité pour les rendre plus fines tout en appuyant pour les faire rentrer dans les rainures.

Finalmente, ajuste los extremos de la cinta de silicona en las hendiduras de detrás del soporte superior con cuidado. Debe estirar la cinta a la vez que presiona sobre las hendiduras.

Infine inserisca con attenzione le estremità del laccio di silicone nelle fessure presenti sul dorso del supporto superiore. È necessario tirare il laccio nel momento in cui lo si inserisce nelle scanalature.

最後に、シリコンバンドの端を慎重に上部プラスチックサポートの背後の溝にはめ込みます。溝にバンドを押し込みながらバンドを引っ張ってください。

أخيراً، ضع شريط السيليكون في الأحاديث وراء قطعة البلاستيك العلوي بعناية. يجب عليك تمدد الشريط أثناء الضغط عليه في الأحاديث.



### 3 Beschreibung

**Andropenis®** ist eine Penischiene, die von außen am Penis befestigt wird. Sie kann einen leichten Zug auf den Penis als Peniszugvorrichtung ausüben, oder sie kann ohne Zug als Penischiene verwendet werden, je nach Verwendungszweck.

### 4 Komponenten

**Andropenis®** besteht aus einem Basising aus Plastik, zwei Metallrohren mit Innenfedern und einer oberen Plastikstütze mit einem Silikonband. Die Plastikteile sind aus POM hergestellt, einem Kunststoff, der nicht von brennbaren Flüssigkeiten wie z.B. Alkohol angegriffen wird. Das Band wird aus gesundheitlich unbedenklichem Silikon hergestellt. Die **Andropenis®-Gold** Nickelrohre haben eine 24-karätige Goldschicht. Die Federn sind aus rost-freiem Stahl und die Schieber aus chirurgischem Aluminium hergestellt.

**BESTANDTEILE (Bild 1):** 1-Basising aus Plastik, 2-Metallring, 3-Gewindestab, 4-Justierbolzen, 5-Metallrohr, 6-Schraube, 7-Feder, 8-Federeinstellschraube, 9-langer Stab, 4 cm (1.6"), 10-mittlerer Stab 2 cm (0.8"), 11-kurzer Stab 0.5 cm (0.2"), 12-kürzester Stab, 0.3 cm (0.1"), 13-obere Plastikstütze, 14-Silikonband, 15-Schutzkissen, 16-Silikon-Ringe.

**ANMERKUNG:** Es wird empfohlen, mittels eines Lappens, einen kleinen Tropfen Öl auf die Teile 4 und 5 aufzutragen, um ein besseres Gleiten zu ermöglichen (siehe ÖL).

### 5 Verwendungszweck

- ❑ Vorbeugung der Penisverformung nach urologischen Operationen oder Krankheiten (Verwendung von Schienen).
- ❑ Korrektur der Penisdeformität aufgrund von urologischen Operationen oder Krankheiten (Traktionsanwendung).
- ❑ Verlängert den Penis bei Mikropenis und kleinem Penis (Traktionsanwendung).
- ❑ Herstellung oder Aufrechterhaltung einer ausreichenden Penissteifigkeit für den Geschlechtsverkehr (Verwendung einer Schiene).

### 6 Modelle

- ❑ **Andropenis Peyronie**, zur Vorbeugung oder Korrektur von Penisverformungen bei Krankheiten.
- ❑ **Andropenis Surgery**, zur Vorbeugung oder Korrektur von Penisverformungen nach Operationen.
- ❑ **Andropenis Mini**, um die Penislänge zu verlängern oder den Geschlechtsverkehr zu erleichtern, bei Mikropenis.
- ❑ **Andropenis Gold**, zur Verlängerung des Penis oder zur Unterstützung des Geschlechtsverkehrs, bei empfindlicher Haut.
- ❑ **Andropenis Pro**, um den Penis zu verlängern oder den Geschlechtsverkehr zu erleichtern, bei regelmäßigem Penis.







fig. 1

## 7 Personalisieren

Die Anfangsgröße vom **Andropenis®** beträgt 8 cm (3.1"). Gemessen wird die Größe vom unteren Teil des Plastikrings bis zum Ende des Metallrohres (Bild 4, ANFANGS-GRÖSSE). Personalisieren Sie ihren **Andropenis®** je nach der Größe ihres Penis.

Messen Sie die Länge und den Umfang ihres Penis zuerst im schlaffen und dann im erigierten Zustand mit einem Metermaß. (Bild 2 und 3).

Berechnen Sie ihre personalisierte **Andropenis®** - Größe, indem Sie 4 cm (1.6") von der Länge Ihres erigierten Penis abziehen.



**Beispiel: 14,7 cm - 4 cm = 10,7 cm > Persönliche Größe = 10,7 cm.**

Nun bauen Sie das Gerät ihrer personalisierten Größe entsprechend um.

Zuerst nehmen Sie die obere Plastikstütze ab, indem Sie diese nach oben ziehen (Bild 5), dann fügen Sie so viele Rohre hinzu, wie Sie sie zum Erreichen des personalisierten **Andropenis®** (Bild 4, PERSÖNLICH) benötigen.

**Beispiel:** Persönliche Größe 10,7 cm = **Andropenis®** Anfangsgröße (8 cm) + Teil 10 (2 cm) + Teil 11 (0,5 cm).



Wie zu verwenden

### Bemerkung:

Die Anfangsgröße des Mini-Modells ist 7 cm. Wenn Sie über dieses Modell besitzen, dann beginnen Sie die Gewöhnungsperiode bitte mit diesem Maß (7 cm) und behalten dieses für 15 Tage bei. Am ersten Tag benutzen Sie das Gerät bitte für 3 Stunden und erhöhen Sie anschließend langsam die Nutzungsdauer. Nach den ersten 15 Tagen beginnt die Entwicklungsperiode, wie in den Nutzungstabellen angegeben.



Die Verwendung eines schützenden Apotheken-Baumwollbandes ist **OBLIGATORISCH**. Fügen Sie eines der Silikonband-Modelle (Teil 14), welches für Sie am besten passt, in das entsprechende Schutzpolster ein und passen Sie es der Größe des Penis an (Teil 15). Nun führen Sie das Silikonband durch die Löcher auf der hinteren Seite der oberen Plastikstütze (Teil 13) ein, so dass das Band eine Schleife bildet.

Mit dem schlaffen Penis ziehen Sie die Vorhaut (bei nicht beschnittenen Männern) zurück auf den Schwellkörper (Bild 7) und platzieren Sie den Silikonring unterhalb der Eichelkrone, an der Stelle, wo die Eichel auf den Penischaft trifft (Bild. 8).



Der Penis sollte nicht in direkten Kontakt mit dem Gerät kommen. Ziehen Sie den Penis nach vorne, so dass er schlaff aber gestreckt ist.



Nehmen Sie den Basisring (Teil 1) mit der engeren Seite nach oben, führen Sie ihn durch den Ring und legen ihn in die Vertiefung in der oberen Plastikstütze (Teil 13). Nehmen Sie die obere Plastikstütze (Teil 13) in die linke Hand und schieben Sie diese in Richtung Körper, so dass die Innenfedern zusammengedrückt werden (Bild 9).



Während Sie die linke Hand in dieser Position halten benutzen Sie die Finger der rechten Hand, um die Eichel durch die Schleife des Silikonbandes zu führen (Bild 10).



Wie beheben

Halten Sie die Eichel mit dem linken Daumen fest und reduzieren Sie sanft den Durchmesser des Silikonbandes, indem Sie an beiden Enden mit der rechten Hand ziehen. (Bild 11).



Ziehen Sie vorsichtig die Haut an beiden Seiten des Penis in Richtung Körper, um ein Zwicken oder ein Falten der Haut über der Eichel zu vermeiden (Bild 12).

Die Silikonschleife sollte am unteren Ende der Eichel durch dehnen bzw. durchs zusammendrücken des Bandes angebracht werden und die Eichel fixieren. Jedoch nicht so fest, dass Schmerz entsteht. Klemmen Sie die Enden des Silikonbandes vorsichtig in die Halterungen an der oberen Plastikstütze (Teil 13) ein, während Sie es durch die Aussparungen einführen.

### Anziehen, aber nicht nach unten ziehen, um ein Einklemmen des Penis zu vermeiden.

Vergewissern Sie sich, dass sich keine Haut über der Rille oder unter dem Silikonband befindet. Sollte dies der Fall sein, ziehen Sie die Haut zum Körper hin, damit sie nicht eingeklemmt wird. Um **Andropenis®** zu entfernen, komprimieren Sie die Federn, indem Sie gegen den Körper drücken, lösen Sie das Silikonband (Teil 14) von den Befestigungen in der oberen Halterung (Teil 13), und erhöhen Sie die Größe der Silikonschleife, um den Penis zu lösen.

**Andropenis®** verfügt über ein System zur Befestigung der Eichel durch ein Band, das in zwei Modellen erhältlich ist: **Androcomfort®** Band und **Androsilicone®** Band. Das **Androcomfort®**-Bandensystem ermöglicht eine noch bequemere Anwendung von **Andropenis®**. Es wird zwischen der Eichel und dem Schaft des Penis, dem Sulcus coronalis - Bereich der Vorhaut - platziert. Führen Sie das Band in das **Androtop®** genannte Schaumstoffsystem ein. Sehen Sie, wie sie in zu verwenden: [www.andromedical.com/videos](http://www.andromedical.com/videos)




fig. 12



fig. 13




Androsupport  
Leitfaden



**Andropenis®** hat einen Silikonring, der als Polstersystem fungiert und **Androring®** genannt wird. Er liegt zwischen der Eichel und dem Schaft des Penis, dem Sulcus coronalis-Prepuce. Sehen Sie, wie man sie anwendet: [www.andromedical.com/videos](http://www.andromedical.com/videos)

**Andropeyronie®, Androsurgery®** und **Andropenis® Mini** haben einen oberen Kunststoffteil (Androsupport), der für die Korrektur von Penisverkrümmungen geeignet ist (siehe "Androsupport-Gebrauchsanweisung"). [www.andropenis.com/ifu](http://www.andropenis.com/ifu)




# 9 Tabellen

	GERÄTGRÖSSE	Anwendungsdauer
	Adaptierungsperiode	
Erste 5 Tage	Anfangsgrösse	3 Stunden
Tag 6 - 10	Kleinen Stab mit 0.5 cm hinzufügen (Teil 11).	6 Stunden
Tag 11 - 15	Kleinen Stab mit 0.5 cm hinzufügen (Teil 11).	8 Stunden
	Entwicklungsperiode	
1. und 2. Monat	Alle 7 Tage einen kleinen Stab mit 0.5 cm hinzufügen (Teil 11).	8 Stunden
3. und 4. Monat	Alle 10 Tage einen kleinen Stab mit 0.5 cm hinzufügen (Teil 11).	8 Stunden
Ab dem 5. Monat	Alle 15 Tage einen kleinen Stab mit 0.5 cm hinzufügen (Teil 11).	8 Stunden

## EMPFOHLEN

Ausruhen und massieren Penis und Eichel





Alle 2 oder 1,5 Stunden

Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 8 Stunden in regelmäßigen Abständen.

Alle 2 Stunden muss das Gerät für ein paar Minuten entfernt werden, damit sich das Gewebe entspannen kann.

Schlafen Sie nicht mit dem Gerät.

**Anmerkung:** zu Ihrem Komfort können Sie ab dem 5. Monat zuerst den 0.3 cm Stab (Teil 12) anbringen und dann ein paar Tage später diesen gegen den 0.5 cm Stab (Teil 11) austauschen und somit den Zug progressiver zu gestalten.






## 10 Methode der Verwendung

Die übliche Behandlung, ausgenommen bei anderer ärztlicher Verschreibung, besteht aus 2 Phasen:

- Ein Anpassungszeitraum von 15 Tagen.
- Ein Entwicklungszeitraum, der aus 3 verschiedenen Phasen besteht: Anfängliche Entwicklungsphase (1. und 2. Monat), Zwischenphase (3. und 4. Monat) und endgültige Entwicklungsphase, die im 5. Monat beginnt.

Setzen Sie das Gerät am ersten Tag zur Übung 10 Mal hintereinander auf und ab. Bei einer Verkrümmung empfiehlt es sich, das Gerät von der Verkrümmung weg anzulegen. Beispiel: Wenn Sie eine Rechtsverkrümmung haben, sollten Sie das Gerät in die entgegengesetzte Richtung, also nach links in die Unterhose legen. Und wenn Sie eine Krümmung nach unten haben, sollten Sie das Gerät nach unten in die Unterhose legen (siehe Bilder unten). Alle 2 Stunden muss das Gerät für ein paar Minuten herausgenommen werden, damit sich das Gewebe entspannen kann. Nach dem 5. Monat sollte diese Ruhezeit alle 1,5 Stunden eingehalten werden. Nutzen Sie diese Ruhezeit, um den Penis leicht zu massieren. Waschen Sie das Gerät alle 4 Tage mit PH-neutraler Seife und Wasser.

**Seien Sie geduldig und konsequent bei der Behandlung, das ist der Schlüssel zum Erreichen Ihrer Ziele. Jede Abweichung vom Behandlungsprogramm könnte die erzielten Ergebnisse verändern (fragen Sie Ihren Arzt).**



## 11 Operationen

Wenn es sich um einen einfachen Eingriff handelt, wird empfohlen, 15 Tage nach dem Eingriff mit der Anwendung von **Androsurgery®** zu beginnen. Wenn es sich um einen sehr komplexen Eingriff handelt, wird empfohlen, 1 Monat nach der Operation mit der Anwendung von **Androsurgery®** zu beginnen. Konsultieren Sie immer Ihren Chirurgen, damit er Sie beraten kann, wie lange nach der Operation mit der Anwendung von **Androsurgery®** zu beginnen ist und wie lange die Anwendung dauern soll.

CHIRURGIE	Entwicklungsperiode	
1. und 2. Monat	Alle 7 Tage einen kleinen Stab mit 0.5 cm hinzufügen (Teil 11).	8 Stunden
Ab dem 3. Monat	Alle 7 Tage einen kleinen Stab mit 0.5 cm hinzufügen (Teil 11).	8 Stunden

## 12 Vorsichtsmaßnahmen

Auch wenn es normalerweise keine Beschwerden gibt, kann sich das Gerät an manchen Tagen unangenehm anfühlen. Machen Sie sich keine Sorgen, verwenden Sie das Gerät weiter. Falls erforderlich, können Sie die Behandlung jedoch für einen Tag unterbrechen.

Wenn Sie Schmerzen oder Unbehagen, eine bläuliche Verfärbung oder Taubheit der Eichel verspüren, entfernen Sie das Gerät und massieren Sie den Penis. Auf diese Weise wird sich die Farbe des Penis wieder normalisieren und die unangenehmen Empfindungen werden verschwinden. Wenn Sie sich an der Basis der Eichel unwohl fühlen, sollten Sie versuchen, Baumwolle oder Gaze zu tragen, um diesen empfindlichen Bereich zu schützen.

Wenn Sie das Gerät 15 bis 30 Tage lang nicht tragen konnten, beginnen Sie die Behandlung mit einer Größe, die 1 cm (0,4") kleiner ist als die Größe des Geräts zu diesem Zeitpunkt.

Als Restrisiken werden Blutergüsse am Penis, Hautreaktionen am distalen Teil des Schafts und an der Peniswurzel (Stelle, an der der Kunststoffring angebracht wird), Schmerzen, Dyschromie am Penis, Taubheit der Drüsen, Kribbeln, Ödeme oder Flüssigkeitsansammlungen in den Drüsen, Wunden, Reizungen, Entzündungen und Unbehagen genannt. Wenn eines der folgenden Restrisiken während der Anwendung des Geräts auftritt, empfehlen wir dringend, die Anwendung abzubrechen.

**Nicht verwenden Andropenis®:** im Schlaf, bei anstrengender körperlicher Betätigung oder Sport. Wenn Sie unter dem Einfluss von Freizeitdrogen oder Alkohol stehen. Wenn Sie ein Geschwür, eine sexuell übertragbare Krankheit oder eine Wunde im Genitalbereich haben.

Halten Sie bei der Verwendung des Geräts strenge Hygienestandards ein. Entfernen Sie das Gerät zum Urinieren oder Stuhlgang oder während des Geschlechtsverkehrs. Wenn Sie während der Verwendung des Geräts eine Erektion haben, machen Sie sich keine Sorgen: Es fühlt sich dann nur etwas enger an.

Wenn Sie weiße Flecken auf Ihrer Eichel bekommen, müssen Sie einen Arzt aufsuchen, da Sie sich möglicherweise eine Pilzinfektion zugezogen haben. Persönliche Hygiene ist sehr wichtig. Halten Sie das Gerät sauber.

Die Einnahme von Medikamenten zur Stimulierung des Haarwachstums (Finasterid), von Medikamenten zur Behandlung von Depressionen, von Schlaf-, Beruhigungs- und Schlafmitteln kann die Wirksamkeit des Geräts erheblich beeinträchtigen. Die Verwendung von topischem Minoxidil zur Stimulierung des Haarwachstums ist erlaubt.

Bei leichten Reizungen, Blutergüssen am Penis oder Hautreaktionen am distalen Teil des Penisschafts oder an der Peniswurzel. Verwenden Sie das Gerät 4 Tage lang nicht. Tragen Sie zweimal täglich, morgens und nachmittags, eine Salbe gegen die Reizung und nachts die Heilsalbe auf. Wenn die Wunde weiterhin besteht, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und wenden Sie sich an Ihren Arzt. Wenn Sie Beschwerden am Penisschaft verspüren, massieren Sie den Penis jede Nacht 5 Minuten lang mit einer feuchtigkeitsspendenden Creme, indem Sie sanfte Dehnungsbewegungen ausführen.

**Kontraindikationen:** Patienten mit unkontrolliertem Diabetes, Herpes genitalis, sexuell übertragbaren Krankheiten, Harnröhrenentzündung und akuter Blasenentzündung, akuter Prostatitis, Unterleibsbruch, Dermatitis, Hodenkrebs, Lymphdrüsenkrebs, Lymphom, Querschnittsgelähmte, Tetraplegiker und Patienten, die gerinnungshemmende Mittel einnehmen.

**Nebenwirkungen:** Andropenis® wurde speziell für den medizinischen Gebrauch entwickelt und seine Anwendung bringt keine Nebenwirkungen mit sich, solange es korrekt unter den in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Indikationen verwendet wird.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
<b>Unbehagen oder Schmerzen</b>	Die Gurte sind zu eng, sitzen nicht richtig oder sind falsch ausgerichtet.	- Lösen Sie die Bänder leicht und überprüfen Sie den Sitz. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät richtig an der Welle ausgerichtet ist.
		- Legen Sie bei Bedarf zusätzliche Polsterungen an, um den Druck zu verringern. - Wenn die Schmerzen anhalten, entfernen Sie das Gerät und wenden Sie sich an Ihren Arzt.
<b>Hautreizung oder -rötung</b>	Längeres Tragen, unsachgemäße Passform oder Empfindlichkeit der Haut gegenüber Materialien	- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht zu lange ohne die empfohlenen Pausen getragen wird.
		- Verwenden Sie eine Barrierecreme oder zusätzliche Polsterung zum Schutz der Haut.
		- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um Irritationen durch Schweiß und Ablagerungen zu vermeiden. - Wenn sich die Reizung verschlimmert, brechen Sie die Anwendung ab und suchen Sie einen Arzt auf.
<b>Schlupf oder Lockerung</b>	Zu lockere Gurte, unsachgemäße Anbringung	- Ziehen Sie die Gurte wieder an und achten Sie darauf, dass sie ausreichend stützen, ohne die Blutzirkulation einzuschränken. - Vergewissern Sie sich, dass das Gerät richtig ausgerichtet und auf dem Penis zentriert ist.
		- Prüfen Sie, ob die Gurte oder Befestigungselemente abgenutzt oder beschädigt sind. Ersetzen Sie sie bei Bedarf.
<b>Schwierigkeiten bei der Anwendung des Geräts</b>	Falsche Positionierung	- Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig, um eine korrekte Ausrichtung und Anwendung zu gewährleisten. - Falls erforderlich, sehen Sie sich Videos zur Demonstration an.
<b>Gerät verursacht Schwellungen</b>	Übermäßiger Druck durch Riemen, Einschnürungen oder falsche Größenangaben	- Entfernen Sie das Gerät sofort, wenn eine Schwellung auftritt. - Legen Sie das Gerät wieder lockerer an, um einen guten Blutfluss zu gewährleisten.
		- Wenn die Schwellung anhält, wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie die Einnahme wieder aufnehmen.
<b>Bruch oder Beschädigung des Geräts</b>	Normale Abnutzung, übermäßiger Kraftaufwand bei der Benutzung	- Überprüfen Sie das Gerät vor und nach jedem Gebrauch auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung. - Tauschen Sie das Gerät aus, wenn Teile gebrochen oder beschädigt sind. Versuchen Sie nicht, ein beschädigtes Gerät selbst zu reparieren.
<b>Geruchs- oder Hygieneprobleme</b>	Unzureichende Reinigung	- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch gründlich mit milder Seife und warmem Wasser. - Trocknen Sie das Gerät vollständig, bevor Sie es aufbewahren oder wieder verwenden. - Tauschen Sie das Gerät aus, wenn es einen anhaltenden Geruch entwickelt oder wenn die Reinigung das Problem nicht behebt.
<b>Riemen lösen sich immer wieder</b>	Schwache oder abgenutzte Befestigungselemente	- Überprüfen Sie den Zustand der Gurte und Verschlüsse. - Tauschen Sie das Gerät aus, wenn die Befestigungselemente nicht mehr funktionieren, da sie möglicherweise nicht mehr richtig halten.



 andropenis®

[www.andropenis.com](http://www.andropenis.com)

Increase penis size with traction therapy and treat micropenis.



 andropeyronie®

[www.andropeyronie.com](http://www.andropeyronie.com)

Reduce penile curvature and treat Peyronie's disease.



 androvacuum®

[www.androvacuum.com](http://www.androvacuum.com)

Improve erections with vacuum therapy and treat erectile dysfunction.



 andromedical®

[andromedical.com/shop](http://andromedical.com/shop)

Spare parts and accessories



 andropharma®

[www.andropharma.com](http://www.andropharma.com)

#### **PENIS**

Increase the own testosterone levels and improve penile lengthening.

#### **VIGOR**

Increase men's sexual desire and achieve long lasting erections.

#### **CURVATURE**

Inhibit the fibrous plaque of Peyronie with natural anti-inflammatories.

Further information, updates, privacy policy, return-refund policy, disclaimer and conditions of warranty can be found at: [www.andromedical.com](http://www.andromedical.com)

© Copyright 1995-2025 Andromedical®, Madrid (Spain).