




1.- Ευρετήριο	1
2.- Γρήγορος οδηγός	2
3.- Περιγραφή	6
4.- Εξαρτήματα	6
5.- Προβλεπόμενη χρήση	6
6.- Μοντέλα	6
7.- Εξατομίκευση	7
8.- Τοποθέτηση	8
9.- Πίνακες	10
10.- Μέθοδος χρήσης	11
11.- Χειρουργικές επεμβάσεις	11
12.- Προφυλάξεις χρήσης	12
13.- Αντιμετώπιση προβλημάτων	13
14.- Χαρτοφυλάκιο	14




IFU 30 LANGUAGES

www.andropenis.com/ifu/



2 Quick Guide

01



The device measure is 8cm. Therefore, it must be adjusted to your personal size. Measure your penis size in erection. Subtract 4 cm, the result will be your device **PERSONAL SIZE** to start the treatment.

Das Gerät misst 8cm und muss bei Beginn der Behandlung der eigenen Länge angepasst werden. Messen Sie dafür Ihre Penislänge im erigierten Zustand und ziehen Sie 4cm ab. So erhalten Sie Ihre **PERSÖNLICHE GRÖSSE**.

Le dispositif mesure 8cm par défaut. Cependant, pour commencer le traitement, il doit être ajusté à la longueur de votre pénis. Mesurez votre pénis en érection et soustrayez 4 cm à la mesure. Le résultat sera **LA TAILLE PERSONNELLE**.

El dispositivo mide 8cm por defecto. Sin embargo, para comenzar el tratamiento debe ajustarse a la longitud del dispositivo a su tamaño personal. Para ello mida su pene en erección y reste 4 cm a la medida obtenida. El resultado será el **TAMAÑO PERSONAL**.

Il dispositivo misura 8cm. Per cominciare il trattamento la sua lunghezza deve essere adattata alle dimensioni del pene. Misuri il pene in erezione, sottragga 4cm e in questo modo otterrà la sua **MISURA PERSONALE**.

アンドロペニスのもとものサイズは8cmです。勃起時のペニスのサイズを測定し、そこから4cm引いた数が治療開始時のアンドロペニスの個人サイズとなります。

طول جهاز الأندروپينيس 8 سم. لذا، لابد من تعديله لحجم قضيبك. قم بقياس طول قضيبك في حالة الإلتصاب ثم قم بطرح 4 سم من هذا الطول والرقم الناتج سيكون هو طول الجهاز الذي ستبدأ به.

02



Remove the upper plastic support.

Entfernen Sie das obere Plastikteil.

Retirez le support supérieur.


Quite el soporte superior.

Rimuova il supporto superiore in plastica.

プラスチック上部部品を取り外します。

قم بنزع الداعم المصنوع من البلاستيك الموجود في الأعلى.

03



Add as many extension rods as necessary until **the device** matches your **personal size**. Once you have finished, replace the upper plastic support.

Fügen Sie sovielen Achsen wie nötig hinzu, bis **das Gerät** Ihre **persönliche Größe** erreicht hat.

Ajoutez autant d'axes que nécessaire jusqu'à ce que **l'appareil** atteigne votre **taille personnelle**. Ensuite, remplacez le support sur le dessus.


Añada tantos ejes como sean necesarios hasta que alcance la medida de su **tamaño personal**. Después vuelva a colocar el soporte superior.

Aggiunga tante assi quante sono necessarie per raggiungere la sua **misura personale**. Ricollochi il supporto superiore in plastica.

個人サイズになるまで、アンドロベシに短軸を加えていきます。長さの調節が完了したら、始めに取り外したプラスチック上部部品を再び取り付けます。

أضف قضبان عند الضرورة حتى يصل طول جهاز الأندروبسيس إلى **الطول المراد** كما تم حسابه في الأعلى. بمجرد الانتهاء من استخدام الجهاز قم بوضع قطعة البلاستيك مرة أخرى.

04



Thread the silicone band through the Androtop®. Next, insert each band end into the holes of the plastic support.

Stecken Sie das Silikonband durch den Androtop®. Danach passen Sie beide Enden des Silikonbands in die entsprechenden Löcher des oberen Plastikteils ein.

Insérez la bande de silicone à travers Androtop®. Ensuite, insérez chaque extrémité de la bande dans les trous du support supérieur.


Introduzca la cinta de silicona a través del Androtop®. Después, inserte cada extremo de la cinta en los agujeros del soporte superior.

Faccia passare la fascia di silicone attraverso l'Androtop®. Successivamente inserisca entrambi gli estremi della fascia negli appositi fori del supporto superiore.

シリコンバンドをアンドロトプの穴に通します。次に、プラスチック上部部品の穴にシリコンバンドを通してください。

قم بلف خيط السليكون على الأندروتوب. ثم قم بوضع كل شريط في الأفرام في قطعة البلاستيك.





Your penis must be in flaccidity. Retract your foreskin to uncover your glans completely. We recommend covering the groove of the glans with a gauze, cotton wool and/or even the Androrring® (brown jelly ring).

Ihr Penis muss sich im schlaffen Zustand befinden. Schieben Sie die Vorhaut zurück, sodass Ihre Eichel komplett zum Vorschein kommt. Wir empfehlen Ihnen die Eichel mit einer Gaze, einem Wattebausch oder dem Androrring® (brauner Gelling) zu schützen.


Votre pénis doit être en état de flaccidité. Rétractez le prépuce pour découvrir complètement le gland. Nous recommandons de recouvrir le sillon du gland avec un coton gaze, et / ou même l'Androrring® (anneau marron).

El pene debe estar en flacidez. Retire el prepucio para dejar el glande al descubierto completamente. Recomendamos cubrir el surco del glande con una gasa, algodón o Androrring® (anillo de gel).

Il pene deve trovarsi allo stato flaccido. Ritiri il prepuzio di modo che il glande rimanga completamente scoperto. Consigliamo di proteggere il solco del glande con una garza, cotone o Androrring® (anello in gel).

ペニスが勃起していない状態で、亀頭全体が完全に出るよう包皮を剥きます。亀頭(シリコンバンドが当たる部分)にガーゼやコットン、またはアンドロリング(茶色いシリコンリング)をつけ、保護することをお勧めします。

يجب أن يكون القضيب في حالة الإرتخاء. قم بسحب الجلد الزائد من على رأس القضيب إن وجد. نحن نوصي بتغطية رأس القضيب بقطعة شاش أو قطن أو حتى بالاندورنج. (الحلقة التي لونها بني) .



Next, insert your penis through the base ring (the thinnest part of the ring located upwards) and finally through the silicone band loop, resting your glans in the hollow part of the upper plastic support.

Schieben Sie als nächstes Ihren Penis durch den Basisring (die feinere Seite nach oben). Schieben Sie danach die Eichel durch die Schlaufe des Silikonbands, sodass die Eichel gegen die obere Plastikstruktur lehnt.


Ensuite, insérez votre pénis à travers l'anneau de base (la partie la plus mince de l'anneau située vers le haut) et enfin à travers la boucle de la bande en silicone, en reposant votre gland dans la partie creuse du support supérieur en plastique.

Introduzca el pene a través del anillo base colocando la parte más estrecha del anillo hacia arriba. Después haga pasar el glande a través del lazo de la cinta de silicona, dejando que el glande apoye en el soporte superior.

Ora inserisca il pene nell'anello inferiore, orientando la parte più stretta dell'anello verso l'alto. Dopodiché faccia passare il glande attraverso l'anello formato dalla banda in silicone, lasciando che il glande si appoggi al supporto superiore.

次に、ペニスをベースリングに通します(ベースリングは薄くなっているほうが上になります)。さらに、シリコンバンドの輪にペニスを通し、亀頭が上部製品のくぼみに収まるようにします。

ثم قم بوضع قضيبك داخل الحلقة الدائرية (أرق جزء يكون للأعلى) ثم إلى شريط السيليكون و قم بإراحة رأس قضيبك في الجزء المجوف من قطعة البلاستيك.



Keeping the band above your glans, shorten the loop by pulling on each end of the silicone band until the glans is completely held.

Halten Sie das Silikonband über die Eichel und befestigen Sie diese, indem Sie an den beiden Enden des Silikonbands ziehen bis die Eichel fest sitzt.


En maintenant la bande sur le gland, raccourcissez la boucle en tirant sur chaque extrémité de la bande de silicone jusqu'à ce que le gland soit complètement tenu.

Manteniendo la cinta sobre el glande, acorte el lazo estirando cada extremo de la cinta de silicona hasta que el glande quede bien sujeto.

Mantenendo la fascia sul glande, stringa il laccio tirando entrambi gli estremi del laccio di silicone fino a quando il glande non è ben legato.

龟头をシリコンバンドの輪に通した後、バンドの両端を少しずつ下に引っ張り、ペニスが器具から外れなくなるまで締めていきます。

وضع الشريط فوق رأس القضيب وتقصير الحلقة عن طريق السحب على كل نهاية من شريط السيليكون لحين التأكد من تثبيت رأس القضيب.



Finally, fit the ends of the silicone band into the grooves behind the upper plastic support carefully. You have to stretch the band while pressing into the grooves.

Passen Sie schließlich vorsichtig die Enden des Silikonbands in die Rillen hinter der oberen Plastikstruktur ein. Sie müssen dafür an den Enden des Silikonbands ziehen und gleichzeitig diese in die Rillen drücken.

Enfin, avec précaution, insérez les extrémités de la bande de silicone dans les rainures derrière le support supérieur en plastique. Tirez sur chaque extrémité pour les rendre plus fines tout en appuyant pour les faire rentrer dans les rainures.

Finalmente, ajuste los extremos de la cinta de silicona en las hendiduras de detrás del soporte superior con cuidado. Debe estirar la cinta a la vez que presiona sobre las hendiduras.

Infine inserisca con attenzione le estremità del laccio di silicone nelle fessure presenti sul dorso del supporto superiore. È necessario tirare il laccio nel momento in cui lo si inserisce nelle scanalature.

最後に、シリコンバンドの端を慎重に上部プラスチックサポートの背後の溝にはめ込みます。溝にバンドを押し込みながらバンドを引っ張ってください。

أخيراً، ضع شريط السيليكون في الأخاديد وراء قطعة البلاستيك العلوي بعناية. يجب عليك تمديد الشريط أثناء الضغط عليه في الأخاديد.



3 Περιγραφή

Το **Andropenis®** είναι ένας νάρθηκας πέους που συνδέεται εξωτερικά στο πέος. Μπορεί να εφαρμόσει μια ελαφριά έλξη στο πέος ως συσκευή έλξης πέους ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς έλξη ως νάρθηκας πέους, ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση.

4 Εξαρτήματα

Το **Andropenis®** αποτελείται από μία πλαστική δακτύλιο βάση, δύο μεταλλικές ράβδους με εσωτερικά ελατήρια και ένα πλαστικό στήριγμα στο άνω μέρος με μια ταινία σιλικόνης. Τα πλαστικά μέρη αποτελούνται από POM ένα συνθετικό υλικό το οποίο δεν επηρεάζεται από ευφλεκτα υγρά όπως το αλκοόλ. Η ταινία είναι από σιλικόνη ιατρικής ποιότητας. Οι μεταλλικές ράβδοι του **Andropenis® gold** είναι κατασκευασμένες από ορειχάλκο με τη επικάλυψη μία στρώσης χρυσού 24 καρατίων. Τα ελατήρια είναι από αστάλι και οι ράβδοι από αλουμίνιο χειρουργικών χρήσεων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ (fig. 1): 1-δακτύλιος βάσης από πλαστικό, 2-μεταλλικός άξονας, 3-βιδωτή ράβδος, 4-βιδωτή προσαρμολογούμενη ράβδος, 5-μεταλλική ράβδος, 6-βίδα, 7-ελατήρια, 8-βίδα στερέωσης του ελατηρίου, 9-rod μεγάλη ράβδος 4εκ(1.6"), 10-μεσαία ράβδος 2εκ(0.8"), 11-μικρή ράβδος 0.5εκ (0.2"), 12-η μικρότερη ράβδος 0.3εκ(0.1"), 13-άνω στήριγμα από πλαστικό, 14-ταινία από σιλικόνη, 15-προστατευτικό μαξιλάρι, 16-δακτυλίδιο σιλικόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι υποχρεωτικό να βάλετε μία μικρή σταγόνα λάδι ανάμεσα στα μέρη 4 και 5 με τη βοήθεια ενός μικρού υφάσματος έτσι ώστε να γλιστρούν καλύτερα (Δείτε:Oil).

5 Intended use

- ❑ Πρόληψη της παραμόρφωσης του πέους μετά από ουρολογικές επεμβάσεις ή ασθένειες (χρήση νάρθηκα).
- ❑ Διόρθωση της παραμόρφωσης του πέους μετά από ουρολογικές επεμβάσεις ή ασθένειες (χρήση έλξης).
- ❑ Επέκταση του μήκους του πέους σε σύνδρομο μικροπενίου & μικρού πέους (χρήση έλξης).
- ❑ Δημιουργία ή διατήρηση επαρκούς ακαμψίας του πέους για σεξουαλική επαφή (χρήση νάρθηκα).

6 Models

- ❑ **Andropenis Peyronie**, για την πρόληψη ή τη διόρθωση της παραμόρφωσης του πέους στην ασθένεια.
- ❑ **Andropenis Surgery**, για την πρόληψη ή τη διόρθωση της παραμόρφωσης του πέους μετά από χειρουργικές επεμβάσεις.
- ❑ **Andropenis Mini**, για να επεκτείνει το μήκος του πέους ή να βοηθήσει στη συνουσία, στη μικροπενία.
- ❑ **Andropenis Gold**, για να επεκτείνει το μήκος του πέους ή να βοηθήσει τη συνουσία, σε ευαίσθητο δέρμα.
- ❑ **Andropenis Pro**, για να επεκτείνει το μήκος του πέους ή να βοηθήσει την επαφή, σε τακτική πέος.



fig. 1

Το αρχικό μέγεθος του **Andropenis®** είναι 8 cm. Το μέγεθος της συσκευής μετράτε από το κάτω όριο του δακτυλίου ως το άνω όριο του μεταλλικού άξονα (σχ.4 INITIAL).

Υπολογίστε το μέγεθος το οποίο θα πρέπει να έχει το **Andropenis®**, προσαρμοσμένο στο μέγεθος του πέους σας. Χρησιμοποιώντας ένα μέτρο μετρήστε το μήκος και τη διάμετρο του πέους σε κατάσταση χαλάρωσης και σε κατάσταση στύσης.

Υπολογισμός προσωπικού μεγέθους: Αφαιρέστε 4 cm από το μήκος του πέους σας σε κατάσταση στύσης.




fig. 2




fig. 3




fig. 4

Παράδειγμα: 14.7 cm. - 4 cm. = 10.7 cm. → προσωπικό μέγεθος του Andropenis® = 10.7 cm.

Ετοιμάσετε τη συσκευή έτσι ώστε να έχει το μέγεθος το οποίο υπολογίσατε προηγουμένως. Βγάλτε καταρχήν το άνω πλαστικό τμήμα, τραβώντας προς το πάνω (σχ. 5).

Στη συνέχεια, προσθέστε στο τέλος τόσους άξονες όσοι είναι απαραίτητοι για να φτάσετε στο μήκος του προσωπικού σας μεγέθους του **Andropenis®** (σχ. 4 PERSONAL).

Παράδειγμα: προσ. μέγ. 10.7 cm. = αρχ. μέγ **Andropenis®** (8 cm.) + τμήμα 10 (2 cm.) + τμήμα 11 (0.5 cm.)



Πώς να χρησιμοποιήσετε

Σημείωση:

Το αρχικό μέγεθος του **Andropenis® Mini** είναι 7 cm. Εάν διαθέτετε αυτή τη συσκευή, ξεκινήστε την περίοδο προσαρμογής με το συγκεκριμένο μέγεθος (7 cm) και διατηρήστε το για 15 ημέρες: την πρώτη ημέρα, χρησιμοποιήστε τη συσκευή για 3 ώρες, και όσο περνούν οι ημέρες, αυξήστε σταδιακά το χρόνο χρήσης. Μετά τις πρώτες 15 ημέρες, ξεκινάει η περίοδος της εξέλιξης, όπως αναγράφεται στους πίνακες των οδηγιών χρήσης (βλ. παρακάτω).



fig. 5

Η χρήση προστατευτικής βαμβακερής ταινίας φαρμακείου είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ που πρέπει να τοποθετηθεί στην αυλάκωση κάτω από τη βάλανο. Εισάγετε μία από τις ταινίες σιλικόνης (Στοιχείο 14) που ταιριάζει καλύτερα στο κατάλληλο προστατευτικό μαξιλαράκι σύμφωνα με το μέγεθος του πέους (Στοιχείο 15). Εισάγετε τώρα τα άκρα της ταινίας από σιλικόνη από τις όψεις του άνω τμήματος από πλαστικό (τμήμα 13), ώστε η ταινία να σχηματίζει ένα κόμπο.

Ενώ το πέος βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας, τράβηξε όλη την πόση (άντρες που δεν έχουν κάνει περιτομή) προς τον κορμό του πέους (σχήμα 7) και το σημείο τον δακτύλιο σιλικόνης κάτω από την κορόνα της βάλανου όπου συναντά τον κορμό του πέους (σχήμα 8) .



fig. 7

Η βάλανος δεν θα πρέπει να έρθει σε απευθείας επαφή με τη συσκευή. Στη συνέχεια, τεντώστε το πέος προς τα έξω έτσι ώστε να επιμηκυνθεί ενώ βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας.



fig. 8

Πάρτε τη δακτύλιο βάση (κομμάτι 1) με το πιο στενό μέρος της βάσης να κοιτάει προς τα πάνω. Περάστε το πέος μέσα από τη δακτύλιο βάση και αφήστε το στο κοίλωμα του άνω πλαστικού στηρίγματος. Βάλτε το αριστερό σας χέρι στο άνω τμήμα (τμήμα 13) και σφίξτε τη συσκευή προς το σώμα, ώστε να συμπιχθούν τα εσωτερικά της ελατήρια (σχ. 9).



fig. 9

Εξακολουθήστε να σφίγγετε με το αριστερό σας χέρι και με το ελεύθερο δεξί σας χέρι βάλτε τα δάχτυλα σας στο εσωτερικό του κόμπου από σιλικόνη και βγάλτε τη βάλανο από εκεί (σχ. 10).



fig. 10



Θέστε τον αντίχειρα του αριστερού σας χεριού στη σύμφυση, για να στηρίξετε τη βάλανο. Αρχίστε να σφίγγετε σιγά σιγά τον κόμπο, με τη βάλανο στο εσωτερικό του, τραβώντας λίγο από κάθε άκρο της ταινίας από σιλικόνη (σχ. 11).



fig. 11

Πώς να διορθώσετε

Τραβήξτε αργά το δέρμα και στις δύο πλευρές του πέους προς το σώμα σας για να αποφύγετε να τσιμπήσετε το δέρμα ή να αφήσετε μια πτυχή πάνω από το αυλάκι της βάλανος (εικ. 12).

Ο βρόχος σιλικόνης πρέπει να εφαρμόζει πάνω και σε ευθυγράμμιση με την αύλακα της βάλανος χωρίς να πονάει, αλλά αρκετά σφιχτά ώστε να μην αφήνει τη βάλανο να γλιστρήσει έξω. Ασφαλίστε προσεκτικά την ταινία σιλικόνης στους συνδετήρες στην κάτω πλευρά του άνω στηρίγματος (τεμάχιο 13) με, τεντώνοντας την ταινία κάθε φορά που πιέζετε μέσα στις εσοχές.




Σφίξτε αλλά μην τραβήξετε προς τα κάτω για να αποφύγετε το τσίμπημα του πέους.

Ελέγξτε δύο φορές ότι δεν υπάρχει δέρμα πάνω από την εγκοπή ούτε κάτω από τη ζώνη σιλικόνης, εάν υπάρχει, τραβήξτε το δέρμα προς το σώμα για να αποφύγετε το τσίμπημα. Για να αφαιρέσετε το Andropenis®, συμπίεστε τα ελατήρια πιέζοντας προς τα κάτω το σώμα, απελευθερώστε τη ζώνη σιλικόνης (τεμάχιο 14) από τους συνδετήρες στο άνω στηρίγμα (τεμάχιο 13) και αυξήστε το μέγεθος του βρόχου σιλικόνης για να απελευθερώσετε το πέος.

Το Andropenis® διαθέτει ένα σύστημα στερέωσης της βάλανος με μια ταινία. υπάρχουν δύο διαθέσιμα μοντέλα Androcomfort® band και Androsilicone® band. Το σύστημα ζώνης Androcomfort® επιτρέπει την ακόμη πιο άνετη χρήση του Andropenis®. Τοποθετείται μεταξύ της βάλανος και του στελέχους του πέους, στην περιοχή της στεφανιαίας αύλακας-προσαγωγού. Εισάγετε τη ζώνη στο σύστημα αφού που ονομάζεται Androtop®. Δείτε πώς να τα χρησιμοποιήσετε στο: www.andromedical.com/videos



Androsupport
Οδηγός




Andropenis® έχει ένα δακτύλιο σιλικόνης που λειτουργεί ως σύστημα απορρόφησης που ονομάζεται Androting®. Βρίσκεται μεταξύ της βάλανος και του στελέχους του πέους, της στεφανιαίας αύλακας-πρωτεύου. Δείτε πώς να τα χρησιμοποιείτε στο: www.andromedical.com/videos

Τα **Andropeyronie®**, **Androsurgery®** και **Andropenis® Mini** διαθέτουν ένα ανώτερο πλαστικό τμήμα (Androsupport) προσαρμοσμένο για τη διόρθωση των καμπυλοτήτων του πέους (βλ. «Οδηγός χρήσης του Androsupport»). www.andropenis.com/ifu

	ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
	Περίοδος προσαρμογής	
5 πρώτες ημέρες	Αρχικό μέγεθος	3 ώρες
Ημέρα 6	Προσθέστε μία μικρή ράβδο ων 0.5 εκ (κομμάτι 11)	6 ώρες
Ημέρα 10	Προσθέστε μία μικρή ράβδο ων 0.5 εκ (κομμάτι 11)	8 ώρες
	Περίοδος εξέλιξης	
Από την 15η ημέρα	Προσθέστε μία μικρή ράβδο ων 0.5 εκ (κομμάτι 11) κάθε 7 ημέρες	8 ώρες
Από τον 3ο μήνα	Προσθέστε μία μικρή ράβδο ων 0.5 εκ (κομμάτι 11) κάθε 10 ημέρες	8 ώρες
Από τον 5ο μήνα	Προσθέστε μία μικρή ράβδο ων 0.5 εκ (κομμάτι 11) κάθε 15 ημέρες	8 ώρες

ΣΥΝΙΣΤΕΙΤΑΙ

Ξεκούραση και μασάζ πέους και βαλάνου



Κάθε 2 ή 1,5 ώρες

Μην το χρησιμοποιείτε για περισσότερες από 8 ώρες σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Κάθε 2 ώρες, η συσκευή θα πρέπει να αφαιρείται για λίγα λεπτά για να χαλαρώσουν οι ιστοί.

Μην κοιμάστε με τη συσκευή.

Σημείωση: για τη δική σας άνεση, από τον 5ο μήνα και έπειτα, μπορείτε πρώτα να προσθέτετε μία ράβδο των 0.3 εκ. (κομμάτι 12) και λίγες ημέρες αργότερα να την αλλάξετε με μία ράβδο των 0.5 εκ. (κομμάτι 11) για να αυξήσετε σταδιακά την έλξη.

			=	
Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5...
1st and 2nd month				

			=	
10 days	10 days	10 days	10 days	10 days
3rd and 4th month				



15 days	15 days
5th month	

Η κοινή θεραπεία, εκτός από διαφορετικές ιατρικές συνταγές, αποτελείται από 2 περιόδους:

- Μια περίοδος προσαρμογής, διάρκειας 15 ημερών.
- Μια περίοδος εξέλιξης, που αποτελείται από 3 ξεχωριστές φάσεις: Αρχική φάση εξέλιξης (1ος και 2ος μήνας), ενδιάμεση φάση (3ος και 4ος μήνας) και τελική φάση εξέλιξης, η οποία αρχίζει τον 5ο μήνα.

Την πρώτη ημέρα, ως εξάσκηση, τοποθετήστε και αφαιρέστε τη συσκευή 10 φορές στη σειρά. Σε περίπτωση καμπυλότητας, συνιστάται η τοποθέτηση της συσκευής μακριά από την καμπυλότητα. Παράδειγμα: εάν έχετε καμπυλότητα προς τα δεξιά, θα πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή προς την αντίθετη κατεύθυνση, τοποθετώντας την αριστερά στο εσώρουχο. Και αν έχετε καμπυλότητα προς τα κάτω, θα πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή προς τα κάτω στο εσώρουχο (βλ. παρακάτω εικόνες). Κάθε 2 ώρες, η συσκευή θα πρέπει να αφαιρείται για λίγα λεπτά, ώστε να επιτραπεί στους ιστούς να χαλαρώσουν. Μετά τον 5ο μήνα, αυτή η περίοδος ανάπαυσης θα πρέπει να τηρείται κάθε 1,5 ώρα. Χρησιμοποιήστε αυτή την περίοδο ανάπαυσης για να κάνετε ελαφρύ μασάζ στο πέος. Πλένετε τη συσκευή με σαπούνι και νερό με ουδέτερο PH κάθε 4 ημέρες.

Να είστε υπομονετικοί και συνεπείς με τη θεραπεία, αυτό είναι το κλειδί για την επίτευξη των στόχων σας. Οποιαδήποτε απόκλιση από το πρόγραμμα θεραπείας μπορεί να αλλοιώσει τα αποτελέσματα που θα επιτευχθούν (συμβουλευτείτε το γιατρό σας).



Εάν η χειρουργική επέμβαση είναι απλή, συνιστάται να αρχίσετε τη χρήση του **Androsurgery®** 15 ημέρες μετά τη χειρουργική επέμβαση. Εάν η χειρουργική επέμβαση είναι πολύ περίπλοκη, συνιστάται να αρχίσετε τη χρήση του **Androsurgery®** 1 μήνα μετά τη χειρουργική επέμβαση. Πάντα να συμβουλευέστε τον χειρουργό σας, ώστε να σας συμβουλευτεί πόσο καιρό μετά τη χειρουργική επέμβαση να αρχίσετε τη χρήση του **Androsurgery®** και τη διάρκεια της χρήσης.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ	Περίοδος εξέλιξης	
1ος και 2ος μήνας	Προσθέστε μία μικρή ράβδο ων 0.5 εκ (κομμάτι 11) κάθε 7ημέρες	8 ώρες
Από τον 3ο μήνα	Προσθέστε μία μικρή ράβδο ων 0.5 εκ (κομμάτι 11) κάθε μήνα	8 ώρες

Παρόλο που συνήθως δεν υπάρχει δυσφορία, ορισμένες ημέρες η συσκευή μπορεί να αισθάνεται άβολα. Μην ανησυχείτε, συνεχίστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Ωστόσο, εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να διακόψετε τη θεραπεία για μία ημέρα.

Εάν αισθανθείτε πόνο ή δυσφορία, γαλαζωπό αποχρωματισμό ή μούδιασμα της βάλανος, αφαιρέστε τη συσκευή και κάντε μασάζ στο πέος. Με αυτόν τον τρόπο το χρώμα του πέους θα επανέλθει στο φυσιολογικό και οι δυσάρεστες αισθήσεις θα εξαφανιστούν. Εάν αισθανέστε δυσφορία στη βάση της βάλανος, θα πρέπει να δοκιμάσετε να φορέσετε βαμβάκι ή γάζα για να προστατεύσετε αυτή την ευαίσθητη περιοχή.

Εάν δεν μπορείτε να φορέσετε τη συσκευή για 15 έως 30 ημέρες, ξεκινήστε τη θεραπεία σε μέγεθος 1 cm (0,4") μικρότερο από το μέγεθος της συσκευής εκείνη τη στιγμή.

Ως υπολειπόμενοι κίνδυνοι αναγνωρίζονται οι μώλωπες του πέους, η δερματική αντίδραση του πέους στο απομακρυσμένο τμήμα του στελέχους και στη βάση του πέους (σημείο εφαρμογής του πλαστικού δακτυλίου), ο πόνος, οι δυσχρωμικές αλλαγές του πέους, το μούδιασμα των αδένων, η αίσθηση μυρμηγκιάσματος, το οίδημα ή η κατακράτηση υγρών στους αδένες, η πληγή, ο ερεθισμός, η φλεγμονή και η δυσφορία. Εάν εμφανιστεί οποιοσδήποτε από τους παρακάτω υπολειπόμενους κινδύνους κατά τη χρήση της συσκευής, συνιστούμε να διακόψετε τη χρήση της.

Μην χρησιμοποιείτε το Andropenis®: ενώ κοιμάστε, ενώ συμμετέχετε σε έντονη σωματική δραστηριότητα ή αθλήματα. Ενώ βρίσκεστε υπό την επίδραση ψυχαγωγικών ναρκωτικών ή αλκοόλ. Εάν έχετε έλκος, σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα ή πληγή στην περιοχή των γεννητικών οργάνων.

Να τηρείτε αυστηρά πρότυπα υγιεινής κατά τη χρήση της συσκευής. Να αφαιρείτε τη συσκευή για ούρηση ή αφόδευση ή κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής. Εάν έχετε στύση κατά τη χρήση της συσκευής, μην ανησυχείτε: απλά θα την αισθάνεστε λίγο πιο σφιχτή.

Εάν εμφανίσετε λευκές κηλίδες στη βάλανο, είναι απαραίτητο να επισκεφθείτε έναν γιατρό, καθώς ενδέχεται να έχετε αναπτύξει μυκητιασική λοίμωξη. Η προσωπική υγιεινή είναι πολύ σημαντική. Διατηρείτε τη συσκευή καθαρή.

Η χρήση φαρμάκων για τη διέγερση της ανάπτυξης των μαλλιών (φιναστερίδη), φαρμάκων για τη θεραπεία της κατάθλιψης, υπογλυκαινικών, ηρεμιστικών και ηρεμιστικών μπορεί να μειώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητά της. Επιτρέπεται η χρήση τοπικής μονοξιδίλης για τη διέγερση της ανάπτυξης των μαλλιών.

Σε περίπτωση μικρού ερεθισμού, μώλωπα του πέους ή δερματικής αντίδρασης του πέους στο απομακρυσμένο τμήμα του στελέχους ή στη βάση του πέους. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για 4 ημέρες. Εφαρμόστε αλοιφή κατά του ερεθισμού δύο φορές την ημέρα, πρωί και απόγευμα, και την επουλωτική αλοιφή τη νύχτα. Εάν η πληγή επιμένει, σταματήστε τη χρήση της συσκευής και επικοινωνήστε με το γιατρό σας, εάν αισθανέστε δυσφορία στον άξονα του πέους, κάντε μασάζ στο πέος με μια ενυδατική κρέμα για 5 λεπτά κάθε βράδυ χρησιμοποιώντας απαλές κινήσεις τεντώματος.

Αντενδείξεις: Καρκίνος των όρχεων, λεμφικός καρκίνος, λέμφωμα, παραπληγικοί, τετραπληγικοί και ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή.

Αντεπιθύμτες ενέργειες: Το Andropenis® έχει σχεδιαστεί ειδικά για ιατρική χρήση και η χρήση του δεν συνεπάγεται δευτερογενείς επιδράσεις, εφόσον χρησιμοποιείται σωστά σύμφωνα με τις ενδείξεις που εκτίθενται στο παρόν εγχειρίδιο.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Δυσφορία ή πόνος	Οι μάντες είναι πολύ σφιχτοί, ακατάλληλη εφαρμογή ή κακή ευθυγράμμιση	- Χαλαρώστε ελαφρά τους μάντες και ελέγξτε ξανά την εφαρμογή. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά ευθυγραμμισμένη κατά μήκος του άξονα. - Εφαρμόστε πρόσθετα μαξιλάρια εάν είναι απαραίτητο για να μειώσετε την πίεση. - Εάν ο πόνος επιμένει, αφαιρέστε τη συσκευή και συμβουλευτείτε τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης.
Ερεθισμός ή ερυθρότητα του δέρματος	Παρατεταμένη φθορά, ακατάλληλη εφαρμογή ή ευαισθησία του δέρματος στα υλικά	- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν φοριέται για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς διαλείμματα, όπως συνιστάται. - Χρησιμοποιήστε μια κρέμα φραγμού ή πρόσθετη επένδυση για την προστασία του δέρματος. - Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για να αποφύγετε τον ερεθισμό από τον ιδρώτα και τα υπολείμματα. - Εάν ο ερεθισμός επιδεινωθεί, διακόψτε τη χρήση και συμβουλευτείτε έναν γιατρό.
Ολίσθηση ή χαλάρωση	Οι μάντες είναι πολύ χαλαροί, ακατάλληλη εφαρμογή	- Σφίξτε ξανά τους μάντες, εξασφαλίζοντας ότι παρέχουν επαρκή στήριξη χωρίς να κόβουν την κυκλοφορία. - Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά ευθυγραμμισμένη και κεντραρισμένη στο πέος. - Ελέγξτε για τυχόν φθορά ή ζημιά στους μάντες ή στους συνδετήρες. Αντικαταστήστε τους εάν είναι απαραίτητα.
Δυσκολία εφαρμογής της συσκευής	Λανθασμένη τοποθέτηση	- Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες για τη σωστή ευθυγράμμιση και εφαρμογή. - Εάν χρειάζεται, παρακολουθήστε βίντεο επίδειξης.
Η συσκευή προκαλεί πρήξιμο	Υπερβολική πίεση από μάντες, στένωση ή ακατάλληλο μέγεθος	- Αφαιρέστε αμέσως τη συσκευή εάν εμφανιστεί οίδημα. - Τοποθετήστε ξανά τη συσκευή πιο χαλαρά, εξασφαλίζοντας τη σωστή ροή του αίματος. - Εάν το πρήξιμο επιμένει, συμβουλευτείτε τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης πριν συνεχίσετε τη χρήση.
Θραύση ή βλάβη της συσκευής	Κανονική φθορά, υπερβολική δύναμη κατά τη χρήση	- Ελέγχετε τη συσκευή πριν και μετά από κάθε χρήση για σημάδια φθοράς ή ζημιάς. - Αντικαταστήστε τη συσκευή εάν κάποιο εξάρτημα είναι σπασμένο ή κατεστραμμένο. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας μια κατεστραμμένη συσκευή.
Θέματα οσμής ή υγιεινής	Ανεπαρκής καθαρισμός	- Καθαρίζετε καλά τη συσκευή μετά από κάθε χρήση χρησιμοποιώντας ήπιο σαπούνι και ζεστό νερό. - Στεγνώστε πλήρως τη συσκευή πριν την αποθηκεύσετε ή τη χρησιμοποιήσετε ξανά. - Αντικαταστήστε τη συσκευή εάν αναπτύξει επίμονη οσμή ή εάν ο καθαρισμός δεν επιλύσει το πρόβλημα.
Οι μάντες συνεχίζουν να αποσπώνται	Αδύναμοι ή φθωμένοι σύνδεσμοι	- Ελέγξτε την κατάσταση των μάντων και των συνδετήρων. - Αντικαταστήστε τη συσκευή εάν οι σύνδεσμοι δεν λειτουργούν πλέον αποτελεσματικά, καθώς ενδέχεται να μην παρέχουν κατάλληλη στήριξη.



www.andropenis.com

Increase penis size with traction therapy and treat micropenis.



www.andropeyronie.com

Reduce penile curvature and treat Peyronie's disease.



www.androvacuum.com

Improve erections with vacuum therapy and treat erectile dysfunction.



andromedical.com/shop

Spare parts and accessories



www.andropharma.com

PENIS

Increase the own testosterone levels and improve penile lengthening.

VIGOR

Increase men's sexual desire and achieve long lasting erections.

CURVATURE

Inhibit the fibrous plaque of Peyronie with natural anti-inflammatories.

Further information, updates, privacy policy, return-refund policy, disclaimer and conditions of warranty can be found at: www.andromedical.com

© Copyright 1995-2025 Andromedical®, Madrid (Spain).