




1.- Índice	1
2.- Guía rápida	2
3.- Descripción	6
4.- Componentes	6
5.- Uso previsto	6
6.- Modelos	6
7.- Personalizar	7
8.- Colocación	8
9.- Tablas	10
10.- Modo De Uso	11
11.- Cirugías	11
12.- Precauciones De Uso	12
13.- Solución de problemas	13
14.- Porfolio	14



**IFU 30 LANGUAGES**

[www.andropenis.com/ifu/](http://www.andropenis.com/ifu/)

01



The device measure is 8cm. Therefore, it must be adjusted to your personal size. Measure your penis size in erection. Subtract 4 cm, the result will be your device **PERSONAL SIZE** to start the treatment.

Das Gerät misst 8cm und muss bei Beginn der Behandlung der eigenen Länge angepasst werden. Messen Sie dafür Ihre Penislänge im erigierten Zustand und ziehen Sie 4cm ab. So erhalten Sie Ihre **PERSÖNLICHE GRÖSSE**.

Le dispositif mesure 8cm par défaut. Cependant, pour commencer le traitement, il doit être ajusté à la longueur de votre pénis. Mesurez votre pénis en érection et soustraire 4 cm à la mesure. Le résultat sera **LA TAILLE PERSONNELLE**.

El dispositivo mide 8cm por defecto. Sin embargo, para comenzar el tratamiento debe ajustarse a la longitud del dispositivo a su tamaño personal. Para ello mida su pene en erección y reste 4 cm a la medida obtenida. El resultado será el **TAMAÑO PERSONAL**.

Il dispositivo misura 8cm. Per cominciare il trattamento la sua lunghezza deve essere adattata alle dimensioni del pene. Misuri il pene in erezione, sottragga 4cm e in questo modo otterrà la sua **MISURA PERSONALE**.

アンドロペニスのもとものサイズは8cmです。勃起時のペニスのサイズを測定し、そこから4cm引いた数が治療開始時のアンドロペニスの個人サイズとなります。

طول جهاز الأندروپينيس 8 سم. لذا، لابد من تعديل حجم قضيبك. قم بقياس طول قضيبك في حالة الانتصاب ثم قم بطرح 4 سم من هذا الطول والرقم الناتج سيكون هو طول الجهاز الذي ستبدأ به.

02



Remove the upper plastic support.

Entfernen Sie das obere Plastikteil.

Retirez le support supérieur.

Quite el soporte superior.


Rimuova il supporto superiore in plastica.

プラスチック上部部品を取り外します。

قم ببنزع الداعم المصنوع من البلاستيك الموجود في الأعلى.



03



Add as many extension rods as necessary until **the device** matches your **personal size**. Once you have finished, replace the upper plastic support.

Fügen Sie sovielen Achsen wie nötig hinzu, bis **das Gerät** Ihre **persönliche Größe** erreicht hat.

Ajoutez autant d'axes que nécessaire jusqu'à ce que **l'appareil** atteigne votre **taille personnelle**. Ensuite, remplacez le support sur le dessus.


Añada tantos ejes como sean necesarios hasta que alcance la medida de su **tamaño personal**. Después vuelva a colocar el soporte superior.

Aggiunga tante assi quante sono necessarie per raggiungere la sua **misura personale**. Ricollochi il supporto superiore in plastica.

個人サイズになるまで、アンドロベスに短軸を加えていきます。長さの調節が完了したら、始めに取り外したプラスチック上部部品を再び取り付けます。

أضف قضبان عند الضرورة حتى يصل طول جهاز الأندروبسيس إلى **الطول المراد** كما تم حسابه في الأعلى. بمجرد الانتهاء من استخدام الجهاز قم بوضع قطعة البلاستيك مرة أخرى.

04



Thread the silicone band through the Androtop®. Next, insert each band end into the holes of the plastic support.

Stecken Sie das Silikonband durch den Androtop®. Danach passen Sie beide Enden des Silikonbands in die entsprechenden Löcher des oberen Plastikteils ein.

Insérez la bande de silicone à travers Androtop®. Ensuite, insérez chaque extrémité de la bande dans les trous du support supérieur.

Introduzca la cinta de silicona a través del Androtop®. Después, inserte cada extremo de la cinta en los agujeros del soporte superior.


Faccia passare la fascia di silicone attraverso l'Androtop®. Successivamente inserisca entrambi gli estremi della fascia negli appositi fori del supporto superiore.

シリコンバンドをアンドロトップの穴に通します。次に、プラスチック上部部品の穴にシリコンバンドを通すようにしてください。

قم بلف خيط السليكون على الأندروتوب. ثم قم بوضع كل شريط في الأخرام في قطعة البلاستيك.



05



Your penis must be in flaccidity. Retract your foreskin to uncover your glans completely. We recommend covering the groove of the glans with a gauze, cotton wool and/or even the Androring® (brown jelly ring).

Ihr Penis muss sich im schlaffen Zustand befinden. Schieben Sie die Vorhaut zurück, sodass Ihre Eichel komplett zum Vorschein kommt. Wir empfehlen Ihnen die Eichel-furche mit einer Gaze, einem Wattebausch oder dem Androring® (brauner Gelring) zu schützen.

Votre pénis doit être en état de flaccidité. Rétractez le prépuce pour découvrir complètement le gland. Nous recommandons de recouvrir le sillon du gland avec un coton gaze, et / ou même l'Androring® (anneau marron).


El pene debe estar en flacidez. Retire el prepucio para dejar el glande al descubierto completamente. Recomendamos cubrir el surco del glande con una gasa, algodón o Androring® (anillo de gel).

Il pene deve trovarsi allo stato flaccido. Ritiri il prepuzio di modo che il glande rimanga completamente scoperto. Consigliamo di proteggere il solco del glande con una garza, cotone o Androring® (anello in gel).

ペニスが勃起していない状態、亀頭全体が完全に出るよう包皮を剥きます。亀頭(シリコンバンドが当たる部分)にガーゼやコットン、またはアンドロリング(茶色いシリコンリング)をつけ、保護することをお勧めします。

يجب أن يكون القضيب في حالة الإرتخاء. قم بسحب الجلد الزائد من على رأس القضيب إن وجد. نحن نوصي بتغطية رأس القضيب بقطعة شاش أو قطن أو حتى بالاندورنج. (الحلقة التي لونها بني).

06



Next, insert your penis through the base ring (the thinnest part of the ring located upwards) and finally through the silicone band loop, resting your glans in the hollow part of the upper plastic support.

Schieben Sie als nächstes Ihren Penis durch den Basiring (die feinere Seite nach oben). Schieben Sie danach die Eichel durch die Schlaufe des Silikonbands, sodass die Eichel gegen die obere Plastikstruktur lehnt.

Ensuite, insérez votre pénis à travers l'anneau de base (la partie la plus mince de l'anneau située vers le haut) et enfin à travers la boucle de la bande en silicone, en reposant votre gland dans la partie creuse du support supérieur en plastique.

Introduzca el pene a través del anillo base colocando la parte más estrecha del anillo hacia arriba. Después haga pasar el glande a través del lazo de la cinta de silicona, dejando que el glande apoye en el soporte superior.


Ora inserisca il pene nell'anello inferiore, orientando la parte più stretta dell'anello verso l'alto. Dopodiché faccia passare il glande attraverso l'anello formato dalla banda in silicone, lasciando che il glande si appoggi al supporto superiore.

次に、ペニスをベースリングに通します(ベースリングは薄くなっているほうが上になります)。さらに、シリコンバンドの輪にペニスを通し、亀頭が上部製品のくぼみに収まるようにします。

ثم بوضع قضيبك داخل الحلقة الدائرية (أرق جزء يكون لأعلى) ثم إلى شريط السيليكون و قم بإراحة رأس قضيبك في الجزء المجوف من قطعة البلاستيك.



07



Keeping the band above your glans, shorten the loop by pulling on each end of the silicone band until the glans is completely held.

Halten Sie das Silikonband über die Eichel und befestigen Sie diese, indem Sie an den beiden Enden des Silikonbands ziehen bis die Eichel fest sitzt.

En maintenant la bande sur le gland, raccourcissez la boucle en tirant sur chaque extrémité de la bande de silicone jusqu'à ce que le gland soit complètement tenu.

Manteniendo la cinta sobre el glande, acorte el lazo estirando cada extremo de la cinta de silicona hasta que el glande quede bien sujeto.

Mantenendo la fascia sul glande, stringa il laccio tirando entrambi gli estremi del laccio di silicone fino a quando il glande non è ben legato.

龟头をシリコンバンドの輪に通した後、バンドの両端を少しずつ下に引っ張り、ペニスが器具から外れなくなるまで締めていきます。

وضع الشريط فوق رأس القضيب وتقصير الحلقة عن طريق السحب على كل نهاية من شريط السيليكون لحين التأكد من تثبيت رأس القضيب.

08



Finally, fit the ends of the silicone band into the grooves behind the upper plastic support carefully. You have to stretch the band while pressing into the grooves.

Passen Sie schließlich vorsichtig die Enden des Silikonbands in die Rillen hinter der oberen Plastikstruktur ein. Sie müssen dafür an den Enden des Silikonbands ziehen und gleichzeitig diese in die Rillen drücken.

Enfin, avec précaution, insérez les extrémités de la bande de silicone dans les rainures derrière le support supérieur en plastique. Tirez sur chaque extrémité pour les rendre plus fines tout en appuyant pour les faire rentrer dans les rainures.

Finalmente, ajuste los extremos de la cinta de silicona en las hendiduras de detrás del soporte superior con cuidado. Debe estirar la cinta a la vez que presiona sobre las hendiduras.

Infine inserisca con attenzione le estremità del laccio di silicone nelle fessure presenti sul dorso del supporto superiore. È necessario tirare il laccio nel momento in cui lo si inserisce nelle scanalature.

最後に、シリコンバンドの端を慎重に上部プラスチックサポートの背後の溝にはめ込みます。溝にバンドを押し込みながらバンドを引っ張ってください。

أخيراً، ضع شريط السيليكون في الأحاديث وراء قطعة البلاستيك العلوي بعناية. يجب عليك تمديد الشريط أثناء الضغط عليه في الأحاديث.



### 3 Descripción

**Andropenis®** es un aparato médico que se fija externamente al pene. Puede aplicar una ligera tracción sobre el pene como dispositivo de tracción peneal, o puede utilizarse sin tracción como férula peneal, dependiendo del uso previsto.

### 4 Componentes

**Andropenis®** está compuesto de un anillo de la base de plástico, dos barras de metal con unos muelles internos, y un soporte superior de plástico con una cinta de silicona. Las partes de plástico se componen de POM. La cinta de silicona es de uso médico. Las barras de metal de **Andropenis® Gold** son de níquel con un baño de oro de 24 quilates. En el resto de variantes del **Andropenis®** las barras son de aluminio. Los muelles son de acero fino y los ejes son de aluminio quirúrgico.

**COMPONENTES** (fig. 1): 1-anillo de la base de plástico, 2-tuerca redonda, 3-barra de rosca, 4-tornillo de ajuste con rosca inferior, 5-tubo de metal, 6-tornillo, 7-muelle, 8-tornillo para fijar el muelle, 9-eje grande de 4 cm, 10-eje mediano de 2 cm, 11-eje pequeño de 0.5 cm, 12-eje mínimo de 0.3 cm, 13-soporte superior de plástico, 14-cinta de silicona, 15-almohadilla protectora, 16-anillos de silicona.

NOTA: Es recomendable poner una gota de aceite entre las piezas 4 y 5, para que deslicen mejor (ver OIL).

### 5 Uso previsto

- ❏ Prevenir la deformidad del pene tras cirugías o enfermedades urológicas (uso de férulas).
- ❏ Corregir la deformidad del pene por cirugías o enfermedades urológicas (uso de tracción).
- ❏ Alargar la longitud del pene en el síndrome de micropene y pene pequeño (uso de tracción).
- ❏ Crear o mantener una rigidez peneana suficiente para las relaciones sexuales (uso de férulas).

### 6 Modelos

- ❏ **Andropenis Peyronie**, prevenir o corregir la deformidad del pene en caso de enfermedad.
- ❏ **Andropenis Surgery**, para prevenir o corregir la deformidad del pene tras intervenciones quirúrgicas.
- ❏ **Andropenis Mini**, para alargar la longitud del pene o facilitar el coito, en micropene.
- ❏ **Andropenis Gold**, para alargar el pene o facilitar el coito, en pieles sensibles.
- ❏ **Andropenis Pro**, para alargar el pene o facilitar el coito, en pene regular.




fig. 1

## 7 Personalizar

El tamaño inicial de **Andropenis®** es de 8 cm. El tamaño del aparato se mide desde el borde inferior del anillo hasta el borde superior del eje metálico (fig. 4. INITIAL).

Personalice su **Andropenis®** según el tamaño de su pene. Con una cinta métrica, mídase la longitud y el perímetro en flaccidez, y después la longitud y el perímetro en erección. (fig. 2 y 3).

Cálculo del tamaño personal de su **Andropenis®**: Reste 4 cm. a la longitud de su pene en erección.




fig. 2




fig. 3




fig. 4

**Ejemplo:** 14.7 cm. - 4 cm. = 10.7 cm. > Tamaño personal de **Andropenis®** = 10.7 cm.

Prepare el aparato para que se adecue al tamaño que calculó antes.

Quite el soporte superior de plástico tirando hacia arriba (fig. 5). Añada al final del aparato tantas piezas como necesite para que **Andropenis®** tenga dicho tamaño (fig. 4 PERSONAL).

**Ejemplo:** Tamaño personal de 10.7 cm. = **Andropenis®** inicial (8 cm.) + pieza 10 (2 cm.) + pieza 11 (0.5 cm.).



Como utilizar

### Nota:

El tamaño inicial de la versión Mini de **Andropenis®** es de 7 cm. Si usted dispone de esta versión, inicie el período de adaptación con dicha medida (7 cm) y manténgala durante 15 días: el primer día, utilice el aparato durante 3 horas y, con el paso de los días, incremente paulatinamente el tiempo de uso. Después de los primeros 15 días, inicie el período de evolución, tal y como se indica en las tablas de uso (véanse más adelante).




fig. 5

## 8 Colocación

El uso de una banda protectora de algodón de farmacia es OBLIGATORIO. Introduzca uno de los dos modelos de cinta de silicona (pieza 14) que mejor se adapte dentro de la almohadilla protectora correspondiente según tamaño (pieza 15). Su uso es OBLIGATORIO. Ahora, introduzca los extremos de la cinta de silicona por los orificios del soporte superior de plástico (pieza 13). Así, la cinta forma un lazo.

Con el pene en flaccidez, baje toda la piel del prepucio que recubre el glande, hacia el cuerpo (fig. 7) y coloque el anillo de silicona debajo de la corona del glande donde se une con el tallo del pene (surco balano-prepucial —fig.8—).



fig. 7

El glande no debe entrar en contacto directo con la cinta de silicona. Después, estire el pene hacia fuera para que quede alargado en flaccidez.



fig. 8

Coloque el anillo de la base (pieza 1) con la parte más estrecha hacia arriba. Introduzca el pene en el anillo de la base (pieza 1), reposando el glande en el hueco del soporte superior (pieza 13). Ponga la mano izquierda en el soporte superior (pieza 13) y apriete el aparato hacia el cuerpo, para que se acorte un poco (fig. 9).



fig. 9

Mantenga la mano izquierda apretando y con la mano derecha libre, meta los dedos dentro del lazo de la silicona y saque el glande por el interior del lazo, hasta que quede el reborde del glande encima de la cinta (fig. 10).



fig. 10



Como arreglar

Ponga el pulgar de la mano izquierda en el frenillo para sujetar el glande. Vaya reduciendo el lazo con el glande dentro, tirando un poco de cada extremo de la cinta de silicona (fig. 11).



fig. 11

Hágalo despacio. Estire la piel hacia el cuerpo por delante y por detrás para evitar que se pellizque el frenillo o deje pliegues en el surco (fig. 12).

El glande debe quedar un poco apretado por el lazo: lo suficiente para que no se salga, pero que no duela. Suelte la mano izquierda, y con cuidado, encaje los extremos del lazo en las hendiduras posteriores del soporte superior (pieza 13) estirando la cinta a la vez que se presiona dentro de las hendiduras. Apriete, pero no estire hacia abajo para evitar pellizcos (fig. 13).

**Revise que no quede frenillo ni pliegues en el surco y si los hay estire hacia abajo la piel por delante y detrás, y así se evitarán pellizcos.**

Para quitarse Andropenis®, presione el aparato sobre su cuerpo para comprimir los muelles internos. Una vez en esa posición, desabroche la cinta de silicona (pieza 14) del soporte superior (pieza 13), agrande la cinta progresivamente y retire el glande.

**Andropenis®** dispone de un sistema de sujeción del glande en forma de banda. Dispone de dos modelos **Androcomfort®** band y **Androsilicone®**. **Androcomfort®** band permite un uso aún más cómodo de **Andropenis®**. Se sitúa entre el glande y el tallo del pene, en la zona del surco balano-prepucial. Introducir la banda en el sistema de espuma llamado **Androtop®**. Vea cómo utilizarlos en: [www.andromedical.com/videos](http://www.andromedical.com/videos)



Guía  
Androsupport





fig. 12



fig. 13




**Andropenis®**, dispone de un anillo de silicona que funciona como un sistema de amortiguación de la fuerza de tracción llamado **Androring®**. Se sitúa entre el glande y el tallo del pene, en el surco balano-prepucial. Vea cómo utilizarlos en: [www.andromedical.com/videos](http://www.andromedical.com/videos)

**Andropeyronie®, Androsurgery® y Andropenis® Mini** disponen de una pieza de plástico superior (Androsupport) adaptada a la corrección de curvaturas del pene (“Guía de Uso de Androsupport”). [www.andropenis.com/ifu](http://www.andropenis.com/ifu)

	TAMAÑO DEL APARATO	DURACIÓN DIARIA
	PERIODO DE ADAPTACIÓN	
primeros 5 días	Initial size	3 horas
Día 6 - 10	Añada un eje pequeño de 0.5cm (pieza 11)	6 horas
Día 11 - 15	Añada un eje pequeño de 0.5cm (pieza 11)	8 horas
	PERIODO DE EVOLUCIÓN	
1º y 2º mes	Añada un eje pequeño de 0.5cm cada 7 días (pieza 11)	8 horas
3º y 4º mes	Añada un eje pequeño de 0.5cm cada 10 días (pieza 11)	8 horas
A partir del 5º mes	Añada un eje pequeño de 0.5cm cada 15 días (pieza 11)	8 horas

## RECOMENDADO

Descanso y masaje pene y glande





Cada 2 o 1,5 horas

No lo utilice durante más de 8 horas a intervalos regulares.

Cada 2 horas, deberá retirar el dispositivo durante unos minutos para permitir que los tejidos se relajen.

No duerma con el dispositivo.

**Nota:** para su comodidad, a partir del quinto mes, puede añadir primero un eje de 0,3 cm. (pieza 12) y unos días después cambiarlo por el eje de 0,5 cm. (pieza 11) para que la tracción se realice de forma progresiva.




El tratamiento habitual, salvo prescripción médica diferente, consta de 2 periodos:

- Un periodo de Adaptación, con una duración de 15 días.
- Un periodo de Evolución, que consta de 3 fases diferentes: fase de evolución inicial (1º y 2º mes), fase intermedia (3º y 4º mes) y fase de evolución final, que comienza desde el inicio del 5º mes.

El primer día, para coger habilidad, póngase y quítese el aparato 10 veces seguidas. Ejemplo: si tiene una curvatura hacia la derecha, debe posicionar el aparato en sentido contrario, colocándolo hacia al izquierda en el calzoncillo. Y si tiene una curvatura hacia abajo, debe colocarse el aparato hacia abajo en el calzoncillo (ver imágenes inferiores). Cada 2 horas de uso del aparato, necesitará quitárselo unos minutos para relajar los tejidos. A partir del quinto mes, deberá descansar cada hora y media. Aproveche estos descansos para masajear ligeramente el pene. Lave el aparato cada 4 días con agua y jabón.

**Sea paciente y constante al usar el aparato. Es la clave para conseguir sus objetivos. Cualquier modificación del tratamiento indicado puede alterar los resultados (consulte a su médico).**



Si la cirugía es sencilla, se recomienda que inicie el uso de **Androsurgery®** 15 días después de la cirugía. Si la cirugía es muy compleja, se recomienda el uso de **Androsurgery®** 1 mes después de la cirugía. Consulte siempre a su cirujano para que pueda aconsejarle cuánto tiempo después de la intervención debe empezar a utilizar **Androsurgery®** y la duración de su uso.

CIRUGÍA	Periodo de evolución	
1º y 2º mes	Añada un eje pequeño de 0,5 cm. (pieza 11) cada 7 días	8 horas
A partir del 3º mes	Añada un eje pequeño de 0,5 cm. (pieza 11) cada mes	8 horas

## 12 Precauciones De Uso

Aunque no suele haber molestias, algunos días el dispositivo puede resultar incómodo. No se preocupe, siga utilizando el dispositivo. No obstante, si es necesario, puede interrumpir el tratamiento durante un día.

Si siente dolor o molestias, decoloración azulada o entumecimiento del glande, retire el dispositivo y masajee el pene. Al hacerlo, el color del pene volverá a la normalidad y las sensaciones desagradables desaparecerán. Si siente molestias en la base del glande, pruebe a llevar algodón o gasa para proteger esta zona tan sensible.

Si no ha podido llevar el dispositivo durante 15 a 30 días, inicie el tratamiento con 1 cm (0,4”) menos que el tamaño del dispositivo en ese momento.

Los hematomas peneanos, la reacción de la piel del pene en la parte distal del cuerpo y en la base del pene (lugar de aplicación del anillo de plástico), el dolor, los cambios discrómicos peneanos, el entumecimiento de las glándulas, la sensación de hormigueo, el edema o la retención de líquido en las glándulas, la herida, la irritación, la inflamación y las molestias se identifican como riesgos residuales. Si se produce alguno de los siguientes riesgos residuales durante el uso del dispositivo, le recomendamos encarecidamente que deje de utilizarlo.

**No use Andropenis®:** mientras se duerme o se practica una actividad física o deportiva extenuante. Bajo los efectos de drogas recreativas o alcohol. Si tiene una úlcera, una enfermedad de transmisión sexual o una herida en la zona genital.

Mantener estrictas normas de higiene durante el uso del dispositivo. Quitarse el dispositivo para orinar o defecar o durante las relaciones sexuales. Si tiene una erección mientras utiliza el dispositivo, no se preocupe: simplemente lo sentirá un poco más apretado.

Si aparecen manchas blancas en el glande, es necesario consultar a un médico, ya que puede haber desarrollado una infección por hongos. La higiene personal es muy importante. Mantenga el aparato limpio

El uso de medicamentos para estimular el crecimiento del vello (finasterida), medicamentos para tratar la depresión, somníferos, tranquilizantes y sedantes puede disminuir significativamente la eficacia de . El uso de Minoxidil tópico para estimular el crecimiento del vello está permitido.

En caso de irritación leve, hematoma peneano o reacción cutánea peneana en la parte distal del tallo o en la base del pene. No utilice el dispositivo durante 4 días. Aplique la pomada antiirritación dos veces al día, por la mañana y por la tarde, y la pomada cicatrizante por la noche. Si la herida persiste, deje de utilizar el dispositivo y póngase en contacto con su médico. Si siente molestias en el tronco del pene, masajee el pene con una crema hidratante durante 5 minutos cada noche con suaves movimientos de estiramiento.

**Contraindicaciones:** Pacientes con diabetes no controlada, herpes genital, enfermedades de transmisión sexual, uretritis y cistitis aguda, prostatitis aguda, hernia abdominal, dermatitis, cáncer testicular, cáncer linfático, linfoma, parapléjicos, tetrapléjicos y pacientes que toman tratamiento anticoagulante.

**Efectos secundarios:** Andropenis® ha sido diseñado específicamente para un uso médico y su utilización no conlleva efectos secundarios, siempre y cuando se utilice correctamente bajo las indicaciones que se exponen en este manual.manual.

# 13 Solución de problemas

Problema	Posible causa	Solución
<b>Malestar o dolor</b>	Correas demasiado apretadas, ajuste incorrecto o desalineación	- Afloje ligeramente las correas y vuelva a comprobar el ajuste. Asegúrese de que el dispositivo está correctamente alineado a lo largo del eje.
		- Aplique acolchado adicional si es necesario para reducir la presión.
		- Si el dolor persiste, retire el dispositivo y consulte a su médico.
<b>Irritación o enrojecimiento de la piel</b>	Uso prolongado, ajuste inadecuado o sensibilidad de la piel a los materiales.	- Asegúrese de no llevar el dispositivo demasiado tiempo sin hacer las pausas aconsejadas.
		- Utiliza una crema barrera o una almohadilla adicional para proteger la piel.
		- Limpie el aparato con regularidad para evitar irritaciones causadas por el sudor y los residuos.
		- Si la irritación empeora, interrumpa su uso y consulte a un médico.
<b>Deslizamiento o aflojamiento</b>	Correas demasiado flojas, aplicación incorrecta	- Vuelva a apretar las correas, asegurándose de que proporcionan una sujeción adecuada sin cortar la circulación.
		- Asegúrese de que el dispositivo está correctamente alineado y centrado en el pene.
		- Compruebe si las correas o los cierres están desgastados o dañados. Sustitúyalos si es necesario.
<b>Dificultad para aplicar el dispositivo</b>	Posicionamiento incorrecto	- Siga atentamente las instrucciones para una correcta alineación y aplicación.
		- Si es necesario, vea vídeos de demostración
<b>El dispositivo provoca hinchazón</b>	Presión excesiva de las correas, constricción o tallaje inadecuado	- Retire inmediatamente el dispositivo si se produce hinchazón.
		- Vuelva a colocar el dispositivo más suelto, asegurando un flujo sanguíneo adecuado.
		- Si la hinchazón persiste, consulte a su médico antes de reanudar el tratamiento.
<b>Rotura o daño del dispositivo</b>	Desgaste normal, fuerza excesiva durante el uso	- Inspeccione el aparato antes y después de cada uso para detectar signos de desgaste o daños.
		- Sustituya el aparato si alguna pieza está rota o dañada. No intente reparar usted mismo un dispositivo dañado.
<b>Problemas de olor o higiene</b>	Limpieza inadecuada	- Limpie el aparato a fondo después de cada uso con jabón suave y agua tibia.
		- Seque completamente el aparato antes de guardarlo o volver a utilizarlo.
		- Sustituya el aparato si desarrolla un olor persistente o si la limpieza no resuelve el problema.
<b>Las correas se siguen soltando</b>	Fijaciones débiles o desgastadas	- Compruebe el estado de las correas y los cierres.
		- Sustituya el dispositivo si las sujeciones dejan de funcionar eficazmente, ya que es posible que no proporcionen la sujeción adecuada.



[www.andropenis.com](http://www.andropenis.com)

Increase penis size with traction therapy and treat micropenis.



[www.andropeyronie.com](http://www.andropeyronie.com)

Reduce penile curvature and treat Peyronie's disease.



[www.androvacuum.com](http://www.androvacuum.com)

Improve erections with vacuum therapy and treat erectile dysfunction.



[andromedical.com/shop](http://andromedical.com/shop)

Spare parts and accessories



[www.andropharma.com](http://www.andropharma.com)

#### **PENIS**

Increase the own testosterone levels and improve penile lengthening.

#### **VIGOR**

Increase men's sexual desire and achieve long lasting erections.

#### **CURVATURE**

Inhibit the fibrous plaque of Peyronie with natural anti-inflammatories.

Further information, updates, privacy policy, return-refund policy, disclaimer and conditions of warranty can be found at: [www.andromedical.com](http://www.andromedical.com)

© Copyright 1995-2025 Andromedical®, Madrid (Spain).