


دستور العمل استفاده (IFU)

1




- 1- شاخص
- 2- راهنمای سریع
- 3- توضیحات
- 4- اجزاء
- 5- استفاده مورد نظر
- 6- مدل ها
- 7- شخصی سازی کنید
- 8- مناسب
- 9- جداول
- 10- روش استفاده
- 11- جراحی ها
- 12- اقدامات احتیاطی استفاده
- 13- عیب یابی
- 14- نمونه کارها

IFU 30 LANGUAGES

www.andropenis.com/ifu/



01



The device measure is 8cm. Therefore, it must be adjusted to your personal size. Measure your penis size in erection. Subtract 4 cm, the result will be your device **PERSONAL SIZE** to start the treatment.

Das Gerät misst 8cm und muss bei Beginn der Behandlung der eigenen Länge angepasst werden. Messen Sie dafür Ihre Penislänge im erigierten Zustand und ziehen Sie 4cm ab. So erhalten Sie Ihre **PERSÖNLICHE GRÖSSE**.

Le dispositif mesure 8cm par défaut. Cependant, pour commencer le traitement, il doit être ajusté à la longueur de votre pénis. Mesurez votre pénis en érection et soustrayez 4 cm à la mesure. Le résultat sera **LA TAILLE PERSONNELLE**.

El dispositivo mide 8cm por defecto. Sin embargo, para comenzar el tratamiento debe ajustarse a la longitud del dispositivo a su tamaño personal. Para ello mida su pene en erección y reste 4 cm a la medida obtenida. El resultado será el **TAMAÑO PERSONAL**.

Il dispositivo misura 8cm. Per cominciare il trattamento la sua lunghezza deve essere adattata alle dimensioni del pene. Misuri il pene in erezione, sottragga 4cm e in questo modo otterrà la sua **MISURA PERSONALE**.

アンドロペニスのもともとのサイズは8cmです。勃起時のペニスのサイズを測定し、そこから4cm引いた数が治療開始時のアンドロペニスの個人サイズとなります。

طول جهاز الأندروپينيس 8 سم. لذا، لابد من تعديله لحجم قضيبك. قم بقياس طول قضيبك في حالة الإلتصاب ثم قم بطرح 4 سم من هذا الطول والرقم الناتج سيكون هو طول الجهاز الذي ستبدأ به.

02



Remove the upper plastic support.

Entfernen Sie das obere Plastikteil.

Retirez le support supérieur.


Quite el soporte superior.

Rimuova il supporto superiore in plastica.

プラスチック上部部品を取り外します。

قم بنزع الداعم المصنوع من البلاستيك الموجود في الأعلى.

03



Add as many extension rods as necessary until **the device** matches your **personal size**. Once you have finished, replace the upper plastic support.

Fügen Sie sovielen Achsen wie nötig hinzu, bis **das Gerät** Ihre **persönliche Größe** erreicht hat.

Ajoutez autant d'axes que nécessaire jusqu'à ce que **l'appareil** atteigne votre **taille personnelle**. Ensuite, remplacez le support sur le dessus.


Añada tantos ejes como sean necesarios hasta que alcance la medida de su **tamaño personal**. Después vuelva a colocar el soporte superior.

Aggiunga tante assi quante sono necessarie per raggiungere la sua **misura personale**. Ricollochi il supporto superiore in plastica.

個人サイズになるまで、アンドロベシに短軸を加えていきます。長さの調節が完了したら、始めに取り外したプラスチック上部部品を再び取り付けます。

أضف قضبان عند الضرورة حتى يصل طول جهاز الأندروبسيس إلى **الطول المراد** كما تم حسابه في الأعلى. بمجرد الانتهاء من استخدام الجهاز قم بوضع قطعة البلاستيك مرة أخرى.

04



Thread the silicone band through the Androtop®. Next, insert each band end into the holes of the plastic support.

Stecken Sie das Silikonband durch den Androtop®. Danach passen Sie beide Enden des Silikonbands in die entsprechenden Löcher des oberen Plastikteils ein.

Insérez la bande de silicone à travers Androtop®. Ensuite, insérez chaque extrémité de la bande dans les trous du support supérieur.


Introduzca la cinta de silicona a través del Androtop®. Después, inserte cada extremo de la cinta en los agujeros del soporte superior.

Faccia passare la fascia di silicone attraverso l'Androtop®. Successivamente inserisca entrambi gli estremi della fascia negli appositi fori del supporto superiore.

シリコンバンドをアンドロトプの穴に通します。次に、プラスチック上部部品の穴にシリコンバンドを通すようにしてください。

قم بلف خيط السليكون على الأندروتوب. ثم قم بوضع كل شريط في الأفرام في قطعة البلاستيك.





Your penis must be in flaccidity. Retract your foreskin to uncover your glans completely. We recommend covering the groove of the glans with a gauze, cotton wool and/or even the Androrring® (brown jelly ring).

Ihr Penis muss sich im schlaffen Zustand befinden. Schieben Sie die Vorhaut zurück, sodass Ihre Eichel komplett zum Vorschein kommt. Wir empfehlen Ihnen die Eichel furche mit einer Gaze, einem Wattebausch oder dem Androrring® (brauner Gelling) zu schützen.


Votre pénis doit être en état de flaccidité. Rétractez le prépuce pour découvrir complètement le gland. Nous recommandons de recouvrir le sillon du gland avec un coton gaze, et / ou même l'Androrring® (anneau marron).

El pene debe estar en flacidez. Retire el prepucio para dejar el glande al descubierto completamente. Recomendamos cubrir el surco del glande con una gasa, algodón o Androrring® (anillo de gel).

Il pene deve trovarsi allo stato flaccido. Ritiri il prepuzio di modo che il glande rimanga completamente scoperto. Consigliamo di proteggere il solco del glande con una garza, cotone o Androrring® (anello in gel).

ペニスが勃起していない状態で、亀頭全体が完全に出るよう包皮を剥きます。亀頭(シリコンバンドが当たる部分)にガーゼやコットン、またはアンドロリング(茶色いシリコンリング)をつけ、保護することをお勧めします。

يجب أن يكون القضيب في حالة الإرتخاء. قم بسحب الجلد الزائد من على رأس القضيب إن وجد. نحن نوصي بتغطية رأس القضيب بقطعة شاش أو قطن أو حتى بالاندورنج. (الحلقة التي لونها بني).



Next, insert your penis through the base ring (the thinnest part of the ring located upwards) and finally through the silicone band loop, resting your glans in the hollow part of the upper plastic support.

Schieben Sie als nächstes Ihren Penis durch den Basisring (die feinere Seite nach oben). Schieben Sie danach die Eichel durch die Schlaufe des Silikonbands, sodass die Eichel gegen die obere Plastikstruktur lehnt.


Ensuite, insérez votre pénis à travers l'anneau de base (la partie la plus mince de l'anneau située vers le haut) et enfin à travers la boucle de la bande en silicone, en reposant votre gland dans la partie creuse du support supérieur en plastique.

Introduzca el pene a través del anillo base colocando la parte más estrecha del anillo hacia arriba. Después haga pasar el glande a través del lazo de la cinta de silicona, dejando que el glande apoye en el soporte superior.

Ora inserisca il pene nell'anello inferiore, orientando la parte più stretta dell'anello verso l'alto. Dopodiché faccia passare il glande attraverso l'anello formato dalla banda in silicone, lasciando che il glande si appoggi al supporto superiore.

次に、ペニスをベースリングに通します(ベースリングは薄くなっているほうが上になります)。さらに、シリコンバンドの輪にペニスを通し、亀頭が上部製品のくぼみに収まるようにします。

ثم قم بوضع قضيبك داخل الحلقة الدائرية (أرق جزء يكون للأعلى) ثم إلى شريط السيليكون و قم بإراحة رأس قضيبك في الجزء المجوف من قطعة البلاستيك.



Keeping the band above your glans, shorten the loop by pulling on each end of the silicone band until the glans is completely held.

Halten Sie das Silikonband über die Eichel und befestigen Sie diese, indem Sie an den beiden Enden des Silikonbands ziehen bis die Eichel fest sitzt.


En maintenant la bande sur le gland, raccourcissez la boucle en tirant sur chaque extrémité de la bande de silicone jusqu'à ce que le gland soit complètement tenu.

Manteniendo la cinta sobre el glande, acorte el lazo estirando cada extremo de la cinta de silicona hasta que el glande quede bien sujeto.

Mantenendo la fascia sul glande, stringa il laccio tirando entrambi gli estremi del laccio di silicone fino a quando il glande non è ben legato.

龟头をシリコンバンドの輪に通した後、バンドの両端を少しずつ下に引っ張り、ペニスが器具から外れなくなるまで締めていきます。

وضع الشريط فوق رأس القضيب وتقصير الحلقة عن طريق السحب على كل نهاية من شريط السيليكون لحين التأكد من تثبيت رأس القضيب.



Finally, fit the ends of the silicone band into the grooves behind the upper plastic support carefully. You have to stretch the band while pressing into the grooves.

Passen Sie schließlich vorsichtig die Enden des Silikonbands in die Rillen hinter der oberen Plastikstruktur ein. Sie müssen dafür an den Enden des Silikonbands ziehen und gleichzeitig diese in die Rillen drücken.

Enfin, avec précaution, insérez les extrémités de la bande de silicone dans les rainures derrière le support supérieur en plastique. Tirez sur chaque extrémité pour les rendre plus fines tout en appuyant pour les faire rentrer dans les rainures.

Finalmente, ajuste los extremos de la cinta de silicona en las hendiduras de detrás del soporte superior con cuidado. Debe estirar la cinta a la vez que presiona sobre las hendiduras.

Infine inserisca con attenzione le estremità del laccio di silicone nelle fessure presenti sul dorso del supporto superiore. È necessario tirare il laccio nel momento in cui lo si inserisce nelle scanalature.

最後に、シリコンバンドの端を慎重に上部プラスチックサポートの背後の溝にはめ込みます。溝にバンドを押し込みながらバンドを引っ張ってください。

أخيراً، ضع شريط السيليكون في الأخاديد وراء قطعة البلاستيك العلوي بعناية. يجب عليك تمديد الشريط أثناء الضغط عليه في الأخاديد.



3 توضیحات

Andropenis® یک آلت تناسلی است که از خارج به آلت تناسلی متصل می شود. این می تواند کشش سبک وزن را بر روی آلت تناسلی به عنوان یک وسیله کشش آلت تناسلی اعمال کند، یا بسته به استفاده مورد نظر می تواند بدون کشش به عنوان آلت تناسلی استفاده شود.

4 اجزاء

Andropenis® از یک حلقه پایه پلاستیکی، دو محور فلزی با فنرهای داخلی و یک تکیه گاه پلاستیکی بالایی با یک نوار سیلیکونی تشکیل شده است. قطعات پلاستیکی از POM یک ماده مصنوعی ساخته شده است که تحت تأثیر مایعات قابل احتراق مانند الکل قرار نمی گیرد. بند از سیلیکون درجه پزشکی است. شفت های فلزی طلای **Andropenis®** از برنج ساخته شده است، به لایه ای از طلای ۲۴ عیار پوشانده شده است. فنر ها از فولاد ضد زنگ و شفت ها از آلومینیوم درجه جراحی ساخته شده اند.

ساختار (شکل شماره ی ۱): 1 - حلقه ی با پایه پلاستیکی، 2 - قطعه گرد سوراخ دارد، 3 - میله رزوه دار، 4 - پیچ تنظیم کننده با مهره رزوه دار تختانی، 5 - لوله آهنی، 6 - پیچ، 7 - پیچی که فنر را محکم میکند، 9 - محور بزرگ 4 سانتیمتری، 10 - محور متوسط 2 سانتیمتری، 11 - محور کوچک 0.5 سانتیمتری، 12 - محور کوچک 0.3 سانتیمتری، 13 - پایه پلاستیکی فوقانی، 14 - نوار سیلیکون، 15 - بالشتک حفاظتی (andro-top).

توجه: توصیه می شود یک قطره کوچک روغن را با کمک یک پارچه بین قطعات ۴ و ۵ به آرامی مالش دهید تا راحت تر لغزش کنید (به روغن مراجعه کنید).

5 استفاده مورد نظر

- ❏ جلوگیری از تغییر شکل آلت تناسلی بعد از جراحی های اورولوژی یا بیماری ها (استفاده از آلت).
- ❏ اصلاح بدشکلی آلت تناسلی ناشی از جراحی ها یا بیماری های اورولوژی (استفاده از کشش).
- ❏ افزایش طول آلت تناسلی در میکروپنیس و سندرم آلت تناسلی کوچک (استفاده از کشش).
- ❏ ایجاد یا حفظ سفتی آلت تناسلی کافی برای مقاربت (استفاده از آلت).

6 مدل ها

- ❏ **Andropenis Peyronie**، برای جلوگیری یا اصلاح بدشکلی آلت تناسلی در بیماری.
- ❏ **Andropenis Surgery**، برای جلوگیری یا اصلاح بدشکلی آلت تناسلی بعد از جراحی.
- ❏ **Andropenis Mini**، برای افزایش طول آلت تناسلی یا کمک به مقاربت، در میکروپنیس.
- ❏ **Andropenis Gold**، برای افزایش طول آلت تناسلی یا کمک به مقاربت، در پوست های حساس.
- ❏ **Andropenis Pro**، برای افزایش طول آلت تناسلی یا کمک به مقاربت، در آلت تناسلی معمولی.





fig. 1

fig. 4



اندازه اولیه 8 **Andropenis®** سانتی متر (3.1 اینچ) است. اندازه دستگاه از قسمت پایین حلقه پلاستیکی تا انتهای شفت فلزی اندازه گیری می شود (شکل 4، INITIAL).

Andropenis® خود را با توجه به اندازه آلت تناسلی خود شخصی سازی کنید. با استفاده از یک متر، طول و دور آلت تناسلی را در حالت شل اندازه بگیرید و سپس نعوظ کنید (شکل 2 و 3).

اندازه شخصی **Andropenis®** را با کم کردن 4 سانتی متر (1.6 اینچ) از اندازه آلت تناسلی خود در حالت نعوظ محاسبه کنید.




fig. 3




fig. 2

مثال: 14.7 سانتیمتر - 4 سانتیمتر = 10.7 سانتیمتر، اندازه ی آندروپنیس خود

حالا دستگاه را طوری آماده کنید که با اندازه شخصی شما مطابقت داشته باشد.

ابتدا، تکیه گاه پلاستیکی بالایی را با بلند کردن آن به سمت بالا جدا کنید (شکل 5)، سپس به اندازه لازم شفت اضافه کنید تا به اندازه شخصی **Andropenis®** برسید (شکل 4، PERSONAL).

مثال: اندازه شخصی 10.7 سانتی متر. = اندازه اولیه 8 (**Andropenis®** سانتی متر) + قطعه 10 (2 سانتی متر) + قطعه 11 (0.5 سانتی متر).



fig. 5

توجه:

اندازه اولیه آندروپنیس مینی 7 سانتی متر است. اگر این نسخه را دارید، دوره انطباق را با آن اندازه (7 سانتی متر) شروع کنید و آن اندازه را به مدت 15 روز نگه دارید: روز اول، 3 ساعت از دستگاه استفاده کنید، زیرا روزها می گذرند به تدریج زمان استفاده را افزایش دهید. پس از 15 روز اول، زمان استفاده را همانطور که در جداول استفاده نشان داده شده است افزایش دهید (به زیر مراجعه کنید).



نحوه استفاده

استفاده از بند پنبه ای داروخانه ای اجباری است که باید در شیار زیر گان قرار گیرد. یکی از مدل های باند سیلیکونی (قطعه 14) را که به بهترین وجه در پد محافظ مناسب با توجه به اندازه آلت تناسلی (قطعه) قرار می گیرد قرار دهید. (15). انتهای نوار سیلیکونی را به سوراخ های پشت تکیه گاه پلاستیکی بالایی (قطعه 13) وارد کنید، به طوری که نوار یک حلقه تشکیل دهد.



fig. 7

در حالی که آلت تناسلی شل است، تمام پوست ختنه گاه (مردان ختنه نشده) را روی شفت (شکل 7) بلغزانید و حلقه سیلیکونی را در زیر تاج غده در جایی که با محور آلت تناسلی ملاقات می کند قرار دهید (شکل 8).



fig. 8

گان نباید مستقیماً با دستگاه تماس داشته باشد. در مرحله بعد، آلت تناسلی را از بدن دور کنید تا بلندتر شود و در عین حال شل شود.



fig. 9

حلقه پایه (قطعه 1) را بگیرید، باریک ترین قسمت حلقه را به سمت بالا نگه دارید. آلت تناسلی را از طریق حلقه پایه (قطعه 1) قرار دهید و آن را در فرورفتگی تکیه گاه پلاستیکی بالایی (قطعه 13) قرار دهید. دست چپ را روی تکیه گاه بالایی (قطعه 13) قرار دهید و دستگاه را به بدن خود فشار دهید و فنرهای داخلی را فشرده کنید (شکل 9).



fig. 10

در حالی که دست چپ را در موقعیت خود قرار داده اید، از انگشتان دست راست خود برای کشیدن گلدان از میان حلقه تشکیل شده توسط نوار سیلیکونی استفاده کنید (شکل 10).



fig. 11

انگشت شست دست چپ را بالای سر قرار دهید تا آلت تناسلی در جای خود ثابت بماند و به تدریج حلقه سیلیکونی را با کشیدن هر دو انتهای باند با دست راست کوتاه کنید (شکل 11).



چگونه رفع کنیم




fig. 12



fig. 13

به آرامی پوست هر دو طرف آلت تناسلی را به سمت بدن خود بکشید تا از نیشگون گرفتن پوست یا ایجاد چین بر روی شیار سر چشم خودداری کنید (شکل 12).

حلقه سیلیکونی باید روی شیار گلن و در یک راستا قرار گیرد، بدون اینکه آسیبی ببیند، اما به اندازه کافی محکم باشد تا از لیز خوردن گلان جلوگیری کند. نوار سیلیکونی را با دقت در بست ها در قسمت زیرین تکیه گاه بالایی (قطعه 13) محکم کنید و هر بار که داخل شکاف ها را فشار می دهید نوار را بکشید.

برای جلوگیری از نیشگون گرفتن آلت تناسلی، سفت کنید اما به سمت پایین نکشید.



دوبار بررسی کنید که هیچ پوستی روی شیار یا زیر نوار سیلیکونی وجود نداشته باشد، در صورت وجود، پوست را به سمت بدن بکشید تا از نیشگون گرفتن آن جلوگیری کنید. برای برداشتن آندروپنیس، فنرها را با فشار دادن به پایین بدنه فشرده کنید، نوار سیلیکونی (قطعه 14) را از بست های تکیه گاه بالایی (قطعه 13) رها کنید و اندازه حلقه سیلیکونی را افزایش دهید تا آلت تناسلی آزاد شود.

Andropenis® دارای یک سیستم چفت کردن دهانه توسط یک باند است. دو مدل باند **Androcomfort®** و **Androsilicone® band** موجود است. سیستم باند **Androcomfort®** امکان استفاده راحت تر از **Andropenis®** را فراهم می کند. بین گلن و ساقه آلت تناسلی، ناحیه شیار تاجی - پیش پوس قرار می گیرد. باند را در سیستم فوم به نام **Androtop®** معرفی کنید. نحوه استفاده از آنها را در:

www.andromedical.com/videos



Androsupport
دیرم



Andropenis® دارای یک حلقه سیلیکونی است که به عنوان یک سیستم بالشتک به نام **Androring®** عمل می کند. بین گلن و ساقه آلت تناسلی، شیار تاجی - پیش پاچه قرار دارد. نحوه استفاده از آنها را در:

www.andromedical.com/videos



Androsurgery®، **Andropeyronie®** و **Andropenis® Mini** دارای یک بخش پلاستیکی برتر (Androsupport) هستند که برای اصلاح انحنای آلت تناسلی مناسب است (به «راهنمای استفاده از **Androsupport**» مراجعه کنید). www.andropenis.com/ifu



بیش از 8 ساعت در فواصل منظم استفاده نکنید.
هر 2 ساعت، دستگاه باید برای چند دقیقه برداشته شود تا بافت
ها راحت شوند.
با دستگاه نخوابید.

اندازه ی دستگاه	مدت استفاده ی در روز.	
گام عادت کردن		
اندازه ی اولی	3 ساعت	5 روز اول
یک محور کوچک 0,5 سانتیمتری (قطعه 11) وصل کنید	6 ساعت	روز 6 - 10
یک محور کوچک 0,5 سانتیمتری (قطعه 11) وصل کنید	8 ساعت	روز 11 - 15
گام تغییر شکل		
یک محور کوچک 0,5 سانتیمتری (قطعه 11) وصل کنید هر 3 روز	8 ساعت	اولین و دومین ماه
یک محور کوچک 0,5 سانتیمتری (قطعه 11) وصل کنید هر 10 روز	8 ساعت	از سومین ماه
یک محور کوچک 0,5 سانتیمتری (قطعه 11) وصل کنید هر 15 روز	8 ساعت	از پنجمین ماه

نت: برای راحتی خود، و برای اینکه کشش به صورت پیشرفته انجام شود، از پنجمین روز می توانید اول یک محور 0.3 cm اضافه کنید (قطعه 12) و چند روز بعد می توانید با محور
0.5 cm جاگزین کنید (قطعه 11).




درمان رایج، به استثنای نسخه های پزشکی مختلف، شامل 2 دوره است:

☑ یک دوره سازگاری، به مدت 15 روز.

☑ یک دوره تکاملی شامل 3 مرحله مجزا: مرحله تکامل اولیه (ماه اول و دوم)، مرحله میانی (ماه سوم و چهارم) و مرحله تکامل نهایی که از ماه پنجم شروع می شود.

روز اول به عنوان تمرین 10 بار پشت سر هم دستگاه را جا داده و خارج کنید. در صورت انحناء، توصیه می شود دستگاه را دور از انحناء قرار دهید. مثال: اگر خمیدگی به سمت راست دارید، باید دستگاه را در جهت مخالف قرار دهید و آن را به سمت چپ در زیر شلواری قرار دهید. و اگر انحنای رو به پایین دارید، باید دستگاه را در زیر شلواری به سمت پایین قرار دهید (تصاویر زیر را ببینید). هر 2 ساعت، دستگاه باید برای چند دقیقه برداشته شود تا بافت ها راحت شوند. بعد از ماه 5، این دوره استراحت باید هر 1.5 ساعت رعایت شود. از این دوره استراحت برای ماساژ ملایم آلت تناسلی استفاده کنید. دستگاه را با آب و صابون خنثی PH هر 4 روز یکبار بشویید.

صبور باشید و با درمان سازگار باشید، این کلید دستیابی به اهداف شما است. هر گونه انحراف از برنامه درمانی می تواند نتایج به دست آمده را تغییر دهد (با پزشک خود مشورت کنید).



اگر جراحی ساده باشد، توصیه می شود که 15 روز پس از جراحی استفاده از **Androsurgery®** را شروع کنید. اگر جراحی بسیار پیچیده باشد، توصیه می شود که استفاده از **Androsurgery®** را 1 ماه پس از جراحی شروع کنید. همیشه با جراح خود مشورت کنید تا او بتواند مدت زمان شروع استفاده از **Androsurgery®** و مدت زمان پس از جراحی را توصیه کند.

عمل جراحی	گام تغییر شکل	
اولین و دومین ماه	یک محور کوچک 0,5 سانتیمتری (قطعه 11) وصل کنید هر 7 روز	8 ساعت
از سومین ماه	یک محور کوچک 0,5 سانتیمتری (قطعه 11) وصل کنید هر ماه	8 ساعت

حتی اگر معمولاً هیچ ناراحتی وجود ندارد، برخی از روزها ممکن است دستگاه احساس ناراحتی کند. نگران نباشید، به استفاده از دستگاه ادامه دهید. با این حال، در صورت لزوم، ممکن است درمان را برای یک روز قطع کنید.

در صورت احساس درد یا ناراحتی، تغییر رنگ مایل به آبی یا بی حسی چشم، دستگاه را بردارید و آلت تناسلی را ماساژ دهید. با این کار رنگ آلت تناسلی به حالت عادی باز می گردد و احساسات ناخوشایند از بین می روند. اگر در قاعده غده احساس ناراحتی می کنید، برای محافظت از این ناحیه حساس باید از پنبه یا گاز استفاده کنید.

اگر به مدت 15 تا 30 روز نتوانستید دستگاه را بپوشید، درمان را با 1 سانتی متر (0.4 اینچ) کمتر از اندازه دستگاه در آن زمان شروع کنید.

کیبودی آلت تناسلی، واکنش پوست آلت تناسلی در قسمت انتهایی شفت و در پایه آلت تناسلی (محل اعمال حلقه پلاستیکی)، درد، تغییرات دیگرومیک آلت تناسلی، بی حسی غده، احساس سوزن سوزن شدن، ادم یا احتباس مایع در غدد زخم، تحریک، التهاب و ناراحتی به عنوان خطرات باقیمانده شناخته می شوند. اگر هر یک از خطرات باقیمانده زیر در حین استفاده از دستگاه رخ دهد، اکیدا توصیه می کنیم استفاده از آن را متوقف کنید.

از Andropenis® استفاده نکنید: هنگام خواب، در هنگام شرکت در فعالیت بدنی شدید یا ورزش. در حالی که تحت تأثیر مواد مخدر یا الکل تفریحی است. اگر زخم، بیماری مقاربتی یا زخم در ناحیه تناسلی دارید.

هنگام استفاده از دستگاه، استانداردهای بهداشتی دقیق را رعایت کنید. برای دفع ادرار یا مدفوع یا در حین رابطه جنسی دستگاه را بردارید. اگر در حین استفاده از دستگاه نعوظ دارید، نگران نباشید: به سادگی کمی سفت تر احساس می شود.

اگر لکه های سفید روی سرتان ایجاد شد، لازم است به پزشک مراجعه کنید، زیرا ممکن است دچار عفونت قارچی شده باشید. بهداشت فردی بسیار مهم است. دستگاه را تمیز نگه دارید.

استفاده از داروهای تحریک کننده رشد مو (فیناستراید)، دارو برای درمان افسردگی، قرص های خواب آور، آرام بخش ها و آرام بخش ها می تواند به میزان قابل توجهی اثربخشی را کاهش دهد. استفاده از ماینوکسیدیل موضعی برای تحریک رشد مو مجاز است.

در صورت تحریک جزئی، کیبودی آلت تناسلی یا واکنش پوست آلت تناسلی در قسمت انتهایی ساقه یا قاعده آلت تناسلی. به مدت 4 روز از دستگاه استفاده نکنید. پماد ضد سوزش را دو بار در روز صبح و بعدازظهر و پماد شفا بخش را شبها بمالید. اگر زخم باقی ماند، استفاده از دستگاه را متوقف کرده و با پزشک خود تماس بگیرید. اگر در تنه آلت تناسلی احساس ناراحتی کردید، آلت تناسلی را با یک کرم آبرسان به مدت 5 دقیقه هر شب با حرکات کششی ملایم ماساژ دهید.

موارد منع مصرف: بیماران مبتلا به دیابت کنترل نشده، تبخال تناسلی، بیماری های مقاربتی، اورتریت و سیستیت حاد، پروستاتیت حاد، قفق شکمی، درماتیت، سرطان بیضه، سرطان لنفاوی، لنفوم، پاراپنژیک، چهار پاژی و بیمارانی که درمان ضد انعقاد دارند.

عوارض جانبی: Andropenis® به طور خاص برای مصارف پزشکی طراحی شده است و استفاده از آن هیچ گونه عوارض ثانویه ای ندارد، تا زمانی که به درستی تحت نشانه هایی که در این راهنما ذکر شده است استفاده شود.

مشکل	علت احتمالی	راه حل
تأخیری یا درد	تسمه ها خیلی سفت، نامناسب، یا ناهماهنگی هستند	- تسمه ها را کمی شل کنید و تناسب را دوباره بررسی کنید. مطمئن شوید که دستگاه به درستی در امتداد شفت تراز شده است.
		- در صورت لزوم از بالشک اضافی برای کاهش فشار استفاده کنید.
		- اگر درد ادامه داشت، دستگاه را بردارید و با پزشک خود مشورت کنید.
تحریک یا قرمزی پوست	سایش طولانی مدت، تناسب نامناسب، یا حساسیت پوست به مواد	- مطمئن شوید که دستگاه با مدت طولانی بدون وقفه طبق توصیه پوشیده نشود.
		- برای محافظت از پوست از یک کرم مانع یا پد اضافی استفاده کنید.
		- دستگاه را به طور مرتب تمیز کنید تا از تحریک ناشی از عرق و زیاده جلوگیری شود.
		- در صورت تشدید تحریک، مصرف را قطع کرده و با پزشک مشورت کنید.
لغزش یا شل شدن	تسمه ها خیلی شل هستند و کاربرد نادرست دارند	- تسمه ها را مجدداً سفت کنید، مطمئن شوید که آنها پشتیبانی کافی را بدون قطع جریان دارند.
		- مطمئن شوید که دستگاه به درستی تراز و در مرکز آلت تناسلی قرار گرفته است.
		- سایش یا آسیب به تسمه ها یا بست ها را بررسی کنید. در صورت لزوم تعویض کنید.
مشکل در استفاده از دستگاه	موقعیت پایی نادرست	- دستور العمل ها را برای تراز و کاربرد مناسب به دقت دنبال کنید.
		- در صورت نیاز، نمایش فیلم ها را تماشا کنید
دستگاه باعث تورم می شود	فشار بیش از حد ناشی از تسمه، انقباض، یا اندازه نامناسب	- در صورت بروز تورم بلافاصله دستگاه را خارج کنید.
		- دستگاه را به آرامی بیشتر به کار ببرید و از جریان خون مناسب اطمینان حاصل کنید.
		- اگر تورم ادامه داشت، قبل از شروع مجدد مصرف با پزشک خود مشورت کنید.
خرابی یا آسیب به دستگاه	سایش و پارگی معمولی، نیروی بیش از حد در طول استفاده	- دستگاه را قبل و بعد از هر بار استفاده از نظر سایندهایی یا آسیب دیدگی بررسی کنید.
		- در صورت شکستگی یا خرابی قطعات، دستگاه را تعویض کنید. سعی نکنید خوندان دستگاه آسیب دیده را تعمیر کنید.
بو یا مسائل بهداشتی	نظافت ناکافی	- پس از هر بار استفاده دستگاه را با استفاده از صابون ملایم و آب گرم کاملاً تمیز کنید.
		- قبل از نگهداری یا استفاده مجدد دستگاه را کاملاً خشک کنید.
		- در صورت ایجاد بوی مداوم یا اگر تمیز کردن مشکل را حل نکرد، دستگاه را تعویض کنید.
تسمه ها همچنان جدا می شوند	بست های ضعیف یا فرسوده	- وضعیت تسمه ها و بست ها را بررسی کنید.
		- اگر بست ها دیگر به طور موثر کار نمی کنند، دستگاه را تعویض کنید، زیرا ممکن است پشتیبانی مناسبی ارائه نکنند.



www.andropenis.com

Increase penis size with traction therapy and treat micropenis.



www.andropeyronie.com

Reduce penile curvature and treat Peyronie's disease.



www.androvacuum.com

Improve erections with vacuum therapy and treat erectile dysfunction.



andromedical.com/shop

Spare parts and accessories



www.andropharma.com

PENIS

Increase the own testosterone levels and improve penile lengthening.

VIGOR

Increase men's sexual desire and achieve long lasting erections.

CURVATURE

Inhibit the fibrous plaque of Peyronie with natural anti-inflammatories.

Further information, updates, privacy policy, return-refund policy, disclaimer and conditions of warranty can be found at: www.andromedical.com

© Copyright 1995-2025 Andromedical®, Madrid (Spain).