




1.- Indeksi	1
2.- Pikaopas	2
3.- Kuvaus	6
4.- Komponentit	6
5.- Käyttötarkoitus	6
6.- Mallit	6
7.- Personoi	7
8.- Asennus	8
9.- Taulukot	10
10.- Käyttötapa	11
11.- Leikkaukset	11
12.- Käytön varotoimet	12
13.- Vianmääritys	13
14.- Salkku	14




IFU 30 LANGUAGES

www.andropenis.com/ifu/



01



The device measure is 8cm. Therefore, it must be adjusted to your personal size. Measure your penis size in erection. Subtract 4 cm, the result will be your device **PERSONAL SIZE** to start the treatment.

Das Gerät misst 8cm und muss bei Beginn der Behandlung der eigenen Länge angepasst werden. Messen Sie dafür Ihre Penislänge im erigierten Zustand und ziehen Sie 4cm ab. So erhalten Sie Ihre **PERSÖNLICHE GRÖSSE**.

Le dispositif mesure 8cm par défaut. Cependant, pour commencer le traitement, il doit être ajusté à la longueur de votre pénis. Mesurez votre pénis en érection et soustrayez 4 cm à la mesure. Le résultat sera **LA TAILLE PERSONNELLE**.

El dispositivo mide 8cm por defecto. Sin embargo, para comenzar el tratamiento debe ajustarse a la longitud del dispositivo a su tamaño personal. Para ello mida su pene en erección y reste 4 cm a la medida obtenida. El resultado será el **TAMAÑO PERSONAL**.

Il dispositivo misura 8cm. Per cominciare il trattamento la sua lunghezza deve essere adattata alle dimensioni del pene. Misuri il pene in erezione, sottragga 4cm e in questo modo otterrà la sua **MISURA PERSONALE**.

アンドロペニスのもともとのサイズは8cmです。勃起時のペニスのサイズを測定し、そこから4cm引いた数が治療開始時のアンドロペニスの個人サイズとなります。

طول جهاز الأندروپينيس 8 سم. لذا، لابد من تعديله لحجم قضيبك. قم بقياس طول قضيبك في حالة الإلتصاب ثم قم بطرح 4 سم من هذا الطول و الرقم الناتج سيكون هو طول الجهاز الذي ستبدأ به.

02



Remove the upper plastic support.

Entfernen Sie das obere Plastikteil.

Retirez le support supérieur.


Quite el soporte superior.

Rimuova il supporto superiore in plastica.

プラスチック上部部品を取り外します。

قم بنزع الداعم المصنوع من البلاستيك الموجود في الأعلى.

03



Add as many extension rods as necessary until **the device** matches your **personal size**. Once you have finished, replace the upper plastic support.

Fügen Sie sovielen Achsen wie nötig hinzu, bis **das Gerät** Ihre **persönliche Größe** erreicht hat.

Ajoutez autant d'axes que nécessaire jusqu'à ce que **l'appareil** atteigne votre **taille personnelle**. Ensuite, remplacez le support sur le dessus.


Añada tantos ejes como sean necesarios hasta que alcance la medida de su **tamaño personal**. Después vuelva a colocar el soporte superior.

Aggiunga tante assi quante sono necessarie per raggiungere la sua **misura personale**. Ricollochi il supporto superiore in plastica.

個人サイズになるまで、アンドロベスに短軸を加えていきます。長さの調節が完了したら、始めに取り外したプラスチック上部部品を再び取り付けます。

أضف قضبان عند الضرورة حتى يصل طول جهاز الأندروبسيس إلى **الطول المراد** كما تم حسابه في الأعلى. بمجرد الانتهاء من استخدام الجهاز قم بوضع قطعة البلاستيك مرة أخرى.

04



Thread the silicone band through the Androtop®. Next, insert each band end into the holes of the plastic support.

Stecken Sie das Silikonband durch den Androtop®. Danach passen Sie beide Enden des Silikonbands in die entsprechenden Löcher des oberen Plastikteils ein.

Insérez la bande de silicone à travers Androtop®. Ensuite, insérez chaque extrémité de la bande dans les trous du support supérieur.


Introduzca la cinta de silicona a través del Androtop®. Después, inserte cada extremo de la cinta en los agujeros del soporte superior.

Faccia passare la fascia di silicone attraverso l'Androtop®. Successivamente inserisca entrambi gli estremi della fascia negli appositi fori del supporto superiore.

シリコンバンドをアンドロトプの穴に通します。次に、プラスチック上部部品の穴にシリコンバンドを通すようにしてください。

قم بلف خيط السليكون على الأندروتوب. ثم قم بوضع كل شريط في الأفرام في قطعة البلاستيك.





Your penis must be in flaccidity. Retract your foreskin to uncover your glans completely. We recommend covering the groove of the glans with a gauze, cotton wool and/or even the Androrring® (brown jelly ring).

Ihr Penis muss sich im schlaffen Zustand befinden. Schieben Sie die Vorhaut zurück, sodass Ihre Eichel komplett zum Vorschein kommt. Wir empfehlen Ihnen die Eichel mit einer Gaze, einem Wattebausch oder dem Androrring® (brauner Gelring) zu schützen.


Votre pénis doit être en état de flaccidité. Rétractez le prépuce pour découvrir complètement le gland. Nous recommandons de recouvrir le sillon du gland avec un coton gaze, et / ou même l'Androrring® (anneau marron).

El pene debe estar en flacidez. Retire el prepucio para dejar el glande al descubierto completamente. Recomendamos cubrir el surco del glande con una gasa, algodón o Androrring® (anillo de gel).

Il pene deve trovarsi allo stato flaccido. Ritiri il prepuzio di modo che il glande rimanga completamente scoperto. Consigliamo di proteggere il solco del glande con una garza, cotone o Androrring® (anello in gel).

ペニスが勃起していない状態で、亀頭全体が完全に出るよう包皮を剥きます。亀頭(シリコンバンドが当たる部分)にガーゼやコットン、またはアンドロリング(茶色いシリコンリング)をつけ、保護することをお勧めします。

يجب أن يكون القضيب في حالة الإرتخاء. قم بسحب الجلد الزائد من على رأس القضيب إن وجد. نحن نوصي بتغطية رأس القضيب بقطعة شاش أو قطن أو حتى بالاندورنج. (الحلقة التي لونها بني).



Next, insert your penis through the base ring (the thinnest part of the ring located upwards) and finally through the silicone band loop, resting your glans in the hollow part of the upper plastic support.

Schieben Sie als nächstes Ihren Penis durch den Basisring (die feinere Seite nach oben). Schieben Sie danach die Eichel durch die Schlaufe des Silikonbands, sodass die Eichel gegen die obere Plastikstruktur lehnt.


Ensuite, insérez votre pénis à travers l'anneau de base (la partie la plus mince de l'anneau située vers le haut) et enfin à travers la boucle de la bande en silicone, en reposant votre gland dans la partie creuse du support supérieur en plastique.

Introduzca el pene a través del anillo base colocando la parte más estrecha del anillo hacia arriba. Después haga pasar el glande a través del lazo de la cinta de silicona, dejando que el glande apoye en el soporte superior.

Ora inserisca il pene nell'anello inferiore, orientando la parte più stretta dell'anello verso l'alto. Dopodiché faccia passare il glande attraverso l'anello formato dalla banda in silicone, lasciando che il glande si appoggi al supporto superiore.

次に、ペニスをベースリングに通します(ベースリングは薄くなっているほうが上になります)。さらに、シリコンバンドの輪にペニスを通し、亀頭が上部製品のくぼみに収まるようにします。

ثم قم بوضع قضيبك داخل الحلقة الدائرية (أرق جزء يكون للأعلى) ثم إلى شريط السيليكون و قم بإراحة رأس قضيبك في الجزء المجوف من قطعة البلاستيك.



Keeping the band above your glans, shorten the loop by pulling on each end of the silicone band until the glans is completely held.

Halten Sie das Silikonband über die Eichel und befestigen Sie diese, indem Sie an den beiden Enden des Silikonbands ziehen bis die Eichel fest sitzt.


En maintenant la bande sur le gland, raccourcissez la boucle en tirant sur chaque extrémité de la bande de silicone jusqu'à ce que le gland soit complètement tenu.

Manteniendo la cinta sobre el glande, acorte el lazo estirando cada extremo de la cinta de silicona hasta que el glande quede bien sujeto.

Mantenendo la fascia sul glande, stringa il laccio tirando entrambi gli estremi del laccio di silicone fino a quando il glande non è ben legato.

龟头をシリコンバンドの輪に通した後、バンドの両端を少しずつ下に引っ張り、ペニスが器具から外れなくなるまで締めていきます。

وضع الشريط فوق رأس القضيب وتقصير الحلقة عن طريق السحب على كل نهاية من شريط السيليكون لحين التأكد من تثبيت رأس القضيب.



Finally, fit the ends of the silicone band into the grooves behind the upper plastic support carefully. You have to stretch the band while pressing into the grooves.

Passen Sie schließlich vorsichtig die Enden des Silikonbands in die Rillen hinter der oberen Plastikstruktur ein. Sie müssen dafür an den Enden des Silikonbands ziehen und gleichzeitig diese in die Rillen drücken.

Enfin, avec précaution, insérez les extrémités de la bande de silicone dans les rainures derrière le support supérieur en plastique. Tirez sur chaque extrémité pour les rendre plus fines tout en appuyant pour les faire rentrer dans les rainures.

Finalmente, ajuste los extremos de la cinta de silicona en las hendiduras de detrás del soporte superior con cuidado. Debe estirar la cinta a la vez que presiona sobre las hendiduras.

Infine inserisca con attenzione le estremità del laccio di silicone nelle fessure presenti sul dorso del supporto superiore. È necessario tirare il laccio nel momento in cui lo si inserisce nelle scanalature.

最後に、シリコンバンドの端を慎重に上部プラスチックサポートの背後の溝にはめ込みます。溝にバンドを押し込みながらバンドを引っ張ってください。

أخيراً، ضع شريط السيليكون في الأخاديد وراء قطعة البلاستيك العلوي بعناية. يجب عليك تمديد الشريط أثناء الضغط عليه في الأخاديد.



3 Kuvaus

Andropenis® on peniksen ulkoisesti penikseen kiinnitettävä penissuojus. Se voi käyttää penikseen kevyttä vetoa peniksen vetolaitteena tai sitä voidaan käyttää ilman vetoa peniksen lastana, käyttötarkoituksesta riippuen.

4 Komponentit

Andropenis® koostuu muovisesta perusrankaasta, kahdesta metalliakselistä, joissa on sisäiset jouset, ja ylemmästä muovisesta tuesta, jossa on silikoninauha. Muovikappaleet on valmistettu POM-muovista, synteettisestä materiaalista, johon palavat nesteet, kuten alkoholi, eivät vaikuta. Nauha on lääketieteellistä silikonia. **Andropenis®** goldin metalliakselit on valmistettu messingistä, joka on päällystetty 24 karaatin kultakerroksella. Jouset on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja akselit kirurgisesta alumiinista.

COMPONENTS (fig. 1): 1-plastic base ring, 2-rounded hinge nut, 3-threaded bar, 4-threaded adjustable shaft, 5-metal shaft, 6-screw, 7-spring, 8-screw to secure the spring, 9-large 4 cm rod (1.6"), 10-medium 2 cm rod (0.8"), 11-small 0.5 cm rod (0.2"), 12-smallest rod 0.3 cm (0.1"), 13-upper plastic support, 14-silicone band, 15-protective cushion, 16-silicone rings.

HUOMIOI: On suositeltavaa hieroa hellästi pienen pyyhkeen avulla tippa öljyä osien 4 ja 5 väliin paremman luiston takaamiseksi (kts. OIL).

5 Käyttötarkoitus

- Estää peniksen epämuodostumia urologisten leikkausten tai sairauksien jälkeen (lastan käyttö).
- Korjataan urologisten leikkausten tai sairauksien aiheuttama peniksen epämuodostuma (vetokäyttö).
- Pidentää peniksen pituutta mikropenis- ja pienen peniksen oireyhtymässä (vetokäyttö).
- Riittävän peniksen jäykkyyden luominen tai ylläpitäminen yhdyntää varten (lastan käyttö).

6 Mallit

- **Andropenis Peyronie**, estämään tai korjaamaan peniksen epämuodostumia sairauden yhteydessä.
- **Andropenis Surgery**, estämään tai korjaamaan peniksen epämuodostumia leikkausten jälkeen.
- **Andropenis Mini**, pidentää peniksen pituutta tai auttaa yhdynnässä, mikropeniksessä.
- **Andropenis Gold**, pidentää peniksen pituutta tai auttaa yhdynnässä, herkällä iholla.
- **Andropenis Pro**, pidentää peniksen pituutta tai auttaa yhdynnässä, säännöllisessä peniksessä.



fig. 1

Andropenis® alkumitta on 8 cm (3.1"). Tuotteen koko on mitattu muovirenkaan alaosa metallirenkaan kärkeen saakka (kuva 4, ALKUTILA).

Muokkaa **Andropenis®** oman peniksesi koon mukaan. Mittaa peniksesi pituus ja ympärysmitta sekä lepotilassa että erektiossa mittanauhan avulla (kuvat 2 ja 3).

Laske **Andropenis®** henkilökohtainen mittavaatimus vähentämällä 4 cm (1.6") peniksesi erektiopituudesta.




fig. 2



fig. 3




fig. 4

Esimerkki: 14.7 cm. – 4 cm. = 10.7 cm. > Henkilökohtainen mittavaatimus Andropenis® = 10.7 cm.

Muokkaa tuote henkilökohtaista mittatulostasi vastaavaksi.

Irroita ensin kärkiosan muovituki nostamalla sitä ylöspäin (kuva 5) ja lisää tarvittava määrä tankoja, jotta **Andropenis®** saavuttaa henkilökohtaisen mittavaatimuksesi (kuva 4, HENKILÖKOHTAINEN).

Esimerkki. Henkilökohtainen mittavaatimus on 10.7 cm. = **Andropenis®** alkuperäinen koko (8 cm.) + osa 10 (2 cm.) + osa 11 (0.5 cm.).



Kuinka käyttää

HUOM:

Andropenis Minin alkuperäinen koko on 7 cm. Jos sinulla on tämä versio, aloita sopeutumisaika tästä mitasta (7 cm) ja pidä tämä mitta 15 päivän ajan: käytä laitetta ensimmäisenä päivänä 3 tuntia, ja lisää käyttöaika asteittain päivien kuluessa. Ensimmäisten 15 päivän jälkeen lisää käyttöaika käyttötaulukoiden mukaisesti (ks. alla).



fig. 5

Suojaavan apteekkipuuvillanauhan käyttö on **PAKOLLINEN**, ja se on asetettava glansin alapuolella olevaan uraan. Aseta yksi silikoninauhamalleista (Kappale 14), joka sopii parhaiten peniksen koon mukaan sopivaan suojatyynyyn (Kappale 15). Työnnä silikoninauhan päät ylemmän muovituen (pala 13) takapuolella oleviin reikiin siten, että nauha muodostaa silmukan.

Kun penis on löysä, liu'uta koko esinahka (ympärileikkaamattomilla miehillä) varren päälle (kuva 7) ja aseta silikonirengas peniksen kruunun alapuolelle kohtaan, jossa se kohtaa peniksen varren (kuva 8).



fig. 7

Kiima ei saa joutua suoraan kosketukseen laitteen kanssa. Seuraavaksi venytä penis pois päin vartalosta niin, että se on pidentynyt löysänä.



fig. 8

Ota perusringas (osa 1) niin, että renkaan kapein osa on ylöspäin. Aseta penis perusringkaan (osa 1) läpi ja aseta se ylemmän muovituen (osa 13) syvennykseen. Aseta vasen käsi ylemmän tuen päälle (pala 13) ja työnnä laitetta vartalooasi vasten puristaen sisäiset jouset (kuva 9).



fig. 9

Pidä vasen käsi paikallaan ja vedä oikean käden sormilla glanssi silikoninauhan muodostaman silmukan läpi (kuva 10).



fig. 10



Miten korjata

Aseta vasemman käden peukalo peniksen päälle pitämään penis paikallaan, kun silikonisilmukkaa lyhennetään vähitellen vetämällä oikealla kädellä nauhan molemmista päistä (kuva 11).



fig. 11

Vedä ihoa hitaasti peniksen molemmilta puolilta kehoa kohti, jotta iho ei puristu tai ettei peniksen uran päälle jää taitteita (kuva 12).

Silikonisilmukan on oltava kiinni ja linjassa peniksen uran kanssa ilman, että se sattuu, mutta riittävän tiukasti, jotta peniksen on estettävä sen liukuminen ulos. Kiinnitä silikoninauha varovasti ylemmän tuen alapuolella oleviin kiinnikkeisiin (kuva 13) venyttämällä nauhaa joka kerta, kun painat syvennyksiin.

Kiristä mutta älä vedä alaspäin, jotta penis ei puristuisi.

Tarkista, ettei uran yläpuolella tai silikoninauhan alapuolella ole ihoa, jos on, vedä ihoa kohti vartaloa, jotta se ei puristu. **Andropenis®**:n irrottamiseksi purista jouset painamalla vartaloa vasten alaspäin, vapauta silikoninauha (osa 14) ylemmässä tuessa (osa 13) olevista kiinnikkeistä ja lisää silikonisilmukan kokoa peniksen vapauttamiseksi.

Andropenis®:ssä on kiinnitysjärjestelmä, jossa kiima kiinnitetään nauhalla. saatavilla on kaksi mallia **Androcomfort®**-nauha ja **Androsilicone®**-nauha. **Androcomfort®**-nauhajärjestelmä mahdollistaa **Andropenis®**:n entistäkin kätevämmän käytön. Se asetetaan peniksen glanssin ja varren väliin, coronal sulcus -alueelle-prepuksioon. Aseta nauha vaahtomuovijärjestelmään nimeltä Androtop®. Katso, miten niitä käytetään: www.andromedical.com/videos






fig. 12



fig. 13



Androsupport-opas




Andropenis® -valmisteessa on silikonirengas, joka toimii **Androring®**-nimisenä pehmusteena. Se sijaitsee peniksen kitalakeen ja varren välissä, koronaalisulcus-prepukki-alueella. Katso, miten niitä käytetään osoitteessa: www.andromedical.com/videos

Andropeyronie®:ssä®, Androsurgery®:ssä® ja **Andropenis® Mini:ssä** on peniksen kaarevuuksien korjaamiseen soveltuva ylivertainen muovinen osa (Androsupport) (katso "Androsupportin käyttöopas"): www.andropenis.com/ifu

	VÄLINEEN KOKO	Päivittäinen kesto
	Totutusvaihe	
Ens. 5 päivää	Alkuperäinen koko	3 tuntia
Päivät 6 - 10	Lisää pieni 0.5cm tanko (osa 11).	6 tuntia
Päivät 11 - 15	Lisää pieni 0.5cm tanko (osa 11).	8 tuntia
	Kehitysvaihe	
Ens. kaksi kuukautta	Lisää pieni 0.5cm tanko (osa 11) joka 7. päivä	8 tuntia
3. ja 4. kuukausi	Lisää pieni 0.5cm tanko (osa 11) joka 10. päivä	8 tuntia
5. kuukaudesta eteenpäin	Lisää pieni 0.5cm tanko (osa 11) joka 15. päivä	8 tuntia

SUOSITELTU

Lepää ja hiero penistä ja kitalakea





2 tai 1,5 tunnin välein

Älä käytä yli 8 tuntia säännöllisin väliajoin.

Laite on poistettava 2 tunnin välein muutamaksi minuutiksi, jotta kudokset voivat rentoutua.

Älä nuku laitteen kanssa.

Huomioi: Tehdäksesi hoidosta asteittaisempaa, on mahdollista lisätä viidennessä hoitokuukaudesta alkaen ensin 0.3 cm pitkä tanko (osa 12 ja muuttamaa päivää myöhemmin vaihtaa se 0.5cm pitkään tankoon (osa 11).






10 Käyttötapa

Yleinen hoito, lukuun ottamatta erilaisia lääkemääräyksiä, koostuu kahdesta jaksost:

- 15 päivän pituinen sopeutumisaika.
- Kehitysjakso, joka koostuu kolmesta erillisestä vaiheesta: Evoluution alkuvaihe (1. ja 2. kuukausi), välivaihe (1. ja 2. kuukausi) vaihe (3. ja 4. kuukausi) ja lopullinen kehitysvaihe, joka alkaa 5. kuukaudessa.

Ensimmäisenä päivänä asenna ja poista laite 10 kertaa peräkkäin. Jos kyseessä on kaarevuus, on suositeltavaa asentaa laite pois päin kaarevuudesta. Esimerkki: jos sinulla on oikealle suuntautuva kaarevuus, aseta laite päinvastaiseen suuntaan ja aseta se alushousuissa vasemmalle. Ja jos sinulla on alaspäin suuntautuva kaarevuus, laite on sijoitettava alushousuissa alaspäin (ks. kuvat alla). Laite on poistettava 2 tunnin välein muutamaksi minuutiksi, jotta kudokset voivat rentoutua. Viidennen kuukauden jälkeen tätä lepoaikaa on noudatettava 1,5 tunnin välein. Käytä tämä lepoaika peniksen kevyeen hierontaan. Pese laite PH-neutraalilla saippualla ja vedellä 4 päivän välein.

Ole kärsivällinen ja johdonmukainen hoidon kanssa, sillä se on avain tavoitteiden saavuttamiseen. Hoito-ohjelmasta poikkeaminen voi muuttaa saavutettuja tuloksia (ota yhteys lääkäriin).



11 Leikkaukset

Jos leikkaus on yksinkertainen, **Androsurgery®**-valmisteen käyttö suositellaan aloitettavaksi 15 päivää leikkauksen jälkeen. Jos leikkaus on hyvin monimutkainen, **Androsurgery®**-valmisteen käyttö suositellaan aloitettavaksi 1 kuukausi leikkauksen jälkeen. Ota aina yhteyttä kirurgiisi, jotta hän voi neuvoa, kuinka pian leikkauksen jälkeen **Androsurgery®**:n käyttö on aloitettava ja kuinka kauan se kestää.

KIRURGIA	Kehitysvaihe	
Ens. kaksi kuukautta	Lisää pieni 0.5cm tanko (osa 11) joka 7. päivä	8 tuntia
3. kuukaudesta alkaen	Lisää pieni 0.5cm tanko (osa 11) kuukausittain	8 tuntia

12 Käytön varotoimet

Vaikka epämukavuutta ei yleensä ole, joinakin päivinä laite voi tuntua epämukavalta. Älä huoli, jatka laitteen käyttöä. Tarvittaessa voit kuitenkin keskeyttää hoidon yhdeksi päiväksi.

Jos koet kipua tai epämukavuutta, sinertävää värimuutosta tai puutumista kitalakeen, poista laite ja hiero penistä. Näin peniksen väri palautuu normaaliksi ja epämiellyttävät tuntemukset häviävät. Jos tunnet epämukavuutta peniksen tyvässä, kokeile käyttää puuvillaa tai sideharsoa tämän herkan alueen suojaamiseksi.

Jos et ole pystynyt käyttämään laitetta 15-30 päivään, aloita hoito 1 cm:n (0,4") pienemmällä koolla kuin laitteen silloinen koko.

Peniksen mustelmat, peniksen ihoreaktio varren distaalaisessa osassa ja peniksen tyvässä (muovirenkaan kiinnityskohta), kipu, peniksen värimuutokset, rauhasien puutuminen, pistelytuntemus, turvotus tai nesteen kertyminen rauhasiin, haava, ärsytys, tulehdus ja epämukavuus on tunnistettu jännönsriskeiksi. Jos jokin seuraavista jännönsriskeistä ilmenee laitteen käytön aikana, suosittelemme vahvasti, että lopetat laitteen käytön.

Älä käytä Andropenis®: nukkuaessa, raskaan liikunnan tai urheilun aikana. Virkistysluumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena. Jos sinulla on haavauma, sukupuolitauti tai haava sukupuolielinten alueella.

Noudata tiukkoja hygieniavaatimuksia laitteen käytön aikana. Irrota laite virtsaamista tai ulostamista varten tai yhdyntän aikana. Jos sinulla on erektio laitteen käytön aikana, älä huoli: se vain tuntuu hieman tiukemmalta.

Jos sinulla on valkoisia täpliä kivespussissasi, sinun on mentävä lääkäriin, koska sinulle on saattanut kehittyä sieni-infektio. Henkilökohtainen hygienia on erittäin tärkeää. Pidä laite puhtaana.

Hiusten kasvua stimuloivien lääkkeiden (finasteridi), masennuksen hoitoon käytettävien lääkkeiden, unilääkkeiden, rauhoittavien lääkkeiden ja rauhoittavien lääkkeiden käyttö voi heikentää merkittävästi. Paikallisen minoksidiliini käyttö hiusten kasvun stimuloimiseksi on sallittua.

Jos lievää ärsytystä, peniksen mustelmia tai peniksen ihoreaktiota varren distaalaisessa osassa tai peniksen tyvässä. Älä käytä laitetta 4 päivään. Levitä ärsytystä ehkäisevää voidetta kahdesti päivässä, aamulla ja iltapäivällä, ja parantavaa voidetta yöllä. Jos haava jatkuu, lopeta laitteen käyttö ja ota yhteys lääkäriin. Jos tunnet epämukavuutta peniksen varresta, hiero penistä kosteuttavalla voiteella 5 minuutin ajan joka ilta kevyin venyttelvin liikkein.

Vasta-aiheet: Potilaat, joilla on hallitsematon diabetes, sukuelinherpes, sukupuoliteitse tarttuvat taudit, virtsaputkentulehdus ja akuutti kystiitti, akuutti eturauhastulehdus, vatsatauti, ihotulehdus, kivessyöpä, imusolmukesyöpä, imusolmukesyöpä, halvaantuneet potilaat, nelirajahalvaantuneet potilaat ja potilaat, jotka saavat veren hyytymistä estävää hoitoa.

Sivuvaikutukset: Andropenis® on suunniteltu erityisesti lääkinnälliseen käyttöön eikä sen käyttöön liity sivuvaikutuksia, kunhan sitä käytetään oikein tässä käsikirjassa esitettyjen käyttöaiheiden mukaisesti.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Epämukavuus tai kipu	Hihnat ovat liian kireät, istuvuus on väärä, tai ne ovat väärässä asennossa.	- Löysää hihnoja hieman ja tarkista istuvuus uudelleen. Varmista, että laite on kohdistettu oikein aksella pitkin.
		- Käytä tarvittaessa lisäpehmusteita paineen vähentämiseksi.
		- Jos kipu jatkuu, poista laite ja ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.
Ihoärsytys tai punoitus	Pitkäaikainen käyttö, virheellinen istuvuus tai ihon herkkyyks materiaaleille.	- Varmista, että laitetta ei käytetä liian pitkään ilman taukoja, kuten neuvotaan.
		- Käytä suojavoidetta tai lisäpehmustetta ihon suojaamiseksi.
		- Puhdista laite säännöllisesti, jotta hiki ja roskat eivät aiheuta ärsytystä.
Liukuminen tai irtoaminen	Hihnat ovat liian löysät, vääränlainen soveltaminen	- Jos ärsytys pahenee, lopeta käyttö ja ota yhteys lääkäriin.
		- Kiristä hihnat uudelleen ja varmista, että ne antavat riittävän tuen katkaisematta verenkiertoa.
		- Varmista, että laite on oikein kohdistettu ja keskitetty penikseen.
Laitteen käytön vaikeus	Virheellinen paikannus	- Tarkista, ettei hihnoissa tai kiinnikkeissä ole kulumia tai vaurioita. Vaihda tarvittaessa.
		- Noudata ohjeita huolellisesti oikean kohdistuksen ja soveltamisen varmistamiseksi.
		- Tarvittaessa katso esittelyvideoita
Laite aiheuttaa turvotusta	Hihnojen aiheuttama liiallinen paine, ahtaus tai vääränlainen mitoitus.	- Poista laite välittömästi, jos turvotusta esiintyy.
		- Kiinnitä laite uudelleen löysemmin, jotta varmistetaan oikea verenkierto.
		- Jos turvotus jatkuu, ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen ennen käytön jatkamista.
Laitteen rikkoutuminen tai vahingoittuminen	Normaali kulumisen, liiallinen voimankäyttö käytön aikana	- Tarkasta laite ennen ja jälkeen jokaisen käyttökerran kulumisen tai vaurioiden varalta.
		- Vaihda laite, jos jokin osa on rikkoutunut tai vahingoittunut. Älä yritä korjata vaurioitunutta laitetta itse.
		- Puhdista laite huolellisesti jokaisen käytön jälkeen miedolla saippualla ja lämpimällä vedellä.
Haju- tai hygieniaongelmat	Riittämätön puhdistus	- Kulvaa laite kokonaan, ennen kuin säilytät tai käytät sitä uudelleen.
		- Vaihda laite, jos siihen kehittyä jatkuvaa hajua tai jos puhdistus ei ratkaise ongelmaa.
		- Vaihda laite, jos siihen kehittyä jatkuvaa hajua tai jos puhdistus ei ratkaise ongelmaa.
Hihnat irtoavat	Heikot tai kuluneet kiinnikkeet	- Tarkista hihnojen ja kiinnikkeiden kunto.
		- Vaihda laite, jos kiinnikkeet eivät enää toimi tehokkaasti, sillä ne eivät ehkä anna asianmukaista tukea.



www.andropenis.com

Increase penis size with traction therapy and treat micropenis.



www.andropeyronie.com

Reduce penile curvature and treat Peyronie's disease.



www.androvacuum.com

Improve erections with vacuum therapy and treat erectile dysfunction.



andromedical.com/shop

Spare parts and accessories



www.andropharma.com

PENIS

Increase the own testosterone levels and improve penile lengthening.

VIGOR

Increase men's sexual desire and achieve long lasting erections.

CURVATURE

Inhibit the fibrous plaque of Peyronie with natural anti-inflammatories.

Further information, updates, privacy policy, return-refund policy, disclaimer and conditions of warranty can be found at: www.andromedical.com

© Copyright 1995-2025 Andromedical®, Madrid (Spain).