




1.- Indice	1
2.- Guide rapide	2
3.- Description	6
4.- Composants	6
5.- Utilisation prévue	6
6.- Modèles	6
7.- Personnaliser	7
8.- Montage	8
9.- Tableaux	10
10.- Méthode d'utilisation	11
11.- Chirurgies	11
12.- Précautions d'emploi	12
13.- Résolution des problèmes	13
14.- Portefeuille	14



**IFU 30 LANGUAGES**

[www.andropenis.com/ifu/](http://www.andropenis.com/ifu/)

01



The device measure is 8cm. Therefore, it must be adjusted to your personal size. Measure your penis size in erection. Subtract 4 cm, the result will be your device **PERSONAL SIZE** to start the treatment.

Das Gerät misst 8cm und muss bei Beginn der Behandlung der eigenen Länge angepasst werden. Messen Sie dafür Ihre Penislänge im erigierten Zustand und ziehen Sie 4cm ab. So erhalten Sie Ihre **PERSÖNLICHE GRÖSSE**.

Le dispositif mesure 8cm par défaut. Cependant, pour commencer le traitement, il doit être ajusté à la longueur de votre pénis. Mesurez votre pénis en érection et soustraire 4 cm à la mesure. Le résultat sera **LA TAILLE PERSONNELLE**.

El dispositivo mide 8cm por defecto. Sin embargo, para comenzar el tratamiento debe ajustarse a la longitud del dispositivo a su tamaño personal. Para ello mida su pene en erección y reste 4 cm a la medida obtenida. El resultado será el **TAMAÑO PERSONAL**.

Il dispositivo misura 8cm. Per cominciare il trattamento la sua lunghezza deve essere adattata alle dimensioni del pene. Misuri il pene in erezione, sottragga 4cm e in questo modo otterrà la sua **MISURA PERSONALE**.

アンドロペニスのもとものサイズは8cmです。勃起時のペニスのサイズを測定し、そこから4cm引いた数が治療開始時のアンドロペニスの個人サイズとなります。

طول جهاز الأندروپينيس 8 سم. لذا، لابد من تعديل حجم قضيبك. قم بقياس طول قضيبك في حالة الانتصاب ثم قم بطرح 4 سم من هذا الطول والرقم الناتج سيكون هو طول الجهاز الذي ستبدأ به.

02



Remove the upper plastic support.

Entfernen Sie das obere Plastikteil.

Retirez le support supérieur.

Quite el soporte superior.


Rimuova il supporto superiore in plastica.

プラスチック上部部品を取り外します。

قم ببنزع الداعم المصنوع من البلاستيك الموجود في الأعلى.



03



Add as many extension rods as necessary until **the device** matches your **personal size**. Once you have finished, replace the upper plastic support.

Fügen Sie sovielen Achsen wie nötig hinzu, bis **das Gerät** Ihre **persönliche Größe** erreicht hat.

Ajoutez autant d'axes que nécessaire jusqu'à ce que **l'appareil** atteigne votre **taille personnelle**. Ensuite, remplacez le support sur le dessus.


Añada tantos ejes como sean necesarios hasta que alcance la medida de su **tamaño personal**. Después vuelva a colocar el soporte superior.

Aggiunga tante assi quante sono necessarie per raggiungere la sua **misura personale**. Ricollochi il supporto superiore in plastica.

個人サイズになるまで、アンドロベスに短軸を加えていきます。長さの調節が完了したら、始めに取り外したプラスチック上部部品を再び取り付けます。

أضف قضبان عند الضرورة حتى يصل طول جهاز الأندروبسيس إلى **الطول** المراد كما تم حسابه في الأعلى. بمجرد الانتهاء من استخدام الجهاز قم بوضع قطعة البلاستيك مرة أخرى.

04



Thread the silicone band through the Androtop®. Next, insert each band end into the holes of the plastic support.

Stecken Sie das Silikonband durch den Androtop®. Danach passen Sie beide Enden des Silikonbands in die entsprechenden Löcher des oberen Plastikteils ein.

Insérez la bande de silicone à travers Androtop®. Ensuite, insérez chaque extrémité de la bande dans les trous du support supérieur.


Introduzca la cinta de silicona a través del Androtop®. Después, inserte cada extremo de la cinta en los agujeros del soporte superior.

Faccia passare la fascia di silicone attraverso l'Androtop®. Successivamente inserisca entrambi gli estremi della fascia negli appositi fori del supporto superiore.

سيليكون باندو أندروتوب في فتحة. ثم قم بوضع كل شريط في الأخرام في فتحة البلاستيك.



05



Your penis must be in flaccidity. Retract your foreskin to uncover your glans completely. We recommend covering the groove of the glans with a gauze, cotton wool and/or even the Androring® (brown jelly ring).

Ihr Penis muss sich im schlaffen Zustand befinden. Schieben Sie die Vorhaut zurück, sodass Ihre Eichel komplett zum Vorschein kommt. Wir empfehlen Ihnen die Eichel-furche mit einer Gaze, einem Wattebausch oder dem Androring® (brauner Gelring) zu schützen.

Votre pénis doit être en état de flaccidité. Rétractez le prépuce pour découvrir complètement le gland. Nous recommandons de recouvrir le sillon du gland avec un coton gaze, et / ou même l'Androring® (anneau marron).


El pene debe estar en flacidez. Retire el prepucio para dejar el glande al descubierto completamente. Recomendamos cubrir el surco del glande con una gasa, algodón o Androring® (anillo de gel).

Il pene deve trovarsi allo stato flaccido. Ritiri il prepuzio di modo che il glande rimanga completamente scoperto. Consigliamo di proteggere il solco del glande con una garza, cotone o Androring® (anello in gel).

ペニスが勃起していない状態、亀頭全体が完全に出るよう包皮を剥きます。亀頭(シリコンバンドが当たる部分)にガーゼやコットン、またはアンドロリング(茶色いシリコンリング)をつけ、保護することをお勧めします。

يجب أن يكون القضيب في حالة الإرتخاء. قم بسحب الجلد الزائد من على رأس القضيب إن وجد. نحن نوصي بتغطية رأس القضيب بقطعة شاش أو قطن أو حتى بالاندورينج. (الحلقة التي لونها بني).

06



Next, insert your penis through the base ring (the thinnest part of the ring located upwards) and finally through the silicone band loop, resting your glans in the hollow part of the upper plastic support.

Schieben Sie als nächstes Ihren Penis durch den Basiring (die feinere Seite nach oben). Schieben Sie danach die Eichel durch die Schlaufe des Silikonbands, sodass die Eichel gegen die obere Plastikstruktur lehnt.

Ensuite, insérez votre pénis à travers l'anneau de base (la partie la plus mince de l'anneau située vers le haut) et enfin à travers la boucle de la bande en silicone, en reposant votre gland dans la partie creuse du support supérieur en plastique.


Introduzca el pene a través del anillo base colocando la parte más estrecha del anillo hacia arriba. Después haga pasar el glande a través del lazo de la cinta de silicona, dejando que el glande apoye en el soporte superior.

Ora inserisca il pene nell'anello inferiore, orientando la parte più stretta dell'anello verso l'alto. Dopodiché faccia passare il glande attraverso l'anello formato dalla banda in silicone, lasciando che il glande si appoggi al supporto superiore.

次に、ペニスをベースリングに通します(ベースリングは薄くなっているほうが上になります)。さらに、シリコンバンドの輪にペニスを通し、亀頭が上部製品のくぼみに収まるようにします。

ثم بوضع قضيبك داخل الحلقة الدائرية (أرق جزء يكون للأعلى) ثم إلى شريط السيليكون و قم بإراحة رأس قضيبك في الجزء المجوف من قطعة البلاستيك.





Keeping the band above your glans, shorten the loop by pulling on each end of the silicone band until the glans is completely held.

Halten Sie das Silikonband über die Eichel und befestigen Sie diese, indem Sie an den beiden Enden des Silikonbands ziehen bis die Eichel fest sitzt.

En maintenant la bande sur le gland, raccourcissez la boucle en tirant sur chaque extrémité de la bande de silicone jusqu'à ce que le gland soit complètement tenu.

Manteniendo la cinta sobre el glande, acorte el lazo estirando cada extremo de la cinta de silicona hasta que el glande quede bien sujeto.

Mantenendo la fascia sul glande, stringa il laccio tirando entrambi gli estremi del laccio di silicone fino a quando il glande non è ben legato.

龟头をシリコンバンドの輪に通した後、バンドの両端を少しずつ下に引っ張り、ペニスが器具から外れなくなるまで締めていきます。

وضع الشريط فوق رأس القضيب وتقصير الحلقة عن طريق السحب على كل نهاية من شريط السيليكون لحين التأكد من تثبيت رأس القضيب.



Finally, fit the ends of the silicone band into the grooves behind the upper plastic support carefully. You have to stretch the band while pressing into the grooves.

Passen Sie schließlich vorsichtig die Enden des Silikonbands in die Rillen hinter der oberen Plastikstruktur ein. Sie müssen dafür an den Enden des Silikonbands ziehen und gleichzeitig diese in die Rillen drücken.

Enfin, avec précaution, insérez les extrémités de la bande de silicone dans les rainures derrière le support supérieur en plastique. Tirez sur chaque extrémité pour les rendre plus fines tout en appuyant pour les faire rentrer dans les rainures.

Finalmente, ajuste los extremos de la cinta de silicona en las hendiduras de detrás del soporte superior con cuidado. Debe estirar la cinta a la vez que presiona sobre las hendiduras.

Infine inserisca con attenzione le estremità del laccio di silicone nelle fessure presenti sul dorso del supporto superiore. È necessario tirare il laccio nel momento in cui lo si inserisce nelle scanalature.

最後に、シリコンバンドの端を慎重に上部プラスチックサポートの背後の溝にはめ込みます。溝にバンドを押し込みながらバンドを引っ張ってください。

أخيراً، ضع شريط السيليكون في الأحاديث وراء قطعة البلاستيك العلوي بعناية. يجب عليك تمديد الشريط أثناء الضغط عليه في الأحاديث.



### 3 Description

**Andropenis®** est une attelle pénienne qui se fixe à l'extérieur du pénis. Elle peut exercer une légère traction sur le pénis en tant que dispositif de traction pénienne ou être utilisée sans traction en tant qu'attelle pénienne, en fonction de l'utilisation prévue.

### 4 Composants

**Andropenis®** se compose d'un anneau en plastique (à la base), de deux barrettes en métal avec ressorts internes et d'une pièce supérieure en plastique sur laquelle se fixe un élastique en silicone. Les pièces en plastique sont en POM (matériau non inflammable). L'élastique en silicone est à usage médical. Les barrettes métalliques **d'Andropenis® gold** sont en nickel plaquées avec une fine couche d'or 24 carats. Les ressorts sont en acier léger et les axes sont en aluminium chirurgical.

COMPOSANTS (fig. 1): 1-anneau de la base, 2-pièce ronde avec orifice, 3-barrette filetée, 4-axe d'ajustement avec filetage inférieur, 5-axe métallique, 6-vis, 7-ressort, 8-axe de fixation du ressort, 9-axe grand de 4 cm, 10-axe moyen de 2 cm, 11-axe petit de 0,5 cm, 12-axe mineur de 0,3 cm, 13-support supérieur en plastique, 14-élastique en silicone, 15-tube de protection, 16-anneaux en silicone.

NOTE: Il est recommandé de mettre une goutte d'huile entre les pièces 4 et 5 afin de permettre un meilleur glissement (voir OIL).

### 5 Utilisation prévue

- ❏ Prévenir la déformation du pénis après une chirurgie urologique ou une maladie (utilisation d'une attelle).
- ❏ Corriger les déformations du pénis dues à des chirurgies urologiques ou à des maladies (utilisation de la traction).
- ❏ Allonger la longueur du pénis en cas de micropénis et de syndrome du petit pénis (utilisation de la traction).
- ❏ Créer ou maintenir une rigidité pénienne suffisante pour les rapports sexuels (utilisation d'une attelle).

### 6 Modèles

- ❏ **Andropenis Peyronie**, pour prévenir ou corriger la déformation du pénis en cas de maladie.
- ❏ **Andropenis Surgery**, pour prévenir ou corriger une déformation du pénis après une intervention chirurgicale.
- ❏ **Andropenis Mini**, pour augmenter la longueur du pénis ou faciliter les rapports sexuels, dans le cas d'un micropénis.
- ❏ **Andropenis Gold**, pour allonger le pénis ou faciliter les rapports sexuels, dans les peaux sensibles.
- ❏ **Andropenis Pro**, pour augmenter la longueur du pénis ou faciliter les rapports sexuels, dans le cas d'un pénis régulier.







fig. 1

## 7 Personnaliser

La taille initiale de l'extenseur **Andropenis®** est de 8 cm. L'appareil se mesure depuis le bord inférieur de l'anneau jusqu'au bord supérieur de l'axe métallique (fig.4, INITIAL). Personnalisez votre **Andropenis®** selon la taille de votre pénis.

A l'aide d'un mètre ruban, mesurez la longueur de votre pénis en flaccidité puis la longueur et le périmètre en érection (fig. 2 et 3).

Calcul de la taille de votre **Andropenis®**: soustraire 4 cm. à la longueur de votre pénis en érection.



**Exemple: 14.7 cm. – 4 cm. = 10.7 cm. Taille de votre Andropenis®**

Maintenant vous devez ajuster la taille de l'appareil afin que sa longueur soit celle que vous avez calculée.

D'abord, enlevez le support supérieur en plastique en tirant vers le haut (fig. 5).

Rajoutez au bout de l'appareil autant de pièces que nécessaire pour que l'extenseur **Andropenis®** s'ajuste à cette taille (fig. 4 PERSONAL).

**Exemple:** Taille personnelle de 10.7 cm. = **Andropenis®** initial (8 cm.) + pièce 10 (2 cm.) + pièce 11 (0.5 cm.)



Comment l'utiliser

### Remarque:

La taille initiale de la version Mini de Andropenis est de 7 cm. Si vous disposez de cette version, démarrez la période d'adaptation à cette mesure (7cm) et maintenez-la pendant 15 jours: le premier jour, utilisez l'appareil pendant 3 heures, et augmentez peu à peu le temps d'utilisation. Après les 15 premiers jours, démarrez la période d'évolution, telle qu'indiquée sur les tableaux d'utilisation (voir plus loin).



## 8 Montage

L'utilisation d'une bande de protection en coton de pharmacie est **OBLIGATOIRE**. Insérez un des modèles d'élastique en silicone (pièce 14) dans le tube de protection (pièce 15) qui s'adapte le mieux. Maintenant, veuillez introduire les deux extrémités de l'élastique en silicone dans les orifices prévus à cet effet sur le support en plastique (pièce 13). De cette manière l'élastique en silicone forme une boucle.

Décalotez le gland lorsque la verge se trouve en flaccidité (fig. 7) et placez un anneau en silicone autour du sillon du gland c'est-à-dire le creux qui sépare la verge du gland (fig. 8).



fig. 7

L'anneau sert de protection et évite que l'instrument ne soit en contact direct avec le gland. Ensuite, faites sortir le pénis afin qu'il reste étiré en flaccidité.



fig. 8

Placez l'anneau de la base (pièce 1) avec la partie la plus étroite vers le haut. Introduisez le pénis dans l'anneau de la base (pièce 1), en posant le gland sur le creux du support supérieur en plastique (pièce 13). Placez la main gauche sur le support supérieur (pièce 13) et appuyez légèrement sur l'appareil pour le raccourcir (fig. 9).



fig. 9

Maintenez le gland à l'aide de la main gauche et avec la main droite, faites le sortir à travers l'élastique en silicone jusqu'à ce que le bord du gland soit au-dessus de l'élastique en silicone (fig. 10).



fig. 10



Comment réparer

Placez le pouce de votre main gauche à proximité du frein, pour soutenir le gland. Réduisez doucement la boucle de l'élastique en silicone qui entoure le gland en tirant sur les extrémités. (Fig. 11).



fig. 11

Faites-le doucement. Tirez la peau vers le bas pour éviter tout pincement ou blessure sur le frein (fig. 12).

Le gland doit être un peu serré par l'élastique en silicone: suffisamment pour qu'il ne sorte pas, mais sans que cela soit douloureux. Libérez votre main gauche et avec délicatesse, introduisez les extrémités de l'élastique en silicone dans les fentes prévues à cet effet sur la partie postérieure du support (pièce 13) en tirant sur chaque extrémité de manière à ce qu'elle puisse s'y glisser facilement.

### Serrez, mais ne tirez pas vers le bas pour éviter les pincements.

Vérifiez qu'il n'y a pas de plis à la base du gland ou sous l'élastique en silicone. Dans le cas contraire, tirez la peau vers le bas pour éviter tout pincement. Pour enlever **Andropenis®**, appuyez l'appareil vers votre corps afin de comprimer les ressorts internes. Une fois dans cette position, retirez l'élastique en silicone (pièce 14) du support supérieur (pièce 13), agrandissez progressivement l'élastique en silicone et libérez le gland.

**Andropenis®** dispose d'un système de maintien du gland en forme de bande. Il existe deux modèles: l'élastique **Androcomfort®** et l'élastique **Androsilicone®**. Le système **Androcomfort®** permet une utilisation plus confortable de **Andropenis®**. Il se place entre le gland et la verge du pénis, dans la zone du sillon balano-préputial. Introduire le groupe dans le système de mousse appelé Androtop®. Voir comment les utiliser dan: [www.andromedical.com/videos](http://www.andromedical.com/videos)





fig. 12



fig. 13




Androsupport  
Guide



**Andropenis®** est doté d'un anneau en silicone qui fonctionne comme un système de rembourrage appelé **Androring®**. Il se situe entre le gland et la verge du pénis, le sillon coronal - prépuce. Voir comment les utiliser dans: [www.andromedical.com/videos](http://www.andromedical.com/videos)

**Andropeyronie®, Androsurgery®** et **Andropenis® Mini** ont une partie plastique supérieure (Androsupport) adaptée à la correction des courbures pénienies (voir le "Guide d'utilisation de l'Androsupport"). [www.andropenis.com/ifu](http://www.andropenis.com/ifu)




# 9 Tableaux

	TAILLE DE L'APPAREIL	DUREE PAR JOUR
	Période d'Adaptation	
5 premiers jours	Taille initiale	3 heures
Jour 6 - 10	Ajoutez un axe petit de 0,5 cm. (pièce 11)	6 heures
Jour 11 - 15	Ajoutez un axe petit de 0,5 cm. (pièce 11)	8 heures
	Période d'Evolution	
1er et 2ème mois	Ajoutez un axe petit de 0,5 cm. (pièce 11) tous les 7 jours.	8 heures
3ème et 4ème mois	Ajoutez un axe petit de 0,5 cm. (pièce 11) tous les 10 jours.	8 heures
A partir du 5ème mois	Ajoutez un axe petit de 0,5 cm. (pièce 11) tous les 15 jours.	8 heures

## RECOMMANDÉ

Repos et massage pénis et gland





Toutes les 2 ou 1,5 heures

Ne pas utiliser l'appareil pendant plus de 8 heures à intervalles réguliers.

Toutes les 2 heures, l'appareil devra être retiré pendant quelques minutes pour permettre aux tissus de se détendre.

Ne pas dormir avec l'appareil.

**Note:** pour votre confort, à partir du 5ème mois, vous pouvez d'abord ajouter un axe de 0,3 cm. (pièce 12) et le remplacer quelques jours plus tard par l'axe de 0,5 cm. (pièce 11) pour que la traction s'effectue de manière progressive.




## 10 Méthode d'utilisation

Le traitement habituel à exception d'autres prescriptions médicales différentes, se compose de 2 périodes:

- Une période d'Adaptation, d'une durée de 15 jours.
- Une période d'Evolution, divisée en 3 phases: phase d'évolution initiale (1er et 2ème mois), phase intermédiaire (3ème et 4ème mois) et phase d'évolution finale qui commence au début du 5ème mois.

Le premier jour, à titre d'entraînement, mettez en place et retirez le dispositif 10 fois de suite. En cas de courbure, il est recommandé de placer l'appareil à l'opposé de la courbure. Exemple : si vous avez une courbure vers la droite, vous devez placer l'appareil dans la direction opposée, en le plaçant à gauche dans le sous-vêtement. Et si vous avez une courbure vers le bas, vous devez placer l'appareil vers le bas dans la culotte (voir les images ci-dessous). Toutes les 2 heures, l'appareil devra être retiré pendant quelques minutes pour permettre aux tissus de se détendre. Après les 5e mois, cette période de repos doit être observée toutes les 1,5 heures. Profitez de cette période de repos pour masser légèrement le pénis. Lavez le dispositif avec de l'eau et du savon au PH neutre tous les 4 jours.

**Soyez patient et cohérent avec le traitement, c'est la clé pour atteindre vos objectifs. Tout écart par rapport au programme de traitement peut altérer les résultats obtenus (consultez votre médecin).**



## 11 Chirurgies

Si la chirurgie est simple, il est conseillé de commencer à utiliser **Androsurgery®** 15 jours après la chirurgie. Si la chirurgie est complexe, il est conseillé de commencer à utiliser **Androsurgery®** 1 mois après la chirurgie. Demandez l'avis de votre chirurgien pour qu'il vous indique quand commencer à utiliser **Androsurgery®** ainsi que la durée du traitement.

CHIRURGIE	Période d'Evolution	
1er et 2ème mois	Ajoutez un axe petit de 0,5 cm. (pièce 11) tous les 7 jours.	8 heures
A partir du 3ème mois	Ajoutez un axe petit de 0,5 cm. (pièce 11) tous les mois	8 heures

## 12 Précautions d'emploi

Bien qu'il n'y ait généralement pas d'inconfort, certains jours le dispositif peut être inconfortable. Ne vous inquiétez pas, continuez à utiliser le dispositif. Toutefois, si nécessaire, vous pouvez interrompre le traitement pendant un jour.

Si vous ressentez une douleur ou une gêne, une coloration bleutée ou un engourdissement du gland, retirez le dispositif et massez le pénis. Ce faisant, la couleur du pénis reviendra à la normale et les sensations désagréables disparaîtront. Si vous ressentez une gêne à la base du gland, essayez de porter du coton ou de la gaze pour protéger cette zone sensible.

Si vous n'avez pas pu porter le dispositif pendant 15 à 30 jours, commencez le traitement à 1 cm (0,4") de moins que la taille du dispositif à ce moment-là.

Les risques résiduels sont les suivants : ecchymoses du pénis, réaction cutanée dans la partie distale de la verge et à la base du pénis (site d'application de l'anneau en plastique), douleur, changements dyschromiques du pénis, engourdissement des glandes, sensation de picotement, œdème ou rétention de liquide dans les glandes, plaie, irritation, inflammation et inconfort.

**Ne pas utiliser Andropenis®** pendant le sommeil, pendant une activité physique ou sportive intense. Sous l'effet de drogues récréatives ou d'alcool. Si vous avez un ulcère, une maladie sexuellement transmissible ou une plaie dans la région génitale.

Maintenir des normes d'hygiène strictes pendant l'utilisation de l'appareil. Retirer le dispositif pour uriner ou déféquer ou pendant les rapports sexuels. Si vous avez une érection pendant l'utilisation du dispositif, ne vous inquiétez pas : il sera simplement un peu plus serré.

Si des taches blanches apparaissent sur le gland, il est nécessaire de consulter un médecin, car il se peut que vous ayez développé une infection fongique. L'hygiène personnelle est très importante. Gardez l'appareil propre.

L'utilisation de médicaments stimulant la croissance des cheveux (finastéride), de médicaments pour traiter la dépression, de somnifères, de tranquillisants et de sédatifs peut diminuer considérablement l'efficacité de l'appareil. L'utilisation de Minoxidil topique pour stimuler la croissance des cheveux est autorisée.

En cas d'irritation mineure, d'ecchymose pénienne ou de réaction cutanée pénienne dans la partie distale de la verge ou à la base du pénis. Ne pas utiliser le dispositif pendant 4 jours. Appliquer la pommade anti-irritation deux fois par jour, matin et après-midi, et la pommade cicatrisante le soir. Si la plaie persiste, arrêtez d'utiliser le dispositif et contactez votre médecin. Si vous ressentez une gêne au niveau de la verge, massez-la avec une crème hydratante pendant 5 minutes chaque soir en effectuant de légers mouvements d'étirement.

**Contre-indications :** Patients souffrant de diabète non contrôlé, d'herpès génital, de maladies sexuellement transmissibles, d'urétrite et de cystite aiguë, de prostatite aiguë, de hernie abdominale, de dermatite, de cancer des testicules, de cancer lymphatique, de lymphome, paraplégiques, tétraplégiques et patients prenant un traitement anticoagulant.

**Effets secondaires:** Andropenis® a été conçu spécifiquement pour un usage médical et son utilisation n'entraîne pas d'effets secondaires, à condition qu'il soit correctement utilisé dans le cadre des indications exposées dans ce manuel.

# 13 Résolution des problèmes

Problème	Cause possible	Solution
<b>Malaise ou douleur</b>	Les sangles sont trop serrées, mal ajustées ou mal alignées.	- Desserrez légèrement les sangles et vérifiez à nouveau l'ajustement. S'assurer que le dispositif est correctement aligné le long de l'arbre.
		- Appliquez un rembourrage supplémentaire si nécessaire pour réduire la pression.
		- Si la douleur persiste, retirez l'appareil et consultez votre fournisseur de soins de santé.
<b>Irritation ou rougeur de la peau</b>	Port prolongé, mauvaise adaptation ou sensibilité de la peau aux matériaux	- Veillez à ce que l'appareil ne soit pas porté trop longtemps sans les pauses conseillées.
		- Utilisez une crème protectrice ou un rembourrage supplémentaire pour protéger la peau.
		- Nettoyez régulièrement l'appareil pour éviter les irritations dues à la sueur et aux débris.
		- Si l'irritation s'aggrave, arrêtez l'utilisation et consultez un médecin.
<b>Glissement ou relâchement</b>	Sangles trop lâches, mauvaise application	- Resserrez les sangles, en veillant à ce qu'elles offrent un soutien adéquat sans entraver la circulation.
		- Assurez-vous que le dispositif est correctement aligné et centré sur le pénis.
		- Vérifiez que les sangles et les attaches ne sont pas usées ou endommagées. Remplacez-les si nécessaire.
<b>Difficulté à appliquer le dispositif</b>	Mauvais positionnement	- Suivez attentivement les instructions pour un alignement et une application corrects.
		- Si nécessaire, regarder des vidéos de démonstration
<b>L'appareil provoque des gonflements</b>	Pression excessive exercée par les sangles, rétrécissement ou taille incorrecte	- Retirez immédiatement le dispositif en cas de gonflement.
		- Remettez le dispositif en place de manière plus lâche, en veillant à ce que le sang circule correctement.
		- Si l'enflure persiste, consultez votre fournisseur de soins de santé avant de reprendre l'utilisation.
<b>Casse ou détérioration de l'appareil</b>	Usure normale, force excessive lors de l'utilisation	- Inspectez l'appareil avant et après chaque utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de détérioration.
		- Remplacez l'appareil si des pièces sont cassées ou endommagées. N'essayez pas de réparer vous-même un appareil endommagé.
<b>Problèmes d'odeur ou d'hygiène</b>	Nettoyage inadéquat	- Nettoyez soigneusement l'appareil après chaque utilisation à l'aide d'un savon doux et d'eau tiède.
		- Séchez complètement l'appareil avant de le ranger ou de le réutiliser.
		- Remplacer l'appareil s'il développe une odeur persistante ou si le nettoyage ne résout pas le problème.
<b>Les sangles continuent à se détacher</b>	Fixations faibles ou usées	- Vérifier l'état des sangles et des attaches.
		- Remplacez l'appareil si les fixations ne fonctionnent plus efficacement, car elles peuvent ne pas fournir un soutien adéquat.



 andropenis®

[www.andropenis.com](http://www.andropenis.com)

Increase penis size with traction therapy and treat micropenis.



 andropeyronie®

[www.andropeyronie.com](http://www.andropeyronie.com)

Reduce penile curvature and treat Peyronie's disease.



 androvacuum®

[www.androvacuum.com](http://www.androvacuum.com)

Improve erections with vacuum therapy and treat erectile dysfunction.



 andromedical®

[andromedical.com/shop](http://andromedical.com/shop)

Spare parts and accessories



 andropharma®

[www.andropharma.com](http://www.andropharma.com)

#### **PENIS**

Increase the own testosterone levels and improve penile lengthening.

#### **VIGOR**

Increase men's sexual desire and achieve long lasting erections.

#### **CURVATURE**

Inhibit the fibrous plaque of Peyronie with natural anti-inflammatories.

Further information, updates, privacy policy, return-refund policy, disclaimer and conditions of warranty can be found at: [www.andromedical.com](http://www.andromedical.com)

© Copyright 1995-2025 Andromedical®, Madrid (Spain).