


הוראות שימוש (IFU)

1



- 1 - אינדקס
- 2 - מדריך מהיר
- 3 - תיאור
- 4 - רכיבים
- 5 - שימוש מיועד
- 6 - דגמים
- 7 - התאמה אישית
- 8 - התאמה
- 9 - שולחנות
- 10 - שיטת שימוש
- 11 - ניתוחים
- 12 - אמצעי זהירות לשימוש
- 13 - פתרון תקלות
- 14 - תיק


IFU 30 LANGUAGES

www.andropenis.com/ifu/



2 Quick Guide

01



The device measure is 8cm. Therefore, it must be adjusted to your personal size. Measure your penis size in erection. Subtract 4 cm, the result will be your device **PERSONAL SIZE** to start the treatment.

Das Gerät misst 8cm und muss bei Beginn der Behandlung der eigenen Länge angepasst werden. Messen Sie dafür Ihre Penislänge im erigierten Zustand und ziehen Sie 4cm ab. So erhalten Sie Ihre **PERSÖNLICHE GRÖSSE**.

Le dispositif mesure 8cm par défaut. Cependant, pour commencer le traitement, il doit être ajusté à la longueur de votre pénis. Mesurez votre pénis en érection et soustrayez 4 cm à la mesure. Le résultat sera **LA TAILLE PERSONNELLE**.

El dispositivo mide 8cm por defecto. Sin embargo, para comenzar el tratamiento debe ajustarse a la longitud del dispositivo a su tamaño personal. Para ello mida su pene en erección y reste 4 cm a la medida obtenida. El resultado será el **TAMAÑO PERSONAL**.

Il dispositivo misura 8cm. Per cominciare il trattamento la sua lunghezza deve essere adattata alle dimensioni del pene. Misuri il pene in erezione, sottragga 4cm e in questo modo otterrà la sua **MISURA PERSONALE**.

アンドロペニスのもともとのサイズは8cmです。勃起時のペニスのサイズを測定し、そこから4cm引いた数が治療開始時のアンドロペニスの個人サイズとなります。

طول جهاز الأندروپينيس 8 سم. لذا، لابد من تعديله لحجم قضيبك. قم بقياس طول قضيبك في حالة الإلتصاب ثم قم بطرح 4 سم من هذا الطول والرقم الناتج سيكون هو طول الجهاز الذي ستبدأ به.

02



Remove the upper plastic support.

Entfernen Sie das obere Plastikteil.

Retirez le support supérieur.


Quite el soporte superior.

Rimuova il supporto superiore in plastica.

プラスチック上部部品を取り外します。

قم بنزع الداعم المصنوع من البلاستيك الموجود في الأعلى.

03



Add as many extension rods as necessary until **the device** matches your **personal size**. Once you have finished, replace the upper plastic support.

Fügen Sie sovielen Achsen wie nötig hinzu, bis **das Gerät** Ihre **persönliche Größe** erreicht hat.

Ajoutez autant d'axes que nécessaire jusqu'à ce que **l'appareil** atteigne votre **taille personnelle**. Ensuite, remplacez le support sur le dessus.


Añada tantos ejes como sean necesarios hasta que alcance la medida de su **tamaño personal**. Después vuelva a colocar el soporte superior.

Aggiunga tante assi quante sono necessarie per raggiungere la sua **misura personale**. Ricollochi il supporto superiore in plastica.

個人サイズになるまで、アンドロベスに短軸を加えていきます。長さの調節が完了したら、始めに取り外したプラスチック上部部品を再び取り付けます。

أضف قضبان عند الضرورة حتى يصل طول جهاز الأندروبسيس إلى **الطول المراد** كما تم حسابه في الأعلى. بمجرد الانتهاء من استخدام الجهاز قم بوضع قطعة البلاستيك مرة أخرى.

04



Thread the silicone band through the Androtop®. Next, insert each band end into the holes of the plastic support.

Stecken Sie das Silikonband durch den Androtop®. Danach passen Sie beide Enden des Silikonbands in die entsprechenden Löcher des oberen Plastikteils ein.

Insérez la bande de silicone à travers Androtop®. Ensuite, insérez chaque extrémité de la bande dans les trous du support supérieur.


Introduzca la cinta de silicona a través del Androtop®. Después, inserte cada extremo de la cinta en los agujeros del soporte superior.

Faccia passare la fascia di silicone attraverso l'Androtop®. Successivamente inserisca entrambi gli estremi della fascia negli appositi fori del supporto superiore.

シリコンバンドをアンドロトプの穴に通します。次に、プラスチック上部部品の穴にシリコンバンドを通すようにしてください。

قم بلف خيط السليكون على الأندروتوب. ثم قم بوضع كل شريط في الأفرام في قطعة البلاستيك.





Your penis must be in flaccidity. Retract your foreskin to uncover your glans completely. We recommend covering the groove of the glans with a gauze, cotton wool and/or even the Androrring® (brown jelly ring).

Ihr Penis muss sich im schlaffen Zustand befinden. Schieben Sie die Vorhaut zurück, sodass Ihre Eichel komplett zum Vorschein kommt. Wir empfehlen Ihnen die Eichel furche mit einer Gaze, einem Wattebausch oder dem Androrring® (brauner Geling) zu schützen.


Votre pénis doit être en état de flaccidité. Rétractez le prépuce pour découvrir complètement le gland. Nous recommandons de recouvrir le sillon du gland avec un coton gaze, et / ou même l'Androrring® (anneau marron).

El pene debe estar en flacidez. Retire el prepucio para dejar el glande al descubierto completamente. Recomendamos cubrir el surco del glande con una gasa, algodón o Androrring® (anillo de gel).

Il pene deve trovarsi allo stato flaccido. Ritiri il prepuzio di modo che il glande rimanga completamente scoperto. Consigliamo di proteggere il solco del glande con una garza, cotone o Androrring® (anello in gel).

ペニスが勃起していない状態で、亀頭全体が完全に出るよう包皮を剥きます。亀頭(シリコンバンドが当たる部分)にガーゼやコットン、またはアンドロリング(茶色いシリコンリング)をつけ、保護することをお勧めします。

يجب أن يكون القضيب في حالة الإرتخاء. قم بسحب الجلد الزائد من على رأس القضيب إن وجد. نحن نوصي بتغطية رأس القضيب بقطعة شاش أو قطن أو حتى بالاندرورينج. (الحلقة التي لونها بني) .



Next, insert your penis through the base ring (the thinnest part of the ring located upwards) and finally through the silicone band loop, resting your glans in the hollow part of the upper plastic support.

Schieben Sie als nächstes Ihren Penis durch den Basisring (die feinere Seite nach oben). Schieben Sie danach die Eichel durch die Schlaufe des Silikonbands, sodass die Eichel gegen die obere Plastikstruktur lehnt.

Ensuite, insérez votre pénis à travers l'anneau de base (la partie la plus mince de l'anneau située vers le haut) et enfin à travers la boucle de la bande en silicone, en reposant votre gland dans la partie creuse du support supérieur en plastique.

Introduzca el pene a través del anillo base colocando la parte más estrecha del anillo hacia arriba. Después haga pasar el glande a través del lazo de la cinta de silicona, dejando que el glande apoye en el soporte superior.


Ora inserisca il pene nell'anello inferiore, orientando la parte più stretta dell'anello verso l'alto. Dopodiché faccia passare il glande attraverso l'anello formato dalla banda in silicone, lasciando che il glande si appoggi al supporto superiore.

次に、ペニスをベースリングに通します(ベースリングは薄くなっているほうが上になります)。さらに、シリコンバンドの輪にペニスを通し、亀頭が上部製品のくぼみに収まるようにします。

ثم بوضع قضيبك داخل الحلقة الدائرية (أرق جزء يكون للأعلى) ثم إلى شريط السيليكون و قم بإراحة رأس قضيبك في الجزء المجوف من قطعة البلاستيك.

2 Quick Guide

07



Keeping the band above your glans, shorten the loop by pulling on each end of the silicone band until the glans is completely held.

Halten Sie das Silikonband über die Eichel und befestigen Sie diese, indem Sie an den beiden Enden des Silikonbands ziehen bis die Eichel fest sitzt.

En maintenant la bande sur le gland, raccourcissez la boucle en tirant sur chaque extrémité de la bande de silicone jusqu'à ce que le gland soit complètement tenu.


Manteniendo la cinta sobre el glande, acorte el lazo estirando cada extremo de la cinta de silicona hasta que el glande quede bien sujeto.

Mantenendo la fascia sul glande, stringa il laccio tirando entrambi gli estremi del laccio di silicone fino a quando il glande non è ben legato.

龟头をシリコンバンドの輪に通した後、バンドの両端を少しずつ下に引っ張り、ペニスが器具から外れなくなるまで締めていきます。

وضع الشريط فوق رأس القضيب وتقصير الحلقة عن طريق السحب على كل نهاية من شريط السيليكون لحين التأكد من تثبيت رأس القضيب.

08



Finally, fit the ends of the silicone band into the grooves behind the upper plastic support carefully. You have to stretch the band while pressing into the grooves.

Passen Sie schließlich vorsichtig die Enden des Silikonbands in die Rillen hinter der oberen Plastikstruktur ein. Sie müssen dafür an den Enden des Silikonbands ziehen und gleichzeitig diese in die Rillen drücken.

Enfin, avec précaution, insérez les extrémités de la bande de silicone dans les rainures derrière le support supérieur en plastique. Tirez sur chaque extrémité pour les rendre plus fines tout en appuyant pour les faire rentrer dans les rainures.

Finalmente, ajuste los extremos de la cinta de silicona en las hendiduras de detrás del soporte superior con cuidado. Debe estirar la cinta a la vez que presiona sobre las hendiduras.

Infine inserisca con attenzione le estremità del laccio di silicone nelle fessure presenti sul dorso del supporto superiore. È necessario tirare il laccio nel momento in cui lo si inserisce nelle scanalature.

最後に、シリコンバンドの端を慎重に上部プラスチックサポートの背後の溝にはめ込みます。溝にバンドを押し込みながらバンドを引っ張ってください。

أخيراً، ضع شريط السيليكون في الأخاديد وراء قطعة البلاستيك العلوي بعناية. يجب عليك تمديد الشريط أثناء الضغط عليه في الأخاديد.



3 תאור

Andropenis® הוא סד לפין המחובר חיצונית לפין. זה יכול להפעיל מתיחה קלה על הפין כמכשיר מתיחה לפין, או שניתן להשתמש בו ללא מתיחה כסד לפין, בהתאם לשימוש המיועד.

4 רכיבים

Andropenis® מורכב מטבעת בסיס פלסטיק, שני פירי מתיחת עם קפיצים פנימיים ותומכת פלסטית עליונה עם רצועות סיליקון. חלקי הפלסטיק עשויים מ-POM חומר סינתטי שאינו מושפע מנוזלים דליקים כמו אלכוהול. הרצועה עשויה סיליקון רפואי. פירי המתיחה של **Andropenis® Gold** עשויים מפלזיז מכוסה בשכבה של זהב 24 קראט. הקפיצים עשויים מפלדת אל חלד והפירים מאלומיניום בדרגה כירורגית.

מרכיבים (תמונה 1) 1-טבעת בסיס מפלסטיק, 2-ציר מתיחת, 3-מוט מושלך, 4-מוט מתכוונן, 5-מוט מתיחת, 6-בורג, 7-קפיץ, 8-בורג לאבטחת הקפיץ, 9-מוט 4 ס"מ, 10-מוט בינוני 2 ס"מ, 11-מוט קטן 0.5 ס"מ טבעת 0.2" 12-טבעת קטנה 0.3 ס"מ, 13-תמיכת פלסטיק עליונה, 14-טבעת סיליקון, 15-כרית מגוננת (אנדרו טופ).

הערה: מומלץ למרוח טיפת שמן בעזרת מטלית בין חלקים 4 ו 5 לאפשר החלקה קלה יותר (ראה OIL).

5 שימוש מיועד

- ❖ מניעת עיוות הפין לאחר ניתוחים אורולוגיים או מחלות (שימוש בסד).
- ❖ תקן את עיוות הפין מניתוחים אורולוגיים או מחלות (שימוש במתיחה).
- ❖ הארכת אורך הפין בתסמונת מיקרופין ותסמונת הפין הקטן (שימוש במתיחה).
- ❖ ליצור או לשמור על קשיחות פין מספקת לקיום יחסי מין (שימוש בסד).

6 דגמים

- ❖ **Andropenis Peyronie**, כדי למנוע או לתקן עיוות הפין במחלה.
- ❖ **ניתוח אנדרופניס**, למניעת או תיקון עיוות בפין לאחר ניתוחים.
- ❖ **Andropenis Mini**, להארכת אורך הפין או עזרה ביחסי מין, במיקרופין.
- ❖ **Andropenis Gold**, להארכת אורך הפין או לסיוע בקיום יחסי מין, בעור רגיש.
- ❖ **Andropenis Pro**, להארכת אורך הפין או עזרה ביחסי מין, בפין רגיל.





fig. 1

fig. 4



הגודל המקורי של האנדרופניס הוא 8 ס"מ (3.1 אינץ') אורך המכשיר נמדד מהחלק התחתון של טבעת הפלסטיק עד לקצה מוט המתכת (תמונה 4)

התאם את האנדרופניס בהתאם לגודל אבר המין שלך. השתמש בסרט מדידה, מדוד את האורך וההיקף של אבר המין במצב רפוי ובמצב זיקפה (תמונות 2 ו 3)

חשב את הגודל המותאם לך אישית של האנדרופניס ע"י החסרת 4 ס"מ ממצב זיקפה.




fig. 3




fig. 2

דוגמא: 14.7 ס"מ - 4 ס"מ = 10.7 ס"מ < אורך אישי של 10.7 ס"מ

לאחר מכן, הכן את המכשיר בהתאם לגודל המותאם לך אישית.

ראשית, נתק את החלק פלסטיק. העליון ע"י הרמתו כלפי מעלה (תמונה 5) לאחר מכן הוסף מוטות על פי צורך על מנת להגיע לגודל של האנדרופניס המותאם לך (תמונה 4, התאמה אישית)

דוגמא: אורך אישי של 10.7 ס"מ = אנדרופניס אורך התחלתי (8 ס"מ) + חלק 10 (2 ס"מ) + חלק 11 (0.5 ס"מ)



fig. 5

הערה:

גודלו המקורי של איבר אנדרו מיני – **Andropenis Mini** הוא 7 ס"מ. אם זאת הגרסה שלך התחל את תקופת ההתאמה ב-7 ס"מ והישאר בגודל זה 15 ימים. יש להשתמש במתקן ביום הראשון במשך 3 שעות ולהגדיל בהדרגה את זמן השימוש עם הימים. לאחר שעברו 15 הימים הראשונים יש להאריך את זמן השימוש כפי שמופיע בטבלאות השימוש (ראה למטה).



כיצד להשתמש

השימוש ברצועת כותנה מגן לבית מרקחת הוא חובה שיש למקם בחרץ מתחת לעטרה.. הכנס אחד מדגמי רצועות הסיליקון (Piece 14) המתאים ביותר בתוך כרית ההגנה המתאימה בהתאם לגודל הפין (Piece 15). הכנס את הקצוות של רצועת הסיליקון לתוך החורים בצד האחורי של תומך הפלסטיק העליון (חתיכה 13), כך שהרצועה תיצור לולאה.



כשהפין רפוי, החלק את כל העורלה (גברים לא נימולים), על הפיר (איור 7) והנח את טבעת הסיליקון מתחת לכותרת העטרה במקום שבו היא פוגשת את ציר הפין (איור 8).



העטרה לא צריכה לבוא במגע ישיר עם המכשיר. לאחר מכן, מותח את הפין הרחק מהגוף כך שהוא מתארך בעודו רפוי.



קח את טבעת הבסיס (חתיכה 1), תוך שמירה על החלק הצר ביותר של הטבעת כלפי מעלה. הכנס את הפין דרך טבעת הבסיס (חלק 1), והנח אותו בשקע של תומך הפלסטיק העליון (חלק 13). הנח את יד שמאל על התמיכה העליונה (חתיכה 13) ודחף את המכשיר אל גופך, דוחס את הקפיצים הפנימיים (איור 9)



תוך כדי שמירה על יד שמאל במקומה, השתמש באצבעות יד ימין כדי למשוך את העטרה דרך הלולאה שנוצרה על ידי רצועת הסיליקון (איור 10).



הנח את האגודל של יד שמאל על גבי העטרה כדי לשמור על הפין במקומו תוך קיצור הדרגתי של לולאת הסיליקון על ידי משיכת שני קצוות הרצועה ביד ימין (איור 11).



איך לתקן





fig. 12



fig. 13



משוך באיטיות את העור משני צידי הפין לכיוון הגוף שלך כדי למנוע צביטה של העור או השארת קפל על החריץ של העטרה (איור 12).

יש להרכיב את לולאת הסיליקון על החריץ של העטרה ובהתאם אליה מבלי לפגוע אך חזק מספיק כדי למנוע מהעטרה להחליק החוצה. מהדקים בוהירות את רצועות הסיליקון במהדקים בצד התחתון של התמיכה העליונה (חתיכה 13) על ידי, מתיחה את הסרט בכל פעם שאתה לוחץ בתוך השקעים.

הדקו אך אל תמשכו כלפי מטה על מנת למנוע צביטה של הפין.


בדוק שוב שאין עור מעל החריץ וגם לא מתחת לרצועות הסיליקון, אם יש, משוך את העור לכיוון הגוף כדי למנוע צביטה. כדי להסיר את Andropenis®, דחוס את הקפיצים על ידי דחיפה כלפי מטה כנגד הגוף, שחרר את רצועות הסיליקון (חתיכה 14) מהמחברים בתמיכה העליונה (חלק 13), והגדל את גודל לולאת הסיליקון כדי לשחרר את הפין.

ל-Andropenis® יש מערכת הידוק של העטרה על ידי רצועה. ישנם שני דגמים זמינים להקת Androcomf® ורצועות Androsilicone®, מערכת רצועות Androcomf® מאפשרת שימוש נוח עוד יותר ב-Andropenis®. הוא ממוקם בין העטרה והפיר של הפין, אזור ה-sulcus coronal-prepuce. הציגו את הלהקה במערכת הקצף הנקראת Androtop®. ראה כיצד להשתמש בהם ב:

www.andromedical.com/videos



Androsupport
דירֶמ



ל-Andropenis® טבעת סיליקון שמתפקדת כמערכת ריפוד בשם Androring®. הוא שוכן בין העטרה והפיר של הפין, ה-coronal sulcus-prepuce. ראה כיצד להשתמש בהם ב:

www.andromedical.com/videos

ל-Androsurgery®, Andropeyronie® ו-Andropenis® Mini יש חלק פלסטי מעולה (Androsupport) המותאם לתיקון עקומות הפין (ראה "מדריך השימוש של Androsupport").




www.andropenis.com/ifu



אין להשתמש במשך יותר מ-8 שעות במרווחי זמן קבועים.
כל שעתיים, יהיה צורך להסיר את המכשיר למשך מספר דקות כדי לאפשר לרקמות להירגע.
אל תישן עם המכשיר.

זמן במשך היום	גודל מכשיר	
	תקופת הסתגלות	
3 שעות	גודל התחלתי	5 ימים ראשונים
6 שעות	הוסף מוט קטן 0.5 ס"מ (חלק 11)	6-10 ימים
8 שעות	הוסף מוט קטן 0.5 ס"מ (חלק 11)	11 - 15 ימים
	תקופת התפתחות	
8 שעות	הוסף מוט קטן 0.5 ס"מ (חלק 11) כל 7 ימים	1-2 חודשים
8 שעות	הוסף מוט קטן 0.5 ס"מ (חלק 11) כל 10 ימים	מהחודש ה-3
8 שעות	הוסף מוט קטן 0.5 ס"מ (חלק 11) כל 15 ימים	מהחודש ה-5

ערה: לנוחיותך, מהחודש החמישי והלאה אפרי להוסיף תחילה מוט 0.3 ס"מ (חלק 12) ולאחר כמה ימים להחליף במוט 0.5 ס"מ (חלק 11) על מנת לזרז את התהליך וקצב ההתקדמות.




הטיפול הנפוץ, למעט מרשם רפואי שונה, מורכב מ-2 תקופות:

📌 תקופת הסתגלות, הנמשכת 15 יום.

📌 תקופת אבולוציה, המורכבת מ-3 שלבים נפרדים: שלב אבולוציה ראשוני (חודש ראשון ושני), שלב ביניים (חודש שלישי ורביעי) ושלב אבולוציה אחרון, שמתחיל בחודש החמישי.

ביום הראשון, כתרגול, התקן והסר את המכשיר 10 פעמים ברציפות. במקרה של עקמומיות, מומלץ להתאים את המכשיר הרחק מהעקמומיות. דוגמה: אם יש לך עקמומיות ימינה, עליך למקם את המכשיר בכיוון ההפוך, למקם אותו שמאלה בתחתונים. ואם יש לך עקמומיות כלפי מטה, עליך למקם את המכשיר כלפי מטה בתחתונים (ראה תמונות למטה). כל שעתיים, יהיה צורך להסיר את המכשיר למשך מספר דקות כדי לאפשר לרקמות להירגע. לאחר החודש החמישי, יש להקפיד על מנוחה זו כל 1.5 שעות. השתמש במנוחה זו כדי לעסות קלות את הפין. שטפו את המכשיר עם מים וסבון PH ניטרלי כל 4 ימים.

היה סבלני ועקבי עם הטיפול, זה המפתח להשגת היעדים שלך. כל חריגה מתוכנית הטיפול עלולה לשנות את התוצאות שהושגו (התייעצו עם הרופא).



אם הניתוח פשוט, מומלץ להתחיל בשימוש ב-15 **Androsurgery®** ימים לאחר הניתוח. אם הניתוח מורכב מאוד, מומלץ להתחיל בשימוש ב-**Androsurgery®** חודש לאחר הניתוח. התייעץ תמיד עם המנתח שלך כדי שיוכל לייצץ כמה זמן לאחר הניתוח להתחיל להשתמש ב-**Androsurgery®** ואת משך השימוש.

כירורגיה	תקופת התפתחות	
1-2 חודשים	הוסף מוט קטן 0.5 ס"מ (חלק 11) כל 7 ימים	8 שעות
החודש השלישי	הוסף מוט קטן 0.5 ס"מ (חלק 11) כל חודש	8 שעות

למרות שבדרך כלל אין אי נוחות, בחלק מהמים המכשיר עשוי להרגיש אי נוחות. אל דאגה, המשיכו להשתמש במכשיר. עם זאת, במידת הצורך, ניתן להפסיק את הטיפול ליום אחד.

אם אתה חווה כאב או אי נוחות, שיני צבע כחלחל או חוסר תחושה של העטרה, הסר את המכשיר ועס את הפין. על ידי כך צבע הפין יחזור לקדמותו והתחושות הלא נעימות ייעלמו. אם אתה מרגיש אי נוחות בבסיס העטרה, עליך לנסות ללבוש כותנה או גזה כדי להגן על אזור רגיש זה.

אם לא הצלחת לענוד את המכשיר במשך 15 עד 30 יום, התחל את הטיפול ב-1 ס"מ (0.4 אינץ') פחות מגודל המכשיר באותו זמן.

חבורות בפין, תגובת עור הפין בחלק המרוחק של הפין ובבסיס הפין (אתר היישום של טבעת הפלסטיק), כאב, שינויים דיס-כרומיים בפין, חוסר תחושה של בלוטות, תחושת עקצוץ, בצקת או אגירת נוזלים בבלוטות, פצעים, גירוי, דלקת ואי נוחות מוזהים כסיכונים שריריים. אם אחד מהסיכונים השיריים הבאים מתרחש בזמן השימוש במכשיר, אנו ממליצים בחום להפסיק את השימוש בו.

אין להשתמש ב-Andropenis®: בזמן שינה, תוך כדי השתתפות בפעילות גופנית מאומצת או בספורט. בעוד תחת השפעות של סמים או אלכוהול. אם יש לך כיב, מחלה המועברת במגע מיני או פצע באזור איברי המין.

הקפידו על תקני היגיינה מחמירים בזמן השימוש במכשיר. הסר את המכשיר כדי להטיל שתן או לעשות צרכים או במהלך קיום יחסי מין. אם יש לך זקפה בזמן השימוש במכשיר, אל תדאג: הוא פשוט ירגיש קצת יותר הדוק.

אם אתה מפתח כתמים לבנים על העטרה שלך, יש צורך לראות רופא, מכיוון שיתכן שתחת זיהום פטרייתי. היגיינה אישית חשובה מאוד. שמור את המכשיר נקי

השימוש בתרופות להמרצת צמיחת שיער (פינסטריד), תרופות לטיפול בדיכאון, כדורי שינה, כדורי הרגעה ותרופות הרגעה יכולים להפחית משמעותית את היעילות של השימוש במינוקסידיל מקומי להמרצת צמיחת שיער מותר.

במקרה של גירוי קל, חבורות פין או תגובה עורית של הפין בחלק המרוחק של הפין או בבסיס הפין. אין להשתמש במכשיר במשך 4 ימים. יש למרוח משחה נגד גירוי פעמיים ביום, בוקר ואחר הצהריים, ואת משחת המרפא בלילה. אם הפצע נמשך, הפסק להשתמש במכשיר ופנה לרופא שלך. אם אתה מרגיש אי נוחות בציר הפין, עסה את הפין בקרם לחות למשך 5 דקות בכל לילה בתנועות מתיחה עדינות

התוויות נגד: חולים עם סוכרת בלתי מבוקרת, הרפס גניטלי, מחלות מין, דלקת שופכה ודלקת שלפוחית השתן חריפה, דלקת ערמונית חריפה, בקע בטן, דרמטיטיס, סרטן האשכים, סרטן לימפה, לימפומה, משתקים, חולי קוואדריפלגיה וחולים הנוטלים טיפול נוגד קרישה.

תופעות לוואי: Andropenis® תוכנן במיוחד לשימוש רפואי והשימוש בו אינו כרוך בתופעות משניות כל עוד הוא נמצא בשימוש נכון תחת האינדיקציות הנחשפות במדריך זה.

צִנְה	סיבה אפשרית	פתרון
אי נוחות או כאב	רצועות הדקות מדי, התאמה לא נכונה או חוסר יישור	- שחרר מעט את הרצועות ובדוק שוב את ההתאמה. ודא שהמכשיר מיושר כראוי לאורך הפיר. - החל ריפוד נוסף במידת הצורך כדי להפחית לחץ.
		- אם הכאב נמשך, חסר את המכשיר והתייעץ עם הרופא שלך.
גירוי בעור או אדמומיות	בלאי ממושך, התאמה לא נכונה או רגישות העור לחומרים	- ודא שהמכשיר לא נלבש זמן רב מדי ללא הפסקות כפי שהומלץ. - השתמש בקרם מחסום או בריפוד נוסף לתננה על העור.
		- נקח את המכשיר באופן קבוע כדי למנוע גירוי מזוהה ופסולת.
		- אם הגירוי מחמיר, יש להפסיק את השימוש ולהתייעץ עם רופא.
החלקה או התרופפות	הרצועות רמויות מדי, יישום לא נכון	- הדק מחדש את הרצועות, ודא שהן מספקות תמיכה נאותה מבלי לחתוך את זרימת הדם. - ודא שהמכשיר מיושר כראוי וממורכז באיבר המין.
		- בדוק אם יש בלאי או נזק לרצועות או מחברים. החלף במידת הצורך.
קושי ביישום המכשיר	מיקום לא נכון	- עקוב אחר ההוראות בקפידה ליישור ויישום נכונים.
		- במידת הצורך, נצפה בהדגמה בסרטונים.
מכשיר גורם לנפיחות	לחץ מוגזם עקב רצועות, היצרות או גודל לא מתאים	- חסר מיד את המכשיר אם מתרחשת נפיחות. - החל מחדש את המכשיר בצורה רופפת יותר, תוך הקפדה על זרימת דם תקינה.
		- אם הנפיחות נמשכת, התייעץ עם הרופא שלך לפני חידוש השימוש.
שבר או נזק למכשיר	בלאי רגיל, כוח מופרז במהלך השימוש	- בדוק את המכשיר לפני ואחרי כל שימוש לאיתור סימני בלאי או נזק.
		- החלף את המכשיר אם חלקים כלשהם שבורים או פגומים. אל תנסה לתקן מכשיר פגום בעצמך.
בעיות ריח או היגיינה	נקיון לא מספק	- נקח את המכשיר ביסודיות לאחר כל שימוש באמצעות סבון עדון ומים חמימים.
		- ייבש את המכשיר לחלוטין לפני אחסון או שימוש חוזר בו.
		- החלף את המכשיר אם הוא מפתח ריח מתמשך או אם הניקוי לא מותר את הבעיה.
רצועות ממשכיכות להתנתק	מחברים חלשים או בלויים	- בדוק את מצב הרצועות והמחברים.
		- החלף את החתכות אם המחברים אינם פועלים יותר ביעילות, מכיוון שהם עשויים שלא לספק תמיכה נאותה.



www.andropenis.com

Increase penis size with traction therapy and treat micropenis.



www.andropeyronie.com

Reduce penile curvature and treat Peyronie's disease.



www.androvacuum.com

Improve erections with vacuum therapy and treat erectile dysfunction.



andromedical.com/shop

Spare parts and accessories



www.andropharma.com

PENIS

Increase the own testosterone levels and improve penile lengthening.

VIGOR

Increase men's sexual desire and achieve long lasting erections.

CURVATURE

Inhibit the fibrous plaque of Peyronie with natural anti-inflammatories.

Further information, updates, privacy policy, return-refund policy, disclaimer and conditions of warranty can be found at: www.andromedical.com

© Copyright 1995-2025 Andromedical®, Madrid (Spain).