




1.- Indeks	1
2.- Brzi vodič	2
3.- Opis	6
4.- Komponente	6
5.- Namjena	6
6.- Modeli	6
7.- Personalizirajte	7
8.- Uklapanje	8
9.- Stolovi	10
10.- Način upotrebe	11
11.- Kirurški zahvati	11
12.- Mjere opreza pri uporabi	12
13.- Rješavanje problema	13
14.- Portfelj	14




IFU 30 LANGUAGES

www.andropenis.com/ifu/



01



The device measure is 8cm. Therefore, it must be adjusted to your personal size. Measure your penis size in erection. Subtract 4 cm, the result will be your device **PERSONAL SIZE** to start the treatment.

Das Gerät misst 8cm und muss bei Beginn der Behandlung der eigenen Länge angepasst werden. Messen Sie dafür Ihre Penislänge im erigierten Zustand und ziehen Sie 4cm ab. So erhalten Sie Ihre **PERSÖNLICHE GRÖSSE**.

Le dispositif mesure 8cm par défaut. Cependant, pour commencer le traitement, il doit être ajusté à la longueur de votre pénis. Mesurez votre pénis en érection et soustrayez 4 cm à la mesure. Le résultat sera **LA TAILLE PERSONNELLE**.

El dispositivo mide 8cm por defecto. Sin embargo, para comenzar el tratamiento debe ajustarse a la longitud del dispositivo a su tamaño personal. Para ello mida su pene en erección y reste 4 cm a la medida obtenida. El resultado será el **TAMAÑO PERSONAL**.

Il dispositivo misura 8cm. Per cominciare il trattamento la sua lunghezza deve essere adattata alle dimensioni del pene. Misuri il pene in erezione, sottragga 4cm e in questo modo otterrà la sua **MISURA PERSONALE**.

アンドロペニスのもともとのサイズは8cmです。勃起時のペニスのサイズを測定し、そこから4cm引いた数が治療開始時のアンドロペニスの個人サイズとなります。

طول جهاز الأندروپينيس 8 سم. لذا، لابد من تعديله لحجم قضيبك. قم بقياس طول قضيبك في حالة الإلتصاب ثم قم بطرح 4 سم من هذا الطول والرقم الناتج سيكون هو طول الجهاز الذي ستبدأ به.

02



Remove the upper plastic support.

Entfernen Sie das obere Plastikteil.

Retirez le support supérieur.


Quite el soporte superior.

Rimuova il supporto superiore in plastica.

プラスチック上部部品を取り外します。

قم بنزع الداعم المصنوع من البلاستيك الموجود في الأعلى.

03



Add as many extension rods as necessary until **the device** matches your **personal size**. Once you have finished, replace the upper plastic support.

Fügen Sie sovielen Achsen wie nötig hinzu, bis **das Gerät** Ihre **persönliche Größe** erreicht hat.

Ajoutez autant d'axes que nécessaire jusqu'à ce que **l'appareil** atteigne votre **taille personnelle**. Ensuite, remplacez le support sur le dessus.


Añada tantos ejes como sean necesarios hasta que alcance la medida de su **tamaño personal**. Después vuelva a colocar el soporte superior.

Aggiunga tante assi quante sono necessarie per raggiungere la sua **misura personale**. Ricollochi il supporto superiore in plastica.

個人サイズになるまで、アンドロベシに短軸を加えていきます。長さの調節が完了したら、始めに取り外したプラスチック上部部品を再び取り付けます。

أضف قضبان عند الضرورة حتى يصل طول جهاز الأندروبسيس إلى **الطول المراد** كما تم حسابه في الأعلى. بمجرد الانتهاء من استخدام الجهاز قم بوضع قطعة البلاستيك مرة أخرى.

04



Thread the silicone band through the Androtop®. Next, insert each band end into the holes of the plastic support.

Stecken Sie das Silikonband durch den Androtop®. Danach passen Sie beide Enden des Silikonbands in die entsprechenden Löcher des oberen Plastikteils ein.

Insérez la bande de silicone à travers Androtop®. Ensuite, insérez chaque extrémité de la bande dans les trous du support supérieur.


Introduzca la cinta de silicona a través del Androtop®. Después, inserte cada extremo de la cinta en los agujeros del soporte superior.

Faccia passare la fascia di silicone attraverso l'Androtop®. Successivamente inserisca entrambi gli estremi della fascia negli appositi fori del supporto superiore.

シリコンバンドをアンドロトプの穴に通します。次に、プラスチック上部部品の穴にシリコンバンドを通すようにしてください。

قم بلف خيط السليكون على الأندروتوب. ثم قم بوضع كل شريط في الأفرام في قطعة البلاستيك.





Your penis must be in flaccidity. Retract your foreskin to uncover your glans completely. We recommend covering the groove of the glans with a gauze, cotton wool and/or even the Androrring® (brown jelly ring).

Ihr Penis muss sich im schlaffen Zustand befinden. Schieben Sie die Vorhaut zurück, sodass Ihre Eichel komplett zum Vorschein kommt. Wir empfehlen Ihnen die Eichel mit einer Gaze, einem Wattebausch oder dem Androrring® (brauner Gelring) zu schützen.


Votre pénis doit être en état de flaccidité. Rétractez le prépuce pour découvrir complètement le gland. Nous recommandons de recouvrir le sillon du gland avec un coton gaze, et / ou même l'Androrring® (anneau marron).

El pene debe estar en flacidez. Retire el prepucio para dejar el glande al descubierto completamente. Recomendamos cubrir el surco del glande con una gasa, algodón o Androrring® (anillo de gel).

Il pene deve trovarsi allo stato flaccido. Ritiri il prepuzio di modo che il glande rimanga completamente scoperto. Consigliamo di proteggere il solco del glande con una garza, cotone o Androrring® (anello in gel).

ペニスが勃起していない状態で、亀頭全体が完全に出るよう包皮を剥きます。亀頭(シリコンバンドが当たる部分)にガーゼやコットン、またはアンドロリング(茶色いシリコンリング)をつけ、保護することをお勧めします。

يجب أن يكون القضيب في حالة الإرتخاء. قم بسحب الجلد الزائد من على رأس القضيب إن وجد. نحن نوصي بتغطية رأس القضيب بقطعة شاش أو قطن أو حتى بالاندورنج. (الحلقة التي لونها بني).



Next, insert your penis through the base ring (the thinnest part of the ring located upwards) and finally through the silicone band loop, resting your glans in the hollow part of the upper plastic support.

Schieben Sie als nächstes Ihren Penis durch den Basisring (die feinere Seite nach oben). Schieben Sie danach die Eichel durch die Schlaufe des Silikonbands, sodass die Eichel gegen die obere Plastikstruktur lehnt.


Ensuite, insérez votre pénis à travers l'anneau de base (la partie la plus mince de l'anneau située vers le haut) et enfin à travers la boucle de la bande en silicone, en reposant votre gland dans la partie creuse du support supérieur en plastique.

Introduzca el pene a través del anillo base colocando la parte más estrecha del anillo hacia arriba. Después haga pasar el glande a través del lazo de la cinta de silicona, dejando que el glande apoye en el soporte superior.

Ora inserisca il pene nell'anello inferiore, orientando la parte più stretta dell'anello verso l'alto. Dopodiché faccia passare il glande attraverso l'anello formato dalla banda in silicone, lasciando che il glande si appoggi al supporto superiore.

次に、ペニスをベースリングに通します(ベースリングは薄くなっているほうが上になります)。さらに、シリコンバンドの輪にペニスを通し、亀頭が上部製品のくぼみに収まるようにします。

ثم بوضع قضيبك داخل الحلقة الدائرية (أرق جزء يكون للأعلى) ثم إلى شريط السيليكون و قم بإراحة رأس قضيبك في الجزء المجوف من قطعة البلاستيك.



Keeping the band above your glans, shorten the loop by pulling on each end of the silicone band until the glans is completely held.

Halten Sie das Silikonband über die Eichel und befestigen Sie diese, indem Sie an den beiden Enden des Silikonbands ziehen bis die Eichel fest sitzt.


En maintenant la bande sur le gland, raccourcissez la boucle en tirant sur chaque extrémité de la bande de silicone jusqu'à ce que le gland soit complètement tenu.

Manteniendo la cinta sobre el glande, acorte el lazo estirando cada extremo de la cinta de silicona hasta que el glande quede bien sujeto.

Mantenendo la fascia sul glande, stringa il laccio tirando entrambi gli estremi del laccio di silicone fino a quando il glande non è ben legato.

龟头をシリコンバンドの輪に通した後、バンドの両端を少しずつ下に引っ張り、ペニスが器具から外れなくなるまで締めていきます。

وضع الشريط فوق رأس القضيب وتقصير الحلقة عن طريق السحب على كل نهاية من شريط السيليكون لحين التأكد من تثبيت رأس القضيب.



Finally, fit the ends of the silicone band into the grooves behind the upper plastic support carefully. You have to stretch the band while pressing into the grooves.

Passen Sie schließlich vorsichtig die Enden des Silikonbands in die Rillen hinter der oberen Plastikstruktur ein. Sie müssen dafür an den Enden des Silikonbands ziehen und gleichzeitig diese in die Rillen drücken.

Enfin, avec précaution, insérez les extrémités de la bande de silicone dans les rainures derrière le support supérieur en plastique. Tirez sur chaque extrémité pour les rendre plus fines tout en appuyant pour les faire rentrer dans les rainures.

Finalmente, ajuste los extremos de la cinta de silicona en las hendiduras de detrás del soporte superior con cuidado. Debe estirar la cinta a la vez que presiona sobre las hendiduras.

Infine inserisca con attenzione le estremità del laccio di silicone nelle fessure presenti sul dorso del supporto superiore. È necessario tirare il laccio nel momento in cui lo si inserisce nelle scanalature.

最後に、シリコンバンドの端を慎重に上部プラスチックサポートの背後の溝にはめ込みます。溝にバンドを押し込みながらバンドを引っ張ってください。

أخيراً، ضع شريط السيليكون في الأخاديد وراء قطعة البلاستيك العلوي بعناية. يجب عليك تمديد الشريط أثناء الضغط عليه في الأخاديد.



3 Opis

Andropenis® je udlaga za penis koja se pričvršćuje izvana na penis. Može primijeniti laganu trakciju na penis kao uređaj za trakciju penisa ili se može koristiti bez trakcije kao udlaga za penis, ovisno o namjeri upotrebe.

4 Komponente

Andropenis® je sastavljen od osnovnog plastičnog obruča, dviju metalnih cjevčica s oprugama i plastičnog djela sa silikonskom trakom za namještanje penisa. Plastični dijelovi su napravljeni od sintetičkog materijala, koji je otporan na tekućine poput alkohola, traka je od silikona koje se često upotrebljava u medicini. Metalne cjevčice su izrađene od čelika te pozlaćene 24-karatnim zlatom, opruge su od nehrđajućeg željeza, vijčani nastavci različite dužine su od kirurškog aluminija.

Sastavni dijelovi: 1-osnovni plastični obruč, 2-okrugli dio s rupicom, 3-zglobni vijak, 4-vijak koji se može prilagoditi, 5-metalna cjevčica, 6-vijak, 7-opruga, 8-vijak za učvršćivanje opruge, 9-dugi vijčani nastavak-dug 4cm, 10-srednji- dug 2cm, 11-kratki- dug 0.5cm, 12-najkraći – dug 0.3cm, 13-gornji plastični oslonac, 14-silikonska traka, 15-zaštitna vatica.

UPOZORENJE: između dijelova 4 i 5 preporučljivo je dodati kapljicu ulja. (vidi OIL).

5 Namjena

- Prevencija deformacije penisa nakon uroloških operacija ili bolesti (korištenje udlage).
- Ispravi deformaciju penisa od uroloških operacija ili bolesti (trakcija).
- Produžite duljinu penisa kod sindroma mikropenisa i malog penisa (upotreba trakcije).
- Stvoriti ili održavati dovoljnu krutost penisa za spolni odnos (korištenje udlage).

6 Modeli

- **Andropenis Peyronie**, spriječiti ili ispraviti deformaciju penisa u bolesti.
- **Andropenis Surgery**, za sprječavanje ili ispravljanje deformacije penisa nakon operacija.
- **Andropenis Mini**, za produljenje dužine penisa ili pomoć pri snošaju, u mikropenisu.
- **Andropenis Gold**, za produljenje penisa ili pomoć pri snošaju, kod osjetljive kože.
- **Andropenis Pro**, za produljenje dužine penisa ili pomoć pri snošaju, u normalnom penisu.



fig. 1

7 Personalizirajte

Početna veličina **Andropenis**a je 8cm. Dužina sprave se mjeri od donjeg djela plastičnog obruča, pa do gornjeg ruba metalnog vijčanog nastavka.

Prilagodite **Andropenis®** veličini vašeg penisa. Izmjerite penis trakom za mjerenje. Prvo izmjerite dužinu i opseg u opuštenom stanju, zatim izmjerite dužinu i opseg u erekciji.(slika 2 i 3)

Svoju prilagođenu veličinu **Andropenis**a izračunajte tako da od dužine vašeg penisa u erekciji oduzmete 4cm.




fig. 2



fig. 3




fig. 4

Primjer: 14.7cm - 4cm = 10.7cm → prilagođena dužina sprave

Sada je potrebno spravicu namjestiti na primjerenu početnu dužinu

Prvo odstranite gornji plastični nosač. To učinite tako da ga jednostavno skinete. (slika 5) Zatim dodajte spravici potreban broj primjereno dugih vijčanih nastavaka kako bi dosegli potrebnu prilagođenu dužinu sprave.

Primjer: prilagođena dužina 10.7cm = početna dužina **Andropenis**a 8cm + sastavni dio broj 10 (2cm)+ sastavni dio 11 (0.5cm).



Kako koristiti

Napomena:

Početna veličina za Andropenis Mini je 7 cm. Ako imate ovu verziju, započnite s razdobljem prilagodbe pri toj mjeri (7 cm) te je održavajte 15 dana: Prvi dan koristite uređaj 3 sata, a svakim danom postepeno povećavajte vrijeme upotrebe. Nakon prvih 15 dana povećajte vrijeme upotrebe kao što je naznačeno u tablicama za upotrebu (vidi ispod).



fig. 5

8 Uklapanje

OBAVEZNA je uporaba zaštitne pamučne trake od ljekarne koju treba staviti u utor ispod glavića. Umetnite jedan od modela silikonske trake (kom. 14) koji najbolje pristaje unutar odgovarajuće zaštitne trake prema veličini penisa (kom. 15). Umetnite krajeve silikonske trake u rupe na stražnjoj strani gornjeg plastičnog nosača (komad 13), tako da traka tvori omču.

Dok je penis mlohav, gurnite svu kožicu (neobrezani muškarci) na dršku (slika 7) i postavite silikonski prsten ispod krune žlijezde gdje se spaja sa osovinom penisa (slika 8).



fig. 7

Glavić ne smije doći u izravan kontakt s uređajem. Zatim istegnite penis od tijela tako da bude produljen dok je mlohav.



fig. 8

Uzmite osnovni prsten (komad 1), održavajući najuži dio prstena okrenutim prema gore. Namjestite penis kroz osnovni prsten (komad 1) i postavite ga u udubljenje gornjeg plastičnog nosača (komad 13). Stavite lijevu ruku na gornji nosač (komad 13) i gurnite uređaj uz svoje tijelo, stišćući unutarnje opruge (sl. 9).



fig. 9

Dok lijevu ruku držite u položaju, prstima desne ruke povucite glavić kroz petlju koju čini silikonska traka (sl. 10).



fig. 10



Kako popraviti

Stavite palac lijeve ruke na vrh glavića kako biste zadržali penis na mjestu dok postupno skraćujete silikonsku omču povlačenjem oba kraja trake desnom rukom (slika 11).



fig. 11

Polako povucite kožu s obje strane penisa prema tijelu kako biste izbjegli uklještenje kože ili ostavljanje nabora preko utora glavića (slika 12).

Silikonsku omču treba namjestiti i poravnati s utorom na glaviću, a da ne ozlijedi, ali dovoljno čvrsto da spriječi izmicanje glavića. Pažljivo pričvrstite silikonsku traku u pričvrzne elemente na donjoj strani gornjeg nosača (komad 13) rastežući traku svaki put kada pritisnete unutar udubljenja.

Zategnite, ali ne povlačite prema dolje kako biste izbjegli uklještenje penisa.

Još jednom provjerite nema li kože preko utora ili ispod silikonske trake, ako postoji, povucite kožu prema tijelu kako se ne bi prikležila. Kako biste uklonili Andropenis®, stisnite opruge gurajući prema dolje uz tijelo, otpustite silikonsku traku (komad 14) sa spojnicu u gornjoj potpornji (komad 13) i povećajte veličinu silikonske petlje kako biste oslobodili penis.

Andropenis® ima sustav pričvršćivanja glavića pomoću trake. Dostupna su dva modela **Androcomfort®** trake i **Androsilicone®** trake. **Androcomfort®** sustav traka omogućuje još praktičniju upotrebu **Andropenisa®**. Nalazi se između glavića i trupa penisa, područja koronalne brazde-prepucija. Predstavite traku u sustavu pjene pod nazivom **Androtop®**. Pogledajte kako ih koristiti u: www.andromedical.com/videos





fig. 12



fig. 13




Androsupport
Vodič



Andropenis® ima silikonski prsten koji funkcionira kao sustav za ublažavanje pod nazivom **Androring®**. Nalazi se između glavića i trupa penisa, kruničnog sulkus-prepucija. Pogledajte kako ih koristiti u: www.andromedical.com/videos


Andropeyronie®, Androsurgery® i Andropenis® Mini imaju vrhunski plastični dio (**Androsupport**) prilagođen za korekciju zakrivljenosti penisa (pogledajte “Vodič za korištenje Androsupport”). www.andropenis.com/ifu



	Veličina sprave	Vrijeme nošenja
	Navikavanje	
Prvih 5 dana	Početna veličina	3 sata
6.do 10. dan	Dodajte 0.5 cm(dio 11)	6 sata
11. do 15. dan	Dodajte 0.5 cm(dio 11)	8 sata
	Nastavljanje	
1. i 2. mjesec	Povećajte veličinu za 0.5cm svakih 7 dana	8 sata
3. i 4. mjesec	Povećajte veličinu za 0.5cm svakih 10 dana	8 sata
Od 5. mjese- ca nadalje	Povećajte veličinu za 0.5cm svakih 15 dana	8 sata

PREPORUČENO

Odmor i masaža
penis i glavič



Svaka 2 ili 1,5 sat

Nemojte koristiti duže od 8 sati u pravilnim intervalima.

Svaka 2 sata uređaj će se morati ukloniti na nekoliko minuta kako bi se tkiva opustila.

Nemojte spavati s uređajem.

Napomena: radi vaše ugodnosti možete od 5. mjeseca početi sa 0.3cm (dio 12) i zatim ga nakon par dana zamijeniti za 0.5cm (dio 11) čime će i tijek biti progresivniji.

Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5...	
1st and 2nd month					

10 days	10 days	10 days	10 days	10 days	
3rd and 4th month					

15 days	15 days
5th month	




10 Način upotrebe

Uobičajeno liječenje, osim za različite liječničke recepte, sastoji se od 2 razdoblja:

- Period prilagodbe u trajanju od 15 dana.
- Evolucijsko razdoblje koje se sastoji od 3 odvojene faze: Početna faza evolucije (1. i 2. mjesec), srednja faza (3. i 4. mjesec) i završna faza evolucije koja počinje u 5. mjesecu.

Prvog dana, kao praksa, postavite i uklonite uređaj 10 puta zaredom. U slučaju zakrivljenosti, preporučuje se postavljanje uređaja dalje od zakrivljenosti. Primjer: ako imate zakrivljenost udesno, trebali biste postaviti aparat u suprotnom smjeru, stavite ga ulijevo u gaćice. A ako imate zakrivljenost prema dolje, trebali biste postaviti aparat prema dolje u gaćama (pogledajte slike ispod). Svaka 2 sata uređaj će se morati ukloniti na nekoliko minuta kako bi se tkiva opustila. Nakon 5. mjeseca, ovo razdoblje odmora treba se pridržavati svakih 1,5 sat. Iskoristite ovaj period odmora za laganu masažu penisa. Operite uređaj PH neutralnim sapunom i vodom svaka 4 dana.

Budite strpljivi i dosljedni u liječenju, to je ključ za postizanje vaših ciljeva. Svako odstupanje od programa liječenja moglo bi promijeniti postignute rezultate (savjetujte se s liječnikom).



11 Kirurški zahvati

Ako je operacija jednostavna, preporuča se početi koristiti **Androsurgery®** 15 dana nakon operacije. Ako je operacija vrlo složena, preporuča se početi koristiti **Androsurgery®** 1 mjesec nakon operacije. Uvijek se posavjetujte sa svojim kirurgom kako bi vam mogao savjetovati koliko dugo nakon operacije početi koristiti **Androsurgery®** i koliko će trajati.

KIRURGIJA	Nastavljanje	
1. i 2. mjesec	Povećajte veličinu za 0.5cm svakih 7 dana	8 sati
Od 3. mjeseca dalje	Povećajte veličinu za 0.5cm svakih mjesec dana	8 sati

12 Mjere opreza pri uporabi

Iako obično nema nelagode, neki dan se uređaj može osjećati neugodno. Ne brinite, nastavite koristiti uređaj. Međutim, ako je potrebno, možete prekinuti liječenje na jedan dan.

Ako osjetite bol ili nelagodu, plavkastu promjenu boje ili utrnulost glavića, uklonite uređaj i izmasirajte penis. Time će se boja penisa vratiti u normalu i neugodni osjećaji će nestati. Ako osjećate nelagodu u dnu glavića, trebali biste pokušati nositi pamuk ili gazu kako biste zaštitili ovo osjetljivo područje.

Ako niste mogli nositi uređaj 15 do 30 dana, počnite s liječenjem s 1 cm (0,4") manje od veličine uređaja u to vrijeme.

Modrice na penisu, kožna reakcija penisa u distalnom dijelu trupa i na bazi penisa (mjesto primjene plastičnog prstena), bol, diskromne promjene penisa, obamrlost žlijezda, osjećaj trnaca, edem ili zadržavanje tekućine u žlijezdama i rana, iritacija, upala i nelagoda identificirani su kao preostali rizici. Ako se bilo koji od sljedećih preostalih rizika pojavi tijekom korištenja uređaja, toplo preporučujemo da ga prestanete koristiti.

Nemojte koristiti Andropenis®: dok spavate, dok se bavite teškom tjelesnom aktivnošću ili sportom. Dok je pod utjecajem rekreativnih droga ili alkohola. Ako imate čir, spolno prenosivu bolest ili ranu na genitalnom području.

Održavajte stroge higijenske standarde tijekom korištenja uređaja. Uklonite uređaj za mokrenje ili defekaciju ili tijekom spolnog odnosa. Ako tijekom korištenja uređaja imate erekciju, ne brinite: jednostavno će vam se činiti malo zategnutijim.

Ako vam se na glaviću glave pojave bijele mrlje, potrebno je posjetiti liječnika jer je moguće da ste razvili gljivičnu infekciju. Osobna higijena je vrlo važna. Držite uređaj čistim

Korištenje lijekova za poticanje rasta kose (finasterid), lijekova za liječenje depresije, tableta za spavanje, sredstava za smirenje i sedativa može znatno umanjiti učinkovitost. Dopuštena je uporaba lokalnog minoksidila za poticanje rasta kose.

U slučaju manje iritacije, podljeva penisa ili kožne reakcije penisa u distalnom dijelu osovine ili na dnu penisa. Nemojte koristiti uređaj 4 dana. Dva puta dnevno, ujutro i poslijepodne, nanosite mast protiv iritacija, a navečer ljekovitu mast. Ako rana i dalje postoji, prestanite koristiti uređaj i obratite se svom liječniku. Ako osjećate nelagodu u tijelu penisa, masirajte penis hidratantnom kremom svake večeri 5 minuta nježnim istezajućim pokretima.

Kontraindikacije: Bolesnici s nekontroliranim dijabetesom, genitalnim herpesom, spolno prenosivim bolestima, uretritisom i akutnim cistitisom, akutnim prostatitisom, trbušnom kilom, dermatitisom, rakom testisa, rakom limfnih čvorova, limfomom, paraplegičarima, kvadrilegičarima i pacijentima koji uzimaju antikoagulanse.

Nuspojave: Andropenis® je dizajniran posebno za medicinsku upotrebu i njegova uporaba ne uključuje nikakve sekundarne učinke, sve dok se pravilno koristi prema indicijama koje su izložene u ovom priručniku.

13 Rješavanje problema

Problem	Mogući uzrok	Otopina
Nelagoda ili bol	Trake su preuske, nepravilno prijanjanje ili su nepravilno napete	- Lagano olabavite trake i ponovno provjerite prijanjanje. Provjerite je li uređaj ispravno poravnat duž osovine. - Nanesite dodatnu podlogu ako je potrebno za smanjenje pritiska. - Ako bol ne prestane, uklonite uređaj i obratite se svom liječniku.
Iritacija ili crvenilo kože	Dugotrajno nošenje, nepravilno pristajanje ili osjetljivost kože na materijale	- Pazite da uređaj ne nosite predugo bez pauza kako je preporučeno. - Koristite zaštitnu kremu ili dodatnu podlogu za zaštitu kože. - Redovito čistite uređaj kako biste spriječili iritaciju od znoja i nečistoća. - Ako se iritacija pogorša, prekinite s upotrebom i obratite se liječniku.
Klizanje ili labavljenje	Trake su previše labave, nepravilna primjena	- Ponovno zategnite trake, osiguravajući da pružaju odgovarajuću potporu bez prekida cirkulacije. - Provjerite je li uređaj ispravno poravnat i centriran na penis. - Provjerite ima li istrošenosti ili oštećenja na trakama ili pričvršćivačima. Zamijenite ako je potrebno.
Poteškoće s primjenom uređaja	Neispravno pozicioniranje	- Pažljivo slijedite upute za pravilno poravnanje i primjenu. - Ako je potrebno, pogledajte video demonstraciju
Uređaj uzrokuje oticanje	Pretjerani pritisak od remena, suženja ili neodgovarajuće veličine	- Odmah uklonite uređaj ako se pojavi otekline. - Ponovno postavite uređaj labavije, osiguravajući pravilan protok krvi. - Ako otekline potraje, obratite se svom liječniku prije nastavka uporabe.
Lom ili oštećenje uređaja	Normalno trošenje i habanje, prekomjerna sila tijekom uporabe	- Pregledajte uređaj prije i nakon svake uporabe na znakove istrošenosti ili oštećenja. - Zamijenite uređaj ako je bilo koji dio slomljen ili oštećen. Ne pokušavajte sami popraviti oštećeni uređaj.
Miris ili higijenski problemi	Neadekvatno čišćenje	- Nakon svake uporabe uređaj temeljito očistite blagim sapunom i toplom vodom. - Potpuno osušite uređaj prije pohranjivanja ili ponovne uporabe. - Zamijenite uređaj ako razvija uporan miris ili ako čišćenje ne riješi problem.
Trake se stalno odvajaju	Slabi ili istrošeni pričvršćivači	- Provjerite stanje remena i spojnika. - Zamijenite uređaj ako pričvršćivači više ne rade učinkovito, jer možda neće pružiti odgovarajuću potporu.



www.andropenis.com

Increase penis size with traction therapy and treat micropenis.



www.andropeyronie.com

Reduce penile curvature and treat Peyronie's disease.



www.androvacuum.com

Improve erections with vacuum therapy and treat erectile dysfunction.



andromedical.com/shop

Spare parts and accessories



www.andropharma.com

PENIS

Increase the own testosterone levels and improve penile lengthening.

VIGOR

Increase men's sexual desire and achieve long lasting erections.

CURVATURE

Inhibit the fibrous plaque of Peyronie with natural anti-inflammatories.

Further information, updates, privacy policy, return-refund policy, disclaimer and conditions of warranty can be found at: www.andromedical.com

© Copyright 1995-2025 Andromedical®, Madrid (Spain).