




1.- Index	1
2.- Gyors útmutató	2
3.- Leírás	6
4.- Alkatrészek	6
5.- Rendeltetésszerű használat	6
6.- Modellek	6
7.- Személyre szabhatja a	7
8.- Szerelés	8
9.- Táblák	10
10.- Használati mód	11
11.- Műtétek	11
12.- Használati óvintézkedések	12
13.- Hibaelhárítás	13
14.- Portfólió	14




IFU 30 LANGUAGES

www.andropenis.com/ifu/



01



The device measure is 8cm. Therefore, it must be adjusted to your personal size. Measure your penis size in erection. Subtract 4 cm, the result will be your device **PERSONAL SIZE** to start the treatment.

Das Gerät misst 8cm und muss bei Beginn der Behandlung der eigenen Länge angepasst werden. Messen Sie dafür Ihre Penislänge im erigierten Zustand und ziehen Sie 4cm ab. So erhalten Sie Ihre **PERSÖNLICHE GRÖSSE**.

Le dispositif mesure 8cm par défaut. Cependant, pour commencer le traitement, il doit être ajusté à la longueur de votre pénis. Mesurez votre pénis en érection et soustraire 4 cm à la mesure. Le résultat sera **LA TAILLE PERSONNELLE**.

El dispositivo mide 8cm por defecto. Sin embargo, para comenzar el tratamiento debe ajustarse a la longitud del dispositivo a su tamaño personal. Para ello mida su pene en erección y reste 4 cm a la medida obtenida. El resultado será el **TAMAÑO PERSONAL**.

Il dispositivo misura 8cm. Per cominciare il trattamento la sua lunghezza deve essere adattata alle dimensioni del pene. Misuri il pene in erezione, sottragga 4cm e in questo modo otterrà la sua **MISURA PERSONALE**.

アンドロペニスのもともとのサイズは8cmです。勃起時のペニスのサイズを測定し、そこから4cm引いた数が治療開始時のアンドロペニスの個人サイズとなります。

طول جهاز الأندروپينيس 8 سم. لذا، لابد من تعديله لحجم قضيبك. قم بقياس طول قضيبك في حالة الإلتصاب ثم قم بطرح 4 سم من هذا الطول والرقم الناتج سيكون هو طول الجهاز الذي ستبدأ به.

02



Remove the upper plastic support.

Entfernen Sie das obere Plastikteil.

Retirez le support supérieur.


Quite el soporte superior.

Rimuova il supporto superiore in plastica.

プラスチック上部部品を取り外します。

قم بنزع الداعم المصنوع من البلاستيك الموجود في الأعلى.

03



Add as many extension rods as necessary until **the device** matches your **personal size**. Once you have finished, replace the upper plastic support.

Fügen Sie sovielen Achsen wie nötig hinzu, bis **das Gerät** Ihre **persönliche Größe** erreicht hat.

Ajoutez autant d'axes que nécessaire jusqu'à ce que **l'appareil** atteigne votre **taille personnelle**. Ensuite, remplacez le support sur le dessus.


Añada tantos ejes como sean necesarios hasta que alcance la medida de su **tamaño personal**. Después vuelva a colocar el soporte superior.

Aggiunga tante assi quante sono necessarie per raggiungere la sua **misura personale**. Ricollochi il supporto superiore in plastica.

個人サイズになるまで、アンドロベシに短軸を加えていきます。長さの調節が完了したら、始めに取り外したプラスチック上部部品を再び取り付けます。

أضف قضبان عند الضرورة حتى يصل طول جهاز الأندروبسيس إلى **الطول المراد** كما تم حسابه في الأعلى. بمجرد الانتهاء من استخدام الجهاز قم بوضع قطعة البلاستيك مرة أخرى.

04



Thread the silicone band through the Androtop®. Next, insert each band end into the holes of the plastic support.

Stecken Sie das Silikonband durch den Androtop®. Danach passen Sie beide Enden des Silikonbands in die entsprechenden Löcher des oberen Plastikteils ein.

Insérez la bande de silicone à travers Androtop®. Ensuite, insérez chaque extrémité de la bande dans les trous du support supérieur.


Introduzca la cinta de silicona a través del Androtop®. Después, inserte cada extremo de la cinta en los agujeros del soporte superior.

Faccia passare la fascia di silicone attraverso l'Androtop®. Successivamente inserisca entrambi gli estremi della fascia negli appositi fori del supporto superiore.

シリコンバンドをアンドロトプの穴に通します。次に、プラスチック上部部品の穴にシリコンバンドを通すようにしてください。

قم بلف خيط السليكون على الأندروتوب. ثم قم بوضع كل شريط في الأفرام في قطعة البلاستيك.





Your penis must be in flaccidity. Retract your foreskin to uncover your glans completely. We recommend covering the groove of the glans with a gauze, cotton wool and/or even the Androrring® (brown jelly ring).

Ihr Penis muss sich im schlaffen Zustand befinden. Schieben Sie die Vorhaut zurück, sodass Ihre Eichel komplett zum Vorschein kommt. Wir empfehlen Ihnen die Eichel mit einer Gaze, einem Wattebausch oder dem Androrring® (brauner Gelring) zu schützen.


Votre pénis doit être en état de flaccidité. Rétractez le prépuce pour découvrir complètement le gland. Nous recommandons de recouvrir le sillon du gland avec un coton gaze, et / ou même l'Androrring® (anneau marron).

El pene debe estar en flacidez. Retire el prepucio para dejar el glande al descubierto completamente. Recomendamos cubrir el surco del glande con una gasa, algodón o Androrring® (anillo de gel).

Il pene deve trovarsi allo stato flaccido. Ritiri il prepuzio di modo che il glande rimanga completamente scoperto. Consigliamo di proteggere il solco del glande con una garza, cotone o Androrring® (anello in gel).

ペニスが勃起していない状態で、亀頭全体が完全に出るよう包皮を剥きます。亀頭(シリコンバンドが当たる部分)にガーゼやコットン、またはアンドロリング(茶色いシリコンリング)をつけ、保護することをお勧めします。

يجب أن يكون القضيب في حالة الإرتخاء. قم بسحب الجلد الزائد من على رأس القضيب إن وجد. نحن نوصي بتغطية رأس القضيب بقطعة شاش أو قطن أو حتى بالاندورنج. (الحلقة التي لونها بني).



Next, insert your penis through the base ring (the thinnest part of the ring located upwards) and finally through the silicone band loop, resting your glans in the hollow part of the upper plastic support.

Schieben Sie als nächstes Ihren Penis durch den Basisring (die feinere Seite nach oben). Schieben Sie danach die Eichel durch die Schlaufe des Silikonbands, sodass die Eichel gegen die obere Plastikstruktur lehnt.


Ensuite, insérez votre pénis à travers l'anneau de base (la partie la plus mince de l'anneau située vers le haut) et enfin à travers la boucle de la bande en silicone, en reposant votre gland dans la partie creuse du support supérieur en plastique.

Introduzca el pene a través del anillo base colocando la parte más estrecha del anillo hacia arriba. Después haga pasar el glande a través del lazo de la cinta de silicona, dejando que el glande apoye en el soporte superior.

Ora inserisca il pene nell'anello inferiore, orientando la parte più stretta dell'anello verso l'alto. Dopodiché faccia passare il glande attraverso l'anello formato dalla banda in silicone, lasciando che il glande si appoggi al supporto superiore.

次に、ペニスをベースリングに通します(ベースリングは薄くなっているほうが上になります)。さらに、シリコンバンドの輪にペニスを通し、亀頭が上部製品のくぼみに収まるようにします。

ثم بوضع قضيبك داخل الحلقة الدائرية (أرق جزء يكون للأعلى) ثم إلى شريط السيليكون و قم بإراحة رأس قضيبك في الجزء المجوف من قطعة البلاستيك.



Keeping the band above your glans, shorten the loop by pulling on each end of the silicone band until the glans is completely held.

Halten Sie das Silikonband über die Eichel und befestigen Sie diese, indem Sie an den beiden Enden des Silikonbands ziehen bis die Eichel fest sitzt.


En maintenant la bande sur le gland, raccourcissez la boucle en tirant sur chaque extrémité de la bande de silicone jusqu'à ce que le gland soit complètement tenu.

Manteniendo la cinta sobre el glande, acorte el lazo estirando cada extremo de la cinta de silicona hasta que el glande quede bien sujeto.

Mantenendo la fascia sul glande, stringa il laccio tirando entrambi gli estremi del laccio di silicone fino a quando il glande non è ben legato.

龟头をシリコンバンドの輪に通した後、バンドの両端を少しずつ下に引っ張り、ペニスが器具から外れなくなるまで締めていきます。

وضع الشريط فوق رأس القضيب وتقصير الحلقة عن طريق السحب على كل نهاية من شريط السيليكون لحين التأكد من تثبيت رأس القضيب.



Finally, fit the ends of the silicone band into the grooves behind the upper plastic support carefully. You have to stretch the band while pressing into the grooves.

Passen Sie schließlich vorsichtig die Enden des Silikonbands in die Rillen hinter der oberen Plastikstruktur ein. Sie müssen dafür an den Enden des Silikonbands ziehen und gleichzeitig diese in die Rillen drücken.

Enfin, avec précaution, insérez les extrémités de la bande de silicone dans les rainures derrière le support supérieur en plastique. Tirez sur chaque extrémité pour les rendre plus fines tout en appuyant pour les faire rentrer dans les rainures.

Finalmente, ajuste los extremos de la cinta de silicona en las hendiduras de detrás del soporte superior con cuidado. Debe estirar la cinta a la vez que presiona sobre las hendiduras.

Infine inserisca con attenzione le estremità del laccio di silicone nelle fessure presenti sul dorso del supporto superiore. È necessario tirare il laccio nel momento in cui lo si inserisce nelle scanalature.

最後に、シリコンバンドの端を慎重に上部プラスチックサポートの背後の溝にはめ込みます。溝にバンドを押し込みながらバンドを引っ張ってください。

أخيراً، ضع شريط السيليكون في الأخاديد وراء قطعة البلاستيك العلوي بعناية. يجب عليك تمديد الشريط أثناء الضغط عليه في الأخاديد.



3 Leírás

Az **Andropenis®** egy péniszsín, amely külsőleg rögzül a péniszhez. A tervezett felhasználástól függően könnyű vonóerőt gyakorolhat a péniszre, mint péniszhúzó eszköz, vagy vonóerő nélkül is használható péniszsínként.

4 Alkatrészek

Az **Andropenis®** alkatrészei egy műanyag alapgyűrű két fémszár, belső rugókkal és egy felső műanyag támaszték egy szilikon szalaggal. A műanyag részek POM-ból készültek egy szintetikus anyag, amelyre nem hatnak az olyan éghető anyagok, mint például az alkohol. A szalag orvosi minőségű szilikonból van. Az **Andropenis®** gold fémszárai pedig sárgarézből, 24 karátos aranyréteggel bevonva. A rugók rozsdamentes acélból készültek, a szárazak pedig sebészi minőségű alumíniumból.

ÖSSZETEVŐK (1. ábra): 1-műanyag alapgyűrű, kettőzött fejű anyacsavar, 3- csavarmenetes szár , 4-csavarmenetes szabályozható nyél, 5-fémszár, 6-csavar, 7-rugó, 8-rugót védő csavar, 9-nagy 4 cm-es pálca (1.6"), 10-közepes 2 cm-es pálca (0.8"), 11-kisméretű 0.5 cm-es pálca (0.2"), 12-legkisebb 0.3 cm-es pálca (0.1"), 13- felső műanyag támaszték, 14-szilikon szalag, 15-védő párna, 16-szilikon gyűrűk.

FIGYELEM: Ajánlott egy ruha segítségével eldörzsölni némi kis olajat a 4-es és 5-ös alkatrész között, hogy lehetővé tegyék a könnyebb csúszást (ld OIL).

5 Rendeltetészerű használat

- A pénisz deformitásának megelőzése urológiai műtétek vagy betegségek után (sin használata).
- Az urológiai műtétek vagy betegségek okozta péniszdeformitás korrigálása (húzás alkalmazása).
- A pénisz hosszának meghosszabbítása mikropénisz és kis pénisz szindróma esetén (vontatás alkalmazása).
- A szexuális együttléthez elegendő péniszmerevség létrehozása vagy fenntartása (sin használata).

6 Modellek

- **Andropenis Peyronie**, a pénisz deformitásának megelőzésére vagy korrigálására a betegségben.
- **Andropenis Surgery**, a műtétek utáni péniszdeformitás megelőzésére vagy korrigálására.
- **Andropenis Mini**, a pénisz hosszának meghosszabbítása vagy a közösülés segítése a mikropéniszben.
- **Andropenis Gold**, a pénisz hosszának meghosszabbítására vagy a közösülés elősegítésére, érzékeny bőr esetén.
- **Andropenis Pro**, a pénisz hosszának meghosszabbítására vagy a közösülés segítése, a rendszeres péniszben.



fig. 1

7 Személyre szabhatja a

Az **Andropenis®** eredeti hossza 8 cm (3.1"). Az eszköz méretét a műanyag gyűrű alsó részétől a fémszár végéig mérjük (4. ábra, KEZDETI).

Lehetősége van testreszabni **Andropenis®** készülékét, saját péniszméretének megfelelően. Mérőszalag segítségével mérje le péniszkörfogatát és -hosszát eryedtet, majd merev állapotban (2. és 3. ábra).

Számolja ki az **Andropenis®** személyreszabott hosszát, úgy, hogy kivon 4 cm-t (1,6") pénisz erekióban mérhető hosszából.




fig. 2




fig. 3




fig. 4

Példa: 14.7 cm. – 4 cm. = 10.7 cm. > Andropenis® personal size = 10.7 cm

Most, készítse elő a készüléket a saját méretének megfelelően.

Először is válassza le a felső műanyag támasztékot, azáltal, hogy felemeli azt (5. ábra), ezután tegyen fel annyi szárdarabot, amennyi csak szükséges, ahhoz hogy megfelelő méretű legyen az **Andropenis®** (4. ábra, SZEMÉLYRESZABOTT).

Példa: Személyreszabott méret 10.7 cm. = **Andropenis®** eredeti mérete (8 cm.) + 10. számú alkatrész (2 cm.) + 11-es alkatrész (0.5 cm).



Hogyan kell használni

Figyelem:

Az **Andropenis®** Mini eredeti mérete 7 cm. Ha ez a fajta készüléke van, kezdje az adaptációs periódust ezzel a mérettel (7 cm), és tartsa ezt a méretet 15 napig: első nap 3 órán át használja a készüléket és ahogy telnek a napok, fokozatosan emelje a használat idejét. Az első 15 nap után a használati táblázatoknak megfelelően növelje az alkalmazási időtartamot (ld alább).



fig. 5

A védő gyógyszeres pamutszalag használata KÖTELEZŐ, amelyet a makk alatti barázdába kell helyezni. Helyezze be az egyik szilikonszalag-modellt (14. darab), amely a pénisz méretének megfelelően a legjobban illeszkedik a megfelelő védőpárnába (15. darab). A szilikonszalag végeit vezesse be a felső műanyag tartó hátsó oldalán lévő lyukakba (13. darab), úgy, hogy a szalag hurkot képezzen.

A pénisz petyhüdt állapotában csúsztassa az összes fitymát (körülmetéletlen férfiaknál) a szárra (7. ábra), és helyezze a szilikongyűrűt a makk koronája alá, ahol az a pénisz szárával találkozik (8. ábra).



fig. 7

A makk nem érintkezhet közvetlenül az eszközzel. Ezután nyújtsa ki a péniszt a testtől távolabb, hogy a pénisz petyhüdt állapotban megnyúljon.



fig. 8

Vegyük az alapgyűrűt (1. darab) úgy, hogy a gyűrű legkeskenyebb része felfelé nézzen. Illessze át a péniszt az alapgyűrűn (1. darab), és helyezze a felső műanyag tartó (13. darab) mélyedésébe. Helyezze a bal kezét a felső tartóra (13. darab), és nyomja a készüléket a testéhez, összenyomva a belső rugókat (9. ábra).



fig. 9

Miközben a bal kezét a helyén tartja, a jobb keze ujjával húzza át a makkot a szilikonszalag által kialakított hurokon (10. ábra).



fig. 10



Hogyan kell rögzíteni

Helyezze a bal kéz hüvelykujját a makk tetejére, hogy a pénisz a helyén maradjon, miközben a jobb kezével fokozatosan lerövidíti a szilikonhurkot úgy, hogy a szalag mindkét végét meghúzza.(11. ábra).



fig. 11

Lassan húzza a bőrt a pénisz mindkét oldalán a teste felé, hogy elkerülje a bőr becsípődését, vagy hogy a makk barázdája felett ráncot hagyjon (12. ábra).

A szilikonhuroknak a makk barázdájára kell illeszkednie és azzal egy vonalban kell lennie, anélkül, hogy fájni, de elég szorosnak kell lennie ahhoz, hogy a makk ne csússzon ki. Óvatosan rögzítse a szilikonszalagot a felső támasz alsó oldalán lévő rögzítőelemekbe (13. kép) azáltal, hogy a szalagot minden egyes alkalommal megnyújtja, amikor a mélyedéseken belülre nyomja.

Szorítsa meg, de ne húzza lefelé, hogy elkerülje a pénisz becsípődését.

Kétszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e bőr a horony felett vagy a szilikonszalag alatt, ha van, húzza a bőrt a test felé, hogy elkerülje a becsípődést. Az **Andropenis®** eltávolításához nyomja össze a rugókat a testhez nyomva, oldja ki a szilikonszalagot (14. darab) a felső tartóban lévő rögzítőelemekből (13. darab), és növelje a szilikonhurok méretét a pénisz kiszabadításához.

Az **Andropenis®** a makk rögzítési rendszerét egy szalaggal rögzíti. két modell áll rendelkezésre **Androcomfort®** szalag és **Androsilicone®** szalag. Az **Androcomfort®** szalagrendszer lehetővé teszi az **Andropenis®** még kényelmesebb használatát. A pénisz makkja és a péniszszár közé, a coronalis sulcus területére-előcsúcsára helyezik. Bevezetni a szalagot az **Androtop®** nevű habrendszerbe. Nézze meg, hogyan kell használni őket.

www.andromedical.com/videos






fig. 12



fig. 13



Androsupport
Útmutató




Az **Andropenis®** egy szilikongyűrűvel rendelkezik, amely az **Androring®** nevű párnázó rendszerként működik. A pénisz makkja és a péniszszár között, a coronalis sulcus-prepuce között helyezkedik el. Nézze meg, hogyan kell használni: www.andromedical.com/videos

Az **Andropeyronie®**, az **Androsurgery®** és az **Andropenis® Mini** a péniszgörbületek korrekciójára alkalmas felsőbbrendű műanyag résszel (Androsupport) rendelkezik (lásd az "Androsupport használati útmutatót"). www.andropenis.com/ifu

	KÉSZÜLÉK MÉRETE	NAPI HASZNÁLAT
	Adaptációs periódus	
Első 5 nap	Kezdeti méret	3 óra
6 – 10. nap	Adjon hozzá egy 0,5 cm-es nyéldarabot (11. alkatrész)	6 óra
11 – 15. nap	Adjon hozzá egy 0,5 cm-es nyéldarabot (11. alkatrész)	8 óra
	Evolúciós periódus	
1. és 2. hónap	Adjon hozzá egy 0,5 cm-es nyéldarabot (11. alkatrész) minden 7. napon	8 óra
3. hónaptól	Adjon hozzá egy 0,5 cm-es nyéldarabot (11. alkatrész) minden 10. napon	8 óra
5. hónaptól	Adjon hozzá egy 0,5 cm-es nyéldarabot (11. alkatrész) minden 15. napon	8 óra

AJÁNLOTT

Pihenés és masszázs
pénisz és makk





2 vagy 1,5 óránként

Rendszeres időközönként 8 óránál hosszabb ideig ne használja.

A készüléket 2 óránként néhány percre el kell távolítani, hogy a szövetek ellazulhassanak.

Ne aludjon a készülékkel.

Figyelem: a saját kényelme érdekében, az 5. hónaptól kezdve lehetséges előbb egy 0,30 cm-es darab (12. alkatrész) hozzáadása, majd pár nap múlva egy 0,5 cm-es darabra cserélése (11. alkatrész), hogy progresszívabbá tegyék a húzóhatást.






A közös kezelés, kivéve a különböző orvosi rendelvények esetén, 2 időszakból áll:

- 15 napos alkalmazkodási időszak.
- Egy 3 különálló szakaszból álló fejlődési időszak: Eredeti fejlődési szakasz (1. és 2. hónap), köztes szakasz (1. és 2. hónap). szakasz (3. és 4. hónap) és a végső fejlődési szakasz, amely az 5. hónapban kezdődik.

Az első napon, gyakorlásképpen, szerelje be és vegye ki a készüléket 10 alkalommal egymás után. Görbület esetén ajánlott a készüléket a görbulettől távolabb felszerelni. Példa: ha Önnek jobbra görbülete van, akkor a készüléket az ellenkező irányba kell elhelyezni, balra helyezve az alsónadrágban. Ha pedig lefelé görbült, akkor a készüléket lefelé kell elhelyezni az alsónadrágban (lásd az alábbi képeket). A készüléket 2 óránként néhány percre el kell távolítani, hogy a szövetek ellazulhassanak. Az 5. hónap után ezt a pihenőidőt 1,5 óránként kell betartani. Használja ki ezt a pihenőidőt a pénisz enyhe masszírozására. Az eszközt 4 naponta mossa ki PH-semleges szappannal és vízzel.

Legyen türelmes és következetes a kezeléssel, ez a céljai elérésének kulcsa. A kezelési programtól való bármilyen eltérés megváltoztathatja az elért eredményeket (konzultáljon orvosával).



Ha a műtét egyszerű, az **Androsurgery®** használatát a műtét után 15 nappal ajánlott elkezdni. Ha a műtét nagyon összetett, az **Androsurgery®** alkalmazását a műtét után 1 hónappal ajánlott elkezdni. Mindig konzultáljon sebészével, hogy ő tudjon tanácsot adni, hogy a műtét után mennyi idővel kezdje el az **Androsurgery®** használatát és a használat időtartamát.

MŰTÉT	Evolúciós periódus	
1.és 2. hónap	Adjon hozzá egy 0,5 cm-es nyéldarabot (11.) minden héten	8 óra
A harmadik hónaptól	Adjon hozzá egy 0,5 cm-es nyéldarabot (11.) minden hónapban	8 óra

Bár általában nincs kellemetlen érzés, néhány napon a készülék kellemetlen lehet. Ne aggódjon, használja tovább a készüléket. Szükség esetén azonban egy napra megszakíthatja a kezelést.

Ha fájdalmat vagy kellemetlen érzést, kékes elszíneződést vagy zsigbadást tapasztal a makkokon, vegye ki az eszközt, és masszírozza meg a péniszt. Ezzel a pénisz színe visszatér a normális állapotba, és a kellemetlen érzések megszűnnek. Ha a makk tövéén kellemetlen érzést érez, próbálja meg pamut vagy géz viselésével megvédeni ezt az érzékeny területet.

Ha 15-30 napig nem tudta viselni az eszközt, kezdje a kezelést 1 cm-rel (0,4") kisebb méretnél, mint amekkorát az eszköz ekkor viselt.

A pénisz vérálfutása, a pénisz bőrreakciója a szár disztális részén és a pénisz tövéénél (a műanyag gyűrű felhelyezésének helyén), fájdalom, a pénisz dikrómas elváltozásai, a mirigyek zsigbadása, bizsergő érzés, ödéma vagy folyadékviszartartás a mirigyekben, seb, irritáció, gyulladás és kellemetlen érzés maradványkockázatként azonosított. ha az alábbi maradványkockázatok bármelyike előfordul az eszköz használata során, erősen javasoljuk, hogy hagyja abba az eszköz használatát.

Ne használja Andropenis®: alvás közben, megerőltető fizikai tevékenység vagy sportolás közben. Drogok vagy alkohol hatása alatt. Ha fekélye, szexuális úton terjedő betegsége vagy sebe van a nemi szerv területén.

A készülék használata közben tartsa be a szigorú higiéniai előírásokat. Vegye le az eszközt vizelés vagy székletürítés céljából, illetve szexuális együttlét közben. Ha az eszköz használata közben erekciója van, ne aggódjon: egyszerűen csak egy kicsit feszesebbnek fogja érezni.

Ha fehér foltok jelennek meg a makkján, orvoshoz kell fordulnia, mivel előfordulhat, hogy gombás fertőzés alakult ki. A személyes higiénia nagyon fontos. Tartsa az eszközt tisztán.

A hajnövekedést serkentő gyógyszerek (finaszterid), a depresszió kezelésére szolgáló gyógyszerek, altatók, nyugtatók és alatószerek használata jelentősen csökkentheti a hatékonyságát. A hajnövekedést serkentő helyi Minoxidil használata megengedett.

Kisebb irritáció, péniszszűződés vagy péniszbőrreakció esetén a pénisz szárának disztális részén vagy a pénisz tövéénél. Ne használja a készüléket 4 napig. Alkalmazza az irritáció elleni kenőcsöt naponta kétszer, reggel és délután, és a gyógyító kenőcsöt éjszaka. Ha a seb továbbra is fennáll, hagyja abba az eszköz használatát, és forduljon orvosához. f ha kellemetlen érzést érez a pénisz szárában, minden este 5 percig masszírozza a péniszt hidratáló krémmel, gyengéd nyújtó mozdulatokkal.

Ellenjavallatok: Ellenőrizetlen cukorbetegségben, genitális herpeszben, szexuális úton terjedő betegségekben, urethritisben és akut cystitisben, akut prostatitisben, hasi sérvben, dermatitisben, hererákban, nyirokmirigyrákban, lymphomában, paraplegiában, quadriplegiában szenvedő betegek és vérávdásgátló kezelést kapó betegek.

Mellékhatások: Az Andropenis®-t kifejezetten orvosi felhasználásra tervezték, és alkalmazása nem jár semmilyen másodlagos hatással, amennyiben a jelen kézikönyvben leírt javallatoknak megfelelően alkalmazza.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Kellemetlenség vagy fájdalom	A hevederek túl szorosak, nem megfelelő illeszkedés vagy helytelen beállítás	- Lazítsa meg kissé a pántokat, és ellenőrizze újra az illeszkedést. Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően igazodik a tengely mentén. - Szükség esetén alkalmazzon további párnázást a nyomás csökkentése érdekében. - Ha a fájdalom továbbra is fennáll, vegye ki a készüléket, és forduljon egészségügyi szolgáltatójához.
Bőrirritáció vagy bőrpír	Hosszan tartó viselés, nem megfelelő illeszkedés vagy az anyagokkal szembeni bőrérzékenység.	- Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne viselje túl sokáig szünetek nélkül, ahogyan azt tanácsolják. - A bőr védelme érdekében használjon védőkrémet vagy kiegészítő párnázást. - Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, hogy elkerülje az izzadság és a szennyeződések okozta irritációt. - Ha az irritáció súlyosbodik, hagyja abba a használatát, és forduljon orvoshoz.
Csúszás vagy lazulás	Túl laza hevederek, helytelen alkalmazás	- Húzza meg újra a pántokat, biztosítva, hogy megfelelő alátámasztást nyújtsanak anélkül, hogy elválnának a vérkeringést. - Győződjön meg róla, hogy az eszköz megfelelően igazodik és a pénisz közepén van. - Ellenőrizze, hogy a hevederek vagy a kötőelemek nem kopnak-e vagy sérültek-e. Szükség esetén cserélje ki.
Nehézségek az eszköz alkalmazásával kapcsolatban	Helytelen pozicionálás	- A megfelelő beállítás és alkalmazás érdekében gondosan kövesse az utasításokat. - Ha szükséges, nézze meg a bemutató videókat
Az eszköz duzzanatot okoz	Túlzott nyomás a pántoktól, szűkület vagy nem megfelelő méretezés miatt.	- Ha duzzanat lép fel, azonnal távolítsa el a készüléket. - Helyezze vissza az eszközt lazábban, biztosítva a megfelelő véráramlást. - Ha a duzzanat továbbra is fennáll, a használat folytatása előtt forduljon egészségügyi szolgáltatójához.
A készülék törése vagy sérülése	Normál kopás, túlzott erőhatás a használat során	- Minden használat előtt és után ellenőrizze a készüléket a kopás vagy sérülés jelei miatt. - Cserélje ki a készüléket, ha bármelyik alkatrészt eltört vagy megsérült. Ne próbálja meg saját maga megjavítani a sérült készüléket.
Szag vagy higiéniai problémák	Nem megfelelő tisztítás	- Minden használat után alaposan tisztítsa meg a készüléket enyhe szappannal és meleg vízzel. - Teljesen szárítsa meg a készüléket, mielőtt újra tárolná vagy használná. - Cserélje ki a készüléket, ha tartósan szaglik, vagy ha a tisztítás nem oldja meg a problémát.
A hevederek folyamatosan leválnak	Gyenge vagy elhasznált kötőelemek	- Ellenőrizze a hevederek és a kötőelemek állapotát. - Cserélje ki a készüléket, ha a rögzítőelemek már nem működnek hatékonyan, mivel előfordulhat, hogy nem nyújtanak megfelelő alátámasztást.



www.andropenis.com

Increase penis size with traction therapy and treat micropenis.



www.andropeyronie.com

Reduce penile curvature and treat Peyronie's disease.



www.androvacuum.com

Improve erections with vacuum therapy and treat erectile dysfunction.



andromedical.com/shop

Spare parts and accessories



www.andropharma.com

PENIS

Increase the own testosterone levels and improve penile lengthening.

VIGOR

Increase men's sexual desire and achieve long lasting erections.

CURVATURE

Inhibit the fibrous plaque of Peyronie with natural anti-inflammatories.

Further information, updates, privacy policy, return-refund policy, disclaimer and conditions of warranty can be found at: www.andromedical.com

© Copyright 1995-2025 Andromedical®, Madrid (Spain).