




1.- Indeks	1
2.- Panduan Cepat	2
3.- Deskripsi	6
4.- Komponen	6
5.- Tujuan penggunaan	6
6.- Model	6
7.- Personalisasi	7
8.- Pemasangan	8
9.- Tabel	10
10.- Metode Penggunaan	11
11.- Operasi	11
12.- Tindakan Pencegahan Penggunaan	12
13.- Pemecahan masalah	13
14.- Portofolio	14




IFU 30 LANGUAGES

www.andropenis.com/ifu/



01



The device measure is 8cm. Therefore, it must be adjusted to your personal size. Measure your penis size in erection. Subtract 4 cm, the result will be your device **PERSONAL SIZE** to start the treatment.

Das Gerät misst 8cm und muss bei Beginn der Behandlung der eigenen Länge angepasst werden. Messen Sie dafür Ihre Penislänge im erigierten Zustand und ziehen Sie 4cm ab. So erhalten Sie Ihre **PERSÖNLICHE GRÖSSE**.

Le dispositif mesure 8cm par défaut. Cependant, pour commencer le traitement, il doit être ajusté à la longueur de votre pénis. Mesurez votre pénis en érection et soustrayez 4 cm à la mesure. Le résultat sera **LA TAILLE PERSONNELLE**.

El dispositivo mide 8cm por defecto. Sin embargo, para comenzar el tratamiento debe ajustarse a la longitud del dispositivo a su tamaño personal. Para ello mida su pene en erección y reste 4 cm a la medida obtenida. El resultado será el **TAMAÑO PERSONAL**.

Il dispositivo misura 8cm. Per cominciare il trattamento la sua lunghezza deve essere adattata alle dimensioni del pene. Misuri il pene in erezione, sottragga 4cm e in questo modo otterrà la sua **MISURA PERSONALE**.

アンドロペニスのもともとのサイズは8cmです。勃起時のペニスのサイズを測定し、そこから4cm引いた数が治療開始時のアンドロペニスの個人サイズとなります。

طول جهاز الأندروپينيس 8 سم. لذا، لابد من تعديله لحجم قضيبك. قم بقياس طول قضيبك في حالة الانتصاب ثم قم بطرح 4 سم من هذا الطول والرقم الناتج سيكون هو طول الجهاز الذي ستبدأ به.

02



Remove the upper plastic support.

Entfernen Sie das obere Plastikteil.

Retirez le support supérieur.


Quite el soporte superior.

Rimuova il supporto superiore in plastica.

プラスチック上部部品を取り外します。

قم بنزع الداعم المصنوع من البلاستيك الموجود في الأعلى.

03



Add as many extension rods as necessary until **the device** matches your **personal size**. Once you have finished, replace the upper plastic support.

Fügen Sie sovielen Achsen wie nötig hinzu, bis **das Gerät** Ihre **persönliche Größe** erreicht hat.

Ajoutez autant d'axes que nécessaire jusqu'à ce que **l'appareil** atteigne votre **taille personnelle**. Ensuite, remplacez le support sur le dessus.


Añada tantos ejes como sean necesarios hasta que alcance la medida de su **tamaño personal**. Después vuelva a colocar el soporte superior.

Aggiunga tante assi quante sono necessarie per raggiungere la sua **misura personale**. Ricollochi il supporto superiore in plastica.

個人サイズになるまで、アンドロベシに短軸を加えていきます。長さの調節が完了したら、始めに取り外したプラスチック上部部品を再び取り付けます。

أضف قضبان عند الضرورة حتى يصل طول جهاز الأندروبسيس إلى **الطول المراد** كما تم حسابه في الأعلى. بمجرد الانتهاء من استخدام الجهاز قم بوضع قطعة البلاستيك مرة أخرى.

04



Thread the silicone band through the Androtop®. Next, insert each band end into the holes of the plastic support.

Stecken Sie das Silikonband durch den Androtop®. Danach passen Sie beide Enden des Silikonbands in die entsprechenden Löcher des oberen Plastikteils ein.

Insérez la bande de silicone à travers Androtop®. Ensuite, insérez chaque extrémité de la bande dans les trous du support supérieur.


Introduzca la cinta de silicona a través del Androtop®. Después, inserte cada extremo de la cinta en los agujeros del soporte superior.

Faccia passare la fascia di silicone attraverso l'Androtop®. Successivamente inserisca entrambi gli estremi della fascia negli appositi fori del supporto superiore.

シリコンバンドをアンドロトプの穴に通します。次に、プラスチック上部部品の穴にシリコンバンドを通すようにしてください。

قم بلف خيط السليكون على الأندروتوب. ثم قم بوضع كل شريط في الأفرام في قطعة البلاستيك.





Your penis must be in flaccidity. Retract your foreskin to uncover your glans completely. We recommend covering the groove of the glans with a gauze, cotton wool and/or even the Androring® (brown jelly ring).

Ihr Penis muss sich im schlaffen Zustand befinden. Schieben Sie die Vorhaut zurück, sodass Ihre Eichel komplett zum Vorschein kommt. Wir empfehlen Ihnen die Eichel furche mit einer Gaze, einem Wattebausch oder dem Androring® (brauner Gelling) zu schützen.


Votre pénis doit être en état de flaccidité. Rétractez le prépuce pour découvrir complètement le gland. Nous recommandons de recouvrir le sillon du gland avec un coton gaze, et / ou même l'Androring® (anneau marron).

El pene debe estar en flacidez. Retire el prepucio para dejar el glande al descubierto completamente. Recomendamos cubrir el surco del glande con una gasa, algodón o Androring® (anillo de gel).

Il pene deve trovarsi allo stato flaccido. Ritiri il prepuzio di modo che il glande rimanga completamente scoperto. Consigliamo di proteggere il solco del glande con una garza, cotone o Androring® (anello in gel).

ペニスが勃起していない状態で、亀頭全体が完全に出るよう包皮を剥きます。亀頭(シリコンバンドが当たる部分)にガーゼやコットン、またはアンドロリング(茶色いシリコンリング)をつけ、保護することをお勧めします。

يجب أن يكون القضيب في حالة الإرتخاء. قم بسحب الجلد الزائد من على رأس القضيب إن وجد. نحن نوصي بتغطية رأس القضيب بقطعة شاش أو قطن أو حتى بالاندورنج. (الحلقة التي لونها بني).



Next, insert your penis through the base ring (the thinnest part of the ring located upwards) and finally through the silicone band loop, resting your glans in the hollow part of the upper plastic support.

Schieben Sie als nächstes Ihren Penis durch den Basisring (die feinere Seite nach oben). Schieben Sie danach die Eichel durch die Schlaufe des Silikonbands, sodass die Eichel gegen die obere Plastikstruktur lehnt.


Ensuite, insérez votre pénis à travers l'anneau de base (la partie la plus mince de l'anneau située vers le haut) et enfin à travers la boucle de la bande en silicone, en reposant votre gland dans la partie creuse du support supérieur en plastique.

Introduzca el pene a través del anillo base colocando la parte más estrecha del anillo hacia arriba. Después haga pasar el glande a través del lazo de la cinta de silicona, dejando que el glande apoye en el soporte superior.

Ora inserisca il pene nell'anello inferiore, orientando la parte più stretta dell'anello verso l'alto. Dopodiché faccia passare il glande attraverso l'anello formato dalla banda in silicone, lasciando che il glande si appoggi al supporto superiore.

次に、ペニスをベースリングに通します(ベースリングは薄くなっているほうが上になります)。さらに、シリコンバンドの輪にペニスを通し、亀頭が上部製品のくぼみに収まるようにします。

ثم بوضع قضيبك داخل الحلقة الدائرية (أرق جزء يكون للأعلى) ثم إلى شريط السيليكون و قم بإراحة رأس قضيبك في الجزء المجوف من قطعة البلاستيك.



Keeping the band above your glans, shorten the loop by pulling on each end of the silicone band until the glans is completely held.

Halten Sie das Silikonband über die Eichel und befestigen Sie diese, indem Sie an den beiden Enden des Silikonbands ziehen bis die Eichel fest sitzt.


En maintenant la bande sur le gland, raccourcissez la boucle en tirant sur chaque extrémité de la bande de silicone jusqu'à ce que le gland soit complètement tenu.

Manteniendo la cinta sobre el glande, acorte el lazo estirando cada extremo de la cinta de silicona hasta que el glande quede bien sujeto.

Mantenendo la fascia sul glande, stringa il laccio tirando entrambi gli estremi del laccio di silicone fino a quando il glande non è ben legato.

龟头をシリコンバンドの輪に通した後、バンドの両端を少しずつ下に引っ張り、ペニスが器具から外れなくなるまで締めていきます。

وضع الشريط فوق رأس القضيب وتقصير الحلقة عن طريق السحب على كل نهاية من شريط السيليكون لحين التأكد من تثبيت رأس القضيب.



Finally, fit the ends of the silicone band into the grooves behind the upper plastic support carefully. You have to stretch the band while pressing into the grooves.

Passen Sie schließlich vorsichtig die Enden des Silikonbands in die Rillen hinter der oberen Plastikstruktur ein. Sie müssen dafür an den Enden des Silikonbands ziehen und gleichzeitig diese in die Rillen drücken.

Enfin, avec précaution, insérez les extrémités de la bande de silicone dans les rainures derrière le support supérieur en plastique. Tirez sur chaque extrémité pour les rendre plus fines tout en appuyant pour les faire rentrer dans les rainures.

Finalmente, ajuste los extremos de la cinta de silicona en las hendiduras de detrás del soporte superior con cuidado. Debe estirar la cinta a la vez que presiona sobre las hendiduras.

Infine inserisca con attenzione le estremità del laccio di silicone nelle fessure presenti sul dorso del supporto superiore. È necessario tirare il laccio nel momento in cui lo si inserisce nelle scanalature.

最後に、シリコンバンドの端を慎重に上部プラスチックサポートの背後の溝にはめ込みます。溝にバンドを押し込みながらバンドを引っ張ってください。

أخيراً، ضع شريط السيليكون في الأخاديد وراء قطعة البلاستيك العلوي بعناية. يجب عليك تمديد الشريط أثناء الضغط عليه في الأخاديد.



3 Deskripsi

Andropenis® adalah belat penis yang dipasang secara eksternal pada penis. Alat ini dapat memberikan traksi ringan pada penis sebagai alat traksi penis, atau dapat digunakan tanpa traksi sebagai belat penis, tergantung pada tujuan penggunaan.

4 Komponen

Andropenis® terdiri dari cincin dasar dari plastik, dua tongkat logam dengan pegas di bagian dalamnya, dan sebuah penyangga atas dari plastik dengan pengikat silikon. Komponen-komponen plastik terbuat dari POM (bahan sintesis yang tidak terpengaruh oleh cairan yang mudah terbakar seperti alkohol). Pengikatnya terbuat dari silikon untuk peralatan medis. Batang logam **Andropenis®** emas terbuat dari kuningan yang dilapisi oleh emas 24 karat. Pegas-pegasnya terbuat dari baja anti-karat dan batang-batang logamnya terbuat dari aluminium yang khusus digunakan dalam operasi medis.

KOMPONEN (gambar 1): 1-cincin dasar dari plastik, 2-poros logam, 3-batang logam berulir, 4-batang berulir yang dapat diatur, 5-batang logam, 6-sekrup, 7-pegas, 8-sekrup pengaman pegas, 9-batang logam besar 4 cm (1,6 inci), 10-batang logam medium 2 cm (0,8 inci), 11-batang logam kecil 0,5 cm (0,2 inci), 12-batang logam terkecil 0,3 cm (0,1 inci), 13-penyangga atas dari plastik, 14-pengikat silikon, 15-bantalan pengaman, 16-cincin pengaman silikon.

CATATAN: Dianjurkan untuk mengoleskan secara perlahan-lahan setetes kecil minyak, dengan bantuan kain, antara komponen 4 dan komponen 5 untuk mempermudah pemakaian (lihat OIL).

5 Tujuan penggunaan

- ❑ Mencegah kelainan bentuk penis setelah operasi atau penyakit urologi (penggunaan bidai).
- ❑ Memperbaiki kelainan bentuk penis akibat operasi atau penyakit urologi (penggunaan traksi).
- ❑ Memperpanjang panjang penis pada mikropenis & sindrom penis kecil (penggunaan traksi).
- ❑ Menciptakan atau mempertahankan kekakuan penis yang cukup untuk melakukan hubungan seksual (penggunaan belat).

6 Model

- ❑ **Andropenis Peyronie**, untuk mencegah atau memperbaiki kelainan bentuk penis pada penyakit
- ❑ **Andropenis Surgery**, untuk mencegah atau memperbaiki kelainan bentuk penis setelah operasi.
- ❑ **Andropenis Mini**, untuk memperpanjang panjang penis atau membantu hubungan seksual, pada mikropenis.
- ❑ **Andropenis Gold**, untuk memperpanjang panjang penis atau membantu hubungan seksual, pada kulit yang sensitif.
- ❑ **Andropenis Pro**, untuk memperpanjang panjang penis atau membantu hubungan seksual, pada penis biasa.



fig. 1

7 Personalisasi

Ukuran awal **Andropenis®** adalah 8 cm (3,1 inci). Ukuran alat diukur dari bagian bawah cincin plastik hingga ujung batang logam (gambar 4, AWAL).

Personalisasi **Andropenis®** anda sesuai dengan ukuran penis anda. Dengan menggunakan tape atau tali pengukur, ukur panjang dan garis keliling penis anda dalam keadaan normal dan kemudian dalam keadaan ereksi (gambar 2 dan 3).

Hitung ukuran pribadi **Andropenis®** anda dengan menambah 4 cm (1,6 inci) dari ukuran penis anda dalam keadaan ereksi.




fig. 2



fig. 3




fig. 4

Contoh: 14.7 cm. – 4 cm. = 10.7 cm. > Ukuran pribadi anda = 10.7 cm.

Sekarang, siapkan alat anda sehingga sesuai dengan ukuran pribadi anda.

Pertama, pisahkan bagian atas penyangga elastik dengan menariknya ke arah atas (gambar 5), kemudian tambahkan batang logam sebanyak mungkin yang dibutuhkan untuk mencapai ukuran pribadi **Andropenis®** anda (gambar 4, PERSONAL).

Contoh. Ukuran pribadi anda 10,7 cm = ukuran awal **Andropenis®** (8 cm) + komponen 10 (2 cm) + komponen 11 (0,5 cm).



Bagaimana cara
menggunakan

Catatan:

Ukuran awal Andropenis Mini adalah 7 cm. Jika anda memiliki versi ini, mulailah periode adaptasi pada ukuran tersebut (7 cm) dan terus gunakan ukuran ini selama 15 hari: hari pertama, pakai alat selama 3 jam, sebagaimana hari berlalu, secara bertahap tambah waktu pemakaian. Setelah 15 hari pertama, tingkatkan waktu pemakaian seperti yang ditunjukkan pada tabel pemakaian (lihat di bawah).



fig. 5

8 Pemasangan

Penggunaan pita kapas farmasi pelindung adalah WAJIB yang harus ditempatkan di alur di bawah kelenjar. Masukkan salah satu model pengikat silikon (komponen 14) yang paling pas ke dalam bantalan pengaman yang tepat sesuai dengan ukuran penis anda (komponen 15). Masukkan ujung pengikat silikon ke dalam lubang yang terdapat di bagian belakang penyangga atas dari plastik (komponen 13), sehingga pengikat silikon membentuk lingkaran.

Dalam keadaan penis normal, tarik seluruh kulit khitan (bagi pria yang tidak disunat) ke arah batang penis (gambar 7) dan tempatkan cincin silikon (komponen 16) di bawah mahkota kepala penis dimana bertemunya batang penis (gambar 8).




Kepala penis tidak boleh menyentuh perangkat. Selanjutnya, tarik penis menjauhi tubuh supaya memanjang ketika dalam keadaan tidak tegang.



Ambil cincin dasar (komponen 1), jaga agar bagian tersempit dari cincin menhadap ke atas. Masukkan penis ke dalam cincin dasar (komponen 1), dan biarkan penis dalam tekanan penyangga atas dari plastik (komponen 13). Tempatkan tangan kiri atas pada penyangga atas (komponen 13) dan dorong alat **Andropenis®** melawan tubuh anda, menekan pegas bagian dalam (gambar 9).



Sementara menahan posisi tangan kiri anda, gunakan jari-jari tangan kanan anda untuk menarik masuk kepala penis anda melalui lengkungan yg terbentuk oleh pengikat silikon (gambar 10).



Bagaimana cara
memperbaiki

Tempatkan ibu jari tangan kiri anda di atas ujung penis anda untuk menahan penis pada tempatnya sementara anda secara bertahap memperkecil lingkaran silikon dengan menarik kedua ujung pengikat menggunakan tangan kanan anda (gambar 11).



Tarik kulit di kedua sisi penis secara perlahan ke arah tubuh anda untuk menghindari terjepitnya kulit atau meninggalkan lipatan di atas lekukan kepala penis (gbr. 12).

Lingkar silikon harus dipasang dan sejajar dengan lekukan kepala penis tanpa melukai tetapi cukup kencang untuk menjaga agar kepala penis tidak terlepas. Kencangkan pita silikon dengan hati-hati pada pengencang di bagian bawah penyangga atas (bagian 13) dengan cara meregangkan pita setiap kali Anda menekan di dalam ceruk.

Kencangkan tetapi jangan tarik ke bawah untuk menghindari terjepitnya penis.

Periksa kembali apakah tidak ada kulit di atas lekukan atau di bawah pita silikon, jika ada, tarik kulit ke arah tubuh agar tidak terjepit. Untuk melepas **Andropenis®**, tekan pegas dengan menekannya ke arah tubuh, lepaskan karet silikon (bagian 14) dari pengencang di penyangga atas (bagian 13), dan tingkatkan ukuran lingkaran silikon untuk melepaskan penis.

Andropenis® memiliki sistem pengikat glans dengan tali pengikat, ada dua model yang tersedia, yaitu **Androcomfort®** band dan **Androsilicone®** band. Sistem pita **Androcomfort®** memungkinkan penggunaan **Andropenis®** yang lebih nyaman. Itu ditempatkan di antara kelenjar dan batang penis, area sulkus koronal - kulup. Perkenalkan pita dalam sistem busa yang disebut **Androtop®**. Lihat bagaimana cara menggunakannya:

www.andromedical.com/videos





fig. 12



fig. 13




Androsupport
Panduan



Andropenis® memiliki cincin silikon yang berfungsi sebagai sistem bantalan yang disebut **Androring®**. Cincin ini terletak di antara kepala dan batang penis, yaitu kulup koronal. Lihat cara menggunakannya di: www.andromedical.com/videos

Andropeyronie®, Androsurgery® dan **Andropenis® Mini** memiliki bagian plastik superior (Androsupport) yang diadaptasi untuk mengoreksi kelengkungan penis (lihat "Panduan Penggunaan Androsupport"). www.andropenis.com/ifu




9 Tabel

	UKURAN ALAT	Jangka Pe- makaian/Hari
	Periode Adaptasi	
5 hari pertama	Ukuran awal	3 jam
Hari ke 6 - 10	Tambahkan batang logam kecil 0,5 cm (komponen 11)	6 jam
Hari ke 11 - 15	Tambahkan batang logam kecil 0,5 cm (komponen 11)	8 jam
	Periode Evolusi	
Bulan ke 1 - 2	Tambahkan batang logam kecil 0,5 cm (komponen 11) setiap 7 hari	8 jam
Bulan ke 3 - 4	Tambahkan batang logam kecil 0,5 cm (komponen 11) setiap 10 hari	8 jam
Dari bulan ke 5	Tambahkan batang logam kecil 0,5 cm (komponen 11) setiap 15 hari	8 jam

DIREKOMENDASIKAN

Istirahat dan pijat
penis dan kelenjar





Setiap 2 atau 1,5 jam

Jangan gunakan lebih dari 8 jam secara berkala.

Setiap 2 jam, perangkat harus dilepas selama beberapa menit agar jaringan menjadi rileks.

Jangan tidur dengan perangkat.

Catatan: untuk kenyamanan anda, dari bulan kelima hingga seterusnya, dapat menambahkan batang logam terkecil 0,3 cm (komponen 12) pada awalnya dan kemudian beberapa hari berikutnya ganti dengan batang logam kecil 0,5 cm (komponen 11) untuk membuat penarikan lebih progresif.





Perawatan umum, kecuali untuk resep medis yang berbeda, terdiri dari 2 periode:

- ❏ Masa adaptasi, berlangsung selama 15 hari.
- ❏ Periode evolusi, yang terdiri dari 3 fase terpisah: Fase evolusi awal (bulan ke-1 dan ke-2), fase peralihan (bulan ke-3 dan ke-4), dan fase evolusi akhir, yang dimulai pada bulan ke-5.

Hari pertama, sebagai latihan, pasangkan dan lepaskan perangkat sebanyak 10 kali berturut-turut. Jika terjadi kelengkungan, disarankan untuk memasang perangkat jauh dari kelengkungan. Contoh: jika Anda memiliki kelengkungan ke kanan, Anda harus memposisikan alat pada arah yang berlawanan, menempatkannya di sebelah kiri di celana dalam. Dan jika Anda memiliki kelengkungan ke bawah, Anda harus memposisikan alat ke bawah di celana dalam (lihat gambar di bawah). Setiap 2 jam, alat ini harus dilepas selama beberapa menit agar jaringan menjadi rileks. Setelah bulan ke-5, periode istirahat ini harus dilakukan setiap 1,5 jam. Gunakan waktu istirahat ini untuk memijat penis dengan ringan. Cuci perangkat dengan sabun dan air dengan PH netral setiap 4 hari.

Bersabarlah dan konsisten dengan perawatan, ini adalah kunci untuk mencapai tujuan Anda. Setiap penyimpangan dari program perawatan dapat mengubah hasil yang dicapai (konsultasikan dengan dokter Anda).



Jika pembedahannya sederhana, dianjurkan untuk mulai menggunakan **Androsurgery®** 15 hari setelah pembedahan. Jika pembedahannya sangat kompleks, dianjurkan untuk mulai menggunakan **Androsurgery®** 1 bulan setelah pembedahan. Selalu konsultasikan dengan dokter bedah Anda agar ia dapat menyarankan berapa lama setelah operasi untuk mulai menggunakan **Androsurgery®** dan durasi penggunaan.

BEDAH	Periode Evolusi	
Bulan ke 1 - 2	Tambahkan batang logam kecil 0,5 cm (komponen 11) setiap 7 hari	8 jam
Dari bulan ke 3	Tambahkan batang logam kecil 0,5 cm (komponen 11) setiap 1 bulan	8 jam

12 Tindakan Pencegahan Penggunaan

Meskipun biasanya tidak ada rasa tidak nyaman, beberapa hari perangkat mungkin terasa tidak nyaman. Jangan khawatir, terus gunakan perangkat. Namun, jika perlu, Anda dapat menghentikan perawatan selama satu hari.

Jika Anda mengalami rasa sakit atau ketidaknyamanan, perubahan warna kebiruan atau mati rasa pada kepala penis, lepaskan alat dan pijat penis. Dengan melakukan hal ini, warna penis akan kembali normal dan sensasi yang tidak menyenangkan akan hilang. Jika Anda merasa tidak nyaman pada pangkal kepala penis, Anda harus mencoba mengenakan kapas atau kain kasa untuk melindungi area sensitif ini.

Jika Anda belum dapat memakai alat ini selama 15 sampai 30 hari, mulailah perawatan dengan ukuran 1 cm (0,4 inci) lebih kecil dari ukuran alat saat itu.

Memar pada penis, reaksi kulit penis di bagian distal batang dan pangkal penis (tempat pemasangan cincin plastik), nyeri, perubahan warna penis, mati rasa pada kelenjar, kesemutan, edema atau retensi cairan pada kelenjar, luka, iritasi, radang, dan ketidaknyamanan diidentifikasi sebagai risiko residu, jika salah satu dari risiko residu berikut ini terjadi selama menggunakan perangkat, kami sangat menyarankan untuk menghentikan penggunaannya.

Jangan gunakan Andropenis®: saat tidur, saat melakukan aktivitas fisik atau olahraga berat. Saat berada di bawah pengaruh obat-obatan rekreasi atau alkohol. Jika Anda memiliki maag, penyakit menular seksual atau luka di area genital.

Pertahankan standar kebersihan yang ketat saat menggunakan perangkat. Lepaskan perangkat untuk buang air kecil atau buang air besar atau saat melakukan hubungan seksual. Jika Anda mengalami ereksi saat menggunakan alat ini, jangan khawatir: alat ini hanya akan terasa sedikit lebih kencang.

Jika Anda mengalami bintik-bintik putih pada kepala penis Anda, Anda harus memeriksakan diri ke dokter, karena Anda mungkin mengalami infeksi jamur. Kebersihan pribadi sangat penting. Jaga kebersihan perangkat.

Penggunaan obat untuk merangsang pertumbuhan rambut (finasteride), obat untuk mengobati depresi, obat tidur, obat penenang dan obat penenang secara signifikan dapat mengurangi keefektifan. Penggunaan Minoxidil topikal untuk merangsang pertumbuhan rambut diperbolehkan.

Jika terjadi iritasi ringan, memar penis atau reaksi kulit penis di bagian distal batang atau di pangkal penis. Jangan gunakan perangkat selama 4 hari. Oleskan salep anti iritasi dua kali sehari, pagi dan sore, dan salep penyembuh di malam hari. Jika luka berlanjut, hentikan penggunaan alat dan hubungi dokter Anda. Jika Anda merasa tidak nyaman pada batang penis, pijatlah penis dengan krim pelembab selama 5 menit setiap malam dengan gerakan peregang yang lembut.

Kontraindikasi: Pasien dengan diabetes yang tidak terkontrol, herpes genital, penyakit menular seksual, uretritis dan sistitis akut, prostatitis akut, hernia abdomen, dermatitis, kanker testis, kanker limfatik, limfoma, lumpuh, lumpuh layu, lumpuh total, dan pasien yang menjalani pengobatan antikoagulan.

Efek samping: Andropenis® telah dirancang khusus untuk penggunaan medis dan penggunaannya tidak melibatkan efek sekunder apa pun, selama digunakan dengan benar di bawah indikasi yang dipaparkan dalam manual ini.

13 Pemecahan masalah

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Ketidaknyamanan atau Nyeri	Tali pengikat terlalu ketat, tidak pas, atau tidak sejajar	- Kendurkan sedikit tali pengikat dan periksa kembali kesesuaiannya. Pastikan perangkat disejajarkan dengan benar di sepanjang poros.
		- Gunakan bantalan tambahan jika perlu untuk mengurangi tekanan.
		- Jika rasa sakit terus berlanjut, lepaskan perangkat dan konsultasikan dengan penyedia layanan kesehatan Anda.
Iritasi atau Kemerahan pada Kulit	Pemakaian dalam waktu lama, ukuran yang tidak pas, atau sensitivitas kulit terhadap bahan	- Pastikan perangkat tidak dipakai terlalu lama tanpa istirahat seperti yang disarankan.
		- Gunakan krim penghalang atau bantalan tambahan untuk melindungi kulit.
		- Bersihkan perangkat secara teratur untuk mencegah iritasi akibat keringat dan kotoran.
Selip atau Melonggarkan	Tali terlalu longgar, aplikasi yang tidak tepat	- Kencangkan kembali tali pengikatnya, untuk memastikan tali pengikat memberikan penyangga yang memadai tanpa memutus sirkulasi.
		- Pastikan perangkat sejajar dan berada di tengah-tengah penis.
		- Periksa apakah ada keausan atau kerusakan pada tali atau pengencang. Ganti jika perlu.
Kesulitan Menerapkan Perangkat	Pemosisian yang salah	- Ikuti petunjuk dengan cermat untuk penyesuaian dan penerapan yang tepat.
		- Jika perlu, tonton video demonstrasi
Perangkat Menyebabkan Pembengkakan	Tekanan yang berlebihan dari tali pengikat, penyempitan, atau ukuran yang tidak tepat	- Segera lepaskan perangkat jika terjadi pembengkakan.
		- Pasang kembali perangkat dengan lebih longgar, untuk memastikan aliran darah yang tepat.
		- Jika pembengkakan berlanjut, konsultasikan dengan penyedia layanan kesehatan Anda sebelum melanjutkan penggunaan.
Kerusakan atau Kerusakan pada Perangkat	Keausan normal, kekuatan yang berlebihan selama penggunaan	- Periksa perangkat sebelum dan sesudah penggunaan untuk mengetahui tanda-tanda keausan atau kerusakan.
		- Ganti perangkat jika ada bagian yang patah atau rusak. Jangan mencoba memperbaiki sendiri perangkat yang rusak.
Masalah Bau atau Kebersihan	Pembersihan yang tidak memadai	- Bersihkan perangkat secara menyeluruh setiap kali selesai digunakan dengan menggunakan sabun lembut dan air hangat.
		- Keringkan perangkat sepenuhnya sebelum menyimpan atau menggunakannya lagi.
		- Ganti perangkat jika timbul bau yang terus-menerus atau jika pembersihan tidak menyelesaikan masalah.
Tali Pengikat Tetap Lepas	Pengencang yang lemah atau aus	- Periksa kondisi tali dan pengencang.
		- Ganti perangkat jika pengencang tidak lagi berfungsi secara efektif, karena mungkin tidak memberikan dukungan yang tepat.



www.andropenis.com

Increase penis size with traction therapy and treat micropenis.



www.andropeyronie.com

Reduce penile curvature and treat Peyronie's disease.



www.androvacuum.com

Improve erections with vacuum therapy and treat erectile dysfunction.



andromedical.com/shop

Spare parts and accessories



www.andropharma.com

PENIS

Increase the own testosterone levels and improve penile lengthening.

VIGOR

Increase men's sexual desire and achieve long lasting erections.

CURVATURE

Inhibit the fibrous plaque of Peyronie with natural anti-inflammatories.

Further information, updates, privacy policy, return-refund policy, disclaimer and conditions of warranty can be found at: www.andromedical.com

© Copyright 1995-2025 Andromedical®, Madrid (Spain).