




1.- Indice	1
2.- Guida rapida	2
3.- Descrizione	6
4.- Componenti	6
5.- Utilizzo previsto	6
6.- Modelli	6
7.- Personalizzare	7
8.- Montaggio	8
9.- Tabelle	10
10.- Metodo di utilizzo	11
11.- Chirurgia	11
12.- Precauzioni d'uso	12
13.- Risoluzione dei problemi	13
14.- Portafoglio	14




IFU 30 LANGUAGES

www.andropenis.com/ifu/



01



The device measure is 8cm. Therefore, it must be adjusted to your personal size. Measure your penis size in erection. Subtract 4 cm, the result will be your device **PERSONAL SIZE** to start the treatment.

Das Gerät misst 8cm und muss bei Beginn der Behandlung der eigenen Länge angepasst werden. Messen Sie dafür Ihre Penislänge im erigierten Zustand und ziehen Sie 4cm ab. So erhalten Sie Ihre **PERSÖNLICHE GRÖSSE**.

Le dispositif mesure 8cm par défaut. Cependant, pour commencer le traitement, il doit être ajusté à la longueur de votre pénis. Mesurez votre pénis en érection et soustraire 4 cm à la mesure. Le résultat sera **LA TAILLE PERSONNELLE**.

El dispositivo mide 8cm por defecto. Sin embargo, para comenzar el tratamiento debe ajustarse a la longitud del dispositivo a su tamaño personal. Para ello mida su pene en erección y reste 4 cm a la medida obtenida. El resultado será el **TAMAÑO PERSONAL**.

Il dispositivo misura 8cm. Per cominciare il trattamento la sua lunghezza deve essere adattata alle dimensioni del pene. Misuri il pene in erezione, sottragga 4cm e in questo modo otterrà la sua **MISURA PERSONALE**.

アンドロペニスのもともとのサイズは8cmです。勃起時のペニスのサイズを測定し、そこから4cm引いた数が治療開始時のアンドロペニスの個人サイズとなります。

طول جهاز الأندروپينيس 8 سم. لذا، لابد من تعديله لحجم قضيبك. قم بقياس طول قضيبك في حالة الإلتصاب ثم قم بطرح 4 سم من هذا الطول والرقم الناتج سيكون هو طول الجهاز الذي ستبدأ به.

02



Remove the upper plastic support.

Entfernen Sie das obere Plastikteil.

Retirez le support supérieur.


Quite el soporte superior.

Rimuova il supporto superiore in plastica.

プラスチック上部部品を取り外します。

قم بنزع الداعم المصنوع من البلاستيك الموجود في الأعلى.

03



Add as many extension rods as necessary until **the device** matches your **personal size**. Once you have finished, replace the upper plastic support.

Fügen Sie sovielen Achsen wie nötig hinzu, bis **das Gerät** Ihre **persönliche Größe** erreicht hat.

Ajoutez autant d'axes que nécessaire jusqu'à ce que **l'appareil** atteigne votre **taille personnelle**. Ensuite, remplacez le support sur le dessus.


Añada tantos ejes como sean necesarios hasta que alcance la medida de su **tamaño personal**. Después vuelva a colocar el soporte superior.

Aggiunga tante assi quante sono necessarie per raggiungere la sua **misura personale**. Ricollochi il supporto superiore in plastica.

個人サイズになるまで、アンドロベシに短軸を加えていきます。長さの調節が完了したら、始めに取り外したプラスチック上部部品を再び取り付けます。

أضف قضبان عند الضرورة حتى يصل طول جهاز الأندروبسيس إلى **الطول المراد** كما تم حسابه في الأعلى. بمجرد الانتهاء من استخدام الجهاز قم بوضع قطعة البلاستيك مرة أخرى.

04



Thread the silicone band through the Androtop®. Next, insert each band end into the holes of the plastic support.

Stecken Sie das Silikonband durch den Androtop®. Danach passen Sie beide Enden des Silikonbands in die entsprechenden Löcher des oberen Plastikteils ein.

Insérez la bande de silicone à travers Androtop®. Ensuite, insérez chaque extrémité de la bande dans les trous du support supérieur.


Introduzca la cinta de silicona a través del Androtop®. Después, inserte cada extremo de la cinta en los agujeros del soporte superior.

Faccia passare la fascia di silicone attraverso l'Androtop®. Successivamente inserisca entrambi gli estremi della fascia negli appositi fori del supporto superiore.

シリコンバンドをアンドロトプの穴に通します。次に、プラスチック上部部品の穴にシリコンバンドを通してください。

قم بلف خيط السليكون على الأندروتوب. ثم قم بوضع كل شريط في الأفرام في قطعة البلاستيك.





Your penis must be in flaccidity. Retract your foreskin to uncover your glans completely. We recommend covering the groove of the glans with a gauze, cotton wool and/or even the Androring® (brown jelly ring).

Ihr Penis muss sich im schlaffen Zustand befinden. Schieben Sie die Vorhaut zurück, sodass Ihre Eichel komplett zum Vorschein kommt. Wir empfehlen Ihnen die Eichel furche mit einer Gaze, einem Wattebausch oder dem Androring® (brauner Geling) zu schützen.


Votre pénis doit être en état de flaccidité. Rétractez le prépuce pour découvrir complètement le gland. Nous recommandons de recouvrir le sillon du gland avec un coton gaze, et / ou même l'Androring® (anneau marron).

El pene debe estar en flacidez. Retire el prepucio para dejar el glande al descubierto completamente. Recomendamos cubrir el surco del glande con una gasa, algodón o Androring® (anillo de gel).

Il pene deve trovarsi allo stato flaccido. Ritiri il prepuzio di modo che il glande rimanga completamente scoperto. Consigliamo di proteggere il solco del glande con una garza, cotone o Androring® (anello in gel).

ペニスが勃起していない状態で、亀頭全体が完全に出るよう包皮を剥きます。亀頭(シリコンバンドが当たる部分)にガーゼやコットン、またはアンドロリング(茶色いシリコンリング)をつけ、保護することをお勧めします。

يجب أن يكون القضيب في حالة الإرتخاء. قم بسحب الجلد الزائد من على رأس القضيب إن وجد. نحن نوصي بتغطية رأس القضيب بقطعة شاش أو قطن أو حتى بالاندرونج. (الحلقة التي لونها بني) .



Next, insert your penis through the base ring (the thinnest part of the ring located upwards) and finally through the silicone band loop, resting your glans in the hollow part of the upper plastic support.

Schieben Sie als nächstes Ihren Penis durch den Basisring (die feinere Seite nach oben). Schieben Sie danach die Eichel durch die Schlaufe des Silikonbands, sodass die Eichel gegen die obere Plastikstruktur lehnt.

Ensuite, insérez votre pénis à travers l'anneau de base (la partie la plus mince de l'anneau située vers le haut) et enfin à travers la boucle de la bande en silicone, en reposant votre gland dans la partie creuse du support supérieur en plastique.

Introduzca el pene a través del anillo base colocando la parte más estrecha del anillo hacia arriba. Después haga pasar el glande a través del lazo de la cinta de silicona, dejando que el glande apoye en el soporte superior.


Ora inserisca il pene nell'anello inferiore, orientando la parte più stretta dell'anello verso l'alto. Dopodiché faccia passare il glande attraverso l'anello formato dalla banda in silicone, lasciando che il glande si appoggi al supporto superiore.

次に、ペニスをベースリングに通します(ベースリングは薄くなっているほうが上になります)。さらに、シリコンバンドの輪にペニスを通し、亀頭が上部製品のくぼみに収まるようにします。

ثم قم بوضع قضيبك داخل الحلقة الدائرية (أرق جزء يكون للأعلى) ثم إلى شريط السيليكون و قم بإراحة رأس قضيبك في الجزء المجوف من قطعة البلاستيك.

2 Quick Guide

07



Keeping the band above your glans, shorten the loop by pulling on each end of the silicone band until the glans is completely held.

Halten Sie das Silikonband über die Eichel und befestigen Sie diese, indem Sie an den beiden Enden des Silikonbands ziehen bis die Eichel fest sitzt.

En maintenant la bande sur le gland, raccourcissez la boucle en tirant sur chaque extrémité de la bande de silicone jusqu'à ce que le gland soit complètement tenu.


Manteniendo la cinta sobre el glande, acorte el lazo estirando cada extremo de la cinta de silicona hasta que el glande quede bien sujeto.

Mantenendo la fascia sul glande, stringa il laccio tirando entrambi gli estremi del laccio di silicone fino a quando il glande non è ben legato.

龟头をシリコンバンドの輪に通した後、バンドの両端を少しずつ下に引っ張り、ペニスが器具から外れなくなるまで締めていきます。

وضع الشريط فوق رأس القضيب وتقصير الحلقة عن طريق السحب على كل نهاية من شريط السيليكون لحين التأكد من تثبيت رأس القضيب.

08



Finally, fit the ends of the silicone band into the grooves behind the upper plastic support carefully. You have to stretch the band while pressing into the grooves.

Passen Sie schließlich vorsichtig die Enden des Silikonbands in die Rillen hinter der oberen Plastikstruktur ein. Sie müssen dafür an den Enden des Silikonbands ziehen und gleichzeitig diese in die Rillen drücken.

Enfin, avec précaution, insérez les extrémités de la bande de silicone dans les rainures derrière le support supérieur en plastique. Tirez sur chaque extrémité pour les rendre plus fines tout en appuyant pour les faire rentrer dans les rainures.

Finalmente, ajuste los extremos de la cinta de silicona en las hendiduras de detrás del soporte superior con cuidado. Debe estirar la cinta a la vez que presiona sobre las hendiduras.

Infine inserisca con attenzione le estremità del laccio di silicone nelle fessure presenti sul dorso del supporto superiore. È necessario tirare il laccio nel momento in cui lo si inserisce nelle scanalature.

最後に、シリコンバンドの端を慎重に上部プラスチックサポートの背後の溝にはめ込みます。溝にバンドを押し込みながらバンドを引っ張ってください。

أخيراً، ضع شريط السيليكون في الأخاديد وراء قطعة البلاستيك العلوي بعناية. يجب عليك تمديد الشريط أثناء الضغط عليه في الأخاديد.



3 Descrizione

Andropenis® è una stecca peniena fissata esternamente al pene. Può applicare una leggera trazione sul pene come dispositivo di trazione peniena, oppure può essere utilizzato senza trazione come stecca peniena, a seconda dell'uso previsto.

4 Componenti

Andropenis® consta di un anello di plastica alla base, di due barrette metalliche contenenti due molle e di un elemento superiore in plastica munito di laccio di silicone. Gli elementi in plastica sono costituiti da POM. Il laccio è di silicone o lattice ad uso medico. Le barrette metalliche **dell'Andropenis®** base sono in nichel e quelle dell' **Andropenis®** gold sono in nichel con un rivestimento in oro 24 carati. Le molle sono in acciaio leggero e gli assi sono in alluminio ad uso medico.

COMPONENTI (fig. 1): 1-anello di base in plastica, 2-pezzo rotondo con foro, 3-barretta filettata, 4-vite di regolazione con filettatura inferiore, 5-tubo di metallo, 6-vite, 7-molla, 8-vite di fissaggio della molla, 9-asse grande di 4 cm (1.6"), 10-asse medio di 2 cm (0.8"), 11-asse piccolo di 0,5 cm (0.2"), 12-asse minore di 0,3 cm (0.1"), 13-sostegno superiore in plastica, 14-laccio di silicone, 15-imbottitura di protezione, 16-anelli di silicone.

N.B: È necessario lubrificare con una goccia d'olio l'intersezione tra i pezzi n. 4 e 5 per agevolarne lo scorrimento (Vedi OIL).

5 Utilizzo previsto

- Prevenire la deformità del pene dopo interventi chirurgici o malattie urologiche (uso di stecche).
- Correggere la deformità del pene dovuta a interventi chirurgici o malattie urologiche (uso della trazione).
- Estensione della lunghezza del pene nella sindrome del micropene e del pene piccolo (uso della trazione).
- Creare o mantenere una rigidità peniena sufficiente per i rapporti sessuali (uso di stecche).

6 Modelli

- **Andropenis Peyronie**, per prevenire o correggere la deformità del pene nelle malattie.
- **Andropenis Surgery**, per prevenire o correggere la deformità del pene dopo interventi chirurgici.
- **Andropenis Mini**, per allungare la lunghezza del pene o favorire il rapporto sessuale, nel micropene.
- **Andropenis Gold**, per allungare la lunghezza del pene o favorire il rapporto sessuale, in caso di pelle sensibile.
- **Andropenis Pro**, per allungare la lunghezza del pene o favorire i rapporti sessuali, nel caso del pene regolare.







fig. 1

La dimensione iniziale di **Andropenis®** è di 8 cm. La lunghezza va misurata dal margine inferiore dell'anello fino al margine superiore dell'asse metallica (fig.4, INITIAL). Personalizzare **Andropenis®** in base alle dimensioni del pene.

Con un metro, misurare la lunghezza e la circonferenza del pene flaccido, in seguito la lunghezza e la circonferenza in erezione. (fig. 2 e 3).

Calcolare la lunghezza personale di **Andropenis®** sottraendo 4cm alla lunghezza del pene in erezione.



Esempio: 14.7 cm - 4 cm = 10.7 cm > dimensione personale di Andropenis® = 10.7 cm

nnanzitutto, calibrare l'apparecchio in funzione del risultato del calcolo.

Rimuovere il sostegno superiore in plastica (fig. 6) tirandolo verso l'alto; aggiungere alla fine del pezzo 8 le assi necessarie per calibrare l'apparecchio alla dimensione personale di **Andropenis®** sopra calcolata (fig. 4, PERSONAL).

Esempio: dimensione personale di 10.7 cm = **Andropenis®** iniziale (8 cm) + pezzo 10 (2 cm) + pezzo 11 (0.5 cm)



Come usare



Nota:

il formato iniziale della versione Mini di **Andropenis®** è di 7 cm. Se Lei dispone di questa versione, inizi il periodo di adattamento con questa misura (7 cm) e continui ad usarla per 15 giorni: il primo giorno, utilizzi il dispositivo per 3 ore e, con il passare dei giorni, aumenti gradualmente il tempo d'uso. Dopo i primi 15 giorni, inizi il periodo di evoluzione, come indicato nelle tabelle d'uso (si veda più avanti).

8 Montaggio

È OBBLIGATORIO l'uso di una fascia protettiva in cotone da farmacia. Introduca il modello di cinta di silicone (pezzo 14) che meglio si adatti, dentro la spuma di protezione corrispondente, dipendendo della dimensione (pezzo 15). Inserire le estremità del laccio di silicone nei fori del sostegno superiore in plastica (pezzo 13). Così facendo, il laccio forma un cappio.

Con il pene in flaccidità, ritragga completamente la pelle del prepuzio verso il corpo (fig. 7) e ponga l'anello di silicone sotto la corona del glande, nel punto in cui si unisce con il tronco del pene (solco balano-prepuziale —fig.8—).



fig. 7

Il glande non deve entrare in contatto diretto con l'apparato. In seguito, stiri parzialmente il pene per ottenere un allungamento in flaccidità.



fig. 8

Sistemare l'anello della base (pezzo 1) con la parte più stretta verso l'alto. Introdurre il pene nell'anello della base (pezzo 1), adagiando il glande nella cavità del supporto superiore (pezzo 13). Porre la mano sinistra sul supporto superiore (pezzo 13) e spingere il dispositivo verso il corpo affinché si accorci leggermente (fig. 9).



fig. 9

Continuare a spingere con la mano sinistra e infilare le dita della mano destra nel laccio di silicone e farvi passare il glande finché la corona di quest'ultimo rimanga sull'elastico (fig. 10).



fig. 10



Come risolvere

Porre il pollice della mano sinistra sul frenulo per stringere il glande. Ridurre progressivamente il cappio con il glande inserito, tirando leggermente le due estremità del laccio di silicone (fig. 11).



fig. 11

Questa operazione va effettuata lentamente. Tendere la pelle prepuziale verso il corpo in avanti e indietro per evitare che il frenulo s'impigli e che si formino pieghe nel solco del glande (fig. 12).

Il laccio deve esercitare una lieve pressione sul glande affinché non fuoriesca, senza però provocare dolore. Con la mano sinistra, inserire con cura le estremità del laccio nelle scanalature del sostegno superiore (pezzo 13) tirando la cinta mentre si esercita pressione nelle fenditure.


Stringere, ma non tirare verso il basso, per evitare che s'impigli (fig. 13).

Verificare che il solco sia libero dal frenulo e da pieghe. In caso contrario, abbassare la pelle davanti e dietro evitando che la stessa rimanga impigliata. Per togliere l' **Andropenis®**, premere l'apparato su sé stesso per comprimere le molle interne. Una volta raggiunta la posizione, slacciare il laccio di silicone (pezzo 14) dal supporto superiore (pezzo 13), ingrandire il cappio progressivamente e ritirare il glande.

Andropenis® è dotato di un sistema di fissaggio del glande a forma di fascia. Dispone di due modelli **Androcomfort®** band e **Androsilicone®**. **Androcomfort®** band consente un uso ancora più comodo di **Andropenis®**. Si colloca tra il glande ed il fusto del pene, nella zona del solco balano-prepuziale. Introdurre la banda nel sistema di schiuma chiamato **Androtop®**. Vedere come utilizzarli in: www.andromedical.com/videos



Androsupporto
Guida



Andropenis® dispone di un anello di silicone che funziona come un sistema in grado di attenuare la forza di trazione, chiamato **Androring®**. Si colloca tra il glande ed il fusto del pene, nella zona del solco balano-prepuziale. Vedere come utilizzarli in: www.andromedical.com/videos

Andropeyronie®, **Androsurgery®** e **Andropenis® Mini** hanno una parte superiore in plastica (Androsupport), adatta alla correzione delle curvature del pene ("Guida per l'Uso di Androsupport"). www.andropenis.com/ifu





fig. 12




fig. 13



	Dimensioni dell' apparato	Durata giornaliera
	Periodo di adattamento	
I primi 5 giorni	Dimensioni iniziali	3 ore
Giorno 6 - 10	Aggiungi un asse piccolo di 0,5 cm. (pezzo 11)	6 ore
Giorno 11 - 15	Aggiungi un asse piccolo di 0,5 cm. (pezzo 11)	8 ore
	Periodo di evoluzione	
1° e 2° mese	Aggiungi un asse piccolo di 0,5 cm. (pezzo 11) ogni 7 giorni	8 ore
3° e 4° mese	Aggiungi un asse piccolo di 0,5 cm. (pezzo 11) ogni 10 giorni	8 ore
A partire del 5° mese	Aggiungi un asse piccolo di 0,5 cm. (pezzo 11) ogni 15 giorni	8 ore

CONSIGLIATO

Riposo e massaggio pene e glande





Ogni 2 o 1,5 ore

Non utilizzare per più di 8 ore a intervalli regolari.

Ogni 2 ore, il dispositivo dovrà essere rimosso per alcuni minuti per consentire ai tessuti di rilassarsi.

Non dormire con il dispositivo.

Nota: per comodità, a partire del quinto mese, si può aggiungere prima un asse di 0,3 cm. (pezzo 12) e alcuni giorni dopo cambiarlo con un asse di 0,5 cm. (pezzo 11) perché la trazione avvenga in modo progressivo.






10 Metodo di utilizzo

Il trattamento abituale, salvo prescrizione medica differente, prevede 2 periodi:

- Un periodo di Adattamento, della durata di 15 giorni.
- Un periodo di Evoluzione, che prevede 3 fasi differenti: fase d'evoluzione iniziale (primo e secondo mese), fase intermedia (terzo e quarto mese) e fase d'evoluzione finale, che coincide con l'inizio del quinto mese.

Il primo giorno, come pratica, inserire e rimuovere il dispositivo per 10 volte di seguito. In caso di curvatura, si consiglia di applicare l'apparecchio lontano dalla curvatura. Esempio: se si ha una curvatura verso destra, si deve posizionare l'apparecchio nella direzione opposta, collocandolo a sinistra nelle mutande. Se invece la curvatura è verso il basso, l'apparecchio va posizionato nella mutanda verso il basso (vedi immagini sotto). Ogni 2 ore, l'apparecchio dovrà essere rimosso per alcuni minuti per consentire ai tessuti di rilassarsi. Dopo il 5° mese, questo periodo di riposo deve essere osservato ogni 1,5 ore. Utilizzare questo periodo di riposo per massaggiare leggermente il pene. Lavare il dispositivo con acqua e sapone a PH neutro ogni 4 giorni.

Siate pazienti e coerenti con il trattamento: questa è la chiave per raggiungere i vostri obiettivi. Qualsiasi deviazione dal programma di trattamento potrebbe alterare i risultati ottenuti (consultare il medico).



11 Chirurgia

Se l'intervento è semplice, si consiglia di iniziare l'uso di **Androsurgery®** 15 giorni dopo l'intervento. Se l'intervento è molto complesso, si consiglia di iniziare l'uso di **Androsurgery®** 1 mese dopo l'intervento. Consultare sempre il proprio chirurgo per farsi consigliare quanto tempo dopo l'intervento è necessario iniziare a usare **Androsurgery®** e la durata dell'uso.

CHIRURGIA	Periodo di evoluzione	
1° e 2° mese	Aggiungi un asse piccolo di 0,5 cm. (pezzo 11) ogni 7 giorni	8 ore
A partire del 3° mese	Aggiungi un asse piccolo di 0,5 cm. (pezzo 11) ogni mese	8 ore

12 Precauzioni D' uso

Anche se di solito non si avverte alcun disagio, in alcuni giorni il dispositivo può risultare fastidioso. Non preoccupatevi, continuate a usare il dispositivo. Tuttavia, se necessario, è possibile interrompere il trattamento per un giorno.

Se si avverte dolore o fastidio, colorazione bluastra o intorpidimento del glande, rimuovere il dispositivo e massaggiare il pene. In questo modo il colore del pene tornerà normale e le sensazioni spiacevoli scompariranno. Se si avverte un fastidio alla base del glande, si dovrebbe provare a indossare del cotone o una garza per proteggere questa zona sensibile.

Se non si è riusciti a indossare il dispositivo per 15-30 giorni, iniziare il trattamento con una misura di 1 cm inferiore a quella del dispositivo in quel momento.

Ecchimosi del pene, reazione cutanea del pene nella parte distale dell'asta e alla base del pene (sito di applicazione dell'anello di plastica), dolore, alterazioni discromiche del pene, intorpidimento delle ghiandole, sensazione di formicolio, edema o ritenzione di liquidi nelle ghiandole, ferita, irritazione, infiammazione e disagio sono identificati come rischi residui. Se uno qualsiasi dei seguenti rischi residui si verifica durante l'uso del dispositivo, si consiglia vivamente di interromperne l'uso.

Non utilizzare Andropenis®: durante il sonno, mentre si pratica un'attività fisica o sportiva intensa, sotto l'effetto di droghe o alcol. In caso di ulcera, malattia a trasmissione sessuale o ferita nell'area genitale.

Mantenere un'igiene rigorosa durante l'uso del dispositivo. Rimuovere il dispositivo per urinare o defecare o durante un rapporto sessuale. Se si verifica un'erezione durante l'uso del dispositivo, non preoccuparsi: si sentirà semplicemente un po' più stretto.

Se si formano macchie bianche sul glande, è necessario rivolgersi a un medico, perché potrebbe essersi sviluppata un'infezione fungina. L'igiene personale è molto importante. Mantenere il dispositivo pulito

L'uso di farmaci per la stimolazione della crescita dei peli (finasteride), di farmaci per il trattamento della depressione, di sonniferi, di tranquillanti e di sedativi può ridurre significativamente l'efficacia del dispositivo. È consentito l'uso di Minoxidil topico per stimolare la crescita dei peli.

In caso di lievi irritazioni, ecchimosi peniene o reazioni cutanee peniene nella parte distale dell'asta o alla base del pene. Non utilizzare il dispositivo per 4 giorni. Applicare la pomata anti-irritazione due volte al giorno, al mattino e al pomeriggio, e la pomata cicatrizzante alla sera. Se la ferita persiste, interrompere l'uso del dispositivo e contattare il medico. Se si avverte disagio nell'asta del pene, massaggiare il pene con una crema idratante per 5 minuti ogni sera con movimenti di stiramento delicati.

Controindicazioni: Pazienti con diabete non controllato, herpes genitale, malattie a trasmissione sessuale, uretrite e cistite acuta, prostatite acuta, ernia addominale, dermatite, cancro ai testicoli, cancro linfatico, linfoma, paraplegici, tetraplegici e pazienti in trattamento anticoagulante.

Effetti collaterali: Andropenis® è stato concepito specificamente per un uso medico e il suo impiego non comporta effetti secondari, a condizione che venga utilizzato correttamente secondo le indicazioni riportate in questo manuale.

13 Risoluzione dei problemi

Problemi	Possibile causa	Soluzione
Disagio o dolore	Le cinghie sono troppo strette, non sono adatte o sono disallineate.	- Allentare leggermente le cinghie e ricontrollare l'adattamento. Assicurarsi che il dispositivo sia allineato correttamente lungo l'albero.
		- Se necessario, applicare un'ulteriore imbottitura per ridurre la pressione.
		- Se il dolore persiste, rimuovere il dispositivo e consultare il proprio medico.
Irritazione o arrossamento della pelle	Indossamento prolungato, vestibilità inadeguata o sensibilità della pelle ai materiali	- Assicurarsi che il dispositivo non venga indossato troppo a lungo senza pause, come consigliato.
		- Utilizzare una crema barriera o un'imbottitura aggiuntiva per proteggere la pelle.
		- Pulire regolarmente il dispositivo per evitare irritazioni dovute a sudore e detriti.
Scivolamento o allentamento	Le cinghie sono troppo allentate, l'applicazione non è corretta	- Se l'irritazione peggiora, interrompere l'uso e consultare un medico.
		- Stringere nuovamente le cinghie, assicurandosi che forniscano un sostegno adeguato senza interrompere la circolazione.
		- Assicurarsi che il dispositivo sia correttamente allineato e centrato sul pene.
Difficoltà di applicazione del dispositivo	Posizionamento errato	- Verificare l'eventuale presenza di usura o danni alle cinghie o ai dispositivi di fissaggio. Se necessario, sostituirli.
		- Seguire attentamente le istruzioni per un corretto allineamento e applicazione.
		- Se necessario, guardare i video dimostrativi
Il dispositivo provoca gonfiore	Eccessiva pressione da parte delle cinghie, costrizione o dimensioni non adeguate	- Rimuovere immediatamente il dispositivo in caso di gonfiore.
		- Riapplicare il dispositivo in modo più lasco, assicurando un flusso sanguigno adeguato.
		- Se il gonfiore persiste, consultare il medico prima di riprendere l'uso.
Rottura o danneggiamento del dispositivo	Normale usura, forza eccessiva durante l'uso	- Prima e dopo ogni utilizzo, controllare che il dispositivo non presenti segni di usura o danni.
		- Sostituire il dispositivo in caso di parti rotte o danneggiate. Non tentare di riparare da soli un dispositivo danneggiato.
Problemi di odore o di igiene	Pulizia inadeguata	- Pulire accuratamente il dispositivo dopo ogni utilizzo con sapone neutro e acqua calda.
		- Asciugare completamente il dispositivo prima di riporlo o utilizzarlo nuovamente.
		- Sostituire il dispositivo se l'odore persiste o se la pulizia non risolve il problema.
Le cinghie continuano a staccarsi	Elementi di fissaggio deboli o usurati	- Controllare le condizioni delle cinghie e dei dispositivi di fissaggio.
		- Sostituire il dispositivo se i dispositivi di fissaggio non funzionano più in modo efficace, poiché potrebbero non fornire un supporto adeguato.



www.andropenis.com

Increase penis size with traction therapy and treat micropenis.



www.andropeyronie.com

Reduce penile curvature and treat Peyronie's disease.



www.androvacuum.com

Improve erections with vacuum therapy and treat erectile dysfunction.



andromedical.com/shop

Spare parts and accessories



www.andropharma.com

PENIS

Increase the own testosterone levels and improve penile lengthening.

VIGOR

Increase men's sexual desire and achieve long lasting erections.

CURVATURE

Inhibit the fibrous plaque of Peyronie with natural anti-inflammatories.

Further information, updates, privacy policy, return-refund policy, disclaimer and conditions of warranty can be found at: www.andromedical.com

© Copyright 1995-2025 Andromedical®, Madrid (Spain).