





1.- インデックス	1
2.- クイックガイド	2
3.- 説明	6
4.- コンポーネント	6
5.- 使用目的	6
6.- モデル	6
7.- パーソナライズ	7
8.- フィッティング	8
9.- テーブル	10
10.- 使用方法	11
11.- 手術	11
12.- 使用上の注意	12
13.- トラブルシューティング	13
14.- ポートフォリオ	14



IFU 30 LANGUAGES

www.andropenis.com/ifu/

01



The device measure is 8cm. Therefore, it must be adjusted to your personal size. Measure your penis size in erection. Subtract 4 cm, the result will be your device **PERSONAL SIZE** to start the treatment.

Das Gerät misst 8cm und muss bei Beginn der Behandlung der eigenen Länge angepasst werden. Messen Sie dafür Ihre Penislänge im erigierten Zustand und ziehen Sie 4cm ab. So erhalten Sie Ihre **PERSÖNLICHE GRÖSSE**.

Le dispositif mesure 8cm par défaut. Cependant, pour commencer le traitement, il doit être ajusté à la longueur de votre pénis. Mesurez votre pénis en érection et soustraire 4 cm à la mesure. Le résultat sera **LA TAILLE PERSONNELLE**.

El dispositivo mide 8cm por defecto. Sin embargo, para comenzar el tratamiento debe ajustarse a la longitud del dispositivo a su tamaño personal. Para ello mida su pene en erección y reste 4 cm a la medida obtenida. El resultado será el **TAMAÑO PERSONAL**.

Il dispositivo misura 8cm. Per cominciare il trattamento la sua lunghezza deve essere adattata alle dimensioni del pene. Misuri il pene in erezione, sottragga 4cm e in questo modo otterrà la sua **MISURA PERSONALE**.

アンドロペニスのもとものサイズは8cmです。勃起時のペニスのサイズを測定し、そこから4cm引いた数が治療開始時のアンドロペニスの個人サイズとなります。

طول جهاز الأندروپينيس 8 سم. لذا، لابد من تعديل حجم قضيبك. قم بقياس طول قضيبك في حالة الانتصاب ثم قم بطرح 4 سم من هذا الطول والرقم الناتج سيكون هو طول الجهاز الذي ستبدأ به.

02



Remove the upper plastic support.

Entfernen Sie das obere Plastikteil.

Retirez le support supérieur.

Quite el soporte superior.


Rimuova il supporto superiore in plastica.

プラスチック上部部品を取り外します。

قم ببنزع الداعم المصنوع من البلاستيك الموجود في الأعلى.



03



Add as many extension rods as necessary until **the device** matches your **personal size**. Once you have finished, replace the upper plastic support.

Fügen Sie sovielen Achsen wie nötig hinzu, bis **das Gerät** Ihre **persönliche Größe** erreicht hat.

Ajoutez autant d'axes que nécessaire jusqu'à ce que **l'appareil** atteigne votre **taille personnelle**. Ensuite, remplacez le support sur le dessus.


Añada tantos ejes como sean necesarios hasta que alcance la medida de su **tamaño personal**. Después vuelva a colocar el soporte superior.

Aggiunga tante assi quante sono necessarie per raggiungere la sua **misura personale**. Ricollochi il supporto superiore in plastica.

個人サイズになるまで、アンドロベスに短軸を加えていきます。長さの調節が完了したら、始めに取り外したプラスチック上部部品を再び取り付けます。

أضف قضبان عند الضرورة حتى يصل طول جهاز الأندروبسيس إلى **الطول المراد** كما تم حسابه في الأعلى. بمجرد الانتهاء من استخدام الجهاز قم بوضع قطعة البلاستيك مرة أخرى.

04



Thread the silicone band through the Androtop®. Next, insert each band end into the holes of the plastic support.

Stecken Sie das Silikonband durch den Androtop®. Danach passen Sie beide Enden des Silikonbands in die entsprechenden Löcher des oberen Plastikteils ein.

Insérez la bande de silicone à travers Androtop®. Ensuite, insérez chaque extrémité de la bande dans les trous du support supérieur.

Introduzca la cinta de silicona a través del Androtop®. Después, inserte cada extremo de la cinta en los agujeros del soporte superior.


Faccia passare la fascia di silicone attraverso l'Androtop®. Successivamente inserisca entrambi gli estremi della fascia negli appositi fori del supporto superiore.

سيليكون باندو أندروتوب إلى فتحة في الأجزاء. ثم قم بوضع كل شريط في الأجزاء في فتحة البلاستيك.

قم بلف خيط السيليكون على الأندروبس. ثم قم بوضع كل شريط في الأجزاء في فتحة البلاستيك.



05



Your penis must be in flaccidity. Retract your foreskin to uncover your glans completely. We recommend covering the groove of the glans with a gauze, cotton wool and/or even the Androring® (brown jelly ring).

Ihr Penis muss sich im schlaffen Zustand befinden. Schieben Sie die Vorhaut zurück, sodass Ihre Eichel komplett zum Vorschein kommt. Wir empfehlen Ihnen die Eichel-furche mit einer Gaze, einem Wattebausch oder dem Androring® (brauner Gelring) zu schützen.

Votre pénis doit être en état de flaccidité. Rétractez le prépuce pour découvrir complètement le gland. Nous recommandons de recouvrir le sillon du gland avec un coton gaze, et / ou même l'Androring® (anneau marron).

El pene debe estar en flacidez. Retire el prepucio para dejar el glande al descubierto completamente. Recomendamos cubrir el surco del glande con una gasa, algodón o Androring® (anillo de gel).


Il pene deve trovarsi allo stato flaccido. Ritiri il prepuzio di modo che il glande rimanga completamente scoperto. Consigliamo di proteggere il solco del glande con una garza, cotone o Androring® (anello in gel).

ペニスが勃起していない状態、亀頭全体が完全に出るよう包皮を剥きます。亀頭(シリコンバンドが当たる部分)にガーゼやコットン、またはアンドロリング(茶色いシリコンリング)をつけ、保護することをお勧めします。

يجب أن يكون القضيب في حالة الإرتخاء. قم بسحب الجلد الزائد من على رأس القضيب إن وجد. نحن نوصي بتغطية رأس القضيب بقطعة شاش أو قطن أو حتى بالأندورنج. (الحلقة التي لونها بني).



06



Next, insert your penis through the base ring (the thinnest part of the ring located upwards) and finally through the silicone band loop, resting your glans in the hollow part of the upper plastic support.

Schieben Sie als nächstes Ihren Penis durch den Basiring (die feinere Seite nach oben). Schieben Sie danach die Eichel durch die Schlaufe des Silikonbands, sodass die Eichel gegen die obere Plastikstruktur lehnt.


Ensuite, insérez votre pénis à travers l'anneau de base (la partie la plus mince de l'anneau située vers le haut) et enfin à travers la boucle de la bande en silicone, en reposant votre gland dans la partie creuse du support supérieur en plastique.

Introduzca el pene a través del anillo base colocando la parte más estrecha del anillo hacia arriba. Después haga pasar el glande a través del lazo de la cinta de silicona, dejando que el glande apoye en el soporte superior.

Ora inserisca il pene nell'anello inferiore, orientando la parte più stretta dell'anello verso l'alto. Dopodiché faccia passare il glande attraverso l'anello formato dalla banda in silicone, lasciando che il glande si appoggi al supporto superiore.

次に、ペニスをベースリングに通します(ベースリングは薄くなっているほう为上になります)。さらに、シリコンバンドの輪にペニスを通し、亀頭が上部製品のくぼみに収まるようにします。

ثم بوضع قضيبك داخل الحلقة الدائرية (أرق جزء يكون لأعلى) ثم إلى شريط السيليكون و قم بإراحة رأس قضيبك في الجزء المجوف من قطعة البلاستيك.



Keeping the band above your glans, shorten the loop by pulling on each end of the silicone band until the glans is completely held.

Halten Sie das Silikonband über die Eichel und befestigen Sie diese, indem Sie an den beiden Enden des Silikonbands ziehen bis die Eichel fest sitzt.


En maintenant la bande sur le gland, raccourcissez la boucle en tirant sur chaque extrémité de la bande de silicone jusqu'à ce que le gland soit complètement tenu.

Manteniendo la cinta sobre el glande, acorte el lazo estirando cada extremo de la cinta de silicona hasta que el glande quede bien sujeto.

Mantenendo la fascia sul glande, stringa il laccio tirando entrambi gli estremi del laccio di silicone fino a quando il glande non è ben legato.

龟头をシリコンバンドの輪に通した後、バンドの両端を少しずつ下に引っ張り、ペニスが器具から外れなくなるまで締めていきます。

وضع الشريط فوق رأس القضيب وتقصير الحلقة عن طريق السحب على كل نهاية من شريط السيليكون لحين التأكد من تثبيت رأس القضيب.



Finally, fit the ends of the silicone band into the grooves behind the upper plastic support carefully. You have to stretch the band while pressing into the grooves.

Passen Sie schließlich vorsichtig die Enden des Silikonbands in die Rillen hinter der oberen Plastikstruktur ein. Sie müssen dafür an den Enden des Silikonbands ziehen und gleichzeitig diese in die Rillen drücken.

Enfin, avec précaution, insérez les extrémités de la bande de silicone dans les rainures derrière le support supérieur en plastique. Tirez sur chaque extrémité pour les rendre plus fines tout en appuyant pour les faire rentrer dans les rainures.

Finalmente, ajuste los extremos de la cinta de silicona en las hendiduras de detrás del soporte superior con cuidado. Debe estirar la cinta a la vez que presiona sobre las hendiduras.

Infine inserisca con attenzione le estremità del laccio di silicone nelle fessure presenti sul dorso del supporto superiore. È necessario tirare il laccio nel momento in cui lo si inserisce nelle scanalature.

最後に、シリコンバンドの端を慎重に上部プラスチックサポートの背後の溝にはめ込みます。溝にバンドを押し込みながらバンドを引っ張ってください。

أخيراً، ضع شريط السيليكون في الأحاديث وراء قطعة البلاستيك العلوي بعناية. يجب عليك تمديد الشريط أثناء الضغط عليه في الأحاديث.



3 説明

アンドロペニス®は、陰茎に外付けする陰茎スプリントです。陰茎牽引器具として陰茎に軽い牽引を加えることも、陰茎スプリントとして牽引なしで使用することもできます。

4 コンポーネント

アンドロペニスは、プラスチック製のリング状基盤、2本のバナ入り金属製支柱、シリコンバンドがついた最上部のプラスチック製部品によって構成されています。プラスチックにはPOM素材、シリコンバンドには医療用シリコンが使用されています。

アンドロペニスゴールドの金属製支柱には純金のメッキが施されています。バナはステンレススチール製で支柱は外科用アルミ製です。

構成部品 (図1): 1-プラスチック製ベースリング 2-穴の開いた円筒 3-ネジ棒 4-調節ボルト 5-金属長円筒 6-ネジ 7-バナ 8-バナ固定用ねじ 9-長軸(4cm) 10-中軸(2cm) 11-短軸(0.5cm) 12-極短軸(0.3cm) 13-プラスチック製上部部品 14-シリコンバンド 15-クッションプロテクター 16-シリコンリング

メモ: 部品4と5の間にオイルを1滴注すとすべりがよくなります。(図1・OIL参照)

5 使用目的

- ❑ 泌尿器科手術後や病気後の陰茎変形を予防します(スプリント使用)。
- ❑ 泌尿器科手術や病気による陰茎の変形を矯正します(牽引使用)。
- ❑ マイクロペニスおよび小ペニス症候群におけるペニスの長さの延長(牽引使用)。
- ❑ 性交に十分な陰茎の硬さを作り出すか維持します(スプリントの使用)。

6 モデル

- ❑ Andropenis Peyronie, 病気による陰茎の変形を予防または矯正する。
- ❑ Andropenis Surgery, 手術後のペニスの変形を防止または矯正する。
- ❑ Andropenis Mini, マイクロペニスの場合、ペニスの長さを伸ばしたり、性交を助ける。
- ❑ Andropenis Gold, ペニスの長さを伸ばしたり、性交を助ける。
- ❑ Andropenis Pro, ペニスの長さを伸ばしたり、性交を助ける。






図. 1

7 パーソナライズ

アンドロペニス®の初期サイズは8cm(3.1インチ)です。器具のサイズは、プラスチックリングの下部から金属シャフトの端までを測ります(図4、初期)。

ペニスのサイズに合わせて、Andropenis®をカスタマイズしてください。巻き尺を使って、弛緩した状態のペニスの長さと同周を測り、次に勃起した状態のペニスの長さと同周を測ります(図2と3)。

勃起時の陰茎のサイズから4cm(1.6インチ)を引いて、Andropenis®の個人用サイズを計算します。



例: $14.7 \text{ cm} - 4 \text{ cm} = 10.7 \text{ cm} \rightarrow$ アンドロペニスの個人サイズ = 10.7 cm

次に、自分のサイズに合うように器具を準備します。

まず、上部のプラスチックの支えを上を持ち上げて取り外し(図5)、Andropenis®の個人的なサイズ(図4、PERSONAL)になるように、必要な数だけシャフトを追加します。

例 10.7cmのパーソナルサイズ = アンドロペニス®の初期サイズ(8cm) + ピース10(2cm) + ピース11(0.5cm)。



使用方法

注意

アンドロペニス・ミニの初期サイズは7cmです。このバージョンをお持ちの場合、適応期間をこの測定値(7cm)から開始し、その測定値を15日間保持してください: 初日は3時間使用し、日が経つにつれて使用時間を徐々に長くしてください。最初の15日間が過ぎたら、使用方法(下記参照)に従って使用時間を長くしてください。

8 フィッティング

保護綿バンドの使用は必須であり、亀頭の下溝に入れてください。ペニスの大きさに合わせて、適切な保護パッドの中に最もフィットするシリコンバンドモデル(ピース14)の一つを挿入する(ピース15)。シリコンバンドの両端を上部プラスチックサポート(ピース13)の裏側の穴に挿入し、バンドがループを形成するようにします。

陰茎を弛緩させた状態で、包皮をすべて(未包茎の男性)、陰茎の軸の上にスライドさせ(図7)、シリコンリングを陰茎の軸に接する亀頭の冠の下に置きます(図8)。



亀頭が器具に直接触れないようにする。次に、ペニスを体から離し、弛緩した状態で長くなるように伸ばします。



ベースリング(ピース1)を取り、リングの一番細い部分を上に向けます。ペニスをベースリング(1)に通し、上部プラスチックサポート(13)の窪みに挿入します。左手を上部サポート(13)の上に置き、器具を体に押し当て、内部のスプリングを圧縮します(図9)。



左手の位置を保ったまま、右手の指で亀頭をシリコンバンドで形成された輪に通して引っ張る(図10)。



修正方法

左手の親指を亀頭の上に置き、陰茎を固定しながら、右手でバンドの両端を引っ張り、シリコンループを徐々に短くする(図11)。



8 フィッティング

ペニスの両側の皮を、皮をつまんだり亀頭の溝に折り目が残ったりしないように、ゆっくりと体の方に引っ張る(図12)。

シリコンの輪は、亀頭の溝に沿うように、痛くならない程度にフィットさせますが、亀頭が滑り落ちない程度にきつく締めます。シリコン・バンドをアッパー・サポート(図13)の裏側にある留め具に注意深く固定します。

ペニスを挟み込まないよう、下方に引っ張らないように締めます。

溝の上やシリコンバンドの下に皮膚がないことを再確認し、もしあれば、皮膚を体の方に引っ張り、挟まれないようにしてください。アンドロペニス®を取り外すには、本体を押し下げてスプリングを圧縮し、シリコンバンド(ピース14)を上部サポート(ピース13)の留め具から外し、シリコンループのサイズを大きくして陰茎を外します。

アンドロペニス®は、亀頭をバンドで固定するシステムです。アンドロコンフォート®バンドとアンドロシリコン®バンドの2つのモデルがあります。アンドロコンフォート®バンドシステムは、アンドロペニス®をより便利に使用できます。アンドロコンフォート®バンドは、陰茎の亀頭とシャフトの間、冠状溝、包皮の間に装着します。アンドロトップ®と呼ばれるフォームシステムにバンドを導入します。で使用方法をご覧ください。 www.andromedical.com/videos



アンドロサポート
ガイド






fig. 12



fig. 13



Andropenis®には、Androring®と呼ばれるクッションシステムとして機能するシリコンリングがあります。ペニスの亀頭とシャフトの間、冠状溝-包皮の間にあります。で使用方法をご覧ください。

www.andromedical.com/videos

Andropeyronie®, Androsurgery®, Andropenis® Minilには、陰茎湾曲の矯正に適応する優れたプラスチック部分(Androsupport)があります(「Androsupport使用ガイド」参照)。

www.andropenis.com/ifu

9 テーブル

	アンドロペニスのサイズ	時間
	適応期間	
最初の5日間	個人サイズ	3時間
6～10日目	0.5cmの短軸(部品11)を加える。	6時間
11～15日目	0.5cmの短軸(部品11)を加える。	8時間
	成長期間	
1～2ヶ月目	7日間ごとに0.5cmの短軸(部品11)を加える。	8時間
3～4ヶ月目	10日間ごとに0.5cmの短軸(部品11)を加える。	8時間
5ヶ月目以降	15日間ごとに0.5cmの短軸(部品11)を加える。	8時間





定期的に 8 時間以上使用しないでください。

2 時間ごとに、組織をリラックスさせるためにデバイス
を数分間取り外す必要があります。

デバイスを付けたまま眠らないでください。

メモ:牽引力を徐々に加え快適に治療を行うために5か月目以降から、極短軸0.3cm(部品12)を付け加え数日後に短軸0.5cm(部品11)に付け替えるようにしても問題はありません。



10 使用方法


一般的な治療は、異なる医療処方を除いて、2つの期間からなる：

■ 適応期間は15日間。

■ 進化期間は、3つの段階に分かれている：初期進化段階（1ヶ月目と2ヶ月目）、中間段階（3ヶ月目と4ヶ月目）、そして5ヶ月目から始まる最終進化段階である。

初日は練習として、10回連続で装着と取り外しを行う。湾曲がある場合は、湾曲から離して装着することをお勧めします。例：右側に湾曲している場合は、器具の位置を反対にして、パンツの左側に置きます。また、下向きの湾曲がある場合は、器具をパンツの下側に置きます（下の画像を参照）。2時間ごとに、組織をリラックスさせるために数分間装置を外す必要があります。5ヶ月目以降は、1.5時間おきにこの休息時間を設けてください。この休息時間を利用して、陰茎を軽くマッサージしてください。器具は4日ごとにPH中性の石鹸と水で洗ってください。

忍耐強く、一貫して治療を続けること、これが目的を達成する鍵です。治療プログラムから逸脱すると、得られる結果が変わってしまう可能性があります（医師にご相談ください）。



11 手術

手術が簡単な場合は、手術後15日目からAndrosurgery®の使用を開始することをお勧めします。手術が非常に複雑な場合は、術後1ヵ月後にAndrosurgery®の使用を開始することをお勧めします。手術後どのくらいでAndrosurgery®の使用を開始するか、またその期間をアドバイスいたしますので、必ず外科医にご相談ください。

SURGERY	成長期間	
1～2ヶ月目	0.5 cm の短軸(部品 11)を1週間毎に加える	8 時間
3ヶ月目以降	0.5 cm の短軸(部品 11)を1ヶ月毎に加える	8 時間

12 使用上の注意

通常は違和感がなくても、日によっては違和感を感じることがあります。心配しないで、装置を使い続けてください。ただし、必要であれば、治療を1日中断することができます。

痛みや不快感、青みがかった変色、亀頭のしびれを感じたら、器具を外して陰茎をマッサージしてください。そうすることで、陰茎の色は正常に戻り、不快な感覚も消えます。亀頭の根元に不快感を感じる場合は、この敏感な部分を保護するためにコットンやガーゼを装着してみてください。

15～30日間装着できなかった場合は、その時のサイズより1cm(0.4インチ)小さくして治療を開始してください。

陰茎のあざ、シャフトの遠位部および陰茎の根元(プラスチックリングの装着部位)の陰茎の皮膚反応、痛み、陰茎の色調異常、腺のしびれ、ヒレヒレ感、腺の浮腫または液体貯留、創傷、刺激、炎症、および不快感が、残存リスクとして確認されています。

睡眠中、激しい運動やスポーツ中は、Andropenis®を使用しないでください。嗜好品やアルコールの影響下にある場合。性器に潰瘍、性感染症、傷がある場合。

本装置の使用中は、衛生基準を厳守してください。排尿、排便または性交の際は、本装置を取り外してください。使用中に勃起しても心配しないでください。

亀頭に白い斑点ができた場合は、真菌感染の可能性があるので、医師の診察が必要です。衛生管理は非常に重要です。器具を清潔に保ちましょう。

発毛を促進する薬(フィナステリド)、うつ病の治療薬、睡眠薬、精神安定剤、鎮静剤の使用は、発毛を促進するミノキシジル外用薬の効果を著しく低下させる可能性があります。発毛を促進するミノキシジル外用薬の使用は許可されています。

陰茎軸遠位部または陰茎基部に軽度の刺激、陰茎あざ、陰茎皮膚反応がある場合。4日間は使用しないでください。1日2回、午前と午後に刺激防止軟膏を塗布し、夜に治癒軟膏を塗布する。陰茎軸に不快感を感じる場合は、毎晩5分間、陰茎を優しく伸ばすような動作で、陰茎を保湿クリームでマッサージしてください。

禁忌 コントロールされていない糖尿病、性器ヘルペス、性感染症、尿道炎および急性膀胱炎、急性前立腺炎、腹部ヘルニア、皮膚炎、精巣がん、リンパがん、リンパ腫、下半身麻痺、四肢麻痺、抗凝固剤治療中の患者。

副作用：アンドロペニス®は医療用に特別に設計されており、本マニュアルに記載されている適応症の下で正しく使用される限り、その使用はいかなる副次的作用も伴いません。

13 トラブルシューティング

問題	考えられる原因	解決
不快感または痛み	ストラップがきつすぎる、フィット感が悪い、またはずれている	<ul style="list-style-type: none"> - ストラップを少し緩めてフィット感を再確認します。デバイスがシャフトに沿って正しく位置合わせされていることを確認します。 - 圧力を軽減するために、必要に応じて追加のパッドを適用します。 - 痛みが続く場合は、デバイスを取り外して医療提供者にご相談ください。
皮膚の炎症または赤み	長時間の着用、不適切なフィット感、または素材に対する皮膚の感受性	<ul style="list-style-type: none"> - 指示に従って、休憩を取らずにデバイスを長時間装着しないようにしてください。 - 皮膚を保護するために、バリアクリームや追加のパッドを使用してください。 - 汗やゴミによる刺激を防ぐために、デバイスを定期的に清掃してください。 - 刺激が悪化した場合は使用を中止し、医師にご相談ください。
滑りまたは緩み	ストラップが緩すぎる、不適切な装着	<ul style="list-style-type: none"> - ストラップを締め直し、血行を妨げずに適切なサポートが得られるようにします。 - デバイスがペニスの中央に正しく配置されていることを確認します。 - ストラップや留め具に摩擦や損傷がないか確認します。必要に応じて交換します。
デバイスの適用が困難	位置が間違っている	<ul style="list-style-type: none"> - 適切な位置合わせと適用を行うには、指示に注意深く従ってください。 - 必要に応じてビデオのデモンストレーションをご覧ください
デバイスが腫れを引き起こす	ストラップによる過度の圧迫、締め付け、不適切なサイズ	<ul style="list-style-type: none"> - 腫れが生じた場合は、直ちにデバイスを取り外してください。 - 適切な血流を確保しながら、デバイスをより緩く再装着します。 - 腫れが続く場合は、使用を再開する前に医療従事者に相談してください。
デバイスの破損または損傷	通常の摩擦、使用中の過度の力	<ul style="list-style-type: none"> - 使用前と使用后にデバイスを点検し、摩擦や損傷の兆候がないか確認してください。 - 部品が破損または損傷している場合は、デバイスを交換してください。損傷したデバイスを自分で修理しようとししないでください。
臭いや衛生上の問題	不十分な清掃	<ul style="list-style-type: none"> - 使用後は毎回、中性洗剤と温水を使用してデバイスを徹底的に洗浄してください。 - デバイスを保管したり再び使用したりする前に、完全に乾燥させてください。 - 臭いが持続する場合、またはクリーニングしても問題が解決しない場合は、デバイスを交換してください。
ストラップが外れ続ける	弱いまたは摩擦した留め具	<ul style="list-style-type: none"> - ストラップと留め具の状態を確認してください。 - 留め具が効果的に機能しなくなった場合は、適切なサポートが提供されない可能性があるため、デバイスを交換してください。



www.andropenis.com

Increase penis size with traction therapy and treat micropenis.



www.andropeyronie.com

Reduce penile curvature and treat Peyronie's disease.



www.androvacuum.com

Improve erections with vacuum therapy and treat erectile dysfunction.



andromedical.com/shop

Spare parts and accessories



www.andropharma.com

PENIS

Increase the own testosterone levels and improve penile lengthening.

VIGOR

Increase men's sexual desire and achieve long lasting erections.

CURVATURE

Inhibit the fibrous plaque of Peyronie with natural anti-inflammatories.

Further information, updates, privacy policy, return-refund policy, disclaimer and conditions of warranty can be found at: www.andromedical.com

© Copyright 1995-2025 Andromedical®, Madrid (Spain).