




1.- Indeks	1
2.- Panduan Cepat	2
3.- Penerangan	6
4.- Komponen	6
5.- Penggunaan yang dimaksudkan	6
6.- Model	6
7.- Peribadikan	7
8.- Memasang	8
9.- Meja	10
10.- Kaedah Penggunaan	11
11.- Pembedahan	11
12.- Langkah Berjaga-jaga Penggunaan	12
13.- Menyelesaikan masalah	13
14.- Portfolio	14




IFU 30 LANGUAGES

www.andropenis.com/ifu/



01



The device measure is 8cm. Therefore, it must be adjusted to your personal size. Measure your penis size in erection. Subtract 4 cm, the result will be your device **PERSONAL SIZE** to start the treatment.

Das Gerät misst 8cm und muss bei Beginn der Behandlung der eigenen Länge angepasst werden. Messen Sie dafür Ihre Penislänge im erigierten Zustand und ziehen Sie 4cm ab. So erhalten Sie Ihre **PERSÖNLICHE GRÖSSE**.

Le dispositif mesure 8cm par défaut. Cependant, pour commencer le traitement, il doit être ajusté à la longueur de votre pénis. Mesurez votre pénis en érection et soustrayez 4 cm à la mesure. Le résultat sera **LA TAILLE PERSONNELLE**.

El dispositivo mide 8cm por defecto. Sin embargo, para comenzar el tratamiento debe ajustarse a la longitud del dispositivo a su tamaño personal. Para ello mida su pene en erección y reste 4 cm a la medida obtenida. El resultado será el **TAMAÑO PERSONAL**.

Il dispositivo misura 8cm. Per cominciare il trattamento la sua lunghezza deve essere adattata alle dimensioni del pene. Misuri il pene in erezione, sottragga 4cm e in questo modo otterrà la sua **MISURA PERSONALE**.

アンドロペニスのもともとのサイズは8cmです。勃起時のペニスのサイズを測定し、そこから4cm引いた数が治療開始時のアンドロペニスの個人サイズとなります。

طول جهاز الأندروپينيس 8 سم. لذا، لابد من تعديله لحجم قضيبك. قم بقياس طول قضيبك في حالة الانتصاب ثم قم بطرح 4 سم من هذا الطول والرقم الناتج سيكون هو طول الجهاز الذي ستبدأ به.

02



Remove the upper plastic support.

Entfernen Sie das obere Plastikteil.

Retirez le support supérieur.


Quite el soporte superior.

Rimuova il supporto superiore in plastica.

プラスチック上部部品を取り外します。

قم بنزع الداعم المصنوع من البلاستيك الموجود في الأعلى.

03



Add as many extension rods as necessary until **the device** matches your **personal size**. Once you have finished, replace the upper plastic support.

Fügen Sie sovielen Achsen wie nötig hinzu, bis **das Gerät** Ihre **persönliche Größe** erreicht hat.

Ajoutez autant d'axes que nécessaire jusqu'à ce que **l'appareil** atteigne votre **taille personnelle**. Ensuite, remplacez le support sur le dessus.


Añada tantos ejes como sean necesarios hasta que alcance la medida de su **tamaño personal**. Después vuelva a colocar el soporte superior.

Aggiunga tante assi quante sono necessarie per raggiungere la sua **misura personale**. Ricollochi il supporto superiore in plastica.

個人サイズになるまで、アンドロベシに短軸を加えていきます。長さの調節が完了したら、始めに取り外したプラスチック上部部品を再び取り付けます。

أضف قضبان عند الضرورة حتى يصل طول جهاز الأندروبسيس إلى **الطول المراد** كما تم حسابه في الأعلى. بمجرد الانتهاء من استخدام الجهاز قم بوضع قطعة البلاستيك مرة أخرى.

04



Thread the silicone band through the Androtop®. Next, insert each band end into the holes of the plastic support.

Stecken Sie das Silikonband durch den Androtop®. Danach passen Sie beide Enden des Silikonbands in die entsprechenden Löcher des oberen Plastikteils ein.

Insérez la bande de silicone à travers Androtop®. Ensuite, insérez chaque extrémité de la bande dans les trous du support supérieur.


Introduzca la cinta de silicona a través del Androtop®. Después, inserte cada extremo de la cinta en los agujeros del soporte superior.

Faccia passare la fascia di silicone attraverso l'Androtop®. Successivamente inserisca entrambi gli estremi della fascia negli appositi fori del supporto superiore.

シリコンバンドをアンドロトプの穴に通します。次に、プラスチック上部部品の穴にシリコンバンドを通すようにしてください。

قم بلف خيط السليكون على الأندروتوب. ثم قم بوضع كل شريط في الأفرام في قطعة البلاستيك.





Your penis must be in flaccidity. Retract your foreskin to uncover your glans completely. We recommend covering the groove of the glans with a gauze, cotton wool and/or even the Androrring® (brown jelly ring).

Ihr Penis muss sich im schlaffen Zustand befinden. Schieben Sie die Vorhaut zurück, sodass Ihre Eichel komplett zum Vorschein kommt. Wir empfehlen Ihnen die Eichel mit einer Gaze, einem Wattebausch oder dem Androrring® (brauner Gelling) zu schützen.


Votre pénis doit être en état de flaccidité. Rétractez le prépuce pour découvrir complètement le gland. Nous recommandons de recouvrir le sillon du gland avec un coton gaze, et / ou même l'Androrring® (anneau marron).

El pene debe estar en flacidez. Retire el prepucio para dejar el glande al descubierto completamente. Recomendamos cubrir el surco del glande con una gasa, algodón o Androrring® (anillo de gel).

Il pene deve trovarsi allo stato flaccido. Ritiri il prepuzio di modo che il glande rimanga completamente scoperto. Consigliamo di proteggere il solco del glande con una garza, cotone o Androrring® (anello in gel).

ペニスが勃起していない状態で、亀頭全体が完全に出るよう包皮を剥きます。亀頭(シリコンバンドが当たる部分)にガーゼやコットン、またはアンドロリング(茶色いシリコンリング)をつけ、保護することをお勧めします。

يجب أن يكون القضيب في حالة الإرتخاء. قم بسحب الجلد الزائد من على رأس القضيب إن وجد. نحن نوصي بتغطية رأس القضيب بقطعة شاش أو قطن أو حتى بالاندورنج. (الحلقة التي لونها بني).



Next, insert your penis through the base ring (the thinnest part of the ring located upwards) and finally through the silicone band loop, resting your glans in the hollow part of the upper plastic support.

Schieben Sie als nächstes Ihren Penis durch den Basisring (die feinere Seite nach oben). Schieben Sie danach die Eichel durch die Schlaufe des Silikonbands, sodass die Eichel gegen die obere Plastikstruktur lehnt.


Ensuite, insérez votre pénis à travers l'anneau de base (la partie la plus mince de l'anneau située vers le haut) et enfin à travers la boucle de la bande en silicone, en reposant votre gland dans la partie creuse du support supérieur en plastique.

Introduzca el pene a través del anillo base colocando la parte más estrecha del anillo hacia arriba. Después haga pasar el glande a través del lazo de la cinta de silicona, dejando que el glande apoye en el soporte superior.

Ora inserisca il pene nell'anello inferiore, orientando la parte più stretta dell'anello verso l'alto. Dopodiché faccia passare il glande attraverso l'anello formato dalla banda in silicone, lasciando che il glande si appoggi al supporto superiore.

次に、ペニスをベースリングに通します(ベースリングは薄くなっているほうが上になります)。さらに、シリコンバンドの輪にペニスを通し、亀頭が上部製品のくぼみに収まるようにします。

ثم بوضع قضيبك داخل الحلقة الدائرية (أرق جزء يكون للأعلى) ثم إلى شريط السيليكون و قم بإراحة رأس قضيبك في الجزء المجوف من قطعة البلاستيك.



Keeping the band above your glans, shorten the loop by pulling on each end of the silicone band until the glans is completely held.

Halten Sie das Silikonband über die Eichel und befestigen Sie diese, indem Sie an den beiden Enden des Silikonbands ziehen bis die Eichel fest sitzt.


En maintenant la bande sur le gland, raccourcissez la boucle en tirant sur chaque extrémité de la bande de silicone jusqu'à ce que le gland soit complètement tenu.

Manteniendo la cinta sobre el glande, acorte el lazo estirando cada extremo de la cinta de silicona hasta que el glande quede bien sujeto.

Mantenendo la fascia sul glande, stringa il laccio tirando entrambi gli estremi del laccio di silicone fino a quando il glande non è ben legato.

龟头をシリコンバンドの輪に通した後、バンドの両端を少しずつ下に引っ張り、ペニスが器具から外れなくなるまで締めていきます。

وضع الشريط فوق رأس القضيب وتقصير الحلقة عن طريق السحب على كل نهاية من شريط السيليكون لحين التأكد من تثبيت رأس القضيب.



Finally, fit the ends of the silicone band into the grooves behind the upper plastic support carefully. You have to stretch the band while pressing into the grooves.

Passen Sie schließlich vorsichtig die Enden des Silikonbands in die Rillen hinter der oberen Plastikstruktur ein. Sie müssen dafür an den Enden des Silikonbands ziehen und gleichzeitig diese in die Rillen drücken.

Enfin, avec précaution, insérez les extrémités de la bande de silicone dans les rainures derrière le support supérieur en plastique. Tirez sur chaque extrémité pour les rendre plus fines tout en appuyant pour les faire rentrer dans les rainures.

Finalmente, ajuste los extremos de la cinta de silicona en las hendiduras de detrás del soporte superior con cuidado. Debe estirar la cinta a la vez que presiona sobre las hendiduras.

Infine inserisca con attenzione le estremità del laccio di silicone nelle fessure presenti sul dorso del supporto superiore. È necessario tirare il laccio nel momento in cui lo si inserisce nelle scanalature.

最後に、シリコンバンドの端を慎重に上部プラスチックサポートの背後の溝にはめ込みます。溝にバンドを押し込みながらバンドを引っ張ってください。

أخيراً، ضع شريط السيليكون في الأخاديد وراء قطعة البلاستيك العلوي بعناية. يجب عليك تمديد الشريط أثناء الضغط عليه في الأخاديد.



3 Penerangan

Andropenis® ialah serpinhan zakar yang dilekatkan secara luaran pada zakar. Ia boleh menggunakan daya tarikan ringan pada zakar sebagai pengganti daya tarikan zakar, atau ia boleh digunakan tanpa daya tarikan sebagai bidai zakar, bergantung pada penggunaan yang dimaksudkan.

4 Komponen

Andropenis® diperbuat daripada cecincin tapak plastik, dua rod besi dengan spring dalaman, dan plastik sokongan bahagian atas dengan gegelung silikon. Bahagian plastik diperbuat daripada POM sejenis bahan sintetik yang tidak akan dipengaruhi oleh bahan mudah bakar seperti alcohol. Gegelung diperbuat daripada silikon gred perubatan. Rod besi **Andropenis®** emas adalah diperbuat daripada loyang disaluti dengan lapisan emas 24 karat. Spring diperbuat daripada besi tahan karat dan rod diperbuat daripada aluminium.

Komponen (gambar rajah 1): 1-cecincin tapak plastik, 2-paksi besi, 3-batang besi berbenang, 4-rod berbenang boleh laras, 5-rod besi, 6-skr, 7-spring, 8-skr untuk menambatkan spring, 9-rod besar 4cm, 10-rod sedang 2cm (0.8"), 11-rod kecil 0.5 cm (0.2"), 12-rod terkecil, 0.3cm (0.1"), 13-plastik sokongan bahagian atas, 14-gegelung silikon, 15-kusyen perlindungan.

PERINGATAN: Ia adalah dinasihati untuk menyapu setitis minyak dengan kain, antara bahagian 4 dan 5 untuk memberikan luncuran yang lebih mudah (rujuk MINYAK).

5 Penggunaan yang dimaksudkan

- ❑ Mencegah kecacatan zakar selepas pembedahan atau penyakit urologi (penggunaan splint).
- ❑ Betulkan kecacatan zakar daripada pembedahan atau penyakit urologi (penggunaan daya tarikan).
- ❑ Pemanjangan panjang zakar dalam mikropenis & sindrom zakar kecil (penggunaan daya tarikan).
- ❑ Cipta atau kekalkan ketegaran zakar yang mencukupi untuk hubungan seksual (penggunaan splint).

6 Model

- ❑ **Andropenis Peyronie**, untuk mencegah atau membetulkan kecacatan zakar dalam penyakit.
- ❑ **Andropenis Surgery**, untuk mencegah atau membetulkan kecacatan zakar selepas pembedahan.
- ❑ **Andropenis Mini**, untuk memanjangkan panjang zakar atau membantu persetubuhan, dalam mikropenis.
- ❑ **Andropenis Gold**, untuk memanjangkan panjang zakar atau membantu persetubuhan, dalam kulit sensitif.
- ❑ **Andropenis Pro**, untuk memanjangkan panjang zakar atau membantu persetubuhan, dalam zakar biasa.



fig. 1

Saiz asal **Andropenis®** adalah 8cm (3.1"). Saiz alat ini diukur dari bahagian bawah cecincin plastik hingga hujung rod besi (gambar rajah 4, ASAL).

Ubah **Andropenis®** mengikut saiz zakar anda. Menggunakan pita ukur, ukur kepanjangan dan diameter zakar dalam keadaan lembut dan kemudian keadaan keras (gambar rajah 2 dan 3).

Kira saiz **Andropenis®** peribadi dengan menolak 4cm (1.6") daripada saiz zakar dalam keadaan keras.




fig. 2




fig. 3




fig. 4

Contoh: 14.7 cm. – 4 cm. = 10.7 cm. > Saiz peribadi = 10.7 cm.

Sekarang, sediakan alat tersebut supaya ia sama dengan saiz peribadi anda.

Pertama, tanggalkan plastic sokongan bahagian atas dengan mengangkatnya ke atas (gambar rajah 5), kemudian tambahkan rod sebanyak yang diperlukan untuk mencapai saiz peribadi **Andropenis®** (gambar rajah 4 PERSONAL).

Contoh: Saiz peribadi 10.7cm. = saiz asal **Andropenis®** (8cm) + komponen 10 (2cm) + komponen 11 (0.5cm)



Cara menggunakan

Peringatan:

Saiz asal **Andropenis® Mini** adalah 7 cm. Jika anda mempunyai versi ini, mulakan tempoh adaptasi pada pengukuran itu (7 cm) dan tetapih pada pengukuran itu selama 15 hari: hari pertama, gunakan alat ini selama 3 jam, sebagaimana hari-hari berlalu secara berangsur-angsur tambahkan tempoh penggunaan. Setelah 15 hari pertama, tingkatkan tempoh penggunaan seperti yang ditunjukkan pada jadual penggunaan (lihat di bawah).



fig. 5

Penggunaan pita kapas farmasi pelindung adalah WAJIB yang sepatutnya diletakkan di dalam alur di bawah glans. Selitkan salah satu model gelang silikon (komponen 14) yang paling sesuai dalam pad perlindungan yang sesuai dengan saiz zakar anda (komponen 15). Masukkan hujung gelang silikon ke dalam lubang bahagian belakang plastic sokongan atas (komponen 13), supaya gelang tersebut akan membentuk lingkaran.

Dengan zakar dalam keadaan lembut, alihkan seluruh kulup (lelaki yang tidak sunat), ke batang (Rajah 7) dan tempatkan cecincin silikon di bawah mahkota kepala zakar di mana ia bertemu dengan batang zakar (Rajah 8).




Kepala zakar tidak perlu bersentuhan langsung dengan alat ini. Berikutnya, tarik zakar ke arah lain dari badan supaya ia dipanjangkan dalam keadaan lembik.



Ambil cecincin tapak plastik (komponen 1), mengekalkan bahagian paling sempit cecincin menghadap ke atas. Masukkan zakar melalui cecincin tapak plastik (komponen 1), dan rehatkan ia dalam lubang plastik sokongan bahagian atas (komponen 13). Letakkan tangan kiri pada plastik sokongan bahagian atas (komponen 13) dan tolak alat ke arah bertentangan dengan badan anda, memampatkan spring dalaman (gambarajah 9).



Mengekalkan tangan kiri dalam posisi, gunakan jari tangan kanan untuk menarik kelenjar melalui linkaran yang dibentuk gelang silikon (gambarajah 10).



Bagaimana untuk
membetulkan

Masukkan ibu jari tangan kiri ke atas glans untuk mengekalkan zakar sementara gelang silikon diturunkan secara perlahan-lahan dengan menarik kedua-dua hujung gelang tersebut dengan tangan kanan (gambarajah 11).



Tarik perlahan-lahan kulit pada kedua-dua belah zakar ke arah badan anda untuk mengelak daripada mencubit kulit atau meninggalkan lipatan di atas alur glans (rajah 12).

Gelung silikon hendaklah dipasang pada dan sejajar dengan alur glans tanpa menyakitkan tetapi cukup ketat untuk mengelakkan glans daripada tergelincir keluar. Berhati-hati selamatkan jalur silikon dalam pengikat di bahagian bawah sokongan atas (bahagian 13) dengan, meregangkan pita setiap kali anda menekan dalam ceruk.

Ketatkan tetapi jangan tarik ke bawah untuk mengelakkan mencubit zakar.

Periksa semula tiada kulit di atas alur mahupun di bawah jalur silikon, jika ada, tarik kulit ke arah badan untuk mengelakkan ia tersepit. Untuk mengeluarkan **Andropenis®**, mampatkan spring dengan menolak ke bawah pada badan, lepaskan jalur silikon (bahagian 14) daripada pengikat di bahagian atas sokongan (bahagian 13), dan besarkan saiz gelung silikon untuk melepaskan zakar.

Andropenis® mempunyai sistem pengikat glans oleh jalur. Terdapat dua model yang tersedia jalur **Androcomfort®** dan jalur **Androsilicone®**. Sistem jalur **Androcomfort®** membolehkan penggunaan **Andropenis®** yang lebih mudah. Ia diletakkan di antara glans dan batang zakar, kawasan sulcus koronal-prepuce. Perkenalkan jalur dalam sistem buih yang dipanggil **Androtop®**. Lihat cara menggunakannya dalam: www.andromedical.com/videos





fig. 12



fig. 13




Androsupport
Panduan



Andropenis® mempunyai cincin silikon yang berfungsi sebagai sistem kusyen yang dipanggil **Androring®**. Ia terletak di antara glans dan batang zakar, koronal sulcus-prepuce. Lihat cara menggunakannya dalam: www.andromedical.com/videos


Andropeyronie®, Androsurgery® dan **Andropenis® Mini** mempunyai bahagian plastik unggul (Androsupport) yang disesuaikan untuk pembetulan kelengkungan zakar (lihat "Panduan Penggunaan Androsupport"): www.andropenis.com/ifu



	SAIZ ALAT	TEMPOH HARIAN
	TEMPOH ADAPTASI	
5 hari pertama	Saiz asal	3 jam
Hari ke 6 – 10	Tambahkan satu rod kecil 0.5cm (komponen 11)	6 jam
Hari ke 11 – 15	Tambahkan satu rod kecil 0.5cm (komponen 11)	8 jam
	TEMPOH EVOLUSI	
Bulan pertama dan kedua	Tambahkan satu rod kecil 0.5cm (komponen 11) setiap 7 hari	8 jam
Dari bulan ketiga	Tambahkan satu rod kecil 0.5cm (komponen 11) setiap 10 hari	8 jam
Dari bulan kelima	Tambahkan satu rod kecil 0.5cm (komponen 11) setiap 15 hari	8 jam

DISYORKAN

Rehat dan urut
zakar dan kelenjar





Setiap 2 atau 1.5 jam

Jangan gunakan lebih daripada 8 jam pada selang masa yang tetap.

Setiap 2 jam, peranti perlu dikeluarkan selama beberapa minit untuk membolehkan tisu berehat.

Jangan tidur dengan peranti.

Peringatan: untuk keselesaan anda, dari bulan kelima, ia adalah mungkin untuk menambah satu 0.3 cm rod (komponen 12) dan beberapa hari kemudian, tukarkan ia ke 0.5cm rod (komponen 11) supaya regangan lebih progresif.





Rawatan biasa, kecuali untuk preskripsi perubatan yang berbeza, terdiri daripada 2 tempoh:

- ❏ Tempoh penyesuaian, berlangsung selama 15 hari.
- ❏ Tempoh evolusi, yang terdiri daripada 3 fasa berasingan: Fasa evolusi awal (bulan ke-1 dan ke-2), fasa pertengahan (bulan ke-3 dan ke-4) dan fasa evolusi akhir, yang bermula pada bulan ke-5.

Hari pertama, sebagai amalan, muat dan keluarkan peranti 10 kali berturut-turut. Dalam kes kelengkungan, adalah disyorkan untuk memasang peranti jauh dari kelengkungan. Contoh: jika anda mempunyai kelengkungan ke kanan, anda harus meletakkan perkakas dalam arah yang bertentangan, meletakkannya di sebelah kiri dalam seluar dalam. Dan jika anda mempunyai kelengkungan ke bawah, anda harus meletakkan perkakas ke bawah dalam seluar dalam (lihat imej di bawah). Setiap 2 jam, peranti perlu dikeluarkan selama beberapa minit untuk membolehkan tisu berehat. Selepas bulan ke-5, tempoh rehat ini perlu diperhatikan setiap 1.5 jam. Gunakan tempoh rehat ini untuk mengurut zakar dengan ringan. Basuh peranti dengan sabun dan air neutral PH setiap 4 hari.

Bersabar dan konsisten dengan rawatan, ini adalah kunci untuk mencapai objektif anda. Sebarang penyelewengan daripada program rawatan boleh mengubah keputusan yang dicapai (rujuk doktor anda).



Jika pembedahan adalah mudah, disyorkan untuk mula menggunakan **Androsurgery®** 15 hari selepas pembedahan. Jika pembedahan adalah sangat kompleks, disyorkan untuk memulakan penggunaan **Androsurgery®** 1 bulan selepas pembedahan. Sentiasa berunding dengan pakar bedah anda supaya dia boleh menasihati berapa lama selepas pembedahan untuk mula menggunakan **Androsurgery®** dan tempoh penggunaan.

PEMBEDAHAN	Tempoh evolusi	
Bulan pertama dan kedua	Tambahkan satu rod kecil 0.5cm (komponen II) setiap 7 hari	8 jam
Dari bulan ketiga	Tambahkan satu rod kecil 0.5cm (komponen II) setiap bulan	8 jam

12 Langkah Berjaga-jaga Penggunaan

Walaupun biasanya tiada ketidakselesaan, beberapa hari peranti mungkin berasa tidak selesa. Jangan risau, teruskan menggunakan peranti ini. Walau bagaimanapun, jika perlu, anda boleh mengganggu rawatan selama satu hari.

Jika anda mengalami kesakitan atau ketidakselesaan, perubahan warna kebiruan atau kebas pada kelenjar, keluarkan peranti dan urut zakar. Dengan berbuat demikian warna zakar akan kembali normal dan sensasi yang tidak menyenangkan akan hilang. Jika anda berasa tidak selesa pada pangkal glans, anda harus cuba memakai kapas atau kain kasa untuk melindungi kawasan sensitif ini.

Jika anda tidak dapat memakai peranti selama 15 hingga 30 hari, mulakan rawatan pada 1 cm (0.4") kurang daripada saiz peranti pada masa itu.

Lebam zakar, tindak balas kulit zakar di bahagian distal batang dan di pangkal zakar (tempat pemakaian cincin plastik), sakit, perubahan diskromik zakar, kebas kelenjar, rasa kesemutan, edema atau pengekalan cecair dalam kelenjar, luka, kerengsaan, keradangan dan ketidakselesaan dikenal pasti sebagai risiko sisa. Jika mana-mana risiko baki berikut berlaku semasa menggunakan peranti, kami amat mengesyorkan untuk berhenti menggunakannya.

Jangan gunakan Andropenis®: semasa tidur, semasa mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal atau sukan yang berat. Semasa di bawah kesan dadah rekreasi atau alkohol. Jika anda mempunyai ulser, penyakit kelamin atau luka di bahagian kemaluan.

Mengekalkan piawai kebersihan yang ketat semasa menggunakan peranti. Keluarkan peranti untuk membuang air kecil atau buang air besar atau semasa hubungan seksual. Jika anda mengalami ereksi semasa menggunakan peranti, jangan risau: ia akan berasa lebih ketat sedikit.

Jika anda mengalami bintik-bintik putih pada kelenjar anda, anda perlu berjumpa doktor, kerana anda mungkin telah mengalami jangkitan kulat. Kebersihan diri sangat penting. Pastikan peranti bersih

Penggunaan ubat untuk merangsang pertumbuhan rambut (finasteride), ubat untuk merawat kemurungan, pil tidur, penenang dan sedatif boleh mengurangkan keberkesanan. Penggunaan Minoxidil topikal untuk merangsang pertumbuhan rambut dibenarkan.

Sekiranya berlaku kerengsaan kecil, lebam zakar atau tindak balas kulit zakar di bahagian distal batang atau di pangkal zakar. Jangan gunakan peranti selama 4 hari. Sapukan salap anti-kerengsaan dua kali sehari, pagi dan petang, dan salap penyembuhan pada waktu malam. Jika luka berterusan, hentikan penggunaan peranti dan hubungi doktor anda. Jika anda berasa tidak selesa pada batang zakar, urut zakar dengan krim penghidratan selama 5 minit setiap malam menggunakan gerakan regangan yang lembut.

Kontraindikasi: Pesakit diabetes yang tidak terkawal, herpes genital, penyakit kelamin, uretritis dan cystitis akut, prostatitis akut, hernia perut, dermatitis, kanser testis, kanser limfatik, limfoma, lumpuh, quadriplegics dan pesakit yang mengambil rawatan antikoagulan.

Kesan sampingan: Andropenis® telah direka khusus untuk kegunaan perubatan dan penggunaannya tidak melibatkan sebarang kesan sampingan, selagi ia digunakan dengan betul di bawah tanda-tanda yang didedahkan dalam manual ini.

Masalah	Kemungkinan Punca	Penyelesaian
Ketidakelesaian atau Kesakitan	Tali terlalu ketat, tidak sesuai atau tidak sejajar	- Longgarkan sedikit tali dan semak semula kesesuaian. Pastikan peranti diajarkan dengan betul di sepanjang a/c.
		- Sapukan padding tambahan jika perlu untuk mengurangkan tekanan.
		- Jika sakit berterusan, keluarkan peranti dan dapatkan nasihat pembekal penjagaan kesihatan anda.
Kerengsaan Kulit atau Kemerahan	Pemakaian yang berpanjangan, kesesuaian yang tidak betul, atau kepekaan kulit terhadap bahan	- Pastikan peranti tidak dipakai terlalu lama tanpa patah seperti yang dinasihatkan.
		- Gunakan krim penghalang atau padding tambahan untuk melindungi kulit.
		- Bersihkan peranti dengan kerap untuk mengelakkan kerengsaan daripada peluh dan serpihan.
		- Jika kerengsaan bertambah teruk, hentikan penggunaan dan dapatkan nasihat doktor.
Gelinciran atau Longgar	Tali terlalu longgar, penggunaan yang tidak betul	- Ketatkan semula tali, pastikan ia memberikan sokongan yang mencukupi tanpa memutuskan pederasan.
		- Pastikan peranti diajarkan dengan betul dan berpusat pada zakar.
		- Periksa sebarang haus atau kerosakan pada tali atau pengikat. Gantikan jika perlu.
Kesukaran Memohon Peranti	Kedudukan yang salah	- Ikuti arahan dengan teliti untuk penajajaran dan penggunaan yang betul.
		- Jika perlu, tonton video demonstrasi
Peranti Menyebabkan Bengkak	Tekanan berlebihan daripada tali, penyempitan, atau saiz yang tidak betul	- Segera keluarkan peranti jika bengkak berlaku.
		- Sapukan semula peranti dengan lebih longgar, memastikan pengaliran darah yang betul.
		- Jika bengkak berterusan, rujuk pembekal penjagaan kesihatan anda sebelum meneruskan penggunaan.
Pecah atau Kerosakan pada Peranti	Haus dan lusuh biasa, daya yang berlebihan semasa penggunaan	- Periksa peranti sebelum dan selepas setiap penggunaan untuk tanda-tanda haus atau kerosakan.
		- Gantikan peranti jika ada bahagian yang rosak atau rosak. Jangan cuba membaiki sendiri peranti yang rosak.
Masalah Bau atau Kebersihan	Pembersihan yang tidak mencukupi	- Bersihkan peranti dengan teliti selepas setiap penggunaan menggunakan sabun lembut dan air suam.
		- Keringkan peranti sepenuhnya sebelum menyimpan atau menggunakannya semula.
		- Gantikan peranti jika ia mengeluarkan bau yang berterusan atau jika pembersihan tidak menyelesaikan masalah.
Tali Terus Tertanggal	Pengikat yang lemah atau usang	- Periksa keadaan tali dan pengikat.
		- Gantikan peranti jika pengikat tidak lagi berfungsi dengan berkesan, kerana ia mungkin tidak memberikan sokongan yang betul.



www.andropenis.com

Increase penis size with traction therapy and treat micropenis.



www.andropeyronie.com

Reduce penile curvature and treat Peyronie's disease.



www.androvacuum.com

Improve erections with vacuum therapy and treat erectile dysfunction.



andromedical.com/shop

Spare parts and accessories



www.andropharma.com

PENIS

Increase the own testosterone levels and improve penile lengthening.

VIGOR

Increase men's sexual desire and achieve long lasting erections.

CURVATURE

Inhibit the fibrous plaque of Peyronie with natural anti-inflammatories.

Further information, updates, privacy policy, return-refund policy, disclaimer and conditions of warranty can be found at: www.andromedical.com

© Copyright 1995-2025 Andromedical®, Madrid (Spain).