

Bruksanvisning (IFU)

1




1.- Indeks	1
2.- Hurtigveiledning	2
3.- Beskrivelse	6
4.- Komponenter	6
5.- Tiltent bruk	6
6.- Modeller	6
7.- Gjør Andropenis personlig	7
8.- Montering av Andropenis	8
9.- Bord	10
10.- Metode for bruk	11
11.- Forholdsregler ved bruk	12




IFU 30 LANGUAGES

www.andropenis.com/ifu/



01



Andropenis® measure is 8cm. Therefore, it must be adjusted to your personal size. Measure your penis size in erection. Subtract 4 cm, the result will be your device **PERSONAL SIZE** to start the treatment.

Andropenis® misst 8cm und muss bei Beginn der Behandlung der eigenen Länge angepasst werden. Messen Sie dafür Ihre Penislänge im erigierten Zustand und ziehen Sie 4cm ab. So erhalten Sie Ihre **PERSONLICHE GRÖSSE**.

Andropenis® mesure 8cm par défaut. Cependant, pour commencer le traitement, il doit être ajusté à la longueur de votre pénis. Mesurez votre pénis en érection et soustraire 4 cm à la mesure. Le résultat sera **LA TAILLE PERSONNELLE**.

Andropenis® mide 8cm por defecto. Sin embargo, para comenzar el tratamiento debe ajustar la longitud del dispositivo a su tamaño personal. Para ello mida su pene en erección y reste 4 cm a la medida obtenida. El resultado será el **TAMANO PERSONAL**.

Andropenis® misura 8cm. Per cominciare il trattamento la sua lunghezza deve essere adattata alle dimensioni del pene. Misuri il pene in erezione, sottragga 4cm e in questo modo otterrà la sua **MISURA PERSONALE**.

アンドロペニスのもともとのサイズは8cmです。勃起時のペニスのサイズを測定し、そこから4cm引いた数が治療開始時のアンドロペニスの個人サイズとなります。

طول جهاز الأندروپينيس 8 سم. لذا، لابد من تعديله لحجم قضيبك. قم بقياس طول قضيبك في حالة الانتصاب ثم قم بطرح 4 سم من هذا الطول والرقم الناتج سيكون هو طول الجهاز الذي ستبدأ به.

02



Remove the upper plastic support.

Entfernen Sie das obere Plastikteil.

Retirez le support supérieur.


Quite el soporte superior.

Rimuova il supporto superiore in plastica.

プラスチック上部部品を取り外します。

قم بزع الداعم المصنوع من البلاستيك الموجود في الأعلى.





Add as many extension rods as necessary until **Andropenis®** matches your **personal size**. Once you have finished, replace the upper plastic support.

Fügen Sie soviele Achsen wie nötig hinzu, bis **Andropenis®** Ihre **persönliche Größe** erreicht hat.


Ajoutez autant d'axes que nécessaire jusqu'à ce que **Andropenis®** atteigne votre **taille personnelle**. Ensuite, remplacez le support sur le dessus.

Añada tantos ejes como sean necesarios hasta que alcance la medida de su **tamaño personal**. Después vuelva a colocar el soporte superior.

Aggiunga tante assi quante sono necessarie per raggiungere la sua **misura personale**. Ricollochì il supporto superiore in plastica.

個人サイズになるまで、アンドロペニスに短軸を加えていきます。長さの調節が完了したら、始めに取り外したプラスチック上部部品を再び取り付けます。

أضف قضبان عند الضرورة حتى يصل طول جهاز الأندروبينيس إلى الطول المراد كما تم حسابه في الأعلى. بمجرد الانتهاء من استخدام الجهاز قم بوضع قطعة البلاستيك مرة أخرى.



Thread the silicone band through the Andropenis®. Next, insert each band end into the holes of the plastic support.

Stecken Sie das Silikonband durch den Andropenis®. Danach passen Sie beide Enden des Silikonbands in die entsprechenden Löcher des oberen Plastikteils ein.


Insérez la bande de silicone à travers Andropenis®. Ensuite, insérez chaque extrémité de la bande dans les trous du support supérieur.

Introduzca la cinta de silicona a través del Andropenis®. Después, inserte cada extremo de la cinta en los agujeros del soporte superior.

Faccia passare la fascia di silicone attraverso l'Andropenis®. Successivamente inserisca entrambi gli estremi della fascia negli appositi fori del supporto superiore.

シリコンバンドをアンドロトピーの穴に通します。次に、プラスチック上部部品の穴にシリコンバンドを通すようにしてください。

قم بلف خيط السليكون على الأندروبينيس. ثم قم بوضع كل شريط في الأخرام في قطعة البلاستيك.



Your penis must be in flaccidity. Retract your foreskin to uncover your glans completely. We recommend covering the groove of the glans with a gauze, cotton wool and/or even the Androring® (brown jelly ring).

Ihr Penis muss sich im schlaffen Zustand befinden. Schieben Sie die Vorhaut zurück, sodass Ihre Eichel komplett zum Vorschein kommt. Wir empfehlen Ihnen die Eichel furche mit einer Gaze, einem Wattebausch oder dem Androring® (brauner Gelring) zu schützen.


Votre pénis doit être en état de flaccidité. Rétractez le prépuce pour découvrir complètement le gland. Nous recommandons de recouvrir le sillon du gland avec un coton gaze, et / ou même l'Androring® (anneau marron).

El pene debe estar en flacidez. Retire el prepucio para dejar el glande al descubierto completamente. Recomendamos cubrir el surco del glande con una gasa, algodón o Androring® (anillo de gel).

Il pene deve trovarsi allo stato flaccido. Ritiri il prepuzio di modo che il glande rimanga completamente scoperto. Consigliamo di proteggere il solco del glande con una garza, cotone o Androring® (anello in gel).

ペニスが勃起していない状態で、亀頭全体が完全に出るよう包皮を剥きます。亀頭(シリコンバンドが当たる部分)にガーゼやコットン、またはアンドロリング(茶色いシリコンリング)をつけ、保護することをお勧めします。

يجب أن يكون القضيب في حالة الإرتخاء. قم بسحب الجلد الزائد من على رأس القضيب إن وجد. نحن ننصح بتغطية رأس القضيب بقطعة شاش أو قطن أو حتى بالاندرونج. (الحلقة التي لونها بني).



Next, insert your penis through the base ring (the thinnest part of the ring located upwards) and finally through the silicone band loop, resting your glans in the hollow part of the upper plastic support.

Schieben Sie als nächstes Ihren Penis durch den Basisring (die feinere Seite nach oben). Schieben Sie danach die Eichel durch die Schlaufe des Silikonbands, sodass die Eichel gegen die obere Plastikstruktur lehnt.


Ensuite, insérez votre pénis à travers l'anneau de base (la partie la plus mince de l'anneau située vers le haut) et enfin à travers la boucle de la bande en silicone, en reposant votre gland dans la partie creuse du support supérieur en plastique.

Introduzca el pene a través del anillo base colocando la parte más estrecha del anillo hacia arriba. Después haga pasar el glande a través del lazo de la cinta de silicona, dejando que el glande apoye en el soporte superior.

Ora inserisca il pene nell'anello inferiore, orientando la parte più stretta dell'anello verso l'alto. Dopodiché faccia passare il glande attraverso l'anello formato dalla banda in silicone, lasciando che il glande si appoggi al supporto superiore.

次に、ペニスをベースリングに通します(ベースリングは薄くなっているほうが上になります)。さらに、シリコンバンドの輪にペニスを通し、亀頭が上部部品のくぼみに収まるようにします。

ثم قم بوضع قضيبك داخل الحلقة الدائرية (أرق جزء يكون للأعلى) ثم إلى شريط السليكون و قم بإراحة رأس قضيبك في الجزء المجوف من قطعة البلاستيك.



Keeping the band above your glans, shorten the loop by pulling on each end of the silicone band until the glans is completely held.

Halten Sie das Silikonband über die Eichel und befestigen Sie diese, indem Sie an den beiden Enden des Silikonbands ziehen bis die Eichel fest sitzt.


En maintenant la bande sur le gland, raccourcissez la boucle en tirant sur chaque extrémité de la bande de silicone jusqu'à ce que le gland soit complètement tenu.

Manteniendo la cinta sobre el glande, acorte el lazo estirando cada extremo de la cinta de silicona hasta que el glande quede bien sujeto.

Mantenendo la fascia sul glande, stringa il laccio tirando entrambi gli estremi del laccio di silicone fino a quando il glande non è ben legato.

龟头をシリコンバンドの輪に通した後、バンドの両端を少しずつ下に引っ張り、ペニスが器具から外れなくなるまで締めていきます。

وضع الشريط فوق رأس القضيب وتقصير الحلقة عن طريق السحب على كل نهاية من شريط السيليكون لحين التأكد من تثبيت رأس القضيب.



Finally, fit the ends of the silicone band into the grooves behind the upper plastic support carefully. You have to stretch the band while pressing into the grooves.

Passen Sie schließlich vorsichtig die Enden des Silikonbands in die Rillen hinter der oberen Plastikstruktur ein. Sie müssen dafür an den Enden des Silikonbands ziehen und gleichzeitig diese in die Rillen drücken.

Enfin, avec précaution, insérez les extrémités de la bande de silicone dans les rainures derrière le support supérieur en plastique. Tirez sur chaque extrémité pour les rendre plus fines tout en appuyant pour les faire rentrer dans les rainures.

Finalmente, ajuste los extremos de la cinta de silicona en las hendiduras de detrás del soporte superior con cuidado. Debe estirar la cinta a la vez que presiona sobre las hendiduras.

Infine inserisca con attenzione le estremità del laccio di silicone nelle fessure presenti sul dorso del supporto superiore. È necessario tirare il laccio nel momento in cui lo si inserisce nelle scanalature.

最後に、シリコンバンドの端を慎重に上部プラスチックサポートの背後の溝にはめ込みます。溝にバンドを押し込みながらバンドを引っ張ってください。

أخيراً، ضع شريط السيليكون في الأخاديد وراء قطعة البلاستيك العلوي بعناية. يجب عليك تمديد الشريط أثناء الضغط عليه في الأخاديد.



3 Beskrivelse

Andropenis® er en penisskinne som festes utvendig på penis. Den kan legges et lett trekk på penis som en peniltrekkanordning, eller den kan brukes uten trekk som en penisskinne, avhengig av hva den skal brukes til.

4 Komponenter

Andropenis® består av en plast base-ring, to metallstenger, med innvendige fjærer, som er belagt med ekte gull, og en øvre plast-støtte med et silikon bånd. Plast base-ringene som du fester ved roten av penisen er laget i POM materiale et syntetisk materiale som er motstandsdyktig mot all væske som inneholder alkohol. Silikonen i silikonbåndet er av medisinsk type. Metallstengene i

Andropenis® Gold er laget av messing og er dekket av et lag med 24 karat gull. Fjærene er av rustfritt stål og stengene av kirurgisk aluminium.

COMPONENTS (fig. 1): 1-plastic base ring, 2-rounded hinge nut, 3-threaded bar, 4-threaded adjustable shaft, 5-metal shaft, 6-screw, 7-spring, 8-screw to secure the spring, 9-large 4 cm rod (1.6"), 10-medium 2 cm rod (0.8"), 11-small 0.5 cm rod (0.2"), 12-smallest rod 0.3 cm (0.1"), 13-upper plastic support, 14-silicone band, 15-protective cushion, 16-silicone rings.

MERK: Det anbefales å gni forsiktig en liten dråpe olje, med hjelp av en klut, mellom del 4 og 5 for å minske friksjonen (se OIL).

5 Tiltenkt bruk

- Forebygger deformering av penis etter urologiske operasjoner eller sykdommer (bruk av skinne).
- Korrigerer penisdeformitet som følge av urologiske operasjoner eller sykdommer (traksjonsbruk).
- Forlenger penis lengden ved mikropenis og liten penis-syndrom (bruk av traksjon, kun i Europa).
- Skape eller opprettholde tilstrekkelig penisstivhet for samleie (bruk av skinne, kun i USA).

6 Modeller

- Andropenis Peyronie**, for å forebygge eller korrigerer penildeformitet ved sykdom.
- Andropenis Surgery**, for å forebygge eller korrigerer penisdeformitet etter operasjoner.
- Andropenis Mini**, for å forlenger penis lengden eller hjelpe samleie, i mikropenis.
- Andropenis Gold**, for å forlenger penis lengden eller hjelpe samleie, i sensitiv hud.
- Andropenis Pro**, for å forlenger penis lengden eller hjelpe samleie, i vanlig penis.
- Andropenis Deep**, å skape eller opprettholde tilstrekkelig stivhet i penis for samleie.







fig. 1

7 Gjør Andropenis® personlig

Den opprinnelige størrelsen av **Andropenis®** er 8 cm. Størrelsen på enheten er målt fra den nedre delen av plast base-ring til slutten av metall stangen / metall stykke (fig.4, første).

Tilpass din **Andropenis®** i henhold til størrelsen på din egen penis. Start med å måle penisen i slapp tilstand, mål da lengden og tykkelsen. Deretter mål det samme i erigert tilstand.

Beregn den personlige størrelsen av **Andropenis®** ved å trekke fra 4cm fra størrelsen av penis i ereksjon.



Eksempel: 14.7 cm. – 4 cm. = 10.7 cm. > Andropenis® opprinnelig størrelse = 10.7 cm.

Sett sammen enheten slik at den tilsvarer din personlige størrelse.

Først løsner man den øvre plast-støtten ved å løfte den oppover (fig 5), og deretter skrur fast så mange metallstykker som er nødvendig for å nå din personlige størrelsen på **Andropenis®** (fig. 4, PERSONAL).

Eksempel: Personlig størrelse på 10,7 cm. = **Andropenis®** opprinnelig størrelse (8 cm.) + metall stykke 10 (2 cm.) + metall stykke 11 (0,5 cm.).



NB:

Den opprinnelige størrelsen av **Andropenis® Mini** er 7 cm. Hvis du har denne modellen starter tilpasningsperioden med denne størrelsen og det anbefales å ikke forandre på lengden de første 15 dagene. Bruk anordningen 3 timer den første dagen, og etter det øk gradvis brukstiden. Etter 15 dager økes brukstiden til lengden som er anbefalt i bruksmetodetabellen nedenfor.

Hvordan bruke

8 Montering av Andropenis®

Bruk av et beskyttende bomullsbånd for apotek er OBLIGATORISK som skal plasseres i sporet under glans. Sett inn et av silikon bånd modellene (del 14) som passer best til den hvite skum- beskyttende tuben i henhold til størrelsen på penis (del 15). Putt endene av silikon båndene inn i hullene på den øvre plast-støtten (del 13) sånn at båndet former en løkke.

Med penis i slapp tilstand, skyv all forhuden (uomskårne menn) tilbake og (fig. 7) og plasser silikon ringen under roten av glansen, der den møter skaftet av penis (fig. 8).



Glans bør ikke komme i direkte kontakt med enheten. Deretter ; strekk penis vekk fra kroppen slik at den blir forlenget mens slapp.



Før penisen gjennom plast base-ring (del 1) og legg penishodet slik at det hviler på den øvre plast-støtten (del 13). Plasser venstre hånd på den øvre plast-støtten (del 13) og trekk anordningen mot deg for å komprimere de innvendige fjærene. (fig.9).



Mens du holder venstre hånd i posisjon, bruker du høyre hånd til å føre fingrene dine på innsiden av løkken på silikon båndet. Ta tak i penishodet og før det gjennom denne løkken. (fig.10).



Hvordan fikse

Plasser venstre tommel på penishodet og gradvis reduser størrelsen på løkken ved å trekke i begge endene av silikon-båndet. (fig.11).



8 Montering av Andropenis®

Trekk langsomt huden på begge sider av penis inn mot kroppen for å unngå å klemme huden eller lage en fold over rillen på glans (fig. 12).

Silikonbåndet skal sitte på og på linje med rillen på ollonet uten å gjøre vondt, men stramt nok til at ollonet ikke glir ut. Fest silikonbåndet forsiktig i festene på undersiden av den øvre støtten (del 13) ved å strekke båndet hver gang du trykker i fordypningene.

Stram til, men ikke trekk nedover for å unngå å klemme penis.

Dobbeltsjekk at det ikke er hud over fordypningen eller under silikonbåndet, hvis det er det, trekk huden inn mot kroppen for å unngå at den kommer i klem. **Andropenis®** tas av ved å komprimere fjærene ved å trykke ned mot kroppen, løsne silikonbåndet (del 14) fra festene i den øvre støtten (del 13) og øke størrelsen på silikonsløyfen for å frigjøre penis.

Andropenis® har et festesystem for glans med et bånd, og det finnes to tilgjengelige modeller: **Androcomfort®**-bånd og **Androsilicone®**-bånd. **Androcomfort®**-båndssystemet gjør **Andropenis®** enda mer praktisk å bruke. Det er plassert mellom glans og skaftet av penis, koronal sulcus området-prepuce. Innfør båndet i skumsystemet som kalles **Androtop®**. Se hvordan du bruker dem i: www.andromedical.com/videos





fig. 12



fig. 13




Androsupport
Veiledning





Andropenis® har en silikonring som fungerer som et støtdempende system kalt **Androring®**. Den ligger mellom glans og skaftet på penis, den koronale sulcus-prepuce. Se hvordan du bruker dem i: www.andromedical.com/videos

Andropeyronie®, Androsurgery® og Andropenis® Mini har en overlegen plastdel (Androsupport) som er tilpasset for korrigering av peniskromminger (se "Androsupport bruksanvisning"). www.andropenis.com/ifu



	VANLIG METODE			SPESIAL METODE	
	STØRRELSEN PÅ ENHETEN	Daglig bruk		STØRRELSEN PÅ ENHETEN	Daglig bruk
	Tilpasningsperiode			Tilpasningsperiode	
De 5 første dagene	Din personlige Andropenis® størrelse	3 timer	De 5 første dagene	Din personlige Andropenis® størrelse	4 timer
Dag 6 - 10	Legg til et lite metallstykke 0,5 cm (del 11)	6 timer	Dag 6 - 10	Legg til et lite metallstykke 0,5 cm (del 11)	4 timer
Dag 11 - 15	Legg til et lite metallstykke 0,5 cm (del 11)	8 timer	Dag 11 - 15	Legg til et lite metallstykke 0,5 cm (del 11)	4 timer
	Evolusjonsperiode			Evolusjonsperiode	
1. og 2. måned	Legg til et lite metallstykke 0,5 cm (del 11) hver 7. dag	9 timer	1. og 2. måned	Legg til et lite metallstykke 0,5 cm (del 11) hver 3. dag	4 timer
3. og 4. måned	Legg til et lite metallstykke 0,5 cm (del 11) hver 10. dag	9 timer	Fra den 3. måned	Legg til et lite metallstykke 0,5 cm (del 11) hver 10. dag	4 timer
Fra den 5. måned	Legg til et lite metallstykke 0,5 cm (del 11) hver 15. dag	9 timer	Fra den 5. måned	Legg til et lite metallstykke 0,5 cm (del 11) hver 15. dag	4 timer

NB: For din egen komfort, fra den 5. måneden er det mulig å først legge til det minste metall stykke 0,3 cm (del 12) og et par dager senere endre den til et lite metallstykke 0,5 cm (del 11) for å gjøre overgangen mykere.



10 Metode for bruk

Den vanlige behandlingen, med unntak av annen medisinsk resept, består av 2 perioder:




- En tilpasningsperiode som varer i 15 dager.
- En evolusjonsperiode som består av tre separate faser: Innledende evolusjonsfase (1. og 2. måned), mellomfase (3. og 4. måned) fase (3. og 4. måned) og endelig evolusjonsfase, som begynner i den 5. måneden.

Den første dagen, som en øvelse, skal du montere og fjerne enheten 10 ganger på rad. Ved krumning anbefales det å montere apparatet vekk fra krumningen. Eksempel: Hvis du har en krumning mot høyre, bør du plassere apparatet i motsatt retning og plassere det til venstre i underbuksene. Og hvis du har en nedadgående krumning, bør du plassere apparatet nedover i underbuksene (se bildene nedenfor). Hver 2. time må apparatet fjernes i noen minutter for å la vevet slappe av. Etter den 5. måneden bør denne hvileperioden overholdes hver 1,5 time. Bruk denne hvileperioden til å massere penis lett. Vask enheten med PH-nøytral såpe og vann hver 4. dag.

Hvis operasjonen er enkel, anbefales det å begynne å bruke **Androsurgery®** 15 dager etter operasjonen. Hvis operasjonen er svært kompleks, anbefales det å begynne å bruke **Androsurgery®** 1 måned etter operasjonen. Rådfør deg alltid med kirurgen din, slik at han/hun kan gi deg råd om hvor lenge etter operasjonen du bør begynne å bruke **Androsurgery®** og hvor lenge du bør bruke det


KIRURGI	Evolusjon periode	
1. og 2. måned	Legg til et lite metallstykke 0,5 cm (del 11) hver 7. dag	8 timer
Fra den 3. måned	Legg til et lite metallstykke 0,5 cm (del 11) hver måned	8 timer

Vær tålmodig og konsekvent med behandlingen, dette er nøkkelen til å oppnå målene dine. Ethvert avvik fra behandlingsprogrammet kan endre de oppnådde resultatene (rådfør deg med legen din).



ANBEFALT

Hvile og massasje
penis og glans



Hver 2 eller 1,5 time

Selv om det vanligvis ikke er noe ubehag, kan det noen dager føles ubehagelig å bruke apparatet. Ikke bekymre deg, fortsett å bruke enheten. Hvis det er nødvendig, kan du imidlertid avbryte behandlingen i én dag.

Hvis du opplever smerte eller ubehag, blålig misfarging eller nummenhet i glans, fjerner du enheten og masserer penis. På denne måten vil penisfargen bli normal igjen, og de ubehagelige følelsene vil forsvinne. Hvis du føler ubehag ved basen av glans, bør du prøve å bruke bomull eller gasbind for å beskytte dette følsomme området.

Hvis du ikke har kunnet bruke apparatet på 15 til 30 dager, kan du starte behandlingen med en størrelse som er 1 cm (0,4") mindre enn størrelsen på apparatet på det tidspunktet.

Blåmerker på penis, hudreaksjon i den distale delen av skaftet og ved penisbunnen (der plastringen er påført), smerter, dyskromiske forandringer i penis, nummenhet i kjertlene, prikkende følelse, ødem eller væskeansamling i kjertlene, sår, irritasjon, betennelse og ubehag er identifisert som gjenværende risikoeer Hvis noen av følgende gjenværende risikoeer oppstår mens du bruker enheten, anbefaler vi på det sterkeste at du slutter å bruke den.

Ikke bruk Andropenis®: mens du sover, mens du deltar i anstrengende fysisk aktivitet eller sport. Hvis du er påvirket av rusmidler eller alkohol. Hvis du har sår, seksuelt overførbare sykdommer eller sår i underlivet.

Oppretthold strenge hygienestandarder mens du bruker enheten. Ta av deg enheten for å urinere eller gjøre ditt fornødne, eller under samleie. Hvis du får ereksjon mens du bruker enheten, trenger du ikke bekymre deg: den vil bare føles litt strammere.

Hvis du får hvite flekker på glans, må du oppsøke lege, da du kan ha fått en soppinfeksjon. Personlig hygiene er svært viktig. Hold enheten ren.

Bruk av medisiner for å stimulere hårvekst (finasterid), medisiner for å behandle depresjon, sovetabletter, beroligende midler og beroligende midler kan redusere effektiviteten av. Bruk av topisk Minoxidil for å stimulere hårvekst er tillatt.

Ved mindre irritasjon, blåmerker eller hudreaksjon på penis i den distale delen av skaftet eller ved basis av penis. Ikke bruk enheten i 4 dager. Påfør salve mot irritasjon to ganger daglig, morgen og ettermiddag, og legende salve om natten. Hvis såret vedvarer, må du slutte å bruke apparatet og kontakte legen din. Hvis du føler ubehag i penisskaftet, kan du massere penis med en fuktighetsgivende krem i 5 minutter hver kveld ved hjelp av milde strekkbevegelser.

Kontraindikasjoner: Pasienter med ukontrollert diabetes, genital herpes, seksuelt overførbare sykdommer, uretritt og akutt cystitt, akutt prostatitt, abdominal brokk, dermatitt, testikkelkreft, lymfekreft, lymfom, paraplegikere, quadriplegikere og pasienter som tar antikoagulasjonsbehandling.

Bivirkninger: Andropenis® er utviklet spesielt for medisinsk bruk, og bruken av det medfører ingen sekundære effekter, så lenge det brukes på riktig måte i henhold til indikasjonene som er beskrevet i denne bruksanvisningen.

PORTFOLIO



www.andropenis.com

Increase penis size with traction therapy and treat micropenis.



www.andropeyronie.com

Reduce penile curvature and treat Peyronie's disease.



www.androvacuum.com

Improve erections with vacuum therapy and treat erectile dysfunction.



andromedical.com/shop

Spare parts and accessories



www.andropharma.com

PENIS

Increase the own testosterone levels and improve penile lengthening.

VIGOR

Increase men's sexual desire and achieve long lasting erections.

CURVATURE

Inhibit the fibrous plaque of Peyronie with natural anti-inflammatories.

Further information, updates, privacy policy, return-refund policy, disclaimer and conditions of warranty can be found at: www.andromedical.com

© Copyright 1995-2024 Andromedical®, Madrid (Spain).