




1.- Indeks	1
2.- Krótki przewodnik	2
3.- Opis	6
4.- Komponenty	6
5.- Przeznaczenie	6
6.- Modele	6
7.- Personalizacja	7
8.- Dopasowanie	8
9.- Stoły	10
10.- Metoda użycia	11
11.- Operacje	11
12.- Środki ostrożności dotyczące użytkowania	12
13.- Rozwiązywanie problemów	13
14.- Portfolio	14




IFU 30 LANGUAGES

www.andropenis.com/ifu/



01



The device measure is 8cm. Therefore, it must be adjusted to your personal size. Measure your penis size in erection. Subtract 4 cm, the result will be your device **PERSONAL SIZE** to start the treatment.

Das Gerät misst 8cm und muss bei Beginn der Behandlung der eigenen Länge angepasst werden. Messen Sie dafür Ihre Penislänge im erigierten Zustand und ziehen Sie 4cm ab. So erhalten Sie Ihre **PERSÖNLICHE GRÖSSE**.

Le dispositif mesure 8cm par défaut. Cependant, pour commencer le traitement, il doit être ajusté à la longueur de votre pénis. Mesurez votre pénis en érection et soustrayez 4 cm à la mesure. Le résultat sera **LA TAILLE PERSONNELLE**.

El dispositivo mide 8cm por defecto. Sin embargo, para comenzar el tratamiento debe ajustarse a la longitud del dispositivo a su tamaño personal. Para ello mida su pene en erección y reste 4 cm a la medida obtenida. El resultado será el **TAMAÑO PERSONAL**.

Il dispositivo misura 8cm. Per cominciare il trattamento la sua lunghezza deve essere adattata alle dimensioni del pene. Misuri il pene in erezione, sottragga 4cm e in questo modo otterrà la sua **MISURA PERSONALE**.

アンドロペニスのもともとのサイズは8cmです。勃起時のペニスのサイズを測定し、そこから4cm引いた数が治療開始時のアンドロペニスの個人サイズとなります。

طول جهاز الأندروپينيس 8 سم. لذا، لابد من تعديله لحجم قضيبك. قم بقياس طول قضيبك في حالة الانتصاب ثم قم بطرح 4 سم من هذا الطول والرقم الناتج سيكون هو طول الجهاز الذي ستبدأ به.

02



Remove the upper plastic support.

Entfernen Sie das obere Plastikteil.

Retirez le support supérieur.


Quite el soporte superior.

Rimuova il supporto superiore in plastica.

プラスチック上部部品を取り外します。

قم بنزع الداعم المصنوع من البلاستيك الموجود في الأعلى.

03



Add as many extension rods as necessary until **the device** matches your **personal size**. Once you have finished, replace the upper plastic support.

Fügen Sie sovielen Achsen wie nötig hinzu, bis **das Gerät** Ihre **persönliche Größe** erreicht hat.

Ajoutez autant d'axes que nécessaire jusqu'à ce que **l'appareil** atteigne votre **taille personnelle**. Ensuite, remplacez le support sur le dessus.


Añada tantos ejes como sean necesarios hasta que alcance la medida de su **tamaño personal**. Después vuelva a colocar el soporte superior.

Aggiunga tante assi quante sono necessarie per raggiungere la sua **misura personale**. Ricollochi il supporto superiore in plastica.

個人サイズになるまで、アンドロベスに短軸を加えていきます。長さの調節が完了したら、始めに取り外したプラスチック上部部品を再び取り付けます。

أضف قضبان عند الضرورة حتى يصل طول جهاز الأندروبسيس إلى **الطول المراد** كما تم حسابه في الأعلى. بمجرد الانتهاء من استخدام الجهاز قم بوضع قطعة البلاستيك مرة أخرى.

04



Thread the silicone band through the Androtop®. Next, insert each band end into the holes of the plastic support.

Stecken Sie das Silikonband durch den Androtop®. Danach passen Sie beide Enden des Silikonbands in die entsprechenden Löcher des oberen Plastikteils ein.

Insérez la bande de silicone à travers Androtop®. Ensuite, insérez chaque extrémité de la bande dans les trous du support supérieur.


Introduzca la cinta de silicona a través del Androtop®. Después, inserte cada extremo de la cinta en los agujeros del soporte superior.

Faccia passare la fascia di silicone attraverso l'Androtop®. Successivamente inserisca entrambi gli estremi della fascia negli appositi fori del supporto superiore.

シリコンバンドをアンドロトプの穴に通します。次に、プラスチック上部部品の穴にシリコンバンドを通すようにしてください。

قم بلف خيط السليكون على الأندروتوب. ثم قم بوضع كل شريط في الأفرام في قطعة البلاستيك.





Your penis must be in flaccidity. Retract your foreskin to uncover your glans completely. We recommend covering the groove of the glans with a gauze, cotton wool and/or even the Androrring® (brown jelly ring).

Ihr Penis muss sich im schlaffen Zustand befinden. Schieben Sie die Vorhaut zurück, sodass Ihre Eichel komplett zum Vorschein kommt. Wir empfehlen Ihnen die Eichel furche mit einer Gaze, einem Wattebausch oder dem Androrring® (brauner Geling) zu schützen.


Votre pénis doit être en état de flaccidité. Rétractez le prépuce pour découvrir complètement le gland. Nous recommandons de recouvrir le sillon du gland avec un coton gaze, et / ou même l'Androrring® (anneau marron).

El pene debe estar en flacidez. Retire el prepucio para dejar el glande al descubierto completamente. Recomendamos cubrir el surco del glande con una gasa, algodón o Androrring® (anillo de gel).

Il pene deve trovarsi allo stato flaccido. Ritiri il prepuzio di modo che il glande rimanga completamente scoperto. Consigliamo di proteggere il solco del glande con una garza, cotone o Androrring® (anello in gel).

ペニスが勃起していない状態で、亀頭全体が完全に出るよう包皮を剥きます。亀頭(シリコンバンドが当たる部分)にガーゼやコットン、またはアンドロリング(茶色いシリコンリング)をつけ、保護することをお勧めします。

يجب أن يكون القضيب في حالة الإرتخاء. قم بسحب الجلد الزائد من على رأس القضيب إن وجد. نحن نوصي بتغطية رأس القضيب بقطعة شاش أو قطن أو حتى بالاندورنج. (الحلقة التي لونها بني).



Next, insert your penis through the base ring (the thinnest part of the ring located upwards) and finally through the silicone band loop, resting your glans in the hollow part of the upper plastic support.

Schieben Sie als nächstes Ihren Penis durch den Basisring (die feinere Seite nach oben). Schieben Sie danach die Eichel durch die Schlaufe des Silikonbands, sodass die Eichel gegen die obere Plastikstruktur lehnt.


Ensuite, insérez votre pénis à travers l'anneau de base (la partie la plus mince de l'anneau située vers le haut) et enfin à travers la boucle de la bande en silicone, en reposant votre gland dans la partie creuse du support supérieur en plastique.

Introduzca el pene a través del anillo base colocando la parte más estrecha del anillo hacia arriba. Después haga pasar el glande a través del lazo de la cinta de silicona, dejando que el glande apoye en el soporte superior.

Ora inserisca il pene nell'anello inferiore, orientando la parte più stretta dell'anello verso l'alto. Dopodiché faccia passare il glande attraverso l'anello formato dalla banda in silicone, lasciando che il glande si appoggi al supporto superiore.

次に、ペニスをベースリングに通します(ベースリングは薄くなっているほうが上になります)。さらに、シリコンバンドの輪にペニスを通し、亀頭が上部製品のくぼみに収まるようにします。

ثم قم بوضع قضيبك داخل الحلقة الدائرية (أرق جزء يكون للأعلى) ثم إلى شريط السيليكون و قم بإراحة رأس قضيبك في الجزء المجوف من قطعة البلاستيك.



Keeping the band above your glans, shorten the loop by pulling on each end of the silicone band until the glans is completely held.

Halten Sie das Silikonband über die Eichel und befestigen Sie diese, indem Sie an den beiden Enden des Silikonbands ziehen bis die Eichel fest sitzt.


En maintenant la bande sur le gland, raccourcissez la boucle en tirant sur chaque extrémité de la bande de silicone jusqu'à ce que le gland soit complètement tenu.

Manteniendo la cinta sobre el glande, acorte el lazo estirando cada extremo de la cinta de silicona hasta que el glande quede bien sujeto.

Mantenendo la fascia sul glande, stringa il laccio tirando entrambi gli estremi del laccio di silicone fino a quando il glande non è ben legato.

龟头をシリコンバンドの輪に通した後、バンドの両端を少しずつ下に引っ張り、ペニスが器具から外れなくなるまで締めていきます。

وضع الشريط فوق رأس القضيب وتقصير الحلقة عن طريق السحب على كل نهاية من شريط السيليكون لحين التأكد من تثبيت رأس القضيب.



Finally, fit the ends of the silicone band into the grooves behind the upper plastic support carefully. You have to stretch the band while pressing into the grooves.

Passen Sie schließlich vorsichtig die Enden des Silikonbands in die Rillen hinter der oberen Plastikstruktur ein. Sie müssen dafür an den Enden des Silikonbands ziehen und gleichzeitig diese in die Rillen drücken.

Enfin, avec précaution, insérez les extrémités de la bande de silicone dans les rainures derrière le support supérieur en plastique. Tirez sur chaque extrémité pour les rendre plus fines tout en appuyant pour les faire rentrer dans les rainures.

Finalmente, ajuste los extremos de la cinta de silicona en las hendiduras de detrás del soporte superior con cuidado. Debe estirar la cinta a la vez que presiona sobre las hendiduras.

Infine inserisca con attenzione le estremità del laccio di silicone nelle fessure presenti sul dorso del supporto superiore. È necessario tirare il laccio nel momento in cui lo si inserisce nelle scanalature.

最後に、シリコンバンドの端を慎重に上部プラスチックサポートの背後の溝にはめ込みます。溝にバンドを押し込みながらバンドを引っ張ってください。

أخيراً، ضع شريط السيليكون في الأخاديد وراء قطعة البلاستيك العلوي بعناية. يجب عليك تمديد الشريط أثناء الضغط عليه في الأخاديد.



3 Opis

Andropenis® to szyna na prącie, która jest przymocowana zewnętrznie do penisa. W zależności od zamierzonego zastosowania może ona stosować lekką trakcję na penisie jako urządzenie do trakcji prącia lub może być używana bez trakcji jako szyna na prącie.

4 Komponenty

Andropenis® składa się z plastikowego pierścienia u podstawy, dwóch metalowych prętów z wewnętrznymi sprężynami oraz górnej części plastikowej z taśmą silikonową. Części plastikowe wykonane są z POM polioksymetyleny. Taśma wykonana jest z silikonu wykorzystywanego w medycynie. Metalowe pręty urządzenia **Andropenis®** original są zrobione z niklu, a **Andropenis® gold** – z niklu pokrytego 24-karatowym złotem. Sprężyny wykonane są z cienkiej stali, a przedłużki z aluminium stosowanego w chirurgii.

CZĘŚCI SKŁADOWE (rys. 1): 1-plastikowy pierścień u podstawy, 2-okrągła część z otworem, 3-pręt gwintowany, 4-sruba regulacyjna z gwintem na dole, 5-metalowa rurka, 6-sruba, 7-sprężyna, 8-sruba do zamocowania sprężyny, 9-przedłużka duża o długości 4 cm, 10- przedłużka średnia o długości 2 cm, 11-przedłużka mała o długości 0,5 cm, 12-najmniejsza przedłużka o długości 0,3 cm, 13-górna podpora z plastiku, 14-taśma silikonowa, 15-rurka ochronna.

UWAGA: Zaleca się wpuścić kroplę oleju między części 4 i 5, aby ułatwić nasuwanie (patrz OIL).

5 Przeznaczenie

- Zapobieganie deformacji prącia po operacjach urologicznych lub chorobach (stosowanie szyny).
- Korygowanie deformacji prącia po operacjach urologicznych lub chorobach (stosowanie trakcji).
- Wydłużenie penisa w przypadku zespołu mikropenisu i małego penisa (stosowanie trakcji).
- Tworzenie lub utrzymywanie sztywności prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego (stosowanie szyny).

6 Modele

- **Andropenis Peyronie**, w celu zapobiegania lub korygowania deformacji prącia w chorobie.
- **Andropenis Surgery**, w celu zapobiegania lub korygowania deformacji prącia po operacjach.
- **Andropenis Mini**, w celu wydłużenia penisa lub ułatwienia stosunku, w mikropenisie.
- **Andropenis Gold**, w celu wydłużenia penisa lub ułatwienia stosunku, przy wrażliwej skórze.
- **Andropenis Pro**, aby wydłużyć penisa lub pomóc w stosunku, w regularnym penisie.



fig. 1

Początkowy rozmiar **Andropenis®** to 8 cm. Rozmiar urządzenia mierzy się od dolnego krańca pierścienia do końca metalowej przedłużki (rys. 4 INITIAL).

Przystosuj **Andropenis®** do rozmiarów własnego członka. Za pomocą centymetra zmierz długość i obwód penisa najpierw w spoczynku, a potem w stanie erekcji (rys. 2 i 3).

Obliczanie odpowiedniego dla siebie rozmiaru urządzenia: odejmij 4 cm od długości członka w stanie erekcji.




fig. 2




fig. 3




fig. 4

Przykład: 14,7 cm. – 4 cm. = 10,7 cm. > Rozmiar twojego Andropenis® = 10,7 cm.

Przygotuj urządzenie, aby jego rozmiar odpowiadał rozmiarowi obliczonemu wcześniej.

Zdejmij górną plastikową podporę, pociągając do góry (rys. 5). Dodaj do końca urządzenia tyle części, ile trzeba, aby **Andropenis®** miał dany rozmiar (rys. 4 PERSONAL).

Przykład: Rozmiar twojego **Andropenis®** 10,7 cm. = początkowy **Andropenis®** (8 cm.) + część 10 (2 cm.) + część 11 (0,5 cm.).



Jak używać

Uwaga:

Rozmiar początkowy Andropenis Mini wynosi 7 cm. Jeśli posiadasz tę wersję, rozpocznij użycie od okresu dostosowania do tego rozmiaru (7 cm) i zachowaj go przez kolejne 15 dni: pierwszego dnia noś urządzenie przez 3 godziny i, wraz z upływem dni, zwiększaj stopniowo czas użycia. Po upływie pierwszych 15 dni, zacznij zwiększać czas stosowania, zgodnie z tablicami użycia (patrz dalej).



fig. 5

8 Dopasowanie

Stosowanie ochronnej bawełnianej opaski aptecznej jest **OBOWIĄZKOWE** które należy umieścić w rowku poniżej żołądź. Włóż tę silikonową taśmę (część 14), która najlepiej pasuje do właściwej podkładki ochronnej dopasowanej do rozmiaru penisa (część 15). Potem włóż końce taśmy silikonowej do otworów górnej, plastikowej podpory (część 13) tak, aby powstała pętla.

Mając penis w spoczynku, odciągnij do siebie całą skórę napletka (mężczyźni nie obcięci), która pokrywa żołądź (rys. 7) i nałóż silikonowy pierścień poniżej korony żołądź, tam gdzie łączy się z trzonem prącia (rys. 8).



fig. 7

Żołądź nie powinna mieć bezpośredniego kontaktu z urządzeniem. Następnie należy odciągnąć penis od ciała tak, aby był on rozciągnięty w stanie spoczynku.



fig. 8

Weź pierścień podstawy (część 1), zwracając go węższą częścią do góry. Włóż penis do pierścienia podstawy (część 1), a żołądź połóż we wgłębieniu górnej podpory (część 13). Połóż lewą dłoń na górnej podporze (część 13) i przyciśnij urządzenie do ciała, aby się nieco skróciło (rys. 9).



fig. 9

Przyciskając lewą dłoń, włóż palce prawej dłoni w silikonową pętlę i przetnij przez nią żołądź (rys. 10).



fig. 10



Jak naprawić

Połóż kciuk lewej dłoni na wędzidełku, aby przytrzymać żołądź i stopniowo zaciskaj pętlę ze znajdującą się w niej żołądź, pociągając nieco prawą dłoń za oba końce taśmy silikonowej (rys. 11).



fig. 11

Powoli pociągnij skórę po obu stronach penisa w kierunku ciała, aby uniknąć ściśnięcia skóry lub pozostawienia fałdu nad rowkiem żołądździ (rys. 12).

Pętla silikonowa powinna być dopasowana do rowka żołądździ, nie raniąc go, ale wystarczająco ciasno, aby zapobiec wysunięciu się żołądździ. Ostrożnie zamocuj silikonową taśmę w zapięciach na spodniej stronie górnego wspornika (element 13), naciągając taśmę za każdym razem, gdy naciskasz w zagłębieniach.


Zaciskaj, ale nie ciągnij w dół, aby uniknąć uszczyknięcia penisa.

Upewnij się, że skóra nie znajduje się nad rowkiem ani pod silikonową opaską, jeśli tak jest, pociągnij skórę w kierunku ciała, aby uniknąć jej ściśnięcia. Aby zdjąć Andropenis®, ściśnij sprężyny, dociskając je do ciała, zwolnij silikonową opaskę (element 14) z zapięć w górnym wsporniku (element 13) i zwiększ rozmiar silikonowej pętli, aby uwolnić penisa.

Andropenis® posiada system mocowania żołądździ za pomocą opaski. Dostępne są dwa modele: opaska **Androcomfort®** i opaska **Androsilicone®**. System opaski **Androcomfort®** pozwala na jeszcze wygodniejsze korzystanie z **Andropenis®**. Umieszcza się go między żołądździą a trzonem penisa, w obszarze bruzdy wieńcowej. Wprowadzić opaskę do systemu piankowego **Androtop®**. Zobacz, jak ich używać w: www.andromedical.com/videos



Androsupport
Przewodnik



Andropenis® posiada silikonowy pierścień, który działa jako system amortyzujący o nazwie **Androring®**. Znajduje się on między żołądździą a trzonem penisa, w bruzdzie wieńcowej. Zobacz, jak ich używać w: www.andromedical.com/videos

Andropeyronie®, Androsurgery® i Andropenis® Mini mają nadrzędną część z tworzywa sztucznego (Androsupport) przystosowaną do korekcji skrzywień prącia (patrz "Przewodnik użytkownika Androsupport"). www.andropenis.com/ifu





fig. 12




fig. 13



	ROZMIAR URZĄDZENIA	LICZBA GODZIN DZIENNE
	Etap adaptacji	
5 pierwszych dni	Rozmiar początkowy	3 godziny
Dzień 6 -10	Dodaj małą przedłużkę o dł. 0,5 cm. (część 11)	6 godzin
Dzień 11 - 15	Dodaj małą przedłużkę o dł. 0,5 cm. (część 11)	8 godzin
	Etap ewolucji	
I i II miesiąc	Dodaj małą przedłużkę o dł. 0,5 cm. (część 11) co 7 dni	8 godzin
III i IV miesiąc	Dodaj małą przedłużkę o dł. 0,5 cm. (część 11) co 10 dni	8 godzin
Od V miesiąca	Dodaj małą przedłużkę o dł. 0,5 cm. (część 11) co 15 dni	8 godzin

ZALECANE

Odpoczynek i masaż
penis i żołądź





Co 2 lub 1,5 godziny

Nie używać dłużej niż 8 godzin w regularnych odstępach czasu.

Co 2 godziny urządzenie należy wyjąć na kilka minut, aby umożliwić rozluźnienie tkanek.

Nie należy spać z urządzeniem.

Uwaga: dla własnej wygody począwszy od piątego miesiąca możesz dodać najpierw przedłużkę o dł. 0,3 cm (część 12), a kilka dni później wymienić ją na przedłużkę o dł. 0,5 cm (część 11), aby rozciąganie odbywało się stopniowo.






10 Metoda użycia

Powszechne leczenie, z wyjątkiem różnych zaleceń lekarskich, składa się z 2 okresów:

- Okres adaptacji trwający 15 dni.
- Okres ewolucji składający się z 3 oddzielnych faz: Początkowa faza ewolucji (1. i 2. miesiąc), faza pośrednia (3. i 4. miesiąc) oraz końcowa faza ewolucji, która rozpoczyna się w 5. miesiącu.

Pierwszego dnia, w ramach treningu, należy założyć i zdjąć urządzenie 10 razy z rzędu. W przypadku skrzywienia zaleca się zakładanie urządzenia z dala od skrzywienia. Przykład: w przypadku skrzywienia w prawo, należy umieścić urządzenie w przeciwnym kierunku, umieszczając je po lewej stronie w majtkach. W przypadku skrzywienia w dół urządzenie należy umieścić w majtkach w dół (patrz ilustracje poniżej). Co 2 godziny urządzenie należy zdejmować na kilka minut, aby umożliwić rozluźnienie tkanek. Po 5. miesiącu ten okres odpoczynku powinien być przestrzegany co 1,5 godziny. Okres odpoczynku należy wykorzystać na delikatny masaż penisa. Urządzenie należy myć wodą z mydłem o neutralnym pH co 4 dni.

Bądź cierpliwy i konsekwentny w leczeniu, jest to klucz do osiągnięcia celów. Wszelkie odstępstwa od programu leczenia mogą zmienić osiągnięte wyniki (skonsultuj się z lekarzem).



11 Operacje

Jeśli operacja jest prosta, zaleca się rozpoczęcie stosowania **Androsurgery®** 15 dni po operacji. Jeśli operacja jest bardzo skomplikowana, zaleca się rozpoczęcie stosowania **Androsurgery®** 1 miesiąc po operacji. Zawsze należy skonsultować się z chirurgiem, aby mógł doradzić, jak długo po zabiegu należy rozpocząć stosowanie **Androsurgery®** i jak długo należy go stosować.

CHIRURGIA	Etap ewolucji	
I i II miesiąc	Dodaj małą przedłużkę o dł. 0,5 cm. (część 11) co 7 dni	8 godzin
Od III miesiąca	Dodaj małą przedłużkę o dł. 0,5 cm. (część 11) co miesiąc	8 godzin

12 Środki ostrożności dotyczące użytkowania

Mimo że zwykle nie występuje dyskomfort, w niektóre dni urządzenie może być niewygodne. Nie martw się, kontynuuj korzystanie z urządzenia. W razie potrzeby można jednak przerwać leczenie na jeden dzień.

Jeśli odczuwasz ból lub dyskomfort, niebieskawe przebarwienia lub drętwienie żołądździ, zdejmij urządzenie i masuj penisa. W ten sposób kolor penisa powróci do normy, a nieprzyjemne odczucia znikną. Jeśli odczuwasz dyskomfort u podstawy żołądździ, powinieneś spróbować nosić bawełnę lub gazę, aby chronić ten wrażliwy obszar.

Jeśli nie byłeś w stanie nosić urządzenia przez 15 do 30 dni, rozpocznij leczenie w rozmiarze o 1 cm (0,4") mniejszym niż rozmiar urządzenia w tym czasie.

Siniaki na prąciu, reakcja skórna prącia w dystalnej części trzonu i u podstawy penisa (miejsce nałożenia plastikowego pierścienia), ból, zmiany dyschromiczne prącia, drętwienie gruczołów, uczucie mrowienia, obrzęk lub zatrzymanie płynów w gruczołach, rana, podrażnienie, stan zapalny i dyskomfort są identyfikowane jako ryzyko resztkowe. Jeśli którekolwiek z poniższych ryzyk resztkowych wystąpi podczas korzystania z urządzenia, zdecydowanie zalecamy zaprzestanie jego używania.

Nie używaj Andropenis®: podczas snu, w trakcie intensywnej aktywności fizycznej lub uprawiania sportu. Pod wpływem narkotyków lub alkoholu. W przypadku wrzodów, chorób przenoszonych drogą płciową lub ran w okolicy narządów płciowych.

Zachowanie ścisłych standardów higieny podczas korzystania z urządzenia. Zdejmować urządzenie w celu oddania moczu lub kału lub podczas stosunku płciowego. Jeśli podczas korzystania z urządzenia wystąpi erekcja, nie należy się martwić: urządzenie będzie po prostu nieco ciasniejsze.

Jeśli na żołądździ pojawiają się białe plamki, należy udać się do lekarza, ponieważ mogła rozwinąć się infekcja grzybicza. Higiena osobista jest bardzo ważna. Utrzymuj urządzenie w czystości.

Stosowanie leków stymulujących wzrost włosów (finasteryd), leków stosowanych w leczeniu depresji, tabletek nasennych, środków uspokajających i uspokajających może znacznie zmniejszyć skuteczność urządzenia. Dopuszczalne jest stosowanie miejscowego minoksydylu w celu stymulacji wzrostu włosów.

W przypadku niewielkiego podrażnienia, zasinienia prącia lub reakcji skórnej prącia w dystalnej części trzonu lub u podstawy prącia. Nie używać urządzenia przez 4 dni. Stosować maść przeciw podrażnieniom dwa razy dziennie, rano i po południu, a maść gojącą na noc. Jeśli rana nie ustępuje, należy zaprzestać używania urządzenia i skontaktować się z lekarzem. Jeśli odczuwasz dyskomfort w trzonie penisa, masuj penisa kremem nawilżającym przez 5 minut każdej nocy, wykonując delikatne ruchy rozciągające.

Przeciwwskazania: Pacjenci z niekontrolowaną cukrzycą, opryszczką narządów płciowych, chorobami przenoszonymi drogą płciową, zapaleniem cewki moczowej i ostrym zapaleniem pęcherza moczowego, ostrym zapaleniem gruczołu krokowego, przepukliną brzuszną, zapaleniem skóry, rakiem jąder, rakiem układu limfatycznego, chłoniakiem, paraplegicy, quadriplegicy i pacjenci przyjmujący leki przeciwwzakrzepowe.

Effekty uboczne: Andropenis® został zaprojektowany specjalnie do użytku medycznego, a jego użycie nie wiąże się z żadnymi skutkami wtórnymi, o ile jest prawidłowo stosowany zgodnie ze wskazaniami ujawnionymi w niniejszej instrukcji.

13 Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Dyskomfort lub ból	Zbyt ciasne paski, niewłaściwe dopasowanie lub niewspółosiowość	- Poluzuj lekko paski i ponownie sprawdź dopasowanie. Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo ustawione wzdłuż wału.
		- W razie potrzeby zastosuj dodatkową wysiółkę, aby zmniejszyć nacisk.
		- Jeśli ból nie ustępuje, należy usunąć urządzenie i skonsultować się z lekarzem.
Podrażnienie lub zaczerwienienie skóry	Długotrwale noszenie, niewłaściwe dopasowanie lub wrażliwość skóry na materiały	- Upewnij się, że urządzenie nie jest noszone zbyt długo bez zalecanych przerw.
		- Użyj kremu barierowego lub dodatkowej wysiółki, aby chronić skórę.
		- Regularnie czyść urządzenie, aby zapobiec podrażnieniom spowodowanym potem i zanieczyszczeniami.
Poślizg lub poluzowanie	Paski są zbyt luźne, niewłaściwe zastosowanie	- Jeśli podrażnienie nasili się, należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
		- Ponownie napij paski, zapewniając się, że zapewniają odpowiednie wsparcie bez odcinania krążenia.
		- Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo ustawione i wyśrodkowane na penisie.
Trudności z zastosowaniem urządzenia	Nieprawidłowe pozycjonowanie	- Sprawdź, czy paski lub elementy mocujące nie są zużyte lub uszkodzone. W razie potrzeby wymienić.
		- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zapewnić prawidłowe ustawienie i zastosowanie.
		- W razie potrzeby obejrzyj filmy demonstracyjne
Urządzenie powoduje obrzęk	Nadmierny nacisk pasków, zwężenie lub niewłaściwy rozmiar	- W przypadku wystąpienia obrzęku należy natychmiast usunąć urządzenie.
		- Ponownie załóż urządzenie luźniej, zapewniając prawidłowy przepływ krwi.
		- Jeśli obrzęk nie ustępuje, przed wznowieniem stosowania należy skonsultować się z lekarzem.
Awaria lub uszkodzenie urządzenia	Normalne zużycie, nadmierna siła podczas użytkowania	- Sprawdź urządzenie przed i po każdym użyciu pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
		- Jeśli jakiegokolwiek części urządzenia są uszkodzone, należy je wymienić. Nie próbuj samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia.
		- Po każdym użyciu należy dokładnie wyczyścić urządzenie przy użyciu łagodnego mydła i ciepłej wody.
Problemy z zapachem lub higieną	Nieodpowiednie czyszczenie	- Przed przechowywaniem lub ponownym użyciem urządzenia należy je całkowicie wysuszyć.
		- Wymień urządzenie, jeśli pojawi się uporczywy zapach lub jeśli czyszczenie nie rozwiąże problemu.
		- Sprawdź stan pasków i elementów mocujących.
Paski wciąż się odpinają	Słabe lub zużyte elementy złączne	- Wymień urządzenie, jeśli elementy mocujące nie działają skutecznie, ponieważ mogą nie zapewniać odpowiedniego wsparcia.



www.andropenis.com

Increase penis size with traction therapy and treat micropenis.



www.andropeyronie.com

Reduce penile curvature and treat Peyronie's disease.



www.androvacuum.com

Improve erections with vacuum therapy and treat erectile dysfunction.



andromedical.com/shop

Spare parts and accessories



www.andropharma.com

PENIS

Increase the own testosterone levels and improve penile lengthening.

VIGOR

Increase men's sexual desire and achieve long lasting erections.

CURVATURE

Inhibit the fibrous plaque of Peyronie with natural anti-inflammatories.

Further information, updates, privacy policy, return-refund policy, disclaimer and conditions of warranty can be found at: www.andromedical.com

© Copyright 1995-2025 Andromedical®, Madrid (Spain).