




1.- Índice	1
2.- Guia rápido	2
3.- Descrição	6
4.- Componentes	6
5.- Utilização prevista	6
6.- Modelos	6
7.- Personalizar	7
8.- Montagem	8
9.- Tabelas	10
10.- Método de utilização	11
11.- Cirurgias	11
12.- Precauções de utilização	12
13.- Resolução de problemas	13
14.- Carteira	14



**IFU 30 LANGUAGES**

[www.andropenis.com/ifu/](http://www.andropenis.com/ifu/)

01



The device measure is 8cm. Therefore, it must be adjusted to your personal size. Measure your penis size in erection. Subtract 4 cm, the result will be your device **PERSONAL SIZE** to start the treatment.

Das Gerät misst 8cm und muss bei Beginn der Behandlung der eigenen Länge angepasst werden. Messen Sie dafür Ihre Penislänge im erigierten Zustand und ziehen Sie 4cm ab. So erhalten Sie Ihre **PERSÖNLICHE GRÖSSE**.

Le dispositif mesure 8cm par défaut. Cependant, pour commencer le traitement, il doit être ajusté à la longueur de votre pénis. Mesurez votre pénis en érection et soustraire 4 cm à la mesure. Le résultat sera **LA TAILLE PERSONNELLE**.

El dispositivo mide 8cm por defecto. Sin embargo, para comenzar el tratamiento debe ajustarse a la longitud del dispositivo a su tamaño personal. Para ello mida su pene en erección y reste 4 cm a la medida obtenida. El resultado será el **TAMAÑO PERSONAL**.

Il dispositivo misura 8cm. Per cominciare il trattamento la sua lunghezza deve essere adattata alle dimensioni del pene. Misuri il pene in erezione, sottragga 4cm e in questo modo otterrà la sua **MISURA PERSONALE**.

アンドロペニスのもとものサイズは8cmです。勃起時のペニスのサイズを測定し、そこから4cm引いた数が治療開始時のアンドロペニスの個人サイズとなります。

طول جهاز الأندروپينيس 8 سم. لذا، لابد من تعديل حجم قضيبك. قم بقياس طول قضيبك في حالة الانتصاب ثم قم بطرح 4 سم من هذا الطول والرقم الناتج سيكون هو طول الجهاز الذي ستبدأ به.

02



Remove the upper plastic support.

Entfernen Sie das obere Plastikteil.

Retirez le support supérieur.

Quite el soporte superior.


Rimuova il supporto superiore in plastica.

プラスチック上部部品を取り外します。

قم بنزع الداعم المصنوع من البلاستيك الموجود في الأعلى.



03



Add as many extension rods as necessary until **the device** matches your **personal size**. Once you have finished, replace the upper plastic support.

Fügen Sie sovielen Achsen wie nötig hinzu, bis **das Gerät** Ihre **persönliche Größe** erreicht hat.

Ajoutez autant d'axes que nécessaire jusqu'à ce que **l'appareil** atteigne votre **taille personnelle**. Ensuite, remplacez le support sur le dessus.


Añada tantos ejes como sean necesarios hasta que alcance la medida de su **tamaño personal**. Después vuelva a colocar el soporte superior.

Aggiunga tante assi quante sono necessarie per raggiungere la sua **misura personale**. Ricollochi il supporto superiore in plastica.

個人サイズになるまで、アンドロベスに短軸を加えていきます。長さの調節が完了したら、始めに取り外したプラスチック上部部品を再び取り付けます。

أضف قضبان عند الضرورة حتى يصل طول جهاز الأندروبسيس إلى **الطول المراد** كما تم حسابه في الأعلى. بمجرد الانتهاء من استخدام الجهاز قم بوضع قطعة البلاستيك مرة أخرى.

04



Thread the silicone band through the Androtop®. Next, insert each band end into the holes of the plastic support.

Stecken Sie das Silikonband durch den Androtop®. Danach passen Sie beide Enden des Silikonbands in die entsprechenden Löcher des oberen Plastikteils ein.

Insérez la bande de silicone à travers Androtop®. Ensuite, insérez chaque extrémité de la bande dans les trous du support supérieur.

Introduzca la cinta de silicona a través del Androtop®. Después, inserte cada extremo de la cinta en los agujeros del soporte superior.


Faccia passare la fascia di silicone attraverso l'Androtop®. Successivamente inserisca entrambi gli estremi della fascia negli appositi fori del supporto superiore.

シリコンバンドをアンドロトップの穴に通します。次に、プラスチック上部部品の穴にシリコンバンドを通すようにしてください。

قم بلف خيط السليكون على الأندروتوب. ثم قم بوضع كل شريط في الأخرام في قطعة البلاستيك.



05



Your penis must be in flaccidity. Retract your foreskin to uncover your glans completely. We recommend covering the groove of the glans with a gauze, cotton wool and/or even the Androring® (brown jelly ring).

Ihr Penis muss sich im schlaffen Zustand befinden. Schieben Sie die Vorhaut zurück, sodass Ihre Eichel komplett zum Vorschein kommt. Wir empfehlen Ihnen die Eichel-furche mit einer Gaze, einem Wattebausch oder dem Androring® (brauner Gering) zu schützen.

Votre pénis doit être en état de flaccidité. Rétractez le prépuce pour découvrir complètement le gland. Nous recommandons de recouvrir le sillon du gland avec un coton gaze, et / ou même l'Androring® (anneau marron).


El pene debe estar en flacidez. Retire el prepucio para dejar el glande al descubierto completamente. Recomendamos cubrir el surco del glande con una gasa, algodón o Androring® (anillo de gel).

Il pene deve trovarsi allo stato flaccido. Ritiri il prepuzio di modo che il glande rimanga completamente scoperto. Consigliamo di proteggere il solco del glande con una garza, cotone o Androring® (anello in gel).

ペニスが勃起していない状態、亀頭全体が完全に出るよう包皮を剥きます。亀頭(シリコンバンドが当たる部分)にガーゼやコットン、またはアンドロリング(茶色いシリコンリング)をつけ、保護することをお勧めします。

يجب أن يكون القضيب في حالة الإرتخاء. قم بسحب الجلد الزائد من على رأس القضيب إن وجد. نحن نوصي بتغطية رأس القضيب بقطعة شاش أو قطن أو حتى بالاندورنج. (الحلقة التي لونها بني).

06



Next, insert your penis through the base ring (the thinnest part of the ring located upwards) and finally through the silicone band loop, resting your glans in the hollow part of the upper plastic support.

Schieben Sie als nächstes Ihren Penis durch den Basising (die feinere Seite nach oben). Schieben Sie danach die Eichel durch die Schlaufe des Silikonbands, sodass die Eichel gegen die obere Plastikstruktur lehnt.

Ensuite, insérez votre pénis à travers l'anneau de base (la partie la plus mince de l'anneau située vers le haut) et enfin à travers la boucle de la bande en silicone, en reposant votre gland dans la partie creuse du support supérieur en plastique.

Introduzca el pene a través del anillo base colocando la parte más estrecha del anillo hacia arriba. Después haga pasar el glande a través del lazo de la cinta de silicona, dejando que el glande apoye en el soporte superior.

Ora inserisca il pene nell'anello inferiore, orientando la parte più stretta dell'anello verso l'alto. Dopodiché faccia passare il glande attraverso l'anello formato dalla banda in silicone, lasciando che il glande si appoggi al supporto superiore.


次に、ペニスをベースリングに通します(ベースリングは薄くなっているほう为上になります)。さらに、シリコンバンドの輪にペニスを通し、亀頭が上部製品のくぼみに収まるようにします。

ثم بوضع قضيبك داخل الحلقة الدائرية (أرق جزء يكون لأعلى) ثم إلى شريط السيليكون و قم بإراحة رأس قضيبك في الجزء المجوف من قطعة البلاستيك.



## 2 Quick Guide

07



Keeping the band above your glans, shorten the loop by pulling on each end of the silicone band until the glans is completely held.

Halten Sie das Silikonband über die Eichel und befestigen Sie diese, indem Sie an den beiden Enden des Silikonbands ziehen bis die Eichel fest sitzt.

En maintenant la bande sur le gland, raccourcissez la boucle en tirant sur chaque extrémité de la bande de silicone jusqu'à ce que le gland soit complètement tenu.

Manteniendo la cinta sobre el glande, acorte el lazo estirando cada extremo de la cinta de silicona hasta que el glande quede bien sujeto.

Mantenendo la fascia sul glande, stringa il laccio tirando entrambi gli estremi del laccio di silicone fino a quando il glande non è ben legato.

龟头をシリコンバンドの輪に通した後、バンドの両端を少しずつ下に引っ張り、ペニスが器具から外れなくなるまで締めていきます。

وضع الشريط فوق رأس القضيب وتقصير الحلقة عن طريق السحب على كل نهاية من شريط السيليكون لحين التأكد من تثبيت رأس القضيب.

08



Finally, fit the ends of the silicone band into the grooves behind the upper plastic support carefully. You have to stretch the band while pressing into the grooves.

Passen Sie schließlich vorsichtig die Enden des Silikonbands in die Rillen hinter der oberen Plastikstruktur ein. Sie müssen dafür an den Enden des Silikonbands ziehen und gleichzeitig diese in die Rillen drücken.

Enfin, avec précaution, insérez les extrémités de la bande de silicone dans les rainures derrière le support supérieur en plastique. Tirez sur chaque extrémité pour les rendre plus fines tout en appuyant pour les faire rentrer dans les rainures.

Finalmente, ajuste los extremos de la cinta de silicona en las hendiduras de detrás del soporte superior con cuidado. Debe estirar la cinta a la vez que presiona sobre las hendiduras.

Infine inserisca con attenzione le estremità del laccio di silicone nelle fessure presenti sul dorso del supporto superiore. È necessario tirare il laccio nel momento in cui lo si inserisce nelle scanalature.

最後に、シリコンバンドの端を慎重に上部プラスチックサポートの背後の溝にはめ込みます。溝にバンドを押し込みながらバンドを引っ張ってください。

أخيراً، ضع شريط السيليكون في الأحاديث وراء قطعة البلاستيك العلوي بعناية. يجب عليك تمدد الشريط أثناء الضغط عليه في الأحاديث.



### 3 Descrição

**Andropenis®** é uma tala peniana que é fixada externamente ao pênis. Pode aplicar uma tração ligeira no pênis como um dispositivo de tração peniana ou pode ser utilizado sem tração como uma tala peniana, dependendo da utilização pretendida.

### 4 Componentes

O **Andropenis®** está composto por uma anilha de plástico na base, duas Barras de metal com molas internas e uma peça de plástico superior com uma fita. As partes de plástico são compostas de POM. A fita é de silicone ou látex, de uso médico. As barras de metal para o **Andropenis® Gold** são compostas de níquel com um banho de ouro de 24 quilates, as molas são de aço fino e os eixos são de alumínio cirúrgico.

COMPONENTES (fig. 1): 1-anilha da base em plástico, 2-peça redonda com orifício, 3-barrá de rosca, 4-parafuso de afinação com rosca inferior, 5-tubo de metal, 6-parafuso, 7-mola, 8-parafuso para fixar a mola, 9-eixo de rotação grande de 4 cm, 10-eixo de rotação médio, de 2 cm, 11-eixo de rotação pequeno de 0.5 cm, 12-eixo de rotação mínimo de 0.3 cm, 13-suporte superior de plástico, 14-fita de silicone, 15-acolchoado ou gaze protectora, 16-anéis de sílica.

NOTA: RECOMENDA-SE, introduzir uma gota de óleo entre as peças 3 e 5, para facilitar o seu movimento (ver OIL).

### 5 Utilização prevista

- ❑ Prevenir a deformidade peniana após cirurgias ou doenças urológicas (utilização de tala).
- ❑ Corrigir a deformidade peniana decorrente de cirurgias urológicas ou doenças (uso de tração).
- ❑ Aumentar o comprimento do pênis no síndrome do micropênis e do pênis pequeno (uso de tração).
- ❑ Criar ou manter uma rigidez peniana suficiente para as relações sexuais (utilização de talas).

### 6 Modelos

- ❑ **Andropenis Peyronie**, para prevenir ou corrigir a deformação do pênis em caso de doença.
- ❑ **Andropenis Surgery**, para prevenir ou corrigir a deformação do pênis após cirurgias.
- ❑ **Andropenis Mini**, para aumentar o comprimento do pênis ou facilitar as relações sexuais, no micropênis.
- ❑ **Andropenis Gold**, para aumentar o comprimento do pênis ou facilitar as relações sexuais, em peles sensíveis.
- ❑ **Andropenis Pro**, para aumentar o comprimento do pênis ou ajudar nas relações sexuais, em pênis normais.



fig. 1

## 7 Personalizar

O tamanho inicial do **Andropenis®** é 8 cm. O tamanho do aparelho mede-se desde a extremidade inferior do anel até a extremidade superior do eixo metálico (fig. 4, INICIAL).

Personalize o seu **Andropenis®**, consoante o tamanho do seu pênis. Com uma fita métrica, meça a longitude e o perímetro do seu pênis em flacidez e depois a longitude e perímetro em erecção. (fig. 2 e 3).

Calcule o tamanho pessoal que deve ter o **Andropenis®**. Subtraia 4 cm do comprimento do seu pênis em estado de erecção (ver exemplo).




fig. 2



fig. 3




fig. 4

**Ex: 14.7 cm. – 4 Cm. = 10.7 Cm.> Tamanho individual do Andropenis® = 10.7 cm. = 10.7 cm.**

Prepare o aparelho para que se adequê ao tamanho que calculou antes.

Retire primeiro o suporte de plástico superior puxando para cima (fig. 5). Depois insira na extremidade da peça 8, tantas peças quanto necessárias para que o **Andropenis®** tenha dito tamanho. (fig. 4 INDIVIDUAL)

**Ex:** tamanho pessoal de 10.7 cm. = **Andropenis®** inicial (8 cm.) + peça 10 (2 cm.) + peça 11 (0.5 cm.).



Como utilizar

### Nota:

O tamanho inicial da versão Mini de Andropenis é de 7 cm. Se dispõe desta versão, inicie o período de adaptação com dita medida (7 cm) e mantenha-a durante os primeiros 15 dias: No primeiro dia, utilize o aparelho durante 3 horas e, com o passar dos dias, incremente paulatinamente o tempo de uso. Depois dos primeiros 15 dias, inicie o período de evolução, tal e como se indica nas tabelas de uso (consultar mais adiante).



fig. 5

## 8 Montagem

O uso de uma faixa protetora de algodão de farmácia é OBRIGATÓRIO que deve ser colocado no sulco abaixo da glande. Insira um dos tipos de fita de silicone (peça 14) que se encaixa melhor dentro do bloco de protecção individual de acordo com o tamanho do pénis (peça 15). Agora, introduza os extremos da fita de silicone pelos orifícios do suporte superior de plástico. Desta forma, a fita formará um laço.

Com o pénis em flacidez, desça toda a pele do prepúcio que recobre a glande para o corpo (fig. 7) e coloque o anel de silicone abaixo da coroa da glande onde se encontra com o eixo do prepúcio do pénis (fig. 8).



fig. 7

Glande não deve estar em contacto directo com o aparelho. Depois estire o pénis, para que fique alongado em flacidez.



fig. 8

Coloque o anel da base (peça 1), com a parte mais estreita para cima. Introduza o pénis no anel da base (peça 1), repousando a glande na concavidade do suporte superior, (peça 13). Coloque a mão esquerda no suporte superior (fig. 13) e ajuste o aparelho na direcção do corpo do pénis, para que se coloque correctamente (fig. 9).



fig. 9

Mantenha a mão esquerda apertando e com a mão direita meta os dedos dentro do laço de silicone e retire a glande por o interior do laço, até que o rebordo da glande fique encima da fita (fig. 10).



fig. 10



Como corrigir

Coloque o dedo polegar da mão esquerda na membrana de freio, para sujeitar a glande. Vá reduzindo o laço, com a glande dentro, puxando um pouco de cada extremidade da fita de silicone (fig.11).



fig. 11

Puxe lentamente a pele de ambos os lados do pênis em direção ao seu corpo para evitar beliscar a pele ou deixar uma dobra sobre a ranhura da glande (fig. 12).

O anel de silicone deve ser colocado e alinhado com a ranhura da glande sem magoar, mas suficientemente apertado para evitar que a glande escorregue para fora. Prender cuidadosamente a banda de silicone nos fechos na parte inferior do suporte superior (peça 13), esticando a fita cada vez que pressionar dentro das reentrâncias.

### Aperte, mas não puxe para baixo, para evitar entalar o pênis.

Verifique se não há pele sobre a ranhura ou por baixo da banda de silicone; se houver, puxe a pele em direção ao corpo para evitar que seja comprimida. Para retirar o **Andropenis®**, comprimir as molas empurrando para baixo contra o corpo, libertar a banda de silicone (peça 14) dos fechos do suporte superior (peça 13) e aumentar o tamanho do laço de silicone para libertar o pênis.

O **Andropenis®** possui um sistema de fixação da glande através de uma banda, existindo dois modelos disponíveis: a banda **Androcomfort®** e a banda **Androsilicone®**. O sistema de banda **Androcomfort®** permite uma utilização ainda mais cómoda do **Andropenis®**. É colocada entre a glande e a haste do pênis, na zona do sulco coronal - prepúcio. Introduzir a banda no sistema de espuma chamado **Androtop®**. Veja como utilizá-los em:

[www.andromedical.com/videos](http://www.andromedical.com/videos)






fig. 12



fig. 13



Androsupport  
Guia



**Andropenis®** tem um anel de silicone que funciona como um sistema de amortecimento chamado **Androring®**. Situa-se entre a glande e o eixo do pênis, o sulco coronal-prepúcio. Veja como usar em: [www.andromedical.com/videos](http://www.andromedical.com/videos)


**Andropeyronie®, Androsurgery®** e **Andropenis® Mini** possuem uma parte plástica superior (Androsupport) adaptada para a correção das curvaturas penianas (ver “Guia de utilização do Androsupport”). [www.andropenis.com/ifu](http://www.andropenis.com/ifu)

# 9 Tabelas

	TAMANHO DO APARELHO	DURAÇÃO DIÁRIA
	Período de Adaptação	
5 primeiros dias	Tamanho inicial	3 horas
Dia 6 - 10	Acrescente um eixo pequeno de 0,5 cm. (peça 11)	6 horas
Dia 11 - 15	Acrescente um eixo pequeno de 0,5 cm. (peça 11)	8 horas
	Período de Evolução	
1º e 2º mês	Acrescente um eixo pequeno de 0,5 cm. (peça 11) cada 7 dias	8 horas
3º e 4º mês	Acrescente um eixo pequeno de 0,5 cm. (peça 11) cada 10 dias	8 hours
A partir do quinto mês	Acrescente um eixo pequeno de 0,5 cm. (peça 11) cada 15 dias	8 hours

## RECOMENDADO

Descanso e massagem pênis e glânde





A cada 2 ou 1,5 horas

Não utilizar durante mais de 8 horas em intervalos regulares.

De 2 em 2 horas, o dispositivo terá de ser retirado durante alguns minutos para permitir o relaxamento dos tecidos.

Não dormir com o aparelho.

**Nota: para maior comodidade, a partir do quinto mês, pode acrescentar o primeiro eixo de 0,3 cm. (peça 12) e uns dias depois, pode cambiar por um eixo de 0,5 cm. (peça 11) para que a tração se realize de forma progressiva.**






## 10 Método de utilização

O tratamento comum, exceto em caso de prescrição médica diferente, consiste em 2 períodos:

- Um período de adaptação, com a duração de 15 dias.
- Um período de evolução, composto por 3 fases distintas: Fase inicial de evolução (1º e 2º mês), fase intermédia fase intermédia (3.º e 4.º mês) e fase final de evolução, que começa no 5.

No primeiro dia, como prática, colocar e retirar o dispositivo 10 vezes seguidas. Em caso de curvatura, recomenda-se colocar o aparelho afastado da curvatura. Exemplo: se tiver uma curvatura para a direita, deve posicionar o aparelho na direção oposta, colocando-o à esquerda nas cuecas. E se tiver uma curvatura para baixo, deve posicionar o aparelho para baixo nas cuecas (ver imagens abaixo). De 2 em 2 horas, o aparelho terá de ser retirado durante alguns minutos para permitir o relaxamento dos tecidos. Após o 5º mês, este período de repouso deve ser respeitado a cada 1,5 horas. Utilize este período de repouso para massajar ligeiramente o pénis. Lavar o dispositivo com água e sabão de PH neutro de 4 em 4 dias.

**Seja paciente e coerente com o tratamento, esta é a chave para atingir os seus objectivos. Qualquer desvio do programa de tratamento pode alterar os resultados obtidos (consulte o seu médico).**



## 11 Cirurgias

Se a cirurgia for simples, recomenda-se iniciar o uso de **Androsurgery®** 15 dias após a cirurgia. Se a cirurgia for muito complexa, recomenda-se iniciar o uso de **Androsurgery®** 1 mês após a cirurgia. Consulte sempre o seu cirurgião para que ele possa aconselhar quanto tempo após a cirurgia deve começar a utilizar **Androsurgery®** e a duração da utilização.

CIRURGIA	Período de Evolução	
1º e 2º mês	Acrescente um eixo pequeno de 0,5 cm. (peça 11) cada 7 dias	8 horas
A partir do terceiro mês	Acrescente um eixo pequeno de 0,5 cm. (peça 11) cada mês	8 horas

## 12 Precauções de utilização

Embora normalmente não haja desconforto, há dias em que o dispositivo pode ser desconfortável. Não se preocupe, continue a utilizar o aparelho. No entanto, se necessário, pode interromper o tratamento durante um dia.

Se sentir dor ou desconforto, descoloração azulada ou dormência da glândula, retire o dispositivo e massage o pênis. Desta forma, a cor do pênis voltará ao normal e as sensações desagradáveis desaparecerão. Se sentir desconforto na base da glândula, deve tentar usar algodão ou gaze para proteger esta área sensível.

Se não conseguir usar o dispositivo durante 15 a 30 dias, inicie o tratamento com menos 1 cm (0,4") do que o tamanho do dispositivo nessa altura.

Hematomas no pênis, reação cutânea na parte distal da haste e na base do pênis (local de aplicação do anel de plástico), dor, alterações discromicas no pênis, dormência das glândulas, sensação de formigues, edema ou retenção de líquidos nas glândulas, ferida, irritação, inflamação e desconforto são identificados como riscos residuais.

**Não utilizar Andropenis®** durante o sono, durante a prática de uma atividade física ou desportiva extenuante. Sob o efeito de drogas recreativas ou álcool. Se tiver uma úlcera, uma doença sexualmente transmissível ou uma ferida na zona genital.

Manter padrões de higiene rigorosos durante a utilização do dispositivo. Retirar o dispositivo para urinar ou defecar ou durante as relações sexuais. Se tiver uma ereção durante a utilização do dispositivo, não se preocupe: apenas sentirá o dispositivo um pouco mais apertado.

Se aparecerem manchas brancas na glândula, é necessário consultar um médico, pois pode ter desenvolvido uma infeção fúngica. A higiene pessoal é muito importante. Mantenha o aparelho limpo.

A utilização de medicamentos para estimular o crescimento dos pêlos (finasterida), medicamentos para tratar a depressão, comprimidos para dormir, tranquilizantes e sedativos pode diminuir significativamente a eficácia do dispositivo. É permitida a utilização de Minoxidil tópico para estimular o crescimento dos pêlos.

Em caso de irritação ligeira, hematoma peniano ou reação cutânea peniana na parte distal do eixo ou na base do pênis. Não utilizar o dispositivo durante 4 dias. Aplicar a pomada anti-irritação duas vezes por dia, de manhã e à tarde, e a pomada cicatrizante à noite. Se a ferida persistir, pare de utilizar o dispositivo e contacte o seu médico. Se sentir desconforto no eixo do pênis, massage o pênis com um creme hidratante durante 5 minutos todas as noites, utilizando movimentos de estiramento suaves.

**Contra-indicações:** Doentes com diabetes não controlada, herpes genital, doenças sexualmente transmissíveis, uretrite e cistite aguda, prostatite aguda, hérnia abdominal, dermatite, cancro testicular, cancro linfático, linfoma, paraplégicos, tetraplégicos e doentes em tratamento anticoagulante.

**Efeitos secundários:** **Andropenis®** foi concebido especificamente para uso médico e a sua utilização não implica quaisquer efeitos secundários, desde que seja corretamente utilizado de acordo com as indicações expostas neste manual.

# 13 Resolução de problemas

Problema	Causa possível	Solução
<b>Desconforto ou dor</b>	Correias demasiado apertadas, ajuste incorreto ou desalinhamento	- Desaperte ligeiramente as correias e volte a verificar o ajuste. Certifique-se de que o dispositivo está corretamente alinhado ao longo do eixo.
		- Se necessário, aplicar um acolchoamento adicional para reduzir a pressão.
<b>Irritação ou vermelhidão da pele</b>	Uso prolongado, ajuste incorreto ou sensibilidade da pele aos materiais	- Se a dor persistir, retire o dispositivo e consulte o seu profissional de saúde.
		- Certifique-se de que o dispositivo não é utilizado durante demasiado tempo sem as pausas aconselhadas.
		- Utilizar um creme de barreira ou um penso adicional para proteger a pele.
<b>Deslizamento ou afrouxamento</b>	As correias estão demasiado soltas, aplicação incorrecta	- Limpe o dispositivo regularmente para evitar irritações causadas por suor e detritos.
		- Se a irritação se agravar, interromper a utilização e consultar um médico.
		- Volte a apertar as correias, certificando-se de que proporcionam um apoio adequado sem cortar a circulação.
		- Certifique-se de que o dispositivo está corretamente alinhado e centrado no péis.
<b>Dificuldade em aplicar o dispositivo</b>	Posicionamento incorreto	- Verificar se há desgaste ou danos nas correias ou nos fechos. Substituir se necessário.
		- Siga cuidadosamente as instruções para um alinhamento e aplicação corretos.
<b>O dispositivo provoca inchaço</b>	Pressão excessiva das correias, constrição ou dimensionamento incorreto	- Se necessário, ver vídeos de demonstração
		- Retire imediatamente o dispositivo se ocorrer inchaço.
		- Volte a aplicar o dispositivo de forma mais solta, assegurando um fluxo sanguíneo adequado.
<b>Quebra ou danos no dispositivo</b>	Desgaste normal, força excessiva durante a utilização	- Se o inchaço persistir, consulte o seu profissional de saúde antes de retomar a utilização.
		- Inspeccionar o aparelho antes e depois de cada utilização para detetar sinais de desgaste ou danos.
<b>Problemas de odor ou higiene</b>	Limpeza inadequada	- Substitua o aparelho se alguma peça estiver partida ou danificada. Não tente reparar um aparelho danificado.
		- Limpe bem o aparelho após cada utilização com sabão neutro e água morna.
		- Secar completamente o aparelho antes de o guardar ou voltar a utilizar.
<b>As correias continuam a soltar-se</b>	Fixadores fracos ou desgastados	- Substitua o dispositivo se o odor persistir ou se a limpeza não resolver o problema.
		- Verificar o estado das correias e dos fechos.
		- Substitua o dispositivo se os fixadores deixarem de funcionar eficazmente, uma vez que podem não fornecer o suporte adequado.



 andropenis®

[www.andropenis.com](http://www.andropenis.com)

Increase penis size with traction therapy and treat micropenis.



 andropeyronie®

[www.andropeyronie.com](http://www.andropeyronie.com)

Reduce penile curvature and treat Peyronie's disease.



 androvacuum®

[www.androvacuum.com](http://www.androvacuum.com)

Improve erections with vacuum therapy and treat erectile dysfunction.



 andromedical®

[andromedical.com/shop](http://andromedical.com/shop)

Spare parts and accessories



 andropharma®

[www.andropharma.com](http://www.andropharma.com)

#### **PENIS**

Increase the own testosterone levels and improve penile lengthening.

#### **VIGOR**

Increase men's sexual desire and achieve long lasting erections.

#### **CURVATURE**

Inhibit the fibrous plaque of Peyronie with natural anti-inflammatories.

Further information, updates, privacy policy, return-refund policy, disclaimer and conditions of warranty can be found at: [www.andromedical.com](http://www.andromedical.com)

© Copyright 1995-2025 Andromedical®, Madrid (Spain).