




1.- Index	1
2.- Ghid rapid	2
3.- Descriere	6
4.- Componente	6
5.- Utilizare prevăzută	6
6.- Modele	6
7.- Personalizați	7
8.- Montaj	8
9.- Mese	10
10.- Metoda de utilizare	11
11.- Intervenții chirurgicale	11
12.- Precauții de utilizare	12
13.- Rezolvarea problemelor	13
14.- Portofoliu	14




IFU 30 LANGUAGES

www.andropenis.com/ifu/



01



The device measure is 8cm. Therefore, it must be adjusted to your personal size. Measure your penis size in erection. Subtract 4 cm, the result will be your device **PERSONAL SIZE** to start the treatment.

Das Gerät misst 8cm und muss bei Beginn der Behandlung der eigenen Länge angepasst werden. Messen Sie dafür Ihre Penislänge im erigierten Zustand und ziehen Sie 4cm ab. So erhalten Sie Ihre **PERSÖNLICHE GRÖSSE**.

Le dispositif mesure 8cm par défaut. Cependant, pour commencer le traitement, il doit être ajusté à la longueur de votre pénis. Mesurez votre pénis en érection et soustrayez 4 cm à la mesure. Le résultat sera **LA TAILLE PERSONNELLE**.

El dispositivo mide 8cm por defecto. Sin embargo, para comenzar el tratamiento debe ajustarse a la longitud del dispositivo a su tamaño personal. Para ello mida su pene en erección y reste 4 cm a la medida obtenida. El resultado será el **TAMAÑO PERSONAL**.

Il dispositivo misura 8cm. Per cominciare il trattamento la sua lunghezza deve essere adattata alle dimensioni del pene. Misuri il pene in erezione, sottragga 4cm e in questo modo otterrà la sua **MISURA PERSONALE**.

アンドロペニスのもともとのサイズは8cmです。勃起時のペニスのサイズを測定し、そこから4cm引いた数が治療開始時のアンドロペニスの個人サイズとなります。

طول جهاز الأندروپينيس 8 سم. لذا، لابد من تعديله لحجم قضيبك. قم بقياس طول قضيبك في حالة الانتصاب ثم قم بطرح 4 سم من هذا الطول والرقم الناتج سيكون هو طول الجهاز الذي ستبدأ به.

02



Remove the upper plastic support.

Entfernen Sie das obere Plastikteil.

Retirez le support supérieur.


Quite el soporte superior.

Rimuova il supporto superiore in plastica.

プラスチック上部部品を取り外します。

قم بنزع الداعم المصنوع من البلاستيك الموجود في الأعلى.

03



Add as many extension rods as necessary until **the device** matches your **personal size**. Once you have finished, replace the upper plastic support.

Fügen Sie sovielen Achsen wie nötig hinzu, bis **das Gerät** Ihre **persönliche Größe** erreicht hat.

Ajoutez autant d'axes que nécessaire jusqu'à ce que **l'appareil** atteigne votre **taille personnelle**. Ensuite, remplacez le support sur le dessus.


Añada tantos ejes como sean necesarios hasta que alcance la medida de su **tamaño personal**. Después vuelva a colocar el soporte superior.

Aggiunga tante assi quante sono necessarie per raggiungere la sua **misura personale**. Ricollochi il supporto superiore in plastica.

個人サイズになるまで、アンドロベスに短軸を加えていきます。長さの調節が完了したら、始めに取り外したプラスチック上部部品を再び取り付けます。

أضف قضبان عند الضرورة حتى يصل طول جهاز الأندروبسيس إلى **الطول المراد** كما تم حسابه في الأعلى. بمجرد الانتهاء من استخدام الجهاز قم بوضع قطعة البلاستيك مرة أخرى.

04



Thread the silicone band through the Androtop®. Next, insert each band end into the holes of the plastic support.

Stecken Sie das Silikonband durch den Androtop®. Danach passen Sie beide Enden des Silikonbands in die entsprechenden Löcher des oberen Plastikteils ein.

Insérez la bande de silicone à travers Androtop®. Ensuite, insérez chaque extrémité de la bande dans les trous du support supérieur.


Introduzca la cinta de silicona a través del Androtop®. Después, inserte cada extremo de la cinta en los agujeros del soporte superior.

Faccia passare la fascia di silicone attraverso l'Androtop®. Successivamente inserisca entrambi gli estremi della fascia negli appositi fori del supporto superiore.

シリコンバンドをアンドロトプの穴に通します。次に、プラスチック上部部品の穴にシリコンバンドを通すようにしてください。

قم بلف خيط السليكون على الأندروتوب. ثم قم بوضع كل شريط في الأفرام في قطعة البلاستيك.





Your penis must be in flaccidity. Retract your foreskin to uncover your glans completely. We recommend covering the groove of the glans with a gauze, cotton wool and/or even the Androrring® (brown jelly ring).

Ihr Penis muss sich im schlaffen Zustand befinden. Schieben Sie die Vorhaut zurück, sodass Ihre Eichel komplett zum Vorschein kommt. Wir empfehlen Ihnen die Eichel furche mit einer Gaze, einem Wattebausch oder dem Androrring® (brauner Gelling) zu schützen.


Votre pénis doit être en état de flaccidité. Rétractez le prépuce pour découvrir complètement le gland. Nous recommandons de recouvrir le sillon du gland avec un coton gaze, et / ou même l'Androrring® (anneau marron).

El pene debe estar en flacidez. Retire el prepucio para dejar el glande al descubierto completamente. Recomendamos cubrir el surco del glande con una gasa, algodón o Androrring® (anillo de gel).

Il pene deve trovarsi allo stato flaccido. Ritiri il prepuzio di modo che il glande rimanga completamente scoperto. Consigliamo di proteggere il solco del glande con una garza, cotone o Androrring® (anello in gel).

ペニスが勃起していない状態で、亀頭全体が完全に出るよう包皮を剥きます。亀頭(シリコンバンドが当たる部分)にガーゼやコットン、またはアンドロリング(茶色いシリコンリング)をつけ、保護することをお勧めします。

يجب أن يكون القضيب في حالة الإرتخاء. قم بسحب الجلد الزائد من على رأس القضيب إن وجد. نحن نوصي بتغطية رأس القضيب بقطعة شاش أو قطن أو حتى بالاندورنج. (الحلقة التي لونها بني).



Next, insert your penis through the base ring (the thinnest part of the ring located upwards) and finally through the silicone band loop, resting your glans in the hollow part of the upper plastic support.

Schieben Sie als nächstes Ihren Penis durch den Basisring (die feinere Seite nach oben). Schieben Sie danach die Eichel durch die Schlaufe des Silikonbands, sodass die Eichel gegen die obere Plastikstruktur lehnt.


Ensuite, insérez votre pénis à travers l'anneau de base (la partie la plus mince de l'anneau située vers le haut) et enfin à travers la boucle de la bande en silicone, en reposant votre gland dans la partie creuse du support supérieur en plastique.

Introduzca el pene a través del anillo base colocando la parte más estrecha del anillo hacia arriba. Después haga pasar el glande a través del lazo de la cinta de silicona, dejando que el glande apoye en el soporte superior.

Ora inserisca il pene nell'anello inferiore, orientando la parte più stretta dell'anello verso l'alto. Dopodiché faccia passare il glande attraverso l'anello formato dalla banda in silicone, lasciando che il glande si appoggi al supporto superiore.

次に、ペニスをベースリングに通します(ベースリングは薄くなっているほうが上になります)。さらに、シリコンバンドの輪にペニスを通し、亀頭が上部製品のくぼみに収まるようにします。

ثم قم بوضع قضيبك داخل الحلقة الدائرية (أرق جزء يكون للأعلى) ثم إلى شريط السيليكون و قم بإراحة رأس قضيبك في الجزء المجوف من قطعة البلاستيك.



Keeping the band above your glans, shorten the loop by pulling on each end of the silicone band until the glans is completely held.

Halten Sie das Silikonband über die Eichel und befestigen Sie diese, indem Sie an den beiden Enden des Silikonbands ziehen bis die Eichel fest sitzt.


En maintenant la bande sur le gland, raccourcissez la boucle en tirant sur chaque extrémité de la bande de silicone jusqu'à ce que le gland soit complètement tenu.

Manteniendo la cinta sobre el glande, acorte el lazo estirando cada extremo de la cinta de silicona hasta que el glande quede bien sujeto.

Mantenendo la fascia sul glande, stringa il laccio tirando entrambi gli estremi del laccio di silicone fino a quando il glande non è ben legato.

龟头をシリコンバンドの輪に通した後、バンドの両端を少しずつ下に引っ張り、ペニスが器具から外れなくなるまで締めていきます。

وضع الشريط فوق رأس القضيب وتقصير الحلقة عن طريق السحب على كل نهاية من شريط السيليكون لحين التأكد من تثبيت رأس القضيب.



Finally, fit the ends of the silicone band into the grooves behind the upper plastic support carefully. You have to stretch the band while pressing into the grooves.

Passen Sie schließlich vorsichtig die Enden des Silikonbands in die Rillen hinter der oberen Plastikstruktur ein. Sie müssen dafür an den Enden des Silikonbands ziehen und gleichzeitig diese in die Rillen drücken.

Enfin, avec précaution, insérez les extrémités de la bande de silicone dans les rainures derrière le support supérieur en plastique. Tirez sur chaque extrémité pour les rendre plus fines tout en appuyant pour les faire rentrer dans les rainures.

Finalmente, ajuste los extremos de la cinta de silicona en las hendiduras de detrás del soporte superior con cuidado. Debe estirar la cinta a la vez que presiona sobre las hendiduras.

Infine inserisca con attenzione le estremità del laccio di silicone nelle fessure presenti sul dorso del supporto superiore. È necessario tirare il laccio nel momento in cui lo si inserisce nelle scanalature.

最後に、シリコンバンドの端を慎重に上部プラスチックサポートの背後の溝にはめ込みます。溝にバンドを押し込みながらバンドを引っ張ってください。

أخيراً، ضع شريط السيليكون في الأخاديد وراء قطعة البلاستيك العلوي بعناية. يجب عليك تمديد الشريط أثناء الضغط عليه في الأخاديد.



3 Descriere

Andropenis® este o atelă peniană care este atașată extern la penis. Aceasta poate aplica o tracțiune ușoară pe penis ca dispozitiv de tracțiune peniană sau poate fi utilizată fără tracțiune ca atelă peniană, în funcție de utilizarea intenționată.

4 Componente

Andropenis® este compus dintr-un inel de baza din plastic, două tije de metal dotate cu arcuri în interior, iar în partea superioară un suport de plastic cu o bandă de silicon. Bucatele de plastic sunt din POM un material sintetic care nu este influențat de fluidele inflamabile cum ar fi alcoolul. Siliconul din care este făcută banda este un material medical. Partile de metal din care este alcătuit **Andropenis®** sunt acoperite cu aur de 24 carate. Arcurile sunt făcute din oțel și tije sunt din aluminiu chirurgical.

COMPONENTE (fig1): 1-Inel de baza din plastic, 2-Axe din metal, 3- Bară cu filet, 4-Tija ajustabilă cu filet, 5-Tija metalică, 6-Surub, 7-Arc, 8-Surub care asigură arc, 9-Tija mare de 4 cm, 10-Tija medie de 2 cm, 11-Tija mică de 0,5 cm, 12-Tija foarte mică de 0,3 cm, 13-Suport superior din plastic, 14-Banda din silicon, 15-Pernuta de protecție, 16-Inele de silicon.

NOTA: Sfatul nostru este să puneți o mică picătură de ulei cu ajutorul unei carpe între partile 4 și 5 pentru ca acestea să alunece mai ușor (vedeți OIL).

5 Utilizare prevăzută de utilizare

- Prevenirea deformării penisului după intervenții chirurgicale urologice sau boli (utilizarea atelei).
- Corectarea deformării penisului în urma intervențiilor chirurgicale urologice sau a bolilor (utilizarea tracțiunii).
- Extinderea lungimii penisului în cazul micropenisului și al sindromului penisului mic (utilizare prin tracțiune).
- Crearea sau menținerea unei rigidități a penisului suficiente pentru actul sexual (utilizarea atelelor).

6 Modele

- **Andropenis Peyronie**, pentru a preveni sau corecta deformarea penisului în caz de boală.
- **Andropenis Surgery**, pentru a preveni sau corecta deformarea penisului după intervenții chirurgicale.
- **Andropenis Mini**, pentru a mări lungimea penisului sau pentru a facilita actul sexual, în micropenis.
- **Andropenis Gold**, pentru a prelungi lungimea penisului sau pentru a facilita actul sexual, în cazul pielii sensibile.
- **Andropenis Pro**, pentru a extinde lungimea penisului sau pentru a ajuta la actul sexual, în penisul obișnuit.



fig. 1

7 Personalizați

Dimensiunea initiala a dispozitivului este 8 cm. Masurarea se face de la inelul de plastic de la baza pana la capatul tijei de metal (fig 4, initial).

Personalizați **Andropenis**-ul potrivit dimensiunilor penisului dumneavoastra. Utilizand un metru de croitorie sau o ruleta, masurati lungimea si grosimea penisului in stare flasca si apoi in cea erecta (fig 2 si 3).

Calculati dimensiunea personalizata a aparatului scazand 4 cm din dimensiunea penisului dumneavoastra in erectie.




fig. 2




fig. 3




fig. 4

Exemplu: 14.7 cm. – 4 cm. = 10.7 cm. > Andropenis® personalizat = 10.7 cm

Acum pregatiti aparatul ca sa corespunda dimensiunii personalizate

Pentru inceput detasati suportul superior din plastic prin ridicare in sus (fig5), apoi adaugati atatea tije cate sunt nevoie ca sa ajungeti la dimensiunea personalizata a lui Andropenis (fig. 4.Personal).

Exemplu: Daca dimensiunea personalizata a lui **Andropenis®** este 10.7 cm atunci: 10.7 cm=**Andropenis** la dimensiunea initiala (8cm) + piesa 10(2cm) + piesa11 (0.5cm).



Mod de utilizare

Notă:

dimensiunea inițială a Andropenis Mini este de 7 cm. Dacă aveți această versiune începeți cu perioada de adaptare a acestei măsuri (7 cm) și păstrați această măsură timp de 15 zile: în prima zi, folosiți dispozitivul timp de 3 ore, cu trecerea zilelor creșteți treptat timpul de utilizare. După primele 15 zile creșteți timpul de utilizare așa cum este indicat în tabelele de utilizare (vezi mai jos).



fig. 5

Utilizarea unei benzi de protecție din bumbac de farmacie este **OBLIGATORIE**. Introduceți unul din cele două modele de bandă de silikon (piesa 14) care se adaptează mai bine, înăuntrul pernutei protectoare coraspunzătoare mărimii (piesa 15). Introdu capetele benzii de silikon în gaurile din spatele suportului superior din plastic (piesa 13), astfel încât banda să formeze o buclă.

Cu penisul flasc, strecoara-l în ax împreună cu preputul (în cazul bărbaților fără circumcizie), în ax (fig. 7) și așezați inelul de silikon sub coroana glandului unde se unește cu corpul penisului (santul coronal al zonei preputului -fig. 8-).



fig. 7

Glandul nu trebuie să intre în contact direct cu aparatul. Apoi, trageți penisul în afară pentru a fi întins în stare flască.



fig. 8

Luati inelul de baza (piesa 1), cu partea cea mai îngustă fiind în sus. Potriveste penisul prin inelul de baza (piesa 1) și reazama-l în adăncitura suportului superior de plastic (piesa 13). Așază mana stângă pe suportul superior (piesa 13) și împinge dispozitivul de corpul tău, presând arcurile interne (fig. 9).



fig. 9

În timp ce păstrezi mâna stângă în aceeași poziție folosește degetele mâinii tale drepte ca să tragi glandul prin buclă formată de banda de silikon (fig. 10)



fig. 10



Cum să reparați

Poziționează degetul mare de la mâna ta stângă deasupra glandului pentru a menține penisul la locul potrivit în timp ce gradual descălești buclă de silikon trăgând amândouă capete ale benzii cu mâna dreaptă (fig. 11).



fig. 11

Trageți încet pielea de pe ambele părți ale penisului spre corp pentru a evita ciupirea pielii sau lăsarea unui pli peste canelura glandului (fig. 12).

Bucă de silikon trebuie să se potrivească pe și în linie cu canelura glandului fără să doară, dar suficient de strâns pentru a împiedica alunecarea glandului. Fixați cu grijă banda de silikon în elementele de fixare de pe partea inferioară a suportului superior (piesa 13) prin, întinderea benzii de fiecare dată când apăsați în interiorul adânciturilor.

Strângeți dar nu trageți în jos pentru a evita ciupirea penisului.

Verificați de două ori dacă nu există piele deasupra canelurii sau sub banda de silikon; dacă există, trageți pielea spre corp pentru a evita ciupirea acesteia. Pentru a îndepărta **Andropenis®**, comprimați arcurile prin împingerea în jos pe corp, eliberați banda de silikon (piesa 14) din elementele de fixare din suportul superior (piesa 13) și măriți dimensiunea buclei de silikon pentru a elibera penisul.

Andropenis® are un sistem de fixare a glandului printr-o bandă. există două modele disponibile **Androcomfort®** band și **Androsilicone®** band. Sistemul de bandă **Androcomfort®** permite o utilizare o mai convenabilă a **Andropenis®**. Acesta este plasat între gland și arborele penisului, zona sulcus coronal-prepuce. Introduceți banda în sistemul de spumă numit **Androtop®**. Vedeți cum să le utilizați în: www.andromedical.com/videos



Ghidul
Androsupport





fig. 12




fig. 13



Andropenis® are un inel de silikon care funcționează ca un sistem de amortizare numit **Androring®**. Acesta se află între gland și axul penisului, sulcus coronal-prepuț. Vedeți cum să le utilizați în: www.andromedical.com/videos


Andropeyronie®, Androsurgery® și Andropenis® Mini au o parte superioară din plastic (Androsupport) adaptată pentru corectarea curburilor penisului (consultați „Ghidul de utilizare Androsupport”). www.andropenis.com/ifu



	MARIMEA DISPOZITIVULUI SI	DURATA ZILNICA
	Perioada de adaptare	
Primele 5 zile	Marimea initiala	3 ore
Ziua 6-10	adauga 0.5 cm tija (piesa 11)	6 ore
Ziua 11-15	adauga 0.5 cm tija (piesa 11)	8 ore
	Perioada evolutiva	
In prima si a doua luna	adauga 0.5 cm tija (piesa 11) la fiecare 7 zile	8 ore
Din luna a treia	adauga 0.5 cm tija (piesa 11) la fiecare 10 zile	8 ore
Din luna a cincea luna	adauga 0.5 cm tija (piesa 11) la fiecare 15 zile	8 ore

RECOMANDAT

Odihniți-vă și masați penisul și glandul





La fiecare 2 sau 1,5 ore

Nu utilizați pentru mai mult de 8 ore la intervale regulate.

La fiecare 2 ore, dispozitivul va trebui să fie îndepărtat pentru câteva minute pentru a permite țesuturilor să se relaxeze.

Nu dormiți cu dispozitivul.

Nota: pentru propriul tau confort din luna a cincea inainte este posibil sa adaugi la inceput 0.3 cm de tija (piesa 12) si cateva zile mai tarziu sa o schimbi cu 0.5 cm tija (piesa 11) pentru a face tractiunea mai progresiva.





10 Metoda de utilizare

Tratamentul obișnuit, cu excepția prescripțiilor medicale diferite, constă în 2 perioade:

- O perioadă de adaptare, care durează 15 zile.
- O perioadă de evoluție, formată din 3 faze separate: Faza inițială de evoluție (lunile 1 și 2), faza inter mediară intermediară (lunile a 3-a și a 4-a) și faza finală de evoluție, care începe în luna a 5-a.

În prima zi, ca antrenament, montați și scoateți dispozitivul de 10 ori la rând. În caz de curbură, se recomandă montarea aparatului departe de curbură. Exemplu: dacă aveți o curbură spre dreapta, trebuie să poziționați aparatul în direcția opusă, plasându-l la stânga în chiloți. Iar dacă aveți o curbură în jos, trebuie să poziționați aparatul în jos, în chiloți (a se vedea imaginile de mai jos). La fiecare 2 ore, aparatul va trebui să fie scos pentru câteva minute pentru a permite țesuturilor să se relaxeze. După luna a 5-a, această perioadă de repaus trebuie respectată la fiecare 1,5 ore. Folosiți această perioadă de repaus pentru a masa ușor penisul. Spălați dispozitivul cu apă și săpun cu PH neutru la fiecare 4 zile.

Aveți răbdare și consecvență cu tratamentul, aceasta este cheia atingerii obiectivelor dumneavoastră. Orice abatere de la programul de tratament ar putea modifica rezultatele obținute (consultați medicul dumneavoastră).



11 Intervenții chirurgicale

Dacă operația este simplă, se recomandă începerea utilizării **Androsurgery®** la 15 zile după operație. Dacă operația este foarte complexă, se recomandă începerea utilizării **Androsurgery®** la 1 lună după operație. Consultați întotdeauna chirurgul pentru ca acesta să vă poată recomanda la cât timp după intervenția chirurgicală să începeți utilizarea **Androsurgery®** și durata de utilizare.

CHIRURGIE	Perioada evolutiva	
Prima si a doua luna	adauga 0.5 cm tija (piesa 11) la fiecare 7 zile	8 hours
Din luna a treia	adauga 0.5 cm tija (piesa 11) la fiecare luna	8 hours

12 Precauții de utilizare

Chiar dacă de obicei nu există disconfort, în unele zile dispozitivul poate fi inconfortabil. Nu vă faceți griji, continuați să utilizați dispozitivul. Cu toate acestea, dacă este necesar, puteți întrerupe tratamentul pentru o zi.

Dacă simțiți durere sau disconfort, decolorare albăstruiă sau amorțeală a glandului, scoateți dispozitivul și masați penisul. Procedând astfel, culoarea penisului va reveni la normal și senzațiile neplăcute vor dispărea. Dacă simțiți disconfort la baza glandului, trebuie să încercați să purtați vată sau tifon pentru a proteja această zonă sensibilă.

Dacă nu ați putut purta dispozitivul timp de 15 până la 30 de zile, începeți tratamentul cu 1 cm (0,4") mai puțin decât dimensiunea dispozitivului la acel moment.

Vânătaile penisului, reacția pielii penisului în partea distală a arborelui și la baza penisului (locul de aplicare a inelului de plastic), durerea, modificările discromice ale penisului, amorțirea glandelor, senzația de furnicătură, edemul sau retenția de lichid în glande, rana, iritarea, inflamația și disconfortul sunt identificate ca riscuri reziduale. În cazul în care oricare dintre următoarele riscuri reziduale apare în timpul utilizării dispozitivului, vă recomandăm insistent să întrerupeți utilizarea acestuia.

Nu utilizați Andropenis® în timpul somnului, în timpul practicării unei activități fizice sau sportive intense. În timp ce vă aflați sub efectul drogurilor recreative sau al alcoolului. Dacă aveți un ulcer, o boală cu transmitere sexuală sau o rană în zona genitală.

Mentineți standarde stricte de igienă în timpul utilizării dispozitivului. Scoateți dispozitivul pentru a urina sau a defeca sau în timpul actului sexual. Dacă aveți o erecție în timp ce utilizați dispozitivul, nu vă faceți griji: pur și simplu îl veți simți puțin mai strâns.

Dacă dezvoltăți pete albe pe gland, este necesar să consultați un medic, deoarece este posibil să fi dezvoltat o infecție fungică. Igiena personală este foarte importantă. Păstrați dispozitivul curat.

Utilizarea medicamentelor pentru stimularea creșterii părului (finasteride), a medicamentelor pentru tratarea depresiei, a somniferelor, a tranchilizantelor și a sedativelor poate diminua semnificativ eficacitatea. Este permisă utilizarea Minoxidilului topic pentru stimularea creșterii părului.

În caz de iritație minoră, vânătaie ale penisului sau reacție cutanată a penisului în partea distală a arborelui sau la baza penisului. Nu utilizați dispozitivul timp de 4 zile. Aplicați unguentul anti-iritație de două ori pe zi, dimineața și după-amiaza, iar unguentul cicatrizant noaptea. Dacă rana persistă, nu mai utilizați dispozitivul și contactați medicul. Dacă simțiți disconfort la nivelul ței penisului, masați penisul cu o cremă hidratantă timp de 5 minute în fiecare seară folosind mișcări ușoare de întindere.

Contraindicații: Pacienți cu diabet necontrolat, herpes genital, boli cu transmitere sexuală, uretrite și cistite acute, prostatite acute, hernie abdominală, dermatită, cancer testicular, cancer limfatic, limfom, paraplegici, tetraplegici și pacienți care iau tratament anticoagulant.

Efecte secundare: Andropenis® a fost conceput special pentru o utilizare medicală și utilizarea sa nu implică efecte secundare, atâta timp cât este utilizat corect conform indicațiilor expuse în acest manual.

Problema	Cauză posibilă	Soluție
Disconfort sau durere	Curelele sunt prea strânse, potrivire necorespunzătoare sau aliniere greșită	- Slăbiți ușor curelele și verificați din nou potrivirea. Asigurați-vă că dispozitivul este aliniat corect de-a lungul arborelui. - Aplicați umplutură suplimentară, dacă este necesar, pentru a reduce presiunea. - Dacă durerea persistă, scoateți dispozitivul și consultați furnizorul dvs. de asistență medicală.
Iritarea sau înroșirea pielii	Uzură prelungită, potrivire necorespunzătoare sau sensibilitatea pielii la materiale	- Asigurați-vă că dispozitivul nu este purtat prea mult timp fără pauzele recomandate. - Folosiți o cremă de protecție sau o umplutură suplimentară pentru a proteja pielea. - Curățați dispozitivul în mod regulat pentru a preveni iritarea cauzată de transpirație și reziduuri. - Dacă iritația se agravează, întrerupeți utilizarea și consultați un medic.
Alunecare sau slăbire	Curelele sunt prea libere, aplicare necorespunzătoare	- Strângeți din nou curelele, asigurându-vă că acestea oferă suport adecvat fără a bloca circulația. - Asigurați-vă că dispozitivul este corect aliniat și centrat pe penis. - Verificați dacă există uzură sau deteriorări ale curelelor sau ale elementelor de fixare. Înlocuiți dacă este necesar.
Difficultate în aplicarea dispozitivului	Poziționare incorectă	- Urmați cu atenție instrucțiunile pentru aliniere și aplicare corespunzătoare. - Dacă este necesar, urmăriți o demonstrație video
Dispozitivul cauzează umflături	Presiune excesivă din partea curelelor, construcție sau dimensiuni necorespunzătoare	- Îndepărtați imediat dispozitivul dacă apare umflarea. - Reaplicați dispozitivul mai lejer, asigurând un flux sanguin adecvat. - Dacă umflarea persistă, consultați furnizorul de servicii medicale înainte de a relua utilizarea.
Rupere sau deteriorare a dispozitivului	Uzură normală, forță excesivă în timpul utilizării	- Inspectați dispozitivul înainte și după fiecare utilizare pentru a depista semne de uzură sau deteriorare. - Înlocuiți dispozitivul dacă unele piese sunt rupte sau deteriorate. Nu încercați să reparați singur un dispozitiv deteriorat.
Probleme legate de miros sau igienă	Curățare necorespunzătoare	- Curățați bine dispozitivul după fiecare utilizare folosind săpun ușor și apă caldă. - Uscați complet dispozitivul înainte de a-l depozita sau de a-l utiliza din nou. - Înlocuiți dispozitivul dacă acesta dezvoltă un miros persistent sau dacă curățarea nu rezolvă problema.
Curelele continuă să se detașeze	Elemente de fixare slabe sau uzate	- Verificați starea curelelor și a elementelor de fixare. - Înlocuiți dispozitivul dacă elementele de fixare nu mai funcționează eficient, deoarece este posibil ca acestea să nu ofere un suport adecvat.



www.andropenis.com

Increase penis size with traction therapy and treat micropenis.



www.andropeyronie.com

Reduce penile curvature and treat Peyronie's disease.



www.androvacuum.com

Improve erections with vacuum therapy and treat erectile dysfunction.



andromedical.com/shop

Spare parts and accessories



www.andropharma.com

PENIS

Increase the own testosterone levels and improve penile lengthening.

VIGOR

Increase men's sexual desire and achieve long lasting erections.

CURVATURE

Inhibit the fibrous plaque of Peyronie with natural anti-inflammatories.

Further information, updates, privacy policy, return-refund policy, disclaimer and conditions of warranty can be found at: www.andromedical.com

© Copyright 1995-2025 Andromedical®, Madrid (Spain).