




1.- Index	1
2.- Stručný sprievodca	2
3.- Popis	6
4.- Komponenty	6
5.- Zamýšľané použitie	6
6.- Modely	6
7.- Prispôbiť	7
8.- Montáž	8
9.- Tabuľky	10
10.- Spôsob použitia	11
11.- Operácie	11
12.- Bezpečnostné opatrenia pri používaní	12
13.- Riešenie problémov	13
14.- Portfólio	14




IFU 30 LANGUAGES

www.andropenis.com/ifu/



01



The device measure is 8cm. Therefore, it must be adjusted to your personal size. Measure your penis size in erection. Subtract 4 cm, the result will be your device **PERSONAL SIZE** to start the treatment.

Das Gerät misst 8cm und muss bei Beginn der Behandlung der eigenen Länge angepasst werden. Messen Sie dafür Ihre Penislänge im erigierten Zustand und ziehen Sie 4cm ab. So erhalten Sie Ihre **PERSÖNLICHE GRÖSSE**.

Le dispositif mesure 8cm par défaut. Cependant, pour commencer le traitement, il doit être ajusté à la longueur de votre pénis. Mesurez votre pénis en érection et soustrayez 4 cm à la mesure. Le résultat sera **LA TAILLE PERSONNELLE**.

El dispositivo mide 8cm por defecto. Sin embargo, para comenzar el tratamiento debe ajustarse a la longitud del dispositivo a su tamaño personal. Para ello mida su pene en erección y reste 4 cm a la medida obtenida. El resultado será el **TAMAÑO PERSONAL**.

Il dispositivo misura 8cm. Per cominciare il trattamento la sua lunghezza deve essere adattata alle dimensioni del pene. Misuri il pene in erezione, sottragga 4cm e in questo modo otterrà la sua **MISURA PERSONALE**.

アンドロペニスのもともとのサイズは8cmです。勃起時のペニスのサイズを測定し、そこから4cm引いた数が治療開始時のアンドロペニスの個人サイズとなります。

طول جهاز الأندروپينيس 8 سم. لذا، لابد من تعديله لحجم قضيبك. قم بقياس طول قضيبك في حالة الإلتصاب ثم قم بطرح 4 سم من هذا الطول والرقم الناتج سيكون هو طول الجهاز الذي ستبدأ به.

02



Remove the upper plastic support.

Entfernen Sie das obere Plastikteil.

Retirez le support supérieur.


Quite el soporte superior.

Rimuova il supporto superiore in plastica.

プラスチック上部部品を取り外します。

قم بنزع الداعم المصنوع من البلاستيك الموجود في الأعلى.

03



Add as many extension rods as necessary until **the device** matches your **personal size**. Once you have finished, replace the upper plastic support.

Fügen Sie sovielen Achsen wie nötig hinzu, bis **das Gerät** Ihre **persönliche Größe** erreicht hat.

Ajoutez autant d'axes que nécessaire jusqu'à ce que **l'appareil** atteigne votre **taille personnelle**. Ensuite, remplacez le support sur le dessus.


Añada tantos ejes como sean necesarios hasta que alcance la medida de su **tamaño personal**. Después vuelva a colocar el soporte superior.

Aggiunga tante assi quante sono necessarie per raggiungere la sua **misura personale**. Ricollochi il supporto superiore in plastica.

個人サイズになるまで、アンドロベスに短軸を加えていきます。長さの調節が完了したら、始めに取り外したプラスチック上部部品を再び取り付けます。

أضف قضبان عند الضرورة حتى يصل طول جهاز الأندروبسيس إلى **الطول المراد** كما تم حسابه في الأعلى. بمجرد الانتهاء من استخدام الجهاز قم بوضع قطعة البلاستيك مرة أخرى.

04



Thread the silicone band through the Androtop®. Next, insert each band end into the holes of the plastic support.

Stecken Sie das Silikonband durch den Androtop®. Danach passen Sie beide Enden des Silikonbands in die entsprechenden Löcher des oberen Plastikteils ein.

Insérez la bande de silicone à travers Androtop®. Ensuite, insérez chaque extrémité de la bande dans les trous du support supérieur.


Introduzca la cinta de silicona a través del Androtop®. Después, inserte cada extremo de la cinta en los agujeros del soporte superior.

Faccia passare la fascia di silicone attraverso l'Androtop®. Successivamente inserisca entrambi gli estremi della fascia negli appositi fori del supporto superiore.

シリコンバンドをアンドロトプの穴に通します。次に、プラスチック上部部品の穴にシリコンバンドを通すようにしてください。

قم بلف خيط السليكون على الأندروتوب. ثم قم بوضع كل شريط في الأفرام في قطعة البلاستيك.





Your penis must be in flaccidity. Retract your foreskin to uncover your glans completely. We recommend covering the groove of the glans with a gauze, cotton wool and/or even the Androrring® (brown jelly ring).

Ihr Penis muss sich im schlaffen Zustand befinden. Schieben Sie die Vorhaut zurück, sodass Ihre Eichel komplett zum Vorschein kommt. Wir empfehlen Ihnen die Eichel furche mit einer Gaze, einem Wattebausch oder dem Androrring® (brauner Gelling) zu schützen.


Votre pénis doit être en état de flaccidité. Rétractez le prépuce pour découvrir complètement le gland. Nous recommandons de recouvrir le sillon du gland avec un coton gaze, et / ou même l'Androrring® (anneau marron).

El pene debe estar en flacidez. Retire el prepucio para dejar el glande al descubierto completamente. Recomendamos cubrir el surco del glande con una gasa, algodón o Androrring® (anillo de gel).

Il pene deve trovarsi allo stato flaccido. Ritiri il prepuzio di modo che il glande rimanga completamente scoperto. Consigliamo di proteggere il solco del glande con una garza, cotone o Androrring® (anello in gel).

ペニスが勃起していない状態で、亀頭全体が完全に出るよう包皮を剥きます。亀頭(シリコンバンドが当たる部分)にガーゼやコットン、またはアンドロリング(茶色いシリコンリング)をつけ、保護することをお勧めします。

يجب أن يكون القضيب في حالة الإرتخاء. قم بسحب الجلد الزائد من على رأس القضيب إن وجد. نحن نوصي بتغطية رأس القضيب بقطعة شاش أو قطن أو حتى بالاندورنج. (الحلقة التي لونها بني).



Next, insert your penis through the base ring (the thinnest part of the ring located upwards) and finally through the silicone band loop, resting your glans in the hollow part of the upper plastic support.

Schieben Sie als nächstes Ihren Penis durch den Basisring (die feinere Seite nach oben). Schieben Sie danach die Eichel durch die Schlaufe des Silikonbands, sodass die Eichel gegen die obere Plastikstruktur lehnt.


Ensuite, insérez votre pénis à travers l'anneau de base (la partie la plus mince de l'anneau située vers le haut) et enfin à travers la boucle de la bande en silicone, en reposant votre gland dans la partie creuse du support supérieur en plastique.

Introduzca el pene a través del anillo base colocando la parte más estrecha del anillo hacia arriba. Después haga pasar el glande a través del lazo de la cinta de silicona, dejando que el glande apoye en el soporte superior.

Ora inserisca il pene nell'anello inferiore, orientando la parte più stretta dell'anello verso l'alto. Dopodiché faccia passare il glande attraverso l'anello formato dalla banda in silicone, lasciando che il glande si appoggi al supporto superiore.

次に、ペニスをベースリングに通します(ベースリングは薄くなっているほうが上になります)。さらに、シリコンバンドの輪にペニスを通し、亀頭が上部製品のくぼみに収まるようにします。

ثم قم بوضع قضيبك داخل الحلقة الدائرية (أرق جزء يكون للأعلى) ثم إلى شريط السيليكون و قم بإراحة رأس قضيبك في الجزء المجوف من قطعة البلاستيك.



Keeping the band above your glans, shorten the loop by pulling on each end of the silicone band until the glans is completely held.

Halten Sie das Silikonband über die Eichel und befestigen Sie diese, indem Sie an den beiden Enden des Silikonbands ziehen bis die Eichel fest sitzt.


En maintenant la bande sur le gland, raccourcissez la boucle en tirant sur chaque extrémité de la bande de silicone jusqu'à ce que le gland soit complètement tenu.

Manteniendo la cinta sobre el glande, acorte el lazo estirando cada extremo de la cinta de silicona hasta que el glande quede bien sujeto.

Mantenendo la fascia sul glande, stringa il laccio tirando entrambi gli estremi del laccio di silicone fino a quando il glande non è ben legato.

龟头をシリコンバンドの輪に通した後、バンドの両端を少しずつ下に引っ張り、ペニスが器具から外れなくなるまで締めていきます。

وضع الشريط فوق رأس القضيب وتقصير الحلقة عن طريق السحب على كل نهاية من شريط السيليكون لحين التأكد من تثبيت رأس القضيب.



Finally, fit the ends of the silicone band into the grooves behind the upper plastic support carefully. You have to stretch the band while pressing into the grooves.

Passen Sie schließlich vorsichtig die Enden des Silikonbands in die Rillen hinter der oberen Plastikstruktur ein. Sie müssen dafür an den Enden des Silikonbands ziehen und gleichzeitig diese in die Rillen drücken.

Enfin, avec précaution, insérez les extrémités de la bande de silicone dans les rainures derrière le support supérieur en plastique. Tirez sur chaque extrémité pour les rendre plus fines tout en appuyant pour les faire rentrer dans les rainures.

Finalmente, ajuste los extremos de la cinta de silicona en las hendiduras de detrás del soporte superior con cuidado. Debe estirar la cinta a la vez que presiona sobre las hendiduras.

Infine inserisca con attenzione le estremità del laccio di silicone nelle fessure presenti sul dorso del supporto superiore. È necessario tirare il laccio nel momento in cui lo si inserisce nelle scanalature.

最後に、シリコンバンドの端を慎重に上部プラスチックサポートの背後の溝にはめ込みます。溝にバンドを押し込みながらバンドを引っ張ってください。

أخيراً، ضع شريط السيليكون في الأخاديد وراء قطعة البلاستيك العلوي بعناية. يجب عليك تمديد الشريط أثناء الضغط عليه في الأخاديد.



3 Popis

Andropenis® je penilná dlahá, ktorá sa pripevňuje zvonka na penis. V závislosti od zamýšľaného použitia môže na penis pôsobiť ľahkou trakciou ako penilná trakčná pomôcka alebo sa môže používať bez trakcie ako penilná dlahá.

4 Komponenty

Andropenis® sa skladá z plastového podkladového krúžku, dvoch kovových tyčíniek s vnútornými pružinami a vrchného plastového držiaka so silikónovou páskou. Plastové časti sú vyrobené z POM syntetický materiál, na ktorý nepôsobia horľavé kvapaliny, napr. alkohol. Páska je zo silikónu používaného na výrobu zdravotníckych pomôcok. Kovové tyčinky pomôcky **Andropenis® gold** sú vyrobené z mosadze pokrytej vrstvou dvadsaťštyri karátového zlata. Pružiny sú z nehrdzavejúcej ocele a tyčinky z chirurgického hliníka.

SÚČASTKY (obr. 1): 1-plastový podkladový krúžok, 2-kovová os, 3-tyč so závitom, 4-nastaviteľná tyčinka so závitom, 5-kovová tyčinka, 6-skrutka, 7-pružina, 8-skrutka na zaistenie pružiny, 9-velká tyčinka 4 cm (1,6"), 10-stredná tyčinka 2 cm (0,8"), 11-malá tyčinka 0,5 cm (0,2"), 12-najmenšia tyčinka 0,3 cm (0,1"), 13-vrchný plastový držiak, 14-silikónová páska, 15-ochranný vankúšik.

POZNÁMKA: Odporúča sa handričkou zľahka votrieť kvapku oleja medzi časti 4 a 5, aby sa uľahčilo nasunutie (pozri OIL).

5 Zamýšľané použitie

- Zabráňte deformácii penisu po urologických operáciách alebo ochoreniach (použitie dlahy).
- Korekcia deformity penisu po urologických operáciách alebo ochoreniach (použitie trakčnej dlahy).
- Predĺžte dĺžku penisu pri syndróme mikropenisu a malého penisu (použitie trakcie).
- Vytvorenie alebo udržanie dostatočnej tuhosti penisu na pohlavný styk (použitie dlahy).

6 Modely

- **Andropenis Peyronie**, na prevenciu alebo korekciu deformácie penisu pri ochorení.
- **Andropenis Surgery**, na prevenciu alebo korekciu deformácie penisu po operáciách.
- **Andropenis Mini**, predĺžiť dĺžku penisu alebo pomôcť pri pohlavnom styku, pri mikropenise.
- **Andropenis Gold**, na predĺženie dĺžky penisu alebo na pomoc pri pohlavnom styku, pri citlivej pokožke.
- **Andropenis Pro**, predĺžiť dĺžku penisu alebo pomôcť pohlavný styk, v pravidelnom penisu.




fig. 1

Počiatková veľkosť pomôcky **Andropenis®** je 8 cm (3,1"). Veľkosť pomôcky sa meria od spodnej časti plastového krúžku ku koncu kovovej tyčinky (fig. 4, INITIAL = POČIATOČNÁ).

Prispôbte pomôcku **Andropenis®** veľkosti svojho penisu. Zmerajte si dĺžku a priemer penisu ochabnutého a potom vztýčeného penisu pomocou krajčírskeho metra (fig. 2 a 3).

Vyrábajte svoju osobnú veľkosť pomôcky **Andropenis®** tak, že od veľkosti svojho penisu pri erekcii odrátajte 4 cm (1,6").




fig. 2




fig. 3




fig. 4

Príklad: 14,7 cm – 4 cm = 10,7 cm. > Osobná veľkosť pomôcky Andropenis® = 10,7 cm

Teraz upravte pomôcku tak, aby zodpovedala vašej osobnej veľkosti.

Najprv odpojte vrchný plastový držiak tak, že ho vysuniete smerom nahor (obr. 5), potom pridajte toľko tyčíniek, koľko je potrebné, aby ste dosiahli osobnú veľkosť pomôcky **Andropenis®** (obr. 4, PERSONAL = OSOBNÁ).

Príklad: Osobná veľkosť je 10,7 cm. = Počiatková veľkosť pomôcky **Andropenis®** (8 cm) + súčiastka č. 10 (2 cm) + súčiastka č. 11 (0,5 cm).



Ako používať

Poznámka:

Začiatkový rozmer Andropenisu Mini je 7 cm. Ak máte túto verziu, začnite adaptačné obdobie pri tom rozmere (7 cm) a zachovajte ho po dobu 15 dní: prvý deň použite zariadenie po dobu 3 hodín, ako postupne mŕňajú dni, zvyšujte dobu používania. Po prvých 15 dňoch zvýšte dobu používania podľa toho, ako je to indikované v tabuľkách pre používanie (pozrite dolu).



fig. 5

Používanie ochrannej lekárenskej vate je POVINNÉ, ktoré by malo byť umiestnené v drážke pod žalúdom. Nasadíte jeden z modelov silikónovou páskou (kus 14), ktorý sa najlepšie hodí na ochranný vankúšik podľa veľkosti penisu (kus 15). Konce silikónovej pásky zavedte do otvoru na bočnú stranu vrchného plastového držiaka (súčiastka č. 13), takže z pásky vznikne slučka.

Ak je penis ochabnutý, zhrňte všetku predkožku (neobrezaní muži) na telo penisu (obr. 7) a silikónovú pásku nasadíte pod korunu žalúďa, kde sa stretáva s telom penisu (obr. 8).



fig. 7

Žalúď by nemal prísť do priameho styku s pomôckou. Následne natiahnite penis smerom od tela takže je natiahnutý v ochabnutom stave.



fig. 8

Uchopte podkladový krúžok (súčiastka č. 1) a najužšiu časť krúžku držte smerom nahor. Pretiahnite penis podkladovým krúžkom (súčiastka č. 1) a oprite ho do jamky vrchného plastového držiaka (súčiastka č. 13). Ľavou rukou položte na vrchný držiak (súčiastka č. 13) a tlačte pomôcku proti svojmu telu pri súčasnom stláčaní vnútorných pružín (obr. 9).



fig. 9

Ľavú ruku nechajte na mieste a prstami pravej ruky pretlačte žalúď slučkou vzniknutou zo silikónovej pásky (fig. 10).



fig. 10



Ako opraviť

Palec ľavej ruky položte na vrchol žalúďa, aby penis zostal na mieste, a ťahaním za oba konce pásky pravou rukou silikónovú slučku postupne zmenšujte (fig. 11).



fig. 11

Pomaly ťahajte kožu na oboch stranách penisu smerom k telu, aby ste sa vyhlili stlačeniu kože alebo vytvoreniu záhybu nad žliabkom žalúďa (obr. 12).

Silikónová slučka by mala byť nasadená na žliabok žalúďa a v jednej línii s ním, pričom by nemala boľieť, ale mala by byť dostatočne pevná, aby sa žalúď nevysunul. Opatrne zaistite silikónový pásik v úchytkách na spodnej strane hornej opory (obr. 13) tak, že pri každom stlačení v priehlbínach pásku natiahnete.


Utiahnite, ale netahajte smerom nadol, aby ste zabránili stlačeniu penisu.

Dvakrát skontrolujte, či nad drážkou ani pod silikónovou páskou nie je koža, ak je, potiahnite kožu smerom k telu, aby ste zabránili jej stlačeniu. Ak chcete odstrániť **Andropenis®**, stlačte pružiny zatlačením proti telu, uvoľníte silikónový pásik (diel 14) zo spojovacích prvkov v hornej opierke (diel 13) a zväčšíte veľkosť silikónovej slučky, aby sa penis uvoľnil.

Andropenis® má systém upevnenia žalúďa pomocou pásky. k dispozícii sú dva modely **Androcomfort®** band a **Androsilicone®** band. Systém Androcomfort® band umožňuje ešte pohodlnejšie používanie **Andropenis®**. Umiestňuje sa medzi žalúď a stopku penisu, do oblasti korunkovej ryhy - predlaktia. Zavedenie pásky v penovom systéme s názvom **Androtop®**. Pozrite si, ako ich používať v: www.andromedical.com/videos



Androsupport
Sprievodca



Andropenis® má silikónový krúžok, ktorý funguje ako tlmiaci systém **Androring®**. Nachádza sa medzi žalúďom a drieku penisu, coronal sulcus-prepuce. Pozrite si, ako ich používať v: www.andromedical.com/videos

Andropeyronie®, Androsurgery® a **Andropenis® Mini** majú vyššiu plastovú časť (Androsupport) prispôbenú na korekciu zakrivenia penisu (pozri "Sprievodca používaním Androsupportu"). www.andropenis.com/ifu





fig. 12




fig. 13



	VELKOSŤ POMÔCKY	TRVANIE DENNE
	Adaptačné obdobie	
Prvých 5 dní	Počiatočná veľkosť	3 hodiny
6. – 10. deň	Pridajte malú tyčinku 0,5 cm (súčiastka č. 11)	6 hodiny
11. – 15. deň	Pridajte malú tyčinku 0,5 cm (súčiastka č. 11)	8 hodiny
	Evolučné obdobie	
1. a 2. mesiac	Pridajte malú tyčinku 0,5 cm (súčiastka č. 11) každých 7 dní	8 hodiny
Od 3. mesiaca	Pridajte malú tyčinku 0,5 cm (súčiastka č. 11) každých 10 dní	8 hodiny
Od 5. mesiaca	Pridajte malú tyčinku 0,5 cm (súčiastka č. 11) každých 15 dní	8 hodiny

ODPORÚČAME

Odpočinok a masáž penisu a žaluď



Každé 2 alebo 1,5 hodiny

Nepoužívajte ho dlhšie ako 8 hodín v pravidelných intervaloch.

Každé 2 hodiny je potrebné zariadenie na niekoľko minút vybrať, aby sa tkanivá uvoľnili.

So zariadením nespíte.

Poznámka: pre pocit väčšieho pohodlia môžete od 5. mesiaca najprv pridať tyčinku 0,3 cm (súčiastka č. 12) a po niekoľkých dňoch ju vymeniť za tyčinku 0,5 cm (súčiastka č. 11), aby bol ťah plynulejší.

			=	
Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5...
1st and 2nd month				

			=	
10 days	10 days	10 days	10 days	10 days
3rd and 4th month				

15 days	15 days
5th month	




10 Spôsob použitia

Bežná liečba, s výnimkou rôznych lekárske predpisov, pozostáva z 2 období:

- Adaptačné obdobie v trvaní 15 dní.
- Vývojové obdobie pozostávajúce z 3 samostatných fáz: Počiatková fáza vývoja (1. a 2. mesiac), prechodná fáza vývoja (1. a 2. mesiac), fázy (3. a 4. mesiac) a konečnej fázy vývoja, ktorá sa začína v 5. mesiaci.

Prvý deň ako tréning nasadíte a vyberte zariadenie 10-krát za sebou. V prípade zakrivenia sa odporúča nasadiť zariadenie smerom od zakrivenia. Príklad: Ak máte zakrivenie vpravo, mali by ste prístroj umiestniť v opačnom smere a umiestniť ho vľavo do nohavičiek. A ak máte zakrivenie smerom nadol, mali by ste spotrebič v nohavičkách umiestniť smerom nadol (pozri obrázky nižšie). Každé 2 hodiny bude potrebné prístroj na niekoľko minút vybrať, aby sa tkanivá uvoľnili. Po 5. mesiaci by sa táto doba odpočinku mala dodržiavať každých 1,5 hodiny. Toto obdobie odpočinku využite na ľahkú masáž penisu. Zariadenie umývajte každé 4 dni PH neutrálnym mydlom a vodou.

Buďte trpezliví a dôslední pri liečbe, to je kľúčom k dosiahnutiu vašich cieľov. Akákoľvek odchýlka od liečebného programu by mohla zmeniť dosiahnuté výsledky (poradte sa so svojim lekárom).



11 Operácie

Ak je operácia jednoduchá, odporúča sa začať používať **Androsurgery®** 15 dní po operácii. Ak je operácia veľmi zložitá, odporúča sa začať používať **Androsurgery®** 1 mesiac po operácii. Vždy sa poradte so svojim chirurgom, aby vám mohol poradiť, ako dlho po operácii začať používať **Androsurgery®** a dĺžku používania.

CHIRURGIA	Evolučné obdobie	
1. a 2. mesiac	Pridajte malú tyčinku 0,5 cm (súčiastka č. 11) každých 7 dní	8 hours
Od 3. mesiaca	Pridajte malú tyčinku 0,5 cm (súčiastka č. 11) každý mesiac	8 hours

12 Bezpečnostné opatrenia pri používaní

Aj keď zvyčajne nedochádza k nepríjemným pocitom, v niektorých dňoch môže byť zariadenie nepríjemné. Nemajte obavy, zariadenie používajte aj naďalej. V prípade potreby však môžete liečbu na jeden deň prerušiť.

Ak pociťte bolesť alebo nepríjemné pocity, modrasté sfarbenie alebo znecitlivenie žalúda, odstráňte zariadenie a penis masírujte. Tým sa farba penisu vráti do normálu a nepríjemné pocity zmiznú. Ak pociťujete nepríjemné pocity v spodnej časti žalúda, mali by ste skúsiť nosiť bavlnu alebo gázu, aby ste túto citlivú oblasť chránili.

Ak ste nemohli nosiť pomôcku 15 až 30 dní, začnite liečbu s veľkosťou o 1 cm (0,4") menšou, ako je veľkosť pomôcky v tom čase.

Ako reziduálne riziká sú identifikované modriny penisu, kožná reakcia penisu v distálnej časti drieku a na báze penisu (miesto aplikácie plastového kružku), bolesť, dyschrómne zmeny penisu, znecitlivenie žliazok, pocit mravčenia, opuch alebo zadržiavanie tekutín v žliazkach, rana, podráždenie, zápal a nepríjemné pocity, ak sa počas používania pomôcky vyskytnú niektoré z nasledujúcich reziduálnych rizík, dôrazne odporúčame prestať ju používať.

Nepoužívajte Andropenis® počas spánku, pri náročnej fyzickej aktivite alebo športe, pod vplyvom rekreačných drog alebo alkoholu. Ak máte vred, pohlavne prenosné ochorenie alebo ranu v oblasti pohlavných orgánov.

Počas používania zariadenia dodržiavajte prísne hygienické normy. Odstráňte pomôcku na močenie alebo vyprázdňovanie alebo počas pohlavného styku. Ak máte počas používania pomôcky erekciu, neznepokojte sa: pomôcka bude jednoducho trochu tesnejšia.

Ak sa vám na žalúdi objavia biele škvrny, je potrebné navštíviť lekára, pretože sa u vás mohla objaviť plesňová infekcia. Osobná hygiena je veľmi dôležitá. Prístroj udržiavajte čistý

Používanie liekov na stimuláciu rastu vlasov (finasterid), liekov na liečbu depresie, liekov na spanie, liekov na upokojenie a sedatív môže výrazne znížiť účinnosť. Používanie lokálneho Minoxidilu na stimuláciu rastu vlasov je povolené.

V prípade menšieho podráždenia, pomliaždenia penisu alebo kožnej reakcie penisu v distálnej časti drieku alebo na báze penisu. Zariadenie nepoužívajte počas 4 dní. Aplikujte masť proti podráždeniu dvakrát denne, ráno a popoludní, a hojivú masť na noc. Ak rana pretrváva, prestaňte zariadenie používať a obráťte sa na svojho lekára. Ak pociťujete nepríjemné pocity v oblasti hriadeľa penisu, masírujte penis hydratačným krémom 5 minút každý večer jemnými roztahovacími pohybmi.

Kontraindikácie: Pacienti s nekontrolovanou cukrovkou, genitálnym herpesom, pohlavne prenosnými chorobami, uretritídou a akútnou cystitídou, akútnou prostatitídou, brušnou herniou, dermatitídou, rakovinou semenníkov, rakovinou lymfatického systému, lymfómom, paraplegií, kvadruplegií a pacienti užívajúci antikoagulačnú liečbu.

Nežiaduce účinky: Andropenis® bol navrhnutý špeciálne na lekárske použitie a jeho použitie nemá žiadne sekundárne účinky, ak sa správne používa v súlade s indikáciami, ktoré sú uvedené v tejto príručke.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Nepohodlie alebo bolesť	Príliš tesné popruhy, nesprávne nasadenie alebo nesprávne nastavenie	- Mierne uvoľnite popruhy a opätovne skontrolujte, či sedia. Skontrolujte, či je zariadenie správne zarovnané pozdĺž hradiela.
		- V prípade potreby použite ďalšie polstrovanie na zníženie tlaku.
Podráždenie alebo začervenanie kože	Dlhodobé nosenie, nesprávne prispôsobenie alebo citlivosť pokožky na materiály	- Ak bolesť pretrváva, odstráňte zariadenie a poraďte sa so svojim lekárom.
		- Dbajte na to, aby sa zariadenie nenosilo príliš dlho bez prestávok, ako sa odporúča.
		- Na ochranu pokožky použite ochranný krém alebo ďalšie polstrovanie.
		- Zariadenie pravidelne čistite, aby ste zabránili podráždeniu od potu a nečistôt.
Skúznutie alebo uvoľnenie	Príliš voľné popruhy, nesprávna aplikácia	- Ak sa podráždenie zhorší, prestaňte ho používať a poraďte sa s lekárom.
		- Opäť utiahnite popruhy a uistite sa, že poskytujú dostatočnú oporu bez toho, aby obmedzovali krvný obeh.
		- Uistite sa, že je zariadenie správne zarovnané a vycentrované na penis.
		- Skontrolujte, či nie sú opotrebované alebo poškodené popruhy alebo upevňovacie prvky. V prípade potreby ich vymeňte.
Ťažkosti s aplikáciou zariadenia	Nesprávne umiestnenie	- Pri správnom zarovnaní a aplikácii postupujte podľa pokynov.
		- V prípade potreby si pozrite demonštračné videá
Zariadenie spôsobuje opuch	Nadmerný tlak remienkov, zuženie alebo nesprávna veľkosť	- Ak sa objaví opuch, zariadenie okamžite odstráňte.
		- Zariadenie znovu nasadte voľnejšie, čím zabezpečíte správny prietok krvi.
		- Ak opuch pretrváva, pred pokračovaním v používaní sa poraďte so svojim lekárom.
Rozbitie alebo poškodenie zariadenia	Bežné opotrebovanie, nadmerná sila počas používania	- Pred každým použitím a po ňom skontrolujte, či zariadenie nevykazuje známky opotrebovania alebo poškodenia.
		- Ak je niektorá časť poškodená alebo zničená, zariadenie vymeňte. Poškodené zariadenie sa nepokúšajte opraviť sami.
Problémy so zápachom alebo hygienou	Nedostatočné čistenie	- Po každom použití zariadenie dôkladne vyčistite jemným mydlom a teplou vodou.
		- Pred ďalším skladovaním alebo používaním zariadenie úplne vysušte.
		- Ak sa objaví pretrvávajúci zápach alebo ak čistenie problém nevyrieši, zariadenie vymeňte.
Popruhy sa stále odpájajú	Slabé alebo opotrebované upevňovacie prvky	- Skontrolujte stav popruhov a upevňovacích prvkov.
		- Ak upevňovacie prvky už nefungujú efektívne, zariadenie vymeňte, pretože nemusia poskytovať správnu oporu.



www.andropenis.com

Increase penis size with traction therapy and treat micropenis.



www.andropeyronie.com

Reduce penile curvature and treat Peyronie's disease.



www.androvacuum.com

Improve erections with vacuum therapy and treat erectile dysfunction.



andromedical.com/shop

Spare parts and accessories



www.andropharma.com

PENIS

Increase the own testosterone levels and improve penile lengthening.

VIGOR

Increase men's sexual desire and achieve long lasting erections.

CURVATURE

Inhibit the fibrous plaque of Peyronie with natural anti-inflammatories.

Further information, updates, privacy policy, return-refund policy, disclaimer and conditions of warranty can be found at: www.andromedical.com

© Copyright 1995-2025 Andromedical®, Madrid (Spain).