




1.- Index	1
2.- Snabbguide	2
3.- Beskrivning	6
4.- Komponenter	6
5.- Avsedd användning	6
6.- Modeller	6
7.- Anpassa	7
8.- Montering	8
9.- Bord	10
10.- Metod för användning	11
11.- Operationer	11
12.- Försiktighetsåtgärder vid användning	12
13.- Felsökning	13
14.- Portfölj	14




IFU 30 LANGUAGES

www.andropenis.com/ifu/



01



The device measure is 8cm. Therefore, it must be adjusted to your personal size. Measure your penis size in erection. Subtract 4 cm, the result will be your device **PERSONAL SIZE** to start the treatment.

Das Gerät misst 8cm und muss bei Beginn der Behandlung der eigenen Länge angepasst werden. Messen Sie dafür Ihre Penislänge im erigierten Zustand und ziehen Sie 4cm ab. So erhalten Sie Ihre **PERSÖNLICHE GRÖSSE**.

Le dispositif mesure 8cm par défaut. Cependant, pour commencer le traitement, il doit être ajusté à la longueur de votre pénis. Mesurez votre pénis en érection et soustrayez 4 cm à la mesure. Le résultat sera **LA TAILLE PERSONNELLE**.

El dispositivo mide 8cm por defecto. Sin embargo, para comenzar el tratamiento debe ajustarse a la longitud del dispositivo a su tamaño personal. Para ello mida su pene en erección y reste 4 cm a la medida obtenida. El resultado será el **TAMAÑO PERSONAL**.

Il dispositivo misura 8cm. Per cominciare il trattamento la sua lunghezza deve essere adattata alle dimensioni del pene. Misuri il pene in erezione, sottragga 4cm e in questo modo otterrà la sua **MISURA PERSONALE**.

アンドロペニスのもともとのサイズは8cmです。勃起時のペニスのサイズを測定し、そこから4cm引いた数が治療開始時のアンドロペニスの個人サイズとなります。

طول جهاز الأندروپينيس 8 سم. لذا، لابد من تعديله لحجم قضيبك. قم بقياس طول قضيبك في حالة الإلتصاب ثم قم بطرح 4 سم من هذا الطول والرقم الناتج سيكون هو طول الجهاز الذي ستبدأ به.

02



Remove the upper plastic support.

Entfernen Sie das obere Plastikteil.

Retirez le support supérieur.


Quite el soporte superior.

Rimuova il supporto superiore in plastica.

プラスチック上部部品を取り外します。

قم بنزع الداعم المصنوع من البلاستيك الموجود في الأعلى.

03



Add as many extension rods as necessary until **the device** matches your **personal size**. Once you have finished, replace the upper plastic support.

Fügen Sie sovielen Achsen wie nötig hinzu, bis **das Gerät** Ihre **persönliche Größe** erreicht hat.

Ajoutez autant d'axes que nécessaire jusqu'à ce que **l'appareil** atteigne votre **taille personnelle**. Ensuite, remplacez le support sur le dessus.


Añada tantos ejes como sean necesarios hasta que alcance la medida de su **tamaño personal**. Después vuelva a colocar el soporte superior.

Aggiunga tante assi quante sono necessarie per raggiungere la sua **misura personale**. Ricollochi il supporto superiore in plastica.

個人サイズになるまで、アンドロベスに短軸を加えていきます。長さの調節が完了したら、始めに取り外したプラスチック上部部品を再び取り付けます。

أضف قضبان عند الضرورة حتى يصل طول جهاز الأندروبسيس إلى **الطول المراد** كما تم حسابه في الأعلى. بمجرد الانتهاء من استخدام الجهاز قم بوضع قطعة البلاستيك مرة أخرى.

04



Thread the silicone band through the Androtop®. Next, insert each band end into the holes of the plastic support.

Stecken Sie das Silikonband durch den Androtop®. Danach passen Sie beide Enden des Silikonbands in die entsprechenden Löcher des oberen Plastikteils ein.

Insérez la bande de silicone à travers Androtop®. Ensuite, insérez chaque extrémité de la bande dans les trous du support supérieur.


Introduzca la cinta de silicona a través del Androtop®. Después, inserte cada extremo de la cinta en los agujeros del soporte superior.

Faccia passare la fascia di silicone attraverso l'Androtop®. Successivamente inserisca entrambi gli estremi della fascia negli appositi fori del supporto superiore.

シリコンバンドをアンドロトプの穴に通します。次に、プラスチック上部部品の穴にシリコンバンドを通すようにしてください。

قم بلف خيط السليكون على الأندروتوب. ثم قم بوضع كل شريط في الأفرام في قطعة البلاستيك.





Your penis must be in flaccidity. Retract your foreskin to uncover your glans completely. We recommend covering the groove of the glans with a gauze, cotton wool and/or even the Androrring® (brown jelly ring).

Ihr Penis muss sich im schlaffen Zustand befinden. Schieben Sie die Vorhaut zurück, sodass Ihre Eichel komplett zum Vorschein kommt. Wir empfehlen Ihnen die Eichel mit einer Gaze, einem Wattebausch oder dem Androrring® (brauner Gelring) zu schützen.


Votre pénis doit être en état de flaccidité. Rétractez le prépuce pour découvrir complètement le gland. Nous recommandons de recouvrir le sillon du gland avec un coton gaze, et / ou même l'Androrring® (anneau marron).

El pene debe estar en flacidez. Retire el prepucio para dejar el glande al descubierto completamente. Recomendamos cubrir el surco del glande con una gasa, algodón o Androrring® (anillo de gel).

Il pene deve trovarsi allo stato flaccido. Ritiri il prepuzio di modo che il glande rimanga completamente scoperto. Consigliamo di proteggere il solco del glande con una garza, cotone o Androrring® (anello in gel).

ペニスが勃起していない状態で、亀頭全体が完全に出るよう包皮を剥きます。亀頭(シリコンバンドが当たる部分)にガーゼやコットン、またはアンドロリング(茶色いシリコンリング)をつけ、保護することをお勧めします。

يجب أن يكون القضيب في حالة الإرتخاء. قم بسحب الجلد الزائد من على رأس القضيب إن وجد. نحن نوصي بتغطية رأس القضيب بقطعة شاش أو قطن أو حتى بالاندورنج. (الحلقة التي لونها بني).



Next, insert your penis through the base ring (the thinnest part of the ring located upwards) and finally through the silicone band loop, resting your glans in the hollow part of the upper plastic support.

Schieben Sie als nächstes Ihren Penis durch den Basisring (die feinere Seite nach oben). Schieben Sie danach die Eichel durch die Schlaufe des Silikonbands, sodass die Eichel gegen die obere Plastikstruktur lehnt.


Ensuite, insérez votre pénis à travers l'anneau de base (la partie la plus mince de l'anneau située vers le haut) et enfin à travers la boucle de la bande en silicone, en reposant votre gland dans la partie creuse du support supérieur en plastique.

Introduzca el pene a través del anillo base colocando la parte más estrecha del anillo hacia arriba. Después haga pasar el glande a través del lazo de la cinta de silicona, dejando que el glande apoye en el soporte superior.

Ora inserisca il pene nell'anello inferiore, orientando la parte più stretta dell'anello verso l'alto. Dopodiché faccia passare il glande attraverso l'anello formato dalla banda in silicone, lasciando che il glande si appoggi al supporto superiore.

次に、ペニスをベースリングに通します(ベースリングは薄くなっているほうが上になります)。さらに、シリコンバンドの輪にペニスを通し、亀頭が上部製品のくぼみに収まるようにします。

ثم بوضع قضيبك داخل الحلقة الدائرية (أرق جزء يكون للأعلى) ثم إلى شريط السيليكون و قم بإراحة رأس قضيبك في الجزء المجوف من قطعة البلاستيك.



Keeping the band above your glans, shorten the loop by pulling on each end of the silicone band until the glans is completely held.

Halten Sie das Silikonband über die Eichel und befestigen Sie diese, indem Sie an den beiden Enden des Silikonbands ziehen bis die Eichel fest sitzt.


En maintenant la bande sur le gland, raccourcissez la boucle en tirant sur chaque extrémité de la bande de silicone jusqu'à ce que le gland soit complètement tenu.

Manteniendo la cinta sobre el glande, acorte el lazo estirando cada extremo de la cinta de silicona hasta que el glande quede bien sujeto.

Mantenendo la fascia sul glande, stringa il laccio tirando entrambi gli estremi del laccio di silicone fino a quando il glande non è ben legato.

龟头をシリコンバンドの輪に通した後、バンドの両端を少しずつ下に引っ張り、ペニスが器具から外れなくなるまで締めていきます。

وضع الشريط فوق رأس القضيب وتقصير الحلقة عن طريق السحب على كل نهاية من شريط السيليكون لحين التأكد من تثبيت رأس القضيب.



Finally, fit the ends of the silicone band into the grooves behind the upper plastic support carefully. You have to stretch the band while pressing into the grooves.

Passen Sie schließlich vorsichtig die Enden des Silikonbands in die Rillen hinter der oberen Plastikstruktur ein. Sie müssen dafür an den Enden des Silikonbands ziehen und gleichzeitig diese in die Rillen drücken.

Enfin, avec précaution, insérez les extrémités de la bande de silicone dans les rainures derrière le support supérieur en plastique. Tirez sur chaque extrémité pour les rendre plus fines tout en appuyant pour les faire rentrer dans les rainures.

Finalmente, ajuste los extremos de la cinta de silicona en las hendiduras de detrás del soporte superior con cuidado. Debe estirar la cinta a la vez que presiona sobre las hendiduras.

Infine inserisca con attenzione le estremità del laccio di silicone nelle fessure presenti sul dorso del supporto superiore. È necessario tirare il laccio nel momento in cui lo si inserisce nelle scanalature.

最後に、シリコンバンドの端を慎重に上部プラスチックサポートの背後の溝にはめ込みます。溝にバンドを押し込みながらバンドを引っ張ってください。

أخيراً، ضع شريط السيليكون في الأخاديد وراء قطعة البلاستيك العلوي بعناية. يجب عليك تمديد الشريط أثناء الضغط عليه في الأخاديد.



3 Beskrivning

Andropenis® är en penispenis som fästs externt på penis. Den kan appliceras en lätt dragkraft på penis som en penil dragkraftsanordning, eller användas utan dragkraft som en penispenis, beroende på den avsedda användningen.

4 Komponenter

Andropenis® består av en plastring vid basisen, två metallstänger med några fjädrar innanför och ett plaststycke ovanför med ett silikonband. Plastdelarna består av POM. Bandet består av silikon och används för medicinskt bruk. **Andropenis®** golds metallstänger är av nickel och förgyllda med 24 karat guld. Fjädrarna är av fint stål och axlarna består av kirurgiskt aluminium.

BESTÄNDSDELAR (fig. 1): 1-plastring vid basisen, 2-runt stycke med ett hål, 3-stång med gängor, 4-anpassningsskruvar med lägre gängor, 5-metallrör, 6-skruvar, 7-fjädrar, 8-skruvar för att anpassa fjädern, 9-stor axel på 4 cm, 10-mellanstor axel på 2 cm, 11-liten axel på 0,5 cm, 12-minsta axeln på 0,3 cm, 13-övre plaststöd, 14-silikonband, 15-skyddskudde.

NOTE: It is advisable to gently rub a small drop of oil, with the help of a cloth, between pieces 4 and 5 to allow easier sliding (see OIL).

5 Avsedd användning

- Förebygga penisdeformitet efter urologiska operationer eller sjukdomar (användning av skena).
- Korrigera penisdeformitet efter urologiska ingrepp eller sjukdomar (användning av traktion).
- Förlänga penislängden vid mikropenis och syndromet med liten penis (användning av dragkraft).
- Skapa eller bibehålla tillräcklig styvhet i penis för samlag (användning av skena).

6 Modeller

- **Andropenis Peyronie**, för att förhindra eller korrigera penile deformitet vid sjukdom.
- **Andropenis Surgery**, för att förhindra eller korrigera penile deformitet efter operationer.
- **Andropenis Mini**, för att förlänga penislängden eller underlätta samlag, vid mikropenis.
- **Andropenis Gold**, för att förlänga penislängden eller underlätta samlag, på känslig hud.
- **Andropenis Pro**, för att förlänga penislängden eller underlätta samlag, i vanlig penis.



fig. 1

Andropenis® initiala storlek är 8 cm. Apparats storlek ska mätas från yttre delen av ringen till den yttre delen av metallaxeln (fig. 4 INITIAL).

Gör **Andropenis®** personlig enligt din penisstorlek.

Med ett måttband ska du mäta längden och omfånget i slakt tillstånd och efteråt längd samt omfång i erektion. (fig. 2 och 3).

Beräkna din personliga storlek: Dra ifrån 4 cm av din penislängd i erektion.




fig. 2



fig. 3




fig. 4

Exempel: $14,7 \text{ cm} - 4 \text{ cm} = 10,7 \text{ cm}$. > Personlig storlek av Andropenis® = 10.7 cm.

Förbered apparaten så att den anpassar sig till storleken som beräknats innan. Ta bort det övre plaststödet genom att dra det uppåt (fig. 5).

Tillfoga till sist apparaten så många stycken som behövs för att **Andropenis®** ska uppnå få den besagda storleken (fig. 4 PERSONAL).

Exempel: Personlig storlek är 10,7 cm = **Andropenis®** initial storlek (8 cm) + stycket 10 (2 cm) + stycket 11 (0,5 cm).



Hur man använder

Notera:

Den initiala storleken på Andropenis Mini är 7 cm. Om du har denna version: inled anpassningen med det måttet och bibehåll det måttet i 15 dagar: använd utrustningen i 3 timmar den första dagen, öka användningstiden efter hand. Öka användningstiden efter de första 15 dagarna enligt användningstabellerna (se nedan).



fig. 5

8 Montering

Användningen av ett skyddande apoteksbomullsband är OBLIGATORISK. Sätt i det silikonband (stycke 14) som passar bäst i lämplig skyddsdyna i enlighet med storleken på penis (stycke 15). Sedan införs silikonbandets ändar genom hålen i övre plaststöden (stycke 13). På så sätt formar bandet en slinga.

Med penis i oerigerat tillstånd ska man dra bak förhuden (ej omskurna män) helt (fig. 7) och placera silikonringen under toppen av ollonet där detta möter penisens skaft (fig. 8).



fig. 7

Ollonet ska inte komma i direkt kontakt med utrustningen. Därefter ska man dra penisen ut från kroppen så att den sträcks ut, i oerigerat tillstånd.



fig. 8

Placera basringen (stycke 1) med trängsta delen uppåt. För in penis i basringen (stycke 1), placera ollonet vid övre stödsöppningen (stycke 13). Lägg vänstra handen vid övre stöden (stycke 13) och pressa apparaten mot kroppen så att den förkortar sig lite (fig. 9).



fig. 9

Håll vänstra handen pressad och med högra handen sätt fingrarna inom silikonringen och dra ollonet igenom slingan tills ollonets kant är på bandet (fig. 10).



fig. 10



Så här åtgärdar du

Lägg tummen av vänstra handen på frenulum för att hålla ollonet. Minska slingan med ollonet innanför, dra i lite från alla ändar av silikonringen (fig. 11).



fig. 11

Dra långsamt huden på båda sidor av penis mot kroppen för att undvika att klämma huden eller lämna ett veck över ollonets skåra (fig 12).

Silikonslingan ska sitta på och i linje med ollonets spår utan att göra ont, men tillräckligt hårt för att ollonet inte ska glida ut. Fäst silikonbandet försiktigt i fästansordningarna på undersidan av det övre stödet (bit 13) genom att sträcka ut tejen varje gång du trycker in den i urtagen.


Dra åt, men inte nedåt, för att undvika att klämma penis.

Dubbelkolla att det inte finns någon hud över spåret eller under silikonbandet, om det finns det, dra huden mot kroppen för att undvika att den kläms. För att ta bort **Andropenis®**, komprimerar fjädrarna genom att trycka ner mot kroppen, lossa silikonbandet (bit 14) från fästelementen i det övre stödet (bit 13) och öka storleken på silikonöglan för att frigöra penis.

Andropenis® har ett fästsystem för ollonet med ett band, och det finns två tillgängliga modeller: **Androcomfort®** band och **Androsilicone®** band. **Androcomfort®**-bandsystemet gör det ännu bekvämare att använda **Andropenis®**. Det placeras mellan ollonet och penisskafet, i området coronal sulcus-prepuce. Introducera bandet i skumsystemet som kallas **Androtop®**. Se hur du använder dem i: www.andromedical.com/videos



Androsstöd
Guide



Andropenis® har en silikonring som fungerar som ett dämpningssystem som kallas **Andro-ring®**. Den ligger mellan ollonet och penisskafet, den koronala sulcus-prepuce. Se hur du använder dem i: www.andromedical.com/videos

Andropeyronie®, Androsurgery® och **Andropenis® Mini** har en överlägsen plastdel (Androsupport) som är anpassad för korrigering av peniskröknings (se "Användningsguide för Androsupport"). www.andropenis.com/ifu





fig. 12




fig. 13



	STORLEK AV APPARATEN	DAGLIG VARAKTIGHET
	Anpassningsperiod	
5 första dagarna	Initial Storlek	3 timmar
Dag 6 -10	Tillägg en liten axel på 0,5 cm. (stycke 11)	6 timmar
Dag 11 - 15	Tillägg en liten axel på 0,5 cm. (stycke 11)	8 timmar
	Utvecklingsperiod	
1:a och 2:a månaden	Tillägg en liten axel på 0,5 cm. (stycke 11) var 7:e dag	8 timmar
3:e och 4:e månaden	Tillägg en liten axel på 0,5 cm. (stycke 11) var 10:e dag	8 timmar
Från den 5:e månaden	Tillägg en liten axel på 0,5 cm. (stycke 11) var 15:e dag	8 timmar

REKOMMENDERAD

Vila och massage
penis och ollon





Var 2:a eller 1,5:e timme

Använd inte mer än 8 timmar med jämna mellanrum.

Varannan timme måste enheten tas bort under några minuter för att vävnaderna ska kunna slappna av.

Sov inte med enheten.

OBS: för din egen komfort kan du från den femte månaden tillägga en axel på 0,3 cm (stycke 12) och ett par dagar senare utbyta den med en axel på 0,5 cm (stycke 11) för att åstadkomma sträckningen på ett progressivt sätt.



10




Metod för användning

Den vanliga behandlingen, med undantag för annan medicinsk ordination, består av 2 perioder:

- En anpassningsperiod som varar i 15 dagar.
- En utvecklingsperiod som består av 3 separata faser: Inledande utvecklingsfas (1:a och 2:a månaden), mellanliggande fas (3:e och 4:e månaden) och slutlig utvecklingsfas, som inleds under den 5:e månaden.

Första dagen ska du som övning sätta in och ta ut anordningen 10 gånger i rad. Vid krökning rekommenderar vi att du monterar apparaten bort från krökningen. Exempel: om du har en högerkrökning ska du placera apparaten i motsatt riktning och placera den till vänster i underbyxorna. Och om du har en nedåtriktad krökning ska du placera apparaten nedåt i underbyxorna (se bilderna nedan). Varannan timme måste apparaten tas bort under några minuter för att vävnaderna ska kunna slappna av. Efter den 5:e månaden bör denna viloperiod observeras var 1,5 timme. Använd denna viloperiod för att lätt massera penis. Tvätta apparaten med PH-neutral tvål och vatten var 4:e dag.

Var tålmodig och konsekvent med behandlingen, det är nyckeln till att uppnå dina mål. Eventuella avvikelser från behandlingsprogrammet kan påverka de resultat som uppnås (rådgör med din läkare).



11

Operationer

Om operationen är enkel rekommenderas att du börjar använda **Androsurgery®** 15 dagar efter operationen. Om operationen är mycket komplicerad rekommenderas att du börjar använda **Androsurgery®** 1 månad efter operationen. Rådgör alltid med din kirurg så att han eller hon kan ge råd om hur lång tid efter operationen du ska börja använda **Androsurgery®** och hur länge du ska använda det.

KIRURGI	Utvecklingsperiod	
1:a och 2:a månaden	Tillägg en liten axel på 0,5 cm. (stycke 11) var 7:e dag	8 timmar
Från den 3:e månaden	Tillägg en liten axel på 0,5 cm. (stycke 11) varje månad	8 timmar

Även om det vanligtvis inte uppstår något obehag kan apparaten kännas obekväma vissa dagar. Oroa dig inte, fortsätt att använda apparaten. Om det behövs kan du dock avbryta behandlingen under en dag.

Om du upplever smärta eller obehag, blåaktig missfärgning eller domningar i ollonet ska du ta bort apparaten och massera penis. På så sätt återgår penisens färg till det normala och de obehagliga känslorna försvinner. Om du känner obehag vid basen av ollonet bör du försöka bära bomull eller gasbinda för att skydda detta känsliga område.

Om du inte har kunnat använda apparaten på 15 till 30 dagar ska du påbörja behandlingen med en storlek som är 1 cm mindre än den storlek som apparaten hade vid den tidpunkten.

Blåmärken på penis, hudreaktion på penis i den distala delen av skaffet och vid basen av penis (där plastern appliceras), smärta, dyskomiska förändringar på penis, domningar i körtlar, stickningar, ödem eller vätskeansamlning i körtlar, sår, irritation, inflammation och obehag identifieras som kvarstående risker. om någon av följande kvarstående risker uppstår när du använder enheten rekommenderar vi starkt att du slutar använda den.

Använd inte **Andropenis®**: här du sover, när du deltar i ansträngande fysisk aktivitet eller sport. Om du är påverkad av droger eller alkohol. Om du har ett sår, en sexuellt överförbar sjukdom eller ett sår i genitallområdet.

Upprätthålla strikta hygienstandarder när du använder enheten. Ta bort enheten för att urinera eller göra avföring eller under samlag. Om du får erektion medan du använder apparaten, oroa dig inte: den kommer bara att användas lite stramare.

Om du får vita fläckar på olonet måste du uppsöka läkare, eftersom du kan ha fått en svampinfektion. Personlig hygien är mycket viktig. Håll enheten ren.

Användning av läkemedel för att stimulera hårväxt (finasterid), läkemedel för att behandla depression, sömnbatter, lugnande medel och lugnande medel kan avsevärt minska effektiviteten hos . Användning av topisk Minoxidil för att stimulera hårväxt är tillåten.

Vid mindre irritation, blåmärken på penis eller hudreaktion på penis i den distala delen av skaflet eller vid basen av penis. Använd inte enheten under 4 dagar. Applicera anti-irritationssalva två gånger dagligen, morgon och eftermiddag, och läkningssalva på natten. Om såret kvarstår ska du sluta använda enheten och kontakta din läkare. om du känner obehag i penisskaflet ska du massera penis med en återfuktande kräm i 5 minuter varje kväll med mjuka sträckande rörelser.

Kontraindikationer: Patienter med okontrollerad diabetes, genital herpes, sexuellt överförbara sjukdomar, uretrit och akut cystit, akut prostatit, bukbråck, dermatit, testikelcancer, lymfatisk cancer, lymfom, paraplegiker, tetraplegiker och patienter som behandlas med antikoagulantia.

Biverkningar: Andropenis® har utformats speciellt för medicinsk användning och dess användning medför inga sekundära effekter, så länge den används korrekt enligt de indikationer som anges i denna bruksanvisning.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Obehag eller smärta	Remmarna sitter för hårt, har fel passform eller är felriktade	- Lossa remmarna något och kontrollera passformen igen. Se till att enheten är korrekt inriktad längs axeln.
		- Lägg på extra stoppning om det behövs för att minska trycket.
		- Om smärtan kvarstår ska du ta bort enheten och kontakta din vårdgivare.
Hudirritation eller rodnad	Långvarigt slitage, felaktig passform eller hudkänslighet mot material	- Se till att enheten inte bärs för länge utan pauser enligt anvisningarna.
		- Använd en barriärkräm eller extra vaddering för att skydda huden.
		- Rengör enheten regelbundet för att förhindra irritation från svett och skräp.
		- Om irritationen förvärras ska du sluta använda produkten och kontakta läkare.
Glidning eller lossning	Remmarna är för lösa, felaktig applicering	- Dra åt remmarna igen och se till att de ger tillräckligt stöd utan att stänga av blodcirkulationen.
		- Se till att enheten är korrekt inriktad och centrerad på penis.
		- Kontrollera om remmarna eller fästnanordningarna är slitna eller skadade. Byt ut vid behov.
Svårighet att applicera enheten	Felaktig positionering	- Följ instruktionerna noga för korrekt justering och applicering.
		- Om det behövs, titta på videodemonstrationer
Enheten orsakar svullnad	Överdrivet tryck från remmar, förträngning eller felaktig storlek	- Ta omedelbart bort enheten om svullnad uppstår.
		- Sätt tillbaka anordningen mer löst, så att blodflödet säkerställs.
		- Om svullnaden kvarstår, kontakta din vårdgivare innan du återupptar användningen.
Trasig eller skadad enhet	Normalt slitage, överdriven kraft under användning	- Inspektera enheten före och efter varje användning för tecken på slitage eller skador.
		- Byt ut enheten om någon del är trasig eller skadad. Försök inte att reparera en skadad enhet själv.
Lukt- eller hygienproblem	Otillräcklig rengöring	- Rengör apparaten noggrant efter varje användningstillfälle med mild tvål och varmt vatten.
		- Torka apparaten helt innan du förvarar eller använder den igen.
		- Byt ut enheten om den utvecklar en ihållande lukt eller om rengöring inte löser problemet.
Remmarna lossnar hela tiden	Svaga eller utslitna fästelement	- Kontrollera remmarnas och fästnanordningarnas skick.
		- Byt ut enheten om fästnanordningarna inte längre fungerar effektivt, eftersom de kanske inte ger tillräckligt stöd.



www.andropenis.com

Increase penis size with traction therapy and treat micropenis.



www.andropeyronie.com

Reduce penile curvature and treat Peyronie's disease.



www.androvacuum.com

Improve erections with vacuum therapy and treat erectile dysfunction.



andromedical.com/shop

Spare parts and accessories



www.andropharma.com

PENIS

Increase the own testosterone levels and improve penile lengthening.

VIGOR

Increase men's sexual desire and achieve long lasting erections.

CURVATURE

Inhibit the fibrous plaque of Peyronie with natural anti-inflammatories.

Further information, updates, privacy policy, return-refund policy, disclaimer and conditions of warranty can be found at: www.andromedical.com

© Copyright 1995-2025 Andromedical®, Madrid (Spain).