




1.- ดัชนี	1
2.- คู่มือฉบับย่อ	2
3.- คำอธิบาย	6
4.- ส่วนประกอบ	6
5.- จุดประสงค์การใช้	6
6.- นางแบบ	6
7.- ปรับแต่ง	7
8.- การติดตั้ง	8
9.- ตาราง	10
10.- วิธีการใช้งาน	11
11.- การผ่าตัด	11
12.- ข้อควรระวังในการใช้	12
13.- การแก้ไขปัญหา	13
14.- แฟ้มสะสมผลงาน	14




IFU 30 LANGUAGES

www.andropenis.com/ifu/



2 Quick Guide

01



The device measure is 8cm. Therefore, it must be adjusted to your personal size. Measure your penis size in erection. Subtract 4 cm, the result will be your device **PERSONAL SIZE** to start the treatment.

Das Gerät misst 8cm und muss bei Beginn der Behandlung der eigenen Länge angepasst werden. Messen Sie dafür Ihre Penislänge im erigierten Zustand und ziehen Sie 4cm ab. So erhalten Sie Ihre **PERSÖNLICHE GRÖSSE**.

Le dispositif mesure 8cm par défaut. Cependant, pour commencer le traitement, il doit être ajusté à la longueur de votre pénis. Mesurez votre pénis en érection et soustrayez 4 cm à la mesure. Le résultat sera **LA TAILLE PERSONNELLE**.

El dispositivo mide 8cm por defecto. Sin embargo, para comenzar el tratamiento debe ajustarse a la longitud del dispositivo a su tamaño personal. Para ello mida su pene en erección y reste 4 cm a la medida obtenida. El resultado será el **TAMAÑO PERSONAL**.

Il dispositivo misura 8cm. Per cominciare il trattamento la sua lunghezza deve essere adattata alle dimensioni del pene. Misuri il pene in erezione, sottragga 4cm e in questo modo otterrà la sua **MISURA PERSONALE**.

アンドロペニスのもとものサイズは8cmです。勃起時のペニスのサイズを測定し、そこから4cm引いた数が治療開始時のアンドロペニスの個人サイズとなります。

طول جهاز الأندروپينيس 8 سم. لذا، لابد من تعديله لحجم قضيتك. قم بقياس طول قضيتك في حالة الإلتصاب ثم قم بطرح 4 سم من هذا الطول والرقم الناتج سيكون هو طول الجهاز الذي ستبدأ به.

02



Remove the upper plastic support.

Entfernen Sie das obere Plastikteil.

Retirez le support supérieur.


Quite el soporte superior.

Rimuova il supporto superiore in plastica.

プラスチック上部部品を取り外します。

قم بنزع الداعم المصنوع من البلاستيك الموجود في الأعلى.

03



Add as many extension rods as necessary until **the device** matches your **personal size**. Once you have finished, replace the upper plastic support.

Fügen Sie sovielen Achsen wie nötig hinzu, bis **das Gerät** Ihre **persönliche Größe** erreicht hat.

Ajoutez autant d'axes que nécessaire jusqu'à ce que **l'appareil** atteigne votre **taille personnelle**. Ensuite, remplacez le support sur le dessus.


Añada tantos ejes como sean necesarios hasta que alcance la medida de su **tamaño personal**. Después vuelva a colocar el soporte superior.

Aggiunga tante assi quante sono necessarie per raggiungere la sua **misura personale**. Ricollochi il supporto superiore in plastica.

個人サイズになるまで、アンドロベシに短軸を加えていきます。長さの調節が完了したら、始めに取り外したプラスチック上部部品を再び取り付けます。

أضف قضبان عند الضرورة حتى يصل طول جهاز الأندروبسيس إلى **الطول المراد** كما تم حسابه في الأعلى. بمجرد الانتهاء من استخدام الجهاز قم بوضع قطعة البلاستيك مرة أخرى.

04



Thread the silicone band through the Androtop®. Next, insert each band end into the holes of the plastic support.

Stecken Sie das Silikonband durch den Androtop®. Danach passen Sie beide Enden des Silikonbands in die entsprechenden Löcher des oberen Plastikteils ein.

Insérez la bande de silicone à travers Androtop®. Ensuite, insérez chaque extrémité de la bande dans les trous du support supérieur.


Introduzca la cinta de silicona a través del Androtop®. Después, inserte cada extremo de la cinta en los agujeros del soporte superior.

Faccia passare la fascia di silicone attraverso l'Androtop®. Successivamente inserisca entrambi gli estremi della fascia negli appositi fori del supporto superiore.

シリコンバンドをアンドロトプの穴に通します。次に、プラスチック上部部品の穴にシリコンバンドを通してください。

قم بلف خيط السليكون على الأندروتوب. ثم قم بوضع كل شريط في الأفرام في قطعة البلاستيك.





Your penis must be in flaccidity. Retract your foreskin to uncover your glans completely. We recommend covering the groove of the glans with a gauze, cotton wool and/or even the Androrring® (brown jelly ring).

Ihr Penis muss sich im schlaffen Zustand befinden. Schieben Sie die Vorhaut zurück, sodass Ihre Eichel komplett zum Vorschein kommt. Wir empfehlen Ihnen die Eichel furche mit einer Gaze, einem Wattebausch oder dem Androrring® (brauner Gelling) zu schützen.


Votre pénis doit être en état de flaccidité. Rétractez le prépuce pour découvrir complètement le gland. Nous recommandons de recouvrir le sillon du gland avec un coton gaze, et / ou même l'Androrring® (anneau marron).

El pene debe estar en flacidez. Retire el prepucio para dejar el glande al descubierto completamente. Recomendamos cubrir el surco del glande con una gasa, algodón o Androrring® (anillo de gel).

Il pene deve trovarsi allo stato flaccido. Ritiri il prepuzio di modo che il glande rimanga completamente scoperto. Consigliamo di proteggere il solco del glande con una garza, cotone o Androrring® (anello in gel).

ペニスが勃起していない状態で、亀頭全体が完全に出るよう包皮を剥きます。亀頭(シリコンバンドが当たる部分)にガーゼやコットン、またはアンドロリング(茶色いシリコンリング)をつけ、保護することをお勧めします。

يجب أن يكون القضيب في حالة الإرتخاء. قم بسحب الجلد الزائد من على رأس القضيب إن وجد. نحن نوصي بتغطية رأس القضيب بقطعة شاش أو قطن أو حتى بالاندورونج. (الحلقة التي لونها بني) .



Next, insert your penis through the base ring (the thinnest part of the ring located upwards) and finally through the silicone band loop, resting your glans in the hollow part of the upper plastic support.

Schieben Sie als nächstes Ihren Penis durch den Basisring (die feinere Seite nach oben). Schieben Sie danach die Eichel durch die Schlaufe des Silikonbands, sodass die Eichel gegen die obere Plastikstruktur lehnt.

Ensuite, insérez votre pénis à travers l'anneau de base (la partie la plus mince de l'anneau située vers le haut) et enfin à travers la boucle de la bande en silicone, en reposant votre gland dans la partie creuse du support supérieur en plastique.

Introduzca el pene a través del anillo base colocando la parte más estrecha del anillo hacia arriba. Después haga pasar el glande a través del lazo de la cinta de silicona, dejando que el glande apoye en el soporte superior.


Ora inserisca il pene nell'anello inferiore, orientando la parte più stretta dell'anello verso l'alto. Dopodiché faccia passare il glande attraverso l'anello formato dalla banda in silicone, lasciando che il glande si appoggi al supporto superiore.

次に、ペニスをベースリングに通します(ベースリングは薄くなっているほうが上になります)。さらに、シリコンバンドの輪にペニスを通し、亀頭が上部製品のくぼみに収まるようにします。

ثم قم بوضع قضيبك داخل الحلقة الدائرية (أرق جزء يكون للأعلى) ثم إلى شريط السيليكون و قم بإراحة رأس قضيبك في الجزء المجوف من قطعة البلاستيك.

2 Quick Guide

07



Keeping the band above your glans, shorten the loop by pulling on each end of the silicone band until the glans is completely held.

Halten Sie das Silikonband über die Eichel und befestigen Sie diese, indem Sie an den beiden Enden des Silikonbands ziehen bis die Eichel fest sitzt.

En maintenant la bande sur le gland, raccourcissez la boucle en tirant sur chaque extrémité de la bande de silicone jusqu'à ce que le gland soit complètement tenu.


Manteniendo la cinta sobre el glande, acorte el lazo estirando cada extremo de la cinta de silicona hasta que el glande quede bien sujeto.

Mantenendo la fascia sul glande, stringa il laccio tirando entrambi gli estremi del laccio di silicone fino a quando il glande non è ben legato.

龟头をシリコンバンドの輪に通した後、バンドの両端を少しずつ下に引っ張り、ペニスが器具から外れなくなるまで締めていきます。

وضع الشريط فوق رأس القضيب وتقصير الحلقة عن طريق السحب على كل نهاية من شريط السيليكون لحين التأكد من تثبيت رأس القضيب.

08



Finally, fit the ends of the silicone band into the grooves behind the upper plastic support carefully. You have to stretch the band while pressing into the grooves.

Passen Sie schließlich vorsichtig die Enden des Silikonbands in die Rillen hinter der oberen Plastikstruktur ein. Sie müssen dafür an den Enden des Silikonbands ziehen und gleichzeitig diese in die Rillen drücken.

Enfin, avec précaution, insérez les extrémités de la bande de silicone dans les rainures derrière le support supérieur en plastique. Tirez sur chaque extrémité pour les rendre plus fines tout en appuyant pour les faire rentrer dans les rainures.

Finalmente, ajuste los extremos de la cinta de silicona en las hendiduras de detrás del soporte superior con cuidado. Debe estirar la cinta a la vez que presiona sobre las hendiduras.

Infine inserisca con attenzione le estremità del laccio di silicone nelle fessure presenti sul dorso del supporto superiore. È necessario tirare il laccio nel momento in cui lo si inserisce nelle scanalature.

最後に、シリコンバンドの端を慎重に上部プラスチックサポートの背後の溝にはめ込みます。溝にバンドを押し込みながらバンドを引っ張ってください。

أخيراً، ضع شريط السيليكون في الأخاديد وراء قطعة البلاستيك العلوي بعناية. يجب عليك تمديد الشريط أثناء الضغط عليه في الأخاديد.



3 คำอธิบาย

Andropenis® เป็นแผ่นที่สวมไว้ภายนอกองคชาต โดยสามารถใส่ใฝ่อกตั้งเบาๆ นอนองคชาตโต หรือจะใส่ใฝ่อกตั้งโดยไม่ตองตั้งก็ได้ ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การใช้งาน

4 ส่วนประกอบ

อันโดรพีนิส® ประกอบด้วย ฐานวงแหวน แขนโลหะที่มีสปริงภายใน จำนวน 2 ชิ้น และโครงสรวงพลาสติกที่เป็นห่วงซิลิโคน ชิ้นของพลาสติกทำจาก POM (วัตถุดิบสังเคราะห์ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการติดไฟของของเหลว เช่น แอลกอฮอล์) ห่วงทำจากซิลิโคนระดับเกรดการแพทย์ แขนโลหะของอันโดรพีนิส® รุนโกลด์ผิวเคลือบบางๆ ด้วยแผ่นทองคำ 24 กะรัต สปริงทำจากเหล็กที่ไม่เป็นสนิมและแกนทำจากอลูมิเนียมที่ใช้สำหรับการศัลยกรรม

ส่วนประกอบ (รูปที่ 1) 1-ฐานวงแหวน, 2-แท่งเหล็กกลมเจาะรู, 3-แท่งสปริงเกลียวแบบไร้หัว, 4-สกรูยาวปรับได้ 5-ท่อนเหล็ก, 6-สกรูยึดท่อนเหล็ก, 7-สปริง, 8-สกรูยึดสปริง, 9-แกนอะลูมิเนียมขนาดใหญ่ 4 ซม. (1.6 นิ้ว), 10-แกนอะลูมิเนียมขนาดกลาง 2 ซม. (0.8 นิ้ว), 11-แกนอะลูมิเนียมขนาดเล็ก 0.5 ซม. (0.2 นิ้ว), 12- แกนอะลูมิเนียมขนาดเล็กพิเศษ 0.3 ซม. (0.1 นิ้ว), 13-แผ่นพลาสติกสำหรับรองรับ, 14-ห่วงซิลิโคน, 15- วัสดุป้องกัน(อันโดรทอป)

หมายเหตุ: ควรหยดน้ำมันเล็กน้อยบนผ้าและขัดเบาๆ ระหว่าง ชิ้นส่วนที่ 4 และ 5 เพื่อช่วยในการหล่อลื่นได้ง่าย (ดู OIL).

5 จุดประสงค์การใช้

- ❑ ป้องกันความผิดปกติขององคชาตภายหลังการผ่าตัดทางระบบทางเดินปัสสาวะหรือโรค (การใช้ใฝ่อก)
- ❑ แก้ไขความผิดปกติขององคชาตจากการผ่าตัดทางระบบทางเดินปัสสาวะหรือโรค (การใช้แรงดึง)
- ❑ เพิ่มความยาวขององคชาตในกลุ่มอาการองคชาตเล็กและองคชาตเล็ก (การใช้แรงดึง)
- ❑ สร้างหรือรักษาความแข็งแรงขององคชาตให้เพียงพอสำหรับการมีเพศสัมพันธ์ (การใช้ใฝ่อก)

6 นางแบบ

- ❑ **Andropenis Peyronie**, เพื่อป้องกันหรือแก้ไขความผิดปกติขององคชาตจากโรค
- ❑ **Andropenis Surgery**, เพื่อป้องกันหรือแก้ไขความผิดปกติในองคชาตภายหลังการผ่าตัด
- ❑ **Andropenis Mini**, เพื่อเพิ่มความยาวขององคชาตหรือช่วยในการมีเพศสัมพันธ์ในองคชาตขนาดไมโคร
- ❑ **Andropenis Gold**, เพื่อขยายความยาวขององคชาตหรือช่วยในการมีเพศสัมพันธ์ในผิวที่บอบบาง
- ❑ **Andropenis Pro**, เพื่อเพิ่มความยาวองคชาตหรือช่วยในการมีเพศสัมพันธ์ในองคชาตปกติ



fig. 1

ขนาดเริ่มต้นของอันโดรพีนิส® อยู่ที่ 8 ซม. (3.1 นิ้ว) ขนาดของอุปกรณ์วัดจากส่วนกลางสุดของวงแหวนพลาสติกขึ้นไปถึงส่วนบนของแกนโลหะ (รูปที่ 4, ขนาดเริ่มต้น)

คำนวณขนาดของอันโดรพีนิส® ตามขนาดขององคชาตของคุณ ใช้ตลับเมตร วัดความยาวและเส้นรอบวงขององคชาตขณะอ่อนตัวและขณะแข็งตัวเต็มที่ (รูป 2 และ 3)

คำนวณขนาดของอันโดรพีนิส® โดยลบออก 4 ซม. (1.6 นิ้ว) จากความยาวขณะที่ยังแข็งตัวเต็มที่




fig. 2




fig. 3




fig. 4

ตัวอย่าง: 14.7 ซม. - 4 ซม. = 10.7 ซม. ขนาดส่วนบุคคล

ตอนนี้ เตรียมอุปกรณ์เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดของคุณ เริ่มจากแยกแผ่นพลาสติกสำหรับร่องรับออก (รูปที่ 5) หลังจากนั้น เพิ่มจำนวนแกนเพื่อให้ได้ขนาดอันโดรพีนิส® ตามที่ต้องการ (รูปที่ 4, ขนาดส่วนบุคคล)

ตัวอย่าง : ขนาดส่วนบุคคล 10.7 ซม. = ขนาดอันโดรพีนิสเริ่มต้น® (8 ซม.) + แกนอะลูมิเนียมขนาดกลาง ขึ้นที่ 10 (2 ซม.) + แกนอะลูมิเนียมขนาดเล็ก ขึ้นที่ 11 (0.5 ซม.)



fig. 5



วิธีการใช้งาน

หมายเหตุ:

ขนาดปกติของ Andropenis Mini คือ 7 ซม. ถ้าหากคุณใช้รุ่นนี้ คุณสามารถเริ่มช่วงเวลาการปรับตัวที่ขนาดดังกล่าว (7 ซม.) และใช้ขนาดดังกล่าวติดต่อกันเป็นเวลา 15 วัน ในวันแรก ใส่อุปกรณ์เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ส่วนวันต่อไป ให้เพิ่มเวลาในการใช้งานขึ้นเรื่อยๆ หลังจากครบ 15 วัน ให้เพิ่มเวลาในการใช้งาน ตามที่ระบุเอาไว้ในตาราง (ดูตารางด้านล่าง)

การใช้แถบผ้าฝ้ายป้องกันนั้นเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งควรวางไว้ในร่องด้านล่างของส่วนปลายขององคชาต ใส่แถบซิลิโคนรุ่นใดรุ่นหนึ่ง (ขั้นที่ 14) ที่พอดีกับแผ่นรองป้องกันที่เหมาะสมกับขนาดขององคชาต (ขั้นที่ 15) สอดปลายแถบซิลิโคนเข้าไปในรูที่ด้านหลังของตัวรองรับพลาสติกด้านบน (ขั้นที่ 13) เพื่อให้แถบทำเป็นวง

ในขณะที่องคชาตอ่อนตัว ให้เลื่อนหนังหุ้มปลายองคชาตทั้งหมด (สำหรับผู้ชายที่ไม่ได้ทำการขลิบ) ขึ้นไปบนเพลา (รูปที่ 7) และวางวงแหวนซิลิโคนไว้ใต้ส่วนบนของส่วนหัวองคชาต ตรงที่วงแหวนนี้จะเชื่อมกับเพลาขององคชาต (รูปที่ 8)



fig. 7

ไม่ควรให้ส่วนหัวขององคชาตสัมผัสกับอุปกรณ์โดยตรงจากนั้นยืดองคชาตออกจากร่างกายเพื่อให้ยาวขึ้นในขณะที่ยังไม่แข็งตัว



fig. 8

หียบแหวนฐาน (ขั้นที่ 1) โดยให้ส่วนที่แคบที่สุดของแหวนหันขึ้นด้านบน ใส่องคชาตผ่านแหวนฐาน (ขั้นที่ 1) แล้ววางไว้ในรอยบุ๋มของตัวรองรับพลาสติกด้านบน (ขั้นที่ 13) วางมือซ้ายไว้บนตัวรองรับด้านบน (ขั้นที่ 13) แล้วดันอุปกรณ์เข้าหาตัวโดยกดสปริงภายใน (รูปที่ 9)




fig. 9

ในขณะที่ยังคงวางมือซ้ายไว้ในตำแหน่ง ให้ใช้มือขวาดึงส่วนขององคชาตผ่านห่วงที่เกิดจากแถบซิลิโคน (รูปที่ 10)



fig. 10



วิธีการแก้ไข

วางนิ้วหัวแม่มือของมือซ้ายไว้บนส่วนหัวขององคชาตเพื่อรักษาให้องคชาตอยู่กับที่ในขณะที่ค่อยๆ ย่อทางซิลิโคนให้สั้นลงโดยดึงปลายทั้งสองข้างของแถบด้วยมือขวา (รูปที่ 11)



fig. 11

ค่อยๆ ดึงผิวหนังทั้งสองข้างขององคชาติเข้าหาตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการบีบผิวหนังหรือทิ้งรอยพับไว้เหนือร่องของส่วนปลายขององคชาติ (รูปที่ 12)

ควรสวมห่วงซิลิโคนให้พอดีกับร่องของส่วนปลายขององคชาติโดยไม่ทำให้เจ็บแต่ต้องแน่นพอที่จะป้องกันไม่ให้ส่วนปลายขององคชาติหลุดออกมา ยึดแถบซิลิโคนอย่างระมัดระวังในตัวยึดที่ด้านล่างของตัวรองรับदानบน (ชิ้นส่วน 13) โดยยึดแทบทุกครั้งทีกดภายในร่อง

ขันให้แน่นแต่ไม่ต้องดึงลงเพื่อหลีกเลี่ยงการบีบองคชาติ

ตรวจสอบซ้ำว่าไม่มีผิวหนังอยู่เหนือร่องหรือใต้แถบซิลิโคน หากมี ให้ดึงผิวหนังเข้าหาตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบีบ ในการถอด Andropenis® ให้กดสปริงโดยกดลงบนตัว ปลดแถบซิลิโคน (ชิ้นส่วน 14) ออกจากตัวยึดในตัวรองรับदानบน (ชิ้นส่วน 13) และเพิ่มขนาดของห่วงซิลิโคนเพื่อปลดองคชาติ

Andropenis® มีระบบปรับบริเวณส่วนหัวองคชาติด้วยแถบรัด มีรุ่น Androcomfort® และ Androsilicone® ให้เลือกสองรุ่น ระบบแถบรัด Androcomfort® ช่วยให้ใช้งาน Andropenis® ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยจะวางไว้ระหว่างส่วนหัวองคชาติและแกนขององคชาติ ซึ่งก็คือบริเวณฐานหน้าขององคชาติ สอดแถบรัดเขาไปในระบบโฟมที่เรียกว่า Androtop® ดูวิธีใช้ใน:

www.andromedical.com/videos



Androsupport
คู่มือ






fig. 12



fig. 13



Andropenis® มีวงแหวนซิลิโคนที่ทำหน้าที่เป็นระบบรองรับแรงกระแทกที่เรียกว่า Androring® วงแหวนซิลิโคนนี้จะอยู่ระหว่างส่วนหัวและส่วนก้านขององคชาติหรือรอกกลางขององคชาติ ดูวิธีใช้วงแหวนซิลิโคนใน: www.andromedical.com/videos

Andropeyronie® Androsurgery® และ Andropenis® Mini มีชิ้นส่วนพลาสติกคุณภาพสูง (Androsupport) ที่ดัดแปลงมาเพื่อการแก้ไขความโค้งขององคชาติ (ดู “คู่มือการใช้งาน Androsupport”) www.andropenis.com/ifu

	ขนาดอุปกรณ์	ระยะเวลาการใช้ต่อวัน
	ช่วงระยะปรับตัว	
5 วันแรก	ขนาดเริ่มต้น	3 ชั่วโมง
วันที่ 6 – 10	เพิ่มขนาดด้วย 0.5 ซม. (ชิ้นที่ 11)	6 ชั่วโมง
วันที่ 11 – 15	เพิ่มขนาดด้วย 0.5 ซม. (ชิ้นที่ 11)	8 ชั่วโมง
	ช่วงระยะวิวัฒนาการ	
เดือนที่ 1 และ เดือนที่ 2	เพิ่มขนาดด้วย 0.5 ซม. (ชิ้นที่ 11) ทุก 7 วัน	8 ชั่วโมง
เดือนที่ 3 เป็นต้นไป	เพิ่มขนาดด้วย 0.5 ซม. (ชิ้นที่ 11) ทุก 10 วัน	8 ชั่วโมง
เดือนที่ 5 เป็นต้นไป	เพิ่มขนาดด้วย 0.5 ซม. (ชิ้นที่ 11) ทุก 15 วัน	8 ชั่วโมง





ห้ามใช้เกิน 8 ชั่วโมงติดต่อกัน

ทุก 2 ชั่วโมง ควรถอดอุปกรณ์ออกสักสองสามนาทีเพื่อให้เนื้อเยื่อได้ผ่อนคลาย

ห้ามนอนพร้อมกับอุปกรณ์ดังกล่าว

หมายเหตุ: เพื่อความสะดวกของคุณเอง ตั้งแต่เดือนที่ 5 เป็นต้นไป คุณสามารถทำได้โดยการเพิ่มขนาดด้วย 0.3 ซม. (ชิ้นที่ 12) และหลังจากนั้น 2 - 3 วัน เปลี่ยนเป็นขนาด 0.5 ซม. (ชิ้นที่ 11) เพื่อให้การดึงมีความตึงเครียดมากขึ้น





การรักษาโดยทั่วไป ยุคเว้นการสั่งยาต่าง ๆ มี 2 ช่วงเวลา คือ

- ๑. ระยะปรับตัวใช้เวลา 15 วัน
- ๒. ระยะวิวัฒนาการประกอบด้วย 3 ระยะแยกกัน: ระยะวิวัฒนาการเริ่มต้น (เดือนที่ 1 และ 2) ระยะกลาง (เดือนที่ 3 และ 4) และระยะวิวัฒนาการขั้นสุดท้ายซึ่งเริ่มในเดือนที่ 5

วันแรก ให้ลองใส่และถอดอุปกรณ์ 10 ครั้งติดต่อกัน ในกรณีที่อุปกรณ์โค้งงอ แนะนำให้ใส่อุปกรณ์ให้ห่างจากส่วนโค้ง ตัวอย่าง: หากคุณโค้งไปทางขวา คุณควรวางอุปกรณ์ในทิศทางตรงข้าม โดยวางโหนดด้านซ้ายในทางเก่งขึ้นใน และหากคุณโค้งลง คุณควรวางอุปกรณ์ลงในทางเก่งขึ้นใน (ดูภาพด้านล่าง) ทุกๆ 2 ชั่วโมง จะต้องถอดอุปกรณ์ออกเป็นเวลาสองสามนาทีเพื่อให้เนื้อเยื่อคลายตัว หลังจากเดือนที่ 5 ควรสังเกตช่วงพักนี้ทุกๆ 1.5 ชั่วโมง ในช่วงพักนี้ในการควบคุมบริเวณองคชาติเบาๆ ล่างอุปกรณ์ด้วยสบูที่มีค่า PH เป็นกลางและน้ำทุกๆ 4 วัน

อดทนและปฏิบัติตามการรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพราะนี่คือกฎแห่งสำคัญในการบรรลุวัตถุประสงค์ของคุณ การเบี่ยงเบนใดๆ จากโปรแกรมการรักษาอาจส่งผลต่อผลลัพธ์ที่ได้รับ (ปรึกษาแพทย์ของคุณ)



หากเป็นการผ่าตัดธรรมดา แนะนำให้เริ่มใช้ Androsurgery® 15 วันหลังการผ่าตัด หากเป็นการผ่าตัดที่ซับซ้อนมาก แนะนำให้เริ่มใช้ Androsurgery® 1 เดือนหลังการผ่าตัด ควรปรึกษาศูนย์แพทย์ของคุณเสมอเพื่อขอคำแนะนำควรเริ่มใช้ Androsurgery® นานเท่าใดหลังการผ่าตัด และควรรีขย้านเป็นระยะเวลานานเท่าใด

การผ่าตัด	ช่วงระยะวิวัฒนาการ	
เดือนที่ 1 และเดือนที่ 2	เพิ่มขนาดด้วย 0.5 ซม. (ขึ้นที่ 11) ทุก 7 วัน	8 ชั่วโมง
เดือนที่ 3 เป็นต้นไป	เพิ่มขนาดด้วย 0.5 ซม. (ขึ้นที่ 11) ทุกเดือน	8 ชั่วโมง

แม้ว่าโดยปกติแล้วจะไม่มีรู้สึกไม่สบาย แต่ในบางวันอุปกรณ์อาจรู้สึกไม่สบาย ไม่ต้องกังวล ให้ใช้อุปกรณ์ต่อไปอย่างไรก็ตาม หากจำเป็น คุณอาจหยุดการรักษาเป็นเวลาหนึ่งวัน

หากคุณรู้สึกเจ็บหรือไม่สบาย มีสีคล้ำหรือขาบริเวณส่วนหัวขององคชาติ ให้ถอดอุปกรณ์ออกแล้ววนบริเวณองคชาติ การทำเช่นนี้จะทำให้สีขององคชาติกลับมาเป็นปกติและความรู้สึกไม่สบายจะหายไป หากคุณรู้สึกไม่สบายบริเวณโคนส่วนหัวขององคชาติ คุณควรลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้ากอซเพื่อปกป้องบริเวณที่บอบบางนี้

หากคุณไม่สามารถสวมอุปกรณ์ได้เป็นเวลา 15 ถึง 30 วัน ให้เริ่มการรักษาโดยให้มีขนาดเล็กลง 1 ซม. (0.4 นิ้ว) จากขนาดอุปกรณ์ในขณะนั้น

รอยฟกช้ำที่องคชาติ ปฏิกริยาของผิวหนังที่องคชาติในส่วนปลายของแกนและฐานขององคชาติ (บริเวณที่สวมวงแหวนพลาสติก) อาการปวด การเปลี่ยนแปลงของความเลื่อมขององคชาติ ต่อมชา ความรู้สึกเสียวซ่า อาการบวมหรือการรบกวนของเหลวในต่อม ปวดแผล การระคายเคือง การอักเสบ และความรู้สึกไม่สบาย ถือเป็นความเสี่ยงที่ตกค้าง หากเกิดความเสี่ยงที่ตกค้างดังต่อไปนี้ระหว่างใช้อุปกรณ์ เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้หยุดใช้

ห้ามใช้ Andropenis®: ขณะนอนหลับ ขณะทำกิจกรรมทางกายหรือเล่นกีฬาที่ต้องออกแรงมาก ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์ หากคุณมีแผลในกระเพาะ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือมีบาดแผลที่บริเวณอุ้งยวะเพศ

รักษาสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดขณะใช้เครื่องมือ ถอดเครื่องมือออกเมื่อปัสสาวะหรือถ่ายอุจจาระ หรือขณะมีเพศสัมพันธ์ หากคุณมีอาการแข็งตัวขณะใช้เครื่องมือ ไม่ต้องกังวล เพียงแต่จะรู้สึกตึงขึ้นเล็กน้อย

หากคุณมีจุดขาวที่บริเวณส่วนหัวขององคชาติ จำเป็นต้องไปพบแพทย์ เนื่องจากคุณอาจติดเชื้อรา สุขอนามัยส่วนบุคคลมีความสำคัญมาก รักษาความสะอาดเครื่องมือ

การใช้ยาเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผม (ฟินาสเทอไรด์) ยารักษาอาการซึมเศร้า ยานอนหลับ ยาคลายเครียด และยานอนหลับ อาจทำให้ประสิทธิภาพของ . ลดลงอย่างมาก อนุญาตให้ใช้มีน็อกซิเดิลเฉพาะที่เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมได้

ในกรณีที่เกิดการระคายเคืองเล็กน้อย รอยฟกช้ำที่องคชาติ หรือมีปฏิกิริยาที่ผิวหนังที่องคชาติบริเวณปลายขององคชาติหรือฐานขององคชาติ ห้ามใช้เครื่องมือเป็นเวลา 4 วัน หากเริ่มลดการระคายเคืองวันละ 2 ครั้ง เช้าและบ่าย และทาครีมรักษาแผลตอนกลางคืน หากแผลไม่หาย ให้หยุดใช้เครื่องมือและติดต่อแพทย์ หากคุณรู้สึกไม่สบายที่แกนองคชาติ ให้ถอดองคชาติด้วยครีมให้ความชุ่มชื้นเป็นเวลา 5 นาทีทุกคืนโดยใช้การยืดเบาๆ

ข้อห้ามใช้ : ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่ได้รับการควบคุม โรคเริ่มที่อวัยวะเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคท่อน้ำปัสสาวะอักเสบและกระเพาะปัสสาวะอักเสบเฉียบพลัน ต่อมลูกหมากอักเสบเฉียบพลัน ใส่เสื้อของทอง ตัวหนัก อักเสบ มะเร็งอวัยวะเพศ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งล่าง ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งล่าง และผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด

ผลข้างเคียง: Andropenis® ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้ทางการแพทย์ และการใช้ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงใดๆ ตราบใดที่ใช้อย่างถูกต้องตามข้อบ่งชี้ที่ระบุไว้ในคู่มือนี้

13 การแก้ไขปัญห

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	สารละลาย
ความรู้สึกไม่สบายหรือความเจ็บปวด	สายรัดแน่นเกินไป ไม่พอดี หรือวางผิดตำแหน่ง	- คลายสายรัดออกเล็กน้อยแล้วตรวจสอบความพอดีอีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์อยู่ในแนวเดียวกันตามเพลา - ใช้แผ่นรองเพิ่มเติมถ้าจำเป็นเพื่อลดแรงกด - หากยังคงมีอาการปวด ให้ถอดอุปกรณ์ออกและปรึกษานั้ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลของคุณ
อาการระคายเคืองผิวหนังหรือมีรอยแดง	การเสียดสีเป็นเวลานาน ไม่พอดี หรือผิวหนังไวต่อวัสดุ	- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์นานเกินไปโดยไม่หยุดพักตามคำแนะนำ - ใช้ครีมที่เนื้อแผ่นเสริมเพื่อปกป้องผิว - ทำความสะอาดอุปกรณ์เป็นประจำเพื่อป้องกันการระคายเคืองจากเหงื่อและเศษสิ่งสกปรก - หากอาการระคายเคืองยังคงรบกวนหยุดใช้และปรึกษาแพทย์
การสั่นไหวหรือการสลายตัว	สายรัดหลวมเกินไป ใช้ไม่ถูกวิธี	- รัดสายรัดให้แน่นอีกครั้ง โดยให้แน่ใจว่ามีการรองรับที่เพียงพอโดยไม่ตัดการไหลเวียนโลหิต - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์จัดตำแหน่งและอยู่ตรงกลางขององศาขาอย่างเหมาะสม - ตรวจสอบว่าสายรัดหรือตัวล็อคมีรอยสึกหรอหรือเสียหายหรือไม่ หากจำเป็น ให้เปลี่ยนใหม่
ความยากลำบากในการใช้เครื่องมือ	ตำแหน่งไม่ถูกต้อง	- ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างระมัดระวังเพื่อการจัดตำแหน่งและการใช้งานที่ถูกต้อง - หากจำเป็น โปรดดูวิดีโอสาธิต
อุปกรณ์ทำให้เกิดอาการบวม	แรงกดมากเกินไปจากสายรัด การรัด หรือขนาดที่ไม่เหมาะสม	- หากเกิดอาการบวม ให้ถอดอุปกรณ์ออกทันที - ปรับใช้เครื่องมืออีกครั้งอย่างละมุนๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเลือกไหลเวียนอย่างเหมาะสม - หากอาการบวมยังคงอยู่ ควรปรึกษานั้ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลของคุณก่อนกลับมาใช้อีกครั้ง
การแตกหักหรือความเสียหายของอุปกรณ์	Normal wear and tear, excessive force during use	- ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนและหลังการใช้งานแต่ละครั้งเพื่อดูว่ามีสัญญาณการสึกหรอหรือความเสียหายหรือไม่ - เปลี่ยนอุปกรณ์หากมีชิ้นส่วนใดชำรุดหรือเสียหาย อย่าพยายามซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เสียหายด้วยตนเอง
ปัญหาเรื่องกลิ่นหรือสุขอนามัย	การทำความสะอาดไม่เพียงพอ	- ทำความสะอาดอุปกรณ์ให้สะอาดหลังการใช้งานทุกครั้งโดยใช้สบู่ชนิดอ่อนและน้ำอุ่น - เช็ดอุปกรณ์ให้แห้งสนิทก่อนเก็บหรือใช้งานอีกครั้ง - เปลี่ยนอุปกรณ์หากยังมีกลิ่นคาวหรือการทำความสะอาดไม่สามารถแก้ไขปัญหาคได้
สายรัดหลุดออกเรื่อยๆ	ตัวยึดที่อ่อนแอหรือสึกหรอ	- ตรวจสอบสภาพสายรัดและตัวล็อค - เปลี่ยนอุปกรณ์หากตัวยึดไม่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไป เนื่องจากตัวยึดอาจไม่รองรับได้อย่างเหมาะสม



www.andropenis.com

Increase penis size with traction therapy and treat micropenis.



www.andropeyronie.com

Reduce penile curvature and treat Peyronie's disease.



www.androvacuum.com

Improve erections with vacuum therapy and treat erectile dysfunction.



andromedical.com/shop

Spare parts and accessories



www.andropharma.com

PENIS

Increase the own testosterone levels and improve penile lengthening.

VIGOR

Increase men's sexual desire and achieve long lasting erections.

CURVATURE

Inhibit the fibrous plaque of Peyronie with natural anti-inflammatories.

Further information, updates, privacy policy, return-refund policy, disclaimer and conditions of warranty can be found at: www.andromedical.com

© Copyright 1995-2025 Andromedical®, Madrid (Spain).