




1.- Dizin	1
2.- Hızlı Kılavuz	2
3.- Açıklama	6
4.- Bileşenler	6
5.- Kullanım amacı	6
6.- Modeller	6
7.- Kişiselleştirin	7
8.- Montaj	8
9.- Masalar	10
10.- Kullanım Yöntemi	11
11.- Ameliyatlar	11
12.- Kullanım Önlemleri	12
13.- Sorun Giderme	13
14.- Portföy	14




IFU 30 LANGUAGES

www.andropenis.com/ifu/



2 Quick Guide

01



The device measure is 8cm. Therefore, it must be adjusted to your personal size. Measure your penis size in erection. Subtract 4 cm, the result will be your device **PERSONAL SIZE** to start the treatment.

Das Gerät misst 8cm und muss bei Beginn der Behandlung der eigenen Länge angepasst werden. Messen Sie dafür Ihre Penislänge im erigierten Zustand und ziehen Sie 4cm ab. So erhalten Sie Ihre **PERSÖNLICHE GRÖSSE**.

Le dispositif mesure 8cm par défaut. Cependant, pour commencer le traitement, il doit être ajusté à la longueur de votre pénis. Mesurez votre pénis en érection et soustrayez 4 cm à la mesure. Le résultat sera **LA TAILLE PERSONNELLE**.

El dispositivo mide 8cm por defecto. Sin embargo, para comenzar el tratamiento debe ajustarse a la longitud del dispositivo a su tamaño personal. Para ello mida su pene en erección y reste 4 cm a la medida obtenida. El resultado será el **TAMAÑO PERSONAL**.

Il dispositivo misura 8cm. Per cominciare il trattamento la sua lunghezza deve essere adattata alle dimensioni del pene. Misuri il pene in erezione, sottragga 4cm e in questo modo otterrà la sua **MISURA PERSONALE**.

アンドロペニスのもともとのサイズは8cmです。勃起時のペニスのサイズを測定し、そこから4cm引いた数が治療開始時のアンドロペニスの個人サイズとなります。

طول جهاز الأندروپينيس 8 سم. لذا، لابد من تعديله لحجم قضيبك. قم بقياس طول قضيبك في حالة الانتصاب ثم قم بطرح 4 سم من هذا الطول والرقم الناتج سيكون هو طول الجهاز الذي ستبدأ به.

02



Remove the upper plastic support.

Entfernen Sie das obere Plastikteil.

Retirez le support supérieur.


Quite el soporte superior.

Rimuova il supporto superiore in plastica.

プラスチック上部部品を取り外します。

قم بنزع الداعم المصنوع من البلاستيك الموجود في الأعلى.

03



Add as many extension rods as necessary until **the device** matches your **personal size**. Once you have finished, replace the upper plastic support.

Fügen Sie sovielen Achsen wie nötig hinzu, bis **das Gerät** Ihre **persönliche Größe** erreicht hat.

Ajoutez autant d'axes que nécessaire jusqu'à ce que **l'appareil** atteigne votre **taille personnelle**. Ensuite, remplacez le support sur le dessus.


Añada tantos ejes como sean necesarios hasta que alcance la medida de su **tamaño personal**. Después vuelva a colocar el soporte superior.

Aggiunga tante assi quante sono necessarie per raggiungere la sua **misura personale**. Ricollochi il supporto superiore in plastica.

個人サイズになるまで、アンドロベシに短軸を加えていきます。長さの調節が完了したら、始めに取り外したプラスチック上部部品を再び取り付けます。

أضف قضبان عند الضرورة حتى يصل طول جهاز الأندروبسيس إلى **الطول المراد** كما تم حسابه في الأعلى. بمجرد الانتهاء من استخدام الجهاز قم بوضع قطعة البلاستيك مرة أخرى.

04



Thread the silicone band through the Androtop®. Next, insert each band end into the holes of the plastic support.

Stecken Sie das Silikonband durch den Androtop®. Danach passen Sie beide Enden des Silikonbands in die entsprechenden Löcher des oberen Plastikteils ein.

Insérez la bande de silicone à travers Androtop®. Ensuite, insérez chaque extrémité de la bande dans les trous du support supérieur.


Introduzca la cinta de silicona a través del Androtop®. Después, inserte cada extremo de la cinta en los agujeros del soporte superior.

Faccia passare la fascia di silicone attraverso l'Androtop®. Successivamente inserisca entrambi gli estremi della fascia negli appositi fori del supporto superiore.

シリコンバンドをアンドロトプの穴に通します。次に、プラスチック上部部品の穴にシリコンバンドを通すようにしてください。

قم بلف خيط السليكون على الأندروتوب. ثم قم بوضع كل شريط في الأفرام في قطعة البلاستيك.





Your penis must be in flaccidity. Retract your foreskin to uncover your glans completely. We recommend covering the groove of the glans with a gauze, cotton wool and/or even the Androrring® (brown jelly ring).

Ihr Penis muss sich im schlaffen Zustand befinden. Schieben Sie die Vorhaut zurück, sodass Ihre Eichel komplett zum Vorschein kommt. Wir empfehlen Ihnen die Eichel mit einer Gaze, einem Wattebausch oder dem Androrring® (brauner Gelling) zu schützen.


Votre pénis doit être en état de flaccidité. Rétractez le prépuce pour découvrir complètement le gland. Nous recommandons de recouvrir le sillon du gland avec un coton gaze, et / ou même l'Androrring® (anneau marron).

El pene debe estar en flacidez. Retire el prepucio para dejar el glande al descubierto completamente. Recomendamos cubrir el surco del glande con una gasa, algodón o Androrring® (anillo de gel).

Il pene deve trovarsi allo stato flaccido. Ritiri il prepuzio di modo che il glande rimanga completamente scoperto. Consigliamo di proteggere il solco del glande con una garza, cotone o Androrring® (anello in gel).

ペニスが勃起していない状態で、亀頭全体が完全に出るよう包皮を剥きます。亀頭(シリコンバンドが当たる部分)にガーゼやコットン、またはアンドロリング(茶色いシリコンリング)をつけ、保護することをお勧めします。

يجب أن يكون القضيب في حالة الإرتخاء. قم بسحب الجلد الزائد من على رأس القضيب إن وجد. نحن نوصي بتغطية رأس القضيب بقطعة شاش أو قطن أو حتى بالاندورونج. (الحلقة التي لونها بني).



Next, insert your penis through the base ring (the thinnest part of the ring located upwards) and finally through the silicone band loop, resting your glans in the hollow part of the upper plastic support.

Schieben Sie als nächstes Ihren Penis durch den Basisring (die feinere Seite nach oben). Schieben Sie danach die Eichel durch die Schlaufe des Silikonbands, sodass die Eichel gegen die obere Plastikstruktur lehnt.


Ensuite, insérez votre pénis à travers l'anneau de base (la partie la plus mince de l'anneau située vers le haut) et enfin à travers la boucle de la bande en silicone, en reposant votre gland dans la partie creuse du support supérieur en plastique.

Introduzca el pene a través del anillo base colocando la parte más estrecha del anillo hacia arriba. Después haga pasar el glande a través del lazo de la cinta de silicona, dejando que el glande apoye en el soporte superior.

Ora inserisca il pene nell'anello inferiore, orientando la parte più stretta dell'anello verso l'alto. Dopodiché faccia passare il glande attraverso l'anello formato dalla banda in silicone, lasciando che il glande si appoggi al supporto superiore.

次に、ペニスをベースリングに通します(ベースリングは薄くなっているほうが上になります)。さらに、シリコンバンドの輪にペニスを通し、亀頭が上部製品のくぼみに収まるようにします。

ثم قم بوضع قضيبك داخل الحلقة الدائرية (أرق جزء يكون للأعلى) ثم إلى شريط السيليكون و قم بإراحة رأس قضيبك في الجزء المجوف من قطعة البلاستيك.



Keeping the band above your glans, shorten the loop by pulling on each end of the silicone band until the glans is completely held.

Halten Sie das Silikonband über die Eichel und befestigen Sie diese, indem Sie an den beiden Enden des Silikonbands ziehen bis die Eichel fest sitzt.


En maintenant la bande sur le gland, raccourcissez la boucle en tirant sur chaque extrémité de la bande de silicone jusqu'à ce que le gland soit complètement tenu.

Manteniendo la cinta sobre el glande, acorte el lazo estirando cada extremo de la cinta de silicona hasta que el glande quede bien sujeto.

Mantenendo la fascia sul glande, stringa il laccio tirando entrambi gli estremi del laccio di silicone fino a quando il glande non è ben legato.

龟头をシリコンバンドの輪に通した後、バンドの両端を少しずつ下に引っ張り、ペニスが器具から外れなくなるまで締めていきます。

وضع الشريط فوق رأس القضيب وتقصير الحلقة عن طريق السحب على كل نهاية من شريط السيليكون لحين التأكد من تثبيت رأس القضيب.



Finally, fit the ends of the silicone band into the grooves behind the upper plastic support carefully. You have to stretch the band while pressing into the grooves.

Passen Sie schließlich vorsichtig die Enden des Silikonbands in die Rillen hinter der oberen Plastikstruktur ein. Sie müssen dafür an den Enden des Silikonbands ziehen und gleichzeitig diese in die Rillen drücken.

Enfin, avec précaution, insérez les extrémités de la bande de silicone dans les rainures derrière le support supérieur en plastique. Tirez sur chaque extrémité pour les rendre plus fines tout en appuyant pour les faire rentrer dans les rainures.

Finalmente, ajuste los extremos de la cinta de silicona en las hendiduras de detrás del soporte superior con cuidado. Debe estirar la cinta a la vez que presiona sobre las hendiduras.

Infine inserisca con attenzione le estremità del laccio di silicone nelle fessure presenti sul dorso del supporto superiore. È necessario tirare il laccio nel momento in cui lo si inserisce nelle scanalature.

最後に、シリコンバンドの端を慎重に上部プラスチックサポートの背後の溝にはめ込みます。溝にバンドを押し込みながらバンドを引っ張ってください。

أخيراً، ضع شريط السيليكون في الأخاديد وراء قطعة البلاستيك العلوي بعناية. يجب عليك تمديد الشريط أثناء الضغط عليه في الأخاديد.



3 Açıklama

Andropenis® penise dışarıdan takılan bir penis atelidir. Kullanım amacına bağlı olarak penise penis traksiyon cihazı olarak hafif bir traksiyon uygulayabilir veya penis atel olarak traksiyon olmadan kullanılabilir.

4 Bileşenler

Andropenis®; bir plastik yüzükten, yaylı iki metal çubuktan ve silikon bantlı plastik bir üst destekten oluşmaktadır. Plastik parçalar POM'dan alkol gibi yanıcı sıvılardan etkilenmeyen sentetik bir madde kayış ise tıbbi silikondan imal edilmiştir. **Andropenis® Gold**'un metal çubukları 24 ayar altın kaplamalı pirinçten yapılmıştır. Yaylar paslanmaz çelikten, çubuklar ise cerrahi alüminyumdan imal edilmiştir.

PARÇALAR (şek. 1): 1-plastik taban çemberi, 2-metal çubuk, 3-Vidalı bar, 4-vidalı ayarlanabilir çubuk, 5-metal çubuk, 6-vida, 7-yay, 8-yay sıkıştırma vidası, 9-4 cm'lik büyük mihver (1.6 inç), 10-orta boy mihver, 2 cm (0.8 inç), 11-ufak mihver 0.5 cm (0.2 inç), 12-mini mihver, 0.3 cm (0.1 inç), 13-üst plastik destek, 14-silikon kayış, 15-koruyucu tampon, 16-silikon halkalar.

NOT: Kaymayı kolaylaştırması için, 4 ve 5 numaralı parçaların arasının bir kumaş parçasına damlatılmış az miktarda yağ ile hafifçe ovulması önerilmektedir (bkz. OIL).

5 Kullanım amacı

- Ürolojik ameliyatlara veya hastalıklar sonrası penis deformitesi önler (splint kullanımı).
- Ürolojik ameliyatlara veya hastalıklardan kaynaklanan penis deformitesini düzeltir (traksiyon kullanımı).
- Mikropenis ve küçük penis sendromunda penis boyunu uzatmak (traksiyon kullanımı).
- Cinsel ilişki için yeterli penis sertliği oluşturmak veya korumak (splint kullanımı).

6 Modeller

- **Andropenis Peyronie**, hastalıkta penis deformitesini önlemek veya düzeltmek için.
- **Andropenis Surgery**, Ameliyatlardan sonra penis deformitesi önlemek veya düzeltmek için.
- **Andropenis Mini**, Mikropeniste penis boyunu uzatmak veya cinsel ilişkiye yardımcı olmak için.
- **Andropenis Gold**, Hassas ciltlerde penis boyunu uzatmak veya cinsel ilişkiye yardımcı olmak için.
- **Andropenis Pro**, Penis boyunu uzatmak veya normal peniste cinsel ilişkiye yardımcı olmak için.




fig. 1

7 Kişiselleştirin

Andropenis®'in başlangıç boyu 8 cm'dir (3.1 inç).Cihazın boyu, plastik çemberin alt kısmından metal çubuğun ucuna kadardır (şek.4, BAŞLANGIÇ).

Andropenis® cihazınızı penisinizin boyuna göre ayarlayın.Penisinizin uzunluğunu ve çevresini bir mezura yardımıyla flasid ve erekte haldeyken ölçün (şek. 2 ve 3).

Penisinizin ereksiyon halindeki uzunluğundan 4 cm (1,6 inç) çıkararak **Andropenis®'in** size uygun boyunu hesaplayın.




fig. 2




fig. 3




fig. 4

Örneğin: 14.7 cm. – 4 cm. = 10.7 cm. > 10.7 cm'lik penis boyu = 10.7 cm.

Şimdi cihazı, penisinizin boyuna uygun gelecek şekilde hazırlayabilirsiniz.

İlk olarak, üst plastik desteği yukarıya doğru kaldırarak çıkarın (şek. 5), ardından **Andropenis®'in** size özel boyutuna erişinceye kadar gerektiği kadar çubuk ekleyin (şek.4, KİŞİYE ÖZEL).

Örneğin: 10.7 cm'lik penis boyu. = **Andropenis®** başlangıç boyu (8 cm.) + parça 10 (2 cm.) + parça 11 (0.5 cm.).




fig. 5



Nasıl kullanılır

Not:

Andropenis® Mini versiyonunun başlangıç boyutu 7 cm'dir. Eğer bu modele sahipseniz adaptasyon periyodunu bu ölçü ile (7 cm) başlatınız ve 15 gün süresince sürdürünüz: İlk gün cihazı 3 saat boyunca kullanınız, gün geçtikçe yavaş yavaş kullanım süresini arttırınız. Bu ilk 15 gün sürecinden sonra evrim dönemi başlar. Bu amaçla gelişme tablosunu kullanınız (sonraki sayfalarda gösterilmektedir).

Koruyucu bir eczane pamuk bandının kullanımı ZORUNLUDUR penis başının altındaki oluğa yerleştirilmelidir. IPenis boyuna göre uygun koruyucu tamponla (Parça 15) en iyi uyum sağlayan silikon kayış modellerinden birini (Parça 14) takın. Halka şeklini alması için silikon kayışın uçlarını üst plastik desteğin (parça 13) arka tarafındaki deliklere sokun.

Penis flasid haldeyken, penis başını örten derinin tamamını (sünnetsiz erkekler) üst destekten geçirin (şek. 7) ve silikon halkayı, penisin üst desteğiyle birleştiği yer olan penis başı tacının alt kısmına yerleştirin (şek. 8).



fig. 7

Penis başı, cihazla doğrudan temas etmemelidir. Ardından, flasid haldeyken uzaması için penisi çekip uzatın.



fig. 8

Taban çemberini (parça 1), yukarıya kadar dayanacak kadar. Penisi taban bölümlerinin içinden geçirin ve üs plastik okuyucuların (parça 13) girintisine dayanın. Sol elinizi, gelecek senaryoları tahmin edecek olan araçlar (şek.9).



fig. 9

Sol eliniz aynı pozisyondayken, sağ elinizin parmaklarıyla silikon kayışın oluşturduğu halkadan penis başını çekin (şek. 10).




fig. 10



Nasıl düzeltilir

Sağ elinizle silikon kayışın her iki ucunu çekerek silikon halkayı yavaş yavaş küçültürken, sol elinizin başparmağını penis başının en üst kısmına getirin (şek.11).



fig. 11

Penisin her iki tarafındaki deriyi yavaşça vücudunuza doğru çekerek deriyi sıkıştırmaktan veya glans oluşunun üzerinde bir kıvrım bırakmaktan kaçının (şekil 12).

Silikon halka, glansın oluşunun üzerine ve hizasına acıtmadan, ancak glansın dışarı kaymasını önleyecek kadar sıkı bir şekilde takılmalıdır. Silikon bandı, üst desteğin alt tarafındaki bağlantı elemanlarına (parça 13), girintilere her bastığınızda bandı gererek dikkatlice sabitleyin.


Sıkın ancak penisin sıkışmasını önlemek için aşağı doğru çekmeyin.

Yivin üzerinde veya silikon bandın altında deri olmadığını iki kez kontrol edin, varsa sıkışmasını önlemek için deriyi vücuda doğru çekin. **Andropenis®**i çıkarmak için, vücuda doğru bastırarak yayları sıkıştırın, silikon bandı (parça 14) üst destekteki (parça 13) bağlantı elemanlarından kurtarın ve penisi serbest bırakmak için silikon halkanın boyutunu artırın.

Andropenis® glansı bir bant ile sabitleme sistemine sahiptir **Androcomfort®** bant ve **Androsilicone®** bant olmak üzere iki modeli mevcuttur. **Androcomfort®** bant sistemi **Andropenis®**'in daha da rahat kullanılmasını sağlar. Glans ve penis shaftı arasına, koronal sulkus alanı-prepuce arasına yerleştirilir. Bandı **Androtop®** adı verilen köpük sistemine yerleştirin. Nasıl kullanılacağını görün: www.andromedical.com/videos



Androsupport
Kılavuz



Andropenis®, Androring® adı verilen bir yastıklama sistemi olarak işlev gören silikon bir halkaya sahiptir. Glans ve penis gövdesi, koronal sulkus-prepuce arasında yer alır. Nasıl kullanılacağını görün: www.andromedical.com/videos

Andropeyronie®, Androsurgery® ve **Andropenis® Mini**, penis eğriliğinin düzeltilmesi için uyarlanmış üstün bir plastik parçaya (Androsupport) sahiptir (bkz. "Androsupport Kullanım Kılavuzu"). www.andropenis.com/ifu






fig. 12




fig. 13



	CİHAZIN BOYU	GÜNLÜK SÜRE
	Adaptasyon dönemi	
İlk 5 gün	Başlangıç boyu size	3 saat
6 – 10. Günler	0.5 cm'lik küçük bir çubuk (parça 11) ekleyin.	6 saat
11 – 15. Günler	0.5 cm'lik küçük bir çubuk (parça 11) ekleyin.	8 saat
	DEĞERLENDİRME DÖNEMİ	
1. ve 2. aylar	7 günde bir 0.5 cm'lik küçük bir çubuk (parça 11) ekleyin	8 saat
3. aydan itibaren	10 günde bir 0.5 cm'lik küçük bir çubuk (parça 11) ekleyin	8 saat
5. aydan itibaren	15 günde bir 0.5 cm'lik küçük bir çubuk (parça 11) ekleyin	8 saat

TAVSİYE EDİLİR

Dinlenme ve masaj
penis ve glans



Her 2 veya 1,5 saatte bir

Düzenli aralıklarla 8 saatten fazla kullanmayın.

Her 2 saatte bir, dokuların gevşemesine izin vermek için cihazın birkaç dakikalığına çıkarılması gerekecektir.

Cihaz ile uyumayın.

Not: daha rahat kullanım amacıyla, 5. aydan itibaren önce 0,30 cm'lik çubuk (parça 12) ekleyebilir ve traksiyonu giderek artırmak için birkaç gün sonra bunu 0,5 cm'lik çubukla (parça 11) değiştirebilirsiniz.

Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5...	
1st and 2nd month					

10 days	10 days	10 days	10 days	10 days	
3rd and 4th month					



15 days	15 days
5th month	

Farklı tıbbi reçeteler hariç olmak üzere, ortak tedavi 2 dönemden oluşur:

- ❏ Bir adaptasyon dönemi, 15 gün sürer.
- ❏ Üç ayrı aşamadan oluşan bir evrim dönemi: İlk evrim aşaması (1. ve 2. ay), ara aşama (3. ve 4. ay) ve 5. ayda başlayan son evrim aşaması.

İlk gün, pratik olarak, cihazı arka arkaya 10 kez takın ve çıkarın. Eğrilik durumunda, cihazın eğrilikten uzağa takılması önerilir. Örnek: sağa doğru bir eğrilığınız varsa, cihazı ters yönde konumlandırılmalı ve külotun soluna yerleştirmelisiniz. Ve eğer aşağı doğru bir eğrilığınız varsa, cihazı külotun içine aşağı doğru yerleştirmelisiniz (aşağıdaki resimlere bakın). Her 2 saatte bir, dokuların gevşemesine izin vermek için cihazın birkaç dakikalığına çıkarılması gerekecektir. 5. aydan sonra, bu dinlenme süresi her 1,5 saatte bir gözlemlenmelidir. Bu dinlenme süresini penise hafifçe masaj yapmak için kullanın. Cihazı her 4 günde bir PH nötr sabun ve su ile yıkayın.

Tedavide sabırlı ve tutarlı olun, bu hedeflerinize ulaşmanın anahtarıdır. Tedavi programından herhangi bir sapma, elde edilen sonuçları değiştirebilir (doktorunuza danışın).



Ameliyat basit ise **Androsurgery®** kullanımına ameliyattan 15 gün sonra başlanması önerilir. Ameliyat çok karmaşık, **Androsurgery®** kullanımına ameliyattan 1 ay sonra başlanması önerilir. Ameliyattan ne kadar süre sonra **Androsurgery®** kullanmaya başlayacağınızı ve kullanım süresini önerebilmesi için her zaman cerrahınıza danışın.

CERRAHI	DEĞERLENDİRME DÖNEMİ	
1. ve 2. aylar	7 günde bir 0.5 cm'lik küçük bir çubuk (parça 11) ekleyin	8 saat
3. aydan itibaren	Her ay 0.5 cm'lik küçük bir çubuk (parça 11) ekleyin	8 saat

Genellikle rahatsızlık hissi olmasa da bazı günler cihaz rahatsızlık verebilir. Endişelenmeyin, cihazı kullanmaya devam edin. Ancak gerekirse tedaviye bir gün ara verebilirsiniz.

Ağrı veya rahatsızlık, mavimsi renk değişikliği veya penis başında uyuşukluk hissederseniz, cihazı çıkarın ve penise masaj yapın. Bunu yaptığınızda penis rengi normale dönecek ve hoş olmayan hisler kaybolacaktır. Glansın tabanında rahatsızlık hissederseniz, bu hassas bölgeyi korumak için pamuk veya gazlı bez giymeyi denemelisiniz.

Cihazı 15 ila 30 gün boyunca takamadıysanız, tedaviye cihazın o zamanki boyutundan 1 cm (0,4") daha küçük olarak başlayın.

Peniste morarma, penis shaftının distal kısmında ve penis tabanında (plastik halkanın uygulandığı yer) peniste cilt reaksiyonu, ağrı, peniste diskromik değişiklikler, bezlerde uyuşma, karıncalanma hissi, bezlerde ödem veya sıvı tutulması, yara, tahriş, iltihaplanma ve rahatsızlık kalıntı riskler olarak tanımlanmıştır. Cihazı kullanırken aşağıdaki kalıntı risklerden herhangi biri ortaya çıkarsa, kullanmayı bırakmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Kullanmayın Andropenis®: Uyurken, yorucu fiziksel aktivitelere veya spora katılırken. Eğlence amaçlı uyuşturucu veya alkol etkisi altındayken. Genital bölgede ülser, cinsel yolla bulaşan hastalık veya yara varsa

Cihazı kullanırken sıkı hijyen standartlarını koruyun. İdrar yapmak veya dışkılamak için veya cinsel ilişki sırasında cihazı çıkarın. Cihazı kullanırken ereksiyon olursanız endişelenmeyin: sadece biraz daha sıkı hissedeceksiniz.

Glansınızda beyaz lekeler oluşursa, mantar enfeksiyonu geliştirmiş olabileceğiniz için bir doktora görünmeniz gerekir. Kişisel hijyen çok önemlidir. Cihazı temiz tutun.

Saç büyümesini uyaran ilaçların (finasterid), depresyon tedavisi için kullanılan ilaçların, uyku haplarının, sakinleştiricilerin ve yatıştırıcıların kullanımı, saç büyümesini uyarmak için topikal Minoxidil kullanımının etkinliğini önemli ölçüde azaltabilir.

Shaftın distal kısmında veya penis tabanında küçük tahriş, peniste morarma veya peniste cilt reaksiyonu olması durumunda. Cihazı 4 gün boyunca kullanmayın. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki kez tahriş önleyici merhem ve geceleri iyileştirici merhem sürün. Yara devam ederse, cihazı kullanmayı bırakın ve doktorunuza başvurun. Penis shaftında rahatsızlık hissederseniz, nazık germe hareketleri kullanarak her gece 5 dakika boyunca nemlendirici bir kremle penise masaj yapın.

Kontrendikasyonlar: Kontrolsüz diyabet, genital herpes, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, üretrit ve akut sistit, akut prostatit, abdominal herni, dermatit, testis kanseri, lenfatik kanser, lenfoma, paraplejikler, kuadrilepjikler ve antikoagülan tedavi alan hastalar.

Yan etkiler: Andropenis® özel olarak tıbbi kullanım için tasarlanmıştır ve bu kılavuzda açıklanan endikasyonlar altında doğru bir şekilde kullanıldığı sürece kullanımı herhangi bir ikincil etki içermez.

Problem	Olası Neden	Çözüm
Rahatsızlık veya Ağrı	Kayışlar çok sıkı, uygunsuz uyum veya yanlış hizalama	- Kayışları hafifçe gevşetin ve oturup oturmadığını tekrar kontrol edin. Cihazın şaft boyunca düzgün hizalandığından emin olun.
		- Basıncı azaltmak için gerekirse ek dolgu uygulayın.
		- Ağrı devam ederse, cihazı çıkarın ve sağlık uzmanınıza danışın.
Cilt Tahrişi veya Kızarıklık	Uzun süreli aşınma, uygun olmayan uyum veya malzemelere karşı cilt hassasiyeti	- Cihazın tavsiye edildiği gibi ara verilmeden çok uzun süre takılmadığından emin olun.
		- Cildi korumak için bir bariyer kremi veya ek dolgu kullanın.
		- Ter ve kirden kaynaklanan tahrişi önlemek için cihazı düzenli olarak temizleyin.
		- Tahriş kötüleşirse, kullanmayı bırakın ve bir doktora danışın.
Kayma veya Gevşeme	Kayışlar çok gevşek, yanlış uygulama	- Kayışları yeniden sıkın ve dolaşımı kesmeden yeterli desteği sağladıklarından emin olun.
		- Cihazın penis üzerinde düzgün bir şekilde hizalandığından ve ortaladığından emin olun.
		- Kayışlarda veya bağlantı elemanlarında herhangi bir aşınma veya hasar olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse değiştirin.
Cihazı Uygulamada Zorluk	Yanlış konumlandırma	- Doğru hizalama ve uygulama için talimatları dikkatle izleyin.
		- Gerekirse, tanıtım videolarını izleyin
Cihaz Şişmeye Neden Oluyor	Kayışlardan kaynaklanan aşırı basınç, daralma veya yanlış boyutlandırma	- Şişme meydana gelirse cihazı hemen çıkarın.
		- Uygun kan akışını sağlamak için cihazı daha gevşek bir şekilde yeniden uygulayın.
		- Şişlik devam ederse, kullanmaya devam etmeden önce sağlık uzmanınıza danışın.
Cihazın Kırılması veya Hasar Görmesi	Normal aşınma ve yıpranma, kullanım sırasında aşırı güç	- Cihazı her kullanımdan önce ve sonra aşınma veya hasar belirtilerine karşı kontrol edin.
		- Herhangi bir parça kırılmış veya hasar görmüşse cihazı değiştirin. Hasarlı bir cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın.
Koku veya Hijyen Sorunları	Yetersiz temizlik	- Cihazı her kullanımdan sonra yumuşak sabun ve ılık su kullanarak iyice temizleyin.
		- Cihazı saklamadan veya tekrar kullanmadan önce tamamen kurulayın.
		- Kalıcı koku oluşursa veya temizlik sorunu çözmezse cihazı değiştirin.
Kayışlar Sürekli Ayrılıyor	Zayıf veya aşınmış bağlantı elemanları	- Kayışların ve bağlantı elemanlarının durumunu kontrol edin.
		- Bağlantı elemanları artık etkili bir şekilde çalışmıyorsa cihazı değiştirin, çünkü uygun destek sağlamıyor olabilirler.



www.andropenis.com

Increase penis size with traction therapy and treat micropenis.



www.andropeyronie.com

Reduce penile curvature and treat Peyronie's disease.



www.androvacuum.com

Improve erections with vacuum therapy and treat erectile dysfunction.



andromedical.com/shop

Spare parts and accessories



www.andropharma.com

PENIS

Increase the own testosterone levels and improve penile lengthening.

VIGOR

Increase men's sexual desire and achieve long lasting erections.

CURVATURE

Inhibit the fibrous plaque of Peyronie with natural anti-inflammatories.

Further information, updates, privacy policy, return-refund policy, disclaimer and conditions of warranty can be found at: www.andromedical.com

© Copyright 1995-2025 Andromedical®, Madrid (Spain).