

# Instructions for Use (IFU)

1



## IFU LANGUAGES

[www.androvacuum.com/ifu/](http://www.androvacuum.com/ifu/)



## VIDEOS

[www.andromedical.com/videos](http://www.andromedical.com/videos)




## FAQs – QUESTIONS

[www.androvacuum.com/faqs](http://www.androvacuum.com/faqs)




## MEDICAL CONSULTATION (online, chat & email)

[www.androclinic.com](http://www.androclinic.com)



01



Please, choose the components according to the therapy and your penis size. For erectile dysfunction treatment, choose the cushioning ring (fig. A) and the constriction ring (fig. B) which fits your penis width better.

Bitte wählen Sie die zu Ihrer Therapie und Penisgröße passenden Bestandteile. Für erektile Dysfunktion, benutzen Sie den gepolsterten Ring (Abb. A) und den Einschnürungsring (Abb. B) der sich am Besten an Ihren Penis anpasst.

Sélectionner les composants suivants la thérapie à suivre et la taille de son pénis. Pour le traitement de la dysfonction érectile, sélectionner l'anneau amortisseur (image A) et l'anneau de constriction (figura B) qui s'adaptera mieux a la taille de son pénis.


Selecione los componentes según la terapia a seguir y el tamaño de su pene. Para el tratamiento de la disfunción eréctil, seleccione el anillo de amortiguación (figura A) y el anillo de constricción (figura B) que más se adapte al grosor de su pene

Selezionate i componenti in base alla terapia da seguire e alla dimensione del vostro pene. Per il trattamento della disfunzione erettile, selezionate l'anello di ammortizzazione (fig. A) e l'anello di costrizione (fig. B) che si adatti meglio alla dimensione del vostro pene.

治療のタイプとペニスのサイズにあった付属品を選んでいきます。  
勃起不全の治療:ゴムバッキン(図A)と、ペニスの太さに合ったシリコンバン  
ド(図B)を選んでください。

من فضلك ، اختر المكونات حسب العلاج وحجم قضيبك . علاج  
ضعف الانتصاب ، اختر حلقة التوسيد (الشكل أ) وحلقة الانقباض  
(الشكل ب) التي تناسب عرض قضيبك بشكل أفضل

02



Fit the cone at one end of the cylinder. Apply lubricant gel to the cone of the cylinder and slide on the constriction ring until the ring snaps on to the cylinder.

Den Kegel auf ein Ende des Zylinders stecken. Gelschmiermittel in den Kegel am Zylinder auftragen und den Schließring aufziehen bis der Ring um den Zylinder aufliegt.

Fixez le cône à une extrémité du cylindre. Appliquez du gel lubrifiant sur le cône du cylindre et faites glisser sur lui l'anneau de constriction jusqu'à ce que l'anneau entoure le cylindre transparent.

Encaje el cono en un extremo del cilindro. Aplique gel lubricante en el cono del cilindro y deslice por él el anillo de constricción hasta que el anillo encaje en el cilindro.


Fissare il cono ad una estremità del cilindro. Applicare lubrificante sul cono ed introdurre l'anello di costrizione facendolo scorrere attraverso il cono fino a raggiungere il cilindro.

シリンドーにコーン型のアダプターを取り付け、潤滑剤(ジェル)を塗り、シリコンバンドを滑らすようにしてシリンドーにはめます。

ضع المخروط في أحد طرفي الأسطوانة. ضع هلام التشحيم على  
مخروط الأسطوانة وحركه على حلقة الانقباض حتى تستقر الحلقة  
على الأسطوانة



03



Remove the cone of the cylinder. Snap rings in place and place in the selected cushioning rings after applying Gel Lubricant.

Den Kegel vom Zylinder entfernen und an dessen Stelle die gewählten Dämpferringe anbringen und Gelschmiermittel auftragen.

Retirez le cône du cylindre et mettez à sa place, le ou les anneaux amortisseurs choisis et appliquez du gel lubrifiant sur eux.


Retire el cono del cilindro. Encaje en su lugar los anillos amortiguadores seleccionados y aplique gel lubricante sobre los mismos.

Rimuovere il cono del cilindro. Introdurre nel cilindro gli anelli ammortizzatori scelti e applicare gel lubrificante sugli stessi.

シリンダーからコーン型のアダプターを取り外し、シリンダーにゴムパッキンをはめ込み、潤滑剤(ジェル)を塗ります。

قم بإزالة مخروط الأسطوانة. ضع الحلقات في مكانها وضعا في حلقات التوسيد المحددة بعد وضع مادة التشحيم الهلامية

04



On the other end of the cylinder, snap in the electric motor, when fitted correctly there will be no movement and there will be a perfect seal.

Den Elektromotor auf das andere Ende des Zylinders stecken. Das Gerät ist dann richtig verschlossen wenn es nach dem Einschalten keine Bewegung vorweist.

À l'autre extrémité du cylindre, enclenchez le moteur électronique. Vous savez que le moteur est correctement enclenché s'il n'y a pas de jeu entre les pièces.

En el otro extremo del cilindro, encaje el motor electrónico. Sabrá que el motor ha encajado apropiadamente si no tiene holgura.


Montare all'altra estremità del cilindro, il motore elettronico. Sarà correttamente montato se non ci sarà movimento e aderirà perfettamente.

シリンダーのゴムパッキンが付いていない方に、モーターのついた電源装置をはめ込みます。  
(しっかりとほめ込めているかを確認するようにしてください。)

على الطرف الآخر من الأسطوانة ، قم بإدخال المحرك الكهربائي ، عندما يتم تركيبه بشكل صحيح لن تكون هناك حركة وسيكون هناك ختم مثالي



05



Insert the penis into the cylinder where the ring buffers are in place, insert the penis all the way until the pubis. I may be easier to create a vacuum if the hair is trimmed or shaved on the pubis where it is in contact with the cylinder.

Schieben Sie den Penis bis an Ihr Schambein ein. Wenn Sie an dieser Stelle Ihr Schamhaar rasieren kann es leichter sein, ein Vakuum herzustellen.

Insérez le pénis dans le cylindre jusqu'à l'appuyer sur le pubis. Il sera plus facile de créer un vide si la zone qui soutient le cylindre est épilée.


Introduzca el pene por la parte del cilindro con los anillos amortiguadores, hasta apoyarlo en su pubis. Puede resultar más fácil crear el vacío si se recorta el vello de la zona en la que se apoya el cilindro.

Inserire il pene attraverso il cilindro nella parte dove ci sono gli anelli ammortizzatori finché il cilindro non arrivi a toccare il pube. Può essere più facile creare il vuoto, se i peli sono tagliati nella zona che sostiene il cilindro.

シリンドーをペニスにかぶせ、ペニス全体が入ったら、しっかりと恥骨側に押さえます(シリンドーが当たる部分の陰毛を手入れすると、より簡単にアンドロバキュームを使用いただけます)。

دخل القضيب في الاسطوانة حيث توجد مخازن الحلقة، أدخل القضيب بالكامل حتى العانة. قد يكون من الأسهل صنع فراغ إذا تم قص الشعر أو حلقه في منطقة العانة حيث يكون ملامسنا للأسطوانة

06



With one hand, hold the cylinder tight against the pubis, with the other hand press the motor button and start the motor. For manual model, grasp the motor with your hand and make up-and-down movements.

Halten Sie den Zylinder mit einer Hand gegen Ihr Schambein und betreiben Sie den Motor mit der anderen. Beim manuellen Modell fassen Sie den Motor mit der Hand und machen Auf- und Abwärtsbewegungen.

D'une main, maintenez le cylindre contre votre pubis et de l'autre actionnez le moteur électronique. Pour le modèle manuel, saisissez le moteur avec votre main et faites des mouvements de haut en bas.

Con una mano sujete el cilindro contra su pubis y con la otra accione el motor electrónico. Para el modelo manual, agarre el motor con la mano y haga movimientos hacia arriba y hacia abajo.


Con una mano, tenere il cilindro contro il pube e con l'altra, azionare il motore elettronico. Per il modello manuale, afferrare il motore con la mano ed eseguire movimenti di salita e discesa.

片手は器具を恥骨側に押さえるようにし、もう一方の手で、電源ボタンを操作するようにします(圧力が急激にかかることはありませんので、ご注意ください)。手動式の場合は、手でモーターをつかみ、上下に動かしてください。

یابدی یدیک، امسک الأسطوانة بإحكام على العانة، وباستخدام اليد الأخرى، اضغط على زر المحرك وإبدأ تشغيل المحرك. بالنسبة للطرز الیودی، امسک المحرك بیدک وقم بحركات لأعلى ولأسفل



07



After achieving a full erection, slide the correct size of constriction ring down the outside of the cylinder and set at the base of the penis. Stop the vacuum by pressing the red button on the electric motor to release air back into the cylinder.

Nachdem Sie eine Erektion erreicht haben schieben sie den Schließring vom Zylinder über den Penis bis an dessen Anschlag. Lassen Sie die Luft in den Zylinder fließen indem Sie auf den roten Knopf am Elektromotor drücken und nehmen Sie den Zylinder ab.

Après avoir obtenu une érection, faites glisser l'anneau de constriction depuis le cylindre jusqu'à la base de la verge. Une fois que l'anneau est en place sur la verge, libérez l'air du cylindre en appuyant sur le bouton rouge du moteur électronique et retirez le cylindre.


Tras lograr la erección, deslice el anillo de constricción desde el cilindro y ajústelo en la base del pene. Libere el aire del cilindro pulsando el botón rojo del motor electrónico y retire el cilindro.

Dopo aver raggiunto l'erezione, far scorrere l'anello di costrizione dal cilindro fino alla base del pene. Liberate l'aria del cilindro premendo il tasto rosso del motore elettronico e rimuovere il cilindro.

勃起したら、シリンドーにつけてある、シリコンリングをペニスの根元に滑らすように移します。シリコンリングをペニスの根元につけたら、電源装置についている赤いボタンを押し、シリンドーの中に空気を入れ、器具を取り外すようにしてください。

بعد تحقيق الانتصاب الكامل ، حرك الحجم الصحيح لحلقة الانقباض أسفل خارج الأسطوانة واضبطها عند قاعدة القضيب. أوقف الفراغ بالضغط على الزر الأحمر على المحرك الكهربائي لإخراج الهواء مرة أخرى إلى الأسطوانة

08



The constriction ring will keep blood in the penis and therefore hold the erection. It can be worn for up to 30 minutes.

Der Schließring wird die Erektion und die Durchblutung aufrechterhalten. Er darf höchstens 30 Minuten lang benutzt werden.

L'anneau de constriction maintiendra l'irrigation et l'érection. Il peut être porté jusqu'à 30 minutes au maximum.

El anillo de constricción mantendrá la irrigación y la erección. Puede llevarse puesto 30 minutos como máximo.

L'anello di costrizione manterrà l'irrigazione e l'erezione. Può essere indossato fino a 30 minuti al massimo.

シリコンリングで、陰茎内に血液を送りこんだ状態を保つことができます。30分以上の連続使用は控えるようにご注意ください。

ستحافظ حلقة الانقباض على الدم في القضيب وبالتالي تحافظ على الانتصاب. يمكن ارتداؤها لمدة تصل إلى ٣٠ دقيقة





# Istruzioni Per L'uso

Leggere Prima Dell'uso

## Indice

## Pagina

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 1. CODICI QR E LINK                                    | 1  |
| 2. GUIDA RAPIDA                                        | 2  |
| 3. SULL' <b>Androvacuum®</b>                           | 7  |
| 4. COMPONENTI DEL DISPOSITIVO                          | 8  |
| 5. INDICAZIONI MEDICHE                                 | 9  |
| 6. SELEZIONARE I COMPONENTI                            | 10 |
| 7. GUIDA ALL'USO DEL SISTEMA                           | 11 |
| 8. ISTRUZIONI PER L'USO                                | 13 |
| 9. ISTRUZIONI PER L'USO PER LA DISFUNZIONE ERETTILE    | 14 |
| 10. ISTRUZIONI PER L'USO PER LA RIABILITAZIONE PENIENA | 15 |
| 11. PROBLEMI COMUNI E SOLUZIONI                        | 16 |
| 12. PRECAUZIONI E RISCHI                               | 17 |
| 13. PORTFOLIO                                          | 19 |

**NOTA:** Androvacuum® ha i seguenti modelli: **Androvacuum® Premium** (con motore automatico, modello Deluxe) e **Androvacuum® Manual** (con motore manuale, modello Pro).

Le istruzioni per l'uso sono le stesse per tutti i modelli, con piccole variazioni.

**Androvacuum®** è una pompa a vuoto di uso medico fabbricata con materiali di alta qualità. **Androvacuum®** è un apparato non invasivo, sicuro ed efficace per svolgere una routine di “Riabilitazione del pene” e per ottenere erezioni istantanee, come soluzione della disfunzione erettile.


Concepito e disegnato ergonomicamente, **Androvacuum®** è composto da un cilindro in cui si introduce il pene e che si accoppia ad un motore elettronico o manuale di suzione che, a sua volta, genera una situazione di vuoto all'interno del cilindro. In questo modo il pene si riempie di sangue e raggiunge la posizione eretta.

### Per favore, legga in primo luogo le istruzioni che seguono, (solo per i modelli con batteria):

**Passo 1-** Per sostituire le pile, pressioni leggermente il tappo e lo spinga nella direzione indicata dalla freccia, come indicato nella figura 1A.

**Passo 2-** Introduca le pile come indicato nel compartimento. Le pile da utilizzare sono di tipo AA.

**Passo 3-** Rimetta il tappo del compartimento delle pile nella posizione originale, facendolo scivolare nella direzione contraria alla freccia.



**Nota:** Prima di utilizzare **Androvacuum®**, legga attentamente le presenti istruzioni. Se non segue le istruzioni, **Androvacuum®** non funzionerà correttamente.

Dopo aver inserito le batterie, verificare il corretto funzionamento del motore premendo con decisione il pulsante di accensione.

## 4 Componenti Del Dispositivo

**Anello di ammortizzazione:** adattatore necessario per mantenere il vuoto all'interno del cilindro.

**Bottone di liberazione del vuoto:** permette di ridurre la pressione negativa generata all'interno del cilindro

**Bottone di accensione**

**Motore a vuoto elettronico o manuale**

**Cilindro smontabile**  
fabbricato con materiale di uso medico

**Anelli di costrizione:** aiutano a mantenere l'erezione. Adattabili a diversi grossori del pene.

**Gel isolante e di lubrificazione** per uso personale.  
**Nota:** il gel sigillante non è incluso nella confezione, disponibile solo nelle farmacie.

**Sistema conico** per l'incastro degli anelli di costrizione



## DISFUNZIONE ERETTILE

**Androvacuum®** è indicato per il trattamento della disfunzione erettile. Si stima che milioni di uomini soffrono impotenza o disfunzione erettile. La disfunzione erettile può essere il segnale di un problema circolatorio o del sistema nervoso. La disfunzione erettile è con frequenza uno degli effetti secondari dell'ingestione di differenti farmaci. Se crede che questo possa essere il suo caso, consulti il suo medico. Non cambi mai il suo trattamento medico senza prima averlo consultato con il suo medico di fiducia. Fumare, bere, consumare droghe o seguire determinati trattamenti medici può provocare disfunzione erettile.

La terapia contro la disfunzione erettile con **Androvacuum®** è raccomandata nei seguenti casi:

- ❑ Uomini che occasionalmente, per ragioni di stress, eccesso di eccitazione o paura non raggiungono erezioni.
- ❑ Uomini che raggiungono erezioni complete però hanno problemi per mantenerle.
- ❑ Uomini di ogni età con problemi di erezione, inclusi coloro che non hanno raggiunto un'erezione da anni.
- ❑ Uomini con problemi di erezione che non possono seguire trattamenti medici contro la disfunzione erettile a causa di problemi cardiocircolatori

## RIABILITAZIONE PENIENA

Lo stato di vuoto permette che il pene riceva irrigazione sanguigna in quantità superiore alla abituale e così raggiungere l'erezione. Lo stato di vuoto, indotto in modo regolare, permette che i corpi cavernosi del pene si vadano adattando con il tempo a tali situazioni di aumento dell'irrigazione in modo esigente e reiterato. L'obiettivo di tale pratica è far sì che il pene torni a produrre tali livelli di irrigazione maggiore senza necessità di induzione.

Questo implica che l'organo sessuale potrà reagire con maggiore rapidità e maggiore rigidità alla stimolazione sessuale. Un problema prolungato di erezione può provocare che i tessuti del pene si restringano e, di conseguenza, generare una riduzione del flusso sanguigno (atrofia per assenza d'uso). L'uso abituale di **Androvacuum®** può raddoppiare i benefici delle erezioni notturne, invertire il processo di restrizione dei tessuti, ristabilire il normale flusso sanguigno e così aiutare a recuperare un buono stato di salute penieno.


**Androvacuum®** permette che i tessuti del pene recuperino le loro dimensioni normali dopo un periodo d'uso continuato di 4 settimane.

Terapia di riabilitazione peniena con **Androvacuum®**, consigliata a:

- ❑ Uomini con erezioni deboli.
- ❑ Uomini che stanno sperimentando una perdita progressiva della rigidità dell'erezione, come risultato di un processo di invecchiamento, uno stile di vita sedentario, il consumo di bevande alcoliche o tabacco, livelli elevati di colesterolo o alti livelli di stress.
- ❑ Uomini con livelli ridotti di testosterone ("sindrome da deficienza di testosterone", TDS, anche conosciuto come ipogonadismo) e che facciano uso di supplementi ormonali.
- ❑ Uomini dopo prostatectomia, interventi alla prostata, interventi per la malattia di Peyronie o interventi al pene.

## 6 Selezionare I Componenti

1. Provi all'inizio gli anelli di costrizione più grandi. Se non riesce a conservare lo stato di vuoto o l'erezione, passi agli anelli di dimensioni inferiori fino a conseguimento del vuoto o dell'erezione.
2. Metta il cilindro (con la parte i cui bordi sono arrotondati verso l'alto) in una superficie piana. Incastri il sistema conico di ancoraggio degli anelli di costrizione nella parte superiore del cilindro.
3. Lubrifihi tutta la superficie del sistema conico di ancoraggio (pezzo con forma di cono) con il gel isolante.
4. Prenda l'anello di costrizione per gli estremi come indicato nell'immagine. Introduca l'anello attraverso la punta del sistema conico di ancoraggio e lo faccia scivolare fino ad incastrarlo all'inizio del cilindro. Non incastri l'anello nel cilindro senza utilizzare il sistema conico poichè l'anello potrebbe rompersi.




5. Ritiri il sistema conico di ancoraggio. Agganci il motore elettrico all'altro estremo del cilindro e proceda ad avvitarlo, dando un quarto di giro. Non lo forzi. Incastri l'anello di ammortizzazione nell'estremo con i bordi arrotondati dove in precedenza si trovava il sistema conico di ancoraggio.
6. Prima di collocare il motore, metta il cilindro sotto acqua calda in modo da prevenire la formazione di vapore durante l'utilizzo.

GIRARE E TIRARE PER SMONTARE





**Anello di ammortizzazione:**

adattatore necessario per mantenere il vuoto all'interno del cilindro.



## ANELLI DI COSTRIZIONE O DI AIUTO ALL'EREZIONE



Uno dei passi più importanti durante l'uso dell'apparato è aggiustare adeguatamente gli anelli di costrizione. Per mantenere il flusso sanguigno apportato al pene, l'anello deve essere perfettamente aderente al pene e non deve generare più costrizione della necessaria. Se ha raggiunto il grado di erezione desiderato ma, nonostante l'uso degli anelli di costrizione, quest'ultima diminuisce in 5 minuti o meno, dovrà utilizzare un anello di costrizione più piccolo.

Trenta minuti è il tempo massimo raccomandato per l'uso degli anelli di costrizione. Se lo utilizzerà per un tempo maggiore, potrebbe essere causa di danni permanenti.

Dopo aver scelto l'anello adeguato alla dimensione del suo pene, in pochi minuti raggiungerà e manterrà il grado di erezione desiderato.

**Androvacuum®** la aiuterà a raggiungere un'erezione completa e soddisfacente nella maggioranza dei casi.

- Attenda almeno 60 minuti tra il primo uso ed il successivo.
- Eviti dormire con l'anello di costrizione.
- Non usi l'anello di costrizione come metodo anticoncezionale.
- Utilizzi l'anello di costrizione della maggiore dimensione possibile per raggiungere e mantenere l'erezione.
- Non utilizzi l'anello di costrizione sotto l'effetto di alcool o droghe.
- L'uso abituale dell'anello di costrizione può generare ematomi e piccoli punti rossi nella base del pene (zona pubica). Non si preoccupi eccessivamente per questo. Usi l'apparato con prudenza e con abbondante gel lubrificante per poter ritirare comodamente l'anello di costrizione.
- Non utilizzi gel, lubrificanti a base oleosa, come vaselina, o altri elementi di lattice, come preservativi poichè potrebbero danneggiare gli anelli di costrizione. Utilizzi solo il gel isolante e lubrificante a base di acqua.

## BOTTONE DI LIBERAZIONE E CREAZIONE DELLO STATO DI VUOTO

Il suo pene deve riempirsi con il flusso sanguigno indotto dalla pressione interna del cilindro, senza provare dolore, in un periodo fra i 10 e i 90 secondi. È normale che possa sentire un po' di pressione quando il pene inizia ad erigersi dovuto alla generazione dello stato di vuoto. Se prova dolore quando il pene si sta riempiendo con il flusso sanguigno, provi a diminuire la pressione interna generata utilizzando il bottone di liberazione. Con un po' di pratica riuscirà a generare con facilità il grado di vuoto necessario per raggiungere un'erezione completa.


Il bottone di liberazione del vuoto si può utilizzare per diminuire il grado di pressione negativa interna. Se libera troppa pressione, può facilmente generarla di nuovo utilizzando il bottone di accensione.

Per ritirare il cilindro del pene, pulsì il bottone di liberazione del vuoto fino alla completa sparizione della pressione negativa. La maggioranza degli uomini con disfunzione erettile noteranno una progressiva diminuzione dell'erezione poco dopo aver ritirato il cilindro. Tale situazione si può facilmente risolvere regolando correttamente gli anelli di costrizione. Allo stesso modo, se si sente in condizione di poter mantenere l'erezione necessaria per compiere l'atto sessuale, è possibile che non abbia necessità di utilizzare gli anelli di costrizione.

### TOGLIERE GLI ANELLI DI COSTRIZIONE

**Precauzione:** non utilizzi gli anelli di costrizione per più di 30 minuti.

Per togliere gli anelli di costrizione, tiri gli estremi verso l'esterno (come indicato nell'immagine). Una volta ritirato, l'anello recupererà la forma e le dimensioni abituali e permetterà che il flusso sanguigno trattenuto torni a circolare. Per evitare che l'anello di costrizione si impigli con il pelo pubico, applichi una piccola quantità di gel sul pelo pubico prima di indossare l'anello.



### CONSIGLIATO

Men's health  
supplement



Andropharma Vigor

## PER LA DISFUNZIONE ERETTILE:

1. Lubrifici il pene, la parte interna del cilindro e la zona pubica (sulla quale si appoggia l'anello di ammortizzazione) con il gel lubrificante personale. Ciò aiuterà a creare facilmente lo stato di vuoto ed eviterà che il pene si attacchi alle pareti interiori del cilindro.
2. Introduca il pene nel cilindro e inizi il processo di generazione dello stato di vuoto. In caso di motori elettronici, azionare il motore premendo il pulsante di attivazione, per circa 10 secondi per creare lo stato di vuoto. Per i motori manuali, afferrare il motore con la mano e fare movimenti su e giù fino a ottenere un vuoto sufficiente per ottenere un'erezione. Mantenga premuto il bottone fino alla generazione della pressione negativa sufficiente alla produzione dell'erezione.
3. Quando ha raggiunto il grado di erezione desiderato, faccia scivolare l'anello di costrizione dalla base del cilindro fino alla base del pene, nella zona pubica, tirando gli estremi dell'anello. Una volta collocato l'anello alla base del pene, diminuisca la pressione interna pulsando il bottone di liberazione. Faccia alcuni tentativi di generazione e liberazione dello stato di vuoto prima di utilizzare l'anello di costrizione.

## PER LA RIABILITAZIONE DEL PENE:

4. L'uso terapeutico di **Androvacuum®** una volta al giorno, fra 5 e 7 volte alla settimana, può aiutarla a mantenere la sua salute peniena, dilatare le sue arterie e ossigenare i tessuti penieni. In tal modo, **Androvacuum®** può stimolare la piena recupero della sua capacità erettile. Non avrà bisogno di utilizzare gli anelli di costrizione. Tale rigidità erettile non è necessaria nel caso della terapia "Riabilitazione del pene". Durante la pratica quotidiana di "Riabilitazione del pene" le raccomandiamo di indurre 5 erezioni, una dopo l'altra o di utilizzare **Androvacuum®** durante almeno 5-10 minuti in ogni sessione. Non utilizzi eccessivamente il motore poiché non deve sentire dolore durante la terapia.


- Nota 1.** Trascorsi fra i 30 e i 60 giorni di utilizzo **Androvacuum®**, dovrà riprovare gli anelli per verificare di nuovo quelli che meglio si adattano alla dimensione del suo pene. È possibile che debba utilizzarne uno di maggiori dimensioni e, in tal modo, l'utilizzo sarebbe più comodo.
- Nota 2.** Alcune coppie preferiscono interrompere momentaneamente il rapporto sessuale, almeno una volta, per utilizzare di nuovo **Androvacuum®** e così ottenere una erezione maggiore.
- Nota 3.** Se vuole utilizzare preservativi, dovrà indossarli dopo aver raggiunto l'erezione con **Androvacuum®**, non prima.
- Nota 4.** Dopo l'utilizzo, lavi gli anelli di costrizione, gli anelli di ammortizzazione e il cilindro con acqua e sapone. Dovrà asciugarli prima di riporli. Cerchi di non fare entrare aria nella borsa degli anelli di costrizione: in tal modo aumenterà la vita utile degli stessi. Non immerga il motore elettronico in acqua.

### ATTENZIONE


Quando incastra il motore nel cilindro, non lo forzi. Solo deve fare un quarto di giro fino all'incastro. Girarlo con troppa forza o facendo più di un quarto di giro può far sì che i componenti si rompano. Tenga in considerazione che tali usi indebiti del prodotto non sono coperti dalla garanzia.

## 9 Istruzioni Per L'uso


(PER LA DISFUNZIONE ERETTILE)




Con l'aiuto del sistema conico di ancoraggio, faccia scivolare l'anello di costrizione fino alla base del cilindro.




Sostituisca il sistema conico di ancoraggio con gli anello di ammortizzazione.




Lubrifici il suo pene, la parte interna del cilindro e la zona pubica con il gel isolante.




Inserisca il pene nel cilindro.




Inizi il processo di generazione del vuoto a seconda del modello elettronico o manuale




Raggiunta l'erezione desiderata, faccia scivolare l'anello di costrizione fino alla base del pene. Quando ha collocato l'anello nella zona pubica, è pronto per iniziare il rapporto sessuale.




Applichi il gel isolante nel bordo del cilindro e sul pene.




Introduca il pene nel cilindro. Per il modello manuale, afferrare il motore con la mano ed eseguire movimenti di salita e discesa. Per il modello elettronico, seguire il passo 3.




Accenda il motore per 10 secondi e poi spenga il motore per 5-10 secondi così da generare il vuoto in modo progressivo. Ripeta l'operazione fino a raggiungere un'erezione completa.



Una volta raggiunta un'erezione completa, attenda 30 secondi prima di liberare il vuoto. La sensazione di tensione e pressione è normale.



Trascorsi 30 secondi, liberi la pressione interna del cilindro pulsando il bottone rosso.



Attenda fino a quando il pene sia tornato allo stato flaccido, quindi ripeta l'operazione fino al raggiungimento di un'erezione completa.

| PROBLEMA                                             | CAUSA PROBABILE                                                                                                                             | SOLUZIONE                                                                                                                             | COMMENTI                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mancanza di erezione                                 | Non si è generato il vuoto a causa di una possibile fuga di aria                                                                            | Applichi più gel isolante; sostenga l'apparato contro il corpo; cerchi fughe d'aria                                                   | Problema normalmente associato alla mancanza di esperienza nell'uso dell'apparato. Sparisce con la pratica                                         |
| Erezione parziale                                    | Pratica insufficiente                                                                                                                       | Pratichi di più con l'apparato                                                                                                        | Il problema sparisce facendo pratica abitualmente                                                                                                  |
| Perdita rapida dell'erezione (in meno di 5 minuti)   | Perdita del vuoto per fuga d'aria, isolamento insufficiente, lubrificazione insufficiente, pelo pubico, anello di costrizione troppo grande | Come per la mancanza di erezione. Usi anelli di costrizione più piccoli o doppi; faccia attenzione nel momento di togliere gli anelli | Provi con gli anelli di costrizione di differenti dimensioni; consulti il suo medico se ha bisogno di aiuto per continuare con l'uso dell'apparato |
| Suzione della pelle dello scroto                     | Gel isolante sullo scroto. Tecnica di generazione del vuoto inappropriata. Mancanza di esperienza                                           | Pulisca lo scroto con il gel isolante; continui con la pratica; spinga il cilindro verso il basso durante la generazione del vuoto    | Il problema sparisce facendo pratica abitualmente                                                                                                  |
| Incomodità o dolore durante la generazione del vuoto | Generazione del vuoto troppo rapidamente; suzione della borsa scrotale                                                                      | Generi il vuoto con maggiore lentezza; faccia pratica                                                                                 | Il problema sparisce facendo pratica abitualmente                                                                                                  |
| Anello di costrizione                                | Anello di erezione troppo piccolo; ansietà                                                                                                  | Usi un anello di costrizione più grande; faccia pratica                                                                               | Il problema sparisce facendo pratica abitualmente                                                                                                  |
| Durante la relazione sessuale                        | Scarsa lubrificazione; pressione in zone sensibili                                                                                          | Aggiunga lubrificante; cambi di posizione durante la relazione                                                                        |                                                                                                                                                    |
| Durante l'eiaculazione                               | Larghi periodi senza praticare sesso; infezione o infiammazione della ghiandola prostatica                                                  | Continui con la pratica                                                                                                               | Il problema sparisce facendo pratica abitualmente; se il dolore o la scomodità persistono, consulti il suo medico                                  |
| Arrossamento, irritazione o tumefazione              | Generazione del vuoto troppo rapidamente; eccesso di pressione interna                                                                      | Generi il vuoto più lentamente; azioni meno volte il bottone di generazione del vuoto                                                 | Consulti il suo medico se il problema persiste dopo le prime sessioni di uso                                                                       |
| Il pene sembra essere freddo                         | Costrizione del flusso sanguigno; lubrificazione                                                                                            | Pulisca il gel o lo riscaldi un po' (tenendolo alcuni secondi fra le mani) prima di applicarlo                                        |                                                                                                                                                    |
| Il pene .....dalla base                              | Costrizione del flusso sanguigno                                                                                                            | Se possibile, utilizzi l'apparato quando abbia raggiunto un'erezione parziale                                                         |                                                                                                                                                    |



I rischi potenziali identificati in letteratura sono temporanei e comprendono: Ecchimosi del pene, dolore del pene, intorpidimento del pene e incapacità di eiaculare.

- ❗ Sentirà pressione quando utilizza **Androvacuum®**, il che non è negativo. Se si sente scomodo può essere un indizio che la generazione del vuoto avviene troppo rapidamente. In tal caso, pulsi il bottone di liberazione del vuoto, attenda un momento e inizi di nuovo il processo.
- ❗ Il suo pene può sembrare di colore bluastro una volta utilizzati gli anelli di costrizione. È abbastanza normale quando si aumenta il volume sanguigno nel pene. Il colore bluastro dovrebbe sparire una volta tolto l'anello di costrizione.
- ❗ È possibile che appaiano delle piccole macchie sulla pelle o ematomi nel pene all'utilizzare la prima volta **Androvacuum®**. Ciò è dovuto ad un eccesso di pressione all'interno del cilindro per aver utilizzato l'apparato troppo a lungo o perché ha generato la pressione in modo troppo rapido; potrebbe anche essere dovuto al fatto di aver passato molto tempo senza aver raggiunto un'erezione. Se questo le succedesse, smetta di utilizzare **Androvacuum®** fino alla completa sparizione dei punti o degli ematomi (normalmente in 5-7 giorni).
- ❗ Lei o la sua partner può notare una leggera diminuzione della temperatura del pene. Questo non è preoccupante poiché è una reazione normale alla riduzione della circolazione sanguigna come risultato dell'uso dell'anello di costrizione.
- ❗ La sua erezione può essere affetta da una certa mancanza di stabilità alla base. Il pene può fungere da perno, non fissato alla base, quando l'anello di costrizione viene collocato nella zona pubica. Se questo le succedesse, potrebbe essere necessario ricorrere a posture sessuali diverse per mantenere un rapporto soddisfacente con il partner.
- ❗ È possibile che il seme non venga espulso, una volta raggiunto l'orgasmo. La pressione esercitata dall'anello di costrizione può interferire con il processo di eiaculazione. Ciò non è pregiudizievole e non ha effetti sul raggiungimento dell'orgasmo. Il seme sarà espulso quando si toglieranno gli anelli di costrizione. Gli anelli di costrizione non sono metodi anticoncezionali e non si devono utilizzare a tale fine.
- ❗ Nel cilindro si può generare della condensa durante l'utilizzo. È il risultato della temperatura corporea quando entra in contatto con il gel lubrificante. L'appannamento può ridursi sommergendo previamente il cilindro in acqua calda e asciugandolo prima dell'uso.

- ❗ L'uso di **Androvacuum®** può generare ematomi o provocare la rottura di vasi sanguigni subcutanei o della propria struttura del pene o dello scroto. Ciò può produrre sanguinamento del pene o la formazione di coaguli. Non si preoccupi eccessivamente se prova un certo formicolio o se appaiono piccoli punti rossi sotto la pelle. È normale se non ha mantenuto relazioni sessuali per lungo tempo. Interrompa l'uso dell'apparato fino alla completa sparizione dei sintomi ( 5-7 giorni ). Quando riprenda ad usare **Androvacuum®**, proceda con cautela e non generi eccessiva pressione. Applichi di nuovo il gel lubrificante sul pene prima di ritirare gli anelli di costrizione.
- ❗ Se presenta segni di disfunzione erettile (per esempio incapacità a raggiungere un'erezione sufficiente a mantenere rapporti sessuali) parli con il suo medico prima di usare **Androvacuum®** onde evitare un ritardo pregiudizievole nel diagnostico delle cause più comuni di tale affezione, come diabete, sclerosi multipla, cirrosi epatica, problema renale cronico o alcolismo.
- ❗ Non usi gli anelli di costrizione per più di 30 minuti. Potrebbe causarle dolore, ematomi, coaguli, o danni permanenti al pene. Parli con il suo medico se appaiono tali complicazioni e interrompa l'uso dell'apparato se sono ricorrenti ogni volta che riinizia il trattamento con **Androvacuum®**.
- ❗ Se non segue tali istruzioni, potrebbe provocare dei danni per la sua salute.

**Androvacuum®** non risolverà i suoi problemi di coppia nè correggerà problemi fisici come basso desiderio sessuale, diminuzione della sensibilità, eiaculazione precoce, o assenza di eiaculazione.

Se soffre della malattia delle cellule falciformi (drepanocitosi), antecedenti di erezioni prolugate o sta prendendo grandi quantità di aspirina o anticoagulanti, non utilizzi **Androvacuum®** senza prima aver consultato il suo medico.

- ❗ Un uso negligente di **Androvacuum®** o degli anelli di costrizione può causare il peggioramento di problemi medici preesistenti, come la Malattia di La Peyronie (che deforma la naturale forma del pene), erezioni prolugate o uretra bloccata (tratto urinario).
- ❗ Un uso negligente di **Androvacuum®** o degli anelli di costrizione può provocare la formazione di coaguli o danni gravi permanenti al pene.
- ❗ L'uso frequente degli anelli di costrizione può generare ematomi alla base del pene (vicino alla zona pubica), vesciche con sangue o dolore.
- ❗ Usi **Androvacuum®** con precauzione se ha appena superato un'operazione chirurgica per ritirare un impianto penieno poichè potrebbe favorire la apparizione di cicatrici più grandi o provocare una posteriore incapacità. Utilizzi **Androvacuum®** in modo graduale. Faccia attenzione nel caso in cui appaiano ematomi o deformazioni nel pene.

# PORTFOLIO



[www.andropenis.com](http://www.andropenis.com)

Increase penis size with traction therapy and treat micropenis.



[www.andropeyronie.com](http://www.andropeyronie.com)

Reduce penile curvature and treat Peyronie's disease.



[www.androvacuum.com](http://www.androvacuum.com)

Improve erections with vacuum therapy and treat erectile dysfunction.



[andromedical.com/shop](http://andromedical.com/shop)

Spare parts and accessories



[www.andropharma.com](http://www.andropharma.com)

## **PENIS**

Increase the own testosterone levels and improve penile lengthening.

## **VIGOR**

Increase men's sexual desire and achieve long lasting erections.

## **CURVATURE**

Inhibit the fibrous plaque of Peyronie with natural anti-inflammatories.

Further information, updates, privacy policy, return-refund policy, disclaimer and conditions of warranty can be found at: [www.andromedical.com](http://www.andromedical.com)

© Copyright 1995-2025 Andromedical®, Madrid (Spain).