

Instructions for Use (IFU)

1



IFU LANGUAGES

www.androvacuum.com/ifu/



VIDEOS

www.andromedical.com/videos




FAQs - QUESTIONS

www.androvacuum.com/faqs




MEDICAL CONSULTATION (online, chat & email)


www.androclinic.com



01



A



B

Please, choose the components according to the therapy and your penis size. For erectile dysfunction treatment, choose the cushioning ring (fig. A) and the constriction ring (fig. B) which fits your penis width better.

Bitte wählen Sie die zu Ihrer Therapie und Penisgröße passenden Bestandteile. Für erektiler Dysfunktion, benutzen Sie den gepolsterten Ring (Abb. A) und den Einschnürring (Abb. B) der sich am Besten an Ihren Peins anpasst.

Selectionner les composants suivants la thérapie à suivre et la taille de son pénis. Pour le traitement de la dysfonction érectile, sélectionner l'anneau amortisseur (image A) et l'anneau de constriction (figura B) qui s'adaptera mieux à la taille de son pénis.


Seleccione los componentes según la terapia a seguir y el tamaño de su pene. Para el tratamiento de la disfunción eréctil, seleccione el anillo de amortiguación (figura A) y el anillo de constrictión (fig. B) que más se adapte al grosor de su pene

Selezionate i componenti in base alla terapia da seguire e alla dimensione del vostro pene. Per il trattamento della disfunzione erettile, selezionate l'anello di ammortizzazione (fig. A) e l'anello di costrizione (fig. B) che si adattino meglio alla dimensione del vostro pene.

治療のタイプとペニスのサイズにあった付属品を選んでいます。
勃起不全の治療:ゴムパッキン(図A)と、ペニスの太さに合ったシリコンバンド(図B)を選んでください。

من فضلك ، اختر المكونات حسب العلاج وحجم قضيبك. لعلاج ضعف الانتصاب ، اختر حلقة التوسيد (التكيل) و حلقة الاصطanga (الشكل ب) التي تتناسب عرض قضيبك بشكل أفضل

02



Fit the cone at one end of the cylinder. Apply lubricant gel to the cone of the cylinder and slide on the constriction ring until the ring snaps on to the cylinder.



Den Kegel auf ein Ende des Zylinders stecken. Gelschmiernittel in den Kegel am Zylinder auftragen und den Schleißring aufziehen bis der Ring um den Zylinder aufliegt.

Fixez le cône à une extrémité du cylindre. Appliquez du gel lubrifiant sur le cône du cylindre et faites glisser sur lui l'anneau de constriction jusqu'à ce que l'anneau entoure le cylindre transparent.


Fixe el cono en un extremo del cilindro. Aplique gel lubricante en el cono del cilindro y deslice por él el anillo de constrictión hasta que el anillo encaje en el cilindro.

Fissare il cono ad una estremità del cilindro. Applicare lubrificante sul cono ed introdurre l'anello di costrizione facendolo scorrere attraverso il cono fino a raggiungere il cilindro.

シリンドーにコーン型のアダプターを取り付け、潤滑剤(ジェル)を塗り、シリコンバンドを滑らすようにしてシリンドーにはめます。

ضع المخروط في أحد طرفي الأسطوانة. ضع هام التسحيم على مخروط الأسطوانة وحركه على حلقة الاصطanga حتى تستقر الحلقة على الأسطوانة

03



Remove the cone of the cylinder. Snap rings in place and place in the selected cushioning rings after applying Gel Lubricant.

Den Kegel vom Zylinder entfernen und an dessen Stelle die gewählten Dämpfungsringe anbringen und Gelschmiermittel auftragen.

Retirez le cône du cylindre et mettez à sa place, le ou les anneaux amortisseurs choisis et appliquez du gel lubrifiant sobre eux.


Retire el cono del cilindro. Encaje en su lugar los anillos amortiguadores seleccionados y aplique gel lubricante sobre los mismos.

Rimuovere il cono del cilindro. Introdurre nel cilindro gli anelli ammortizzatori scelti e applicare gel lubrificante sugli stessi.

シリンドラからコーン型のアダプターを取り外し、シリンドラにゴムパッキンをはめ込み、潤滑剤(ジェル)を塗ります。

قِبَلَةِ الْمُرْكَبَةِ الْأَسْطَوْانَةِ، قِبَلَةِ الْحَلَقَاتِ فِي مَكَانِهَا وَضَعُهَا فِي حَلَقَاتِ التَّوْسِيدِ الْمُحدَّدةِ بَعْدَ وَضَعْ مَادَةِ التَّشْحِيمِ الْهَالَمِيَّةِ

04



On the other end of the cylinder, snap in the electric motor, when fitted correctly there will be no movement and there will be a perfect seal.

Den Elektromotor auf das andere Ende des Zylinders stecken. Das Gerät ist dann richtig verschlossen wenn es nach dem Einschalten keine Bewegung vorweist.

À l'autre extrémité du cylindre, enclenchez le moteur électrique. Vous savez que le moteur est correctement enclenché s'il n'y a pas de jeu entre les pièces.


En el otro extremo del cilindro, encaje el motor electrónico. Sabrá que el motor ha encajado apropiadamente si no tiene holgura.

Montare all'altra estremità del cilindro, il motore elettronico. Sarà correttamente montato se non ci sarà movimento e aderirà perfettamente.

シリンドラのゴムパッキンが付いていない方に、モーターのついた電源装置をはめ込みます。
(しっかりとはめ込んでいるかを確認するようにしてください。)

على الطرف الآخر من الأسطوانة ، قم بإدخال المحرك الكهربائي ، عندما يتم تركيبه بشكل صحيح لن تكون هناك حركة وسيكون هناك ختم مثالي

05



Insert the penis into the cylinder where the ring buffers are in place, insert the penis all the way until the pubis. It may be easier to create a vacuum if the hair is trimmed or shaved on the pubis where it is in contact with the cylinder.

Schieben Sie den Penis bis an Ihr Schambein ein. Wenn Sie an dieser Stelle Ihr Schamhaar rasiieren kann es leichter sein, ein Vakuum herzustellen.

Insérez le pénis dans le cylindre jusqu'à l'appuyer sur le pubis. Il sera plus facile de créer un vide si la zone qui soutient le cylindre est épilée.


Introduzca el pene por la parte del cilindro con los anillos amortiguadores, hasta apoyarlo en su pubis. Puede resultar más fácil crear el vacío si se recorta el vello de la zona en la que se apoya el cilindro.

Inserire il pene attraverso il cilindro nella parte dove ci sono gli anelli ammortizzatori finché il cilindro non arrivi a toccare il pube. Può essere più facile creare il vuoto, se i peli sono tagliati nella zona che sostiene il cilindro.

シリコンをペニスにかぶせ、ペニス全体が入ったら、しっかりと恥骨側に押さえます（シリコンが当たる部分の陰毛を手入れすると、より簡単にアンドロバキュームを使用いただけます）。

دخل القصيبي في الاسطوانة حيث توجد مخازن الحالة ، أدخل القصيبي بالكامل حتى العانة. قد يكون من الأسهل صنع فراغ إذا تم قص الشعر أو حلقه في منطقة العانة حيث يكون ملائماً للاسطوانة

06



With one hand, hold the cylinder tight against the pubis, with the other hand press the motor button and start the motor. For manual model, grasp the motor with your hand and make up-and-down movements.

Halten Sie den Zylinder mit einer Hand gegen Ihr Schambein und betreiben Sie den Motor mit der anderen. Beim manuellen Modell fassen Sie den Motor mit der Hand und machen Auf- und Abwärtsbewegungen.

D'une main, maintenez le cylindre contre votre pubis et de l'autre actionnez le moteur électronique. Pour le modèle manuel, saisissez le moteur avec votre main et faites des mouvements de haut en bas.


Con una mano sujeté el cilindro contra su pubis y con la otra accione el motor electrónico. Para el modelo manual, agarre el motor con la mano y haga movimientos hacia arriba y hacia abajo.

Con una mano, tenere il cilindro contro il pube e con l'altra azionare il motore elettronico. Per il modello manuale, afferrare il motore con la mano ed eseguire movimenti di salita e discesa.

片手は器具を恥骨側に押さえるようにし、もう一方の手で、電源ボタンを操作するようにします(圧力が急激にかかるはありませんので、ご安心ください)。 手動式の場合は、手でモーターをつかみ、上下に動かしてください。

بأخذ يديك ، امسك الأسطوانة بإحكام على العانة ، وباستخدام اليد الأخرى ، اضغط على زر المحرك وابداً تشغيل المحرك. بالنسبة للطراز البديوي ، امسك المحرك بيديك وقم بحركات لأعلى ولأسفل

07



After achieving a full erection, slide the correct size of constriction ring down the outside of the cylinder and set at the base of the penis. Stop the vacuum by pressing the red button on the electric motor to release air back into the cylinder.

Nachdem Sie eine Erektion erreicht haben schieben sie den Schleißring vom Zylinder über den Penis bis an dessen Anschlag. Lassen Sie die Luft in den Zylinder fließen indem Sie auf den roten Knopf am Elektromotor drücken und nehmen Sie den Zylinder ab.

Après avoir obtenu une érection, faites glisser l'anneau de constrictions depuis le cylindre jusqu'à la base de la verge. Une fois que l'anneau est en place sur la verge, libérez l'air du cylindre en appuyant sur le bouton rouge du moteur électrique et retirez le cylindre.


Tras lograr la erección, deslice el anillo de constricción desde el cilindro y ajústelo en la base del pene. Libere el aire del cilindro pulsando el botón rojo del motor electrónico y retire el cilindro.

Dopo aver raggiunto l'erezione, far scorrere l'anello di costrizione dal cilindro fino alla base del pene. Liberare l'aria del cilindro premendo il tasto rosso del motore elettronico e rimuovere il cilindro.

勃起したら、シリコンリングをペニスの根元に滑らすようにして移します。シリコンリングをペニスの根元につけたら、電源装置についている赤いボタンを押し、シリナーの中に空気を入れ、器具を取り外すようしてください。

بعد تحقيق الانتصاب الكامل ، حرك الحجم الصحيح لطعة الانقباض لأنفاس خارج الأسطوانة وأضيّقها عن قاعدة القضيب. أوقف الفراغ بالضغط على الزر الأحمر على المحرك الكهربائي لإخراج الهواء مرة أخرى إلى الأسطوانة.

08



The constriction ring will keep blood in the penis and therefore hold the erection. It can be worn for up to 30 minutes.

Der Schleißring wird die Erektion und die Durchblutung aufrechterhalten. Er darf höchstens 30 Minuten lang benutzt werden.

L'anneau de constrictions maintiendra l'irrigation et l'érection. Il peut être porté jusqu'à 30 minutes au maximum.

El anillo de constricción mantendrá la irrigación y la erección. Puede llevase puesto 30 minutos como máximo.

L'anello di costrizione manterrà l'irrigazione e l'erezione. Può essere indossato fino a 30 minuti al massimo.

シリコンリングで、陰茎内に血液を送りこんだ状態を保ることができます。30分以上の連続使用は控えるようにご注意ください。

ستحافظ حلقة الانقباض على الدم في القضيب وبالتالي تحافظ على الانقباض. يمكن ارتداؤها لمدة تصل إلى ٣٠ دقيقة



Brukerveileitung

Les Før Bruk

Innholdsfortegnelse

1. QR-KODER OG LENKER
2. HURTIGGUIDE
3. OM Androvacuum®
4. ENHETSKOMPONENTER
5. MEDISINSKE INDIKASJONER
6. VELG KOMPONENTER
7. VEILEDNING FOR BRUK AV SYSTEMET
8. BRUKSINSTRUKSJONER
9. BRUKSINSTRUKSJONER FOR EREKITLE DYSFUNKSJONER
10. BRUKSANVISNING FOR PENILREHABILITERING
11. VANLIGE PROBLEMER OG LØSNINGER
12. FORHOLDSSREGLER
13. PORTEFØLJE

Side

1
2
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
19

MERK: Androvacuum® har følgende modeller: **Androvacuum® Premium** (med automatisk motor, Deluxe-modell) og **Androvacuum® Manual** (med manuell motor, Pro-modell).

Bruksanvisningen er den samme for alle modeller, med mindre variasjoner.

Androvacuum® er en medisinsk utprøvd toppkvalitets penispumpe som er en ikke-invasiv, sikker og effektiv løsning for å følge en penisrehabiliteringsrutine og induserer på forespørsel medikamentfrie øyeblikkelige ørekjønner som en løsning på erektil dysfunksjon.


Androvacuum® har et ergonomisk design og består av en sylinder som penisen legges i. Penispumpen kommer med en motor som lager en vakuum-miljø rundt penisen. Dette gjør at får penisen mer blodtilstremming og blir større.

Vennligst les først (kun for modell med batteri):

Trinn 1- For å fjerne batteridekselet, trykk ned på pilen og skyv oppover. Se bilde 1A.

Trinn 2- Sett batteriene inn i batteriommet som angitt.

Trinn 3- Skyv batteridekselet på plass.



Merk: Les nøye igjennom alle instruksjonene før du bruker **Androvacuum®**.


Hvis du ikke følger instruksene vil ikke **Androvacuum®** fungere.

Etter at du har satt inn batteriene, kontroller at motoren fungerer som den skal ved å trykke tenningsknappen fast.

4 Enhetskomponenter


Dempering: Kommer med adapter for demperringen, slik at den passer ulike penisstørrelser. Når kjeglen er av, og demperingen har blitt festet på penisrøret, skal adapte- ren festes på penisrøret.

Manuell utløserknapp for å senke vakuumtrykket. Lar deg redusere det negative trykket i sylinderen.





Aktiveringsknapp

Elektronisk eller manuell vakuummotor som skaper rask tettning




Hjelperinger for erekasjon / Klemmeringer: for å vedlikeholde erekasjonen. For ulike penistykkelser.



Forseglingsgele til personlig bruk

Merk: Forseglingsgelé er ikke inkludert i pakken, kun tilgjengelig i apotek.



Medisinsk gradert, avtakbar sylinder

Kjegleformet festesystem som festes på tuppen av penisrøret og som gjør det lett å feste ringen på penisrøret.

EREKTIL DYSFUNKSJON

Androvacuum® har blitt designet for å behandle erektil dysfunksjon. Flere millioner menn lider av denne tilstanden. Erektil dysfunksjon kan være et tegn på alvorlige problemer med blodstrømmen eller nerver. Erektil dysfunksjon er også ofte en bivirkning som skyldes medisinbruk. Hvis du mistenker dette er tilfellet bør du snakke med legen din. Du bør aldri bytte eller slutte å ta medisiner uten at du først snakker med din lege. Røyking, alkoholisme og stoffmisbruk kan bidra til erektil lidelse.

Erektil dysfunktionssterapi med **Androvacuum®** anbefales for:

- ☒ Men som av og til ikke får full erektsjon på grunn av stress, anspennhet eller frykt.
- ☒ Men som lett får erektsjon, men har problemer med å opprettholde erektsjonen.
- ☒ Men med erektsjonsproblemer i alle aldre, inkludert de som ikke har fått erektsjon på flere år.
- ☒ Men med erektsjonsproblemer, men som ikke kan ta anti-ED-medisin på grunn av hjerteproblemer.

PENILREHABILITERING

Vakuum-miljøet øker blodtilførselen i penisen slik at den blir større. Over lengre tid og regelmessig bruk av pumpen vil corpora cavernosa til penisen tilpasse seg. Til slutt vil penisen produsere økt blodtilførsel på egenhånd uten hjelp av et vakuum-miljø. Dette gjør også at penisen reagerer raskere og sterkere på seksuell stimulering. Erektsjonsproblemer som varer over lengre tid kan føre til at penisvevet krymper og dårlig blodsirkulasjon pga. mangel på erektsjoner. Regelmessig bruk av **Androvacuum®** vil derimot fremme fordelene som nattlige erektsjoner har, reversere penis-krymping, øke blodsirkulasjonen i penisen og bidra til bedre penishelse. **Androvacuum®** hjelper til med å strekke penisvev slik at den normaliseres i løpet av bare 4 uker. I tillegg til at du vil oppleve bedre blodsirkulasjon i penisen. Regelmessig bruk bidrar til bedre penishelse, større penis og sterkere erektsjoner.


Penilrehabiliteringsterapi med **Androvacuum®**, anbefalt for å:

- ☒ Men som opplever svake erektsjoner.
- ☒ Men som opplever gradvis svakere erektsjoner på grunn av alderdom, stillesittende livsstil, alkohol eller røyking, samt har høyt kolesterol eller stresser mye.
- ☒ Men med lave nivåer av testosteron (TDS eller hypogonadisme) eller som tar hormontilskudd.
- ☒ Men etter prostatektomi, prostatakirurgi Peyronies sykdom eller penisoperasjoner.


6

Velg Komponenter


1. Start med den største hjelperingen for erekasjon og demperingen. Hvis vakuumb og erekasjonen ikke fungerer med de største ringene så bør du prøve mindre hjelperinger for erekasjon til du klarer å opprettholde vakuumet og erekasjonen.
2. Sett sylinderen (den glatte enden skal vende opp) på en flat overflate. Sett det kjegleformet festesystem i penisrøret.
3. Smør hele overflaten til det kjegleformede systemet med forseglingsgele.
4. Ta tak i de to håndtakene til ringen på erekjonsstøtten som angitt. Legg tommeltuppene på toppen av ringen ved siden av det kjegleformede systemet og trekk ringen ned. Tommeltuppene dine bør gli langs overflaten på det kjegleformede systemet. Plasser hjelperingen for erekasjonen i enden av røret, slik at du senere kan enkelt sette den over penisen (ikke legg ringen på røret ved å dra i håndtakene, den kan gå i stykker).



5. Fjern det kjegleformede systemet og fest sylinderen til den elektriske vakuummotoren. Vri sylinderen på motoren med 1/4 omdreining, lås den på plass. Ikke stram for mye. Sett på demperingene i den åpne enden av penisrøret.
6. Hell varmt vann over sylinderen (før du fester motoren), dette forhindrer at sylinderen dugger til.



HJELPERINGER FOR EREKSJON



Et av de viktigste trinnene er riktig montering av Hjelperingene for erekasjon. For holde på blodet i penisen så må ringen være helt tett, men også passe komfortabelt. Den bør ikke være strammere enn nødvendig. Dersom **Androvacuum®** gir deg en god erekasjon, men hvis hjelperingen for erekasjonen blir løs når du bruker den i fem minutter eller kortere, så bør du prøve en hjelpering som er litt mindre.

Maks brukstid for hjelperingen for erekasjon er 30 minutter. Lengre bruk kan føre til permanent skade. Når du bruker riktig størrelse så tar det bare noen få minutter før du får en erekasjon.

IKKE BRUK EN HJELPERING MER ENN 30 MINUTTER.

Androvacuum® vil hjelpe deg med å oppnå en full og tilfredsstillende erekasjon i de fleste tilfeller.

- ☒ La det gå minst 60 minutter mellom hver periode med bruk.
- ☒ Ikke sov mens du bruker hjelperingen for erekasjon.
- ☒ Hjelperingen for erekasjon skal ikke brukes som prevensjon.
- ☒ Bruk den største hjelperingen for erekasjon som vedlikeholder en erekasjon.
- ☒ Ikke bruk hjelperinger for erekasjon når du drikker alkohol eller tar rusmidler.
- ☒ Hyppig bruk av hjelperinger for erekasjon kan føre til blåmerker ved bunnen av penis (der penisskaftet treffer kjønnsområdet). Midlertidige bivirkninger kan også inkludere noen blåmerker i penis eller små røde flekker under huden. Vær forsiktig og bruke rikelig med vannløselig smøregele når du skal fjerne hjelperingene.
- ☒ Ikke bruk oljebaserte smøremidler som vaselin, fordi de kan være skadelige for hjelperingene for erekasjon eller annet materiale av lateks, slik som kondomer. Bruk kun vannoppløselig smøre- og forseglingsgele.

MANUMANUELL UTLØSERKNAPP FOR Å SENKE VAKUUMTRYKKET OG OPPRETTING AV VAKUUMTRYKK

Penisen bør fylles med blod og bli stiv uten at du opplever smerte i løpet av **10 til 90 sekunder**. Det kan hende at du føler et press når penis fylles blod pga. fra vakuumet, dette er normalt. Hvis det gjør litt vondt når penis blir stor så bør du prøve et lavere vakuumnivå. Dette gjør du ved å trykke på den manuelle utløserknappen for vakuum (med litt øvelse bør du klare å finne riktig vakuumnivå, slik at du får en full erekksjon).

Den **manuelle utløserknappen for å senke vakuum** kan skyves ned til et lavere vakuumnivå. Dersom for mye vakuum frigjøres, så kan du enkelt øke ved å trykke på aktiveringsknappen.


For å fjerne penisen fra sylinderen, skyver du den manuelle vakuumutløserknappen til vakuumtrykket er borte. Deretter fjerner du sylinderen.

De fleste menn med erektil dysfunksjon vil miste mesteparten av erekksjonen etter at de har fjernet penisen fra sylinderen. Dette problemet kan løses ved riktig montering av hjelppering for erekksjon. Men hvis du opplever at du får en god nok erekksjon for samleie, så trenger du ikke å bruke hjelpperingen for erekksjon. Du er mulig å nyte et godt sexliv ved å bruke **Androvacuum®**-enheten uten å bruke hjelpperingen for erekksjon.

FJERNING AV HJELPERINGER FOR EREKSJON

Advarsel: Ikke bruk hjelppering for erekksjon i mer enn 30 minutter

Fjern ringen ved å dra sideløkkene utover. Ringen kommer til å strekke seg slik at blodet kan bevege seg bort fra penisen. Deretter trekker du Hjelppering for erekksjon av. For å hindre at hjelpperingen for erekksjon setter seg fast i kjønnshår, så kan du bruke litt forseglingsgele før du setter på hjelpperingen.



ANBEFALT

Men's health supplement



Andropharma Vigor

FOR EREKITLE DYSFUNKSJON:

- Smør penisen, innsiden av sylinderen og området med kjønnshår (området som kommer i kontakt med demperingen), med forseglingsgele. Dette gjør at du får en god vakuumbetning mot kroppen og forhindrer at penisen klister seg til veggene i sylinderen.
- Legg penisen inn i sylinderen og start vakuumprosessen. Start motoren ved å trykke på aktiveringsknappen. Trykk på knappen i ca. 10 sekunder, dette bør være nok for å skape en tetning mellom systemet og kroppen din. Fortsett å trykke på knappen til du får tilstrekkelig vakuumb. Bruk minst mulig vakuumb for å oppnå erekasjon.
- Straks ønsket erekasjon er oppnådd, overfør Hjelpering for erekasjon fra sylinderen til roten av penisen med fingertuppene. Pass på at Hjelperingen for erekasjonen overføres helt rundt. Eventuelt vakuumb som er igjen, kan frigjøres ved å trykke på den manuelle utløserknappen for vakuumb. Øv et par ganger uten hjelperingen for erekasjon.

FOR PENILREHABILITERING:

- Terapeutisk bruk av **Androvacuum®** en gang per dag, fra 5 til 7 ganger per uke, kan bidra til å opprettholde penislengden, utvide arterier og gi økt oksygen i penisvevet. Regelmessig bruk av **Androvacuum®** kan fremme full erekjonsfunksjon. Du må ikke bruke hjelperingen for erekasjon. De er designet for å holde på blodet og opprettholde en erekasjon som holder seg stiv under seksuell aktivitet. Når du utfører seksuell kondisjonstrening anbefaler vi at du prøver å få til 5 erekasjoner eller bruker **Androvacuum®** i minst 5-10 minutter. Aldri bruk motoren til du føler smerte.

Merknad 1. Etter at du har brukt **Androvacuum®** i 30 til 60 dager, er det lurt å sjekke størrelsen på ringene som skal brukes. Det kan hende at du kan bruke de mer større ringene. Større ringer gir også bedre komfort.


Merknad 2. Enkelte par kan foretrekke å stanse samleie minst en gang og bruke på nytt **Androvacuum®**.

Merknad 3. Dersom du vil bruke kondom, så bør den settes på etter at du har fått erekasjonen.


Merknad 4. Etter bruk kan du vaske hjelperingen for erekasjon, demperingen og sylinderen med såpe og vann. Deretter tørker du og lagrer enheten. Sørg for at posen for hjelperingen til erekasjon er luftfri og tett forseglet, da varer den lengre. Aldri legg motoren i vann.

ADVARSEL


Når du plasserer sylinderen på pumpehodet, må du IKKE OVERSTRAMME. Vri en fjerdedel (1/4) for å stramme. For hard stramming eller for mye vil ødelegge systemet. Hvis dette skjer, vil det IKKE bli dekket av garantien!




01
Skyv hjelperingen for erekjon over det kjegleformede systemet, og på enden av sylinderen.




02
Ta av det kjegleformede systemet og sett på demperingen.




03
Smør penisen, innsiden av sylinderen og kjønnshår med forseglingsgelen.




04
Sett penis inn den klargjorte sylinderen.




05
Start vakuumprosessen avhengig av din modell elektronisk eller manuell




06
Når du har oppnådd erekjon så skyver du hjelperingen for erekjon til roten av penisen. Når ringoverføringen er gjort, så er du klar.




01
Påfør forseglingsgele på kanten av vakuumsyylinderen og på hele penislengden.




02
Legg penisen inn i sylinderen. For manuell modell tar du tak i motoren med hånden og gjør opp-og-ned-bevegelser. For elektronisk modell, følg trinn 3.




03
Bruk motoren i 10 sekunder og stans i 5 til 10 sekunder for å langsomt skape et vakuummiljø. Gjenta til du får full erekasjon.



04
Når du har oppnådd full erekasjon, vent 30 sekunder. Stramhet og noe press er normalt og er forventet.



05
Etter 30 sekunder frigjør du trykket i sylinderen ved å trykke på den røde knappen.



06
Vent til penisen er i slapp tilstand igjen og gjenta start-og-stopp-prosessen igjen før du får penisen til en full erekasjon igjen.

PROBLEM	VANLIG ÅRSAK	LØSNING	KOMMENTARER
Ingen ereksjon	Ingen vakuum på grunn av luft-lekkasje forårsaket av dårlig tetning	Bruk mer forseglingsgele; Trykk godt mot kroppen; Trimme kjønnshår; Sjekk systemet for luftlekkasjer	Problemet knyttes ofte til uerfarenhet; situasjonen blir bedre når du bli flinkere til å bruke systemet
Delvis ereksjon	Ikke nok treningsøkter	Mer trening med system	Problemet forbedres som regel med videre bruk av systemet
Raskt tap av ereksjon (på mindre enn 5 minutter)	Vakuum tapt på grunn av luftlekkasje, dårlig tetning, dårlig smøring, eller for mye kjønnshår, før stor hjelpeing	Samme som for "Ingen erekasjon". Bruk mindre eller doble støttinger; fjern støttingen forsiktig	Krever at du eksperimenterer med ulike størrelser av støttinger; Snakk med legen din dersom du trenger hjelp eller støtte for å fortsette
Trekking av punghuden	Forseglingsgele på pungen; Feil pumpeteknikk; Manglende erfaring med systemet	Fjern forseglingsgele fra pungen; Fortsett med å trenne; Vinkle sylinderen nedover under pumping	Problemet kan forsvinne når du blir bedre til å bruke systemet
Ubehag eller smerte under pumping	For rask pumping; Drar i punggev	Langsom pumping; Fortsett å bruke systemet	Problemet slutter vanligvis etterhvert som du blir bedre til å bruke systemet
Fra Hjelpeing for erekasjon	Hjelpeing for erekasjon for liten; angst	Bruk større hjelpeing for erekasjon; Fortsett å bruke systemet	Problemet slutter vanligvis når du fortsetter å bruke systemet
Under samleie	Dårlig smøring; Trykk på et følsomt område	Mer smøring; endre posisjoner	
Under utløsning	Lengre perioder uten sex; Infeksjon eller hevelse i prostata	Fortsett å bruke systemet	Problemet slutter vanligvis når du fortsetter å bruke systemet; Hvis smerte eller ubehag vedvarer, bør du snakke med legen.
Rødhet, irritasjon eller blåmerker	For rask pumping; over-pumping	Langsom pumping; Færre pumpinger	Kontakt legen din dersom dette problemet fortsetter utover de første treningsøktene
Penisen føles kald (for deg eller din partner)	Redusert blodstrøm til penis; smøring	Vask bort smøremiddelet eller varm opp smøremiddelet før bruk	
Penis svinger ved roten	Redusert blodstrøm til penis	Hvis det er mulig, bruk systemet etter at du har hatt en delvis erekasjon	

De potensielle risikoene som er identifisert i litteraturen er midlertidige og inkluderer: blåmerker i penis, smerte i penis, nummenhet i penis og manglende evne til å ejakulere.

- ☒ Du vil føle et trykk når du bruker **Androvacuum®**. Dette er ikke farlig. Men hvis du føler ubehag, kan dette være et tegn på at du pumper for fort. Bare trykk på den manuelle utløserknappen for vakuums vent litt og start på nytt.
- ☒ Penisen blir svakt blåaktig etter at du har brukt hjelperingen for erekasjon. Dette kan skyldes en vanlig reaksjon på blodøkningen i penisen. Den blåaktige fargen bør forsvinne når du fjerner støtteringen.
- ☒ Du opplever noen petechiae (små rødaktige flekker under huden) eller blåmerker på penisen når du begynner å bruke **Androvacuum®**. Dette kan skje når penisen blir utsatt for vakuums trykk for lenge og for raskt, eller etter en lang periode uten erekssjoner. Hvis dette skjer, bør du slutte å bruke **Androvacuum®** til flekkene eller blåmerkene forsvinner helt, omtrent fem til syv dager.
- ☒ Du eller din partner kan merke et lite temperaturfall i penisen. Denne nedkjølingen er normalt og ikke skadelig. Det er en normal reaksjon på redusert blodstrømmen forårsaket av støtteringen.
- ☒ Din erekasjon har en "hengsel" effekt. Penisen kan sveve ved rotens settes på plass. Hvis dette skjer, kan det hende det er nødvendig å prøve ulike stillinger med parteneren for å få til et vellykket samleie.
- ☒ Sæd kommer ikke ut ved klimaks. Trykket fra Hjelperingen for erekasjon kan forstyrre utløsningsprosessen. Dette er ikke skadelig, og påvirker ikke klimaks. Sæd kan flyte ut når du fjerner ringen. Hjelpering for erekasjon skal ikke brukes som prevensjon eller for å unngå graviditet.
- ☒ Penissylinderen kan utvikle kondens på innsiden. Dette skyldes bare at kroppsvarme reagerer med forseglingsgelen. Dugging kan reduseres ved å skylle sylinderen med varmt vann og deretter tørke den før bruk.
- ☒ Bruken av **Androvacuum®** kan føre til blåmerker eller at blodkarene blir ødelagt, enten rett under hudoverflaten eller dypere inn i penisen eller pungen. Dette kan føre til blødninger eller dannelsen av hevelser med blod. Ikke vær bekymret hvis du merker blåmerker på penisen eller oppdager små rødaktige prikker under huden. Dette skjer vanligvis når du ikke har hatt sex på en stund. Du bør stanse bruken av systemet til dette er ikke lengre tilfallet (5 eller 6 dager). Når du bruker systemet igjen bør du være forsiktig med å skape mer vakuums enn det som er komfortabelt. Vær varsom og bruk rikelig med vannopploselig forseglingsgel når du skal ta av hjelperingen for erekasjon.

- ☒ Hvis du opplever symptomer på erektil dysfunksjon (dvs. du klarer ikke å få til en erekksjon som er sterk nok for samleie), så kan du snakke med legen din før du bruker Androvacuum, slik at du kan tidlig oppdage noen av de vanligste årsakene som forårsaker erektil dysfunksjon. F.eks. diabetes, multipel sklerose, levercirrhose, kronisk nyresvikt eller alkoholisme.
- ☒ Ikke bruk Hjelperingen for erekksjon i mer enn 30 minutter. Det kan forårsake smerte, blåmerker, blodblemm eller varig skade på penisen. Rådfør med legen din dersom det oppstår problemer og stans bruken av systemet hvis problemene vedvarer.
- ☒ Hvis du ikke følger disse instruksjonene kan du risikere skader.

Androvacuum® kan ikke kurere samlivsproblemer eller behandle helseproblemer som lav sexlyst, nedsatt sensitivitet, eller fraværet av eller for tidlig utløsning.

Hvis du har sigdcelleanemi eller lider av sykdommer, tidligere har opplevd langvarige erekssjoner, eller tar store mengder aspirin eller andre blodfortynnende medisin, skal du ikke bruke **Androvacuum®** før du først rådfører deg med legen din.

- ☒ Misbruk av **Androvacuum®** eller Hjelperingene for erekksjon kan forverre eksisterende medisinske tilstander, slik som Peyronie's Disease (en tilstand som forårsaker skjev eller unormal bøyning av erekssjoner), langvarig erekksjon og blokkert urintrør.
- ☒ Hjelperingene for erekksjon kan føre til hevelse i penisen eller alvorlig og permanent skade på penisen.
- ☒ Hyppig bruk av Hjelperingene for erekksjon kan føre til blåmerker ved penisroten (der skafet på penis treffer kjønnsområdet), blodblemm eller smerte.
- ☒ Du bør være forsiktig når du bruker **Androvacuum®**, spesielt etter fjerning av et penisimplantat pga. potensielle arrdannelse og nedsatt penisfunksjon. Lag vakuumet gradvis. Se etter blåmerker eller forvrenginger av penisen.

PORTFOLIO



www.andropenis.com

Increase penis size with traction therapy and treat micropenis.



www.andropeyronie.com

Reduce penile curvature and treat Peyronie's disease.



www.androvacuum.com

Improve erections with vacuum therapy and treat erectile dysfunction.



andromedical.com/shop

Spare parts and accessories



www.andropharma.com

PENIS

Increase the own testosterone levels and improve penile lengthening.

VIGOR

Increase men's sexual desire and achieve long lasting erections.

CURVATURE

Inhibit the fibrous plaque of Peyronie with natural anti-inflammatories.

Further information, updates, privacy policy, return-refund policy, disclaimer and conditions of warranty can be found at: www.andromedical.com

© Copyright 1995-2023 Andromedical®, Madrid (Spain).