

HOLES: NUMBER GUIDLINES
ORIFICES: NUMERATION POUR INDICATIONS
ÖFFNUNGEN: NUMMERIERUNG FÜR DIE JEWEILIGEN ANWENDUNGEN



ORIFICIOS: NUMERACIÓN PARA INDICACIONES
ORIFIZIO: NUMERAZIONE PER INDICAZIONI
プラスチック製上部部品にある穴の番号とその使用方法



CURVATURE TO THE LEFT

Insert one end of the silicone band through hole 2 and the other end through hole 6.
Attach the silicone strap as directed in the diagram. Fold the device upwards and tilt it to the right.



COURBURE VERS LA GAUCHE


Introduire une extrémité de la bande en silicone dans l'orifice 2 et l'autre extrémité dans l'orifice 6.
Fixer la bande en silicone comme l'indique l'image. Plier l'appareil vers le haut et incliner-le vers la droite.



LINKSKRÜMMUNG

Stecken Sie das eine Ende des Silikonbandes durch die Öffnung 2 und das andere Ende durch die Öffnung 6. Drehen Sie den Basisring nach rechts und klappen Sie das Gerät in Richtung Ihres Körpers

BEFORE HOW TO USE



CURVATURA HACIA LA IZQUIERDA


Introducir un extremo de la banda por el orificio 2 y el otro extremo por el orificio 6. Fije la cinta de silicona como se indica en el dibujo. Plegar el aparato hacia arriba y ladearlo hacia la derecha.

CURVATURA VERSO SINISTRA

Inserire un'estremità del laccio di silicone attraverso l'orifizio 2 e l'altra estremità attraverso l'orifizio 6. Fissare il laccio di silicone come indica l'immagine. Piegare il dispositivo verso l'alto e inclinarlo verso destra.

ペニスが左方向に歪曲している場合

シリコンバンドの一方の先端を2番、もう一方の先端を6番の穴に差し込んで下さい。
図のようにシリコンバンドを固定します。器具を上向きに装着した後、右に傾けてください。



CURVATURE TO THE RIGHT

Insert one end of the silicone band through hole 3 and the other end through hole 5.
Attach the silicone band as directed in the diagram. Fold the device up and tilt it to the left.



COURBURE VERS LA DROITE


Introduire une extrémité de la bande en silicone dans l'orifice 3 et l'autre extrémité dans l'orifice 5.
Fixer la bande en silicone comme l'indique l'image. Plier l'appareil vers le haut et incliner-le vers la gauche.



RECHTSKRÜMMUNG

Stecken Sie das eine Ende des Silikonbandes durch die Öffnung 3 und das andere Ende durch die Öffnung 5.
Drehen Sie den Basisring nach links und klappen Sie das Gerät in Richtung Ihres Körpers.

HOW TO USE BEFORE



CURVATURA HACIA LA DERECHA


Introducir un extremo de la banda por el orificio 3 y el otro extremo por el orificio 5. Fije la cinta de silicona como se indica en el dibujo. Plegar el aparato hacia arriba y ladearlo hacia la izquierda.

CURVATURA VERSO DESTRA

Inserire un'estremità del laccio di silicone attraverso l'orifizio 3 e l'altra estremità attraverso l'orifizio 5. Fissare il laccio di silicone come indica l'immagine. Piegare il dispositivo verso l'alto e inclinarlo verso sinistra.

ペニスが右方向に歪曲している場合

シリコンバンドの一方の先端を3番、もう一方の先端を5番の穴に差し込んで下さい。
図のようにシリコンバンドを固定します。器具を上向きに装着した後、左に傾けてください。



UPWARD AND DOWNWARD VERTICAL CURVATURE

Insert one end of the silicone band through hole 2 and the other through hole 3.
Fold the unit up towards the body if the curvature is downwards.
Fold the unit down away from the body if the curvature is upwards.




COURBURE VERS LE BAS OU VERS LE HAUT

Introduire une extrémité de la bande en silicone dans l'orifice 2 et l'autre extrémité dans l'orifice 3.
Plier l'appareil vers le haut si la courbure est vers le bas.
Plier l'appareil vers le bas si la courbure est vers le haut.



VERTIKALE KRÜMMUNG

Stecken Sie das eine Ende des Silikonbandes durch die Öffnung 2 und das andere Ende durch die Öffnung 3. Klappen Sie das Gerät nach oben, wenn die Krümmung nach unten verläuft.
Klappen Sie das Gerät nach unten, wenn die Krümmung nach oben verläuft.



CURVATURA HACIA ABAJO O ARRIBA

Introducir un extremo de la banda de silicona por el orificio 2 y el otro por el orificio 3.
Plegar el aparato hacia arriba si la curvatura es hacia abajo.
Plegar el aparato hacia abajo si la curvatura es hacia arriba.

CURVATURA VERSO IL BASSO O VERSO L'ALTO

Inserire un'estremità del laccio di silicone attraverso l'orifizio 2 e l'altra estremità attraverso l'orifizio 3.
Piegare il dispositivo verso l'alto se la curvatura è verso il basso
Piegare il dispositivo verso il basso se la curvatura è verso l'alto.

ペニスが下方向、もしくは上方向に歪曲している場合

シリコンバンドの一方の先端を2番、もう一方の先端を3番の穴に差し込んで下さい。
歪曲が下方向の場合は、器具を上向きに装着します。
歪曲が上方向の場合は、器具を下向きに装着します。





HOLES: NUMBER GUIDLINES


ORIFICES: NUMERATION POUR INDICATIONS

ÖFFNUNGEN: NUMMERIERUNG FÜR DIE JEWEILIGEN ANWENDUNGEN

ORIFICIOS: NUMERACIÓN PARA INDICACIONES

ORIFIZIO: NUMERAZIONE PER INDICAZIONI

プラスチック製上部部品にある穴の番号とその使用方法



DEVIATION TO THE LEFT

Insert one end of the silicone band through hole 2 and the other end through hole 4. Fold the unit upwards and tilt it to the right.



DEVIATION VERS LA GAUCHE

Introduire une extrémité de la bande en silicone dans l'orifice 2 et l'autre extrémité dans l'orifice 4. Plier l'appareil vers le haut et incliner-le vers la droite.



LINKSABWEICHUNG

Stecken Sie das eine Ende des Silikonbandes durch die Öffnung 2 und das andere Ende durch die Öffnung 4. Drehen Sie den Basising nach rechts und klappen Sie das Gerät in Richtung Ihres Körpers.



DESVIACIÓN HACIA LA IZQUIERDA

Introducir un extremo de la banda de silicona por el orificio 2 y el otro extremo por el orificio 4. Plegar el aparato hacia arriba y ladearlo hacia la derecha.



DEVIATIONE VERSO SINISTRA


Inserire un'estremità del laccio di silicone attraverso l'orifizio 2 e l'altra estremità attraverso l'orifizio 4. Piegare il dispositivo verso l'alto e inclinarlo verso destra.




ペニスが左方向に傾いている場合

シリコンバンドの一方の先端を2番、もう一方の先端を4番の穴に差し込んで下さい。器具を上向きに装着した後、右に傾けてください。

BEFORE HOW TO USE



HOW TO USE BEFORE



DEVIATION THE RIGHT

Insert one end of the silicone band through hole 1 and the other end through 3. Fold the unit up and tilt it to the left.



DEVIATION VERS LA DROITE

Introduire une extrémité de la bande en silicone dans l'orifice 1 et l'autre extrémité dans l'orifice 3. Plier l'appareil vers le haut et incliner-le vers la gauche.



RECHTSABWEICHUNG

Stecken Sie das eine Ende des Silikonbandes durch die Öffnung 1 und das andere Ende durch die Öffnung 3. Drehen Sie den Basising nach rechts und klappen Sie das Gerät in Richtung Ihres Körpers.



DESVIACIÓN HACIA LA DERECHA

Introducir un extremo de la banda por el orificio 1 y el otro extremo por el orificio 3. Plegar el aparato hacia arriba y ladearlo hacia la izquierda.



DEVIATIONE VERSO DESTRA

Inserire un'estremità del laccio di silicone attraverso l'orifizio 1 e l'altra estremità attraverso l'orifizio 3. Piegare il dispositivo verso l'alto e inclinarlo verso sinistra.



ペニスが右方向に傾いている場合

シリコンバンドの一方の先端を1番、もう一方の先端を3番の穴に差し込んで下さい。器具を上向きに装着した後、左に傾けてください。



AVOID SCAR RETRACTION

Protect your penis with cotton wool or gauze. Insert one end of the silicone band through hole 1 and the other end through hole 4.



EVITER LA RETRACTION CICATRICIELLE

Protéger le pénis avec du coton ou de la gaze. Introduire une extrémité de la bande en silicone dans l'orifice 1 et l'autre extrémité dans l'orifice 4.



VERMEIDEN DER VERKÜRZUNG DURCH NARBENGEBEWEKONTRAKTION

Schützen Sie Ihren Penis mit einem Stück Watte oder einem Gaze Verband. Stecken Sie das eine Ende des Silikonbandes durch die Öffnung 1 und das andere Ende durch die Öffnung 4.



EVITAR LA RETRACCIÓN CICATRICAL

Proteja el pene con algodón hidrófilo o una gasa. Introduzca un extremo de la banda de silicona por el orificio 1 y el otro extremo por el orificio 4.






EVITARE LA RETRAZIONE CICATRIZIALE

Proteggere il pene con cotone o garza. Inserire un'estremità del laccio di silicone attraverso l'orifizio 1 e l'altra estremità attraverso l'orifizio 4.



手術後の瘢痕拘縮(はんこんこうしゅく)を予防する場合

シリコンバンドの一方の先端を1番、もう一方の先端を4番の穴に差し込んで下さい。この時、ペニスをガーゼやコットンでしっかり保護するようにして下さい。



MICROPENIS

Penis length less than 8 cm (3.15"). Insert one end of the silicone band through hole 5 and the other end through hole 6.



MICROPENIS

Pénis en dessous de 8 cm (3.15"). Introduire une extrémité de la bande en silicone dans l'orifice 5 et l'autre extrémité dans l'orifice 6.



MIKROPENIS

Penislänge geringer als 8 cm (3.15"). Stecken Sie das eine Ende des Silikonbandes durch die Öffnung 5 und das andere Ende durch die Öffnung 6.



MICROPENE

Pene menor de 8 cm (3.15"). Introducir un extremo de la banda de silicona por el orificio 5 y el otro extremo por el orificio 6.



MICROPENE

Pene inferiore a 8 cm (3.15"). Inserire un'estremità del laccio di silicone attraverso l'orifizio 5 e l'altra estremità attraverso l'orifizio 6.



マイクロペニス

シリコンバンドの一方の先端を5番、もう一方の先端を6番の穴に差し込んで下さい。勃起時のサイズが8センチ以下のペニス用です。