




# キレイキープは、無色透明のコーティングで 入れ歯のお手入れが**楽**になります！

## コーティングしていない入れ歯



歯石が溜まっている

ブラシでは落としきれない細菌が増殖し、固まって歯石になります。




## キレイキープでコーティングした入れ歯



歯石が溜まりにくい


汚れがこびりつかず、歯石が溜まりにくくなります。




## もちろん

入れ歯の内面も汚れが付きにくくなります！

※汚れを青色に染めています。



コーティングしていない入れ歯




キレイキープでコーティングした入れ歯

入れ歯の材質によってはコーティングできない場合があります。


## キレイを約3か月キープ！

義歯ブラシを使用したコーティング膜の耐久性




毎日ブラッシングや義歯洗浄剤で清掃しても、コーティング効果は約3か月\*持続します。

※効果の持続期間は個人差があります。



## コーティングは10分程で完了!

ニオイなし・味なしの  
うすい膜なので  
口に入れても違和感なく  
食事できます!



スプレーでコーティング成分を  
吹き付ける



専用のライトで固める

さらに

## キレイキープの プラス効果

ブラシなどで清掃した義歯にキレイキープを  
適用すると、スプレーの成分とライトの機能  
により、さらにニオイやヌメリの原因を除去し  
義歯を清潔にします。

エタノール  
配合

Spray!



UVC  
(深紫外線)  
照射

Light!



東京大学 大学院工学系研究科  
石原 一彦教授



昭和大 歯科補綴学講座  
馬場 一美教授

## キレイキープは

東京大学・石原一彦研究室が開発し、  
昭和大 歯科補綴学講座が応用研究した

「光反応性MPCポリマー」コーティングシステム!



## 日々のお手入れ

お家でのお手入れは  
義歯ブラシや洗浄剤を  
お使いください!

軽い力で  
汚れが落ちる



ブラッシング



義歯洗浄剤